

Dardilly, le Août 2011

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
 - des directeurs de l'établissement de santé
 - des correspondants locaux de réactovigilance

A transmettre à toute personne concernée dans l'organisation

**Objet : Retrait EMULSION JAUNE D'OEUF-référence SR0047C- lot 1023178
Supplément pour la fabrication de milieux de culture**

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'utilisateurs, des investigations internes ont confirmé une croissance réduite et des morphologies atypiques pour les colonies de *Clostridium perfringens* et de *Bacillus cereus* pouvant entraîner l'apparition de résultats faussement négatifs ou retardés lors de l'utilisation de ce lot d'émulsion de jaune d'œuf.

En conséquence, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser et de détruire les flacons d'émulsion de jaune d'œuf lot 1023178 en votre possession**
 - **d'éventuellement reconsidérer les résultats rendus avec ce lot en fonction des résultats des contrôles internes du laboratoire.**
 - **de nous retourner le certificat de destruction ci-joint par fax au 04 78 66 03 76.**
- Dès réception du fax, nous vous enverrons un autre lot en remplacement des coffrets non utilisés.**

L'AFSSAPS a été informée de cette communication.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73 .

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION

(à nous retourner même si vous n'avez plus de produit) au 04 78 66 03 76

**OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX
Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

Déclare avoir détruit coffrets de SUPPLEMENT EMULSION JAUNE D'ŒUF SR0047C lot 1023178 restant en ma possession.

Cocher la case adéquate :

- Je désire un remplacement immédiatement
- Je désire un remplacement joint à ma prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :