

**SOCIETE
DES
LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES**

6, rue de paris, 95440 ECOUEN, France

BP n°7

Sc. Commercial : Tél : 01.39.92.63.81
 Fax : 01.39.90.29.37

Sc. Pharmaceutique : Tél : 01.39.92.63.51
 Fax : 01.39.92.64.82

«Nom_de_Etablissement_»

Le Responsable de matériovigilance

«Destinataires»

«Adresse_1»

«CP_VILLE_»

Nos réf : «Chrono» CO/NU

Ecouen, le 27 Septembre 2011

Objet : Rappel de lot volontaire

OCTOPUS CODE 841.361 LOT 08.04.11AE

Madame, Monsieur,

Nous vous avons récemment adressé **«Quantité_» OCTOPUS code 841.361 du lot 08.04.11AE.**

Nous avons constaté sur certains OCTOPUS **une erreur de valve.**

Certains prolongateurs ont été assemblés avec des valves anti siphon au lieu de valves anti retour, ce qui peut entraîner une absence de perfusion lorsque le dispositif est utilisé par gravité.

Nous vous demandons par précaution de ne plus utiliser ces produits et de bien vouloir procéder à leur retrait.

Veillez nous informer de la quantité concernée afin de procéder au remplacement des produits, en complétant et renvoyant par fax le formulaire joint.

Nous vous présentons nos excuses pour le désagrément occasionné et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Christine OBER
Docteur en Pharmacie
Directeur des Affaires Réglementaires**

**SOCIETE
DES
LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES**

6, rue de paris, 95440 ECOUEN, France

BP n°7

Sc. Commercial : Tél : 01.39.92.63.81

Fax : 01.39.90.29.37

Sc. Pharmaceutique : Tél : 01.39.92.63.51

Fax : 01.39.92.64.82

**OCTOPUS
CODE 841.361 LOT 08.04.11AE**

FORMULAIRE DE REPONSE CLIENT

Veuillez compléter et renvoyer ce formulaire par FAX au numéro ci-dessous pour nous indiquer le nombre de dispositifs à remplacer.

Fax : 01 39 92 64 82

Nom et Adresse de l'établissement :	«Chrono» «Code_client_» «Nom_de_lEtablissement_» «CP_VILLE_»
Nom et prénom de la personne à contacter :	
Fonction :	
Numéro de téléphone :	

Veuillez cocher les cases correspondantes :

Vous possédez des OCTOPUS code 841.361 lot 08.04.11AE.

Nombre de pièces retirées :

Vous ne possédez plus de OCTOPUS code 841.361 lot 08.04.11AE.

Signature & Date: