

## **IMPORTANT**

A l'attention du  
Responsable de Laboratoire,  
Directeur des Etablissements de Santé,  
Correspondant de Réactovigilance

Craponne, le 15 Octobre 2011  
Réf. : MAL/sr - 1127 - FCA

### **IMPORTANT : RETRAIT DE LOTS**

| Produits   | Péremption |
|--|------------|
| Slidex Pneumo Kit - Réf. <b>58 821</b> - lot <b>1101103874</b> | 2012-03-21 |

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateurs du réactif **Slidex pneumo-kit**, Réf: 58 821 et nous vous en remercions.

Suite à plusieurs réclamations concernant le réactif Slidex pneumo-kit du lot cité en référence, les investigations réalisées dans notre laboratoire de Contrôle Qualité ont mis en évidence des agglutinations obtenues avec la souche de contrôle *Streptococcus pyogenes* ATCC 19615 et le réactif R1 (latex anti-*Streptococcus pneumoniae*).

Conformément à la notice d'utilisation du produit, au paragraphe Contrôle de Qualité, une agglutination du R1 avec cette souche ATCC indique une dégradation possible de ce réactif qui le rend impropre à l'utilisation.

Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir cesser d'utiliser les coffrets de ce lot de Slidex pneumo-kit.

Si vous êtes encore en possession de ces coffrets, nous vous demandons de les détruire et de nous retourner le certificat de destruction, ci-joint, par fax au **04 78 87 20 91**.

A réception de ce certificat de destruction, nous effectuerons un échange correspondant.

Le Centre de Relation Client reste à votre disposition au numéro suivant pour toute information complémentaire.

☎ 0 820 22 90 90

Conscients des perturbations que cette situation peut engendrer dans l'organisation de votre laboratoire, nous vous prions de bien vouloir nous excuser.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

**Marie Agnès Lhopital**  
Support Application Bactériologie  
Centre de Relation Client

Note : L'AFSSAPS sera informée de cette communication.  
P. J. : 1 certificat de destruction

**BIOMERIEUX**

## CERTIFICAT DE DESTRUCTION

A RETOURNER AU CENTRE DE RELATION CLIENT

FAX : 04.78.87.20.91

RAISON SOCIALE / TAMPON DU LABORATOIRE : .....

CP - VILLE : .....

Code client : .....

N° notification : .....

| Produit                      | Nombre de kits détruits |
|------------------------------|-------------------------|
| Slidex pneumo kit            |                         |
| Réf. 58 821 - lot 1101103874 |                         |

A réception du certificat de destruction, nous effectuerons l'échange correspondant.

Date : ..... Nom du signataire : .....

Signature : .....