

INFORMATION IMPORTANTE

A l'attention des Responsables de Laboratoires

Loos, le 24 Janvier 2012

Objet : Hématies de dépistage pour RAI : HEMASCREEN Réf. : 59852, lot 432000.

Chère Cliente, Cher Client,

Vous êtes utilisateur de notre réactif HEMASCREEN, hématies de dépistage pour RAI.

Vous avez reçu des coffrets du lot 432000 périmant le 10 février 2012.

Nous vous confirmons que l'hématie 1/3 (hétérozygote Fya+/Fyb+) présente une faiblesse réactionnelle avec notre Contrôle de Qualité Interne anti-Fya rendant ainsi le contrôle invalide et, par conséquent, **le système analytique associé au test RAI**.

Afin d'éviter toutes invalidations, nous vous faisons parvenir ce jour le lot 433000 que vous pouvez utiliser dès réception ou après la fin de validité du lot 428000 envoyé la semaine dernière.

Nous vous demandons de ne pas ou plus utiliser le lot 432000 et de détruire tous les coffrets que vous pourriez avoir en stock.

L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé a été informée de ce courrier.

Pour tout complément d'informations, notre Hotline se tient à votre disposition au :

Hotline +33 (0)3.20.96.53.65

Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, Cher Client, nos respectueuses salutations.

Michèle VERSCHELDE
Responsable Qualité Produit

José BOIGNARD
Responsable Affaires Réglementaires