

«Hospital_Name»
«Users_Name» - «Department»
«Customer_Address»
«Zip_Code» «City» - «Country_name»

Référence notification: 90752558 (Uro)-FA

xx mars 2012

Notification d'information de sécurité
Retrait urgent de dispositif médical
Cathéter Imager™ II
(Urologie)

«Users_Name»,

Boston Scientific Corporation procède au retrait de cathéters IMAGER™ II. Un contrôle a mis en évidence que, durant le transport, il pouvait y avoir des frottements entre la boîte et l'emballage stérile de certaines unités contenues dans la boîte, frottements localisés au niveau de l'embase de la sonde. Cette interaction a provoqué des micro-trous (trous d'aiguille) dans l'emballage stérile des produits affectés. L'analyse a également révélé qu'il était peu probable que ces micro-trous soient détectés visuellement.

De plus, d'après l'ensemble des données examinées entre le 22 février 2010 et le 22 février 2012, aucune réclamation concernant les cathéters d'urologie IMAGER™ listés dans l'Annexe A n'a été reçue. Il est raisonnable de s'attendre à ce que ces micro-trous n'aient aucune conséquence en terme de risque sanitaire.

D'après nos informations, votre établissement a reçu des produits concernés par ce retrait. **L'Annexe A fournit la liste complète des produits retirés**, avec la description du produit, le numéro de référence (UPN), le numéro de catalogue, les numéros de lot et la date d'expiration. Veuillez noter que **seuls les produits référencés en Annexe A sont concernés. Aucun autre produit Boston Scientific n'est concerné par ce retrait volontaire.**

REMARQUE : Nous savons que les hôpitaux retirent souvent le produit de son emballage extérieur pour le stocker sur les rayonnages. Si cette pratique est courante dans votre établissement, **il est très important de vous référer attentivement au tableau de produits de l'annexe A. Lorsque vous recherchez les produits concernés par ce retrait, vous devrez tenir compte des codes UPN qui figurent sur les emballages, à la fois, extérieur et intérieur, car les codes figurant sur les étiquettes correspondantes peuvent différer. Les informations fournies dans le formulaire de vérification (ci-joint) n'indiquent que le code produit figurant sur l'emballage extérieur et doivent être utilisées lors du renvoi de produits.**

Vérifiez si les produits que vous avez en stock sont concernés par ce problème en vous reportant à l'annexe A. Le cas échéant, indiquez sur votre formulaire de vérification le nombre d'unités de chaque lot qui seront retournées. **Étant donné que les produits sont vendus par boîte de 5, il est important de veiller à ce que toutes les quantités indiquées dans le formulaire de vérification représentent le nombre réel de cathéters individuels renvoyés et non le nombre de cartons/boîtes ou emballages multiples.**

INSTRUCTIONS :

1. **Merci de bien vouloir interrompre immédiatement toute utilisation des produits concernés** dont la liste figure en Annexe A **et retirer l'ensemble de ces unités de votre stock** (qu'elles se trouvent dans la salle de cathétérisme interventionnel, en Radiologie, Radioscopie, Bloc Opératoire, Stock Central, Service d'expéditions/réceptions ou autres services concernés). **Isolez les unités concernées en lieu sûr pour renvoi à Boston Scientific.**
2. **Veillez remplir le Formulaire de vérification** ci-joint, même si vous n'êtes en possession d'aucun des produits à retourner.
3. **Veillez envoyer le Formulaire de vérification dûment rempli par fax au Service clients local de Boston Scientific** à l'attention de la «Customer_Service_Fax_Number» au plus tard le **xx avril 2012.**
4. **Si vous avez des produits à retourner**, veuillez les emballer dans une boîte d'expédition appropriée et **contacter** «Customer_Service_Tel» **de votre Service Clients Boston Scientific** pour convenir des modalités de retour.
5. Nous vous remercions d'informer les professionnels de la santé de votre établissement, utilisateurs de ces produits, de ce rappel ainsi que tout établissement où les produits concernés auraient pu être envoyés. Veuillez fournir à Boston Scientific toutes informations utiles sur les produits concernés qui ont été envoyés à d'autres établissements (le cas échéant).

L'autorité compétente de votre pays a été informée de cette notification d'incident.

Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure visant à garantir la sécurité des patients et la satisfaction de nos clients et vous remercions pour votre compréhension.

Pour toute information complémentaire concernant cette notification d'incident, veuillez contacter votre représentant Boston Scientific.

Nous vous prions d'agréer, «Users_Name», l'expression de notre considération respectueuse,

Annie Lasserre
Responsable affaires réglementaires
Boston Scientific S.A.S

Pièces jointes

- Formulaire de vérification
- Annexe A

Attachment A (Annexe A) - Affected products (Produits concernés)
Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Imager™ II Catheter
Reference: 90752558-FA (Urology)

Expiration Date Range: March 31, 2012 to January 31, 2014 (*Dates d'expiration concernées entre le 31 mars 2012 et le 28 février 2014*)

Product Description	Material N° (UPN)		Lot/Batch Number					
	Outer carton label of 5pk	Inner-pouch lable for each single catheter						
Imager™ II Catheters – C1 – 5fr – 65cm	M0064003001	M0064003000	00064016	00065473	00066117	00067636	00068586	00069553
			00070089	00070791	00071534	00072320	00073679	00073780
			00076129					
Imager™ II Catheters – C2 – 5fr – 65cm	M0064003011	M0064003010	00063007	00064018	00065474	00066588	00067128	00068068
			00073781	00074282	00075160	00075362	00076130	
Imager™ II Catheters – Straight – 5fr – 65cm	M0064003021	M0064003020	00063008	00064020	00065475	00066590	00067130	00068069
			00069554	00071536	00071619	00073784	00074284	00074829
			00075159					
Imager™ II Catheters – Bern – 5fr – 65cm	M0064003031	M0064003030	00064022	00064918	00065472	00066119	00066586	00067635
			00068584	00068896	00069555	00069965	00070090	00070789
			00071532	00071617	00072318	00073681	00073778	00074281
			00074828	00076127				
Imager™ II Catheters – JB1 – 5fr – 65cm	M0064003041	M0064003040	00064030	00068587	00069556	00071535	00071618	00073782
			00076131					
Imager™ II Catheters – Straight – 5fr – 100cm	M0064004021	M0064004020	00066123	00066589	00068993	00069557	00070792	00072321
			00073783	00074283	00075363			
Imager™ II Catheters – Bern – 5fr – 100cm	M0064004031	M0064004030	00063006	00064034	00065926	00070094	00070788	00071616
			00073680	00074827	00076126			
Imager™ II Catheters – JB1 – 5fr – 100cm	M0064004041	M0064004040	00067129					
Imager™ II Catheters – Bern – 5fr – 40cm	M0064005031	M0064005030	00064919	00066121	00066587	00068585	00068992	00070092
			00070790	00071533	00072319	00073779	00075161	00076128

«Hospital_Name»
«Users_Name» - «Department»
«Customer_Address»
«Zip_Code» «City» - «Country_name»

Référence notification: 90752558 (PI)-FA

xx mars 2012

Notification d'information de sécurité
Retrait urgent de dispositif médical
Cathéter d'Angiographie Imager™ II
(Périphérique Interventionnel)

«Users_Name»,

Boston Scientific Corporation procède au retrait de cathéters d'angiographie IMAGER™ II. Un contrôle a mis en évidence que, durant le transport, il pouvait y avoir des frottements entre la boîte et l'emballage stérile de certaines unités contenues dans la boîte, frottements localisés au niveau de l'embase de la sonde. Cette interaction a provoqué des micros-trous (trou d'aiguille) dans l'emballage stérile des produits affectés. L'analyse a également révélé qu'il était peu probable que ces micro-trous soient détectés visuellement. Treize réclamations concernant des problèmes de détérioration de l'emballage du cathéter IMAGER™ nous ont également été communiquées. Il est raisonnable de s'attendre à ce que ces micro-trous n'aient aucune conséquence en terme de risque sanitaire.

D'après nos informations, votre établissement a reçu des produits concernés par ce retrait. **L'Annexe A fournit la liste complète des produits retirés**, avec la description du produit, le numéro de référence (UPN), le numéro de catalogue, les numéros de lot et la date d'expiration. Veuillez noter que seuls les produits référencés en Annexe A sont concernés. Aucun autre produit Boston Scientific n'est concerné par ce retrait volontaire.

REMARQUE : Nous savons que les hôpitaux retirent souvent le produit de son emballage extérieur pour le stocker sur les rayonnages. Si cette pratique est courante dans votre établissement, **il est très important de vous référer attentivement au tableau de produits de l'annexe A. Lorsque vous rechercherez les produits concernés par ce retrait, vous devrez tenir compte des codes UPN qui figurent sur les emballages, à la fois, extérieur et intérieur, car les codes figurant sur les étiquettes correspondantes peuvent différer. Les informations fournies dans le formulaire de vérification (ci-joint) n'indiquent que le code produit figurant sur l'emballage extérieur et doivent être utilisées lors du renvoi de produits.**

Vérifiez si les produits que vous avez en stock sont concernés par ce problème en vous reportant à l'annexe A. Le cas échéant, indiquez sur votre formulaire de vérification le nombre d'unités de chaque lot qui seront retournées. **Étant donné que les produits sont vendus par boîte de 5, il est important de veiller à ce que toutes les quantités indiquées dans le formulaire de vérification représentent le nombre réel de cathéters individuels renvoyés et non le nombre de cartons/boîtes ou emballages multiples.**

INSTRUCTIONS :

1. **Merci de bien vouloir interrompre immédiatement toute utilisation des produits concernés** dont la liste figure en Annexe A **et retirer l'ensemble de ces unités de votre stock** (qu'elles se trouvent dans la salle de cathétérisme interventionnel, en Radiologie, Radioscopie, Bloc Opératoire, Stock Central, Service d'expéditions/réceptions ou autres services concernés). **Isolez les unités concernées en lieu sûr pour renvoi à Boston Scientific.**
2. **Veillez remplir le Formulaire de vérification** ci-joint, même si vous n'êtes en possession d'aucun des produits à retourner.
3. **Veillez envoyer le Formulaire de vérification dûment rempli par fax au Service clients local de Boston Scientific** à l'attention de la «Customer_Service_Fax_Number» au plus tard le **xx avril 2012.**
4. **Si vous avez des produits à retourner,** veuillez les emballer dans une boîte d'expédition appropriée et **contacter** «Customer_Service_Tel» **de votre Service Clients Boston Scientific** pour convenir des modalités de retour.
5. Nous vous remercions d'informer les professionnels de la santé de votre établissement, utilisateurs de ces produits, de ce retrait ainsi que tout établissement où les produits concernés auraient pu être envoyés. Veuillez fournir à Boston Scientific toutes informations utiles sur les produits concernés qui ont été envoyés à d'autres établissements (le cas échéant).

L'autorité compétente de votre pays a été informée de cette notification d'incident.

Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure visant à garantir la sécurité des patients et la satisfaction de nos clients et vous remercions pour votre compréhension.

Pour toute information complémentaire concernant cette notification d'incident, veuillez contacter votre représentant Boston Scientific.

Nous vous prions d'agréer, «Users_Name», l'expression de notre considération respectueuse,

Annie Lasserre
Responsable affaires réglementaires
Boston Scientific S.A.S

Pièces jointes

- Formulaire de vérification
- Annexe A

Attachment A (Annexe A) - Affected products (Produits concernés)
Urgent Medical Device Recall (Retrait urgent de dispositif médical)
Imager™ II Angiographic Catheter (Cathéter angiographique Imager II™)
Reference: 90752558-FA (Peripheral Intervention)

Expiration Date Range: March 31, 2012 to February 28, 2014 (Dates d'expiration concernées entre le 31 mars 2012 et le 28 février 2014)

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/5/ST/65/038 BX5	M001314001	M001314000	31-400	00062824	00063492	00064197	00065669	00066562	00067146
				00068067	00068583	00068895	00069411	00070990	00071522
				00071615	00071867	00072974	00073301	00074212	00074766
				00074921	00076277				
IMAGER II/5/ST/100/038 BX5	M001314011	M001314010	31-401	00063236	00063451	00064235	00065232	00065399	00068139
				00069836	00070425	00070732	00071675	00072057	00072973
				00073300	00073815	00074211	00074925		
IMAGER II/5/ST/65/035 BX 5	M001314021	M001314020	31-402	00062825	00063108	00063444	00064238	00065718	00065968
				00066891	00067305	00067644	00068061	00068281	00068569
				00068882	00069127	00070426	00071543	00072408	
IMAGER II/5/ST/100/035 BX 5	M001314031	M001314030	31-403	00063059	00063443	00064146	00065106	00065417	00067608
				00068132	00068568	00068766	00069000	00069820	00070164
				00070427	00071020	00071476	00072198	00072421	00074600
				00074759	00075221				
IMAGER II/5/BARNH/100/038 BX5	M001314041	M001314040	31-404	00062827	00063109	00063773	00064150	00064232	00065107
				00065697	00066345	00067101	00067306	00068305	00068985
				00069301	00070428	00070729	00071538	00071608	00071863
				00072963	00073291	00074180	00074335	00075002	00075262
IMAGER II/5/BERN/100/038 BX5	M001314051	M001314050	31-405	00063447	00063768	00064231	00064791	00065397	00065696
				00066622	00066623	00067100	00067307	00067916	00068133
				00068302	00068984	00069300	00070171	00070429	00070728
				00070958	00071182	00071282	00071358	00071582	00071672
				00072038	00072203	00072506	00072751	00072956	00073285
				00073535	00073536	00073934	00074069	00074070	00074109
				00074330	00074762	00074763	00074994	00074995	00075178
				00075356	00075485	00075486			
IMAGER II/5/BERN/100/035 BX 5	M001314061	M001314060	31-406	00062829	00063111	00063675	00064135	00064677	00065108
				00065404	00065710	00065984	00066612	00067085	00067311
				00067911	00068058	00068297	00068763	00068995	00069396
				00069962	00070161	00070430	00070770	00071012	00071206
				00071325	00071469	00071870	00072190	00072409	00072410
				00072791	00073830	00074136	00074311	00074752	00074961
				00075300	00075461				
IMAGER II/5/BERN/40/035 BX 5	M001314071	M001314070	31-407	00063113	00063472	00064136	00065109	00065477	00065812
				00065964	00067148	00067312	00067645	00067912	00068125
				00068298	00068562	00068815	00068996	00069397	00070180
				00070431	00070774	00071013	00071470	00071684	00071871
				00072191	00072411	00072792	00072920	00073259	00073511
00074162	00074962	00075462							
IMAGER II/5/BERN/40/038 BX5	M001314081	M001314080	31-408	00062832	00063115	00063480	00064147	00064239	00065110
				00065816	00065969	00066897	00067149	00067313	00067653
				00068134	00068303	00068994	00069044	00069412	00070172
				00070432	00070780	00071022	00071167	00071537	00071686
				00072040	00072810	00072958	00073021	00073287	00074176
00074331	00074997								

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emaballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/5/BERN/65/035 BX 5	M001314091	M001314090	31-409	00062834	00063326	00063682	00064241	00064679	00065405
				00065545	00065813	00066346	00066885	00067150	00067314
				00067637	00067913	00068070	00068418	00068563	00068753
				00068878	00069389	00070138	00070433	00070775	00070947
				00070948	00071115	00071383	00071498	00071647	00071855
				00071872	00072406	00072407	00072667	00072668	00072921
				00073512	00073513	00073831	00074163	00074359	00074592
				00074753	00074787	00074963	00075124	00075174	00075301
				00075463					
IMAGER II/5/BERN/65/038 BX5	M001314101	M001314100	31-410	00062836	00063479	00063769	00064194	00064682	00065111
				00065618	00065622	00065755	00066348	00066559	00066560
				00067145	00067315	00067632	00067917	00068062	00068454
				00068576	00068890	00069413	00069693	00070177	00070434
				00070985	00071283	00071515	00071611	00071856	00072039
				00072809	00072888	00072957	00073286	00073537	00073802
				00073803	00074608	00074609	00074946	00075357	00075487
				00076243					
IMAGER II/5/WEIN/100/038 BX5	M001314111	M001314110	31-411	00063493	00064683	00065420	00067809	00068871	00069837
				00071546	00074344				
IMAGER II/5/WEIN/100/035 BX 5	M001314121	M001314120	31-412	00062837	00063478	00063767	00064192	00064685	00065418
				00065985	00067317	00067652	00068570	00068780	00068974
				00069388	00071021	00071685	00071883	00072199	00072932
				00073526	00074170	00074972	00075222		
IMAGER II/5/H1/65/038 BX5	M001314131	M001314130	31-413	00063774	00065112	00068285	00068777	00068893	00069414
				00072207	00072591	00072786	00073542	00074950	
IMAGER II/5/H1/100/038 BX5	M001314141	M001314140	31-414	00062839	00064233	00065698	00065986	00066349	00067102
				00067657	00068135	00068284	00068986	00069302	00069963
				00070959	00071288	00071539	00071609	00072206	00072507
				00073541	00074336	00074612	00075493		
IMAGER II/5/H1/100/035 (SGL)	M001314150	M001314150	31-415S	00063439	00064141	00064687	00065987	00067318	00067647
				00068300	00068997	00069415	00070435	00073517	
IMAGER II/5/H1/100/035 BX 5	M001314151	M001314150	31-415	00063439	00064141	00064242	00064687	00065113	00065409
				00065987	00066350	00067086	00067318	00067647	00068126
				00068300	00068997	00069415	00070162	00070435	00071014
				00071471	00071876	00072416	00072796	00072924	00073263
				00073517	00073837	00074137	00074595		
IMAGER II/5/H3/100/038 BX5	M001314161	M001314160	31-416	00065988	00069304	00070960	00071865	00074613	
IMAGER II/5/H3/100/035 BX 5	M001314171	M001314170	31-417	00063118	00064243	00066351	00066890	00068127	00068764
IMAGER II/5/H1H/100/038 BX5	M001314181	M001314180	31-418	00063448	00064151	00065989	00066624	00067074	00067432
				00067658	00067920	00068136	00068422	00068987	00069303
				00070176	00071544	00071864			
IMAGER II/5/H1H/100/035 BX 5	M001314191	M001314190	31-419	00063061	00063120	00063440	00064142	00064689	00065410
				00066889	00067648	00068998	00069818	00070436	00071015
				00071472	00072193	00072417	00072797	00073838	00074314
				00074756	00075471				
IMAGER II/5/H3H/100/035 BX 5	M001314201	M001314200	31-420	00064691	00069819				
IMAGER II/5/JB1/65/038 BX5	M001314211	M001314210	31-421	00063487	00066900	00067659	00068093	00069125	00074338
				00075264					
IMAGER II/5/JB1/100/038 BX5	M001314221	M001314220	31-422	00062641	00063122	00063449	00064152	00065114	00065398
				00066625	00067103	00067319	00067918	00068988	00069305
				00069964	00070730	00071540	00071610	00072208	00072512
				00073292	00073543	00074208	00074337	00075263	
IMAGER II/5/JB1/100/035 BX 5	M001314231	M001314230	31-423	00063124	00063441	00064248	00064692	00066203	00066613
				00067649	00068999	00069130	00069416	00070437	00071016
				00071473	00071878	00072925	00073264	00073519	00074138
				00074597	00075215	00075473	00075850		

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/5/JB2/100/038 BX5	M001314241	M001314240	31-424	00063488	00064153	00064249	00065115	00067320	00067610
				00068049	00068424	00068875	00069417	00070142	00070772
				00071687	00072048	00072209	00072814	00073293	00073544
				00073809	00074339	00075265			
IMAGER II/5/JB2/100/035 BX 5	M001314251	M001314250	31-425	00063407	00063475	00064191	00065116	00065412	00066025
				00066204	00066595	00067321	00068566	00068779	00069387
				00070439	00071017	00071486	00072195	00072419	00073266
				00073520	00074165	00074315	00075216		
IMAGER II/5/JB3/100/038 BX5	M001314261	M001314260	31-426	00064694	00067919	00069299	00069306	00074340	00075358
IMAGER II/5/JB3/100/035 BX 5	M001314271	M001314270	31-427	00063442	00064697	00065711	00066353	00067322	00071474
				00072926	00075217				
IMAGER II/5/MAN/100/038 BX5	M001314281	M001314280	31-428	00069135	00071169	00073545			
IMAGER II/5/MAN/100/035 BX 5	M001314291	M001314290	31-429	00063476	00066596	00070995	00072927	00074166	
IMAGER II/5/SIM1/65/038 BX5	M001314301	M001314300	31-430	00062842	00063126	00063491	00064155	00065117	00065973
				00067147	00067323	00067634	00068066	00068582	00068894
				00069137	00070440	00070785	00070989	00071521	00071614
				00071866	00072787	00072970	00073297	00074210	00074951
IMAGER II/5/SIM1/65/035 BX 5	M001314311	M001314310	31-431	00063130	00063683	00064144	00064250	00064699	00065415
				00066518	00067643	00070952	00071116	00071861	00072930
				00073270	00073843	00074168	00074758	00074970	
IMAGER II/5/SIM1/100/038 BX5	M001314321	M001314320	31-432	00063131	00063450	00064234	00065118	00065699	00066626
				00067104	00067663	00068870	00069307	00070441	00070731
				00071541	00071674	00072055	00072969	00073296	00073546
				00074209	00074765	00075005	00075267	00075495	
IMAGER II/5/SIM1/100/035 BX 5	M001314331	M001314330	31-433	00063058	00063397	00064251	00065119	00065414	00065712
				00065990	00066354	00066846	00067087	00067324	00067650
				00068765	00069410	00070163	00070442	00071018	00071281
				00071475	00071880	00072197	00072929	00073524	00073842
				00074318	00074599	00074969	00075220	00075476	
IMAGER II/5/SIM2/100/038 BX5	M001314341	M001314340	31-434	00062844	00064252	00065709	00066355	00067151	00067325
				00068138	00068307	00068778	00068989	00069419	00071023
				00071292	00071688	00072056	00072211	00072818	00072971
				00073298	00073816	00073817	00075006	00075268	
IMAGER II/5/SIM2/100/035 BX 5	M001314351	M001314350	31-435	00062846	00063477	00063684	00064145	00064701	00065416
				00065713	00065991	00066597	00067069	00067326	00067651
				00068130	00068567	00068975	00069016	00069141	00070444
				00070771	00071019	00071485	00071881	00072801	00072931
				00073525	00073610	00074169	00074971	00075477	
IMAGER II/5/SIM3/100/038 BX5	M001314361	M001314360	31-436	00062848	00063133	00064704	00065120	00066627	00068990
				00069420	00071170	00071689	00072972	00073299	00073814
				00074342					
IMAGER II/5/SIM3/100/035 BX 5	M001314371	M001314370	31-437	00064706	00066356	00067154	00067607	00068131	00069144
				00071478	00071882	00073844			
IMAGER II/5/SIM4/100/038 BX5	M001314381	M001314380	31-438	00068050	00068991	00070786	00074343	00074615	
IMAGER II/5/HN1/100/038 BX5	M001314391	M001314390	31-439	00064003	00067327	00068137			
IMAGER II/5/HN1/100/035 BX 5	M001314401	M001314400	31-440	00063134	00066598	00068128	00072748	00073839	
IMAGER II/5/HN2/100/038 BX5	M001314411	M001314410	31-441	00068884	00069421				
IMAGER II/5/HN2/100/035 BX 5	M001314421	M001314420	31-442	00068873	00075472				
IMAGER II/5/HN3/100/038 BX5	M001314431	M001314430	31-443	00064254	00072046	00072965			
IMAGER II/5/HN3/100/035 BX 5	M001314441	M001314440	31-444	00064190	00068129	00072798			
IMAGER II/5/HN4/100/038 BX5	M001314451	M001314450	31-445	00063685	00064707	00068048	00071168	00073808	
IMAGER II/5/HN4/100/035 BX 5	M001314461	M001314460	31-446	00064256	00067328	00071165	00072799		
IMAGER II/5/HN5/100/038 BX5	M001314471	M001314470	31-447	00068423	00072047	00072966			
IMAGER II/5/HN5/100/035 BX 5	M001314481	M001314480	31-448	00065121	00068976	00071877	00072418	00073518	00074596
IMAGER II/5/CK/100/035 BX 5	M001314491	M001314490	31-449	00063135					

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/5/GEN/100/035 BX 5	M001314501	M001314500	31-450	00062997	00064258	00066366	00066888	00069145	00071489
				00072795	00075214				
IMAGER II/5/GEN+2 SIDEHOLES/100/035 BX 5	M001314511	M001314510	31-451	00067605	00072415				
IMAGER II/5/CHGB/65/038 BX5	M001314521	M001314520	31-452	00065453	00067655	00072044			
IMAGER II/5/CHGB/65/035 BX 5	M001314531	M001314530	31-453	00069146	00076254				
IMAGER II/5/CHGC/65/038 BX5	M001314541	M001314540	31-454	00068924	00071669	00075490			
IMAGER II/5/CHGC/65/035 BX 5	M001314551	M001314550	31-455	00062851	00063473	00063765	00064139	00066202	00066513
				00067639	00068565	00068909	00069391	00071664	00072413
				00072923	00073262	00074164			
IMAGER II/5/CHG2.5/65/038 BX5	M001314561	M001314560	31-456	00063485	00064893	00065452	00066520	00067329	00068776
				00069479	00070783	00071287	00071668	00072812	00074334
IMAGER II/5/CHG2.5/65/035 BX 5	M001314571	M001314570	31-457	00067068	00068083	00069147	00071487	00071676	
IMAGER II/5/CONTRA 2/65/038 BX5	M001314581	M001314580	31-458	00062852	00063409	00063486	00064149	00064709	00065122
				00065721	00066521	00066899	00067073	00067330	00067656
				00068091	00068304	00068579	00068925	00069422	00070175
				00070445	00070961	00071492	00071666	00072045	00072813
				00072962	00073540	00074083	00074085	00074190	00074611
				00075000	00075491				
IMAGER II/5/CONTRA 2/65/035 BX 5	M001314591	M001314590	31-459	00062856	00063138	00063474	00064140	00064259	00064711
				00065123	00065722	00066359	00066887	00067331	00067640
				00068084	00068299	00068910	00069150	00069681	00070446
				00070777	00070956	00070957	00071488	00071875	00072192
				00072414	00072794	00073516	00073836	00074313	00074755
				00075213	00075303	00075469			
IMAGER II/5/DUCK/65/038 BX5	M001314601	M001314600	31-460	00068047					
IMAGER II/5/DUCK/65/035 BX 5	M001314611	M001314610	31-461	00075304					
IMAGER II/5/C1/65/038 BX5	M001314621	M001314620	31-462	00063140	00063481	00063770	00064195	00064713	00065662
				00065668	00065952	00066561	00067332	00068577	00068775
				00069151	00070173	00070447	00070781	00070986	00071612
				00072041	00072889	00072959	00073538	00073804	00074177
				00074947	00075488				
IMAGER II/5/C1/65/035 BX 5	M001314631	M001314630	31-463	00062858	00063142	00063445	00064137	00064261	00064715
				00065124	00065406	00065965	00066360	00066511	00067334
				00068278	00068879	00069153	00070139	00070448	00070949
				00071499	00071873	00072412	00072745	00073514	00073832
	00074593	00075211							
IMAGER II/5/C1+2 SIDE HOLES/65/038 BX5	M001314641	M001314640	31-464	00063143	00064717	00065419	00075258		
IMAGER II/5/C1+2 SIDE HOLES/65/035 BX 5	M001314651	M001314650	31-465	00066833	00067646	00069155	00070181	00075302	
IMAGER II/5/C2/65/038 BX5	M001314661	M001314660	31-466	00062860	00063144	00063482	00063771	00064196	00064718
				00065450	00065724	00065970	00066361	00066898	00067126
				00067127	00068063	00068282	00068891	00069423	00070449
				00070782	00070987	00071284	00071613	00072042	00072204
				00072960	00073288	00073539	00073805	00074178	00074332
	00074610	00074948	00075259	00075260					
IMAGER II/5/C2/65/035 BX 5	M001314671	M001314670	31-467	00062862	00063327	00063446	00064138	00064262	00064720
				00065125	00065407	00065725	00065966	00066512	00066886
				00067638	00068059	00068279	00068754	00068880	00069390
				00070140	00070501	00070950	00070951	00071502	00071648
				00071874	00072746	00072890	00073515	00073833	00074594
	00074964	00075465							

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/5/C2+2 SIDE HOLES/65/038 BX5	M001314681	M001314680	31-468	00062864	00063772	00064148	00065126	00065451	00065670
				00066519	00067071	00067294	00067654	00068090	00068283
				00068578	00068973	00069424	00070996	00071516	00071671
				00072043	00072811	00072961	00073289	00074333	00074999
				00075489					
IMAGER II/5/C2+2 SIDE HOLES/65/035 BX 5	M001314691	M001314690	31-469	00063147	00064001	00065271	00066362	00066599	00067335
				00067604	00068280	00068564	00068872	00069159	00070776
				00071477	00072793	00073260	00073834	00074965	00075466
IMAGER II/5/C3/65/038 BX5	M001314701	M001314700	31-470	00062948	00063484	00064722	00067072	00067336	00067633
				00068064	00068892	00070174	00070988	00071285	00072205
				00072590	00073290	00073806	00074179	00074949	
IMAGER II/5/C3/65/035 BX 5	M001314711	M001314710	31-471	00062867	00064002	00064724	00065408	00072922	00073261
				00073835	00074754	00075467			
IMAGER II/5/C3+2 SIDE HOLES/65/038 BX5	M001314721	M001314720	31-472	00070997	00075261				
IMAGER II/5/C3+2 SIDEHOLES/65/035 BX 5	M001314731	M001314730	31-473	00067338					
IMAGER II/5/VAN+2 SIDE HOLES/65/038 BX5	M001314741	M001314740	31-474	00068097	00070787	00071691	00072975		
IMAGER II/5/TRAIN/65/038 BX5	M001314751	M001314750	31-475	00067806	00073302				
IMAGER II/5/MIK/65/038 BX5	M001314761	M001314760	31-476	00063410	00066206	00066901	00067295	00067660	00068065
				00069160	00070178	00070962	00071518	00071670	00072049
				00072592	00072967	00075003			
IMAGER II/5/MIK/65/035 BX 5	M001314771	M001314770	31-477	00062870	00065127	00065413	00066363	00066515	00068086
				00068874	00069408	00072420	00073267	00073521	00074316
IMAGER II/5/HK1.0/65/038 BX5	M001314781	M001314780	31-478	00063062	00066367	00068092	00068580	00069162	00070450
				00071517	00071667	00072964	00073807	00074614	
IMAGER II/5/HK1.0/65/035 BX 5	M001314791	M001314790	31-479	00065411	00066514	00067291	00067914	00068085	00071490
				00072194	00072747	00074967			
IMAGER II/5/SHK0.8/65/038 BX5	M001314801	M001314800	31-480	00063064	00063412	00063489	00064726	00065128	00065971
				00066854	00068928	00071291	00072053	00075360	00076274
IMAGER II/5/SHK0.8/65/035 BX 5	M001314811	M001314810	31-481	00063153	00064297	00065449	00067293	00067641	00068088
				00073269	00073523	00074317			
IMAGER II/5/SHK1.0/65/038 BX5	M001314821	M001314820	31-482	00063065	00063413	00063490	00064263	00064727	00065456
				00065972	00066523	00067075	00067296	00068425	00068658
				00069164	00070179	00070451	00070963	00071520	00072054
				00072817	00072968	00073813	00074341	00074764	00075004
				00075361					
IMAGER II/5/SHK1.0/65/035 BX 5	M001314831	M001314830	31-483	00062875	00064299	00064729	00065727	00066368	00066517
				00070779	00071665	00072196	00073841	00074757	
IMAGER II/5/RC1/65/038 BX5	M001314841	M001314840	31-484	00063411	00064154	00065129	00066369	00066522	00068094
				00068306	00068926	00070452	00071289	00072050	00072815
				00073294	00073810	00075266			
IMAGER II/5/RC1/65/035 BX 5	M001314851	M001314850	31-485	00063408	00064301	00064730	00065729	00070453	00074167
				00074968	00075218				
IMAGER II/5/RC2/65/038 BX5	M001314861	M001314860	31-486	00065454	00066853	00067661	00068095	00070784	00072051
				00073811					
IMAGER II/5/RC2/65/035 BX 5	M001314871	M001314870	31-487	00063268	00064143	00066516	00068087		
IMAGER II/5/RDC/65/038 BX5	M001314881	M001314880	31-488	00063063	00064732	00065731	00067155	00067662	00067804
				00068096	00068581	00068927	00069425	00070454	00071290
				00071519	00072052	00072210	00072816	00075359	00075494
IMAGER II/5/RDC/65/035 BX 5	M001314891	M001314890	31-489	00062877	00063766	00064734	00065130	00065732	00065967
				00066370	00066834	00067292	00067606	00067915	00068060
				00068774	00068911	00069409	00070455	00070778	00071166
				00071491	00071879	00072800	00072928	00073522	00073840
				00074598	00075219				

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emaballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/5/RDC+2 SIDE HOLES/65/038 BX5	M001314901	M001314900	31-490	00062879	00063775	00064736	00065455	00070143	00071479
				00072750	00073295	00073812			
IMAGER II/5/RDC+2 SIDEHOLES/65/035 BX 5	M001314911	M001314910	31-491	00073268					
IMAGER II/4/TENNIS RACQUET/65/035 BX5	M001315001	M001315000	31-500	00063764	00064189	00065734	00065992	00066649	00068428
				00068662	00070877	00071732	00072955	00073871	00074357
				00075256					
IMAGER II/4/TENNIS RACQUET/90/035 BX5	M001315011	M001315010	31-501	00063892	00065458	00066212	00066650	00071731	00075257
IMAGER II/4/TENNIS RACQUET/100/035 BX5	M001315021	M001315020	31-502	00063763	00063945	00064052	00065485	00066648	00067078
				00067310	00067729	00068591	00069512	00070018	00070456
				00071024	00071419	00071746	00071985	00074174	00074826
				00075023					
IMAGER II/5/TENNIS RACQUET/65/035 BX5	M001315031	M001315030	31-503	00063290	00063518	00063887	00064069	00065030	00065735
				00066850	00067156	00067339	00067923	00068427	00069626
				00070012	00070184	00071008	00071585	00072015	00072782
				00073086	00073552	00074143	00074144	00075015	
IMAGER II/5/TENNIS RACQUET/90/035 BX5	M001315041	M001315040	31-504	00065737	00067715	00069432	00070464	00072596	00073553
IMAGER II/5/TENNIS RACQUET/100/035 BX5	M001315051	M001315050	31-505	00063517	00065956	00066636	00067340	00067714	00069674
				00070465	00070801	00071724	00073085	00073308	00073862
				00074616					
IMAGER II/5/TENNIS RACQUET/65/038 BX5	M001315061	M001315060	31-506	00063009	00063534	00064074	00065040	00065738	00066211
				00067081	00067722	00068349	00069627	00069936	00070466
				00070812	00071236	00071739	00073091	00073316	00073866
				00075252					
IMAGER II/5/TENNIS RACQUET/90/038 BX5	M001315071	M001315070	31-507	00063030	00063535	00064075	00065041	00065963	00067157
				00067612	00068706	00069435	00069937	00070467	00072023
				00073867	00074457				
IMAGER II/5/TENNIS RACQUET/100/038 BX5	M001315081	M001315080	31-508	00063293	00063533	00064303	00064819	00065039	00065962
				00066642	00067341	00067721	00068178	00068529	00068660
				00069926	00070811	00071869	00073315	00073865	00074078
				00074989					
IMAGER II/4/PIGTAIL/65/035 BX5	M001315091	M001315090	31-509	00063861	00063890	00063948	00063949	00063950	00064505
				00064831	00065322	00065613	00065614	00066302	00066645
				00066904	00066917	00067077	00067193	00067300	00067726
				00067893	00068205	00068351	00068623	00069511	00069546
				00069574	00069629	00070015	00070064	00070457	00070873
				00071038	00071112	00071388	00071416	00071786	00071982
				00072226	00072227	00072604	00072778	00072779	00073255
				00073562	00073563	00073868	00074172	00074189	00074452
				00074822	00074823	00075019	00075372		
IMAGER II/4/STRAIGHT/65/035 BX5	M001315101	M001315100	31-510	00062888	00063253	00064050	00064188	00064817	00065131
				00065486	00065739	00065993	00066646	00066906	00067727
				00068206	00068352	00068661	00069426	00069550	00069631
				00070016	00070458	00070875	00071068	00071082	00071114
				00071788	00071983	00072228	00072531	00072953	00073565
				00073869	00074355	00074495	00074825	00075021	00075373
IMAGER II/4/PIGTAIL/90/035 BX5	M001315111	M001315110	31-511	00063891	00063946	00063947	00064049	00064506	00065321
				00065840	00066073	00066905	00066918	00067228	00067301
				00067302	00067894	00068589	00069427	00069564	00069632
				00069692	00069877	00070065	00070459	00070874	00071039
				00071113	00071386	00071417	00071787	00072180	00072605
				00072790	00072952	00073564	00074173	00074824	00075020
IMAGER II/4/STRAIGHT/ 90/035	M001315120	M001315120	31-512S	00074620					

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emaballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/4/STRAIGHT/90/035 BX5	M001315121	M001315120	31-512	00063031	00063254	00063762	00064051	00064507	00065323
				00065422	00065741	00065994	00066647	00067158	00067309
				00068207	00068590	00069473	00069691	00070017	00070460
				00070876	00071418	00071793	00071984	00072954	00073566
				00073870	00073933	00074356	00074620	00075022	00075255
IMAGER II/5/PIGTAIL/65/038 BX5	M001315131	M001315130	31-513	00062892	00063525	00063888	00064265	00064741	00065035
				00065487	00065519	00066210	00066600	00067159	00067342
				00067925	00068174	00068347	00068526	00068692	00068693
				00069437	00069933	00070185	00070468	00070806	00071066
				00071067	00071233	00071589	00071629	00071743	00071792
				00072218	00072274	00072599	00072823	00073088	00073311
				00073555	00073556	00074072	00074456	00074619	00074773
				00074821	00074988	00075249	00075369	00075504	
IMAGER II/5/PIGTAIL/90/038 BX5	M001315141	M001315140	31-514	00063292	00063527	00064268	00065036	00065806	00065960
				00067160	00067719	00068175	00068704	00069439	00069934
				00070469	00070807	00071234	00071735	00072219	00072600
				00073557	00074073	00074774	00075243		
IMAGER II/5/PIGTAIL/100/038 BX5	M001315151	M001315150	31-515	00063523	00064070	00064413	00064744	00065034	00065745
				00065927	00065928	00066640	00067161	00067343	00067718
				00067924	00068173	00068525	00068649	00068752	00069441
				00069687	00069925	00070470	00070805	00071009	00071220
				00071588	00071726	00072021	00072179	00072598	00072822
				00073016	00073020	00073310	00073554	00073796	00073797
				00073798	00074071	00074352	00074497	00074617	00074618
IMAGER II/5/STAIIGHT/65/038 BX5	M001315161	M001315160	31-516	00062896	00063281	00063530	00064073	00064187	00064271
				00065037	00065488	00065746	00065996	00066641	00066852
				00067344	00067720	00068177	00069443	00069688	00069869
				00070471	00070809	00071235	00071737	00072220	00072601
				00073090	00073313	00073558	00073617	00074076	00074077
IMAGER II/5/STAIIGHT/90/038 BX5	M001315171	M001315170	31-517	00062898	00063532	00064638	00065038	00065998	00066836
				00069447	00069935	00070810	00071738	00072221	00072602
				00073314	00073864	00075251			
IMAGER II/5/STAIIGHT/100/038 BX5	M001315181	M001315180	31-518	00062900	00063528	00064072	00065748	00065961	00066851
				00067162	00067345	00068176	00068309	00068705	00069449
				00069923	00070472	00070808	00071590	00071736	00072022
				00073089	00073312	00074074	00074075	00075250	
IMAGER II/5/PIGTAIL/65/035 BX5	M001315191	M001315190	31-519	00062902	00063512	00063885	00064064	00064747	00065027
				00065751	00065953	00065954	00067163	00067346	00067711
				00067922	00068522	00068701	00069451	00069689	00069872
				00070183	00070357	00070400	00070401	00071035	00071385
				00071744	00072011	00072214	00072533	00073081	00073305
				00073306	00073858	00073915	00074157	00074453	00074770
				00075012	00075365	00075500			
IMAGER II/5/STRAIGHT/65/035 BX5	M001315201	M001315200	31-520	00062904	00063282	00063515	00064273	00065029	00065489
				00065753	00065955	00066634	00066849	00067347	00067713
				00068171	00068549	00069453	00069690	00069874	00070397
				00071584	00071722	00072014	00072781	00073084	00073551
				00073861	00074922	00074923			
IMAGER II/5/PIGTAIL/90/035 BX5	M001315211	M001315210	31-521	00063513	00063886	00064067	00064775	00065028	00065756
				00065999	00066632	00067164	00067348	00068051	00068523
				00068702	00069983	00070477	00070798	00071230	00071719
				00072012	00072789	00073082	00073307	00073859	00073916
				00074454	00075014				

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Étiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Étiquettes emaballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/5/STRAIGHT/90/035 BX5	M001315221	M001315220	31-522	00063289	00063516	00064275	00066635	00067165	00067350
				00068308	00069455	00070800	00072215	00072595	00074772
				00075247					
IMAGER II/5/PIGTAIL/100/035 (SGL)	M001315230	M001315230	31-523S	00062907	00064063	00064306	00065490	00065758	00066799
				00067351	00068170	00069686	00069865	00070478	00070797
				00071219	00071745	00072181	00072535	00074175	00074769
IMAGER II/5/PIGTAIL/100/035 BX5	M001315231	M001315230	31-523	00062907	00063511	00064063	00064306	00065026	00065490
				00065758	00066631	00066799	00067351	00068170	00069686
				00069865	00070478	00070797	00071219	00071384	00071745
				00072181	00072535	00072820	00073549	00074175	00074769
				00074906	00075244	00075245			
IMAGER II/5/STRAIGHT/100/035 BX5	M001315241	M001315240	31-524	00062911	00063288	00063514	00064000	00065491	00065855
				00066071	00066633	00067422	00067712	00068052	00068426
				00068703	00069984	00070479	00070799	00071583	00071720
				00072013	00072387	00072594	00073083	00073550	00073860
				00073917	00074351	00074771	00075246		
IMAGER II/4/CONTRALATERAL/65/035 BX5	M001315251	M001315250	31-525	00062990	00063760	00063889	00064277	00064749	00065133
				00065492	00065612	00066301	00066644	00066903	00066980
				00067298	00067892	00068203	00068447	00068588	00069547
				00069575	00069630	00069684	00070013	00070062	00070461
				00070872	00071036	00071111	00071387	00071785	00072223
				00072224	00072603	00072780	00072950	00073257	00073258
				00073560	00073620	00073794	00073795	00074171	00074188
				00074449	00074450	00074792	00074793	00074865	00074905
IMAGER II/4/CONTRALATERAL/90/035 BX5	M001315261	M001315260	31-526	00063761	00063944	00064048	00064830	00065493	00065763
				00066072	00067227	00067299	00067725	00068204	00068310
				00069551	00069716	00070014	00070063	00070462	00071227
				00071415	00071981	00072225	00072839	00072951	00073256
				00073561	00074451				
IMAGER II/4/CONTRALATERAL/100/035 BX5	M001315271	M001315270	31-527	00063759	00064279	00065135	00065457	00065760	00066300
				00066643	00066902	00067079	00067724	00067820	00069430
				00070061	00070463	00070991	00071110	00071414	00071733
				00071980	00072222	00073559	00074448	00075016	
IMAGER II/5/CONTRALATERAL/65/035 BX5	M001315281	M001315280	31-528	00062915	00063234	00063264	00063860	00064752	00065494
				00065518	00066207	00066629	00066797	00066798	00067076
				00067297	00067352	00067709	00067921	00068168	00068342
				00068531	00068694	00069457	00069722	00069995	00070182
				00070356	00070395	00070396	00071079	00071099	00071229
				00071480	00071716	00071717	00071791	00071868	00072212
				00072532	00072819	00073015	00073018	00073019	00073438
				00073439	00073547	00073856	00073857	00074506	00074507
				00074767	00074768	00075009	00075364	00075497	00075498
				IMAGER II/5/CONTRALATERAL/90/035 BX5	M001315291	M001315290	31-529	00063510	00063884
00067710	00068169	00068521	00069459					00069982	00070796
00071228	00071718	00072213	00072593					00073080	00073548
00074115	00075011								
IMAGER II/5/CONTRALATERAL/100/035 BX5	M001315301	M001315300	31-530	00063294	00063509	00063883	00063999	00064754	00065025
				00065780	00066628	00067354	00067815	00068520	00069461
				00069981	00070481	00071007	00072037	00073079	00073303
				00073855	00074007	00074350	00075008		
IMAGER II/5/CONTRALATERAL/65/038 BX5	M001315311	M001315310	31-531	00063280	00063521	00063867	00065032	00065856	00066638
				00067166	00067355	00067717	00068172	00069463	00069685
				00069864	00070482	00070803	00071231	00071586	00072020
				00072597	00072821	00073087	00073309	00073863	00074353
				00074496	00074985	00075367	00075502		

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emaballage interne de chaque cathéter							
IMAGER II/5/CONTRALATERAL/90/038 BX5	M001315321	M001315320	31-532	00063265	00063522	00064285	00065033	00066209	00066639
				00066835	00067356	00067611	00068346	00069465	00069932
				00070483	00071232	00071587	00072216	00074354	
IMAGER II/5/CONTRALATERAL/100/038 BX5	M001315331	M001315330	31-533	00063291	00063519	00065031	00065496	00066637	00067716
				00067896	00068053	00069924	00070484	00070802	00071725
				00072019	00074455	00075248	00075366		
MODEL-IMAGER II/ 4/ ST/65/035	M001316021	M001316020	31-602	00062917	00063756	00063856	00063997	00064778	00065137
				00065815	00066000	00066620	00066895	00067357	00067631
				00068202	00068446	00068848	00069189	00070072	00070485
				00071080	00071413	00071923	00072808	00072943	00073533
				00074112	00074328	00074984	00075482		
MODEL-IMAGER II/ 4/ ST/100/035	M001316031	M001316030	31-603	00062918	00063755	00064287	00065497	00065951	00066371
				00066894	00067167	00067358	00067617	00067877	00068574
				00068847	00069080	00070486	00071922	00072389	00072942
				00073532	00074111	00074327	00075337		
MODEL-IMAGER II/ 4/ BARNH/100/035	M001316041	M001316040	31-604	00063047	00063208	00063757	00063998	00064756	00066001
				00067359	00068046	00068575	00069081	00069834	00070073
				00070880	00071109	00071696	00071925	00072944	00073534
				00074329	00074761	00075339	00075483		
MODEL-IMAGER II/ 4/ BERN/100/035	M001316061	M001316060	31-606	00063042	00063747	00063993	00064317	00064757	00065498
				00065671	00066002	00067168	00067360	00067613	00068040
				00068340	00068571	00068843	00069066	00069467	00069822
				00070066	00070918	00071405	00071915	00072803	00072933
				00073527	00073845	00074279	00074601	00074694	00075230
MODEL-IMAGER II/ 4/ BERN/40/035	M001316071	M001316070	31-607	00063043	00063748	00063854	00063994	00064759	00065138
				00065672	00066003	00066892	00067169	00067361	00067627
				00067825	00068198	00068442	00068818	00069067	00069186
				00070067	00070487	00071034	00071104	00071406	00071790
				00071914	00072390	00072804	00072887	00072934	00073528
MODEL-IMAGER II/ 4/ BERN/65/035	M001316091	M001316090	31-609	00063044	00063201	00063536	00063855	00063995	00064319
				00064780	00065139	00065543	00065782	00066004	00066893
				00067170	00067362	00067628	00068199	00068341	00069068
				00069187	00069823	00070068	00070358	00070488	00070919
				00071105	00071407	00071692	00071913	00072805	00072935
				00073017	00073271	00073272	00073846	00073847	00074319
				00074991	00074992	00075175	00075333		
MODEL-IMAGER II/ 4/ WEIN/100/035	M001316121	M001316120	31-612	00063207	00064761	00065140	00065708	00066621	00066896
				00070422	00071924	00073284			
MODEL-IMAGER II/ 4/ H1/65/035	M001316131	M001316130	31-613	00068444	00069825	00070489			
MODEL-IMAGER II/ 4/ H1/100/035	M001316151	M001316150	31-615	00063751	00064321	00065700	00067614	00068043	00069073
				00070490	00070878	00071411	00071862	00072749	00072938
				00073276	00073850				
MODEL-IMAGER II/ 4/ H3/100/035	M001316171	M001316170	31-617	00069074					
MODEL-IMAGER II/ 4/ H1H/100/035	M001316191	M001316190	31-619	00067363	00068089	00069830	00072202	00072509	
MODEL-IMAGER II/ 4/ JB1/65/035	M001316211	M001316210	31-621	00068044	00073280				
MODEL-IMAGER II/ 4/ JB1/100/035	M001316231	M001316230	31-623	00063203	00064762	00066615	00072807	00073279	00073852
MODEL-IMAGER II/ 4/ JB2/100/035	M001316251	M001316250	31-625	00063204	00065394	00066372	00068572	00069075	00069831
				00071918	00073281	00074114	00074983		

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emballage interne de chaque cathéter							
MODEL-IMAGER II/ 4/ JB3/100/035	M001316271	M001316270	31-627	00067616	00074323	00075234			
MODEL-IMAGER II/ 4/ MAN/100/035	M001316291	M001316290	31-629	00063752					
MODEL-IMAGER II/ 4/ SIM1/65/035	M001316311	M001316310	31-631	00066373	00067171	00069078	00070879		
MODEL-IMAGER II/ 4/ SIM1/100/035	M001316331	M001316330	31-633	00063046	00063753	00064323	00064770	00065395	00065673
				00066374	00066618	00069170	00070071	00070421	00070921
				00071107	00071412	00071920	00072940	00073282	00074325
				00075336					
MODEL-IMAGER II/ 4/ SIM2/100/035	M001316351	M001316350	31-635	00063754	00064130	00065499	00066619	00067070	00068573
				00069079	00069833	00070074	00070906	00071108	00071921
				00072510	00072941	00073283	00074326		
MODEL-IMAGER II/ 4/ SIM3/100/035	M001316371	M001316370	31-637	00067800	00068657	00074760			
MODEL-IMAGER II/ 4/ HN1/100/035	M001316401	M001316400	31-640	00067629					
MODEL-IMAGER II/ 4/ HN2/100/035	M001316421	M001316420	31-642	00072939					
MODEL-IMAGER II/ 4/ HN3/100/035	M001316441	M001316440	31-644	00071917					
MODEL-IMAGER II/ 4/ HN4/100/035	M001316461	M001316460	31-646	00068883	00073278				
MODEL-IMAGER II/ 4/ HN5/100/035	M001316481	M001316480	31-648	00064766	00068445				
MODEL-IMAGER II/ 4/ CK/100/035	M001316491	M001316490	31-649	00067172					
MODEL-IMAGER II/ 4/ GEN/2S/100/035	M001316511	M001316510	31-651	00067609	00068846	00073275			
MODEL-IMAGER II/ 4/ CHGB/65/035	M001316531	M001316530	31-653	00068042					
MODEL-IMAGER II/ 4/ CHGC/65/035	M001316551	M001316550	31-655	00072394					
MODEL-IMAGER II/ 4/ CHG2.5/65/035	M001316571	M001316570	31-657	00075334					
MODEL-IMAGER II/ 4/ CONTRA 2/65/035	M001316581	M001316580	31-658	00062925	00063750	00065141	00065393	00065617	00065950
				00066845	00067364	00068301	00068845	00069072	00069171
				00069471	00069683	00070070	00070420	00070920	00071410
				00071694	00072201	00072508	00073849	00074993	00075620
MODEL-IMAGER II/ 4/ DUCK/65/035	M001316611	M001316610	31-661	00064767					
MODEL-IMAGER II/ 4/ C1/65/035	M001316631	M001316630	31-663	00062927	00063996	00064193	00065142	00065391	00065949
				00066614	00067365	00067873	00068041	00068421	00069069
				00070491	00071408	00071916	00072396	00072806	00072936
				00073273	00073848	00074277	00074320	00074982	00075231
MODEL-IMAGER II/4/C1+2 SIDE HOLES/65/035	M001316651	M001316650	31-665	00063749	00072937	00074321			
MODEL-IMAGER II/ 4/ C2/65/035	M001316671	M001316670	31-667	00063202	00063537	00063871	00065392	00065784	00066005
				00067173	00067366	00067874	00068443	00068844	00069070
				00069188	00070069	00070492	00071106	00071693	00072200
				00072785	00073274	00073529	00073604	00074278	00074322
				00074603	00075232				
MODEL-IMAGER II/4/C2+2 SIDE HOLES/65/035	M001316691	M001316690	31-669	00064826	00068656	00069824	00071409	00074113	00074604
MODEL-IMAGER II/ 4/ C3/65/035	M001316711	M001316710	31-671	00065787	00067875	00068200			

Description des produits	Material N° (UPN)		N° catalogue	N° de Lot/Batch					
	Etiquettes emballage externe (boîtes de 5 unités)	Etiquettes emaballage interne de chaque cathéter							
MODEL-IMAGER II/4/C3+2 SIDEHOLES/65/035	M001316731	M001316730	31-673	00069071					
MODEL-IMAGER II/4/VAN+2 SIDEHOLES/65/035	M001316741	M001316740	31-674	00067618	00070423				
MODEL-IMAGER II/ 4/ TRAIN/65/035	M001316751	M001316750	31-675	00063758	00069835	00073854	00074116	00074607	00075864
MODEL-IMAGER II/ 4/ MIK/65/035	M001316771	M001316770	31-677	00067630	00073853				
MODEL-IMAGER II/ 4/ HK1.0/65/035	M001316791	M001316790	31-679	00064293	00067367	00069172			
MODEL-IMAGER II/ 4/ SHK0.8/65/035	M001316811	M001316810	31-681	00065702	00069076	00070493	00075335		
MODEL-IMAGER II/ 4/ SHK1.0/65/035	M001316831	M001316830	31-683	00063045	00065143	00067368	00067876	00068045	00069077
MODEL-IMAGER II/ 4/ RC1/65/035	M001316851	M001316850	31-685	00065701	00066616	00074324			
MODEL-IMAGER II/ 4/ RC2/65/035	M001316871	M001316870	31-687	00064769	00069174	00071695			
MODEL-IMAGER II/ 4/ RDC/65/035	M001316891	M001316890	31-689	00063205	00066205	00066617	00068201	00069015	00070494
				00071919	00073530				
MODEL-IMAGER II/4/RDC +2 SIDEHOLES/65/035	M001316911	M001316910	31-691	00063206	00069832	00074606			