

A l'attention du directeur  
et du correspondant local de matériovigilance,  
pour diffusion aux services concernés.

A Roncq, le 12/04/2012

## Information de sécurité

### **A la demande de l'Afssaps, ce courrier annule et remplace l'information client envoyée par lettre recommandée le 24/04/12.**

Produit concerné : Baignoire Classic Line avec option AIRSPA fabriquée par Meditechnik et commercialisée par ArjoHuntleigh – modèles 18575 et 18590.

Cher client,

Nous avons constaté un risque potentiel concernant le système de ventilation AIRSPA utilisé sur nos baignoires équipées de cette option.

Le système de ventilation approuvé par l'organisme de contrôle Allemand TÜV, peut présenter un risque.

En effet, si le bouton de contrôle de l'AIRSPA est endommagé de sorte qu'un contact peut survenir avec la carte électronique et que ce bouton est humide, il existe un risque potentiel de choc électrique pour l'utilisateur si ce dernier est relié à la terre.

Nous vous demandons de vérifier l'intégrité du bouton de contrôle de l'AIRSPA (il doit être intact).

Si vous avez le moindre doute quant à l'intégrité de ce bouton, nous vous demandons de ne plus utiliser le dispositif dans l'attente de l'intervention d'ArjoHuntleigh.

Par mesure de précaution, nous allons changer la carte de commande de l'AIRSPA sur toutes les baignoires concernées dans les semaines à venir.

ArjoHuntleigh France prendra contact avec vous et organisera le plus rapidement possible le remplacement de la carte de commande.

Nous regrettons les inconvénients causés et restons à votre entière disposition.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Meditechnik GmbH

Dietmar Klas

#### **Contact:**

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter :

Quentin Denuelle

Coordinateur Qualité Produit

Par téléphone : 03.20.28.13.13

Par email : [qualite.france@arjohuntleigh.com](mailto:qualite.france@arjohuntleigh.com)

ArjoHuntleigh France

2, Avenue Alcide de Gasperi BP133 - 59436 Roncq Cedex France