

COCCOON Textile Médical- BP 30032 - 1rue de l'Abani - 57535 MARANGE SILVANGE
tél. : 03 87 51 55 97 - fax : 03 87 51 92 84 www.cocoon-tm.fr cocoon-tm@orange.fr
Sàrl au capital de 15 000.00 € - RCS METZ - SIRET 490 630 829 00011 - APE 331B -TVA intra com FR46490630829
CCM le Val Lorrain 10278 05131 00020164145 84 - IBAN : FR76 1027 8051 3100 0201 6414 584

Marange-Silvange, le --/04/2012

Référence : UF120319

Objet : **Sécurité pour l'utilisation des couchages COCCOON C2A**

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateur ou vous commercialisez notre dispositif médical COCCOON C2A.

Afin d'améliorer la sécurité lors de l'utilisation du couchage COCCOON, nous vous demandons de bien prendre en compte ces **nouvelles recommandations**.

Ces recommandations soulignent :

- **L'obligation d'utiliser les barrières de lit avec le couchage Cocoon.**
- **L'obligation de relier le couchage au lit au minimum en position centrale à la hauteur du bassin.**
- La nécessité de **vérifier à chaque utilisation du couchage la fermeture à glissière, les coutures et l'usure du tissu.**

Vous trouverez ci-joint le **mode d'emploi qui reprend ces préconisations** et qui doit être remis aux utilisateurs du couchage.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

François URRUTY
Développement Produit