

Dardilly, le Juillet 2012

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
 - des directeurs de l'établissement de santé
 - des correspondants locaux de réactovigilance

Objet : Retrait CT0119B Cefoxitine(disques antibiotiques) lot 1186069

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a confirmé l'obtention potentielle de fausses résistances. En effet, certaines cartouches peuvent contenir des disques imprégnés d'une concentration insuffisante de l'antibiotique.

- **de ne plus utiliser le lot 1186069 du CT0119B Cefoxitine**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**
- **d'éventuellement en fonction des cas, reconsidérer les résultats rendus avec ce lot.**

L'ANSM a été informée de cette communication.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX
Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

- Déclare ne plus avoir de coffrets de ce lot de réactif
- Déclare avoir détruit coffrets de disques Cefoxitine CT0119B lot 1186069

Cocher la case adéquate pour le remplacement :

- Je désire un remplacement immédiatement
- Je désire un remplacement ultérieur joint à une prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :