

Dardilly, le Décembre 2012

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
 - des directeurs de l'établissement de santé
 - des correspondants locaux de réactovigilance

Objet : Retrait CT0036B Nitrofurantoine F300 (disques antibiotiques) lots 1191122, 1194944 et 1198342

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a confirmé l'obtention potentielle de résultats atypiques en particulier sous la forme de fausses sensibilités avec l'espèce *Proteus*. C'est pourquoi nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser les lots 1191122, 1194944 et 11983422 du CT0036B Nitrofurantoine**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**
- **d'éventuellement en fonction des cas reconsidérer les résultats obtenus avec ce lot.**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX
Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

- Déclare ne plus avoir de coffrets de ce lot de réactif
- Déclare avoir détruit coffrets de disques Nitrofurantoin F300 CT0036B lots 1191122, 1194944 et 1198342.

Cocher la case adéquate pour le remplacement :

- Je désire un remplacement immédiatement
- Je désire un remplacement ultérieur joint à une prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :