

Aix en Provence, 10 janvier 2013

Cher Client,

Vous êtes en possession d'une sonde endocavitaire SE12-3.  
SuperSonic Imagine a identifié une omission dans le guide de l'utilisateur que vous avez reçu avec votre système Aixplorer® MultiWave™.

Vous trouverez ci-joint un addendum à votre guide de l'utilisateur. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette information à quiconque de votre société qui utilise le système Aixplorer® MultiWave™ avec la sonde endocavitaire.

De plus, nous vous demandons de bien vouloir compléter et retourner par fax au +33 442 52 59 21 ou email ([virginie.richaud@supersonicimagine.com](mailto:virginie.richaud@supersonicimagine.com)) l'accusé réception en page 2.

N'hésitez pas à contacter notre équipe Support Client (+33 426 70 02 70) pour toute information complémentaire.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez témoignée en choisissant notre système Aixplorer® MultiWave™ et pour votre compréhension pour cette notification.

Enfin, soyez assuré de notre volonté de maintenir et développer un haut niveau de qualité de nos produits et services afin de vous donner entière satisfaction.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Aurelie Gruener  
Senior Regulatory Affairs Manager

SSID02930-A

**Accusé Réception**

Information sur le contact:

Nom:

Etablissement:

Adresse:

J'accuse réception de l'information de la lettre SSID02930-A

L'information a été transmise à tous les utilisateurs.

Date:

Signature:

Merci de renvoyer cet accusé réception par fax ou e-mail :

Fax: +33 (0)442 52 59 21

E-mail: [virginie.richaud@supersonicimagine.com](mailto:virginie.richaud@supersonicimagine.com)

SSID02930-A

# AIXPLORED<sup>®</sup>

## MultiWave™

### ADDENDUM

**Guide de l'Utilisateur Réf.: SSIP01125**  
**Révisions: 04A/05A/06A**

## Poches à sondes compatibles avec la SE12-3

Pour l'application cerveau, l'utilisation d'une poche à sonde est obligatoire.

### SE12-3, pour le cerveau

Fabricant	Stérilité	Latex/ Sans latex	Description	Numéro de série	Dimensions
CIVCO	Stérile	Sans latex	Non-Pyrogenic CIV-Flex™ Intraoperative Transducer Cover	610-956	7.6 tapered to 4.1 x 147cm (3" tapered to 1.6 x 58")
CIVCO	Stérile	Sans latex	Non-Pyrogenic CIV-Flex™ Intraoperative Transducer Cover	610-1107	10.2 x 147cm (4" x 58")
CIVCO	Stérile	Sans latex	Non-Pyrogenic NeoGuard™ Surgi-Tip™ Intraoperative Transducer Cover	610-1118	15.2 x 244cm (6" x 96")