

NEUILLY /S CLERMONT, le 04 Février 2013

Réf : EZ/MR

Objet : Information de sécurité sparadrap ANAPORE 9.14m x 2.5 cm référence 135321 lots WH111192, WH111674

Madame, Monsieur,

Suite à différents signalements concernant les incidents rencontrés par certains établissements lors de l'utilisation de notre produit ANAPORE, sparadrap microporeux 9.14m x 2.5 cm référence 135321 lots WH111192, WH111674 durant les transfusions sanguines (décollements prématurés du sparadrap pouvant entraîner une sortie de l'aiguille), et en accord avec l'agence de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) , il nous paraît important de signaler à vos services de ne plus utiliser les Lots WH 111192, WH111674 réf 135321 d'ANAPORE mais de commander principalement le lot de produit renforcé lot WH 121538 dont les caractéristiques de résistance ont été améliorées.

Cette information de sécurité ne concerne que l'utilisation des produits lors de transfusions sanguines, les autres utilisations ainsi que les autres références d'ANAPORE ne sont pas concernées.

En vous remerciant de transmettre cette information à vos services adéquats, et en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en l'expression de salutations les plus sincères

Eddie ZERBIB
Responsable Qualité
Groupe EUROMEDIS

ACCUSE DE RECEPTION :

Merci de nous retourner la lettre Tamponnée par
fax au 03.44.73.57.32