



BERNAS

MEDICAL

55 rue Stéphenson 75018 PARIS
Tel. : 01 53 41 41 41 (lignes groupées)
Fax. : 01 53 41 41 45
Laser : 01 53 41 41 31 - Fax/30
Spécialités : 01 53 41 41 44 - Fax/43
Philips : 01 53 41 41 38 - Fax/40
Site : www.bernas-medical.fr

Lettre recommandée avec A/R

OBJET : Action corrective – rappel de lots
Sur Cathéters Joline court terme

Madame, Monsieur,

A la demande de l'ANSM, nous vous informons que notre fournisseur Joline a décidé d'effectuer un rappel de lots sur certains de ses cathéters court terme produits entre juin 2012 et février 2013. La cause de ce rappel est le constat que des fissures peuvent apparaître au niveau du connecteur des cathéters lorsque l'on emploie un désinfectant hautement alcoolisé.

Ce défaut ne se produit certes pas de manière systématique mais il s'agit d'une action corrective préventive.

D'après nos fichiers votre centre, ou l'un de vos centres rattaché, est concerné par les lots et les références suivants :

[liste des lots et références concernées ayant été livrées en France ci-jointe]

Nous vous invitons à vérifier vos stocks, mettre en quarantaine les lots concernés et nous faire part du nombre d'unités encore présents dans votre stock. Nous procéderons à l'échange des produits dès que possible.

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous excusons d'avance pour la gêne occasionnée.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos salutations les meilleures.

Olivier FOURCADE
Directeur Division Usage Unique



Entreprise certifiée ISO 13485

S.A. au Capital de 1.080.000 euros - R.C.S Paris B 582018909 - Siret 582018909 00058 - Code APE 4646 Z - TVA : FR 91 582 018 909

«MATERIEL vendu avec «clause de réserve de propriété» - Juridiction compétente : PARIS» - Voir conditions de vente au verso

Article	Lot
KSL08P150	734017
KSL08P200	734019
KEF11P150	734995
KDL06P075	732195
KDL06P100	732788
KDL06P100	733115
KDL08P125	732187
KDL08P125	732789
KDL08P125	733870
KHF13PH175	732790
KHF13PH175	733128
KHF13PH200	732190
KHF13PH200	733865
KHF13PH200	733865
KHF13PH225	732791
KHF13PH225	733130
KHF13PH250	732191
KHF13PH250	732398
KHF13PH250	732398
KHF13PH250	732581
KHF13PH250	733132
KHF13PH250	733871
KEF11P200C	712741
KEF11P200C	712741
KEF11P200C	712741
KDL06P075C	732196
KHF13PH150R	732189
KHF13PH150R	734554
KHF13PH200R	732793
KHF13PH200R	733141
KHF13PH200R	734555
KHF13PH250R	732192
KHF13PH250R	733142
KHF13PH250R	734556
KHF13PH250R	733868
KHF13PH150C	732188
KHF13PH150C	732794
KHF13PH150C	733143
KHF13PH150C	733874
KHF13PH200C	732795
KHF13PH200C	733144
KHF13PH200C	733875
KHF13PH250C	732796
KHF13PH250C	733869
KHF13PH250C	733869
KEFS250 N	732193
KEFS300 N	733149
KEFS350 N	732194
KTHF13P250	734023

KEF11P150	735991
KEF11P200	750347
KDL06P100	735990
KDL08P100	750487
KDL08P125	750192
KDL08P150	750193
KHF13PH150	735992
KHF13PH200	735994
KHF13PH200	750199
KHF13PH225	735995
KEF11P175C	750194
KEF11P200C	750195
KHF13PH150R	750352
KHF13PH175C	735993
KEFS250 N	750196
KEFS300 N	750197
KEFS350 N	750198