

Liège, le 3 juillet 2006

IMPORTANT : Fiche d'avertissement

Calcium OCP

RETRAIT DE LOT

Code Article	N° de Lot	Péremption
R5C150A	01201	2007/10

A l'attention des Directeurs des Etablissements de Santé, des Correspondants locaux de Réactovigilance et des Responsables de laboratoires

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateur de notre réactif **Calcium**.

Notre service de contrôle qualité a récemment constaté une évolution anormale de ce lot de réactif. Ceci se traduit par une augmentation de la DO du blanc entraînant le rejet de la calibration par l'automate Lisa 300, ce qui ne permet pas de valider les résultats des patients obtenus dans la série.

Par conséquent, en accord avec l' Afssaps, nous vous demandons de :

- **NE PLUS UTILISER LE LOT DE REACTIF 01201 que vous avez reçu**
- **NOUS RETOURNER L'AVIS DE DESTRUCTION** ainsi que le nombre de coffrets concernés, **afin de procéder à un échange**

Conscient des perturbations que cette situation peut engendrer, notre Service Assistance Technique se tient à votre disposition pour tout complément d'information :

téléphone : 02.99.14.54.11 / fax : 02.99.14.54.20
E-mail : hycel@biocodehycel.com

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Service Commercial France



BORDEREAU A RETOURNER

Adresse de retour : Biocode-Hycel, Parc d'Acti vités, Rue de Gerhoui, 35651 LE RHEU

CODE CLIENT :

NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TELEPHONE : FAX :

Nombre de coffrets concernés : _____ Nombre de coffrets détruits : _____