

<u>DE LOTS</u>		<u>IMPORTANT : RETRAIT</u> <u>ASO-BAR</u>
	<b>Réf. : TB4125</b>	
Lots	06-GASC	G059-ASC
	G090-ASC	G090-2ASC
	G096-1ASC	G095-1ASC
	G074	G122
	G149	

A l'attention des utilisateurs des kits ASO-BAR,  
Responsables de Laboratoire,  
Directeur des Etablissements de Santé,  
Correspondants de Réactovigilance

Objet : Retrait de lots

Labarthe-Inard, le 01 Août 2006

Madame, Monsieur, Cher(e) Client(e),

Des utilisateurs du dispositif ASO-BAR, référence TB4125, nous ont signalé des difficultés d'interprétation du dosage quantitatif de l'ASLO lors de l'utilisation des lots précités.

Ces difficultés sont liées à de possibles absences d'hémolyses dans les puits de 400 à 1200 UAS, pouvant entraîner soit des résultats incohérents, soit une surestimation du taux d'anti Streptolysine O.

Par conséquent, en accord avec l'Afssaps, nous vous demandons donc de détruire tous les kits des lots cités ci-dessous, qui seraient encore disponibles dans votre laboratoire et de nous retourner le coupon ci-joint dans les plus brefs délais :

06-GASC	exp 08/09/06
G059-ASC	exp 29/09/06
G074	exp 14/10/06
G090-ASC	exp 31/10/06
G090-2ASC	exp 31/10/06
G096-1ASC	exp 04/11/06
G095-1ASC	exp 04/11/06
G122	exp 04/11/06
G149	exp 28/12/06

Des actions préventives ont été mises en place et des investigations sont en cours afin de déterminer l'origine de cette anomalie.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information et en vous priant de nous excuser pour le désagrément causé, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Client(e), l'expression de nos salutations distinguées.

André Fihman

**Fiche de destruction**  
**A RENVoyer IMPERATIVEMENT AVANT LE 25/08/06**

<b>NOM LABORATOIRE :</b>	
<b>ADRESSE :</b>	
<b>CODE POSTAL :</b>	
<b>VILLE :</b>	
<b>Nom du responsable :</b>	
<b>Tél :</b>	
<b>Fax :</b>	
<b>Compte client N° :</b>	

Déclare avoir détruit les produits suivants :

<b>Référence :</b>	<b>Lot :</b>	<b>Quantités :</b>

Déclare ne plus avoir aucun kit cité disponible dans mon laboratoire.

Date :

Signature et Cachet du laboratoire :

**FAX : 05.61.95.83.29**

*En cas de non réponse de votre part, nous considérerons que vous n'avez plus aucun kit concerné disponible dans votre laboratoire.*

Pour toute information complémentaire, merci de contacter notre hot-line :

Tél : 05.61.88.59.15

Fax : 05.61.95.83.29

Email : [s.saurine@ldhgroup.com](mailto:s.saurine@ldhgroup.com)