

A l'attention des Responsables de laboratoire, des Directeurs des établissements de santé et des Correspondants de réactovigilance

**URGENT : INFORMATION SECURITE
RAPPEL DE LOT**

Gélose BD Sabouraud avec Gentamicine et Chloramphénicol

Produit	Référence	Numéro de Lot	Péremption
BD Sabouraud Agar avec Gentamicine et Chloramphénicol	254041	3239253	29/11/2013

Madame, Monsieur,

L'analyse des réclamations clients a mis en évidence qu'une partie du lot de géloses **BD Sabouraud avec Gentamicine et Chloramphénicol**, ref 254041, du lot référencé ci-dessus ne possède pas les antibiotiques sélectifs : gentamicine et chloramphénicol. L'absence de ces antibiotiques entraîne une non sélectivité du milieu et a pour conséquence une prolifération d'autres microorganismes à croissance rapide.

Cette absence de sélectivité peut entraîner un allongement du rendu de résultat concernant les micro-organismes recherchés (levures, champignons, dermatophytes) à partir d'échantillons cliniques.

Bien que la majeure partie du lot du produit ne soit pas affectée, nous vous recommandons de ne plus utiliser de ce lot.

Nos fichiers montrent que vous avez reçu des produits du lot référencé. Si vous êtes, toujours, en possession de ce lot, nous vous demandons de stopper leur utilisation et de les détruire. Merci de faire circuler cette information à tous les services potentiellement impactés de votre organisation.

Pour tout remplacement du lot de géloses **BD Sabouraud avec Gentamicine et Chloramphénicol** mentionné ci-dessus, merci de retourner le formulaire joint complété à l'attention de Mme Mathilde BAYARD, au numéro de fax 04.76.68.35.04 avant le 10 Novembre 2013.

Regrettant sincèrement les désagréments engendrés par la mise en place de cette mesure, nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Pont-de-Claix, le 04 Novembre 2013,

Mathilde BAYARD

Attachée de clientèle

BD Diagnostics –Diagnostic Systems

A l'attention de: Mme BAYARD Mathilde Fax #: 04.76.68.35.04

MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT AVANT LE 10/11/2013

Produit Concerné

Désignation Porduit	Référence	Numéro de Lot	Status	Quantité
BD Sabouraud Agar avec Gentamincine et Chloramphénicol	254041	3239253	<input type="checkbox"/> Reçu	
			<input type="checkbox"/> Utilisé	
			<input type="checkbox"/> Détruit	

Nom du client: _____

Merci d'utiliser le nom complet sans abréviation

Adresse: _____

Ville: _____ Code postal: _____

Personne à contacter: _____

N° Telephone _____ N°Fax _____

Je certifie avoir reçu, par BD, l'information de destruction concernant les produits mentionnés ci-dessus, et de les avoir retiré de mon activité comme demandé.

Date _____

Signature _____