

Madame, Monsieur, Cher Client,

En accord avec l'Afssaps, la Société DiaMed retire du marché le lot 50280.34.01 périmant le 30/04/2004 du dispositif médical de diagnostic in-vitro dénommé « DiaClon Anti Jkb référence 007331 », suite à un risque d'affaiblissement réactionnel de ce lot.

En effet dans le cadre des investigations en cours au sujet du risque de vieillissement prématuré de ce produit et faisant suite au retrait du lot des cartes ant Jkb lot 50280.34.02, nous avons pris comme mesure préventive de retirer également le lot 50280.34.01 issu de la même fabrication. Nous procédons à l'échange du lot (50280.34.01) encore en stock chez les utilisateurs par le lot 50280.36.01 périmant le 30/11/2004.

Ce dispositif d'Immunohématologie érythrocytaire est utilisé pour la recherche de l'antigène érythrocytaire Jkb (antigène du système Kidd).

Nous vous prions de bien vouloir nous adresser par fax (01 30 28 71 72) le coupon réponse ci-dessous, afin de procéder à cet échange le plus rapidement possible.

Nous rappelons que l'ensemble des cartes gel doivent être conservées à une température ambiante comprise entre 18 et 25°C.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement technique dont vous pourriez avoir besoin.

Avec nos sentiments dévoués.

Chambly le 12 mars 2004

✂.....

ACCUSÉ RÉCEPTION	
Réactovigilance Anti-JKb lot N° 50280.34.01 péremption 04/2004	
Laboratoire: Nom Rue Ville Code Postal :	Cachet du laboratoire
Nombre de coffret(s) reçu(s):.....	<input type="checkbox"/>
Nombre de coffret(s) en stock à la réception de la circulaire à renvoyer au fournisseur à l'attention de P.Vermeulen.....	<input type="checkbox"/>