

101, rue Vaillant Couturier - BP 46  
93136 NOISY LE SEC

Tél. : 01 48 45 58 95  
Fax : 01 49 42 90 21  
e-mail : info@technologiemedicale.com

**URGENT : RAPPEL DE LOT**

**VANNE DE VIDE AVEC EMBOUT VERROUILLABLE ET FLACON DE SECURITE**

NOM DU DISTRIBUTEUR  
CORRESPONDANT MATERIO / PHARMACIEN  
ADRESSE  
CP  
VILLE

Fax :

Noisy-Le-Sec, le 13 février 2007

Madame, Monsieur,

TECHNOLOGIE MEDICALE va procéder à un rappel de la Référence : **151020N – Vanne de vide avec embout verrouillable et bocal de sécurité pour les lots suivants :**

DATE DE LIVRAISON	N° DE LOT
01/03/2006	2061040
10/04/2006	2061678
13/03/2006	2061209
18/04/2006	2061820
07/06/2006	2062469
18/07/2006	2063069
24/07/2006	2063168
28/08/2006	2063628
05/09/2006	2063779
05/10/2006	2064265
23/10/2006	2064525
18/10/2006	2064420
25/10/2006	2064552

TECHNOLOGIE MEDICALE procède au rappel de ces produits suite à une réclamation due à un dysfonctionnement du dispositif de sécurité de la vanne de vide. En effet, la cage percée du flacon de sécurité de certains lots d'appareils génère dans des conditions particulières d'utilisations un phénomène de siphon favorisant la montée de la bille dans la cage et obstruant par conséquent l'aspiration.

Toutefois, afin de prévenir les désagréments et les risques potentiels que pourraient provoquer cette obstruction, nous avons décidé, en accord avec l'AFSSAPS, de procéder au rappel des lots cités ci-dessus qui sont sur le marché depuis **janvier 2006**.

Retournez sans délai les lots des dispositifs concernés par ce rappel à:

TECHNOLOGIE MEDICALE  
101 RUE VAILLANT COUTURIER – BP 46  
93136 NOISY-LE-SEC

Si vous avez rencontré des problèmes de dysfonctionnement ou des incidents sur ce dispositif et que vous n'en avez pas encore informé Technologie Médicale, nous vous remercions de communiquer le rapport détaillé de ces dysfonctionnements à Technologie Médicale.

Pour toute demande d'information que vous jugeriez nécessaire de recevoir à la suite de cette notification, vous pouvez contacter

Mr. HEITZ Erwann  
Responsable Qualité  
Fax : 01 49 42 90 21

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration et nous vous présentons nos excuses pour les inconvénients occasionnés par la mise en oeuvre de cette procédure de rappel.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées

Erwann HEITZ  
RESPONSABLE QUALITE