FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT

Fiche d'avertissement / Warning form

AQ-FO-32-A

page 1/2

FAX			
A / To	Directeur des établissements de santé Correspondant local de matériovigilance Pharmacien des hôpitaux	•	
Fax email	« N° de fax »		
De / From	Eric LARGEN Quality and Regulatory Affairs Manager	Date : 31 juillet 2007	
email	Quality.manager@balt.fr	Visa	
Tel	(+33) 1 39 34 61 84		
Fax	(+33) 1 34 17 03 46		

OBJET: RAPPEL (REF. KIT_HARPON ET REF. SGASTROSTOMY)

SUITE AU SIGNALEMENT D'UN INCIDENT SURVENU HORS FRANCE, NOUS VOUS INFORMONS QUE LA SOCIÉTÉ BALT A DÉCIDÉ DE RAPPELER, PAR MESURE DE PRÉCAUTION ET EN ACCORD AVEC L'AFSSAPS, TOUS LES LOTS DES DISPOSITIFS SUIVANTS : KIT HARPON ET SGASTROSTOMY, POUR CONTRÔLE DES PRODUITS.

L'INCIDENT SIGNALÉ DÉCRIT LE GLISSEMENT DES DISPOSITIFS DE FIXATION CUTANÉE EXTERNES DES HARPONS, APRÈS SERTISSAGE PAR ÉCRASEMENT, 72 HEURES APRÈS LA POSE DES HARPONS, CE QUI A ENTRAÎNÉ UNE PÉRITONITE ET LE DÉCÈS DU PATIENT.

CE DISPOSITIF EST COMMERCIALISÉ DEPUIS MAI 2007 ET C'EST LA PREMIÈRE FOIS QU'UN INCIDENT DE CETTE NATURE NOUS EST RAPPORTÉ, LE TAUX D'INCIDENT ÉTANT DE 0,8 %.

LES REFERENCES CONCERNÉES SONT LES SUIVANTES :

- RÉFÉRENCE KIT HARPON TOUS LES LOTS
- RÉFÉRENCE SGASTROSTOMY TOUS LES LOTS.

MERCI DE RETOURNER LES DISPOSITIFS À L'ATTENTION DE :

ERIC LARGEN
BALT EXTRUSION
10 RUE CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY
FRANCE

OU DE NOUS CONTACTER PAR TELEPHONE (TEL 01 39 34 61 84) POUR ORGANISER LEUR RETOUR.

Nous vous rappelons que tout incident grave relatif au fonctionnement de ces dispositifs doit être signalé sans délai, conformément à l'article L. 5212-2 du code de la santé publique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – Département des vigilances - Fax : 01.55.87.37.02

Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure et vous remercions pour votre compréhension quant à cette action visant à garantir la sécurité des patients et la satisfaction de nos clients.

AVEC NOS SINCÈRES SALUTATIONS.

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT	AQ-FO-32-A
Fiche d'avertissement / Warning form	
rione a avertissement / warning form	page 2/1

ERIC LARGEN

DIRECTEUR QUALITÉ ET AFFAIRES REGLEMENTAIRES

TÉL: (+33) 1 39 34 61 84