

TELECOPIE

Destinataire :

CENTRE HOSPITALIER
- Pharmacien
- Correspondant Matériovigilance

Expéditeur :

B. Braun Medical - France
Direction Qualité
Didier GERBAUD

204, Avenue du Maréchal Juin - BP 331
F - 92107 BOULOGNE Cedex

DGE/FLA – 21 mars 2006

Fax - N°
01 41 10 53 85

Fax - N°.

Pages (celle-ci incluse) :

Objet : RAPPEL DE LOT
Concerne : EUROFIX LP – ref 0082183E - Lot 5K07018341

Madame, Monsieur,

Plusieurs établissements nous ont signalé des fuites au niveau de l'embout supérieur du site d'injection. Ce défaut n'étant pas détectable avant utilisation, nous procédons donc, en accord avec l'AFSSAPS, au rappel du lot :

EUROFIX LP – ref 0082183 E

Lot 5K 07018341

Au cas où vous auriez transféré certaines quantités de ce lot à un autre établissement, nous vous demandons de les informer du présent rappel.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir cesser l'utilisation de ces produits, les isoler et les tenir à notre disposition pour reprise.

Nous vous invitons à contacter votre chargé de clientèle pour organiser le retour et l'échange des stocks de produits en votre possession.

Nous vous remercions de compléter et de faxer le document joint.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Didier GERBAUD
Directeur Qualité
Correspondant Matériovigilance

TELECOPIE

Destinataire :

CENTRE HOSPITALIER
- Pharmacien
- Correspondant Matériovigilance

Expéditeur :

B. Braun Medical - France
Direction Qualité
Didier GERBAUD

204, Avenue du Maréchal Juin - BP 331
F - 92107 BOULOGNE Cedex

DGE/FLA – 21 mars 2006

Fax - N°
01 41 10 53 85

Fax - N°.

Pages (celle-ci incluse) :

Objet : RAPPEL DE LOT
Concerne : EUROFIX LP – ref 0082183E - Lot 5K10018341

Madame, Monsieur,

Plusieurs établissements nous ont signalé des fuites au niveau de l'embout supérieur du site d'injection. Ce défaut n'étant pas détectable avant utilisation, nous procédons donc, en accord avec l'AFSSAPS, au rappel du lot :

EUROFIX LP – ref 0082183 E
Lot 5K10018341

Au cas où vous auriez transféré certaines quantités de ce lot à un autre établissement, nous vous demandons de les informer du présent rappel.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir cesser l'utilisation de ces produits, les isoler et les tenir à notre disposition pour reprise.
Nous vous invitons à contacter votre chargé de clientèle pour organiser le retour et l'échange des stocks de produits en votre possession.

Nous vous remercions de compléter et de faxer le document joint.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Didier GERBAUD
Directeur Qualité
Correspondant Matériovigilance