

N/Réf. : SVI/MLL – xxx

CENTRE HOSPITALIER
Service Pharmacie
A l'attention du Pharmacien/Correspondant
Matéiovigilance
Adresse

CP VILLE

Le Plessis Bouchard, 23 mars 2006

RECOMMANDÉ AVEC A.R.

OBJET : Rappel des lots S2005J25 et S2005K15 : CONNECTUB M/ROBINET 3 VOIES 10cm x 1,0 mm - Référence : 1850.10

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que le dispositif médical cité en objet présente une non-conformité au niveau du robinet 3 voies entraînant une fuite. Cette non-conformité a été observée sur plusieurs unités ce qui nous conduit, en accord avec l'AFSSAPS, au rappel de toutes les unités des deux lots incriminés.

Notre fichier client nous indique que vous avez reçu le lot mentionné dans le tableau suivant :

Référence	Désignation	N° de lot	Nombre d'unités reçues
1850.10	Connectub	xx	xx

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir isoler les unités du lot concerné et de compléter le coupon réponse ci-joint puis de le faxer au 01.30.72.22.08. A réception notre service commercial prendra contact afin d'organiser la reprise de ces produits.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Séverine VIDÉ
Responsable Qualité
Correspondant matéiovigilance

ACCUSÉ RÉCEPTION

RAPPEL DE LOT

Dispositif : CONNECTUB M/ROBINET 3 VOIES 10cm x 1,0 mm
Référence : 1850.10
N° de lot : S2005K15 ou S2005J25 (en fonction de la traçabilité)

Merci de compléter le coupon réponse et de le faxer au 01.30.72.22.08

Afin de nous confirmer que vous avez pris connaissance du rappel de lot "Connectub 1850.10".

Si toutes les unités de ce produit ont été utilisées, indiquer "0" dans la case "quantité à reprendre".

Établissement		Nom	
Adresse		Fonction	
		Date	
		Signature	

Quantité reçue	Quantité à reprendre	Quantité reprise (à remplir par Prodimed)