

**BD Diagnostics**

11, rue Aristide Bergès  
ZI des Iles – BP 4  
38801 Le Pont de Claix Cedex  
Tél : 04.76.68.36.36  
Fax : 04.76.68.35.04  
www.bd.com/france

Le Pont de Claix, le 29/06/2006

**ATTENTION: RAPPEL DE LOTS****Direct Draw Adapter BD Vacutainer®**

Référence Produit	Numéro de Lot
364896	5311376
364896	5312193
364896	5312201

**Adaptateur BD Vacutainer®**

Référence Produit	Numéro de Lot
367300	5307894
367300	5307896
367300	5307900

Madame, Monsieur,

Nous vous informons d'un rappel de lot pour les dispositifs Adaptateur Luer réf 367300 et Direct Draw Adapter (adaptateur pré-monté sur corps) réf 364896 pour les numéros de lots listés ci-dessus.

Suite à plusieurs réclamations clients, les investigations menées ont mis en évidence un manque de lubrifiant au niveau de l'aiguille perce-bouchon de certaines unités. Ceci pouvant être à l'origine d'un mauvais repositionnement du manchon sur l'aiguille (lors du retrait du tube) et entraîner une fuite de sang, nous avons décidé de rappeler les lots concernés. L'origine du problème a depuis, pu être identifiée, et nous avons mis en oeuvre les actions correctives appropriées.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons de ne pas utiliser les lots listés dans le tableau ci-dessus. Les autres numéros de lot des 2 références concernées ne sont pas impactés.

Nous vous demandons de vérifier si des unités de ce(s) lot(s) sont encore présentes dans vos stocks, de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de nous le faxer au 04.76.68.35.91 avant le 31/08/2006. A réception de ce document renseigné, notre service clients prendra contact avec vous afin d'organiser la reprise et le remplacement des dispositifs concernés.

Nous regrettons sincèrement les désagréments provoqués par la mise en place de cette mesure et nous vous prions de croire que la qualité de nos produits et l'entière satisfaction de nos clients sont notre priorité. Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous accordez à la société BD.

Notre équipe de vente se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

**P. SIRCOULOMB**

Directeur Division

BD Diagnostics – Preanalytical Systems