

Le Pont de Claix, le 6 juillet 2005

**A L'ATTENTION DES PHARMACIENS RESPONSABLES DES DISPOSITIFS MEDICAUX, ET DES CORRESPONDANTS MATERIOVIGILANCE**

Ref:

**INFORMATION URGENTE : RAPPEL DE PRODUITS**  
**Kits de surveillance de pression BD DTX Plus™**

Madame, Monsieur,

Suite à des déclarations de matériovigilance, faisant état pour les produits listés ci-dessus d'un détachement de la partie mobile du robinet lorsque celle-ci est actionnée, Becton Dickinson, a décidé de rappeler les lots de produits concernés.

**Seuls les lots précisés dans les tableaux ci-après sont concernés par ce rappel !**

Référence	Numéro de Lot
<b>Kits de pression BD DTX Plus™</b>	
682001	406337
	407206
682002	406339
	407207
	407208
682004	407209
682017	406344
	407213

Référence	Numéro de Lot
<b>Kits de pression BD DTX Plus™</b>	
682032	407217
686303	407249
686403	407258
682027	406005
	407002
682051	406351
	407222
686304	406302

**Procédure de rappel :**

En accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons donc de retirer les produits potentiellement défectueux, en mettant en place dès que possible, les actions suivantes :

1. Vérifier au niveau de vos stocks (services et magasin) la présence des références et numéros de lots concernés par ce rappel. Les numéros de lot, ainsi que la référence produit, sont marqués sur l'emballage unitaire et le surconditionnement (carton) et mettre les produits concernés en quarantaine.
2. Compléter le formulaire de réponse joint en bas de ce courrier et le retourner, **avant le 31 juillet 2005**, au numéro de fax indiqué, **y compris si vous ne possédez aucun produit concerné** par ce rappel dans vos stocks.

Nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette information à tout le personnel qui utilise ou commande ces produits au sein de votre établissement et de vous assurer qu'une copie de ce courrier a bien été envoyée à tout établissement périphérique qui recevrait éventuellement ces produits par vos soins.

Pour tout renseignement concernant des commandes en cours et le remplacement des dispositifs, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à votre Correspondant au Service Clients BD :

M. Guillaume PELOSSE 04 76 68 55 25 (Départements : 62-59-80-02-60 et région parisienne)  
 Mme Sassia AISSA 04 76 68 35 17 (Départements : 57-67-54-68-86-33-40-64-32-65-31-09)  
 Mme Audrey BOZET 04 76 68 37 51 (Départements :50-14-29-22-61-56-35-53-72-44-49-37-85-79-17-16-87-24-46-47-82-12-81-11-60-34-30-84-13-05-04-06-83-20)  
 Mme Elisabeth BOUDE 04 76 68 34 24 (Départements : 76-27-28-41-45-58-08-51-10-55-52-88 et AP-HP)  
 Mme Magalie BERTHET 04 76 68 36 41 (Départements : 89-21-70-90-36-18-71-39-25-23-03-19-63-42-69-01-15-43-38-73-74-48-07-26)

Nous sommes conscients et sincèrement navrés des désagréments que ces mesures préventives peuvent engendrer au sein des services de soins concernés dans votre établissement, et nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à la société BD et à nos produits. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Claire GENOT**  
**Assistante Qualité**  
**BD Medical – Medical Surgical Systems**

-----

**Merci de vérifier l'ensemble de vos stocks, de compléter le formulaire ci-dessous et de le renvoyer au numéro de fax 04.76.68.55.61 (au nom de Claire GENOT) ou par mail [claire\\_genot@europe.bd.com](mailto:claire_genot@europe.bd.com) avant le 31/07/05**

- Nous ne possédons aucun de ces lots en stock.
- Nous avons les lots suivants en stock :

**Etablissement :** .....

REF	LOT	DATE DE LIVRAISON	QUANTITE LIVREE En unités	QUANTITE EN STOCK En unités

Nom ..... Fonction : .....

Date: ..... Téléphone : .....

Fax : ..... Signature : .....