

Direction Qualité

PROJET DE COURRIER POUR LES CLIENTS

Centre Hospitalier
Correspondant Matéiovigilance
Pharmacien

.....
.

Boulogne, le

Objet : FILTRE VENATECH LP – ref 4435133

Madame, Monsieur,

Suite à des difficultés rencontrées lors de la pose d'un filtre VenaTech LP brachial et par souci de précaution, nous procédons, en accord avec l'AFSSAPS au rappel des lots suivants :

Ces filtres appartiennent à une ancienne génération fabriquées jusqu'à mi-2003 n'identifiant pas le sens d'usage du filtre par un code couleur. Seuls les lots -dessus sont concernés par le rappel.

Depuis mi-2003, une identification couleur du sens d'utilisation est présente.

Nous vous demandons de nous retourner le document joint avec mention du stock encore disponible dans votre établissement.

Demeurant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Didier GERBAUD
Directeur Qualité
Correspondant Matéiovigilance