

**INFORMATIONS  
IMPORTANTES  
SUR LES PRODUITS**

**ASSUT EUROPE FRANCE  
92230 GENNEVILLIERS**

**Objet : Indications pour l'utilisation de DURA-GUARD, PERI-GUARD et VASCU-GUARD**

Madame, Monsieur

SYNOVIS et BAXTER HEALTHCARE souhaitent rappeler aux utilisateurs les indications approuvées pour l'utilisation des produits DURA-GUARD, PERI-GUARD et VASCU-GUARD. Ce message fait suite à deux récents rapports concernant une mauvaise utilisation des produits au cours d'une intervention chirurgicale.

**Veillez noter que DURA-GUARD est présenté dans un emballage gris et blanc avec une image représentant un cerveau (exemple à droite) et est indiqué dans le cas suivant : Utilisation comme substitut de la dure-mère pour la fermeture de la dure-mère au cours d'une intervention neurochirurgicale.**



**Veillez noter que PERI-GUARD est présenté dans un emballage vert et blanc (exemple à droite) et est indiqué dans les cas suivants :**

*Utilisation comme prothèse pour la fermeture péricardique et les déficiences de tissus mous comprenant : défauts des parois abdominales et thoraciques, hernies (diaphragmatiques, fémorales, incisionnelles, inguinales, lombaires, de paracolostomie, scrotales et ombilicales), ainsi que pour la réparation intracardiaque et des grands vaisseaux.*



**Veillez noter que VASCU-GUARD est présenté dans un emballage vert et blanc (exemple à droite) et est indiqué dans les cas suivants :**

*Utilisation en reconstruction vasculaire périphérique, notamment pour les vaisseaux carotidiens, rénaux, iliaques, fémoraux, fémoraux profonds et tibiaux, ainsi que pour les révisions d'accès artério-veineux.*



**DURA-GUARD est le seul produit indiqué pour une utilisation en tant que substitut de la dure-mère. PERI-GUARD et VASCU-GUARD ne doivent pas être utilisés, car ils ne sont pas indiqués pour ce type d'utilisation.**

Veillez noter que vous n'êtes pas tenus de retourner les produits, et aucune autre mesure n'est requise. Vous pouvez continuer à utiliser DURA-GUARD, PERI-GUARD et VASCU-GUARD conformément à leurs instructions d'utilisation.

Si vous fournissez ce produit à d'autres services/sites/départements, veuillez transmettre ces informations selon les besoins pour garantir la bonne utilisation de **DURA-GUARD, PERI-GUARD et VASCU-GUARD** dans votre établissement.

**Pour toute question sur ce courrier, vous pouvez contacter le service qualité Baxter au 01 34 61 53 59.**

Nous vous prions de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Jean-Pierre Hue  
Pharmacien Responsable Intérimaire