

NOTE D'INFORMATION URGENTE

Le 07 juillet 2015

Désignation	Référence	Numéro de lot	Péremption
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5064921	13/05/2015

Madame, Monsieur,

BD a mis en évidence que le lot ci-dessus dont la date de péremption est maintenant expirée, a pu permettre, en fin de péremption, la croissance de la souche sensible d'*Enterococcus faecalis* ATCC 29212.

Ainsi que spécifié dans la fiche technique de la gélose Vancomycin Screen Agar, il est recommandé de réaliser des études de synergie dès qu'un isolat d'enterocoque présente une croissance avant de mettre en place ou d'exclure une antibiothérapie combinée à base de vancomycine.

Enterococcus faecalis ATCC 29212 est un organisme de contrôle recommandé et cité dans la fiche technique de la gélose Enterococcus Screen Agar QUAD et utilisé pour vérifier les performances du produit avant son utilisation.

Nos enregistrements indiquent que le lot précisé ci-dessus vous a été livré, et à ce titre nous souhaitons vous informer des éléments ci dessus. N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information (Guillaume Mouly – 04 76 68 36 16)

Pourriez-vous remplir le formulaire ci-joint même s'il ne vous reste plus en stock de lots incriminés. Cela nous permettra de confirmer votre bonne réception de cette note d'information. Le formulaire complété est à renvoyer à l'attention de Guillaume Mouly (par fax au 04 76 68 35 04 ou scanné par email à guillaume_mouly@europe.bd.com).

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.



Ann VANLANDSCHOOT, Ph.D.
RA Manager Post-Market
BD Biosciences & BD Diagnostic Systems

A l'attention de : Guillaume MOULY

N° de fax : 04 76 68 35 04

ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTE D'INFORMATION

Laboratoire: _____

Merci de pas utiliser d'abréviation

Adresse: _____

Ville: _____ **Code postal:** _____

Contact: _____

N° de tél.: _____ **N° de fax:** _____

Nombre total de coffret en fin de preemption en votre possession:

Product Name	Cat. Number	Lot Number	Exp. Date	
BD BBL™ Vancomycin Screen Agar	222204	5064921	May 13, 2015	