

«RSSC»

A l'attention du Pharmacien Responsable et du
Directeur d'établissement
Fax : «Fax_Client»

Nos Réf. : MCR/16-330

N° Client : «NCLI»

Bobigny, le 18 novembre 2016

Ce FAX va vous parvenir également sous pli recommandé avec AR

IMPORTANT ET URGENT - RAPPEL DE PRODUIT

DISPOSITIFS CONCERNES :

Désignation : **SONDES D'ASPIRATION TRACHEALE – Charrière 10, Longueur 30 cm**

Référence : **06S02010**

Lot : **079646**

MOTIF DU RAPPEL :

La Société Péters Surgical initie un rappel volontaire du dispositif **SONDES D'ASPIRATION TRACHEALE - Charrière 10, Longueur 30 cm**. Ce rappel fait suite à des signalements d'un défaut de fonctionnement des sondes au moment de leur utilisation dû à des sondes obstruées. Des investigations sont actuellement en cours afin d'identifier la cause du défaut.

Le retard d'aspiration lié à la nécessité de changer de sonde pourrait présenter un risque d'incident grave pour le patient et un stress supplémentaire pour le personnel soignant.

En conséquence, la Société Péters Surgical rappelle la totalité du lot concerné.

L'ANSM a été informée de ce rappel.

ACTIONS A PRENDRE :

Afin de faciliter le traitement de ce rappel, merci de :

1. Cesser immédiatement l'utilisation de ces lots,
2. Vérifier vos stocks, et le cas échéant, ceux de vos clients,
3. Nous retourner les produits concernés,
4. Nous retourner le document annexé, complété des éléments suivants :
 - vos coordonnées,
 - si vous (ou vos clients) aviez des produits en stock, les quantités renvoyées,
 - si vous n'aviez plus de produit en stock, la colonne « quantité » barrée.

Pour toute question d'ordre logistique (prise en charge du retour, avoir, échange...), vous pouvez contacter «Assistante».

Pour toute autre question, vous pouvez joindre le service Qualité au :

Téléphone : (33) 01 48 10 62 35

E-mail : qualite@peters-surgical.com

Veillez accepter nos excuses pour tous les désagréments occasionnés par ce rappel.

En vous remerciant de votre compréhension.

Jean Marc CHALOT
Docteur en Pharmacie
PDG



Indiquer vos coordonnées, ajouter les quantités en stock pour chaque lot ou barrer la colonne.
Faxer au 01 48 10 62 72

IMPORTANT ET URGENT - RAPPEL DE PRODUIT

ANNEXE au courrier MCR/16-330

N° Client : «NCLI»

Assistante ADV : «Assistante»

«RSSC» - Fax : «Fax_Client»

«Ville»

Nombre total de pages complétées :

Complété par : le :

Fonction : tél. :

PRODUIT CONCERNE	REFERENCE	LOT	QUANTITE
« SONDES D'ASPIRATION TRACHEALE – Charrière 10, Longueur 30 cm	06S02010	079646	