

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale – Dosage des médicaments
	16MED1
	Jean-Marc HATTCHOUEL (ANSM) / Isabelle MOREL (Rennes)
Expédition – Clôture	05/10/2016 – 31/10/2016

ECHANTILLONS M26 & M27

Valeurs cibles toutes techniques

- Nature des échantillons : sérum d'origine humaine, lyophilisé

Digoxine				
Echantillon	Nb de résultats	Médiane, µg/L	Moyenne, µg/L	CV, %
M26	654	0,83	0,83	12,7
M27	654	1,92	1,92	8,6

Lithium				
Echantillon	Nb de résultats	Médiane, mmol/L	Moyenne, mmol/L	CV, %
M26	430	0,70	0,70	5,0
M27	430	1,83	1,83	3,3

Amikacine				
Echantillon	Nb de résultats	Médiane, mg/L	Moyenne, mg/L	CV, %
M26	258	26,3	26,3	5,0
M27	258	71,8	72,2	7,0

Gentamicine				
Echantillon	Nb de résultats	Médiane, mg/L	Moyenne, mg/L	CV, %
M26	283	6,9	6,4	24,6
M27	280	32,7	30,1	26,6

Vancomycine				
Echantillon	Nb de résultats	Médiane, mg/L	Moyenne, mg/L	CV, %
M26	335	10,6	10,7	7,5
M27	335	37,6	38,1	8,6

Teicoplanine				
Echantillon	Nb de résultats	Médiane, mg/L	Moyenne, mg/L	CV, %
M26	35	13,2	13,2	6,4
M27	35	30,5	30,6	6,2

ECHANTILLONS IS10 & IS11

Valeurs cibles toutes techniques

- **Nature des échantillons** : sang total d'origine humaine, liquide

Ciclosporine

Echantillon	Nb de résultats	Médiane, µg/L	Moyenne, µg/L	CV, %
IS10	83	196,0	195,2	10,7
IS11	83	592,0	594,7	12,1

Tacrolimus

Echantillon	Nb de résultats	Médiane, µg/L	Moyenne, µg/L	CV, %
IS10	85	7,0	7,0	10,5
IS11	85	18,2	18,1	11,2

Sirolimus

Echantillon	Nb de résultats	Médiane, µg/L	Moyenne, µg/L	CV, %
IS10	35	5,8	6,1	20,4
IS11	35	10,1	10,3	22,3

Évérolimus

Echantillon	Nb de résultats	Médiane, µg/L	Moyenne, µg/L	CV, %
IS10	34	5,60	5,7	14,0
IS11	34	15,9	15,6	11,4