

CODAGE PARASITOLOGIE - 15PAR1
(liste non exhaustive)

ABSENCE DE PARASITE	00
<i>Acanthamoeba</i> sp.	87
<i>Ancylostoma duodenale</i>	37
<i>Angiostrongylus cantonensis</i>	38
<i>Anisakis</i> sp.	39
Ankylostomidé	40
<i>Ascaris lumbricoides</i>	41
<i>Babesia</i> sp.	01
<i>Balantidium coli</i>	02
<i>Bartonella</i> sp.	03
<i>Blastocystis hominis</i>	86
<i>Borrelia</i> sp.	04
<i>Brugia malayi</i>	42
<i>Capillaria philippinensis</i>	43
<i>Chilomastix mesnili</i>	05
<i>Clonorchis sinensis</i>	71
<i>Cryptosporidium</i> sp.	34
<i>Cyclospora</i> sp.	35
<i>Dicrocoelium dendriticum</i>	72
<i>Dientamoeba fragilis</i>	06
<i>Diphyllobothrium latum</i>	62
<i>Dipylidium caninum</i>	63
<i>Dirofilaria immitis</i> - <i>D. repens</i>	46
<i>Dracunculus medinensis</i>	47
<i>Echinococcus granulosus</i>	64
<i>Echinococcus multilocularis</i>	65
<i>Endolimax nana</i>	07
<i>Entamoeba coli</i>	08
<i>Entamoeba dispar</i>	12
<i>Entamoeba dispar</i> ou <i>Entamoeba histolytica</i>	88
<i>Entamoeba gingivalis</i>	09
<i>Entamoeba hartmanni</i>	10
<i>Entamoeba histolytica</i>	11

<i>Entamoeba polecki</i>	13
<i>Enterobius vermicularis</i>	48
<i>Enteromonas hominis</i>	14
<i>Fasciola gigantica</i>	73
<i>Fasciola hepatica</i>	74
<i>Fasciolopsis buski</i>	75
<i>Giardia lamblia intestinalis</i>	15
<i>Heterophyes heterophyes</i>	76
<i>Hymenolepis diminuta</i>	66
<i>Hymenolepis nana</i>	67
<i>Iodamoeba butschlii</i>	27
<i>Isospora belli</i>	17
<i>Leishmania donovani</i> - <i>L. tropica</i> - <i>L. infantum</i>	19
<i>Loa loa</i>	49
<i>Mansonella ozzardi</i>	51
<i>Mansonella perstans</i>	44
<i>Mansonella streptocerca</i>	45
<i>Metagonimus yokogawai</i>	77
Microsporidies	36
<i>Naegleria fowleri</i>	20
<i>Necator americanus</i>	52
<i>Onchocerca volvulus</i>	53
<i>Opisthorchis felineus</i>	78
<i>Opisthorchis viverrini</i>	79
<i>Paragonimus westermani</i>	80
<i>Pentatrichomonas hominis</i>	21
<i>Plasmodium falciparum</i>	22
<i>Plasmodium malariae</i>	23
<i>Plasmodium ovale</i>	24
<i>Plasmodium vivax</i>	25
<i>Plasmodium</i> sp.	99
<i>Pneumocystis carinii</i>	26
<i>Raillietina</i> sp.	68

<i>Retortamonas intestinalis</i>	28
<i>Sarcocystis hominis</i>	18
<i>Schistosoma haematobium</i>	81
<i>Schistosoma intercalatum</i>	82
<i>Schistosoma japonicum</i>	83
<i>Schistosoma mansoni</i>	84
<i>Strongyloides fulleborni</i>	54
<i>Strongyloides stercoralis</i>	55
<i>Taenia saginata</i>	69
<i>Taenia solium</i>	70
<i>Taenia</i> sp.	85
<i>Ternidens deminutus</i>	56
<i>Toxocara</i> sp.	57
<i>Toxoplasma gondii</i>	29
<i>Trichinella spiralis</i>	58
<i>Trichomonas tenax</i>	30
<i>Trichomonas vaginalis</i>	31
<i>Trichostrongylus</i> sp.	59
<i>Trichuris trichiura</i>	60
<i>Trypanosoma brucei</i> s.sp.	32
<i>Trypanosoma cruzi</i>	33
<i>Wuchereria bancrofti</i>	61

**Si vous ne trouvez pas le code d'un parasite :
écrivez en clair le nom sur votre bordereau réponse**

CODAGE PARASITOLOGIE - 15PAR1 (suite)

STADE du parasite

ABSENCE DE PARASITE	00
ADULTE	01
ANNEAU (PROGLOTTIS)	02
ŒUF	03
EMBRYOPHORE	04
SCOLEX	05
LARVE	06
LARVE RHABDITOIDE	07
LARVE STRONGYLOIDE	08
KYSTE	09
FORME VÉGÉTATIVE	10
FORME VÉGÉTATIVE HÉMATOPHAGE	11
OOCYSTE	12
SPOROCYSTE	13
MICROFILAIRE	14
TROPHOZOITE	15
SCHIZONTE JEUNE	16
SCHIZONTE ÂGÉ OU MÛR	17
GAMÉTOCYTE	18
ŒUF ATYPIQUE	19
NYMPHE	20
LENTE	21
SPORE	22
TRYPOMASTIGOTE	23
PROMASTIGOTE	24
AMASTIGOTE	25

Si vous ne trouvez pas le code d'un stade parasitaire :
écrivez en clair le nom sur votre bordereau réponse

Table de codage des réactifs (liste non exhaustive)

IgG ou Ig totales anti-toxoplasme		
CODE	REACTIF	DISTRIBUTEUR
RDAC	AXSYM Toxo IgG	ABBOTT
RDAD	ARCHITECT Toxo IgG	ABBOTT
RDPB	ACCESS Toxo IgG	BECKMAN COULTER
RDPG	DXI Toxo IgG	BECKMAN COULTER
RDEA	Vidas Toxo Compétition	BIOMERIEUX
RDEB	VIDAS Toxo IgG	BIOMERIEUX
RJEA	Toxo Screen DA	BIOMERIEUX
RFEB	Toxo-spot IF	BIOMERIEUX
RDPA	Platelia Toxo IgG	BIORAD
RQPA	Pastorex Toxo	BIORAD
RDRC	LIAISON Toxo IgG	DIASORIN
RDRD	LIAISON XL Toxo IgG	DIASORIN
RQHA	Toxolatest	FUMOUZE
RKHA	TOXO - HAI	FUMOUZE
RQJA	Toxocell latex	BIOKIT
RDKB	VITROS toxo IgG	ORTHO CLINICAL DIAG.
RDOB	Cobas Elecsys Modular Toxo G	ROCHE DIAGNOSTICS
RQSA	Servitex Toxo	SERVIBIO
RDVA	Immulin toxoplasmosis IgG	SIEMENS
RDVB	Immulin 2000 toxoplasmosis IgG	SIEMENS
RDBB	Toxo G / ADVIA Centaur	SIEMENS
RDCA	Enzygnost Toxoplasmosis IgG	SIEMENS

IgM anti-toxoplasme		
CODE	REACTIF	DISTRIBUTEUR
RDAP	AXSYM Toxo IgM	ABBOTT
RDAR	ARCHITECT Toxo IgM	ABBOTT
RDPO	ACCESS Toxo IgM II	BECKMAN COULTER
RDPN	DXI Toxo IgM	BECKMAN COULTER
RDEA	Vidas Toxo Compétition	BIOMERIEUX
RDEM	VIDAS Toxo IgM	BIOMERIEUX
RJEA	Toxo Screen DA	BIOMERIEUX
RFEB	Toxo-spot IF	BIOMERIEUX
RUEM	Toxo ISAGA	BIOMERIEUX
RDPN	Platelia Toxo IgM	BIORAD
RDRN	LIAISON Toxo IgM	DIASORIN
RDRO	LIAISON XL Toxo IgG	DIASORIN
RKHA	TOXO - HAI	FUMOUZE
RDKM	VITROS Toxo IgM	ORTHO CLINICAL DIAG.
RDON	Cobas Elecsys Modular Toxo M	ROCHE DIAGNOSTICS
RDVM	Immulin toxoplasmosis IgM	SIEMENS
RDVN	Immulin 2000 toxoplasmosis IgM	SIEMENS
RDBN	Toxo M / ADVIA Centaur	SIEMENS
RDCM	Enzygnost Toxoplasmosis IgM	SIEMENS

Si vous ne trouvez pas le code correspondant à votre réactif :
Ecrivez en clair le nom du réactif et le nom du distributeur sur votre
bordereau réponse.

Table de codage " Conclusion sérodiagnostic toxoplasmosis "

Interprétations des résultats du titrage des IgG et de la recherche des IgM	
TOX A	Absence d'anticorps. Absence d'immunité.
TOX B	Taux limite. A considérer comme non immunisée.
TOX C	Immunité ancienne probable.
TOX D	Profil sérologique en faveur d'une toxoplasmosis assez récente.
TOX E	Discordance entre deux techniques.

Examens complémentaires et/ou modalités de suivi sérologique	
TOX F	Sérologie à renouveler tous les mois jusqu'à l'accouchement et 1 mois après.
TOX G	Sérologie à contrôler dans 1 à 2 semaines.
TOX H	Sérologie à contrôler dans 3 semaines.
TOX I	A confirmer par une nouvelle sérologie.
TOX K	Suivre les mesures hygiéno-diététiques de prophylaxie.
TOX M	Réaliser une mesure de l'avidité des IgG sur ce prélèvement.
TOX P	Réaliser une seconde technique de détection des IgM de principe différent sur ce prélèvement.
TOX S	Réaliser une seconde technique de détection des IgG de principe différent sur ce prélèvement.
TOX T	Réaliser un Western blot.