

PRODUIT	PRESENTATION	ALTERNATIVES DISPONIBLES
Pour les patients atteints d'un déficit primitif en alpha-1 antitrypsine		
ALFALASTIN	ALFALASTIN 1 g/30 ml	Mise à disposition de la spécialité PROLASTIN C de façon plus pérenne
	ALFALASTIN 4 g/120 ml	
Pour les patients atteints d'un déficit congénital en facteur IX		
BETAFACT	BETAFACT 1000 UI/10 ml	Report vers d'autres présentations ou dosages disponibles des mêmes spécialités ou vers des spécialités alternatives commercialisées en France par d'autres laboratoires - mises à disposition ponctuelles de MONONINE
	BETAFACT 500 UI/5 ml	
	BETAFACT 250 UI/5 ml	
Pour les patients atteints d'un déficit congénital en facteur VIII		
FACTANE	FACTANE 250 UI/2,5 ml	Report vers d'autres présentations ou dosages disponibles des mêmes spécialités ou vers des spécialités alternatives commercialisées en France par d'autres laboratoires
	FACTANE 500 UI/5 ml	
	FACTANE 1000 UI/5ml VR	
	FACTANE 2000 UI/10 ml VR	
Pour les patients atteints d'un déficit congénital en facteur XI		
HEMOLEVEN	HEMOLEVEN 1000 UI/10 ml	Pas de déclaration de tension d'approvisionnement par le LFB
Pour les patients atteints de maladie de Willebrand		
WILFACTIN	WILFACTIN 1000 UI/10 ml	Report vers d'autres présentations ou dosages disponibles des mêmes spécialités - mobilisation de lots destinés à l'export de WILFACTIN 1 000 UI et de WILLFACT 1 000 UI
	WILFACTIN 2000 UI/20 ml	
	WILFACTIN 500 UI/5 ml	
WILSTART	WILSTART	Pas de déclaration de tension d'approvisionnement par le LFB
Pour les patients atteints de déficits immunitaires primitifs		
CLAIRYG	CLAIRYG 20g/400 ml	Report vers d'autres présentations ou dosages disponibles des mêmes spécialités - mises à disposition ponctuelles de la spécialité OCTAGAM - mobilisation de lots destinés à l'export de TEGELINE
	CLAIRYG 10g/200 ml	
	CLAIRYG 5g/100 ml	
	CLAIRYG 2,5g/50 ml	

TEGELINE	TEGELINE 10 g/200 ml	Respect indispensable des indications prioritaires telles que définies dans l'actualisation de la proposition de hiérarchisation des indications des immunoglobulines humaines intraveineuses (IgIV) en situation de tension forte sur les approvisionnements pour le
	TEGELINE 5 g/100 ml	
	TEGELINE 2,5 g/50 ml	
Pour le traitement immunoprophylactique de l'hépatite B		
Ig de l'hépatite B	Ig HEPATITE B IM-LFB 1 ml	Report vers d'autres présentations ou dosages disponibles des mêmes spécialités
	Ig HEPATITE B IM-LFB 5 ml	
Pour le traitement prophylactique du tétanos et le traitement du tétanos déclaré		
GAMMATETANOS	GAMMATETANOS 250 UI/2 ml	- Distribution uniquement à l'hôpital mais remise à disposition en ville progressive à partir Mars 2018
Pour la prévention de la récurrence de l'hépatite B chez les patients porteurs de l'antigène de surface de l'hépatite B après transplantation hépatique		
IVHEBEX	IVheBex 5000 UI/100 ml	Pas de déclaration de tension d'approvisionnement par le LFB
Pour les patients atteints de déficits en antithrombine		
ACLOTINE	ACLOTINE 1000 UI/10 ml	Mise à disposition de la spécialité ATENATIV 1 000UI et d'ANTITROMBINA III BAXALTA 1 000 UI et 500 UI de façon plus pérenne avec constitution en cours d'un stock de sécurité de 2 000 unités par le laboratoire Shire en ANTITROMBINA III BAXALTA 1 000 UI
	ACLOTINE 500 UI/5 ml	
Pour le traitement curatif ou préventif des hémorragies en cas de dys, d'hypo ou d'afibrinogénémies		
CLOTTAFAC	CLOTTAFAC 1,5 g/100 ml	Mise à disposition de la spécialité FIBRYGA 1000UI de façon plus pérenne Mises à disposition ponctuelles de la spécialité RIASTAP 1g - mobilisation de lots de FIBCLOT et de CLOTTAFAC destinés à l'export
Pour le traitement et la prévention des accidents hémorragiques en cas de déficit en facteurs Vitamine K dépendants ; en cas de surdosage en antivitamine K ; en cas de déficit constitutionnel en facteur II ou en facteur X		
KANOKAD	KANOKAD 250 UI/10 ml	Report vers d'autres présentations ou dosages disponibles des mêmes spécialités ou vers des spécialités alternatives commercialisées en France par d'autres laboratoires
	KANOKAD 500 UI/20 ml	

Pour les patients atteints de déficits constitutionnels sévères en protéine C

PROTEXEL

PROTEXEL NF 500 UI/10 ml

Tensions d'approvisionnement inférieure à 5 jours début Février 2018

Pour le traitement de l'hypovolémie (Albumine)

VIALEBEX

VIALEBEX 200mg/ml 100 ml

VIALEBEX 200mg/ml 50 ml

VIALEBEX 200mg/ml NN 10 ml

VIALEBEX 40mg/ml 100 ml

VIALEBEX 40mg/ml 250 ml

VIALEBEX 40mg/ml 500 ml

VIALEBEX 50mg/ml 500 ml

Report vers d'autres présentations ou dosages disponibles des mêmes spécialités ou vers des spécialités alternatives commercialisées en France par d'autres laboratoires

Mise à disposition de la spécialité ALBUNORM 20%-100 mL de façon plus pérenne

YDRALBUM

YDRALBUM 200 g/l 100 ml

YDRALBUM 200 g/l 50 ml