

**Liste des réactifs enregistrés ou marqués CE
pour le dosage de l'HbA1C**

AFSSAPS/ Marquage CE	Nom du réactif	Société
J 7339 1	Vision Glycated Hemoglobine	Abbott
L 9164 1	IMX Hémoglobine glyquée	Abbott
V 0080 3	ABX Diagnostics HbA1c WB	ABX
V 9785 2	ABX Diagnostics HbA1c 250/500	ABX
CE	NycoCard HbA1c	Axis-Shield/Progen biotechnique
K 8979 0	Glycomat 765 "kit bleu" A1C rapide	Bayer
K 1311 0	Glycomat 765 "kit jaune" A1c standard	Bayer
M 1324 2	Glycomat 745 "kit orange"	Bayer
V 9760 2	DS5/Kit HbA1C	Bayer
L 9481 1	DCA 2000 kit réactif	Bayer
S 6551 2	RA Kit HbA1c	Bayer
J 7305 1	Diatrac HbA1c	Beckman
T 8275 2	Réactif HbA1C Système Synchron	Beckman
M 1877 2	Kit Hb glyco A1c	Biocade
P44832	Réactifs Auxiliaires- HbA1C/Hitachi L9100	Biomérieux
N 3419 2	Programme A1c Diastat	Bio-Rad
E 9140 0	Diamat HbA1c	Bio-Rad
L 9601 1	Variant HbA1c program	Bio-Rad
S 7441 2	Variant II HbA1c	Bio-Rad
U 9652 2	Micromat II HbA1c	Bio-Rad
CE	Hemoglobin A1C	Biosystems
CE	Dimension HA1C kit	Dade Behring
R56602	TSK gel glyco Hsi Variant	Tosoh / Eurogenetics
R47422	TSK Gel Glyco-Hsi	Tosoh / Eurogenetics
CE	TSK Gel G7-Hsi Variant	Tosoh / Eurogenetics
N 2587 2	Kit Titan Glyco	Helena
N 2586 2	Kit Rep Glyco A1c	Helena
L 9975 1	IL test blue kit	Instrumentation Laboratory
M 1929 2	Set de réactif HA 8121	Menarini
R 4918 2	Set de réactifs HA8140	Menarini
P 4065 2	Cobas Integra HbA1c	Roche
N28922	Unimate 5 HbA1C	Roche
N28912	Unimate 3 HbA1C	Roche
R 5618 2	Tina Quant Hb A1c II	Roche
N 3481 2	Hydragel 7/15 HbA1c	Sebia
V 9912 2	Hydragel HbA1c K20	Sebia