

**Information importante sur les détendeurs HOSPITAR et PF3 de type L et D  
AGA Médical**

**Désignation et N° de série des Détendeurs et des Détendeurs – débitrites concernés**

Code	Désignation	N°de série	
		de	à
R512823	Hospistar PS raccord Air (raccord de type D)	050520806	
		050520807	050520811
		050940207	050940210
R512817	Hospistar raccord type L	040664902	040664927
		041088550	041088569
		041090834	041090853
		050198522	050198541
		050417166	050417205
		050523502	050523511
		051150624	051150643
		051150644	051150653
R512814	Hospistar raccord Air (raccord de type D)	040880179	040880188
		041295045	041295049
		050418196	050418205
		050520714	050520718
		051150644	051150653
R512314	PF3 raccord Air (raccord de type D)	040559381	040559394
		040882122	040882141
		050199510	050199529
		050731445	050731464
R512316	PF3 raccord O2/N2O (raccord de type L)	050199630	
		050835410	050835414