

ENDOSCOPES PENTAX

De construction similaire au modèle FB-15 et FB-18

Les ventes de ces appareils s'étalent sur une période de 10 ans. Veuillez rapprocher cette liste de votre inventaire de matériels actuellement en service afin d'identifier les appareils concernés dans votre Etablissement.

Au cas où vous n'auriez plus aucun de ces modèles en service dans votre Etablissement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous le confirmer.

- **Fibrosopes Bronchiques :**
 - Modèles :
 - standard **FB-15P, FB-18P**
 - portables pile-secteur, fibre **FB-15BS, FB-18BS**
 - standard **FB-10X, FB-15X, FB-18X, FB-19TX** avant Novembre 1995
 - Services utilisateurs :
 - Pneumologie
 - Réanimation, Soins intensifs
 - Anesthésie, Bloc Opératoire
 - Urgences
- **Fibrosopes d'Intubation :**
 - Modèles :
 - standard **FI-10P, FI-10P2, FI-13P**
 - portables pile-secteur, fibre **FI-10BS, FB-13BS, FI-16BS**
 - Services utilisateurs :
 - Anesthésie, Bloc Opératoire
 - Réanimation, Soins intensifs
 - Pneumologie
 - Urgences
- **Fibro-cystoscopes :**
 - Modèles : **FCY-15P, FCY-15P2**
 - Services utilisateurs :
 - Urologie, Bloc opératoire
- **Fibro-urétéroscopes :**
 - Modèles : **FUR-9P, FUR-9BS, FUR-10P, FUR-13P**
 - Services utilisateurs :
 - Urologie, Bloc opératoire
- **Fibrocholangiopanc réatoscope (Baby-scope) :**
 - Modèle :
 - **FCP-9P** – s'utilise avec un duodénolescope (cathétérisme rétrograde)
 - Service Utilisateur :
 - Gastro-entérologie
- **Fibronasolaryngoscopes :**
 - Modèle :
 - **FNL-15RP2, FNL-15RP3**
 - Services utilisateurs :
 - O.R.L.