



ATTENTION – Ampoules de solution injectable

Nouveaux étiquetages pour

- ADREnaline
- ATROPine
- EPHEDrine
- Chlorure de potassium

Des recommandations d'étiquetage pour les petits conditionnements de solution injectable ont été élaborées par l'Afssaps et vont être appliquées, dans une première étape, à l'adrénaline, l'atropine, l'éphédrine et au chlorure de potassium. Les ampoules présentant le nouvel étiquetage vont être mises à disposition à partir de mi-mai et au plus tard le 1^{er} octobre 2007.

→ Pour ADREnaline, ATROPine, EPHEDrine

Quantité totale de
substance active

Volume total
de solution

EPHEDrine
30 mg - 1 mL
Voie intraveineuse
Solution injectable

Spécificités

① Caractères d'accroche

ADREnaline
ATROPine
EPHEDrine

② Couleur des mentions

Noire
Exception : **Rouge pour l'ADREnaline**

→ Pour Chlorure de potassium

