

À remplir par le gastro-entérologue

Date de l'examen : / /

Heure de l'examen : / /

Comment bien vous préparer avec Colokit® ?

Vous ne devez plus rien manger à partir de midi, la veille de l'examen


Cachet du médecin

La préparation avec Colokit® doit être faite en deux séquences

1^{ère} séquence :

Date : Heure de début :

- Prenez 4 comprimés avec au minimum 250 ml d'eau (ou une autre boisson autorisée)
- Recommencez 4 fois de suite dans les mêmes conditions en espaçant les prises de 15 minutes (cf schéma ci-contre)




Au total, vous devez avaler 20 comprimés en 5 fois

2^{ème} séquence :

Date : Heure de début :

- Prenez 4 comprimés avec au minimum 250 ml d'eau (ou une autre boisson autorisée)
- Recommencez 2 fois de suite dans les mêmes conditions en espaçant les prises de 15 minutes (cf schéma ci-contre)



Au total, vous devez avaler 12 comprimés en 3 fois

Il est important de boire le plus de liquides possible tout au long de votre préparation

BOISSONS AUTORISÉES (LIQUIDES CLAIRS) : eau plate ou gazeuse, jus de fruits dilués sans pulpe, thé et café légers, sodas sans pulpe, infusions, bouillon clair.

BOISSONS INTERDITES : lait et boissons lactées, boissons alcoolisées, jus de fruits et sodas avec pulpe.

À remplir par le patient

Comment bien vous préparer avec Colokit® ?

Veillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament

Le tableau ci-dessous vous aidera à vérifier que vous avez bien pris tous les comprimés en respectant les heures d'administration, et permettra à votre médecin de s'assurer de votre bonne préparation.

Notez la date de début de traitement et l'heure des différentes prises. Après chaque prise, cochez la case correspondant à la dose ingérée.

1^{ère} séquence :

Date :

Heures de prise	Prises	Cochez la case après chaque prise	Nature des boissons absorbées
T0 (début du traitement)	4 comprimés + 250 ml de liquide clair	<input type="checkbox"/>	
T0 + 15 minutes	4 comprimés + 250 ml de liquide clair	<input type="checkbox"/>	
T0 + 30 minutes	4 comprimés + 250 ml de liquide clair	<input type="checkbox"/>	
T0 + 45 minutes	4 comprimés + 250 ml de liquide clair	<input type="checkbox"/>	
T0 + 60 minutes	4 comprimés + 250 ml de liquide clair	<input type="checkbox"/>	

2^{ème} séquence :

Date :

Heures de prise	Prises	Cochez la case après chaque prise	Nature des boissons absorbées
T0 (début de la 2 ^{ème} séquence)	4 comprimés + 250 ml de liquide clair	<input type="checkbox"/>	
T0 + 15 minutes	4 comprimés + 250 ml de liquide clair	<input type="checkbox"/>	
T0 + 30 minutes	4 comprimés + 250 ml de liquide clair	<input type="checkbox"/>	

Le jour de votre examen, rapportez cette fiche à votre médecin

Quantité de liquides clairs (boissons autorisées) bus entre les 2 séquences (nombre de verres) :

Quantités de liquides clairs après la 2^{ème} séquence (en nombre de verres) :