

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66682480	D.T.COQ., suspension injectable (I.M.) en flacon multidose. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux adsorbé	SANOPI PASTEUR	3285871	3400932858712	1 flacon(s) en verre multidose(s) de 10 dose(s)
66682480	D.T.COQ., suspension injectable (I.M.) en flacon multidose. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux adsorbé	SANOPI PASTEUR	3285888	3400932858880	1 flacon(s) en verre multidose(s) de 20 dose(s)
62245818	D.T.COQ., suspension injectable (I.M.) en seringue pré-remplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux adsorbé	SANOPI PASTEUR	3066459	3400930664599	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62245818	D.T.COQ., suspension injectable (I.M.) en seringue pré-remplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux adsorbé	SANOPI PASTEUR	5537199	3400955371991	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64199942	DACARBAZINE CTRS 100 mg, poudre pour solution pour perfusion	CTRS	5702617	3400957026172	1 flacon(s) en verre brun
69815548	DACARBAZINE FAULDING 100 mg, poudre pour solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	5644009	3400956440092	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 mg
69213762	DACARBAZINE FAULDING 200 mg, poudre pour solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	5642654	3400956426546	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 475 mg
64328892	DACARBAZINE FAULDING 600 mg, poudre pour solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	5642660	3400956426607	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 1368,6 mg
69901246	DACPLAT 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	DEBIOCLINIC	5596457	3400955964575	flacon(s) en verre de 100 mg
69901246	DACPLAT 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	DEBIOCLINIC	5596463	3400955964636	flacon(s) en verre de 50 mg
69901246	DACPLAT 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	DEBIOCLINIC	5639178	3400956391783	flacon(s) en verre de 20 mg
63979081	DACRYNE, collyre en solution en récipient unidose	MCNEIL	3574919	3400935749192	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
61759599	DACRYOBORALINE, collyre en solution	MCNEIL	3370111	3400933701116	flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
60416551	DACRYOLARMES, collyre	MCNEIL	3394614	3400933946142	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
61679886	DACRYOSEPT, collyre en solution	MCNEIL	3574902	3400935749024	flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
67014249	DACRYOSERUM, solution pour lavage oculaire	MCNEIL	3028039	3400930280393	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 150 ml
67014249	DACRYOSERUM, solution pour lavage oculaire	MCNEIL	3477464	3400934774645	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 ml
69667569	DACRYOSERUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3473259	3400934732591	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
69667569	DACRYOSERUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3473265	3400934732652	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
69667569	DACRYOSERUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3473271	3400934732713	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65631860	DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3601875	3400936018754	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
65631860	DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3601881	3400936018815	12 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
65631860	DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3601898	3400936018983	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
65631860	DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3601906	3400936019065	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
65631860	DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3601912	3400936019126	18 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
65631860	DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3601929	3400936019294	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
65631860	DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	MCNEIL	3610992	3400936109926	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
69394597	DACUDOSSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3396487	3400933964870	8 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
69394597	DACUDOSSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3396501	3400933965013	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
69394597	DACUDOSSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3442744	3400934427442	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
69394597	DACUDOSSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3479670	3400934796708	24 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
62887947	DAFALGAN 1 g, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3615883	3400936158832	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
62887947	DAFALGAN 1 g, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	5641152	3400956411528	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60605961	DAFALGAN 1 g, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3553107	3400935531070	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
60605961	DAFALGAN 1 g, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5628430	3400956284306	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65609611	DAFALGAN 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3267904	3400932679041	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
65609611	DAFALGAN 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	5553063	3400955530633	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 gélule(s)
69085818	DAFALGAN ADULTES 600 mg, suppositoire	BRISTOL MYERS SQUIBB	3273655	3400932736553	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
66003374	DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3327581	3400933275815	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66003374	DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	5571569	3400955715696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60491130	DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3286586	3400932865864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
60491130	DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3286592	3400932865925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60491130	DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3286600	3400932866007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60491130	DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	5583354	3400955833543	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
69497316	DAFLON, comprimé enrobé	SERVIER	3115732	3400931157328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69497316	DAFLON, comprimé enrobé	SERVIER	3184526	3400931845263	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69497316	DAFLON, comprimé enrobé	SERVIER	3184532	3400931845324	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
69497316	DAFLON, comprimé enrobé	SERVIER	3184549	3400931845492	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69497316	DAFLON, comprimé enrobé	SERVIER	5515269	3400955152699	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 300 comprimé(s)
63941294	DAILY, comprimé enrobé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3588413	3400935884138	1 plaquette thermoformée (aluminium/PVC/PVDC) de 21 comprimés
63941294	DAILY, comprimé enrobé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3588436	3400935884367	3 plaquettes thermoformées (aluminium/PVC/PVDC) de 21 comprimés
63931033	DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade	LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS (DANEMARK)	3608245	3400936082458	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
63931033	DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade	LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS (DANEMARK)	3608251	3400936082519	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63931033	DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade	LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS (DANEMARK)	3608268	3400936082687	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
64958371	DAIVONEX 50 microgrammes par ml, solution pour cuir chevelu	LEO FRANCE	3411910	3400934119101	1 flacon(s) polyéthylène de 30 ml
64958371	DAIVONEX 50 microgrammes par ml, solution pour cuir chevelu	LEO FRANCE	3411927	3400934119279	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml
64958371	DAIVONEX 50 microgrammes par ml, solution pour cuir chevelu	LEO FRANCE	3634188	3400936341883	1 flacon(s) polyéthylène de 120 ml
64016362	DAIVONEX 50 microgrammes/gramme, crème	LEO FRANCE	3389820	3400933898205	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64016362	DAIVONEX 50 microgrammes/gramme, crème	LEO FRANCE	3389837	3400933898373	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
64016362	DAIVONEX 50 microgrammes/gramme, crème	LEO FRANCE	3563494	3400935634948	1 tube(s) aluminium verni de 120 g
62596393	DAIVONEX 50 microgrammes/gramme, pommade	LEO FRANCE	3350120	3400933501204	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
62596393	DAIVONEX 50 microgrammes/gramme, pommade	LEO FRANCE	3350137	3400933501372	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
62596393	DAIVONEX 50 microgrammes/gramme, pommade	LEO FRANCE	3563488	3400935634887	1 tube(s) aluminium verni de 120 g
64176064	DAKIN COOPER STABILISE, solution pour application locale en flacon	COOPER	3314526	3400933145262	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) dioxyde de titane noir de charbon de 250 ml
64176064	DAKIN COOPER STABILISE, solution pour application locale en flacon	COOPER	3314532	3400933145323	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) dioxyde de titane noir de charbon de 500 ml
64176064	DAKIN COOPER STABILISE, solution pour application locale en flacon	COOPER	3314549	3400933145491	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) dioxyde de titane noir de charbon de 1000 ml
64176064	DAKIN COOPER STABILISE, solution pour application locale en flacon	COOPER	3411784	3400934117848	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) dioxyde de titane noir de charbon de 60 ml
64176064	DAKIN COOPER STABILISE, solution pour application locale en flacon	COOPER	3677275	3400936772755	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) dioxyde de titane noir de charbon de 125 ml
66196770	DAKTACORT, gel	JANSSSEN CILAG	3217510	3400932175109	1 tube(s) aluminium de 15 g
66196770	DAKTACORT, gel	JANSSSEN CILAG	3236855	3400932368556	1 tube(s) aluminium de 30 g
69184289	DAKTARIN 2 POUR CENT, gel buccal	JANSSSEN CILAG	3268068	3400932680689	1 tube(s) aluminium de 40 g
69184289	DAKTARIN 2 POUR CENT, gel buccal	JANSSSEN CILAG	3483080	3400934830808	1 tube(s) aluminium de 80 g
62555293	DAKTARIN 2 POUR CENT, poudre pour application locale	JANSSSEN CILAG	3194105	3400931941057	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène polypropylène de 30 g
64596029	DALACINE 150 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3066815	3400930668153	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
64596029	DALACINE 150 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	5539413	3400955394136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
64829519	DALACINE 300 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3410365	3400934103650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 gélule(s)
66020651	DALACINE 300 mg, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5619750	3400956197507	1 ampoule(s) en verre de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69913330	DALACINE 600 mg, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5525724	3400955257240	25 ampoule(s) en verre de 4 ml
69913330	DALACINE 600 mg, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5619773	3400956197736	1 ampoule(s) en verre de 4 ml
62286010	DALACINE 75 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3066809	3400930668092	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
62286010	DALACINE 75 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	5539407	3400955394075	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 96 gélule(s)
60978355	DALACINE 900 mg, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5525730	3400955257301	10 ampoule(s) en verre de 6 ml
60978355	DALACINE 900 mg, solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5619767	3400956197675	1 ampoule(s) en verre de 6 ml
66692535	DALACINE T TOPIC, solution pour application locale	PFIZER HOLDING FRANCE	3265673	3400932656738	1 flacon(s) en verre avec applicateur(s) néoprène nylon de 10 ml
66692535	DALACINE T TOPIC, solution pour application locale	PFIZER HOLDING FRANCE	3265696	3400932656967	1 flacon(s) en verre avec applicateur(s) néoprène nylon de 30 ml
66692535	DALACINE T TOPIC, solution pour application locale	PFIZER HOLDING FRANCE	3265704	3400932657049	1 flacon(s) en verre avec applicateur(s) néoprène nylon de 60 ml
62253170	DALACINE TOPIC 1 POUR CENT, gel	PFIZER HOLDING FRANCE	3442891	3400934428913	1 tube(s) polypropylène de 30 g
67345021	DALMENE 30 mg, comprimé	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3218188	3400932181889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67345021	DALMENE 30 mg, comprimé	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3218194	3400932181940	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67345021	DALMENE 30 mg, comprimé	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3218202	3400932182022	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
68497758	DALMENE ROCHE 15 mg, gélule	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3148677	3400931486770	1 flacon(s) polypropylène de 20 gélule(s)
64906556	DANATROL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3230108	3400932301089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
64906556	DANATROL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3230114	3400932301140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61854008	DANTRIUM 10 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3584639	3400935846396	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
60385682	DANTRIUM 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3215617	3400932156177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60385682	DANTRIUM 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3215623	3400932156238	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
67807645	DANTRIUM 25 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3215600	3400932156009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
65074386	DANTRIUM INTRAVEINEUX, lyophilisat pour préparation injectable	MERCK LIPHA SANTE	5548731	3400955487319	12 flacon(s) en verre
64823509	DAONIL 5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3028097	3400930280973	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
64823509	DAONIL 5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3028105	3400930281055	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
64823509	DAONIL 5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3720060	3400937200608	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 180 comprimé(s)
62756442	DAONIL FAIBLE 1,25 mg, comprimé	AVENTIS	3308170	3400933081706	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
62756442	DAONIL FAIBLE 1,25 mg, comprimé	AVENTIS	5589799	3400955897996	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69636246	DASCAGEL 1100 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3344094	3400933440947	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
69636246	DASCAGEL 1100 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3344102	3400933441029	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
65774239	DASCAGEL 30 POUR CENT, suspension buvable en flacon	BAYER SANTE FAMILIALE	3391917	3400933919177	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
63014077	DATAMICINE 80 mg/2 ml, solution injectable en flacon	DAKOTA PHARM	3301914	3400933019143	5 flacon(s) en verre de 2 ml
63014077	DATAMICINE 80 mg/2 ml, solution injectable en flacon	DAKOTA PHARM	5577106	3400955771067	30 flacon(s) en verre de 2 ml
63014077	DATAMICINE 80 mg/2 ml, solution injectable en flacon	DAKOTA PHARM	5577112	3400955771128	50 flacon(s) en verre de 2 ml
69236394	DATSCAN 74 MBq/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (ROYAUME-UNI)	5623237	3400956232376	1 flacon(s) en verre de 370 MBq
69236394	DATSCAN 74 MBq/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (ROYAUME-UNI)	5623622	3400956236220	1 flacon(s) en verre de 185 MBq
67177837	DAUNOXOME 2mg/ml, dispersion liposomale à diluer injectable	GILEAD SCIENCES	5600360	3400956003600	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68775595	DAVICILLINE 1 g, poudre et solution pour préparation injectable	LABOMED	3254190	3400932541904	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 6,5 ml
66158816	DAVICILLINE 125 mg, poudre pour sirop	LABOMED	3257053	3400932570539	1 flacon(s) en verre de 15 g
62785209	DAVICILLINE 250 mg, gélule	LABOMED	3254209	3400932542093	1 flacon(s) en verre de 8 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62785209	DAVICILLINE 250 mg, gélule	LABOMED	3254215	3400932542154	1 flacon(s) en verre de 16 gélule(s)
62785209	DAVICILLINE 250 mg, gélule	LABOMED	3256355	3400932563555	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
62785209	DAVICILLINE 250 mg, gélule	LABOMED	5541539	3400955415398	1 flacon(s) en verre de 250 gélule(s)
62785209	DAVICILLINE 250 mg, gélule	LABOMED	5541545	3400955415459	1 flacon(s) en verre de 500 gélule(s)
68192411	DAVICILLINE 250 mg, poudre et solution pour préparation injectable	LABOMED	3251748	3400932517480	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69615736	DAVICILLINE 250 mg, poudre pour sirop	LABOMED	3257047	3400932570478	1 flacon(s) en verre de 30 g
69462817	DAVICILLINE 500 mg, gélule	LABOMED	3251725	3400932517251	1 flacon(s) en verre de 8 gélule(s)
69462817	DAVICILLINE 500 mg, gélule	LABOMED	3251731	3400932517312	1 flacon(s) en verre de 16 gélule(s)
69462817	DAVICILLINE 500 mg, gélule	LABOMED	3256349	3400932563494	1 flacon(s) en verre de 10 gélule(s)
69462817	DAVICILLINE 500 mg, gélule	LABOMED	5541491	3400955414919	1 flacon(s) en verre de 250 gélule(s)
69462817	DAVICILLINE 500 mg, gélule	LABOMED	5541516	3400955415169	1 flacon(s) en verre de 500 gélule(s)
65827873	DAVICILLINE 500 mg, poudre et solution pour préparation injectable	LABOMED	3251754	3400932517541	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
69732216	DAZEN 10 000 U, comprimé enrobé gastro-résistant	TAKEDA	3193726	3400931937265	1 flacon(s) en verre brun de 40 comprimé(s)
61494898	DAZOTEC 1 %, crème	INNOTECH INTERNATIONAL	3513390	3400935133908	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
61968588	DAZOTEC 1 %, poudre pour application cutanée	INNOTECH INTERNATIONAL	3513384	3400935133847	1 flacon(s) polyéthylène de 20 g
61514710	DEBAR ADULTES, sirop	PHOCEAL	3028192	3400930281925	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
60246750	DEBRIDAT 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3028223	3400930282236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60246750	DEBRIDAT 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3390467	3400933904678	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68461502	DEBRIDAT 100 mg, suppositoire	PFIZER	3028246	3400930282465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 10 suppositoire(s)
66299813	DEBRIDAT 200 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3591941	3400935919410	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65869452	DEBRIDAT 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	PFIZER	3028217	3400930282175	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
65869452	DEBRIDAT 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	PFIZER	5533936	3400955339366	25 ampoule(s) en verre de 5 ml
60588704	DEBRIDAT ENFANT ET NOURRISSON 4,8 mg/ml, granulé pour suspension buvable en flacon	PFIZER	3410483	3400934104831	1 flacon(s) en verre brun de 76,25 g avec mesurette graduée polyéthylène polystyrène
67705779	DEBRIDAT, granulés pour suspension buvable en flacon	PFIZER	3028252	3400930282526	1 flacon(s) en verre brun avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène de 152,5 g
68901510	DEBRIDAT, granulés pour suspension buvable en sachet	PFIZER	3190142	3400931901426	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
68901510	DEBRIDAT, granulés pour suspension buvable en sachet	PFIZER	3352863	3400933528638	16 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
68901510	DEBRIDAT, granulés pour suspension buvable en sachet	PFIZER	3359569	3400933595692	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
64995583	DEBRUMYL, solution buvable en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3130157	3400931301578	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
64995583	DEBRUMYL, solution buvable en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3344912	3400933449124	30 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
64995583	DEBRUMYL, solution buvable en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3344929	3400933449292	60 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
65162815	DECADRON 0,5 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3028275	3400930282755	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 40 comprimé(s)
69651878	DECALOGIFLOX, comprimé pelliculé sécable	BIODIPHAR	3379632	3400933796327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
69651878	DECALOGIFLOX, comprimé pelliculé sécable	BIODIPHAR	3379649	3400933796495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69651878	DECALOGIFLOX, comprimé pelliculé sécable	BIODIPHAR	3379655	3400933796556	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69651878	DECALOGIFLOX, comprimé pelliculé sécable	BIODIPHAR	3379661	3400933796617	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69651878	DECALOGIFLOX, comprimé pelliculé sécable	BIODIPHAR	5583590	3400955835905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60715571	DECAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3523773	3400935237736	1 flacon(s) en verre de 40 ml
60715571	DECAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3523796	3400935237965	25 flacon(s) en verre de 40 ml
60715571	DECAN, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	3523804	3400935238047	12 flacon(s) en verre de 210 ml
62842966	DECAPEPTYL 0,1 mg, poudre et solvant pour solution injectable (S.C.)	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3285026	3400932850266	7 flacon(s) en verre de 100 microgrammes - 7 ampoule(s) en verre de 1 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
62842966	DECAPEPTYL 0,1 mg, poudre et solvant pour solution injectable (S.C.)	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3285032	3400932850327	7 flacon(s) en verre de 100 microgrammes - 7 ampoule(s) en verre de 1 ml
67772596	DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (IM) forme à libération prolongée sur 3 mois	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3412565	3400934125652	1 flacon(s) en verre de 4 ml - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)
67699931	DECAPEPTYL L.P. 3 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.) forme à libération prolongée sur 28 jours	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3394376	3400933943769	1 flacon(s) en verre de 3 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) avec aiguille(s)
68107806	DECAPEPTYL L.P. 3,75 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.) forme à libération prolongée sur 28 jours	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3285003	3400932850037	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) et aiguille(s)
61942390	DECONTRACTYL 250 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS OTC	3028476	3400930284766	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
68519336	DECONTRACTYL 500 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS OTC	3476826	3400934768262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
68519336	DECONTRACTYL 500 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS OTC	3512060	3400935120601	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
68063822	DECONTRACTYL BAUME, pommade	SANOFI AVENTIS OTC	3028453	3400930284537	1 tube(s) aluminium de 35 g
68063822	DECONTRACTYL BAUME, pommade	SANOFI AVENTIS OTC	3164245	3400931642459	1 tube(s) aluminium de 80 g
62817482	DECTANCYL 0,5 mg, comprimé	AVENTIS	3028536	3400930285367	3 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle de 10 comprimé(s)
68531986	DECTANCYL 0,5 POUR CENT, suspension injectable	AVENTIS	3028571	3400930285718	1 flacon(s) en verre de 3 ml
68531986	DECTANCYL 0,5 POUR CENT, suspension injectable	AVENTIS	3028588	3400930285886	1 flacon(s) en verre de 1 ml
68280975	DEDROGYL 15 mg/ 100 ml, solution buvable en gouttes	DESMA PHARMA	3178632	3400931786320	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
64232374	DEFANYL 100 mg, comprimé	EISAI SA	3285813	3400932858132	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64232374	DEFANYL 100 mg, comprimé	EISAI SA	3333860	3400933338602	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64232374	DEFANYL 100 mg, comprimé	EISAI SA	3333877	3400933338770	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
64232374	DEFANYL 100 mg, comprimé	EISAI SA	3333883	3400933338831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
64232374	DEFANYL 100 mg, comprimé	EISAI SA	3381876	3400933818760	1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
64232374	DEFANYL 100 mg, comprimé	EISAI SA	3381882	3400933818821	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64232374	DEFANYL 100 mg, comprimé	EISAI SA	3381899	3400933818999	1 flacon(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
64232374	DEFANYL 100 mg, comprimé	EISAI SA	3381907	3400933819071	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
66247446	DEFANYL 200 mg, comprimé	EISAI SA	3387465	3400933874650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66247446	DEFANYL 200 mg, comprimé	EISAI SA	3398196	3400933981969	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	3225975	3400932259755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	3225998	3400932259984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	3308595	3400933085957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	3308603	3400933086039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	3381824	3400933818241	1 flacon(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	3381830	3400933818302	1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	3381847	3400933818470	1 flacon(s) polypropylène de 25 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	3381853	3400933818531	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61981016	DEFANYL 50 mg, comprimé	EISAI SA	5538810	3400955388104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 250 comprimé(s)
68759694	DEFANYL 50 mg/ml, solution buvable	EISAI SA	3233124	3400932331246	1 flacon(s) en verre de 15 ml
68759694	DEFANYL 50 mg/ml, solution buvable	EISAI SA	3308632	3400933086329	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68759694	DEFANYL 50 mg/ml, solution buvable	EISAI SA	5538827	3400955388272	1 flacon(s) en verre de 90 ml
68647930	DEFEROXAMINE TEVA 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	TEVA CLASSICS	3688445	3400936884458	1 flacon(s) en verre de 500 mg - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
68647930	DEFEROXAMINE TEVA 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	TEVA CLASSICS	3688451	3400936884519	10 flacon(s) en verre de 500 mg - 10 ampoule(s) en verre de 5 ml
66331410	DEFEROXAMINE TEVA UK 500 mg, poudre pour solution injectable	TEVA UK	3750368	3400937503686	1 flacon(s) en verre de 500 mg
66331410	DEFEROXAMINE TEVA UK 500 mg, poudre pour solution injectable	TEVA UK	3750374	3400937503747	10 flacon(s) en verre de 500 mg
64118189	DEFILTRAN 10 POUR CENT, crème	LABORATOIRE SFDB	3066904	3400930669044	1 tube(s) polyéthylène de 20 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64118189	DEFILTRAN 10 POUR CENT, crème	LABORATOIRE SFDB	3066910	3400930669105	1 tube(s) polyéthylène de 100 g
64118189	DEFILTRAN 10 POUR CENT, crème	LABORATOIRE SFDB	3180936	3400931809364	1 tube(s) polyéthylène de 50 g
67786069	DEFIRIN 0,1 mg/ml, solution pour instillation nasale	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3537396	3400935373960	1 flacon(s) de 2,5 ml en verre brun avec cathéter
64134282	DEFIRIN 4 microgrammes/ml, solution injectable	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3537373	3400935373731	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
63441905	DEFIRINSPRAY 2,5 microgrammes/dose, solution pour pulvérisation nasale	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3537404	3400935374042	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 2,5 ml en verre brun avec pompe doseuse avec embout nasal
64704191	DEFLAMOL, pommade	SOFIBEL	3028677	3400930286777	1 tube(s) aluminium de 30 g
63337422	DEHYDROEMETINE ROCHE 20 mg/2 ml, solution injectable	ROCHE	5533557	3400955335573	60 ampoule(s) en verre de 2 ml
63337422	DEHYDROEMETINE ROCHE 20 mg/2 ml, solution injectable	ROCHE	5599906	3400955999065	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
62672058	DEHYDROEMETINE ROCHE 60 mg/2 ml, solution injectable	ROCHE	5533563	3400955335634	60 ampoule(s) en verre de 2 ml
62672058	DEHYDROEMETINE ROCHE 60 mg/2 ml, solution injectable	ROCHE	5599912	3400955999126	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
66204879	DELABARRE, gel gingival	SOFIBEL	3150131	3400931501312	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
64585659	DELABARRE, solution gingivale	SOFIBEL	3028826	3400930288269	1 flacon(s) en verre de 18 ml
61507395	DELASMIL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481589	3400934815898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61507395	DELASMIL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481595	3400934815959	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
61507395	DELASMIL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481603	3400934816031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63729836	DELASMIL L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481626	3400934816260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63729836	DELASMIL L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481632	3400934816321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
63729836	DELASMIL L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481649	3400934816499	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
62694250	DELASMIL L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481655	3400934816550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62694250	DELASMIL L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481661	3400934816611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
62694250	DELASMIL L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481678	3400934816789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
61029550	DELASMIL L.P. 400 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481684	3400934816840	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61029550	DELASMIL L.P. 400 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481690	3400934816901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
61029550	DELASMIL L.P. 400 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481709	3400934817090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
60157604	DELASMIL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481543	3400934815430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60157604	DELASMIL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481566	3400934815669	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
60157604	DELASMIL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3481572	3400934815720	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63237703	DELBIASE, comprimé	CHIESI	3028849	3400930288498	tube(s) polypropylène de 96 comprimé(s)
63748555	DELIDOSE 0,5 mg/0,5 g, gel en sachet-dose	ORION CORPORATION	3424019	3400934240195	28 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène polyester de 0,5 g
63748555	DELIDOSE 0,5 mg/0,5 g, gel en sachet-dose	ORION CORPORATION	3424025	3400934240256	91 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène polyester de 0,5 g
64128450	DELIDOSE 1 mg/1 g, gel en sachet-dose	ORION CORPORATION	3423994	3400934239946	28 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène polyester de 1 g
64128450	DELIDOSE 1 mg/1 g, gel en sachet-dose	ORION CORPORATION	3424002	3400934240027	91 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène polyester de 1 g
61944313	DELIPROCT, pommade rectale	SCHERING (FRANCE)	3028878	3400930288788	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
61944313	DELIPROCT, pommade rectale	SCHERING (FRANCE)	3139543	3400931395430	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
65569519	DELIPROCT, suppositoire	SCHERING (FRANCE)	3028884	3400930288849	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 6 suppositoire(s)
65569519	DELIPROCT, suppositoire	SCHERING (FRANCE)	3139187	3400931391876	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 12 suppositoire(s)
61902677	DELLOVA, comprimé pelliculé	PHARMEURO	3154927	3400931549277	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 10 comprimé(s)
66142235	DELPRIM 300 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3261617	3400932616176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
66142235	DELPRIM 300 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3261623	3400932616237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62187293	DELTAZEN L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3324418	3400933244187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
62187293	DELTAZEN L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3720597	3400937205979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64855325	DELTAZINE 4 POUR CENT SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5576207	3400955762072	50 cartouche(s) en verre avec piston(s) de 1,7 ml
63490820	DELTAZINE ADRENALINEE AU 1/100 000, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5576199	3400955761990	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml avec piston(s)
63490820	DELTAZINE ADRENALINEE AU 1/100 000, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5670231	3400956702312	50 cartouche(s) en verre de 1 ml avec piston(s)
60371024	DELTAZINE ADRENALINEE AU 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5576182	3400955761822	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml avec piston(s)
60371024	DELTAZINE ADRENALINEE AU 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5639267	3400956392674	10 cartouche(s) en verre de 1,7 ml avec piston(s)
60371024	DELTAZINE ADRENALINEE AU 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5670248	3400956702480	50 cartouche(s) en verre de 1 ml avec piston(s)
68764346	DELURSAN 250 mg, comprimé pelliculé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3234164	3400932341641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63315792	DEMETIL, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3244990	3400932449903	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
63315792	DEMETIL, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3245009	3400932450091	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
63315792	DEMETIL, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3245015	3400932450152	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61615104	DEMETIL, solution buvable en flacon	WINTHROP MEDICAMENTS	3245038	3400932450381	1 flacon(s) de 200 ml
68434569	DEMETIL, solution buvable en gouttes	WINTHROP MEDICAMENTS	3245021	3400932450213	1 flacon(s) avec compte-gouttes de 60 ml
64748946	DEMETIL, solution injectable	WINTHROP MEDICAMENTS	3245044	3400932450442	3 ampoule(s) de 2 ml
64748946	DEMETIL, solution injectable	WINTHROP MEDICAMENTS	3245050	3400932450503	12 ampoule(s) de 2 ml
65237164	DENISOLINE, suspension pour application locale	AEROCID	3029211	3400930292112	1 flacon(s) en verre de 125 ml
69391590	DENORAL ADULTES, sirop	THERAPLIX	3029234	3400930292341	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
69391590	DENORAL ADULTES, sirop	THERAPLIX	3451418	3400934514180	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
63359041	DENORAL ENFANTS, sirop	THERAPLIX	3029240	3400930292402	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63359041	DENORAL ENFANTS, sirop	THERAPLIX	3451424	3400934514241	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
64651550	DENSICAL 600 mg, comprimé à sucer	ZAMBON FRANCE	3409586	3400934095863	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
60537777	DENSICAL 600 mg, comprimé effervescent	ZAMBON FRANCE	3409563	3400934095634	6 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63397330	DENSICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	ZAMBON FRANCE	3474514	3400934745140	3 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63397330	DENSICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer	ZAMBON FRANCE	3723957	3400937239578	tube(s) polypropylène de 180 comprimé(s)
60044574	DENSICAL VITAMINE D3, granulés pour solution buvable	ZAMBON FRANCE	3434851	3400934348518	60 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 2 g
60044574	DENSICAL VITAMINE D3, granulés pour solution buvable	ZAMBON FRANCE	3723963	3400937239639	180 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium
67133545	DENTEX, solution pour bain de bouche	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3540079	3400935400796	1 flacon(s) polyéthylène de 300 ml
67133545	DENTEX, solution pour bain de bouche	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3551545	3400935515452	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml
68050668	DENTOBAUME, solution gingivale	TRADIPHAR	3118044	3400931180449	1 flacon(s) en verre de 4 ml
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3029292	3400930292921	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3305361	3400933053611	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3392650	3400933926502	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3444482	3400934444821	pilulier(s) en verre de 40 comprimé(s)
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3444499	3400934444999	pilulier(s) en verre de 100 comprimé(s)
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3444507	3400934445071	pilulier(s) en verre de 10 comprimé(s)
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3609233	3400936092334	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3609256	3400936092563	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
67623734	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5639155	3400956391554	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62410472	DEPAKINE 200 mg/ml, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3029300	3400930293003	1 flacon(s) en verre brun de 40 ml avec mesurette graduée polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68206925	DEPAKINE 400 mg/4 ml, préparation injectable pour voie I.V.	SANOFI AVENTIS FRANCE	3255769	3400932557691	4 flacon(s) en verre de 400 mg - 4 ampoule(s) en verre de 4 ml
68206925	DEPAKINE 400 mg/4 ml, préparation injectable pour voie I.V.	SANOFI AVENTIS FRANCE	5541048	3400955410485	80 flacon(s) en verre de 400 mg - 80 ampoule(s) en verre de 4 ml
60184188	DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3192276	3400931922766	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
60184188	DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3392644	3400933926441	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
60184188	DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3444513	3400934445132	pilulier(s) en verre de 40 comprimé(s)
60184188	DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3444536	3400934445361	pilulier(s) en verre de 10 comprimé(s)
60184188	DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3609210	3400936092105	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60184188	DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3609227	3400936092273	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3301802	3400933018023	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3309784	3400933097844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3309790	3400933097905	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3309809	3400933098094	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3646263	3400936462632	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5561453	3400955614531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5561476	3400955614760	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 60 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5561482	3400955614821	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 60 comprimé(s)
61358994	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5590087	3400955900870	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
69611912	DEPAKOTE 125 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3285859	3400932858590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
69611912	DEPAKOTE 125 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3286563	3400932865635	1 flacon(s) polyéthylène de 40 comprimé(s)
66508736	DEPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3282424	3400932824243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 40 comprimé(s)
66508736	DEPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487623	3400934876233	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 30 comprimé(s)
66508736	DEPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487646	3400934876462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 60 comprimé(s)
66508736	DEPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5618934	3400956189342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 90 comprimé(s)
60797287	DEPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3282418	3400932824182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 40 comprimé(s)
60797287	DEPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487652	3400934876523	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 30 comprimé(s)
60797287	DEPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487669	3400934876691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 60 comprimé(s)
60797287	DEPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3544427	3400935444271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 90 comprimé(s)
63737879	DEPAMIDE 300 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	3207061	3400932070619	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63737879	DEPAMIDE 300 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS FRANCE	5590006	3400955900061	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67428727	DEPO MEDROL 80 mg/2 ml, suspension injectable en seringue pré-remplie	PFIZER HOLDING FRANCE	3229648	3400932296484	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml avec aiguille(s)
62582326	DEPO PRODASONE 500 mg, suspension injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	3261439	3400932614394	1 flacon(s) en verre
62582326	DEPO PRODASONE 500 mg, suspension injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5544213	3400955442134	25 flacon(s)
62429736	DEPO PROVERA, suspension injectable (intramusculaire profonde)	PFIZER HOLDING FRANCE	3238682	3400932386826	1 flacon(s) de 3 ml avec seringue(s) en plastique avec aiguille(s)
62429736	DEPO PROVERA, suspension injectable (intramusculaire profonde)	PFIZER HOLDING FRANCE	3238699	3400932386994	1 flacon(s) de 3 ml
60485985	DEPOCYTE 50 mg, suspension injectable	SKYEPHARMA	5649283	3400956492831	1 flacon(s) en verre de 5 ml
64085814	DEPO-MEDROL 40 mg/1 ml, suspension injectable en flacon	PFIZER HOLDING FRANCE	3029352	3400930293522	1 flacon(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) polypropylène avec 2 aiguille(s)
64085814	DEPO-MEDROL 40 mg/1 ml, suspension injectable en flacon	PFIZER HOLDING FRANCE	3369786	3400933697860	1 flacon(s) en verre de 1 ml
64085814	DEPO-MEDROL 40 mg/1 ml, suspension injectable en flacon	PFIZER HOLDING FRANCE	5531535	3400955315353	25 flacon(s) en verre de 1 ml
61671042	DEPO-MEDROL 40 mg/1 ml, suspension injectable en seringue pré-remplie	PFIZER HOLDING FRANCE	3402058	3400934020582	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s)
61671042	DEPO-MEDROL 40 mg/1 ml, suspension injectable en seringue pré-remplie	PFIZER HOLDING FRANCE	5570601	3400955706014	25 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
64163177	DEPO-PRODASONE 150 mg/3 ml, suspension injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	3166824	3400931668244	1 flacon(s) en verre de 3 ml
69990693	DEPO-PRODASONE 250 mg/5 ml, suspension injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	3166830	3400931668305	1 flacon(s) en verre de 5 ml
60498751	DEPRENYL 5 mg, comprimé sécable	ORION CORPORATION	3303563	3400933035631	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60498751	DEPRENYL 5 mg, comprimé sécable	ORION CORPORATION	3303586	3400933035860	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60498751	DEPRENYL 5 mg, comprimé sécable	ORION CORPORATION	3321934	3400933219345	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66971353	DEPURATIF DES ALPES, comprimé pelliculé	SODIA	3565168	3400935651686	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68966458	DEPURATIF PARNEL, sirop	DIPROCOM	3078712	3400930787120	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml
66293194	DEPURATIF RICHELET, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MEDIFLOR	3458320	3400934583209	21 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3 g
63598461	DEPURATUM, gélule	LEHNING	3215327	3400932153275	6 plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
69345098	DERINOX, solution pour pulvérisation nasale	THERABEL LUCIEN PHARMA	3535606	3400935356062	1 flacon(s) en verre avec pompe(s) doseuse(s) polyéthylène polypropylène de 15 ml
62054987	DERMABAZ, compresse imbibée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3270415	3400932704156	1 sachet(s) aluminium polyéthylène de 15 compresse(s)
62054987	DERMABAZ, compresse imbibée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3270421	3400932704217	1 sachet(s) aluminium polyéthylène de 30 compresse(s)
63807427	DERMABAZ, gel pour application locale	SANOFI AVENTIS FRANCE	3270390	3400932703906	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
63807427	DERMABAZ, gel pour application locale	SANOFI AVENTIS FRANCE	3270409	3400932704095	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
67270184	DERMACHROME, solution pour application cutanée	SANOFI AVENTIS OTC	3249579	3400932495795	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec pompe doseuse
61212594	DERMACIDE, solution moussante	CS	3029429	3400930294291	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
61212594	DERMACIDE, solution moussante	CS	3029435	3400930294352	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
61212594	DERMACIDE, solution moussante	CS	3184207	3400931842071	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
61212594	DERMACIDE, solution moussante	CS	3384969	3400933849696	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml
61212594	DERMACIDE, solution moussante	CS	5523688	3400955236887	1 flacon(s) de 2 l
62593867	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée	BAYER SANTE FAMILIALE	3363306	3400933633066	1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
62593867	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée	BAYER SANTE FAMILIALE	3363329	3400933633295	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
62593867	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée	BAYER SANTE FAMILIALE	3363341	3400933633417	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
62593867	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée	BAYER SANTE FAMILIALE	3404614	3400934046148	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml
62593867	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée	BAYER SANTE FAMILIALE	3553171	3400935531711	1 flacon(s) polyéthylène avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène de 125 ml
62593867	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée	BAYER SANTE FAMILIALE	3664545	3400936645455	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 50 ml
62593867	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée	BAYER SANTE FAMILIALE	3664551	3400936645516	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 100 ml
68796664	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	BAYER SANTE FAMILIALE	3406530	3400934065309	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 40 ml
68796664	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	BAYER SANTE FAMILIALE	3406777	3400934067778	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 15 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68796664	DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	BAYER SANTE FAMILIALE	3553188	3400935531889	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 50 ml
65391803	DERMASPRAID DEMANGEAISON 0,5 POUR CENT, crème	BAYER SANTE FAMILIALE	3495048	3400934950483	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
69236558	DERMASPRAID DEMANGEAISON 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée	BAYER SANTE FAMILIALE	3527400	3400935274007	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium verni de 15 ml
60374807	DERMASPRAY CONTUSIONS, solution pour application locale	BAYER SANTE FAMILIALE	3345567	3400933455675	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 30 ml
60504243	DERMATRANS 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3589855	3400935898555	15 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
60504243	DERMATRANS 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3589861	3400935898616	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
68696468	DERMATRANS 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3589832	3400935898326	15 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
68696468	DERMATRANS 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3589849	3400935898494	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
63188277	DERMATRANS 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3589803	3400935898036	15 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
63188277	DERMATRANS 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3589826	3400935898265	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
66619779	DERMAZOL 1 POUR CENT, crème	BAILLEUL	3362376	3400933623760	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
68072159	DERMAZOL 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale	BAILLEUL	3362407	3400933624071	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
64003525	DERMAZOL 1 POUR CENT, poudre pour application locale	BAILLEUL	3484731	3400934847318	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
66884044	DERMAZOL 1 POUR CENT, solution pour application locale	BAILLEUL	3362471	3400933624712	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 30 g
67819081	DERMEOL, crème	COOPER	3368798	3400933687984	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66501802	DERMESTRIL 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3409037	3400934090370	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
64833859	DERMESTRIL 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3409066	3400934090660	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
65662980	DERMESTRIL 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3409043	3400934090431	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
64061941	DERMESTRIL SEPTEN 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3523939	3400935239396	4 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
64061941	DERMESTRIL SEPTEN 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3523945	3400935239457	12 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
62402447	DERMESTRIL SEPTEN 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3523916	3400935239167	4 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
62402447	DERMESTRIL SEPTEN 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3523922	3400935239228	12 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
61774149	DERMESTRIL SEPTEN 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3523951	3400935239518	4 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
61774149	DERMESTRIL SEPTEN 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ROTTAPHARM	3523968	3400935239686	12 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
68351408	DERMICLONE 1 POUR CENT, crème	BAYER SANTE FAMILIALE	3029518	3400930295182	1 tube(s) aluminium verni de 35 g
66805698	DERMO DRAINOL, solution buvable, gouttes	BOIRON	3191727	3400931917274	1 flacon(s) de 30 ml
64973850	DERMO SULFURYL, pommade	LEGRAS	3029636	3400930296363	1 tube(s) aluminium verni de 28 g
62543825	DERMO-6 1,2 g/100 g, solution pour application cutanée	PHARMA DEVELOPPEMENT	3029607	3400930296073	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 ml
62461125	DERMO-6 1,2 POUR CENT, crème	PHARMA DEVELOPPEMENT	3029576	3400930295762	1 tube(s) aluminium verni de 25 g
62566852	DERMOBACTER, solution pour application cutanée	INNOTECH INTERNATIONAL	3484079	3400934840791	1 flacon(s) PVC brun de 125 ml
62566852	DERMOBACTER, solution pour application cutanée	INNOTECH INTERNATIONAL	3484085	3400934840852	1 flacon(s) PVC brun de 300 ml
62566852	DERMOBACTER, solution pour application cutanée	INNOTECH INTERNATIONAL	3484091	3400934840913	1 flacon(s) PVC brun de 1000 ml
63477157	DERMOCALM, pommade	PHARMA DEVELOPPEMENT	3029642	3400930296424	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67780454	DERMOCUIVRE, pommade	CHAUVIN	3029530	3400930295304	1 tube(s) aluminium verni de 25 g
67780454	DERMOCUIVRE, pommade	CHAUVIN	3420576	3400934205767	1 tube(s) aluminium verni de 100 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62555172	DERMOFENAC DEMANGEAISONS 0,5 %, crème	WYETH SANTE FAMILIALE	3585768	3400935857682	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
69443749	DERMOPHIL INDIEN LEVRES, bâton pour application cutanée	DERMOPHIL INDIEN	3029719	3400930297193	1 tube(s) polystyrène de 4,8 g
69443749	DERMOPHIL INDIEN LEVRES, bâton pour application cutanée	DERMOPHIL INDIEN	3324246	3400933242466	1 tube(s) polystyrène de 3,5 g
61332857	DERMOPHIL INDIEN MAINS, bâton pour application cutanée	DERMOPHIL INDIEN	3029702	3400930297025	1 tube(s) polystyrène avec piston polyéthylène basse densité (PEBD) de 45 g
61332857	DERMOPHIL INDIEN MAINS, bâton pour application cutanée	DERMOPHIL INDIEN	3360207	3400933602079	1 tube(s) polystyrène avec piston polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
61332857	DERMOPHIL INDIEN MAINS, bâton pour application cutanée	DERMOPHIL INDIEN	3427443	3400934274435	1 tube(s) polystyrène avec piston polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 g
67297078	DERMOPHIL INDIEN ROSE LEVRES, bâton pour application cutanée	DERMOPHIL INDIEN	3029725	3400930297254	1 tube(s) polystyrène avec piston polyéthylène basse densité (PEBD) de 4,8 g
67297078	DERMOPHIL INDIEN ROSE LEVRES, bâton pour application cutanée	DERMOPHIL INDIEN	3324252	3400933242527	1 tube(s) polystyrène avec piston polyéthylène basse densité (PEBD) de 3,5 g
67950198	DERMORELLE 200 mg, capsule molle	IPRAD	3547880	3400935478801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 capsule(s)
67950198	DERMORELLE 200 mg, capsule molle	IPRAD	3765513	3400937655132	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 capsule(s)
61777782	DERMOVAL 0,05 POUR CENT, crème	GLAXOSMITHKLINE	3204329	3400932043293	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
61777782	DERMOVAL 0,05 POUR CENT, crème	GLAXOSMITHKLINE	3204335	3400932043354	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
61777782	DERMOVAL 0,05 POUR CENT, crème	GLAXOSMITHKLINE	3204341	3400932043415	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
61777782	DERMOVAL 0,05 POUR CENT, crème	GLAXOSMITHKLINE	3206015	3400932060153	1 tube(s) aluminium verni de 5 g
61777782	DERMOVAL 0,05 POUR CENT, crème	GLAXOSMITHKLINE	5524630	3400955246305	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
60097833	DERMOVAL, gel	GLAXOSMITHKLINE	3261304	3400932613045	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml
68160958	DEROXAT 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3696367	3400936963672	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60160707	DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE	3352538	3400933525385	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
60160707	DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GLAXOSMITHKLINE	5608189	3400956081899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65760638	DEROXAT 20 mg/10 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3492860	3400934928604	1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène de 150 ml
67250947	DESBLV 1 POUR CENT, sirop	ZAMBON FRANCE	3029814	3400930298145	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68465792	DESERNIL SANDOZ 1,65 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3029820	3400930298206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68537836	DEFERAL 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	NOVARTIS PHARMA	3029837	3400930298374	1 flacon(s) en verre de 500 mg - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
68537836	DEFERAL 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	NOVARTIS PHARMA	3550942	3400935509420	1 flacon(s) en verre de 2 g - 1 ampoule(s) en verre de 20 ml
64920207	DESINTEX CHOLINE, solution buvable, ampoule	RICHARD	3029895	3400930298954	10 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
61365469	DESINTEX INFANTILE, granulé	RICHARD	3029889	3400930298893	1 sac(s) polyéthylène de 125 g
60438793	DESINTEX, comprimé enrobé	RICHARD	3029872	3400930298725	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
62125473	DESINTEX, solution buvable en ampoule	RICHARD	3029843	3400930298435	14 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
62409281	DESMOGALEN 10 microgrammes/dose, solution pour pulvérisation nasale	GALENPHARMA	3631913	3400936319134	1 flacon(s) en verre brun de 5 ml avec pompe(s) doseuse(s)
60826657	DESMOPRESSINE RPG 0,1 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3646091	3400936460911	flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 15 comprimé(s)
60826657	DESMOPRESSINE RPG 0,1 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3646116	3400936461161	flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
60826657	DESMOPRESSINE RPG 0,1 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3646122	3400936461222	flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 60 comprimé(s)
60826657	DESMOPRESSINE RPG 0,1 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3646352	3400936463523	flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 90 comprimé(s)
66794166	DESMOPRESSINE RPG 0,2 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3646369	3400936463691	flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 15 comprimé(s)
66794166	DESMOPRESSINE RPG 0,2 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3646375	3400936463752	flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66794166	DESMOPRESSINE RPG 0,2 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3646381	3400936463813	flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 60 comprimé(s)
66794166	DESMOPRESSINE RPG 0,2 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3646398	3400936463981	flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 90 comprimé(s)
61266542	DESMOPRESSINE RPG 10 microgrammes/dose, solution pour pulvérisation nasale	PHARMACEUTIQUE NOROIT	3537410	3400935374103	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 2,5 ml en verre brun avec pompe doseuse avec embout nasal
69808888	DESOCORT 0,1 POUR CENT, solution pour instillation auriculaire	CHAUVIN	3029949	3400930299494	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
66280663	DESOCORT, poudre et solvant pour collyre en solution	CHAUVIN	3029932	3400930299326	1 flacon(s) en verre brun - 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) avec embout compte-gouttes (incorporé) PVC de 5 ml
62079905	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé	BIOGARAN	3586621	3400935866219	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
62079905	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé	BIOGARAN	3586638	3400935866387	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
61419568	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé	BIOGARAN	3586644	3400935866448	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
61419568	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé	BIOGARAN	3586650	3400935866509	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
64002626	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL DISTRIRETI 0,15 mg/0,02 mg, comprimé	DISTRIRETI	3541305	3400935413055	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
64002626	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL DISTRIRETI 0,15 mg/0,02 mg, comprimé	DISTRIRETI	3541311	3400935413116	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
64002626	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL DISTRIRETI 0,15 mg/0,02 mg, comprimé	DISTRIRETI	3541328	3400935413284	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
60771342	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL DISTRIRETI 0,15 mg/0,03 mg, comprimé	DISTRIRETI	3541363	3400935413635	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
60771342	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL DISTRIRETI 0,15 mg/0,03 mg, comprimé	DISTRIRETI	3541386	3400935413864	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
60771342	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL DISTRIRETI 0,15 mg/0,03 mg, comprimé	DISTRIRETI	3541392	3400935413925	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
62186241	DESOMEDINE 0,1 POUR CENT, collyre en flacon	CHAUVIN	3029955	3400930299555	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
62186241	DESOMEDINE 0,1 POUR CENT, collyre en flacon	CHAUVIN	3486799	3400934867996	1 flacon(s) polyéthylène de 0,6 ml
61898734	DESOMEDINE 0,1 POUR CENT, solution pour pulvérisations nasales en flacon	CHAUVIN	3344562	3400933445621	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec embout nasal
64481176	DESONIDE RPG 0,1 POUR CENT, crème	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3385414	3400933854140	1 tube(s) polyéthylène de 15 g - avec canule
64481176	DESONIDE RPG 0,1 POUR CENT, crème	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3386307	3400933863074	1 tube(s) polyéthylène de 15 g
64481176	DESONIDE RPG 0,1 POUR CENT, crème	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3386313	3400933863135	1 tube(s) polyéthylène de 30 g - avec canule
64481176	DESONIDE RPG 0,1 POUR CENT, crème	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3386336	3400933863364	1 tube(s) polyéthylène de 30 g
69149249	DESOWEN 0,05 %, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3511439	3400935114396	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69477235	DESOWEN 0,05 %, pommade	GALDERMA INTERNATIONAL	3537657	3400935376572	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60747455	DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3284506	3400932845064	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
60747455	DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3588175	3400935881755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
60747455	DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3722455	3400937224550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60747455	DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK LIPHA SANTE	5583319	3400955833192	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
64645120	DETICENE 100 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	AVENTIS	5620115	3400956201150	1 flacon(s) en verre brun - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
64645120	DETICENE 100 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	AVENTIS	5620121	3400956201211	10 flacon(s) en verre brun - 10 ampoule(s) en verre de 10 ml
60521171	DETOXALGINE, comprimé effervescent sécable	ORGANON	3029984	3400930299845	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461003	3400934610035	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461026	3400934610264	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 56 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461569	3400934615696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461575	3400934615757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461581	3400934615818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461598	3400934615986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461606	3400934616068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461612	3400934616129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
66459972	DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	5614959	3400956149599	1 flacon(s) polyéthylène de 500 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461084	3400934610844	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461090	3400934610905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 56 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461629	3400934616297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461635	3400934616358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461641	3400934616419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461658	3400934616587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461664	3400934616648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	3461670	3400934616709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
64617270	DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	5614965	3400956149650	1 flacon(s) polyéthylène de 500 comprimé(s)
68808611	DETRUSITOL L.P. 2 mg, gélule à libération prolongée	PFIZER HOLDING FRANCE	3580601	3400935806017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s)
68808611	DETRUSITOL L.P. 2 mg, gélule à libération prolongée	PFIZER HOLDING FRANCE	3580618	3400935806185	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 49 gélule(s)
68808611	DETRUSITOL L.P. 2 mg, gélule à libération prolongée	PFIZER HOLDING FRANCE	5635654	3400956356546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 160 gélule(s)
68808611	DETRUSITOL L.P. 2 mg, gélule à libération prolongée	PFIZER HOLDING FRANCE	5635660	3400956356607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 320 gélule(s)
61323317	DETRUSITOL L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	PFIZER HOLDING FRANCE	3580624	3400935806246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s)
61323317	DETRUSITOL L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	PFIZER HOLDING FRANCE	5635677	3400956356775	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 160 gélule(s)
61323317	DETRUSITOL L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	PFIZER HOLDING FRANCE	5635683	3400956356836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 320 gélule(s)
63696425	DETURGYLONE, poudre et solvant pour solution pour pulvérisation nasale	SANOFI AVENTIS FRANCE	3209686	3400932096862	1 flacon(s) en verre de 10 ml - 1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 10 ml avec embout nasal et tube plongeur polyéthylène
62031497	DEVITASOL ARSENICAL, pâte pour usage dentaire	BIODICA	3243329	3400932433292	1 pot(s) de 6,5 g
67656848	DEXAFREE 1 mg/ml, collyre en solution	THEA	3747745	3400937477451	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
67656848	DEXAFREE 1 mg/ml, collyre en solution	THEA	3747751	3400937477512	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
67656848	DEXAFREE 1 mg/ml, collyre en solution	THEA	3747768	3400937477680	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
67656848	DEXAFREE 1 mg/ml, collyre en solution	THEA	3747774	3400937477741	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
67656848	DEXAFREE 1 mg/ml, collyre en solution	THEA	5690311	3400956903115	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60511775	DEXAGRANE, collyre	IOLTECH	3391395	3400933913953	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
64414252	DEXAMBUTOL 10 POUR CENT (0,5 g/5 ml), solution pour perfusion	SERP	3150042	3400931500421	3 ampoule(s) en verre de 5 ml
60457683	DEXAMBUTOL 10 POUR CENT (1 g/10 ml), solution pour perfusion	SERP	3140279	3400931402794	3 ampoule(s) en verre de 10 ml
60457683	DEXAMBUTOL 10 POUR CENT (1 g/10 ml), solution pour perfusion	SERP	3142321	3400931423218	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
60457683	DEXAMBUTOL 10 POUR CENT (1 g/10 ml), solution pour perfusion	SERP	5500026	3400955000266	50 ampoule(s) en verre de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65081231	DEXAMBUTOL 10 POUR CENT (1,5 g/15 ml), solution pour perfusion	SERP	3140285	3400931402855	3 ampoule(s) en verre de 15 ml
65081231	DEXAMBUTOL 10 POUR CENT (1,5 g/15 ml), solution pour perfusion	SERP	3142338	3400931423386	1 ampoule(s) en verre de 15 ml
65081231	DEXAMBUTOL 10 POUR CENT (1,5 g/15 ml), solution pour perfusion	SERP	5500003	3400955000037	50 ampoule(s) en verre de 15 ml
63169177	DEXAMBUTOL 250 mg, comprimé pelliculé	SERP	3030131	3400930301319	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
65591476	DEXAMBUTOL 500 mg, comprimé pelliculé	SERP	3116217	3400931162179	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69172290	DEXAMBUTOL-INH, comprimé pelliculé	SERP	3140055	3400931400554	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
60768271	DEXAMETHASONE CHAUVIN 0,1 POUR CENT, collyre en solution	CHAUVIN	3430497	3400934304972	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
62872571	DEXAMETHASONE DAKOTA PHARM 4 mg/1 ml, solution injectable	DAKOTA PHARM	3436732	3400934367328	3 ampoule(s) en verre de 1 ml
63398514	DEXAMETHASONE MERCK-CLEVENOT 0,05 POUR CENT, pommade	MERCK LIPHA SANTE	3453825	3400934538254	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
61045469	DEXAMETHASONE NEOMYCINE MERCK-CLEVENOT 0,05 g/350 000 U.I. POUR CENT, pommade	MERCK LIPHA SANTE	3453848	3400934538483	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60938649	DEXAMETHASONE PHOSPHATE LEURQUIN MEDIOLANUM 4 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	LEURQUIN MEDIOLANUM	3430623	3400934306235	3 ampoule(s) en verre de 1 ml
65744712	DEXAP 30 mg/400 mg, gélule	TORLAN	3566699	3400935666994	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
65744712	DEXAP 30 mg/400 mg, gélule	TORLAN	5634761	3400956347612	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65744712	DEXAP 30 mg/400 mg, gélule	TORLAN	5634778	3400956347780	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
66190041	DEXEF 250 mg, granulés pour suspension buvable en sachet-dose	ETHYPHARM	3485216	3400934852169	12 sachet(s)-dose(s) de 3,3 g
66190041	DEXEF 250 mg, granulés pour suspension buvable en sachet-dose	ETHYPHARM	5618503	3400956185030	100 sachet(s)-dose(s) de 3,3 g
64180995	DEXEF 500 mg, gélule	DEXO	3485222	3400934852220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 gélule(s)
64180995	DEXEF 500 mg, gélule	DEXO	5618526	3400956185269	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
62334028	DEXERYL, crème en tube	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3344272	3400933442729	1 tube(s) polyéthylène de 50 g
62334028	DEXERYL, crème en tube	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3344289	3400933442897	1 tube(s) polyéthylène de 150 g
62334028	DEXERYL, crème en tube	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3404442	3400934044427	1 tube(s) polyéthylène de 100 g
62334028	DEXERYL, crème en tube	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3404459	3400934044595	1 tube(s) polyéthylène de 250 g
69514235	DEXIR ADULTE, sirop	UPSA CONSEIL	3296018	3400932960187	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
62623050	DEXIR ENFANT, sirop	UPSA CONSEIL	3296024	3400932960248	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
62560707	DEXPARACE, gélule	DAKOTA PHARM	3464154	3400934641541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66930221	DEXTOMA 1,6 g/10 ml, suspension buvable en sachet	ARKOMEDIKA	3305160	3400933051600	10 sachet(s) polyéthylène de 10 ml
66930221	DEXTOMA 1,6 g/10 ml, suspension buvable en sachet	ARKOMEDIKA	3305177	3400933051778	10 sachet(s) PVC de 10 ml
64176018	DEXTOMA, comprimé à croquer	ARKOMEDIKA	3300582	3400933005825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
64176018	DEXTOMA, comprimé à croquer	ARKOMEDIKA	3300599	3400933005993	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
64293345	DEXTOMA, suspension buvable	ARKOMEDIKA	3301854	3400933018542	1 flacon(s) en verre de 200 ml
64293345	DEXTOMA, suspension buvable	ARKOMEDIKA	3301860	3400933018603	1 flacon(s) PVC de 200 ml
69085145	DEXTOMA-CARAMEL 1,6 g/10 ml, suspension buvable en sachet	ARKOMEDIKA	3308980	3400933089801	10 sachet(s) polyéthylène de 10 ml
69085145	DEXTOMA-CARAMEL 1,6 g/10 ml, suspension buvable en sachet	ARKOMEDIKA	3308997	3400933089979	10 sachet(s) PVC de 10 ml
68585254	DEXTOMA-CARAMEL 800 mg, comprimé à croquer	ARKOMEDIKA	3308968	3400933089689	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
68585254	DEXTOMA-CARAMEL 800 mg, comprimé à croquer	ARKOMEDIKA	3308974	3400933089740	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 24 comprimé(s)
65649303	DEXTRAN SORBITOL BRUNEAU, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MEDICAL	3528026	3400935280268	1 poche(s) (SOLUFLEX) polypropylène polyamide polyéthylène de 250 ml
65649303	DEXTRAN SORBITOL BRUNEAU, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MEDICAL	3528032	3400935280329	1 poche(s) (SOLUFLEX) polypropylène polyamide polyéthylène de 500 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
65649303	DEXTRAN SORBITOL BRUNEAU, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MEDICAL	3528049	3400935280497	1 poche(s) (SOLUFLEX) polypropylène polyamide polyéthylène de 1000 ml
68229518	DEXTRAN SORBITOL BRUNEAU, solution pour perfusion en poche PVC	B BRAUN MEDICAL	3528055	3400935280558	1 poche(s) PVC plastifié de 250 ml
68229518	DEXTRAN SORBITOL BRUNEAU, solution pour perfusion en poche PVC	B BRAUN MEDICAL	3528061	3400935280619	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
68229518	DEXTRAN SORBITOL BRUNEAU, solution pour perfusion en poche PVC	B BRAUN MEDICAL	3528078	3400935280787	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
65881682	DEXTRARINE PHENYLBUTAZONE, pommade	SANOFI AVENTIS FRANCE	3030214	3400930302149	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
65881682	DEXTRARINE PHENYLBUTAZONE, pommade	SANOFI AVENTIS FRANCE	3030220	3400930302200	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60503789	DEXTRION G 10 LAVOISIER, solution injectable (IV) en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	3400266	3400934002663	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60503789	DEXTRION G 10 LAVOISIER, solution injectable (IV) en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	3400272	3400934002724	1 flacon(s) en verre de 500 ml
60503789	DEXTRION G 10 LAVOISIER, solution injectable (IV) en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	5594665	3400955946656	12 flacon(s) en verre de 250 ml
60503789	DEXTRION G 10 LAVOISIER, solution injectable (IV) en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	5594671	3400955946717	12 flacon(s) en verre de 500 ml
67130200	DEXTRION G 5 LAVOISIER, solution injectable (IV) en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	3400237	3400934002373	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67130200	DEXTRION G 5 LAVOISIER, solution injectable (IV) en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	3400243	3400934002434	1 flacon(s) en verre de 500 ml
67130200	DEXTRION G 5 LAVOISIER, solution injectable (IV) en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	5594642	3400955946427	12 flacon(s) en verre de 250 ml
67130200	DEXTRION G 5 LAVOISIER, solution injectable (IV) en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	5594659	3400955946595	12 flacon(s) en verre de 500 ml
69874361	DEXTROCIDINE ADULTES 0,3 POUR CENT, sirop	THERABEL LUCIEN PHARMA	3418556	3400934185564	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63299142	DEXTROMETHORPHANE (BROMHYDRATE DE) BIOGALENIQUE ADULTES 15 mg/5 ml, sirop	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3356370	3400933563707	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure de 5 ml
63773487	DEXTROMETHORPHANE (BROMHYDRATE DE) BIOGALENIQUE ENFANTS 5 mg/5 ml, sirop	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3356364	3400933563646	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure de 5 ml
65217585	DEXTROMETHORPHANE ARROW 0,1 POUR CENT ENFANTS, sirop	ELAIAPHARM	3418579	3400934185793	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet doseur polypropylène
62013307	DEXTROMETHORPHANE ARROW 0,2 POUR CENT ADULTES, sirop	ELAIAPHARM	3371903	3400933719036	1 flacon(s) en verre de 150 ml
62013307	DEXTROMETHORPHANE ARROW 0,2 POUR CENT ADULTES, sirop	ELAIAPHARM	3478009	3400934780097	1 flacon(s) en verre de 200 ml
68176528	DEXTROMETHORPHANE BOUCHARA RECORDATI 15 mg, comprimé enrobé	BOUCHARA RECORDATI	3311798	3400933117986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68176528	DEXTROMETHORPHANE BOUCHARA RECORDATI 15 mg, comprimé enrobé	BOUCHARA RECORDATI	3317625	3400933176259	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
64404361	DEXTROMETHORPHANE ELERTE 1,5 mg/ml, sirop	ELERTE	3671551	3400936715516	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
64404361	DEXTROMETHORPHANE ELERTE 1,5 mg/ml, sirop	ELERTE	3671568	3400936715684	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
64404361	DEXTROMETHORPHANE ELERTE 1,5 mg/ml, sirop	ELERTE	3671574	3400936715745	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
64404361	DEXTROMETHORPHANE ELERTE 1,5 mg/ml, sirop	ELERTE	3671580	3400936715806	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68387735	DEXTROMETHORPHANE GNR 0,25 POUR CENT ADULTES, sirop	SANDOZ	3442342	3400934423420	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
61442944	DEXTROMETHORPHANE MERCK 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique	MERCK GENERIQUES	3588703	3400935887030	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
60736380	DEXTROMETHORPHANE MERCK 15 mg/5 ml ADULTES, sirop	MERCK GENERIQUES	3588726	3400935887269	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
67733013	DEXTROMETHORPHANE MERCK 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop	MERCK GENERIQUES	3588287	3400935882875	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure
67733013	DEXTROMETHORPHANE MERCK 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop	MERCK GENERIQUES	3588695	3400935886958	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) éthylène brun de 100 ml avec cuillère-mesure
63259781	DEXTROMETHORPHANE PIERRE FABRE SANTE 20 mg ADULTES, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3480331	3400934803314	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64390659	DEXTROMETHORPHANE RECKITT BENCKISER TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES, sirop	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3774446	3400937744461	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 120 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
64390659	DEXTROMETHORPHANE RECKITT BENCKISER TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES, sirop	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3774452	3400937744522	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
66993606	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ALMUS 30 mg/400 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3587750	3400935877505	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66993606	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ALMUS 30 mg/400 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3587767	3400935877673	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66993606	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ALMUS 30 mg/400 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5634270	3400956342709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61771516	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ALTER 30 mg/400 mg, gélule	ALTER	3543824	3400935438249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61771516	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ALTER 30 mg/400 mg, gélule	ALTER	5626135	3400956261352	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
66961932	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ARROW 30 mg/400 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3579319	3400935793195	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66961932	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ARROW 30 mg/400 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5634235	3400956342358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66961932	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ARROW 30 mg/400 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5634241	3400956342419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
66961932	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ARROW 30 mg/400 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5634258	3400956342587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
60546580	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL BIOGALENIQUE 30 mg/400 mg, gélule	AVENTIS	3380351	3400933803513	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
60546580	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL BIOGALENIQUE 30 mg/400 mg, gélule	AVENTIS	3594052	3400935940520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
60546580	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL BIOGALENIQUE 30 mg/400 mg, gélule	AVENTIS	5586803	3400955868033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
68229781	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL BIOGARAN 30 mg/400 mg, gélule	BIOGARAN	3535003	3400935350039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61137309	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL EG 30 mg/400 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3534995	3400935349958	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61137309	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL EG 30 mg/400 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5624484	3400956244843	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
67857057	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL EXPANPHARM 30 mg/400 mg, gélule	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3599865	3400935998651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
67857057	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL EXPANPHARM 30 mg/400 mg, gélule	EXPANPHARM INTERNATIONAL	5639787	3400956397877	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
62996971	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL G GAM 30 mg/400 mg, gélule	G GAM	3556583	3400935565839	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
62996971	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL G GAM 30 mg/400 mg, gélule	G GAM	5627643	3400956276431	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
62996971	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL G GAM 30 mg/400 mg, gélule	G GAM	5627689	3400956276899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61621694	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL HEXAL 30 mg/400 mg, gélule	G GAM	3621211	3400936212114	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
61621694	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL HEXAL 30 mg/400 mg, gélule	G GAM	5643783	3400956437832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61621694	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL HEXAL 30 mg/400 mg, gélule	G GAM	5643808	3400956438082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 gélule(s)
66078081	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ISOMED 30 mg/400 mg, gélule	CONCEPT PHARM	3631971	3400936319714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
64355918	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL IVAX 30 mg/400 mg, gélule	IVAX PHARMACEUTICALS	3604129	3400936041295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
64355918	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL IVAX 30 mg/400 mg, gélule	IVAX PHARMACEUTICALS	5627755	3400956277551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
69837651	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL MERCK 30 mg/400 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3534937	3400935349378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
69837651	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL MERCK 30 mg/400 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5626081	3400956260812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
62665042	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL QUALIMED 30 mg/400 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3576887	3400935768872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
62665042	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL QUALIMED 30 mg/400 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5633744	3400956337446	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
61921752	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL RATIOPHARM 30 mg/400 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3543847	3400935438478	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61921752	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL RATIOPHARM 30 mg/400 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5626170	3400956261703	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
64206504	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL RPG 30 mg/400 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3588873	3400935888730	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
64206504	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL RPG 30 mg/400 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3770017	3400937700177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
64206504	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL RPG 30 mg/400 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5626129	3400956261291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
64206504	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL RPG 30 mg/400 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5700386	3400957003869	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 200 gélule(s)
62666564	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL SANDOZ 30 mg/400 mg, gélule	SANDOZ	3659596	3400936595965	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
62666564	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL SANDOZ 30 mg/400 mg, gélule	SANDOZ	5624478	3400956244782	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
64315610	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL SODEPHAR 30 mg/400 mg, gélule	SODEPHAR	3543830	3400935438300	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
64315610	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL SODEPHAR 30 mg/400 mg, gélule	SODEPHAR	5626141	3400956261413	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
61605537	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL TEVA 30 mg/400 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3614139	3400936141391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
61605537	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL TEVA 30 mg/400 mg, gélule	TEVA CLASSICS	5634749	3400956347490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61605537	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL TEVA 30 mg/400 mg, gélule	TEVA CLASSICS	5634755	3400956347551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
61166606	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL THERAPLIX 30 mg/400 mg, gélule	THERAPLIX	3576893	3400935768933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61166606	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL THERAPLIX 30 mg/400 mg, gélule	THERAPLIX	5633750	3400956337507	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
69223112	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL TORLAN 30 mg/400 mg, gélule	TORLAN	3621205	3400936212053	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
69223112	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL TORLAN 30 mg/400 mg, gélule	TORLAN	5643814	3400956438143	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69223112	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL TORLAN 30 mg/400 mg, gélule	TORLAN	5648929	3400956489299	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 gélule(s)
66277336	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL WINTHROP 30 mg/400 mg, gélule	DAKOTA PHARM	3417019	3400934170195	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66894490	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL ZYDUS 30 mg/400 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3540470	3400935404701	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66894490	DEXTROPPOXYPHENE PARACETAMOL ZYDUS 30 mg/400 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	5625667	3400956256679	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65426617	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALMUS 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3701565	3400937015653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65426617	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALMUS 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3701571	3400937015714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65426617	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALMUS 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3701588	3400937015882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65426617	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALMUS 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5674051	3400956740512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68211281	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALTER 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ALTER	3705132	3400937051323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68211281	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALTER 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ALTER	5676222	3400956762224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68211281	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALTER 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ALTER	5676239	3400956762392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68211281	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALTER 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ALTER	5676245	3400956762453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68211281	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALTER 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ALTER	5676251	3400956762514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68211281	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALTER 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ALTER	5676268	3400956762682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69073100	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ARROW 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3696864	3400936968646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
69073100	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ARROW 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3696870	3400936968707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69073100	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ARROW 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3696887	3400936968875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69073100	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ARROW 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5672336	3400956723362	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64553138	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE BIOGARAN 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	BIOGARAN	3667259	3400936672598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64553138	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE BIOGARAN 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	BIOGARAN	5665023	3400956650231	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63377712	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE EG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697036	3400936970366	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63377712	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE EG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697042	3400936970427	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63377712	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE EG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3697059	3400936970595	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63377712	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE EG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5672388	3400956723881	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66141293	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE G GAM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	SANDOZ	3696893	3400936968936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66141293	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE G GAM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	SANDOZ	3696901	3400936969018	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66141293	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE G GAM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	SANDOZ	3696918	3400936969186	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66141293	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE G GAM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	SANDOZ	5672342	3400956723423	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60686034	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE MERCK 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3701594	3400937015943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60686034	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE MERCK 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3701602	3400937016025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60686034	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE MERCK 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3701619	3400937016193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60686034	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE MERCK 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5674068	3400956740680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61362430	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE MERCK GENERIQUES 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3735647	3400937356473	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61362430	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE MERCK GENERIQUES 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5683676	3400956836765	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 300 comprimé(s)
68125430	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE QUALIMED 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3735630	3400937356305	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68125430	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE QUALIMED 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	5683653	3400956836536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 300 comprimé(s)
63879818	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RATIOPHARM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	RATIOPHARM	3696924	3400936969247	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63879818	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RATIOPHARM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	RATIOPHARM	3696930	3400936969308	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63879818	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RATIOPHARM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	RATIOPHARM	3696947	3400936969476	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63879818	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RATIOPHARM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	RATIOPHARM	5672359	3400956723591	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65972032	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RPG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3696999	3400936969995	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65972032	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RPG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3697007	3400936970076	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65972032	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RPG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3697013	3400936970137	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65972032	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RPG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5672371	3400956723713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65757236	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE SANDOZ 27mg/400 mg/30 mg, comprimé	SANDOZ	3696953	3400936969537	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65757236	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE SANDOZ 27mg/400 mg/30 mg, comprimé	SANDOZ	3696976	3400936969766	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65757236	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE SANDOZ 27mg/400 mg/30 mg, comprimé	SANDOZ	3696982	3400936969827	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65757236	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE SANDOZ 27mg/400 mg/30 mg, comprimé	SANDOZ	5672365	3400956723652	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62487091	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE TEVA 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3685369	3400936853690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62487091	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE TEVA 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5667358	3400956673582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63853951	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE WINTHROP 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3685381	3400936853812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63853951	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE WINTHROP 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	5667370	3400956673704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63122551	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ZYDUS 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3685375	3400936853751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63122551	DEXTROPPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ZYDUS 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5667364	3400956673643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64062534	DEXTROPPOXYPHENE-PARACETAMOL B.R.M. 30 mg/400 mg, gélule	BRM	3497981	3400934979811	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
63691887	DEXTROREF, gélule	CHEMICAL FARMA	3598245	3400935982452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
63691887	DEXTROREF, gélule	CHEMICAL FARMA	5639770	3400956397709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
67959286	DEXTUSSIL 0,2 %, sirop	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3651117	3400936511170	1 flacon(s) en verre brun avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène de 195 ml
68886453	DEXTUSSIL 30 mg/15 ml, sirop en récipient unidose	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3644689	3400936446892	10 récipient(s) unidose(s) PVC (SARANEX) de 15 ml
66932642	DI ACTANE 100 mg, gélule	MENARINI FRANCE	3290122	3400932901227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
60834999	DI ACTANE 200 mg, gélule	MENARINI FRANCE	3274896	3400932748969	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
60834999	DI ACTANE 200 mg, gélule	MENARINI FRANCE	3464852	3400934648526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
64242272	DI DOLKO 30 mg/400 mg, gélule	THERABEL LUCIEN PHARMA	3540464	3400935404640	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
64242272	DI DOLKO 30 mg/400 mg, gélule	THERABEL LUCIEN PHARMA	5625650	3400956256501	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
69567608	DIABAMYL 500 mg, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3525513	3400935255136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69567608	DIABAMYL 500 mg, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3544344	3400935443441	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
69278589	DIABAMYL 850 mg, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3525536	3400935255365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
69278589	DIABAMYL 850 mg, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	5621818	3400956218189	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
67698943	DIABENE, solution buvable, gouttes	LEHNING	3030349	3400930303498	1 flacon(s) de 30 ml
68148678	DIABEX 1000 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3566191	3400935661913	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68148678	DIABEX 1000 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3566216	3400935662163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68148678	DIABEX 1000 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3566222	3400935662224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
68148678	DIABEX 1000 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	5630208	3400956302086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60393921	DIABEX 500 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3488829	3400934888298	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60393921	DIABEX 500 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3617238	3400936172388	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66153833	DIABEX 850 mg, comprimé pelliculé	MERCK LIPHA SANTE	3488806	3400934888069	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64809018	DIACOMIT 250 mg, gélule	BIOCODEX	3783215	3400937832151	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
64809018	DIACOMIT 250 mg, gélule	BIOCODEX	3783221	3400937832212	pilulier(s) polypropylène de 60 gélule(s)
64809018	DIACOMIT 250 mg, gélule	BIOCODEX	3783238	3400937832380	pilulier(s) polypropylène de 90 gélule(s)
61501691	DIACOMIT 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3783273	3400937832731	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
61501691	DIACOMIT 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3783296	3400937832960	60 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
61501691	DIACOMIT 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3783304	3400937833042	90 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
63431170	DIACOMIT 500 mg, gélule	BIOCODEX	3783244	3400937832441	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
63431170	DIACOMIT 500 mg, gélule	BIOCODEX	3783250	3400937832502	pilulier(s) polypropylène de 60 gélule(s)
63431170	DIACOMIT 500 mg, gélule	BIOCODEX	3783267	3400937832670	pilulier(s) polypropylène de 90 gélule(s)
69581821	DIACOMIT 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3783310	3400937833103	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
69581821	DIACOMIT 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3783327	3400937833271	60 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
69581821	DIACOMIT 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3783333	3400937833332	90 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
65430658	DIACOR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343120	3400933431204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
65430658	DIACOR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343137	3400933431372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65430658	DIACOR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343143	3400933431433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
65430658	DIACOR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343166	3400933431662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
68137653	DIACOR L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343172	3400933431723	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
68137653	DIACOR L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343189	3400933431891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68137653	DIACOR L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343195	3400933431952	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
68137653	DIACOR L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343203	3400933432034	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
66178110	DIACOR LP 180 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343232	3400933432324	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
66178110	DIACOR LP 180 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343249	3400933432492	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66178110	DIACOR LP 180 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343255	3400933432553	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
66178110	DIACOR LP 180 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3343261	3400933432614	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69521856	DIACOR LP 300 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3524672	3400935246721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69521856	DIACOR LP 300 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	3524689	3400935246899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69521856	DIACOR LP 300 mg, gélule à libération prolongée	DEXO	5617567	3400956175673	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
60518378	DIACTANE 200 mg, comprimé pelliculé	MENARINI FRANCE	3711670	3400937116701	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60518378	DIACTANE 200 mg, comprimé pelliculé	MENARINI FRANCE	3711687	3400937116879	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60518378	DIACTANE 200 mg, comprimé pelliculé	MENARINI FRANCE	3711693	3400937116930	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60518378	DIACTANE 200 mg, comprimé pelliculé	MENARINI FRANCE	3711701	3400937117012	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60518378	DIACTANE 200 mg, comprimé pelliculé	MENARINI FRANCE	5677919	3400956779192	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60340210	DIADUPSAN, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3556703	3400935567031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
60340210	DIADUPSAN, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	5627666	3400956276660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
62845364	DIAFURYL 200 mg, gélule	COOPER	3548891	3400935488916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
68364487	DIAFUSOR 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374250	3400933742508	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA (éthylène acrylique acide) de 1 dispositif(s)
68364487	DIAFUSOR 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374267	3400933742676	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA (éthylène acrylique acide) de 1 dispositif(s)
68364487	DIAFUSOR 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374273	3400933742737	100 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA (éthylène acrylique acide) de 1 dispositif(s)
68480335	DIAFUSOR 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374296	3400933742966	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA : éthylène acrylique acide de 1 dispositif(s)
68480335	DIAFUSOR 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374304	3400933743048	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA : éthylène acrylique acide de 1 dispositif(s)
68480335	DIAFUSOR 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374310	3400933743109	100 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA : éthylène acrylique acide de 1 dispositif(s)
63334650	DIAFUSOR 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374221	3400933742218	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA (éthylène acrylique acide) de 1 dispositif(s)
63334650	DIAFUSOR 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374238	3400933742386	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA (éthylène acrylique acide) de 1 dispositif(s)
63334650	DIAFUSOR 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3374244	3400933742447	100 sachet(s) papier polyéthylène aluminium EAA (éthylène acrylique acide) de 1 dispositif(s)
62265393	DIALGIREX, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3449976	3400934499760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
62265393	DIALGIREX, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5618762	3400956187621	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
62265393	DIALGIREX, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5618779	3400956187799	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 200 gélule(s)
64605923	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 17, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3537580	3400935375803	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butylène de 2 l
69058358	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 18, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3537597	3400935375971	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butylène de 2 l
67234188	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 19, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3537605	3400935376053	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butylène de 2 l
60244525	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 2, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3599776	3400935997760	4 poche(s) polyoléfine de 1500 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
60244525	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 2, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3599782	3400935997821	4 poche(s) polyoléfine de 2000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
60244525	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 2, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3599799	3400935997999	4 poche(s) polyoléfine de 2500 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
60244525	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 2, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3599807	3400935998071	4 poche(s) polyoléfine de 3000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60244525	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 2, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3599813	3400935998132	4 poche(s) polyoléfine de 3000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s)
61344350	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 3, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600798	3400936007987	4 poche(s) polyoléfine de 1500 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
61344350	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 3, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600806	3400936008069	4 poche(s) polyoléfine de 2000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
61344350	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 3, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600812	3400936008120	4 poche(s) polyoléfine de 2500 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
61344350	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 3, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600829	3400936008298	4 poche(s) polyoléfine de 3000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
61344350	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 3, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600835	3400936008359	4 poche(s) polyoléfine de 3000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s)
69854234	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 4, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600841	3400936008410	4 poche(s) polyoléfine de 1500 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
69854234	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 4, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600858	3400936008588	4 poche(s) polyoléfine de 2000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
69854234	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 4, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600864	3400936008649	4 poche(s) polyoléfine de 2500 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
69854234	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 4, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600870	3400936008700	4 poche(s) polyoléfine de 3000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments avec connecteur(s) suremballée(s)/surpochée(s)
69854234	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 4, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3600887	3400936008878	4 poche(s) polyoléfine de 3000 ml bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments suremballée(s)/surpochée(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541794	3400935417947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541802	3400935418029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541819	3400935418197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541825	3400935418258	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541831	3400935418319	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541848	3400935418487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541854	3400935418548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541860	3400935418609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541877	3400935418777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541883	3400935418838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541908	3400935419088	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 112 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3541914	3400935419149	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3570198	3400935701985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 84 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	3722610	3400937226103	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	5626721	3400956267217	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 500 comprimé(s)
60233817	DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée	SERVIER	5626744	3400956267446	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 180 comprimé(s)
66795019	DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable	SERVIER	3129361	3400931293613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66795019	DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable	SERVIER	3129378	3400931293781	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66795019	DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable	SERVIER	3200604	3400932006045	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66795019	DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable	SERVIER	3722892	3400937228923	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)
61253000	DIAMORIL 300 mg, gélule	CHIESI	3305355	3400933053550	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)
68693244	DIAMOX 250 mg, comprimé sécable	THERAPLIX	3030527	3400930305270	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
63463588	DIAMOX 500 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	THERAPLIX	3030533	3400930305331	1 flacon(s) en verre de 500 mg - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
63463588	DIAMOX 500 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	THERAPLIX	5533735	3400955337355	25 flacon(s) en verre de 500 mg
64066269	DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3296975	3400932969753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
64066269	DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3296981	3400932969814	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
64066269	DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3296998	3400932969982	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234827	3400932348275	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234833	3400932348336	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234856	3400932348565	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234862	3400932348626	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3280170	3400932801701	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3280187	3400932801879	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653524	3400936535244	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653530	3400936535305	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653547	3400936535473	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653553	3400936535534	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653576	3400936535763	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653582	3400936535824	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653599	3400936535992	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653607	3400936536074	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653613	3400936536135	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653636	3400936536364	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653642	3400936536425	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653659	3400936536593	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653665	3400936536654	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653671	3400936536715	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653688	3400936536883	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653694	3400936536944	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653702	3400936537026	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653719	3400936537194	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653725	3400936537255	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653731	3400936537316	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653748	3400936537484	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653754	3400936537545	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653760	3400936537606	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653777	3400936537774	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653783	3400936537835	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653808	3400936538085	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653814	3400936538146	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653820	3400936538207	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653837	3400936538375	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653843	3400936538436	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653866	3400936538665	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653872	3400936538726	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653889	3400936538894	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653895	3400936538955	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653903	3400936539037	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653926	3400936539266	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653932	3400936539327	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653949	3400936539495	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653955	3400936539556	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653961	3400936539617	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653978	3400936539785	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653984	3400936539846	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3653990	3400936539907	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3654009	3400936540095	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
60598125	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3654015	3400936540156	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3237783	3400932377831	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec connexion à vis Luer

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3237808	3400932378081	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3237814	3400932378142	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3237820	3400932378203	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3661966	3400936619661	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3661972	3400936619722	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3661989	3400936619890	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3661995	3400936619951	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662003	3400936620032	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662026	3400936620261	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662032	3400936620322	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662049	3400936620490	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662055	3400936620551	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662061	3400936620612	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662078	3400936620780	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662084	3400936620841	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662090	3400936620902	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662109	3400936621091	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662115	3400936621152	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662121	3400936621213	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662138	3400936621381	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662144	3400936621442	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662150	3400936621503	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662167	3400936621671	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662173	3400936621732	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662196	3400936621961	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662204	3400936622043	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662210	3400936622104	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662227	3400936622272	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662233	3400936622333	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662256	3400936622562	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662262	3400936622623	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662279	3400936622791	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662285	3400936622852	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662291	3400936622913	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662316	3400936623163	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662322	3400936623224	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662339	3400936623392	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662345	3400936623453	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662351	3400936623514	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662368	3400936623682	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662374	3400936623743	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662380	3400936623804	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662397	3400936623972	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662405	3400936624054	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662411	3400936624115	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662428	3400936624283	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
66500611	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662434	3400936624344	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234879	3400932348794	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234885	3400932348855	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234891	3400932348916	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234916	3400932349166	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3234922	3400932349227	1 poche(s) simple PVC de 3 l partiellement rempli(e)s de 2000 ml avec perforateur

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3280158	3400932801589	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3280164	3400932801640	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662440	3400936624405	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662457	3400936624573	1 poche(s) simple PVC de 500 ml avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662463	3400936624634	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662486	3400936624863	1 poche(s) simple PVC de 1000 ml avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662492	3400936624924	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662500	3400936625006	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662517	3400936625174	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662523	3400936625235	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662546	3400936625464	1 poche(s) simple PVC de 3 l partiellement rempli(e)(s) de 2000 ml avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662552	3400936625525	1 poche(s) simple PVC de 3 l partiellement rempli(e)(s) de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662569	3400936625693	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662575	3400936625754	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662581	3400936625815	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662598	3400936625983	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662606	3400936626065	1 poche(s) simple PVC de 3000 ml avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662612	3400936626126	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662629	3400936626294	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662635	3400936626355	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662641	3400936626416	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662658	3400936626584	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662664	3400936626645	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662670	3400936626706	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662687	3400936626874	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662693	3400936626935	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662701	3400936627017	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662718	3400936627185	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662724	3400936627246	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662730	3400936627307	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662747	3400936627475	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 2 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662753	3400936627536	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662776	3400936627765	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662782	3400936627826	1 poche(s) PVC de 500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662799	3400936627994	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662807	3400936628076	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662813	3400936628137	1 poche(s) PVC de 1000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662836	3400936628366	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662842	3400936628427	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662859	3400936628595	1 poche(s) PVC de 1500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662865	3400936628656	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662871	3400936628717	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662888	3400936628885	1 poche(s) PVC de 2000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662894	3400936628946	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662902	3400936629028	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662919	3400936629196	1 poche(s) PVC de 2500 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662925	3400936629257	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec perforateur
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662931	3400936629318	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Luer
65450785	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662948	3400936629486	1 poche(s) PVC de 3000 ml - 1 poche(s) PVC de drainage de 3 l avec connexion à vis Linéo
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662954	3400936629547	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662960	3400936629608	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662977	3400936629776	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3662983	3400936629837	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663008	3400936630086	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663014	3400936630147	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663020	3400936630208	1 poche(s) PVC de 2500 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663037	3400936630376	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663043	3400936630437	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663066	3400936630666	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663072	3400936630727	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663089	3400936630895	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Linéo
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663095	3400936630956	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663103	3400936631038	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663126	3400936631267	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec connexion à vis Linéo
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663132	3400936631328	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663149	3400936631496	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663155	3400936631557	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663161	3400936631618	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663178	3400936631786	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663184	3400936631847	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663190	3400936631908	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663209	3400936632097	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663215	3400936632158	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663221	3400936632219	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec perforateur
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663238	3400936632387	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec connexion à vis Luer
66046856	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663244	3400936632448	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663250	3400936632509	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec perforateur
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663267	3400936632677	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663273	3400936632738	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663296	3400936632967	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec perforateur

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663304	3400936633049	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663310	3400936633100	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663327	3400936633278	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec perforateur
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663333	3400936633339	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663356	3400936633568	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663362	3400936633629	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec perforateur
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663379	3400936633797	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663385	3400936633858	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663391	3400936633919	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec perforateur
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663416	3400936634169	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663422	3400936634220	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663439	3400936634398	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec perforateur
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663445	3400936634459	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663451	3400936634510	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663468	3400936634688	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec perforateur
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663474	3400936634749	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663480	3400936634800	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663497	3400936634978	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec perforateur
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663505	3400936635050	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663511	3400936635111	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663528	3400936635289	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec perforateur
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663534	3400936635340	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec connexion à vis Luer
65107085	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663540	3400936635401	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663557	3400936635579	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663563	3400936635630	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663586	3400936635869	1 poche(s) simple PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663592	3400936635920	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663600	3400936636002	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663617	3400936636170	1 poche(s) simple PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663623	3400936636231	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663646	3400936636460	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663652	3400936636521	1 poche(s) simple PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663669	3400936636699	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663675	3400936636750	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Luer
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663681	3400936636811	1 poche(s) simple PVC de 5000 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663698	3400936636989	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663706	3400936637061	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec connexion à vis Luer
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663712	3400936637122	1 poche(s) double PVC de 1000 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663729	3400936637290	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663735	3400936637351	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec connexion à vis Luer
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663741	3400936637412	1 poche(s) double PVC de 1500 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663758	3400936637580	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663764	3400936637641	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec connexion à vis Luer
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663770	3400936637702	1 poche(s) double PVC de 2000 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663787	3400936637870	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663793	3400936637931	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec connexion à vis Luer
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663801	3400936638013	1 poche(s) double PVC de 2500 ml avec connexion à vis Linéo
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663818	3400936638181	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec perforateur
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663824	3400936638242	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec connexion à vis Luer
61598886	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	BAXTER	3663830	3400936638303	1 poche(s) double PVC de 3000 ml avec connexion à vis Linéo
68442929	DI-ANTALVIC, gélule	AVENTIS	3246121	3400932461219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
68442929	DI-ANTALVIC, gélule	AVENTIS	5560063	3400955600633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 200 gélule(s)
68442929	DI-ANTALVIC, gélule	AVENTIS	5631260	3400956312603	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 gélule(s)
68659758	DI-ANTALVIC, suppositoire	AVENTIS	3030332	3400930303320	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
62079225	DIARALIA, comprimé	BOIRON	3609664	3400936096646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
68864492	DIAREFON 200 mg, gélule	CLEMENT THEKAN	3530230	3400935302304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
63910815	DIAREGAN, comprimé	CLEMENT THEKAN	3243370	3400932433704	plaquette(s) thermoformée(s) de 20 comprimé(s)
66146187	DIARETYL 2 mg, gélule	COOPER	3411548	3400934115486	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
66146187	DIARETYL 2 mg, gélule	COOPER	3584214	3400935842145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
66680020	DIARIDIUM 2 mg, gélule	PALBIAN	3464177	3400934641770	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66680020	DIARIDIUM 2 mg, gélule	PALBIAN	3464183	3400934641831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
66224796	DIARLAC, gélule	URGO	3324849	3400933248499	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 gélule(s)
66224796	DIARLAC, gélule	URGO	3327747	3400933277475	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 16 gélule(s)
65965995	DIARSED, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3030651	3400930306512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65965995	DIARSED, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5536455	3400955364559	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61329697	DIASEPTYL 0,5 %, gel	DUCRAY	3679038	3400936790384	1 tube(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 g
62229155	DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée	DUCRAY	3679009	3400936790094	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml
62229155	DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée	DUCRAY	3679015	3400936790155	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 ml
62229155	DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée	DUCRAY	3679021	3400936790216	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml
62229155	DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée	DUCRAY	3691849	3400936918498	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3429488	3400934294884	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3429494	3400934294945	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 120 comprimé(s)
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3458685	3400934586859	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487497	3400934874970	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487505	3400934875052	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487511	3400934875113	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487528	3400934875281	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487534	3400934875342	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
69149605	DIASTABOL 100 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487540	3400934875403	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 120 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3429465	3400934294655	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3429471	3400934294716	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 120 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3458679	3400934586798	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487557	3400934875571	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487563	3400934875632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487586	3400934875861	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487592	3400934875922	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487600	3400934876004	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
64758214	DIASTABOL 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487617	3400934876172	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 120 comprimé(s)
63460617	DIATISAN, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	LEHNING	3427101	3400934271014	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
60689169	DIATISAN, mélange de plantes pour tisane en vrac	LEHNING	3219532	3400932195329	1 boîte(s) carton de 100 g
66464834	DIAZEM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426107	3400934261077	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
66464834	DIAZEM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426113	3400934261138	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
66464834	DIAZEM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426136	3400934261367	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66464834	DIAZEM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426142	3400934261428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
69323568	DIAZEM L.P. 180 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426159	3400934261596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
69323568	DIAZEM L.P. 180 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426165	3400934261657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
69323568	DIAZEM L.P. 180 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426171	3400934261718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
69323568	DIAZEM L.P. 180 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426188	3400934261886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
67819900	DIAZEM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426053	3400934260537	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
67819900	DIAZEM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426076	3400934260766	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67819900	DIAZEM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426082	3400934260827	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
67819900	DIAZEM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3426099	3400934260995	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
64102797	DIAZEMULS 10 mg, émulsion injectable	DUMEX ALPHARMA	3282080	3400932820801	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
64102797	DIAZEMULS 10 mg, émulsion injectable	DUMEX ALPHARMA	5551704	3400955517047	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
68235542	DIAZEPAM CHOAY 10 mg, capsule	DAKOTA PHARM	3240006	3400932400065	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
60225083	DIAZEPAM CHOAY 2 mg, capsule	DAKOTA PHARM	3239977	3400932399772	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 capsule(s)
60525369	DIAZEPAM CHOAY 5 mg, capsule	DAKOTA PHARM	3239983	3400932399833	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 capsule(s)
68176802	DIAZEPAM RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3253115	3400932531158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66106869	DIAZEPAM RATIOPHARM 2 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3253109	3400932531097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
66023836	DIAZEPAM RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3253090	3400932530908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
61569856	DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable	RENAUDIN	3581440	3400935814401	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
61569856	DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable	RENAUDIN	3581457	3400935814579	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
61569856	DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable	RENAUDIN	3581463	3400935814630	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
61569856	DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable	RENAUDIN	5637647	3400956376476	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
61569856	DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable	RENAUDIN	5637653	3400956376537	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
61569856	DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable	RENAUDIN	5637676	3400956376766	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
68519806	DIBIOLCOL, collyre	ALCON	3341144	3400933411442	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml - avec compte-gouttes
66229761	DICAGEL ADULTE, gel gingival	BIODICA	3376970	3400933769703	1 flacon(s) polypropylène de 50 g avec canule
63501964	DICAGEL ENFANT, gel gingival	BIODICA	3377001	3400933770013	1 flacon(s) polypropylène de 50 g avec canule
66845027	DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3387608	3400933876081	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66845027	DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3387614	3400933876142	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66845027	DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3387620	3400933876203	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66845027	DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3557163	3400935571632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
64172183	DICETEL 50 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3272383	3400932723836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64172183	DICETEL 50 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3387583	3400933875831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
69143246	DICHLORHYDRATE DE CETIRIZINE VEDIM 1 mg/ml, solution buvable en flacon	VEDIM PHARMA	3380546	3400933805463	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec cuillère-mesure
69143246	DICHLORHYDRATE DE CETIRIZINE VEDIM 1 mg/ml, solution buvable en flacon	VEDIM PHARMA	3380552	3400933805524	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec cuillère-mesure
65657990	DICHLORHYDRATE DE CETIRIZINE VEDIM 10 mg/ml, solution buvable en gouttes	VEDIM PHARMA	3417752	3400934177521	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec compte-gouttes polyéthylène
65657990	DICHLORHYDRATE DE CETIRIZINE VEDIM 10 mg/ml, solution buvable en gouttes	VEDIM PHARMA	3417769	3400934177699	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
67260464	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 10 mg/ 2 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule	PANPHARMA	3345142	3400933451424	3 ampoule(s) en verre de 2 ml
67260464	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 10 mg/ 2 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule	PANPHARMA	3345159	3400933451592	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
66095860	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule	PANPHARMA	3345165	3400933451653	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
65984216	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PHARMANOVA 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (I.M, I.V.)	SILCAR	3345113	3400933451134	3 ampoule(s) en verre de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65984216	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PHARMANOVA 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (I.M, I.V.)	SILCAR	3345136	3400933451363	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
60895831	DICLOCED 0,1 %, collyre en solution	THEA	3668224	3400936682245	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec stilligoutte
68777475	DICLOFENAC ARROW 25 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	3574061	3400935740618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
68777475	DICLOFENAC ARROW 25 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	3574078	3400935740786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
68777475	DICLOFENAC ARROW 25 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	3574084	3400935740847	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
68777475	DICLOFENAC ARROW 25 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	3574090	3400935740908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
68777475	DICLOFENAC ARROW 25 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	5636659	3400956366590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
67411717	DICLOFENAC ARROW 50 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	3574109	3400935741097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
67411717	DICLOFENAC ARROW 50 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	3574115	3400935741158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
67411717	DICLOFENAC ARROW 50 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	3574121	3400935741219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
67411717	DICLOFENAC ARROW 50 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	3574138	3400935741387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
67411717	DICLOFENAC ARROW 50 mg, comprimé gastro-résistant	ARROW GENERIQUES	5636665	3400956366651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
65272311	DICLOFENAC BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant	BIOGARAN	3491530	3400934915307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62504861	DICLOFENAC EG 50 mg, comprimé gastro-résistant	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3436241	3400934362415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63229941	DICLOFENAC G GAM 25 mg, comprimé gastro-résistant	G GAM	3479227	3400934792274	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
66345926	DICLOFENAC G GAM 50 mg, comprimé gastro-résistant	G GAM	3479233	3400934792335	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
66950512	DICLOFENAC GENEVRIER 1 %, emplâtre médicamenteux	GENEVRIER	3782227	3400937822275	2 enveloppe(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 emplâtre(s)
66950512	DICLOFENAC GENEVRIER 1 %, emplâtre médicamenteux	GENEVRIER	3782233	3400937822336	5 enveloppe(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 emplâtre(s)
66950512	DICLOFENAC GENEVRIER 1 %, emplâtre médicamenteux	GENEVRIER	3782256	3400937822565	10 enveloppe(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 emplâtre(s)
66950512	DICLOFENAC GENEVRIER 1 %, emplâtre médicamenteux	GENEVRIER	3782262	3400937822626	14 enveloppe(s) papier polyéthylène aluminium copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique de 1 emplâtre(s)
66976681	DICLOFENAC GNR 25 mg, comprimé gastro-résistant	SANDOZ	3526820	3400935268204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
66976681	DICLOFENAC GNR 25 mg, comprimé gastro-résistant	SANDOZ	3526837	3400935268372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
62440405	DICLOFENAC IVAX 25 mg, comprimé gastro-résistant	IVAX PHARMACEUTICALS	3538823	3400935388230	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
62440405	DICLOFENAC IVAX 25 mg, comprimé gastro-résistant	IVAX PHARMACEUTICALS	3538846	3400935388469	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
62912941	DICLOFENAC IVAX 50 mg, comprimé gastro-résistant	IVAX PHARMACEUTICALS	3538852	3400935388520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
62912941	DICLOFENAC IVAX 50 mg, comprimé gastro-résistant	IVAX PHARMACEUTICALS	3538869	3400935388698	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
67419870	DICLOFENAC MERCK 25 mg, comprimé gastro-résistant	MERCK GENERIQUES	3482904	3400934829048	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
66544465	DICLOFENAC MERCK 50 mg, comprimé gastro-résistant	MERCK GENERIQUES	3482910	3400934829109	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
62271859	DICLOFENAC OPIH 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	OPIH FRANCE	3486747	3400934867477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62271859	DICLOFENAC OPIH 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	OPIH FRANCE	3486753	3400934867538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69804904	DICLOFENAC OPIH 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	OPIH FRANCE	3486776	3400934867767	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69804904	DICLOFENAC OPIH 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	OPIH FRANCE	3486782	3400934867828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64275888	DICLOFENAC RATIOPHARM 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3534535	3400935345356	2 ampoule(s) en verre de 3 ml
64275888	DICLOFENAC RATIOPHARM 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3534541	3400935345417	10 ampoule(s) en verre de 3 ml
68559829	DICLOFENAC RENAUDIN 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	RENAUDIN	3549169	3400935491695	2 ampoule(s) en verre brun de 3 ml
68559829	DICLOFENAC RENAUDIN 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	RENAUDIN	3549175	3400935491756	5 ampoule(s) en verre brun de 3 ml
68559829	DICLOFENAC RENAUDIN 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	RENAUDIN	3549181	3400935491817	10 ampoule(s) en verre brun de 3 ml
68559829	DICLOFENAC RENAUDIN 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	RENAUDIN	3549198	3400935491985	50 ampoule(s) en verre brun de 3 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68559829	DICLOFENAC RENAUDIN 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	RENAUDIN	3549206	3400935492067	100 ampoule(s) en verre brun de 3 ml
68559829	DICLOFENAC RENAUDIN 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	RENAUDIN	3550706	3400935507068	20 ampoule(s) en verre brun de 3 ml
60804187	DICLOFENAC RPG 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407363	3400934073632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62384497	DICLOFENAC SANDOZ 50 mg, comprimé gastro-résistant	SANDOZ	3526808	3400935268082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
62384497	DICLOFENAC SANDOZ 50 mg, comprimé gastro-résistant	SANDOZ	3658266	3400936582668	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
66223235	DICLOFENAC SANDOZ 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	SANDOZ	3486090	3400934860904	10 ampoule(s) en verre de 3 ml
66223235	DICLOFENAC SANDOZ 75 mg/3 ml, solution injectable (IM)	SANDOZ	3766607	3400937666077	2 ampoule(s) en verre de 3 ml
60621595	DICLOFENAC SODIQUE BIOGALENIQUE 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3436235	3400934362354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67320146	DICLOFENAC SODIQUE CIBA GEIGY 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3407618	3400934076183	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
67320146	DICLOFENAC SODIQUE CIBA GEIGY 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3407624	3400934076244	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
67320146	DICLOFENAC SODIQUE CIBA GEIGY 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3723006	3400937230063	1 tube(s) laminé aluminium de 50 g
67320146	DICLOFENAC SODIQUE CIBA GEIGY 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3723012	3400937230124	1 tube(s) laminé aluminium de 100 g
67282820	DICLOFENAC SODIQUE MIKA PHARMA 4 %, solution pour pulvérisation cutanée	MIKA PHARMA	3622618	3400936226180	1 flacon(s) en verre brun de 7,5 g avec pompe(s) doseuse(s) avec embout(s) avec valve(s)
67282820	DICLOFENAC SODIQUE MIKA PHARMA 4 %, solution pour pulvérisation cutanée	MIKA PHARMA	3622624	3400936226241	1 flacon(s) en verre brun de 12,5 g avec pompe(s) doseuse(s) avec embout(s) avec valve(s)
67282820	DICLOFENAC SODIQUE MIKA PHARMA 4 %, solution pour pulvérisation cutanée	MIKA PHARMA	3622630	3400936226302	1 flacon(s) en verre brun de 25 g avec pompe(s) doseuse(s) avec embout(s) avec valve(s)
66507157	DICLOFENAC SODIQUE MISOPROSTOL CARDEL, comprimé à double noyau gastro-résistant	CARDEL	3380575	3400933805753	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66507157	DICLOFENAC SODIQUE MISOPROSTOL CARDEL, comprimé à double noyau gastro-résistant	CARDEL	3380581	3400933805814	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66507157	DICLOFENAC SODIQUE MISOPROSTOL CARDEL, comprimé à double noyau gastro-résistant	CARDEL	3380598	3400933805982	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
66507157	DICLOFENAC SODIQUE MISOPROSTOL CARDEL, comprimé à double noyau gastro-résistant	CARDEL	3380606	3400933806064	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66507157	DICLOFENAC SODIQUE MISOPROSTOL CARDEL, comprimé à double noyau gastro-résistant	CARDEL	3380612	3400933806125	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60175449	DICLOFENAC SODIQUE OPIH 100 mg, suppositoire	OPIH FRANCE	3436459	3400934364594	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 10 suppositoire(s)
60175449	DICLOFENAC SODIQUE OPIH 100 mg, suppositoire	OPIH FRANCE	3436465	3400934364655	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 20 suppositoire(s)
61160980	DICLOFENAC SODIQUE OPIH ENFANTS 25 mg, suppositoire	OPIH FRANCE	3436442	3400934364426	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 10 suppositoire(s)
62949313	DICLOFENAC SODIQUE RPG 100 mg, suppositoire	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407417	3400934074172	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 10 suppositoire(s)
65610179	DICLOFENAC SODIQUE RPG 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407386	3400934073861	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66731251	DICLOFENAC SODIQUE RPG 75 mg/3 ml, solution injectable (IM) en ampoule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407446	3400934074462	2 ampoule(s) en verre de 3 ml
60550365	DICLOFENAC SODIQUE RPG ENFANT 25 mg, suppositoire	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407400	3400934074004	plaque(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 10 suppositoire(s)
69207994	DICLOFENAC SODIQUE ZYMA 1 %, gel en flacon pressurisé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3593147	3400935931474	1 flacon(s) pressurisé(s) polyéthylène aluminium de 50 ml
64497629	DICLOFENAC TEVA 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	TEVA CLASSICS	3513674	3400935136749	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67436923	DICLOFENAC TEVA 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	TEVA CLASSICS	3513680	3400935136800	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69786477	DICLOFENAC TEVA 50 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant	TEVA CLASSICS	3491547	3400934915475	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67482372	DICODIN L.P. 60 mg, comprimé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3316726	3400933167264	tube(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
67482372	DICODIN L.P. 60 mg, comprimé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3368462	3400933684624	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
67482372	DICODIN L.P. 60 mg, comprimé à libération prolongée	MUNDIPHARMA	3368479	3400933684792	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63619119	DICYNONE 250 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3030898	3400930308981	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62904574	DICYNONE 250 mg/2 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3030881	3400930308813	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
62904574	DICYNONE 250 mg/2 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5513313	3400955133131	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
65312567	DICYNONE 500 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3030906	3400930309063	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61792268	DIDRONEL 200 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3243588	3400932435883	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
61792268	DIDRONEL 200 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3290659	3400932906598	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
61792268	DIDRONEL 200 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3450985	3400934509858	plaque(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC aluminium de 60 comprimé(s)
61792268	DIDRONEL 200 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3454078	3400934540783	plaque(s) thermoformée(s) PVDC PVC polyéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
63193801	DIDRONEL 400 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3330620	3400933306205	plaque(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
62455371	DIERGOSPRAY 4 mg/ml, solution pour pulvérisation nasale	NOVARTIS PHARMA	3473822	3400934738227	1 flacon(s) en verre brun de 1 ml avec dispositif pulvérisateur (PULVADOZ) polypropylène
69718483	DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3437631	3400934376313	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63066469	DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel	GALDERMA INTERNATIONAL	3378874	3400933788742	1 tube(s) polyéthylène de 30 g
64305274	DIFFERINE 0,1 POUR CENT, solution pour application locale	GALDERMA INTERNATIONAL	3352389	3400933523893	1 flacon(s) en verre de 30 ml - avec applicateur - polypropylène
64305274	DIFFERINE 0,1 POUR CENT, solution pour application locale	GALDERMA INTERNATIONAL	3352395	3400933523954	1 flacon(s) en verre de 60 ml - avec applicateur - polypropylène
60875266	DIFFU K, gélule	UCB PHARMA	3268016	3400932680160	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
60875266	DIFFU K, gélule	UCB PHARMA	3268022	3400932680221	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 gélule(s)
60875266	DIFFU K, gélule	UCB PHARMA	3268039	3400932680399	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 gélule(s)
60875266	DIFFU K, gélule	UCB PHARMA	3268045	3400932680450	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60875266	DIFFU K, gélule	UCB PHARMA	3290599	3400932905997	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s)
60875266	DIFFU K, gélule	UCB PHARMA	5546100	3400955461005	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 gélule(s)
60875266	DIFFU K, gélule	UCB PHARMA	5566597	3400955665977	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
69783762	DIFRAREL 100 mg, comprimé enrobé	LEURQUIN MEDIOLANUM	3031171	3400930311714	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
69783762	DIFRAREL 100 mg, comprimé enrobé	LEURQUIN MEDIOLANUM	3445530	3400934455308	plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 80 comprimé(s)
60349711	DIFRAREL E, comprimé enrobé	LEURQUIN MEDIOLANUM	3031159	3400930311592	2 plaque(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60349711	DIFRAREL E, comprimé enrobé	LEURQUIN MEDIOLANUM	3770106	3400937701068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
62127143	DIFTAVAX adulte, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé, suspension injectable (IM,SC), en flacon multidose	SANOFI PASTEUR	3414618	3400934146183	1 flacon(s) en verre de 5 ml
62127143	DIFTAVAX adulte, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé, suspension injectable (IM,SC), en flacon multidose	SANOFI PASTEUR	3414624	3400934146244	10 flacon(s) en verre de 5 ml
62127143	DIFTAVAX adulte, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé, suspension injectable (IM,SC), en flacon multidose	SANOFI PASTEUR	3414630	3400934146305	1 flacon(s) en verre de 10 ml
62127143	DIFTAVAX adulte, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé, suspension injectable (IM,SC), en flacon multidose	SANOFI PASTEUR	3414647	3400934146473	10 flacon(s) en verre de 10 ml
60449213	DIFTAVAX suspension injectable en seringue préremplie, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3414593	3400934145933	1 seringue(s) pré-remplie(s) en verre de 0,5 ml
60449213	DIFTAVAX suspension injectable en seringue préremplie, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3414601	3400934146015	10 seringue(s) pré-remplie(s) en verre de 0,5 ml
63978823	DIFTAVAX, suspension injectable en unidose, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3414570	3400934145704	1 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
63978823	DIFTAVAX, suspension injectable en unidose, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3414587	3400934145872	5 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
63978823	DIFTAVAX, suspension injectable en unidose, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3484777	3400934847776	10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
67004881	DIGACID 150 mg, granulés effervescents en sachet	PAUCOURT	3357547	3400933575472	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,5 g
67004881	DIGACID 150 mg, granulés effervescents en sachet	PAUCOURT	3424812	3400934248122	28 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1,5 g
67004881	DIGACID 150 mg, granulés effervescents en sachet	PAUCOURT	3432728	3400934327285	20 sachet(s) polyéthylène papier aluminium de 1,5 g
67004881	DIGACID 150 mg, granulés effervescents en sachet	PAUCOURT	3433395	3400934333958	42 sachet(s) polyéthylène papier aluminium de 1,5 g
62425887	DIGACID 150 mg/10 ml, solution buvable en flacon	PAUCOURT	3310132	3400933101329	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec mesurette(s) graduée(s) polypropylène
69690183	DIGAOL 0,25 POUR CENT (1 mg/0,4 ml), collyre en récipient unidose	IOLTECH	3393170	3400933931704	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
69690183	DIGAOL 0,25 POUR CENT (1 mg/0,4 ml), collyre en récipient unidose	IOLTECH	3417166	3400934171666	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
61740111	DIGAOL 0,25 POUR CENT, collyre	IOLTECH	3353526	3400933535261	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
65134965	DIGAOL 0,50 POUR CENT (2 mg/0,4 ml), collyre en récipient unidose	IOLTECH	3393187	3400933931872	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65134965	DIGAOL 0,50 POUR CENT (2 mg/0,4 ml), collyre en récipient unidose	IOLTECH	3417143	3400934171437	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65339991	DIGAOL 0,50 POUR CENT, collyre	IOLTECH	3353503	3400933535032	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
63067592	DIGEDRYL, comprimé effervescent	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3154666	3400931546665	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
66979663	DIGEFIT, plantes pour tisane en sachet-dose	ARKOPHARMA	3524152	3400935241528	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2,3 g
63433253	DIGESTAL 500 mg, solution buvable en ampoule	MEDIFLOR	3289277	3400932892778	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
62829545	DIGESTIVAL, comprimé pelliculé	PLANTES ET MEDECINES	3031231	3400930312315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64875986	DIGESTOBOL, comprimé à croquer ou à sucer	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3189788	3400931897880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
64875986	DIGESTOBOL, comprimé à croquer ou à sucer	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3189794	3400931897941	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60784674	DIGESTODORON, liquide	WELEDA	3031254	3400930312544	1 flacon(s) de 30 ml
61779947	DIGIDOT 80 mg, poudre pour solution pour perfusion	ROCHE	5634057	3400956340576	6 flacon(s) en verre
61779947	DIGIDOT 80 mg, poudre pour solution pour perfusion	ROCHE	5634063	3400956340637	1 flacon(s) en verre
62123643	DIGITALINE NATIVELLE 0,1 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3031337	3400930313374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
67252439	DIGITALINE NATIVELLE 1 mg/ml, solution buvable en gouttes	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3031343	3400930313435	1 flacon(s) en verre de 10 ml - avec mesurette graduée
67681303	DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3031372	3400930313725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67681303	DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3346609	3400933466091	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67681303	DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	5530257	3400955302575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 700 comprimé(s)
61917063	DIGOXINE NATIVELLE 5 microgrammes/0,1 ml, solution buvable, gouttes	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3116341	3400931163411	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec seringue(s) doseuse(s)
65458013	DIGOXINE NATIVELLE ADULTES 0,50 mg/2 ml, solution injectable IV	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3031389	3400930313893	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
65458013	DIGOXINE NATIVELLE ADULTES 0,50 mg/2 ml, solution injectable IV	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	5530234	3400955302346	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
61266026	DIGOXINE NATIVELLE PEDIATRIQUE 0,050 mg/1 ml, solution injectable	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3234655	3400932346554	6 ampoule(s) de 1 ml
66303560	DI-HYDAN 100 mg, comprimé sécable	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3030303	3400930303030	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
63666649	DIHYDROERGOTAMINE GNR, solution buvable	SANDOZ	3394583	3400933945831	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67798908	DIHYDROERGOTAMINE MONAL 1 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3371866	3400933718664	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
67798908	DIHYDROERGOTAMINE MONAL 1 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3371872	3400933718725	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
63221752	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 1 mg/ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3643827	3400936438279	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
63221752	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 1 mg/ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3643833	3400936438330	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
63221752	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 1 mg/ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3643856	3400936438569	2 ampoule(s) en verre avec seringue(s) polypropylène avec aiguille(s) acier de 1 ml
62058327	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 2 mg/ml, solution buvable	NOVARTIS PHARMA	3643862	3400936438620	1 flacon(s) en verre brun avec mesurette(s) graduée(s) polystyrène polyéthylène de 50 ml
69554906	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 3 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3643810	3400936438101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69554906	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 3 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3646317	3400936463172	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
66636173	DIHYDROERGOTAMINE ZAMBON, solution buvable en gouttes	ZAMBON FRANCE	3219727	3400932197279	flacon(s) de 50 ml avec compte-gouttes
62436200	DILANTIN 250 mg/5 ml, solution injectable	PFIZER	5605535	3400956055357	10 flacon(s) en verre de 5 ml
62436200	DILANTIN 250 mg/5 ml, solution injectable	PFIZER	5605541	3400956055418	25 flacon(s) en verre de 5 ml
61848891	DILATRANE 1 POUR CENT, sirop	SERP	3031780	3400930317808	1 flacon(s) PVC de 200 ml avec cuillère-mesure polypropylène de 5 ml
64447761	DILATRANE 100 mg, gélule à libération prolongée	SERP	3031774	3400930317747	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
62481804	DILATRANE 200 mg, gélule à libération prolongée	SERP	3031768	3400930317686	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
65265758	DILATRANE 300 mg A ACTION PROLONGEE, gélule à libération prolongée	SERP	3278799	3400932787999	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
63087164	DILATRANE 350 mg, suppositoire	SERP	3031797	3400930317976	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 5 suppositoire(s)
68957644	DILATRANE 50 mg A ACTION PROLONGEE, gélule à libération prolongée	SERP	3278782	3400932787821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
62026094	DILAUDID 2 mg/ml, solution injectable	KNOLL (ALLEMAGNE)	3515503	3400935155030	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
62026094	DILAUDID 2 mg/ml, solution injectable	KNOLL (ALLEMAGNE)	5616450	3400956164509	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
66755601	DILRENE 60 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	3441897	3400934418976	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
66755601	DILRENE 60 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	3441905	3400934419058	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
66755601	DILRENE 60 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	3441911	3400934419119	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
68883635	DILRENE L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379862	3400933798628	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
68883635	DILRENE L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379879	3400933798796	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68883635	DILRENE L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379885	3400933798857	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
68883635	DILRENE L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379891	3400933798918	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
60259833	DILRENE L.P. 180 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379767	3400933797676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60259833	DILRENE L.P. 180 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379773	3400933797737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60259833	DILRENE L.P. 180 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379796	3400933797966	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
60259833	DILRENE L.P. 180 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379804	3400933798048	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
62417794	DILRENE L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3319914	3400933199142	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
62417794	DILRENE L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3720539	3400937205399	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
66138621	DILRENE L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379810	3400933798109	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
66138621	DILRENE L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379827	3400933798277	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66138621	DILRENE L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379833	3400933798338	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
66138621	DILRENE L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3379856	3400933798567	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
65609294	DILTIAZEM BIOGALENIQUE 60 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERICQUES	3496065	3400934960659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60463871	DILTIAZEM BIOGARAN 60 mg, comprimé	BIOGARAN	3489214	3400934892141	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60463871	DILTIAZEM BIOGARAN 60 mg, comprimé	BIOGARAN	5612647	3400956126477	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
65361009	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3425869	3400934258695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
65361009	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3425875	3400934258756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
65361009	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3425881	3400934258817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
65361009	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3475784	3400934757846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
67828454	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3425817	3400934258176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67828454	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3425823	3400934258237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
67828454	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3425846	3400934258466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
67828454	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3475778	3400934757785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
68649319	DILTIAZEM BIOGARAN LP 300 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3538970	3400935389701	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
68649319	DILTIAZEM BIOGARAN LP 300 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3540524	3400935405241	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68649319	DILTIAZEM BIOGARAN LP 300 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3540530	3400935405302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
67609713	DILTIAZEM EG L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3426231	3400934262319	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
67609713	DILTIAZEM EG L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3426248	3400934262487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
67609713	DILTIAZEM EG L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3426254	3400934262548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
67609713	DILTIAZEM EG L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3426260	3400934262609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
67574098	DILTIAZEM EG L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3540731	3400935407313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
67574098	DILTIAZEM EG L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3541417	3400935414175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67574098	DILTIAZEM EG L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3541423	3400935414236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
67574098	DILTIAZEM EG L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768078	3400937680783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
68089055	DILTIAZEM EG L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3426194	3400934261947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
68089055	DILTIAZEM EG L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3426202	3400934262029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
68089055	DILTIAZEM EG L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3426219	3400934262197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68089055	DILTIAZEM EG L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3426225	3400934262258	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
62591649	DILTIAZEM G GAM LP 300 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3538941	3400935389411	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
62591649	DILTIAZEM G GAM LP 300 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3538958	3400935389589	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62591649	DILTIAZEM G GAM LP 300 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3538964	3400935389640	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
62591649	DILTIAZEM G GAM LP 300 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3731572	3400937315722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
65565798	DILTIAZEM IVAX 60 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3421400	3400934214004	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65565798	DILTIAZEM IVAX 60 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3597501	3400935975010	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65565798	DILTIAZEM IVAX 60 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3736747	3400937367479	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69201945	DILTIAZEM IVAX L P 180 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3400987	3400934009877	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69201945	DILTIAZEM IVAX L P 180 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3400993	3400934009938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69201945	DILTIAZEM IVAX L P 180 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3401001	3400934010019	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69201945	DILTIAZEM IVAX L P 180 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3401018	3400934010187	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69523768	DILTIAZEM IVAX L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3417456	3400934174568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
69523768	DILTIAZEM IVAX L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3604069	3400936040694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
69523768	DILTIAZEM IVAX L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3736374	3400937363747	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 84 gélule(s)
69523768	DILTIAZEM IVAX L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3736380	3400937363808	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 gélule(s)
69523768	DILTIAZEM IVAX L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	5600147	3400956001477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 gélule(s)
63628449	DILTIAZEM IVAX LP 120 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3400958	3400934009587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63628449	DILTIAZEM IVAX LP 120 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3400964	3400934009648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
63628449	DILTIAZEM IVAX LP 120 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3400970	3400934009709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63628449	DILTIAZEM IVAX LP 120 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3604075	3400936040755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
63628449	DILTIAZEM IVAX LP 120 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3736411	3400937364119	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
63628449	DILTIAZEM IVAX LP 120 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3736428	3400937364287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
61726663	DILTIAZEM IVAX LP 90 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3400912	3400934009129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61726663	DILTIAZEM IVAX LP 90 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3400929	3400934009297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
61726663	DILTIAZEM IVAX LP 90 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3400935	3400934009358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
61726663	DILTIAZEM IVAX LP 90 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3604081	3400936040816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61726663	DILTIAZEM IVAX LP 90 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3736397	3400937363976	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
61726663	DILTIAZEM IVAX LP 90 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3736405	3400937364058	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
63283572	DILTIAZEM MERCK L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3405080	3400934050800	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
63283572	DILTIAZEM MERCK L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3405105	3400934051050	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
63283572	DILTIAZEM MERCK L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3405111	3400934051111	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63283572	DILTIAZEM MERCK L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3459549	3400934595493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61607157	DILTIAZEM MERCK L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3417410	3400934174100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61607157	DILTIAZEM MERCK L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3459555	3400934595554	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61607157	DILTIAZEM MERCK L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3773381	3400937733816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
61607157	DILTIAZEM MERCK L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5600130	3400956001309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
63204984	DILTIAZEM MERCK L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3405045	3400934050459	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
63204984	DILTIAZEM MERCK L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3405068	3400934050688	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
63204984	DILTIAZEM MERCK L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3405074	3400934050749	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63204984	DILTIAZEM MERCK L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3459532	3400934595325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
64710301	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3425970	3400934259708	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
64710301	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3425987	3400934259876	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
64710301	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3425993	3400934259937	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 56 gélule(s)
64710301	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3426001	3400934260018	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 60 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
66601496	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3425935	3400934259357	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
66601496	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3425941	3400934259418	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
66601496	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3425958	3400934259586	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
66601496	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3425964	3400934259647	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
60102974	DILTIAZEM RPG 60 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3348123	3400933481230	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60102974	DILTIAZEM RPG 60 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3348146	3400933481469	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68329810	DILTIAZEM RPG LP 120 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400438	3400934004384	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
68329810	DILTIAZEM RPG LP 120 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400444	3400934004445	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68329810	DILTIAZEM RPG LP 120 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400450	3400934004506	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
68329810	DILTIAZEM RPG LP 120 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400467	3400934004674	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69219498	DILTIAZEM RPG LP 300 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3541475	3400935414755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69219498	DILTIAZEM RPG LP 300 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3541481	3400935414816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69219498	DILTIAZEM RPG LP 300 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3541498	3400935414984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
69219498	DILTIAZEM RPG LP 300 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3737706	3400937377065	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
69937185	DILTIAZEM RPG LP 90 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400355	3400934003554	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69937185	DILTIAZEM RPG LP 90 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400361	3400934003615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69937185	DILTIAZEM RPG LP 90 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400378	3400934003783	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69937185	DILTIAZEM RPG LP 90 mg, gélule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400384	3400934003844	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63590703	DILTIAZEM SANDOZ 60 mg, comprimé	SANDOZ	3415109	3400934151095	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63590703	DILTIAZEM SANDOZ 60 mg, comprimé	SANDOZ	3659722	3400936597228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62236089	DILTIAZEM SANDOZ LP 120 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689284	3400936892842	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
62236089	DILTIAZEM SANDOZ LP 120 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689290	3400936892903	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
62236089	DILTIAZEM SANDOZ LP 120 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689309	3400936893092	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62236089	DILTIAZEM SANDOZ LP 120 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689315	3400936893153	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
66553119	DILTIAZEM SANDOZ LP 300 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3544083	3400935440839	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
66553119	DILTIAZEM SANDOZ LP 300 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3544114	3400935441140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
66553119	DILTIAZEM SANDOZ LP 300 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689433	3400936894334	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
66553119	DILTIAZEM SANDOZ LP 300 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3729210	3400937292108	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62285346	DILTIAZEM SANDOZ LP 90 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689321	3400936893214	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
62285346	DILTIAZEM SANDOZ LP 90 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689338	3400936893382	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
62285346	DILTIAZEM SANDOZ LP 90 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689344	3400936893443	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
62285346	DILTIAZEM SANDOZ LP 90 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3689350	3400936893504	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
68622585	DILTIAZEM TEVA 60 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3348092	3400933480929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68622585	DILTIAZEM TEVA 60 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3615995	3400936159952	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64159780	DILTIAZEM TEVA L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3401320	3400934013201	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
64159780	DILTIAZEM TEVA L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3401337	3400934013379	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
64159780	DILTIAZEM TEVA L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3401343	3400934013430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
64159780	DILTIAZEM TEVA L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3614665	3400936146655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
60877057	DILTIAZEM TEVA L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3401277	3400934012778	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60877057	DILTIAZEM TEVA L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3401283	3400934012839	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s)
60877057	DILTIAZEM TEVA L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3401308	3400934013089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60877057	DILTIAZEM TEVA L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3614659	3400936146594	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
68238848	DILTIAZEM TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3541452	3400935414526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68238848	DILTIAZEM TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3541469	3400935414694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
68238848	DILTIAZEM TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3616003	3400936160033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
68238848	DILTIAZEM TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3728788	3400937287883	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
68238848	DILTIAZEM TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3728794	3400937287944	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62276169	DILTIAZEM WINTHROP L.P. 120 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3773079	3400937730792	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
62276169	DILTIAZEM WINTHROP L.P. 120 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5702089	3400957020897	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 comprimé(s)
65898774	DILTIAZEM WINTHROP L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3773027	3400937730273	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
65898774	DILTIAZEM WINTHROP L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5702072	3400957020729	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 comprimé(s)
68216937	DILTIAZEM ZYDUS 60 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3549790	3400935497901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68216937	DILTIAZEM ZYDUS 60 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3549809	3400935498090	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63607152	DILTIAZEM ZYDUS LP 120 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425711	3400934257117	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
63607152	DILTIAZEM ZYDUS LP 120 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425728	3400934257285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
63607152	DILTIAZEM ZYDUS LP 120 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425734	3400934257346	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
63607152	DILTIAZEM ZYDUS LP 120 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425740	3400934257407	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
66757883	DILTIAZEM ZYDUS LP 180 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425757	3400934257575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
66757883	DILTIAZEM ZYDUS LP 180 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425763	3400934257636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
66757883	DILTIAZEM ZYDUS LP 180 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425786	3400934257865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
66757883	DILTIAZEM ZYDUS LP 180 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425792	3400934257926	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
67175359	DILTIAZEM ZYDUS LP 300 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3540547	3400935405470	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
67175359	DILTIAZEM ZYDUS LP 300 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3540553	3400935405531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67175359	DILTIAZEM ZYDUS LP 300 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3540576	3400935405760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
67175359	DILTIAZEM ZYDUS LP 300 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3712480	3400937124805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62184144	DILTIAZEM ZYDUS LP 90 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425674	3400934256745	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62184144	DILTIAZEM ZYDUS LP 90 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425680	3400934256806	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
62184144	DILTIAZEM ZYDUS LP 90 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425697	3400934256974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
62184144	DILTIAZEM ZYDUS LP 90 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3425705	3400934257056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
65026434	DILUANT H.S.A. 0,03 POUR CENT DES STALLERGENES , solution injectable	STALLERGENES	3251984	3400932519842	5 flacon(s) en verre de 4,5 ml
65026434	DILUANT H.S.A. 0,03 POUR CENT DES STALLERGENES , solution injectable	STALLERGENES	3272302	3400932723027	5 flacon(s) en verre de 9 ml
66101174	DILUANT PHYSIOLOGIQUE PHENOLE à 4 pour MILLE, solution injectable	STALLERGENES	3066376	3400930663769	5 flacon(s) de 4,5 ml
66101174	DILUANT PHYSIOLOGIQUE PHENOLE à 4 pour MILLE, solution injectable	STALLERGENES	3066382	3400930663820	5 flacon(s) de 9 ml
66101174	DILUANT PHYSIOLOGIQUE PHENOLE à 4 pour MILLE, solution injectable	STALLERGENES	3159356	3400931593560	50 flacon(s) en verre de 4,5 ml
66101174	DILUANT PHYSIOLOGIQUE PHENOLE à 4 pour MILLE, solution injectable	STALLERGENES	3159362	3400931593621	50 flacon(s) en verre de 9 ml
64336960	DILUANT POUR ALLERGENES, soluté injectable	DOME HOLLISTER STIER - DHS	3226130	3400932261307	1 flacon(s) en verre de 4,5 ml
64336960	DILUANT POUR ALLERGENES, soluté injectable	DOME HOLLISTER STIER - DHS	3226147	3400932261475	1 flacon(s) en verre de 9 ml
61448363	DIMEGAN 0,04 POUR CENT, sirop	DEXO	3031923	3400930319239	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 2,5 ml et 5 ml
68950468	DIMEGAN 10 mg/1 ml, solution injectable	DEXO	3031892	3400930318928	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
65446071	DIMEGAN 10 mg/1 ml, solution injectable SC en seringue préremplie	DEXO	3150622	3400931506225	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s)
64914072	DIMEGAN 12 mg, gélule	DEXO	3031900	3400930319000	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
69499096	DIMEGAN 4 mg, comprimé	DEXO	3031917	3400930319178	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
64757991	DIMETANE ADULTES, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3180770	3400931807704	1 flacon(s) en verre de 200 ml
64757991	DIMETANE ADULTES, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3309844	3400933098445	1 flacon(s) en verre de 300 ml
64757991	DIMETANE ADULTES, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3453481	3400934534812	1 flacon(s) PVC de 200 ml
64757991	DIMETANE ADULTES, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3453498	3400934534980	1 flacon(s) PVC de 300 ml
63734395	DIMETANE EXPECTORANT ENFANTS, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3243306	3400932433063	1 flacon(s) de 125 ml
68516653	DIMETANE SANS SUCRE 133 mg/100 ml, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3623865	3400936238657	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68516653	DIMETANE SANS SUCRE 133 mg/100 ml, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3626651	3400936266513	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62232518	DIMETANE SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée au cyclamate de sodium	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3378928	3400933789282	1 flacon(s) PVC de 200 ml
62232518	DIMETANE SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée au cyclamate de sodium	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3378934	3400933789343	1 flacon(s) PVC de 300 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
62232518	DIMETANE SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée au cyclamate de sodium	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3454919	3400934549199	1 flacon(s) PETP (copolymère de polytéraphtha.d'éthylè.glycol et de diéthylè.glycol) de 200 ml
62232518	DIMETANE SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée au cyclamate de sodium	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3454925	3400934549250	1 flacon(s) PETP (copolymère de polytéraphtha.d'éthylè.glycol et de diéthylè.glycol) de 300 ml
60781436	DIMOTAPP EXPECTORANT 5 POUR CENT ADULTES, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3371323	3400933713232	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
60781436	DIMOTAPP EXPECTORANT 5 POUR CENT ADULTES, sirop	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3477576	3400934775765	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
63555111	DINACODE ADULTES, sirop	TRADIPHAR	3032029	3400930320297	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 180 ml
62283459	DINACODE ADULTES, suppositoire	TRADIPHAR	3032035	3400930320358	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 8 suppositoire(s)
64183742	DINACODE ENFANTS, sirop	TRADIPHAR	3031998	3400930319987	1 flacon(s) de 125 ml en verre jaune(brun) avec 2 cuillères-mesure polystyrène
65449822	DINACODE NOURRISSONS, sirop	TRADIPHAR	3415960	3400934159602	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml
62663276	DINACODE NOURRISSONS, suppositoire	TRADIPHAR	3032012	3400930320129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 8 suppositoire(s)
68820898	DINACODE, crème	TRADIPHAR	3031981	3400930319819	1 tube(s) aluminium de 35 g
65256271	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443181	3400934431814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
65256271	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443198	3400934431982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
65256271	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443206	3400934432064	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
65256271	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443212	3400934432125	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
65256271	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443229	3400934432293	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
65923028	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443235	3400934432354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
65923028	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443241	3400934432415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
65923028	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443258	3400934432583	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
65923028	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443264	3400934432644	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
65923028	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443270	3400934432705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
63554358	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3439185	3400934391859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
63554358	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3439191	3400934391910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
63554358	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3439216	3400934392160	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
63554358	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3439222	3400934392221	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
63554358	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3439239	3400934392399	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
69235997	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443287	3400934432873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
69235997	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443293	3400934432934	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
69235997	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443301	3400934433016	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
69235997	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443318	3400934433184	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
69235997	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3443324	3400934433245	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
62466364	DINITRATE D'ISOSORBIDE RPG 5 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407245	3400934072451	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68595298	DINITRATE D'ISOSORBIDE RPG L.P. 40 mg, comprimé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407297	3400934072970	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65316195	DINITRATE D'ISOSORBIDE RPG L.P. 60 mg, comprimé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407305	3400934073052	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60975633	DINITRATE D'ISOSORBIDE RPG LP 20 mg, comprimé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407280	3400934072802	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69097350	DINITRATE D'ISOSORBIDE WINTHROP L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3443123	3400934431234	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
69097350	DINITRATE D'ISOSORBIDE WINTHROP L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3443146	3400934431463	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
69097350	DINITRATE D'ISOSORBIDE WINTHROP L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3443152	3400934431524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 gélule(s)
69097350	DINITRATE D'ISOSORBIDE WINTHROP L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3443169	3400934431692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
69097350	DINITRATE D'ISOSORBIDE WINTHROP L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3443175	3400934431753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
60377340	DIO 300 mg, comprimé	SCIENCEX	3335592	3400933355920	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
60377340	DIO 300 mg, comprimé	SCIENCEX	3335818	3400933358181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60377340	DIO 300 mg, comprimé	SCIENCEX	3335824	3400933358242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60377340	DIO 300 mg, comprimé	SCIENCEX	3415581	3400934155819	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63039408	DIO 600 mg, comprimé dispersible	SCIENCEX	3562537	3400935625373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63039408	DIO 600 mg, comprimé dispersible	SCIENCEX	3638588	3400936385887	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66881023	DIOALGO, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3534972	3400935349729	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66881023	DIOALGO, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5624461	3400956244614	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
60473634	DIOPARINE 150 000 U.I. POUR CENT, collyre en solution	EUROPHTA	3032207	3400930322079	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
63901969	DIOSMIL 300 mg, comprimé pelliculé	COOPER	3296283	3400932962839	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63901969	DIOSMIL 300 mg, comprimé pelliculé	COOPER	3296308	3400932963089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63901969	DIOSMIL 300 mg, comprimé pelliculé	COOPER	3298075	3400932980758	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
68594246	DIOSMIL, comprimé enrobé	COOPER	3238966	3400932389667	plaquette(s) thermoformée(s) de 30 comprimé(s)
68594246	DIOSMIL, comprimé enrobé	COOPER	3252357	3400932523573	plaquette(s) thermoformée(s) de 60 comprimé(s)
68594246	DIOSMIL, comprimé enrobé	COOPER	5544147	3400955441472	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 comprimé(s)
65474658	DIOSMINE ARROW 300 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3576982	3400935769824	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65474658	DIOSMINE ARROW 300 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3576999	3400935769992	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65474658	DIOSMINE ARROW 300 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5633796	3400956337965	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68938811	DIOSMINE ARROW 600 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3576976	3400935769763	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68938811	DIOSMINE ARROW 600 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5633773	3400956337736	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63542797	DIOSMINE BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3561785	3400935617859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63542797	DIOSMINE BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3561791	3400935617910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69941714	DIOSMINE BIOGARAN 600 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3561816	3400935618160	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66081202	DIOSMINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3561727	3400935617279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66081202	DIOSMINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3561733	3400935617330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69823317	DIOSMINE EG 600 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3559239	3400935592392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60736850	DIOSMINE EG 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3581865	3400935818652	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2,4 g
66699775	DIOSMINE G GAM 300 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3562709	3400935627094	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66699775	DIOSMINE G GAM 300 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3562715	3400935627155	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64906766	DIOSMINE G GAM 600 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3562690	3400935626905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62892264	DIOSMINE HEXAL SANTE 300 mg, comprimé	G GAM	3571430	3400935714305	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62892264	DIOSMINE HEXAL SANTE 300 mg, comprimé	G GAM	3571447	3400935714473	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64425487	DIOSMINE HEXAL SANTE 300 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3641946	3400936419469	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64425487	DIOSMINE HEXAL SANTE 300 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3645950	3400936459502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
64709847	DIOSMINE INNOTHERA 600 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3412513	3400934125133	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
64709847	DIOSMINE INNOTHERA 600 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3412536	3400934125362	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65440339	DIOSMINE INNOTHERA 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	INNOTHERA	3633183	3400936331839	15 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5 g
65440339	DIOSMINE INNOTHERA 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	INNOTHERA	3633208	3400936332089	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5 g
68552699	DIOSMINE IVAX 300 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3619556	3400936195561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68552699	DIOSMINE IVAX 300 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3619562	3400936195622	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69051214	DIOSMINE IVAX 600 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3631095	3400936310957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69918288	DIOSMINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3583290	3400935832900	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69918288	DIOSMINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3583309	3400935833099	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68526925	DIOSMINE MERCK 600 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3491151	3400934911514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68526925	DIOSMINE MERCK 600 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3604804	3400936048041	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64045677	DIOSMINE MERCK 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3581871	3400935818713	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2,4 g
61567652	DIOSMINE MERCK GENERIQUES 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3656356	3400936563568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61567652	DIOSMINE MERCK GENERIQUES 300 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3656362	3400936563629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67946965	DIOSMINE MERCK GENERIQUES 600 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3641395	3400936413955	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64981676	DIOSMINE QUALIMED 600 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3583315	3400935833150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63346389	DIOSMINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3563784	3400935637840	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63346389	DIOSMINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3563790	3400935637901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67246799	DIOSMINE RATIO 300 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602337	3400936023376	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67246799	DIOSMINE RATIO 300 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602343	3400936023437	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66656731	DIOSMINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3378779	3400933787790	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
66656731	DIOSMINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3378785	3400933787851	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66656731	DIOSMINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3378791	3400933787912	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66656731	DIOSMINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3378816	3400933788162	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67926592	DIOSMINE RATIOPHARM 600 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3603466	3400936034662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61400525	DIOSMINE RPG 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407452	3400934074523	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60056815	DIOSMINE RPG 600 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3563778	3400935637789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61174745	DIOSMINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3561839	3400935618399	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
61174745	DIOSMINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3681928	3400936819283	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68642787	DIOSMINE SANDOZ 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3571453	3400935714534	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3 g
66156605	DIOSMINE SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3681940	3400936819405	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66156605	DIOSMINE SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3705379	3400937053792	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
66156605	DIOSMINE SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3705385	3400937053853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63191775	DIOSMINE SANDOZ CONSEIL 600 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3766524	3400937665247	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67954691	DIOSMINE STRAGEN FRANCE 600 mg, comprimé	STRAGEN FRANCE	3701683	3400937016834	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
67954691	DIOSMINE STRAGEN FRANCE 600 mg, comprimé	STRAGEN FRANCE	3701708	3400937017084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67954691	DIOSMINE STRAGEN FRANCE 600 mg, comprimé	STRAGEN FRANCE	5674074	3400956740741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
62626477	DIOSMINE TEVA 300 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3616055	3400936160552	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62626477	DIOSMINE TEVA 300 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3616061	3400936160613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
68241207	DIOSMINE TEVA 600 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3616078	3400936160781	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68395753	DIOSMINE ZYDUS 300 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3561756	3400935617569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68395753	DIOSMINE ZYDUS 300 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3561762	3400935617620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62941028	DIOSMINE ZYDUS 600 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3561779	3400935617798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63478729	DIOVENOR 150 mg, comprimé	INNOTHERA	3214925	3400932149254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63478729	DIOVENOR 150 mg, comprimé	INNOTHERA	5534195	3400955341956	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
66478595	DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3293497	3400932934973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
66478595	DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3357369	3400933573690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66478595	DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3425326	3400934253263	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66478595	DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	5592301	3400955923015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
67899960	DIOVENOR 600 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3372682	3400933726829	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
67899960	DIOVENOR 600 mg, comprimé pelliculé	INNOTHERA	3372699	3400933726997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60445204	DIOVENOR 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	INNOTHERA	3480644	3400934806445	15 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5 g
60445204	DIOVENOR 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	INNOTHERA	3480650	3400934806506	30 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier aluminium de 5 g
63634128	DIPENTUM 250 mg, gélule	UCB PHARMA	3330407	3400933304072	1 flacon(s) polyéthylène de 100 gélule(s)
64457645	DIPENTUM 500 mg, comprimé	UCB PHARMA	3394028	3400933940287	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
64457645	DIPENTUM 500 mg, comprimé	UCB PHARMA	3394034	3400933940348	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
67704314	DIPEPTIVEN, solution à diluer pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3442508	3400934425080	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67704314	DIPEPTIVEN, solution à diluer pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3442514	3400934425141	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67704314	DIPEPTIVEN, solution à diluer pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3442520	3400934425202	1 flacon(s) en verre de 250 ml
61959183	DIPHAR 75 mg, comprimé enrobé	DAKOTA PHARM	3355235	3400933552350	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61959183	DIPHAR 75 mg, comprimé enrobé	DAKOTA PHARM	3355241	3400933552411	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65673959	DIPINEX 0,1 POUR CENT, collyre	SANTEN OY	3430037	3400934300370	flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
69537173	DIPIPERON 40 mg, comprimé sécable	JANSSSEN CILAG	3032319	3400930323199	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69537173	DIPIPERON 40 mg, comprimé sécable	JANSSSEN CILAG	5532931	3400955329312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 comprimé(s)
64210075	DIPIPERON 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	JANSSSEN CILAG	3130045	3400931300458	1 flacon(s) polyéthylène de 30 ml - avec compte-gouttes
64210075	DIPIPERON 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	JANSSSEN CILAG	5532948	3400955329480	1 flacon(s) polyéthylène de 195 ml - avec compte-gouttes
64210075	DIPIPERON 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	JANSSSEN CILAG	5605995	3400956059959	4 flacon(s) polyéthylène de 195 ml - avec compte-gouttes

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69838290	DIPOROS 400 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3373345	3400933733452	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67739404	DIPRIVAN 1 g/100 ml, émulsion injectable (IV) en flacon	ASTRAZENECA	5569029	3400955690290	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60633124	DIPRIVAN 2 %, émulsion injectable	ASTRAZENECA	5636122	3400956361229	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62010414	DIPRIVAN 2 %, émulsion injectable en seringue pré-remplie	ASTRAZENECA	5636116	3400956361168	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 50 ml avec aiguille(s)
63899308	DIPRIVAN 200 mg/20 ml, émulsion injectable (IV) en ampoule	ASTRAZENECA	5555837	3400955558378	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
68365393	DIPRIVAN 500 mg/50 ml, émulsion injectable (IV) en flacon	ASTRAZENECA	5569012	3400955690122	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60616445	DIPRIVAN 500 mg/50 ml, émulsion injectable en seringue pré - remplie	ASTRAZENECA	5597770	3400955977704	1 seringue(s) pré-remplie(s) en verre de 50 ml
69428640	DIPROLENE 0,05 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3375580	3400933755805	1 tube(s) aluminium de 15 g
69428640	DIPROLENE 0,05 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3375597	3400933755973	1 tube(s) aluminium de 30 g
69428640	DIPROLENE 0,05 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3375605	3400933756055	1 tube(s) aluminium de 50 g
69428640	DIPROLENE 0,05 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3375611	3400933756116	1 tube(s) aluminium de 100 g
69337589	DIPROLENE 0,050 POUR CENT, pommade dans du propylène glycol	SCHERING PLOUGH	3275803	3400932758036	1 tube(s) aluminium de 10 g
69337589	DIPROLENE 0,050 POUR CENT, pommade dans du propylène glycol	SCHERING PLOUGH	3275826	3400932758265	1 tube(s) aluminium de 15 g
69337589	DIPROLENE 0,050 POUR CENT, pommade dans du propylène glycol	SCHERING PLOUGH	3275832	3400932758326	1 tube(s) aluminium de 30 g
69337589	DIPROLENE 0,050 POUR CENT, pommade dans du propylène glycol	SCHERING PLOUGH	3275849	3400932758494	1 tube(s) aluminium de 50 g
69337589	DIPROLENE 0,050 POUR CENT, pommade dans du propylène glycol	SCHERING PLOUGH	3275855	3400932758555	1 tube(s) aluminium de 100 g
69577641	DIPROPIONATE DE BECLOMETASONE LEMOINE 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation buccale en flacon pressurisé	LEMOINE	3388654	3400933886547	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 100 dose(s) avec valve doseuse
69577641	DIPROPIONATE DE BECLOMETASONE LEMOINE 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation buccale en flacon pressurisé	LEMOINE	3388660	3400933886608	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 200 dose(s) avec valve doseuse
69577641	DIPROPIONATE DE BECLOMETASONE LEMOINE 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation buccale en flacon pressurisé	LEMOINE	3389808	3400933898083	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 60 dose(s) avec valve doseuse
69577641	DIPROPIONATE DE BECLOMETASONE LEMOINE 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation buccale en flacon pressurisé	LEMOINE	3389814	3400933898144	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 120 dose(s) avec valve doseuse
64435022	DIPROSALIC, lotion	SCHERING PLOUGH	3239902	3400932399024	1 flacon(s) polyéthylène de 15 g
64435022	DIPROSALIC, lotion	SCHERING PLOUGH	3239919	3400932399192	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
64435022	DIPROSALIC, lotion	SCHERING PLOUGH	3239925	3400932399253	1 flacon(s) polyéthylène de 100 g
66707065	DIPROSALIC, pommade	SCHERING PLOUGH	3217591	3400932175918	1 tube(s) de 15 g
66707065	DIPROSALIC, pommade	SCHERING PLOUGH	3217616	3400932176168	1 tube(s) de 50 g
66707065	DIPROSALIC, pommade	SCHERING PLOUGH	3217622	3400932176229	1 tube(s) de 100 g
66707065	DIPROSALIC, pommade	SCHERING PLOUGH	3230924	3400932309245	1 tube(s) de 30 g
62104447	DIPROSEPT, crème	SCHERING PLOUGH	3225308	3400932253081	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
62104447	DIPROSEPT, crème	SCHERING PLOUGH	3225314	3400932253142	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
62104447	DIPROSEPT, crème	SCHERING PLOUGH	3225320	3400932253203	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
64224630	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3273543	3400932735433	1 tube(s) aluminium de 15 g
64224630	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3275766	3400932757664	1 tube(s) aluminium de 30 g
64224630	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3275772	3400932757725	1 tube(s) aluminium de 60 g
64224630	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3275789	3400932757893	1 tube(s) aluminium de 100 g
64224630	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3281637	3400932816378	1 tube(s) aluminium de 50 g
65147507	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3273508	3400932735082	1 tube(s) aluminium de 15 g
65147507	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3273514	3400932735143	1 tube(s) aluminium de 30 g
65147507	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3273520	3400932735204	1 tube(s) aluminium de 60 g
65147507	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3273537	3400932735372	1 tube(s) aluminium de 100 g
65147507	DIPROSONE 0,025 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3281620	3400932816200	1 tube(s) aluminium de 50 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61938997	DIPROSONE 0,05 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3143208	3400931432081	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
61938997	DIPROSONE 0,05 POUR CENT, crème	SCHERING PLOUGH	3230901	3400932309016	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63923727	DIPROSONE 0,05 POUR CENT, lotion	SCHERING PLOUGH	3198422	3400931984221	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 g avec applicateur
63923727	DIPROSONE 0,05 POUR CENT, lotion	SCHERING PLOUGH	3198439	3400931984399	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 g avec applicateur
66132216	DIPROSONE 0,05 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3143131	3400931431312	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
66132216	DIPROSONE 0,05 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3230829	3400932308293	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
61337498	DIPROSONE NEOMYCINE, pommade	SCHERING PLOUGH	3143177	3400931431770	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
61337498	DIPROSONE NEOMYCINE, pommade	SCHERING PLOUGH	3230918	3400932309184	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
68163833	DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie	SCHERING PLOUGH	3200509	3400932005093	1 seringue(s) préremplie(s) de 1 ml en verre avec aiguille(s)
65500099	DISALGYL, crème	MONIN CHANTEAUD	3032383	3400930323830	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
65500099	DISALGYL, crème	MONIN CHANTEAUD	3416244	3400934162442	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
65407143	DISCASE 10 000 U, lyophilisat pour usage parentéral	ABBOTT FRANCE	5548398	3400955483984	1 flacon(s)
62855216	DISCASE 6.000 U, lyophilisat pour usage parentéral	ABBOTT FRANCE	5552572	3400955525721	1 flacon(s) de 6000 UI
60703590	DISCOTRINE 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	3M SANTE	3324878	3400933248789	10 sachet(s) aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
60703590	DISCOTRINE 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	3M SANTE	3324884	3400933248840	30 sachet(s) aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
69012567	DISCOTRINE 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	3M SANTE	3395654	3400933956547	30 sachet(s) aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
69012567	DISCOTRINE 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	3M SANTE	3395737	3400933957377	10 sachet(s) aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
61307284	DISCOTRINE 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	3M SANTE	3324855	3400933248550	10 sachet(s) aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
61307284	DISCOTRINE 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	3M SANTE	3324861	3400933248611	30 sachet(s) aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
69364561	DISOPYRAMIDE RPG 100 mg, gélule	AVENTIS	3429519	3400934295195	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
69364561	DISOPYRAMIDE RPG 100 mg, gélule	AVENTIS	3429525	3400934295256	1 flacon(s) en verre de 40 gélule(s)
62387461	DISOPYRAMIDE RPG L.P. 250 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	AVENTIS	3429531	3400934295317	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
61205062	DISPROL ENFANTS 120 mg, comprimé effervescent	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ROYAUME-UNI)	3330502	3400933305024	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
63288683	DISPROL ENFANTS, suspension buvable en flacon	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ROYAUME-UNI)	3330519	3400933305192	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml
63288683	DISPROL ENFANTS, suspension buvable en flacon	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ROYAUME-UNI)	3330525	3400933305253	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
68140293	DISQUES CORICIDES POUR CORS, emplâtre adhésif	SSL HEALTHCARE FRANCE	3256390	3400932563906	boîte(s) de 8 emplâtre(s) adhésifs avec disque(s) protecteur(s)
66378755	DISQUES CORICIDES POUR DURILLONS, emplâtre adhésif	SSL HEALTHCARE FRANCE	3256409	3400932564095	1 boîte(s) de 4 emplâtre(s) adhésifs avec disque(s) protecteur(s)
68503645	DISQUES CORICIDES POUR OEIL DE PERDRIX, emplâtre adhésif	SSL HEALTHCARE FRANCE	3256415	3400932564156	boîte(s) de 8 emplâtre(s) adhésifs avec disque(s) protecteur(s)
61266581	DISSOLVUROL 0,25 POUR CENT, solution buvable en gouttes	DISSOLVUROL	3032437	3400930324370	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène polystyrène de 45 ml
68600838	DISTILBENE 1 mg, comprimé enrobé	GERDA	3213682	3400932136827	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 13 comprimé(s)
67654911	DISULONE, comprimé sécable	AVENTIS	3032561	3400930325612	1 boîte(s) aluminium verni de 100 comprimé(s)
67654911	DISULONE, comprimé sécable	AVENTIS	5501675	3400955016755	1 boîte(s) aluminium verni de 1000 comprimé(s)
68737139	DITHIOL 1 g/100 g NOURRISSONS, sirop	GALEPHAR	3453357	3400934533570	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml avec cuillère-mesure polypropylène de 5 ml
67507587	DITHIOL ADULTES, sirop	GALEPHAR	3032621	3400930326213	1 flacon(s) en verre de 180 ml
65284826	DITHIOL ENFANTS, sirop	GALEPHAR	3032638	3400930326381	1 flacon(s) en verre de 180 ml avec cuillère-mesure polypropylène
60645692	DITROPAN 3 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3495769	3400934957697	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
60645692	DITROPAN 3 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3495775	3400934957758	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60645692	DITROPAN 3 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5623036	3400956230365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
69224470	DITROPAN 5 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3273075	3400932730759	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69224470	DITROPAN 5 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5585554	3400955855545	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 150 comprimé(s)
69224470	DITROPAN 5 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5604607	3400956046072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium pré-découpée(s) de 60 comprimé(s)
69224470	DITROPAN 5 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5638546	3400956385461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63789872	DIURESANE, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3293936	3400932939367	1 sachet(s) papier de 130 g ou 1 sac(s) thermosoudé polypropylène de 130 g
60040597	DIURESIL, solution buvable, gouttes	ARKOPHARMA	3359807	3400933598075	1 flacon(s) en verre coloré compte-gouttes (incorporé) de 50 ml
66006694	DIURITEX, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3358446	3400933584467	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66006694	DIURITEX, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3358452	3400933584528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63439886	DIVANE 200 mg, comprimé enrobé	PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE (PCF)	3326736	3400933267360	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
68085224	DIVARIUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3601125	3400936011250	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
68085224	DIVARIUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3601131	3400936011311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68085224	DIVARIUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3607955	3400936079557	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68085224	DIVARIUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	3607961	3400936079618	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68085224	DIVARIUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	5642720	3400956427208	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
68085224	DIVARIUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	CHIESI	5642737	3400956427376	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 56 comprimé(s)
61444482	DIVINA, comprimé	ORION CORPORATION	3344355	3400933443559	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 10 comprimé(s) bleus et 11 comprimé(s) blancs
61444482	DIVINA, comprimé	ORION CORPORATION	3344361	3400933443610	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 10 comprimé(s) bleus et 11 comprimé(s) blancs
69096907	DIVISEQ, comprimé	ORION CORPORATION	3576255	3400935762559	uette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 9 comprimés blancs, 12 comprimés bleus et 7 comprimés roses
69096907	DIVISEQ, comprimé	ORION CORPORATION	3576261	3400935762610	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 9 comprimés blancs, 12 comprimés bleus et 7 comprimés roses
67191819	DOBUTAMINE AGUETTANT 250 mg, lyophilisat pour usage parentéral (IV)	AGUETTANT	5592643	3400955926436	1 flacon(s) en verre
67191819	DOBUTAMINE AGUETTANT 250 mg, lyophilisat pour usage parentéral (IV)	AGUETTANT	5598924	3400955989240	5 flacon(s) en verre
67191819	DOBUTAMINE AGUETTANT 250 mg, lyophilisat pour usage parentéral (IV)	AGUETTANT	5598930	3400955989301	10 flacon(s) en verre
62259675	DOBUTAMINE AGUETTANT 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	5701598	3400957015985	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
62259675	DOBUTAMINE AGUETTANT 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	5701606	3400957016067	20 ampoule(s) en verre de 20 ml
62259675	DOBUTAMINE AGUETTANT 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	AGUETTANT	5701612	3400957016128	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
69513514	DOBUTAMINE DAKOTA PHARM 250 mg, lyophilisat pour usage parentéral (IV)	DAKOTA PHARM	5590213	3400955902133	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65346288	DOBUTAMINE DAKOTA PHARM 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5624372	3400956243723	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
65346288	DOBUTAMINE DAKOTA PHARM 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5624389	3400956243891	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
65346288	DOBUTAMINE DAKOTA PHARM 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	DAKOTA PHARM	5624395	3400956243952	10 ampoule(s) en verre de 20 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60936057	DOBUTAMINE FAULDING 250 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5629576	3400956295760	10 flacon(s) en verre de 20 ml
65317411	DOBUTAMINE GENTHON 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	GENTHON (PAYS BAS)	5606954	3400956069545	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
65317411	DOBUTAMINE GENTHON 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	GENTHON (PAYS BAS)	5606960	3400956069606	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
65317411	DOBUTAMINE GENTHON 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	GENTHON (PAYS BAS)	5606977	3400956069774	20 ampoule(s) en verre de 20 ml
67411592	DOBUTAMINE HOSPIRA 250 mg/20 ml, solution pour perfusion	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5610849	3400956108497	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67411592	DOBUTAMINE HOSPIRA 250 mg/20 ml, solution pour perfusion	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5610855	3400956108558	10 flacon(s) en verre de 20 ml
63149018	DOBUTAMINE MERCK 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5624403	3400956244034	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
63149018	DOBUTAMINE MERCK 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5624426	3400956244263	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
63149018	DOBUTAMINE MERCK 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5624432	3400956244324	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
67932816	DOBUTAMINE MERCK, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5593743	3400955937432	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
67932816	DOBUTAMINE MERCK, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5593766	3400955937661	5 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
69010986	DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	PANPHARMA	5626098	3400956260980	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
69010986	DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	PANPHARMA	5626106	3400956261062	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
69010986	DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	PANPHARMA	5626112	3400956261123	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
69010986	DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	PANPHARMA	5633135	3400956331352	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69010986	DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	PANPHARMA	5633141	3400956331413	5 flacon(s) en verre de 20 ml
69010986	DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	PANPHARMA	5633158	3400956331581	10 flacon(s) en verre de 20 ml
62294772	DOBUTAMINE QUALIMED 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	QUALIMED (LYON)	5642134	3400956421343	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
62294772	DOBUTAMINE QUALIMED 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	QUALIMED (LYON)	5642140	3400956421404	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
62294772	DOBUTAMINE QUALIMED 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	QUALIMED (LYON)	5642157	3400956421572	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
66288464	DOBUTAMINE SILCAR 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion	PANPHARMA	5633477	3400956334773	10 flacon(s) en verre de 20 ml
63465824	DOBUTREX 250 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion	LILLY FRANCE	5564463	3400955644637	10 flacon(s) en verre de 20 ml
63967481	DOCTRIL 200 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3400533	3400934005336	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
63967481	DOCTRIL 200 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3400556	3400934005565	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
63967481	DOCTRIL 200 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3400562	3400934005626	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63967481	DOCTRIL 200 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3415693	3400934156939	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62597431	DODECAVIT 0,5 mg/ml, solution injectable IM	SERB	3169828	3400931698289	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
64285722	DOGMATIL 0,5 g/100 ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium	SANOFI AVENTIS FRANCE	3032905	3400930329054	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
64285722	DOGMATIL 0,5 g/100 ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium	SANOFI AVENTIS FRANCE	5503148	3400955031482	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
63211765	DOGMATIL 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3032874	3400930328743	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
63211765	DOGMATIL 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	SANOFI AVENTIS FRANCE	5501273	3400955012733	60 ampoule(s) en verre de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67208161	DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3032880	3400930328804	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
67208161	DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3263289	3400932632893	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67208161	DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3263295	3400932632954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67208161	DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3263303	3400932633036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67208161	DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5501296	3400955012962	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
67208161	DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5566999	3400955669999	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
62344129	DOGMATIL 50 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3032897	3400930328972	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62344129	DOGMATIL 50 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220274	3400932202744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
62344129	DOGMATIL 50 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3266833	3400932668335	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
62344129	DOGMATIL 50 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3267293	3400932672936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
62344129	DOGMATIL 50 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5501267	3400955012672	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 300 gélule(s)
63381842	DOGMATIL SANS SUCRE 0,5 g/100 ml, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique (formule exportation)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220564	3400932205646	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
61932357	DOLAL, solution pour application cutanée	BIOCODEX	3118512	3400931185123	1 flacon(s) en verre de 20 g avec tampon applicateur
61932357	DOLAL, solution pour application cutanée	BIOCODEX	3280313	3400932803132	1 flacon(s) en verre de 50 g avec tampon applicateur
60643905	DOLANTAL 50 mg, gélule	NORDIC PHARMA	3610466	3400936104662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60643905	DOLANTAL 50 mg, gélule	NORDIC PHARMA	3610472	3400936104723	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
69125223	DOLCIDIUM 100 mg, suppositoire	SMB	3273460	3400932734603	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 10 suppositoire(s)
65459229	DOLCIDIUM 50 mg, suppositoire	GALEPHAR	3273454	3400932734542	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 10 suppositoire(s)
62181212	DOLEAN pH 8 500 mg, comprimé gastro-résistant	3M SANTE	3163955	3400931639558	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62181212	DOLEAN pH 8 500 mg, comprimé gastro-résistant	3M SANTE	3163961	3400931639619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3455557	3400934555572	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 2 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3455563	3400934555633	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 4 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3455586	3400934555862	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 6 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3455592	3400934555923	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 12 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3476938	3400934769382	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3476944	3400934769443	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3478268	3400934782688	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 4 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3478274	3400934782749	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3478682	3400934786822	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
66764109	DOLFLASH 500 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3478699	3400934786990	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
66306567	DOLGIT 5 POUR CENT, crème	MERCK LIPHA SANTE	3288562	3400932885626	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
60897679	DOLGIT 5 POUR CENT, gel pour application locale	MERCK LIPHA SANTE	3367971	3400933679712	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
65089833	DOLI RHUME, comprimé	THERAPLIX	3412559	3400934125591	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
60956572	DOLIDERMIL, comprimé sublingual	BOIRON	3544798	3400935447982	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
68998071	DOLIDON 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3376697	3400933766979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
68998071	DOLIDON 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3376705	3400933767051	1 flacon(s) en verre brun de 16 comprimé(s)
63073232	DOLIFEBRIL, comprimé sublingual	BOIRON	3564855	3400935648556	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69191757	DOLIFLORINE, plantes pour tisane en sachet dose	DIETETIQUE ET SANTE	3246948	3400932469482	50 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,75 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69191757	DOLIFLORINE, plantes pour tisane en sachet dose	DIETETIQUE ET SANTE	3336143	3400933361433	30 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,75 g
69191757	DOLIFLORINE, plantes pour tisane en sachet dose	DIETETIQUE ET SANTE	3443985	3400934439858	20 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,75 g
69191757	DOLIFLORINE, plantes pour tisane en sachet dose	DIETETIQUE ET SANTE	3443991	3400934439919	25 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,75 g
64793681	DOLIPRANE 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499827	3400934998270	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,54 g
64793681	DOLIPRANE 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499833	3400934998331	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,54 g
64793681	DOLIPRANE 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499856	3400934998560	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,54 g
64793681	DOLIPRANE 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5619661	3400956196616	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,54 g
66057393	DOLIPRANE 100 mg, suppositoire sécable	THERAPLIX	3480911	3400934809118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
66057393	DOLIPRANE 100 mg, suppositoire sécable	THERAPLIX	3480928	3400934809286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
66057393	DOLIPRANE 100 mg, suppositoire sécable	THERAPLIX	3480934	3400934809347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 suppositoire(s)
66057393	DOLIPRANE 100 mg, suppositoire sécable	THERAPLIX	5611145	3400956111459	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
60234100	DOLIPRANE 1000 mg, comprimé	THERAPLIX	3595583	3400935955838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
60234100	DOLIPRANE 1000 mg, comprimé	THERAPLIX	5636955	3400956369553	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66567738	DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent sécable	THERAPLIX	3529422	3400935294227	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
66567738	DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent sécable	THERAPLIX	5632986	3400956329861	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 54 comprimé(s)
66567738	DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent sécable	THERAPLIX	5632992	3400956329922	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
61681702	DOLIPRANE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3624698	3400936246980	8 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,4 g
61681702	DOLIPRANE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5649685	3400956496853	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,4 g
63712395	DOLIPRANE 125 mg, poudre orale en sachet	THERAPLIX	3244783	3400932447831	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 0,675 g
65103838	DOLIPRANE 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499862	3400934998621	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,81 g
65103838	DOLIPRANE 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499879	3400934998799	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,81 g
65103838	DOLIPRANE 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499885	3400934998850	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,81 g
65103838	DOLIPRANE 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5619678	3400956196784	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,81 g
60310861	DOLIPRANE 150 mg, suppositoire	THERAPLIX	3480940	3400934809408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
60310861	DOLIPRANE 150 mg, suppositoire	THERAPLIX	3480957	3400934809576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
60310861	DOLIPRANE 150 mg, suppositoire	THERAPLIX	3480963	3400934809637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 suppositoire(s)
60310861	DOLIPRANE 150 mg, suppositoire	THERAPLIX	5611151	3400956111510	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
66477582	DOLIPRANE 2,4 POUR CENT SANS SUCRE, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol	THERAPLIX	3461546	3400934615467	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec mesurette graduée polyéthylène
68794211	DOLIPRANE 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499891	3400934998911	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,08 g
68794211	DOLIPRANE 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499916	3400934999161	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,08 g
68794211	DOLIPRANE 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499922	3400934999222	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,08 g
68794211	DOLIPRANE 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5619684	3400956196845	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,08 g
64361369	DOLIPRANE 200 mg, suppositoire	THERAPLIX	3480986	3400934809866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
64361369	DOLIPRANE 200 mg, suppositoire	THERAPLIX	3480992	3400934809927	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
64361369	DOLIPRANE 200 mg, suppositoire	THERAPLIX	3481000	3400934810008	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 suppositoire(s)
64361369	DOLIPRANE 200 mg, suppositoire	THERAPLIX	5611168	3400956111688	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
69002078	DOLIPRANE 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499939	3400934999390	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,62 g
69002078	DOLIPRANE 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499945	3400934999451	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,62 g
69002078	DOLIPRANE 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3499951	3400934999512	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,62 g
69002078	DOLIPRANE 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5619690	3400956196906	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,62 g
67210479	DOLIPRANE 300 mg, suppositoire	THERAPLIX	3481017	3400934810176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
67210479	DOLIPRANE 300 mg, suppositoire	THERAPLIX	3481023	3400934810237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
67210479	DOLIPRANE 300 mg, suppositoire	THERAPLIX	3481046	3400934810466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 suppositoire(s)
67210479	DOLIPRANE 300 mg, suppositoire	THERAPLIX	5611174	3400956111749	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
61783123	DOLIPRANE 50 mg NOURRISSONS, poudre orale en sachet	THERAPLIX	3244777	3400932447770	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 0,27 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63368332	DOLIPRANE 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3032992	3400930329924	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63368332	DOLIPRANE 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3218165	3400932181650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
63368332	DOLIPRANE 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3232018	3400932320189	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
63368332	DOLIPRANE 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3232024	3400932320240	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63368332	DOLIPRANE 500 mg, comprimé	THERAPLIX	5547335	3400955473350	10 plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium polyéthylène de 10 comprimé(s)
65196753	DOLIPRANE 500 mg, comprimé effervescent	THERAPLIX	3291877	3400932918775	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
61933092	DOLIPRANE 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3527860	3400935278609	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
61933092	DOLIPRANE 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3527877	3400935278777	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 4 comprimé(s)
61933092	DOLIPRANE 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3527883	3400935278838	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
61933092	DOLIPRANE 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3527908	3400935279088	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
61933092	DOLIPRANE 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3527914	3400935279149	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61933092	DOLIPRANE 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3527920	3400935279200	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
61933092	DOLIPRANE 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3527937	3400935279378	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
67119691	DOLIPRANE 500 mg, gélule	THERAPLIX	3450749	3400934507496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 6 gélule(s)
67119691	DOLIPRANE 500 mg, gélule	THERAPLIX	3450755	3400934507557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 8 gélule(s)
67119691	DOLIPRANE 500 mg, gélule	THERAPLIX	3450761	3400934507618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 gélule(s)
67119691	DOLIPRANE 500 mg, gélule	THERAPLIX	3450778	3400934507786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 gélule(s)
67119691	DOLIPRANE 500 mg, gélule	THERAPLIX	5608255	3400956082551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 gélule(s)
67119691	DOLIPRANE 500 mg, gélule	THERAPLIX	5608261	3400956082612	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 gélule(s)
66731536	DOLIPRANE 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3233153	3400932331536	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 2,7 g
67488731	DOLIPRANE ADULTES 1000 mg, suppositoire	THERAPLIX	3304746	3400933047467	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
69636399	DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg, comprimé effervescent	SANOFI AVENTIS OTC	3575089	3400935750891	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
69636399	DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg, comprimé effervescent	SANOFI AVENTIS OTC	3607607	3400936076075	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
69636399	DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg, comprimé effervescent	SANOFI AVENTIS OTC	3766501	3400937665018	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
62142412	DOLIPRO 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3524962	3400935249623	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,54 g
62142412	DOLIPRO 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3524979	3400935249791	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,54 g
62142412	DOLIPRO 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3524985	3400935249852	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,54 g
62142412	DOLIPRO 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5617596	3400956175963	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,54 g
61139961	DOLIPRO 100 mg, suppositoire sécable	THERAPLIX	3534601	3400935346018	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
61139961	DOLIPRO 100 mg, suppositoire sécable	THERAPLIX	3534618	3400935346186	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
61139961	DOLIPRO 100 mg, suppositoire sécable	THERAPLIX	3534624	3400935346247	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 suppositoire(s)
61139961	DOLIPRO 100 mg, suppositoire sécable	THERAPLIX	5624343	3400956243433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
62909621	DOLIPRO 1000 mg, comprimé	THERAPLIX	3624675	3400936246751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
62909621	DOLIPRO 1000 mg, comprimé	THERAPLIX	5649627	3400956496273	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64606306	DOLIPRO 1000 mg, comprimé effervescent sécable	SANOFI AVENTIS OTC	3529439	3400935294395	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
64606306	DOLIPRO 1000 mg, comprimé effervescent sécable	SANOFI AVENTIS OTC	5631828	3400956318285	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 54 comprimé(s)
64606306	DOLIPRO 1000 mg, comprimé effervescent sécable	SANOFI AVENTIS OTC	5631834	3400956318346	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
63290944	DOLIPRO 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3524991	3400935249913	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,81 g
63290944	DOLIPRO 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3525016	3400935250162	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,81 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63290944	DOLIPRO 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3525022	3400935250223	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,81 g
63290944	DOLIPRO 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5617604	3400956176045	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 0,81 g
61759275	DOLIPRO 150 mg, suppositoire	THERAPLIX	3534630	3400935346308	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
61759275	DOLIPRO 150 mg, suppositoire	THERAPLIX	3534647	3400935346476	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
61759275	DOLIPRO 150 mg, suppositoire	THERAPLIX	3534653	3400935346537	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 suppositoire(s)
61759275	DOLIPRO 150 mg, suppositoire	THERAPLIX	5624366	3400956243662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
66799722	DOLIPRO 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3525039	3400935250391	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,08 g
66799722	DOLIPRO 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3525045	3400935250452	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,08 g
66799722	DOLIPRO 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3525051	3400935250513	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,08 g
66799722	DOLIPRO 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5617610	3400956176106	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,08 g
63914614	DOLIPRO 200 mg, suppositoire	THERAPLIX	3533033	3400935330338	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
63914614	DOLIPRO 200 mg, suppositoire	THERAPLIX	3534363	3400935343635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
63914614	DOLIPRO 200 mg, suppositoire	THERAPLIX	3534386	3400935343864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 suppositoire(s)
63914614	DOLIPRO 200 mg, suppositoire	THERAPLIX	5622249	3400956222490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
63216869	DOLIPRO 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3525068	3400935250681	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,62 g
63216869	DOLIPRO 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3525074	3400935250742	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,62 g
63216869	DOLIPRO 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3525080	3400935250803	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,62 g
63216869	DOLIPRO 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	5617627	3400956176274	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,62 g
60523763	DOLIPRO 300 mg, suppositoire	THERAPLIX	3534392	3400935343925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
60523763	DOLIPRO 300 mg, suppositoire	THERAPLIX	3534400	3400935344007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
60523763	DOLIPRO 300 mg, suppositoire	THERAPLIX	3534417	3400935344175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 24 suppositoire(s)
60523763	DOLIPRO 300 mg, suppositoire	THERAPLIX	5622255	3400956222551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
64500406	DOLIPRO 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3450790	3400934507908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
64500406	DOLIPRO 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3450809	3400934508097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 comprimé(s)
64500406	DOLIPRO 500 mg, comprimé	THERAPLIX	3450815	3400934508158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
64500406	DOLIPRO 500 mg, comprimé	THERAPLIX	5608278	3400956082780	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
61481420	DOLIPRO 500 mg, comprimé effervescent	THERAPLIX	3518370	3400935183705	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61481420	DOLIPRO 500 mg, comprimé effervescent	THERAPLIX	3518387	3400935183873	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
65418862	DOLIPRO 500 mg, gélule	THERAPLIX	3512858	3400935128584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
65418862	DOLIPRO 500 mg, gélule	THERAPLIX	3512864	3400935128645	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 gélule(s)
65418862	DOLIPRO 500 mg, gélule	THERAPLIX	3512870	3400935128706	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
65418862	DOLIPRO 500 mg, gélule	THERAPLIX	3512887	3400935128874	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
65418862	DOLIPRO 500 mg, gélule	THERAPLIX	3525252	3400935252524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 gélule(s)
65418862	DOLIPRO 500 mg, gélule	THERAPLIX	5617739	3400956177394	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
65418862	DOLIPRO 500 mg, gélule	THERAPLIX	5617745	3400956177455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61639678	DOLIPRO 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	THERAPLIX	3512918	3400935129185	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2,7 g
60324195	DOLIPRO ADULTES 1000 mg, suppositoire	THERAPLIX	3537692	3400935376923	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
60154647	DOLIRELAX, comprimé sublingual	BOIRON	3544806	3400935448064	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60028495	DOLIRHUMEPRO, comprimé	SANOFI AVENTIS OTC	3698604	3400936986046	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimés
60711637	DOLISEDAL, comprimé sublingual	BOIRON	3544812	3400935448125	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
68438012	DOLISTAMINE, comprimé sublingual	BOIRON	3544835	3400935448354	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67747372	DOLITABS 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3521159	3400935211590	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
67747372	DOLITABS 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3521165	3400935211651	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 4 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67747372	DOLITABS 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3521171	3400935211712	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
67747372	DOLITABS 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3521188	3400935211880	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
67747372	DOLITABS 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3521194	3400935211941	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67747372	DOLITABS 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3521202	3400935212023	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
67747372	DOLITABS 500 mg, comprimé orodispersible	THERAPLIX	3521219	3400935212191	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
66842091	DOLITRAVEL, comprimé sublingual	BOIRON	3564795	3400935647955	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61162305	DOLKO 1 g, comprimé sécable	THERABEL LUCIEN PHARMA	3624669	3400936246690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
68691955	DOLKO 500 mg, comprimé sécable	THERABEL LUCIEN PHARMA	3338811	3400933388119	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
66813008	DOLKO 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet	THERABEL LUCIEN PHARMA	3308483	3400933084837	12 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,75 g
63019537	DOLKO 60 mg/2 ml, solution buvable en flacon	THERABEL LUCIEN PHARMA	3338194	3400933381943	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène basse densité (PEBD) polystyrène
64069913	DOLKO ENFANTS 170 mg, suppositoire	THERABEL LUCIEN PHARMA	3304829	3400933048297	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 suppositoire(s)
67165774	DOLKO NOURRISSONS 80 mg, suppositoire	THERABEL LUCIEN PHARMA	3304835	3400933048358	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 suppositoire(s)
65456343	DOLOBIS, comprimé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3227477	3400932274772	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65456343	DOLOBIS, comprimé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3231355	3400932313556	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60508430	DOLODENT, solution gingivale	GILBERT	3033075	3400930330753	1 flacon(s) en verre brun de 20 g
60508430	DOLODENT, solution gingivale	GILBERT	3427035	3400934270352	1 flacon(s) en verre brun de 36 g
61934867	DOLODERM 30 POUR CENT, crème	COOPER	3033081	3400930330814	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 35 g
61934867	DOLODERM 30 POUR CENT, crème	COOPER	3283530	3400932835300	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 80 g
61934867	DOLODERM 30 POUR CENT, crème	COOPER	3322046	3400933220464	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 60 g
66646801	DOLOGYNE, gélule	ARKOPHARMA	3395022	3400933950224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66923650	DOLONAC 3 POUR CENT, gel pour application locale	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3327931	3400933279318	1 tube(s) aluminium de 50 g
66923650	DOLONAC 3 POUR CENT, gel pour application locale	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3327948	3400933279486	1 tube(s) aluminium de 60 g
61342940	DOLOSAL 100 mg/2 ml, solution injectable	AVENTIS	3033201	3400930332016	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
61342940	DOLOSAL 100 mg/2 ml, solution injectable	AVENTIS	5501698	3400955016984	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
65502068	DOLOTEC 500 mg, comprimé sécable	INNOTECH INTERNATIONAL	3107572	3400931075721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
65502068	DOLOTEC 500 mg, comprimé sécable	INNOTECH INTERNATIONAL	3289567	3400932895670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65502068	DOLOTEC 500 mg, comprimé sécable	INNOTECH INTERNATIONAL	3399681	3400933996819	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
68694307	DOLPAX 125 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406671	3400934066719	6 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 250 mg
68694307	DOLPAX 125 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406688	3400934066887	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 250 mg
65115445	DOLPAX 250 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406694	3400934066948	6 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 500 mg
65115445	DOLPAX 250 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406702	3400934067020	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 500 mg
66288375	DOLPAX 500 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406719	3400934067198	6 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g
66288375	DOLPAX 500 mg, microgranules en sachet	ETHYPHARM	3406725	3400934067259	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g
60799046	DOLPYC, gel	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3416072	3400934160721	1 tube(s) aluminium de 35 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61394816	DOLTAQUE 200 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3647587	3400936475878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60904636	DOMAPEX ADULTES, sirop	SOLVAY PHARMA	3326328	3400933263287	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
60904636	DOMAPEX ADULTES, sirop	SOLVAY PHARMA	3330761	3400933307615	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
65028321	DOMAPEX ENFANTS, sirop	SOLVAY PHARMA	3326334	3400933263348	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
65028321	DOMAPEX ENFANTS, sirop	SOLVAY PHARMA	3330778	3400933307783	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
67931696	DOMETA 5 %, crème	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3639286	3400936392861	1 tube(s) aluminium de 2 g
60908467	DOMISTAN 25 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3033247	3400930332474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
69099821	DOMISTAN A LA VITAMINE F, crème	SERVIER	3033253	3400930332535	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63630635	DOMPERIDONE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3666455	3400936664555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
64930137	DOMPERIDONE ARROW 1 mg/ml, suspension buvable	ARROW GENERIQUES	3641780	3400936417809	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec seringue(s) pour administration orale polystyrène polyéthylène basse densité (PEBD)
68427304	DOMPERIDONE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3632143	3400936321434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68427304	DOMPERIDONE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3632166	3400936321663	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
68427304	DOMPERIDONE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5651506	3400956515066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63394334	DOMPERIDONE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3618031	3400936180314	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
62169256	DOMPERIDONE DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3631327	3400936313279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62169256	DOMPERIDONE DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3631333	3400936313330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62169256	DOMPERIDONE DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3631356	3400936313569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
62169256	DOMPERIDONE DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	5650889	3400956508891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65938724	DOMPERIDONE EG 10 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3621725	3400936217256	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
65938724	DOMPERIDONE EG 10 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5643990	3400956439904	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67423356	DOMPERIDONE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3623693	3400936236936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67423356	DOMPERIDONE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3623701	3400936237018	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
67423356	DOMPERIDONE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3623718	3400936237186	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67423356	DOMPERIDONE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5641206	3400956412068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62226433	DOMPERIDONE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3623635	3400936236356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62226433	DOMPERIDONE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3623641	3400936236417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
62226433	DOMPERIDONE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3623658	3400936236585	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
62226433	DOMPERIDONE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	5649142	3400956491421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68332621	DOMPERIDONE JANSSEN CILAG 10 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3631304	3400936313040	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68332621	DOMPERIDONE JANSSEN CILAG 10 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3631310	3400936313101	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 40 comprimé(s)
66398576	DOMPERIDONE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3623500	3400936235007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66398576	DOMPERIDONE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3623517	3400936235175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
66398576	DOMPERIDONE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3623523	3400936235236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
66398576	DOMPERIDONE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5649107	3400956491070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69885607	DOMPERIDONE MILPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	MILPHARMA	3618048	3400936180482	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69885607	DOMPERIDONE MILPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	MILPHARMA	5648148	3400956481484	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64171124	DOMPERIDONE PIERRE FABRE 20 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3637991	3400936379916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64171124	DOMPERIDONE PIERRE FABRE 20 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3638016	3400936380165	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64171124	DOMPERIDONE PIERRE FABRE 20 mg, comprimé pelliculé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3638022	3400936380226	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65624264	DOMPERIDONE PIERRE FABRE MEDICAMENT 10 mg, comprimé orodispersible	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3745143	3400937451437	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60548282	DOMPERIDONE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3623546	3400936235465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60548282	DOMPERIDONE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3623552	3400936235526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
60548282	DOMPERIDONE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3623569	3400936235694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60548282	DOMPERIDONE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	5649113	3400956491131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65601290	DOMPERIDONE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3626361	3400936263611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65601290	DOMPERIDONE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3626378	3400936263789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
65601290	DOMPERIDONE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3626384	3400936263840	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63230000	DOMPERIDONE RPG 10 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3626875	3400936268753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63230000	DOMPERIDONE RPG 10 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3626881	3400936268814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
60639091	DOMPERIDONE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3626496	3400936264960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60639091	DOMPERIDONE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3626504	3400936265042	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60639091	DOMPERIDONE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3681911	3400936819115	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
60639091	DOMPERIDONE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5643984	3400956439843	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67116396	DOMPERIDONE SUBSTIPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3641509	3400936415096	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67116396	DOMPERIDONE SUBSTIPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3641515	3400936415157	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
67116396	DOMPERIDONE SUBSTIPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3641834	3400936418349	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67116396	DOMPERIDONE SUBSTIPHARM 10 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	5653994	3400956539949	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66585953	DOMPERIDONE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3623664	3400936236646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66585953	DOMPERIDONE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3623670	3400936236707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
66585953	DOMPERIDONE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3623687	3400936236875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
66585953	DOMPERIDONE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5641198	3400956411986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63907947	DOMPERIDONE TORLAN 10 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3641751	3400936417519	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63907947	DOMPERIDONE TORLAN 10 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3641768	3400936417687	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
63907947	DOMPERIDONE TORLAN 10 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3641774	3400936417748	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
63907947	DOMPERIDONE TORLAN 10 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5654060	3400956540600	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62417552	DOMPERIDONE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3623575	3400936235755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62417552	DOMPERIDONE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3623598	3400936235984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
62417552	DOMPERIDONE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3674503	3400936745032	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
62417552	DOMPERIDONE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	5649136	3400956491360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68054595	DOMPERIDONE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3639493	3400936394933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68054595	DOMPERIDONE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3639501	3400936395015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
68054595	DOMPERIDONE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3641840	3400936418400	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
68054595	DOMPERIDONE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	5651788	3400956517886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69365389	DONCEF 500 mg, gélule	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3372564	3400933725648	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 12 gélule(s)
67103299	DONORMYL 15 mg, comprimé effervescent sécable	UPSA CONSEIL	3675201	3400936752016	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62382724	DONORMYL 15 mg, comprimé pelliculé sécable	UPSA CONSEIL	3675193	3400936751934	tube(s) polypropylène polyéthylène de 10 comprimé(s)
64845007	DOPACARD 50 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	ZENEUS PHARMA (ROYAUME-UNI)	5573918	3400955739180	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
61793313	DOPAMINE 200 mg LUCIEN, solution injectable	THERABEL LUCIEN PHARMA	3208095	3400932080953	1 ampoule(s) de 5 ml
61793313	DOPAMINE 200 mg LUCIEN, solution injectable	THERABEL LUCIEN PHARMA	3208103	3400932081035	10 ampoule(s) de 5 ml
61793313	DOPAMINE 200 mg LUCIEN, solution injectable	THERABEL LUCIEN PHARMA	3208126	3400932081264	50 ampoule(s) de 5 ml
61793313	DOPAMINE 200 mg LUCIEN, solution injectable	THERABEL LUCIEN PHARMA	3253440	3400932534401	20 ampoule(s) de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67137821	DOPAMINE 200 PIERRE FABRE 200 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5556920	3400955569206	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
67137821	DOPAMINE 200 PIERRE FABRE 200 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5556937	3400955569374	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
67137821	DOPAMINE 200 PIERRE FABRE 200 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5556943	3400955569435	15 ampoule(s) en verre de 5 ml
67137821	DOPAMINE 200 PIERRE FABRE 200 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5556966	3400955569664	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
66707695	DOPAMINE AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5618118	3400956181186	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
66707695	DOPAMINE AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5623645	3400956236459	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
66707695	DOPAMINE AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5623651	3400956236510	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
65257590	DOPAMINE AGUETTANT 40 mg/ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5618087	3400956180875	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
65257590	DOPAMINE AGUETTANT 40 mg/ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5618093	3400956180936	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
65257590	DOPAMINE AGUETTANT 40 mg/ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	5618101	3400956181018	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
65337467	DOPAMINE MERCK 20 mg/ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5645670	3400956456703	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
65337467	DOPAMINE MERCK 20 mg/ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5645687	3400956456871	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
65337467	DOPAMINE MERCK 20 mg/ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5645693	3400956456932	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
64548283	DOPAMINE MERCK 40 mg /ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5646936	3400956469369	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
64548283	DOPAMINE MERCK 40 mg /ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5646942	3400956469420	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
64548283	DOPAMINE MERCK 40 mg /ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5646959	3400956469598	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
67708864	DOPAMINE MERCK 5 mg /ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5645517	3400956455171	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
67708864	DOPAMINE MERCK 5 mg /ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5645523	3400956455232	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
67708864	DOPAMINE MERCK 5 mg /ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5645546	3400956455461	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
62452592	DOPAMINE NATIVELLE, solution injectable	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3228471	3400932284719	1 ampoule(s) de 5 ml
62452592	DOPAMINE NATIVELLE, solution injectable	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3228488	3400932284887	20 ampoule(s) de 5 ml
62452592	DOPAMINE NATIVELLE, solution injectable	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3228494	3400932284948	50 ampoule(s) de 5 ml
66841445	DOPAMINE PIERRE FABRE 50 mg/10 ml, solution injectable I.V., en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5518285	3400955182856	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
66841445	DOPAMINE PIERRE FABRE 50 mg/10 ml, solution injectable I.V., en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5518291	3400955182917	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
69838778	DOPAMINE RENAUDIN 10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5644995	3400956449958	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
69838778	DOPAMINE RENAUDIN 10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5645003	3400956450039	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
69838778	DOPAMINE RENAUDIN 10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5645026	3400956450268	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
69838778	DOPAMINE RENAUDIN 10 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5645032	3400956450329	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
66896153	DOPAMINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5634471	3400956344710	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
66896153	DOPAMINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5634488	3400956344888	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
66896153	DOPAMINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5634494	3400956344949	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
66896153	DOPAMINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5634502	3400956345021	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
61173262	DOPAMINE RENAUDIN 5 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5645463	3400956454631	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
61173262	DOPAMINE RENAUDIN 5 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5645486	3400956454860	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
61173262	DOPAMINE RENAUDIN 5 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5645492	3400956454921	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
61173262	DOPAMINE RENAUDIN 5 mg/ml, solution pour perfusion	RENAUDIN	5645500	3400956455003	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
66775276	DOPERGINE 0,2 mg, comprimé sécable	SCHERING (FRANCE)	3328451	3400933284510	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
66775276	DOPERGINE 0,2 mg, comprimé sécable	SCHERING (FRANCE)	3328468	3400933284688	1 flacon(s) en verre brun de 120 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69996924	DOPERGINE 0,5 mg, comprimé sécable	SCHERING (FRANCE)	3328439	3400933284398	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
69996924	DOPERGINE 0,5 mg, comprimé sécable	SCHERING (FRANCE)	3328445	3400933284459	1 flacon(s) en verre brun de 120 comprimé(s)
68296666	DOPRAM 2 POUR CENT, solution injectable	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5509524	3400955095248	50 ampoule(s) en verre de 3 ml
68296666	DOPRAM 2 POUR CENT, solution injectable	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5607178	3400956071784	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68296666	DOPRAM 2 POUR CENT, solution injectable	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5607184	3400956071845	2 ampoule(s) en verre de 3 ml
68483160	DOPS, poudre orale	FUCA	3033276	3400930332764	1 sachet(s) kraft / papier sulfurisé de 115 g
66131331	DORCALM, comprimé enrobé	PFIZER	3381652	3400933816520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
66131331	DORCALM, comprimé enrobé	PFIZER	3415701	3400934157011	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
62867909	DORMIPLANT 500 mg, comprimé pelliculé	WILLMAR SCHWABE	3652855	3400936528550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62867909	DORMIPLANT 500 mg, comprimé pelliculé	WILLMAR SCHWABE	3652861	3400936528611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
63614983	DORMIREL, comprimé pelliculé sécable	PLANTES ET MEDECINES	3640094	3400936400948	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64369729	DORZOLAMIDE CHIBRET 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3661417	3400936614178	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,2 ml
64369729	DORZOLAMIDE CHIBRET 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3661423	3400936614239	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,2 ml
64369729	DORZOLAMIDE CHIBRET 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3706172	3400937061728	120 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,2 ml
60980954	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	GIFRER BARBEZAT	3474773	3400934747731	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 50 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3347052	3400933470524	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3347081	3400933470814	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 25 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3347098	3400933470982	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 25 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3355264	3400933552640	8 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3473638	3400934736384	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3473644	3400934736445	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3474750	3400934747502	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3474767	3400934747670	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 45 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3524100	3400935241009	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3524117	3400935241177	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3597458	3400935974587	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3597464	3400935974648	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3597470	3400935974709	40 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	5579619	3400955796190	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 100 ml
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	5583288	3400955832881	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 45 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66675386	DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	5583294	3400955832942	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 100 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3363944	3400933639440	8 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3363967	3400933639679	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3363973	3400933639730	8 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3363996	3400933639969	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3364004	3400933640040	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3364010	3400933640101	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3364027	3400933640279	32 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 15 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3364033	3400933640330	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 45 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3364056	3400933640569	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 100 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3494600	3400934946004	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3597412	3400935974129	10 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3597429	3400935974297	20 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	3597435	3400935974358	40 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	5583242	3400955832423	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 45 ml
67929528	DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose	GIFRER BARBEZAT	5583259	3400955832591	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 100 ml
68733347	DOSSIFIL, solution buvable en ampoule	THERICA	3361342	3400933613426	24 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
69671845	DOSTINEX 0,5 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3404270	3400934042706	1 flacon(s) brun en verre de 4 comprimé(s)
69671845	DOSTINEX 0,5 mg, comprimé	PFIZER HOLDING FRANCE	3404287	3400934042874	1 flacon(s) brun en verre de 8 comprimé(s)
69244971	DOTAREM 0,5 mmol/ml, solution injectable	GUERBET	3317134	3400933171346	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69244971	DOTAREM 0,5 mmol/ml, solution injectable	GUERBET	3317140	3400933171407	1 flacon(s) en verre de 15 ml
69244971	DOTAREM 0,5 mmol/ml, solution injectable	GUERBET	3317157	3400933171575	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69244971	DOTAREM 0,5 mmol/ml, solution injectable	GUERBET	3589542	3400935895424	1 flacon(s) en verre de 5 ml
63078350	DOTAREM 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GUERBET	3384030	3400933840303	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml
63078350	DOTAREM 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GUERBET	3384047	3400933840471	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 20 ml
63078350	DOTAREM 0,5 mmol/ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GUERBET	3589536	3400935895363	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
64081901	DOXIUM 250 mg, comprimé	EUROPHTA	3117286	3400931172864	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s)
60319376	DOXORUBICINE CHLORHYDRATE PIERRE FABRE MEDICAMENT 10 mg, lyophilisat pour usage parentéral	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3359109	3400933591090	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
64170727	DOXORUBICINE CHLORHYDRATE PIERRE FABRE MEDICAMENT 150 mg, lyophilisat pour usage parentéral	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5578956	3400955789567	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
66049375	DOXORUBICINE CHLORHYDRATE PIERRE FABRE MEDICAMENT 20 mg, lyophilisat pour usage parentéral	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3359115	3400933591151	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
69219338	DOXORUBICINE CHLORHYDRATE PIERRE FABRE MEDICAMENT 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3359121	3400933591212	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
63304479	DOXORUBICINE G GAM 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	G GAM	3619326	3400936193260	1 flacon(s) en verre brun de 5 ml
63304479	DOXORUBICINE G GAM 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	G GAM	5648591	3400956485918	5 flacon(s) en verre brun de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68449069	DOXORUBICINE G GAM 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion	G GAM	3619332	3400936193321	1 flacon(s) en verre brun de 25 ml
68449069	DOXORUBICINE G GAM 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion	G GAM	5648616	3400956486168	5 flacon(s) en verre brun de 25 ml
67097412	DOXORUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5700759	3400957007591	flacon(s) en verre de 5 ml
67097412	DOXORUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5700765	3400957007652	flacon(s) en verre de 25 ml
67097412	DOXORUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5700771	3400957007713	flacon(s) en verre de 50 ml
67097412	DOXORUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5700788	3400957007881	flacon(s) en verre de 100 ml
63627532	DOXORUBICINE TEVA 10 mg/5 ml, solution injectable	TEVA CLASSICS	5594866	3400955948667	1 flacon(s) en verre de 5 ml
69864919	DOXORUBICINE TEVA 20 mg/10 ml, solution injectable	TEVA CLASSICS	5594872	3400955948728	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69467732	DOXORUBICINE TEVA 200 mg/100 ml, solution injectable	TEVA CLASSICS	5594895	3400955948957	1 flacon(s) en verre de 100 ml
69833133	DOXORUBICINE TEVA 50 mg/25 ml, solution injectable	TEVA CLASSICS	5594889	3400955948896	1 flacon(s) en verre de 25 ml
61722191	DOXY 100 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3454931	3400934549311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
61722191	DOXY 100 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3454948	3400934549489	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61722191	DOXY 100 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3454954	3400934549540	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
61722191	DOXY 100 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3454960	3400934549601	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61722191	DOXY 100 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3561644	3400935616449	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67061569	DOXY 50 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3454977	3400934549779	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
67061569	DOXY 50 mg, comprimé pelliculé	ELERTE	3454983	3400934549830	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
69519741	DOXYCLINE PLANTIER 100 mg, comprimé enrobé	MEDA PHARMA (FRANCE)	3287433	3400932874330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
69519741	DOXYCLINE PLANTIER 100 mg, comprimé enrobé	MEDA PHARMA (FRANCE)	3522437	3400935224378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
60425625	DOXYCLINE PLANTIER 100 mg, poudre orale en sachet	MEDA PHARMA (FRANCE)	3282571	3400932825714	6 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 2 g
67164569	DOXYCYCLINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3613045	3400936130456	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
67164569	DOXYCYCLINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3613051	3400936130517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
67164569	DOXYCYCLINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3613068	3400936130685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67164569	DOXYCYCLINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5640715	3400956407156	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67943257	DOXYCYCLINE BERAL 100 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3431249	3400934312496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 5 comprimé(s)
67943257	DOXYCYCLINE BERAL 100 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3431255	3400934312557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
65203952	DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3533263	3400935332639	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 5 comprimé(s)
65203952	DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3533286	3400935332868	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 15 comprimé(s)
65203952	DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3597369	3400935973696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
69505948	DOXYCYCLINE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3533292	3400935332929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
69505948	DOXYCYCLINE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3533300	3400935333001	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
69660311	DOXYCYCLINE G GAM 100 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3770810	3400937708104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
69660311	DOXYCYCLINE G GAM 100 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3770827	3400937708272	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
64010295	DOXYCYCLINE MARIE-JOSE PLOTKINE 50 mg, comprimé pelliculé	MARIE JOSE PLOTKINE	3455008	3400934550089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
64010295	DOXYCYCLINE MARIE-JOSE PLOTKINE 50 mg, comprimé pelliculé	MARIE JOSE PLOTKINE	3455014	3400934550140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68133466	DOXYCYCLINE MERCK 100 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3558197	3400935581976	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
68133466	DOXYCYCLINE MERCK 100 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3558205	3400935582058	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
68133466	DOXYCYCLINE MERCK 100 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3558211	3400935582119	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
68133466	DOXYCYCLINE MERCK 100 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3558228	3400935582287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68133466	DOXYCYCLINE MERCK 100 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3558234	3400935582348	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68133466	DOXYCYCLINE MERCK 100 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5627732	3400956277322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65404663	DOXYCYCLINE PFIZER 100 mg, comprimé	PFIZER	3433283	3400934332838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
65404663	DOXYCYCLINE PFIZER 100 mg, comprimé	PFIZER	3433308	3400934333088	1 flacon(s) polyéthylène de 5 comprimé(s)
65404663	DOXYCYCLINE PFIZER 100 mg, comprimé	PFIZER	3433314	3400934333149	1 flacon(s) en verre brun de 5 comprimé(s)
65404663	DOXYCYCLINE PFIZER 100 mg, comprimé	PFIZER	5605050	3400956050505	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65404663	DOXYCYCLINE PFIZER 100 mg, comprimé	PFIZER	5605067	3400956050673	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
65404663	DOXYCYCLINE PFIZER 100 mg, comprimé	PFIZER	5605073	3400956050734	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
60218530	DOXYCYCLINE PROGRAPHARM 100 mg, comprimé	ETHYPHARM	3396599	3400933965990	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
60218530	DOXYCYCLINE PROGRAPHARM 100 mg, comprimé	ETHYPHARM	3396607	3400933966072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
65835457	DOXYCYCLINE PROGRAPHARM 50 mg, comprimé	ETHYPHARM	3396576	3400933965761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
65835457	DOXYCYCLINE PROGRAPHARM 50 mg, comprimé	ETHYPHARM	3396582	3400933965822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65033005	DOXYCYCLINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3565228	3400935652287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
65033005	DOXYCYCLINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3565234	3400935652348	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
61455870	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, capsule molle	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3266023	3400932660230	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 capsule(s)
67900882	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617451	3400936174511	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
67900882	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617468	3400936174689	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
67900882	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617474	3400936174740	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67900882	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617480	3400936174801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67900882	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617497	3400936174979	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 5 comprimé(s)
67900882	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617505	3400936175051	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 15 comprimé(s)
67900882	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617511	3400936175112	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
67900882	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3617528	3400936175280	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
60982364	DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3766613	3400937666138	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
60982364	DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3766636	3400937666367	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
69764160	DOXYGRAM 100 mg, comprimé pelliculé	PHARMA 2000	3536818	3400935368188	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
61533194	DOXYLETS 100 mg, comprimé pelliculé sécable	GALEPHAR	3579354	3400935793546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
61533194	DOXYLETS 100 mg, comprimé pelliculé sécable	GALEPHAR	3579360	3400935793607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
60349519	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable	EXPANSCIENCE	3642236	3400936422360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
60349519	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable	EXPANSCIENCE	3642242	3400936422421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
60349519	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable	EXPANSCIENCE	3642259	3400936422599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60349519	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable	EXPANSCIENCE	3642265	3400936422650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60349519	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable	EXPANSCIENCE	3642271	3400936422711	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 5 comprimé(s)
60349519	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable	EXPANSCIENCE	3642288	3400936422889	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 15 comprimé(s)
60349519	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable	EXPANSCIENCE	3642294	3400936422940	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
60349519	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable	EXPANSCIENCE	3642302	3400936423022	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
63307856	DOXYPALU 100 mg, comprimé	BIORGA	3533441	3400935334411	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
63307856	DOXYPALU 100 mg, comprimé	BIORGA	3533458	3400935334589	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63307856	DOXYPALU 100 mg, comprimé	BIORGA	3562939	3400935629395	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61411863	DOXYPALU 50 mg, comprimé	BIORGA	3533429	3400935334299	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
61411863	DOXYPALU 50 mg, comprimé	BIORGA	3533435	3400935334350	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64996411	DRAGEE LAXATIVE PACHAUT, comprimé enrobé	MEDIFLOR	3411092	3400934110924	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61330596	DRAGEES FUCA, comprimé enrobé	FUCA	3333618	3400933336189	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
61330596	DRAGEES FUCA, comprimé enrobé	FUCA	3333624	3400933336240	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
65871147	DRAGEES VAUBAN, comprimé enrobé à sucer	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3111668	3400931116684	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
63601822	DRAGEES VEGETALES REX, comprimé pelliculé	LEHNING	3090713	3400930907139	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
60660566	DRAINACTIL, solution buvable	H3 (HCUBE) SANTE	3362761	3400933627614	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 60 ml avec pipette(s) graduée(s)
61896982	DRAINOBYL, mélange de granulés effervescents	SODEPHAR	3033477	3400930334775	1 boîte(s) aluminium de 100 g
66468003	DRAINOVUROL, solution buvable	DISSOLVUROL	3458426	3400934584268	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml
65973700	DRAMAMINE 50 mg, comprimé pelliculé quadrisécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3273282	3400932732821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65558483	DRILL CITRON MENTHE, pastille	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3358825	3400933588250	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 24 pastille(s)
63447071	DRILL EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT, sirop en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3332688	3400933326883	1 flacon(s) en verre de 150 ml
63447071	DRILL EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT, sirop en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3430327	3400934303272	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65917712	DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3376674	3400933766740	1 flacon(s) en verre de 150 ml
65917712	DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3376680	3400933766801	1 flacon(s) en verre de 250 ml
65917712	DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3425421	3400934254215	1 flacon(s) en verre de 200 ml
66174140	DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTES 750 mg, comprimé à croquer ou à sucer édulcoré à l'aspartam et à la saccharine sodique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3353199	3400933531997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68754366	DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3364808	3400933648084	1 flacon(s) en verre de 55 ml avec valve avec embout buccal
68754366	DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3579650	3400935796509	1 flacon(s) en verre de 40 ml avec valve avec embout buccal
68754366	DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3579667	3400935796677	1 flacon(s) aluminium de 40 ml avec valve avec embout buccal
68754366	DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3579673	3400935796738	1 flacon(s) aluminium de 55 ml avec valve avec embout buccal
60539301	DRILL MIEL ROSAT, pastille à sucer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3350060	3400933500603	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
60539301	DRILL MIEL ROSAT, pastille à sucer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3455882	3400934558825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
63715943	DRILL RHINITES 120 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3343048	3400933430481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
60054789	DRILL RHUME, poudre pour solution buvable en sachet-dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3521225	3400935212252	8 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
60054789	DRILL RHUME, poudre pour solution buvable en sachet-dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3521231	3400935212313	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
64626892	DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3337817	3400933378172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64626892	DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3455899	3400934558993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
67842151	DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3342072	3400933420727	150 ml en flacon(s) verre brun avec cuillère-mesure de 5 ml
67842151	DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3433432	3400934334320	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
67842151	DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3597613	3400935976130	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 125 ml
67842151	DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3597636	3400935976369	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 150 ml
63160541	DRILL TOUX SECHE ADULTES 20 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3396441	3400933964412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66646363	DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop (édulcoré au maltitol liquide)	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3342103	3400933421038	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure
66646363	DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop (édulcoré au maltitol liquide)	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3360331	3400933603311	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure
66646363	DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop (édulcoré au maltitol liquide)	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3433449	3400934334498	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
69635009	DRILL, pastille à sucer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3132570	3400931325703	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
69635009	DRILL, pastille à sucer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3198669	3400931986690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 36 pastille(s)
69635009	DRILL, pastille à sucer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3455971	3400934559716	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
67037066	DRIPTANE 5 mg, comprimé sécable	FOURNIER	3369562	3400933695620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
69026129	DROLEPTAN 2,5 mg/1 ml, solution injectable (IV)	PROSTRAKAN PHARMA	5611228	3400956112289	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
69026129	DROLEPTAN 2,5 mg/1 ml, solution injectable (IV)	PROSTRAKAN PHARMA	5633112	3400956331123	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
68358114	DROLEPTAN 5 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	PROSTRAKAN PHARMA	5605297	3400956052974	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
68358114	DROLEPTAN 5 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)	PROSTRAKAN PHARMA	5633106	3400956331062	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
63271239	DROSERA COMPLEXE N.64, solution buvable	LEHNING	3059991	3400930599914	1 flacon(s) en verre de 20 ml
61464257	DROSERA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146253	3400931462538	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
61464257	DROSERA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146276	3400931462767	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
63479119	DROSERA COMPOSE BOIRON, granules	BOIRON	3146247	3400931462477	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
69923552	DROSERA COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3146224	3400931462248	1 flacon(s) de 15 ml
69923552	DROSERA COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3146230	3400931462309	1 flacon(s) de 30 ml
64931011	DROSERA COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), comprimé	DOLISOS	3091948	3400930919484	tube(s) de 120 comprimé(s)
65887817	DROSERA COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3157794	3400931577942	1 flacon(s) de 15 ml
65151092	DROSERA COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3148424	3400931484240	tube(s) en verre de 50 comprimé(s)
68067183	DROSERA COMPOSE DOLISOS, granules	BOIRON	3148418	3400931484189	1 tube(s) en verre de 80 UP
64571862	DROSERA COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3148393	3400931483939	1 flacon(s) de 15 ml
64571862	DROSERA COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3148401	3400931484011	1 flacon(s) de 30 ml
67719775	DROSETUX, sirop	BOIRON	3199812	3400931998129	1 flacon(s) de 150 ml
68349713	DRYTEC, générateur de Molybdène [99 Mo]/Technétium [99m Tc]	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5644541	3400956445417	générateur(s) - flacon(s)
60737692	DT POLIO MERIEUX, suspension injectable	SANOFI PASTEUR	3135433	3400931354338	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60737692	DT POLIO MERIEUX, suspension injectable	SANOFI PASTEUR	5537207	3400955372073	20 seringue(s) pré-remplie(s) en verre de 0,5 ml
66029173	DTVAX, suspension injectable en multidose vaccin diphtérique et tétanique (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3268890	3400932688906	1 flacon(s) en verre de 10 dose(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
66029173	DTVAX, suspension injectable en multidose vaccin diphtérique et tétanique (adsorbé)	SANOPI PASTEUR	3268909	3400932689095	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s)
66029173	DTVAX, suspension injectable en multidose vaccin diphtérique et tétanique (adsorbé)	SANOPI PASTEUR	3268915	3400932689156	1 flacon(s) en verre de 20 dose(s)
66029173	DTVAX, suspension injectable en multidose vaccin diphtérique et tétanique (adsorbé)	SANOPI PASTEUR	3268921	3400932689217	10 flacon(s) en verre de 20 dose(s)
64068761	DTVAX, suspension injectable en seringue préremplie vaccin diphtérique et tétanique adsorbé	SANOPI PASTEUR	3268861	3400932688616	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64068761	DTVAX, suspension injectable en seringue préremplie vaccin diphtérique et tétanique adsorbé	SANOPI PASTEUR	3268878	3400932688784	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66313316	DTVAX, suspension injectable vaccin diphtérique et tétanique (adsorbé)	SANOPI PASTEUR	3268884	3400932688845	20 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
66313316	DTVAX, suspension injectable vaccin diphtérique et tétanique (adsorbé)	SANOPI PASTEUR	3523075	3400935230751	1 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
66313316	DTVAX, suspension injectable vaccin diphtérique et tétanique (adsorbé)	SANOPI PASTEUR	3523081	3400935230812	5 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
66313316	DTVAX, suspension injectable vaccin diphtérique et tétanique (adsorbé)	SANOPI PASTEUR	3523098	3400935230980	10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
60117759	DUAGENE 0,5 mg, capsule molle	GLAXOSMITHKLINE	3618261	3400936182615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 30 capsule(s)
60117759	DUAGENE 0,5 mg, capsule molle	GLAXOSMITHKLINE	5641181	3400956411818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 90 capsule(s)
67911206	DUALAIR 50 microgrammes/20 microgrammes par dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PLURIPHARM	3354218	3400933542184	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 15 g avec embout(s) buccal(aux) avec valve(s) doseuse(s)
62873488	DUAMENTIN 1 g/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 16/1)	GLAXOSMITHKLINE	3641248	3400936412484	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 20 comprimé(s)
62873488	DUAMENTIN 1 g/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 16/1)	GLAXOSMITHKLINE	3641254	3400936412545	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 24 comprimé(s)
62873488	DUAMENTIN 1 g/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 16/1)	GLAXOSMITHKLINE	3641260	3400936412606	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
62873488	DUAMENTIN 1 g/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 16/1)	GLAXOSMITHKLINE	3641277	3400936412774	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 50 comprimé(s)
62873488	DUAMENTIN 1 g/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 16/1)	GLAXOSMITHKLINE	3641283	3400936412835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 100 comprimé(s)
66603650	DUCASE, gélule	LEHNING	3416215	3400934162152	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
60675963	DUCHESS, comprimé enrobé	TISSOT	3403069	3400934030697	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66974680	DUKORAL, suspension et granulés effervescents pour suspension buvable. Vaccin buvable contre le choléra	SBL VACCIN	3651241	3400936512412	1 flacon(s) en verre de 3 ml - 1 sachet(s)-dose(s) polyester polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 5,6 g
66974680	DUKORAL, suspension et granulés effervescents pour suspension buvable. Vaccin buvable contre le choléra	SBL VACCIN	3651258	3400936512580	2 flacon(s) en verre de 3 ml - 2 sachet(s)-dose(s) polyester polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 5,6 g
66974680	DUKORAL, suspension et granulés effervescents pour suspension buvable. Vaccin buvable contre le choléra	SBL VACCIN	3651264	3400936512641	20 flacon(s) en verre de 3 ml - 20 sachet(s)-dose(s) polyester polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 5,6 g
60782100	DULCIBLEU, collyre	ALLERGAN FRANCE	3033690	3400930336908	1 flacon(s) avec compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
67859364	DULCIDRINE, collyre	GIFRER BARBEZAT	3178744	3400931787440	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
68452784	DULCILARMES, collyre en solution	ALLERGAN FRANCE	3231639	3400932316397	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) polystyrène polypropylène de 10 ml
63976911	DULCIPHAK, collyre	ALLERGAN FRANCE	3117866	3400931178668	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
60991146	DULCIVERA, comprimé sublingual	BOIRON	3609658	3400936096585	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 10 comprimé(s)
64835956	DULCOLAX 10 mg, suppositoire	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3396613	3400933966133	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 5 suppositoire(s)
64835956	DULCOLAX 10 mg, suppositoire	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3396636	3400933966362	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 6 suppositoire(s)
64835956	DULCOLAX 10 mg, suppositoire	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3396642	3400933966423	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 5 suppositoire(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65323898	DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3033997	3400930339978	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
65323898	DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3149292	3400931492924	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65323898	DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3634219	3400936342194	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 25 comprimé(s)
65323898	DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3634225	3400936342255	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 25 comprimé(s)
67968260	DULTAVAX, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3525950	3400935259509	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
67968260	DULTAVAX, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3525967	3400935259677	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
67968260	DULTAVAX, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3525973	3400935259738	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
67968260	DULTAVAX, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3687546	3400936875463	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap avec 1 aiguille
67968260	DULTAVAX, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3687552	3400936875524	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap avec 1 aiguille
67968260	DULTAVAX, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3687569	3400936875692	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap avec 2 aiguille(s)
67968260	DULTAVAX, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3687575	3400936875753	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap avec 2 aiguille(s)
64757532	DUODOPA, gel intestinal	SOLVAY PHARMACEUTICALS (ALLEMAGNE)	3651100	3400936511002	7 sachet(s) PVC de 100 ml
66684969	DUOFILM, solution pour application locale	STIEFEL	3246374	3400932463749	1 flacon(s) de 15 ml
63633802	DUOTRAV 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	3757494	3400937574945	1 flacon(s) polypropylène de 2,5 ml avec embout(s)
63633802	DUOTRAV 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	5695627	3400956956272	3 flacon(s) polypropylène de 2,5 ml avec embout(s)
63633802	DUOTRAV 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	5695633	3400956956333	6 flacon(s) polypropylène de 2,5 ml avec embout(s)
68457870	DUOVA 1 mg/2,5 mg, comprimé	ORION CORPORATION	3578490	3400935784902	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
68457870	DUOVA 1 mg/2,5 mg, comprimé	ORION CORPORATION	3578509	3400935785091	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
62617300	DUOVA 1 mg/5 mg, comprimé	ORION CORPORATION	3578515	3400935785152	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
62617300	DUOVA 1 mg/5 mg, comprimé	ORION CORPORATION	3578521	3400935785213	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
66620660	DUOVA 2 mg/5 mg, comprimé	ORION CORPORATION	3578538	3400935785381	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66620660	DUOVA 2 mg/5 mg, comprimé	ORION CORPORATION	3578544	3400935785442	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65436974	DUPHALAC 10 g, poudre orale ou pour solution rectale en pot	SOLVAY PHARMA	3371085	3400933710859	1 pot(s) polypropylène de 700 g
65436974	DUPHALAC 10 g, poudre orale ou pour solution rectale en pot	SOLVAY PHARMA	3371091	3400933710910	1 pot(s) polypropylène de 350 g
65436974	DUPHALAC 10 g, poudre orale ou pour solution rectale en pot	SOLVAY PHARMA	3371116	3400933711160	1 pot(s) polypropylène de 200 g
65436974	DUPHALAC 10 g, poudre orale ou pour solution rectale en pot	SOLVAY PHARMA	3371122	3400933711221	1 pot(s) polypropylène de 150 g
64395026	DUPHALAC 10 g, poudre orale ou pour solution rectale en sachet	SOLVAY PHARMA	3371139	3400933711399	10 sachet(s) aluminium papier de 10 g
64395026	DUPHALAC 10 g, poudre orale ou pour solution rectale en sachet	SOLVAY PHARMA	3371145	3400933711450	20 sachet(s) aluminium papier de 10 g
64395026	DUPHALAC 10 g, poudre orale ou pour solution rectale en sachet	SOLVAY PHARMA	5589888	3400955898887	600 sachet(s) aluminium papier de 10 g
68959524	DUPHALAC 3,3 g ENFANTS, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SOLVAY PHARMA	3495700	3400934957000	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium de 3,3 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68959524	DUPHALAC 3,3 g ENFANTS, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SOLVAY PHARMA	3495717	3400934957178	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium de 3,3 g
62729121	DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable, flacon	SOLVAY PHARMA	3523514	3400935235145	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
62729121	DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable, flacon	SOLVAY PHARMA	3523520	3400935235206	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 ml avec gobelet doseur polypropylène
62729121	DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable, flacon	SOLVAY PHARMA	3523537	3400935235374	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml avec gobelet doseur polypropylène
62729121	DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable, flacon	SOLVAY PHARMA	3523543	3400935235435	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 1000 ml avec gobelet doseur polypropylène
60155329	DUPHALAC, solution buvable en sachet dose	SOLVAY PHARMA	3292440	3400932924400	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyester polyéthylène de 15 ml
60155329	DUPHALAC, solution buvable en sachet dose	SOLVAY PHARMA	5556682	3400955566823	400 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 ml
64866204	DUPHASTON 10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3219294	3400932192946	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64866204	DUPHASTON 10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3219302	3400932193028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64866204	DUPHASTON 10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3219319	3400932193196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64866204	DUPHASTON 10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3219325	3400932193257	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
64866204	DUPHASTON 10 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3230278	3400932302789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60681425	DURAPHAT 50 mg/ml, suspension dentaire	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3541759	3400935417596	1 tube(s) aluminium verni de 10 ml
60681425	DURAPHAT 50 mg/ml, suspension dentaire	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3541765	3400935417657	5 tube(s) aluminium verni de 30 ml
60681425	DURAPHAT 50 mg/ml, suspension dentaire	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3541771	3400935417718	1 tube(s) en verre de 1,6 ml
60681425	DURAPHAT 50 mg/ml, suspension dentaire	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3541788	3400935417886	5 tube(s) en verre de 1,6 ml
64351019	DURAPHAT 500 mg/100 g, pâte dentifrice	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3584993	3400935849939	1 tube(s) polyéthylène polytéréphtalate (PET) aluminium de 51 g
64351019	DURAPHAT 500 mg/100 g, pâte dentifrice	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3639903	3400936399037	3 tube(s) polyéthylène polytéréphtalate (PET) aluminium de 51 g
65409532	DUROGESIC 100 microgrammes/heure (16,8 mg/42 cm ²), dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3423876	3400934238765	5 sachet(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium acrylonitrile de 1 dispositif(s)
68108025	DUROGESIC 12 microgrammes/heure (2,1 mg/5,25 cm ²), dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3698515	3400936985155	5 sachet(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 1 dispositif(s)
60914025	DUROGESIC 25 microgrammes/heure (4,2 mg/10,5 cm ²), dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3423830	3400934238307	5 sachet(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium acrylonitrile de 1 dispositif(s)
60616751	DUROGESIC 50 microgrammes/heure (8,4 mg/21 cm ²), dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3423847	3400934238475	5 sachet(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium acrylonitrile de 1 dispositif(s)
69186151	DUROGESIC 75 microgrammes/heure (12,6 mg/31,5 cm ²), dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3423853	3400934238536	5 sachet(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium acrylonitrile de 1 dispositif(s)
67790886	DUSPATALIN 10 mg/ml, suspension buvable	SOLVAY PHARMA	3271136	3400932711369	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
67790886	DUSPATALIN 10 mg/ml, suspension buvable	SOLVAY PHARMA	3273342	3400932733422	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml
69882714	DUSPATALIN 100 mg, comprimé enrobé	SOLVAY PHARMA	3142545	3400931425458	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3314650	3400933146504	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3314667	3400933146672	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3314673	3400933146733	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3494267	3400934942679	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3494273	3400934942730	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3494296	3400934942969	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3634260	3400936342606	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 gélule(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3634277	3400936342774	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
61703401	DUSPATALIN 200 mg, gélule	SOLVAY PHARMA	3634283	3400936342835	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 gélule(s)
65252127	DYNABAC 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	ALMIRALL	3363217	3400933632175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65252127	DYNABAC 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	ALMIRALL	3363223	3400933632236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
65252127	DYNABAC 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	ALMIRALL	3363246	3400933632465	1 flacon(s) polyéthylène de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65252127	DYNABAC 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	ALMIRALL	3363252	3400933632526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
65252127	DYNABAC 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	ALMIRALL	5583408	3400955834083	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
60698428	DYNAMISAN 3 g, poudre pour solution buvable en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3405507	3400934055072	10 sachet(s) aluminium papier polyéthylène de 4,5 g
60698428	DYNAMISAN 3 g, poudre pour solution buvable en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3405513	3400934055133	20 sachet(s) aluminium papier polyéthylène de 4,5 g
60698428	DYNAMISAN 3 g, poudre pour solution buvable en sachet	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3415629	3400934156298	14 sachet(s) aluminium papier polyéthylène de 4,5 g
68043143	DYNAMISAN 3 g/10 ml, solution buvable en ampoule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3350195	3400933501952	10 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
68043143	DYNAMISAN 3 g/10 ml, solution buvable en ampoule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3350203	3400933502034	20 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
60386318	DYNASCORBINE, comprimé	PHOCEAL	3264780	3400932647804	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63773779	DYNASTAT 20 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592136	3400935921369	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
63773779	DYNASTAT 20 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592142	3400935921420	3 flacon(s) en verre - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
63773779	DYNASTAT 20 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592159	3400935921598	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 1 ml
69548052	DYNASTAT 20 mg, poudre pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592113	3400935921130	10 flacon(s) en verre
64211241	DYNASTAT 40 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592171	3400935921710	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
64211241	DYNASTAT 40 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592188	3400935921888	3 flacon(s) en verre - 3 ampoule(s) en verre de 2 ml
64211241	DYNASTAT 40 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592194	3400935921949	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 2 ml
66278897	DYNASTAT 40 mg, poudre pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592165	3400935921659	10 flacon(s) en verre
66437876	DYNAVITAL COBALT, gélule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3313202	3400933132026	1 flacon(s) polyéthylène de 40 gélule(s)
69687397	DYNAVITAL CUIVRE, gélule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3313194	3400933131944	1 flacon(s) polyéthylène de 40 gélule(s)
68205848	DYNAVITAL FLUOR, gélule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3314561	3400933145613	1 flacon(s) polyéthylène de 40 gélule(s)
60666163	DYNAVITAL MAGNESIUM, gélule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3313219	3400933132194	1 flacon(s) polyéthylène de 40 gélule(s)
69376115	DYNAVITAL MANGANESE, gélule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3319877	3400933198770	1 flacon(s) polyéthylène de 40 gélule(s)
65467546	DYNAVITAL SOUFRE, gélule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3319860	3400933198602	1 flacon(s) polyéthylène de 40 gélule(s)
69774350	DYNAVITAL ZINC, gélule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3319883	3400933198831	1 flacon(s) polyéthylène de 40 gélule(s)
68886058	DYNEPO 10 000 UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3596335	3400935963352	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
64326891	DYNEPO 1000 UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3596298	3400935962980	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
62712734	DYNEPO 2000 UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3596306	3400935963062	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
65948960	DYNEPO 3000 UI/0,3 ml, solution injectable en seringue préremplie	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3596312	3400935963123	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
62002563	DYNEPO 4000 UI/0,4 ml, solution injectable en seringue préremplie	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3596329	3400935963291	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec aiguille(s) acier
65937145	DYNERVAL H.P. 200 mg, comprimé enrobé	JAVENECH	3351912	3400933519124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68029058	DYNEXAN 2 %, crème buccale	KREUSSLER & CO ALLEMAGNE	3527989	3400935279897	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
62446447	DYSALFA 1 mg, comprimé	FOURNIER	3424290	3400934242908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
62446447	DYSALFA 1 mg, comprimé	FOURNIER	3424309	3400934243097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66227027	DYSALFA 5 mg, comprimé	FOURNIER	3424315	3400934243158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66227027	DYSALFA 5 mg, comprimé	FOURNIER	3424321	3400934243219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69134343	DYSPAGON 2 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3396731	3400933967314	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
69134343	DYSPAGON 2 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3496869	3400934968693	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
64417387	DYSPNE INHAL 4 POUR CENT, solution pour pulvérisation buccale	NATUR & PHARM	3457378	3400934573781	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec embout avec compte-gouttes polyéthylène pulvérisateur(s)
60242321	DYSPORT 500 UNITES SPEYWOOD, poudre pour solution injectable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	5581059	3400955810599	1 flacon(s) en verre
61824381	EAU OXYGENEE 10 VOLUMES COOPER, solution pour application cutanée	COOPER	3559794	3400935597946	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
61824381	EAU OXYGENEE 10 VOLUMES COOPER, solution pour application cutanée	COOPER	3559802	3400935598028	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
60130354	EAU OXYGENEE 10 VOLUMES EVOLUPHARM, solution pour application cutanée	EVOLUPHARM	3778272	3400937782722	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml
60130354	EAU OXYGENEE 10 VOLUMES EVOLUPHARM, solution pour application cutanée	EVOLUPHARM	3778289	3400937782890	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 ml
64539697	EAU OXYGENEE 10 VOLUMES GILBERT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GILBERT	3615759	3400936157590	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
64539697	EAU OXYGENEE 10 VOLUMES GILBERT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GILBERT	3615765	3400936157651	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
64539697	EAU OXYGENEE 10 VOLUMES GILBERT, solution pour application cutanée en récipient unidose	GILBERT	5641057	3400956410576	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3034620	3400930346204	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3034637	3400930346372	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3034643	3400930346433	1 flacon(s) en verre brun de 500 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3336284	3400933362843	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3369616	3400933696160	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3407707	3400934077074	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 125 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3494244	3400934942440	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 45 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3494250	3400934942501	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	5619402	3400956194025	30 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 45 ml
63840612	EAU OXYGENEE GIFRER 10 VOLUMES, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	5619419	3400956194193	30 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 100 ml
68758432	EAU OXYGENEE STABILISEE CODEX 10 VOLUMES GILBERT, solution pour application locale en flacon	GILBERT	3316005	3400933160050	1 flacon(s) polyéthylène de 120 ml
68758432	EAU OXYGENEE STABILISEE CODEX 10 VOLUMES GILBERT, solution pour application locale en flacon	GILBERT	3316011	3400933160111	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
60246259	EAU OXYGENEE STABILISEE CODEX 10 VOLUMES GILBERT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur	GILBERT	3316732	3400933167325	1 flacon(s) polyéthylène pulvérisateur(s) de 120 ml
60470175	EAU POUR PREPARATION INJECTABLE BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558534	3400955585343	1 flacon(s) polypropylène de 500 ml
60470175	EAU POUR PREPARATION INJECTABLE BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558540	3400955585404	1 flacon(s) polypropylène de 1000 ml
60470175	EAU POUR PREPARATION INJECTABLE BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5560034	3400955600343	1 flacon(s) polypropylène de 250 ml
65014581	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solution pour préparation injectable en ampoule polyéthylène	AGUETTANT	3377018	3400933770181	1 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
65014581	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solution pour préparation injectable en ampoule polyéthylène	AGUETTANT	3377024	3400933770242	1 ampoule(s) polyéthylène de 10 ml
65014581	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solution pour préparation injectable en ampoule polyéthylène	AGUETTANT	3384797	3400933847975	10 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
65014581	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solution pour préparation injectable en ampoule polyéthylène	AGUETTANT	3384805	3400933848057	10 ampoule(s) polyéthylène de 10 ml
65014581	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solution pour préparation injectable en ampoule polyéthylène	AGUETTANT	5586387	3400955863878	100 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
65014581	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solution pour préparation injectable en ampoule polyéthylène	AGUETTANT	5586393	3400955863939	100 ampoule(s) polyéthylène de 10 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195079	3400931950790	1 flacon(s) en verre de 500 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195085	3400931950851	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195234	3400931952343	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195524	3400931955245	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195530	3400931955306	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195553	3400931955535	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195576	3400931955764	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195599	3400931955993	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195607	3400931956075	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195613	3400931956136	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3195636	3400931956365	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3401886	3400934018862	1 flacon(s) en verre de 125 ml partiellement rempli(e)(s) de 100 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3401900	3400934019005	1 flacon(s) en verre de 125 ml partiellement rempli(e)(s) de 50 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3410997	3400934109973	1 flacon(s) en verre de 15 ml partiellement rempli(e)(s) de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3411005	3400934110054	1 flacon(s) en verre de 15 ml partiellement rempli(e)s de 10 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3411011	3400934110115	1 flacon(s) en verre de 20 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3411028	3400934110283	1 flacon(s) en verre de 50 ml partiellement rempli(e)s de 30 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3411034	3400934110344	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3561638	3400935616388	1 flacon(s) en verre de 50 ml partiellement rempli(e)s de 40 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3616291	3400936162914	10 ampoule(s) bouteilles en verre de 2 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3616316	3400936163164	100 ampoule(s) bouteilles en verre de 2 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3616322	3400936163225	10 ampoule(s) bouteilles en verre de 5 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3616339	3400936163393	100 ampoule(s) bouteilles en verre de 5 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3616345	3400936163454	10 ampoule(s) bouteilles en verre de 10 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3616351	3400936163515	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	5537986	3400955379867	24 flacon(s) en verre de 125 ml partiellement rempli(e)s de 50 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	5537992	3400955379928	24 flacon(s) en verre de 125 ml partiellement rempli(e)s de 100 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	5550886	3400955508861	24 flacon(s) en verre de 125 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	5570423	3400955704232	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	5570446	3400955704461	12 flacon(s) en verre de 500 ml
64900489	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES AGUETTANT, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	5570452	3400955704522	12 flacon(s) en verre de 250 ml
67413440	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution injectable en flacon verre	B BRAUN MEDICAL	3196877	3400931968771	12 flacon(s) en verre de 250 ml
67413440	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution injectable en flacon verre	B BRAUN MEDICAL	3196883	3400931968832	12 flacon(s) en verre de 500 ml
67413440	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution injectable en flacon verre	B BRAUN MEDICAL	3196908	3400931969082	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
67413440	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution injectable en flacon verre	B BRAUN MEDICAL	3276033	3400932760336	12 flacon(s) en verre partiellement rempli(e)s de 125 ml
67413440	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution injectable en flacon verre	B BRAUN MEDICAL	3394519	3400933945190	24 flacon(s) en verre de 125 ml
67413440	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution injectable en flacon verre	B BRAUN MEDICAL	3394525	3400933945251	24 flacon(s) en verre partiellement rempli(e)s de 50 ml
67413440	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution injectable en flacon verre	B BRAUN MEDICAL	3421340	3400934213403	1 flacon(s) en verre partiellement rempli(e)s de 100 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607151	3400936071513	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 50 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607168	3400936071681	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 100 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607174	3400936071742	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 250 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607180	3400936071803	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 500 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607197	3400936071971	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 1000 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607205	3400936072053	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607211	3400936072114	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607228	3400936072282	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607234	3400936072343	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607240	3400936072404	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607257	3400936072572	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester de 250 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607263	3400936072633	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester de 500 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3607286	3400936072862	1 poche(s) (COBAG) polypropylène polyéthylène polyester de 1000 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5564167	3400955641674	1 poche(s) (SOLUFLEX) polypropylène polyamide polyéthylène de 3000 ml
66167473	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5564173	3400955641735	1 poche(s) (SOLUFLEX) polypropylène polyamide polyéthylène de 5000 ml
65883904	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B. BRAUN, solvant pour préparation parentérale en ampoule	B BRAUN MELSUNGEN	5601738	3400956017386	20 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
65883904	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B. BRAUN, solvant pour préparation parentérale en ampoule	B BRAUN MELSUNGEN	5601744	3400956017447	20 ampoule(s) polyéthylène de 10 ml
65883904	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES B. BRAUN, solvant pour préparation parentérale en ampoule	B BRAUN MELSUNGEN	5601750	3400956017508	20 ampoule(s) polyéthylène de 20 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3514538	3400935145383	50 poche(s) (CLEARFLEX) PE/Polyamide 6/Polypropylène de 100 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3514544	3400935145444	36 poche(s) (CLEARFLEX) PE/Polyamide 6/Polypropylène de 250 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3514550	3400935145505	20 poche(s) (CLEARFLEX) PE/Polyamide 6/Polypropylène de 500 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3518743	3400935187437	12 poche(s) (CLEARFLEX) PE/Polyamide 6/Polypropylène de 1000 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3518766	3400935187666	4 poche(s) (CLEARFLEX) PE/Polyamide 6/Polypropylène de 3000 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3518772	3400935187727	2 poche(s) (CLEARFLEX) PE/Polyamide 6/Polypropylène de 5000 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3547213	3400935472137	50 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène de 100 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3547236	3400935472366	30 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène de 250 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3547242	3400935472427	20 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène de 500 ml
61387526	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	3547259	3400935472595	10 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène de 1000 ml
64939182	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578117	3400955781172	1 poche(s) PVC de 50 ml
64939182	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578123	3400955781233	1 poche(s) PVC de 100 ml
64939182	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578146	3400955781462	1 poche(s) PVC de 250 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64939182	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578152	3400955781523	1 poche(s) PVC de 500 ml
64939182	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578169	3400955781691	1 poche(s) PVC de 1000 ml
66818681	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable en ampoule	BIOLUZ	3253084	3400932530847	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
66818681	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable en ampoule	BIOLUZ	3253575	3400932535750	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
66818681	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable en ampoule	BIOLUZ	3253581	3400932535811	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
66818681	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable en ampoule	BIOLUZ	3253598	3400932535989	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
66818681	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable en ampoule	BIOLUZ	3253670	3400932536702	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
66818681	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable en ampoule	BIOLUZ	3253687	3400932536870	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
66818681	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable en ampoule	BIOLUZ	3253693	3400932536931	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
66818681	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable en ampoule	BIOLUZ	3253701	3400932537013	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
64970231	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable, flacon	BIOLUZ	3253546	3400932535460	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64970231	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable, flacon	BIOLUZ	3253552	3400932535521	1 flacon(s) en verre de 500 ml
64970231	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable, flacon	BIOLUZ	3253569	3400932535699	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64970231	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOLUZ, solution pour préparation injectable, flacon	BIOLUZ	5548576	3400955485766	1 flacon(s) de 125 ml
63770231	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOSEDRA, ampoule polyéthylène	FRESENIUS KABI FRANCE	3519027	3400935190277	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
63770231	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOSEDRA, ampoule polyéthylène	FRESENIUS KABI FRANCE	3519033	3400935190338	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63770231	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOSEDRA, ampoule polyéthylène	FRESENIUS KABI FRANCE	3519056	3400935190567	50 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml
63770231	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BIOSEDRA, ampoule polyéthylène	FRESENIUS KABI FRANCE	3519062	3400935190628	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3409511	3400934095115	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3409528	3400934095283	1 flacon(s) en verre de 500 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3409534	3400934095344	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3512367	3400935123671	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 1 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3512373	3400935123732	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3512396	3400935123961	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3512404	3400935124043	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3512410	3400935124104	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3653441	3400936534414	10 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3653458	3400936534582	10 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3653464	3400936534643	10 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3653470	3400936534704	10 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	3653487	3400936534872	10 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5616869	3400956168699	12 flacon(s) en verre de 250 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5616875	3400956168750	12 flacon(s) en verre de 500 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5616881	3400956168811	12 flacon(s) en verre de 1000 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5616898	3400956168989	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 1 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5616906	3400956169061	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5616912	3400956169122	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5616929	3400956169290	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5616935	3400956169351	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5658419	3400956584192	100 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5658425	3400956584253	100 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5658431	3400956584314	100 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5658448	3400956584482	100 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
67381537	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectable	COOPER	5658454	3400956584543	100 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3149547	3400931495475	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3149553	3400931495536	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3149599	3400931495994	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3149607	3400931496076	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3149642	3400931496427	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3149659	3400931496595	100 ampoule(s) en verre de 20 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3409623	3400934096235	25 ampoule(s) en verre de 5 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410075	3400934100758	25 ampoule(s) en verre de 10 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410081	3400934100819	25 ampoule(s) en verre de 20 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410098	3400934100987	5 flacon(s) en verre de 100 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410106	3400934101069	6 flacon(s) en verre de 100 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410112	3400934101120	10 flacon(s) en verre de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410129	3400934101298	12 flacon(s) en verre de 100 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410135	3400934101359	15 flacon(s) en verre de 100 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410141	3400934101410	20 flacon(s) en verre de 100 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410158	3400934101588	24 flacon(s) en verre de 100 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410164	3400934101649	30 flacon(s) en verre de 100 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410170	3400934101700	5 flacon(s) en verre de 250 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410187	3400934101878	6 flacon(s) en verre de 250 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410193	3400934101939	10 flacon(s) en verre de 250 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410201	3400934102011	12 flacon(s) en verre de 250 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410218	3400934102189	15 flacon(s) en verre de 250 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410224	3400934102240	20 flacon(s) en verre de 250 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410230	3400934102301	24 flacon(s) en verre de 250 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410247	3400934102479	5 flacon(s) en verre de 500 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410253	3400934102530	6 flacon(s) en verre de 500 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410276	3400934102769	10 flacon(s) en verre de 500 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410282	3400934102820	12 flacon(s) en verre de 500 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410299	3400934102998	15 flacon(s) en verre de 500 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410307	3400934103070	20 flacon(s) en verre de 500 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410313	3400934103131	5 flacon(s) en verre de 1000 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410336	3400934103360	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3410342	3400934103421	10 flacon(s) en verre de 1000 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3434667	3400934346675	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3434673	3400934346736	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3434696	3400934346965	1 flacon(s) en verre de 500 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3434704	3400934347047	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3695994	3400936959941	20 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3696002	3400936960022	100 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3696019	3400936960190	20 ampoule(s) polypropylène de 20 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60110031	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solution pour préparation injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	3696025	3400936960251	50 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3478819	3400934788192	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 50 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3478825	3400934788253	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 100 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3478831	3400934788314	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3478848	3400934788482	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3478854	3400934788543	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 1000 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3478860	3400934788604	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3478877	3400934788772	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3478883	3400934788833	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 1000 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3536913	3400935369130	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3536936	3400935369369	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3536942	3400935369420	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3536959	3400935369598	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3536965	3400935369659	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3536971	3400935369710	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène de 250 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3536988	3400935369888	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène de 500 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3536994	3400935369949	1 poche(s) polyester polyéthylène copolymère (polypropylène/styrène) éthylène butadiène de 1000 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3598417	3400935984173	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3598423	3400935984234	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3598446	3400935984463	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3598452	3400935984524	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3673478	3400936734784	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3673484	3400936734845	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3673490	3400936734906	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3673509	3400936735095	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
66642016	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES FRESENIUS, solvant pour préparation parentérale	FRESENIUS KABI FRANCE	3673515	3400936735156	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68199199	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES GILBERT, solution pour préparations parentérales en récipient unidose	GILBERT	5600377	3400956003778	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
68199199	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES GILBERT, solution pour préparations parentérales en récipient unidose	GILBERT	5600383	3400956003839	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
68199199	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES GILBERT, solution pour préparations parentérales en récipient unidose	GILBERT	5600408	3400956004089	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 20 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3120495	3400931204954	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3120503	3400931205036	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3230189	3400932301898	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3329887	3400933298876	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3329893	3400933298937	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3329901	3400933299019	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3329918	3400933299187	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3408813	3400934088131	1 flacon(s) en verre de 125 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3611129	3400936111295	10 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3611135	3400936111356	10 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3611141	3400936111417	10 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	3616210	3400936162105	10 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5534924	3400955349242	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5534930	3400955349303	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5534947	3400955349471	12 flacon(s) en verre de 500 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5534953	3400955349532	12 flacon(s) en verre de 250 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5534976	3400955349761	24 flacon(s) en verre de 125 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5558132	3400955581321	100 ampoule(s) deux pointes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5558149	3400955581499	100 ampoule(s) deux pointes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5558155	3400955581550	50 ampoule(s) deux pointes polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5596351	3400955963516	24 flacon(s) en verre de 50 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5596368	3400955963684	24 flacon(s) en verre de 100 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5596374	3400955963745	24 flacon(s) en verre de 200 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5597020	3400955970200	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5597037	3400955970378	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5597043	3400955970439	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5646267	3400956462674	100 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5646273	3400956462735	100 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5646296	3400956462964	100 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
63478704	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES LAVOISIER, solution pour préparation injectable	CHAIX ET DU MARAIS	5647344	3400956473441	50 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3620335	3400936203358	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 25 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3620341	3400936203419	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3620358	3400936203587	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3620364	3400936203648	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 150 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3625226	3400936252264	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3625232	3400936252325	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3625249	3400936252493	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3625255	3400936252554	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 2000 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3625261	3400936252615	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 3000 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3636980	3400936369801	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 50 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3636997	3400936369979	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 100 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3637005	3400936370050	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 150 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3637011	3400936370111	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 250 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3637028	3400936370289	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 500 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3637034	3400936370340	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 1000 ml
61718481	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES MACO PHARMA, solvant pour préparation parentérale	MACO PHARMA	3637040	3400936370401	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 2000 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3683063	3400936830639	10 ampoule(s) polypropylène de 5 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3683086	3400936830868	20 ampoule(s) polypropylène de 5 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3683092	3400936830929	50 ampoule(s) polypropylène de 5 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706404	3400937064040	100 ampoule(s) polypropylène de 5 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706410	3400937064101	10 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706427	3400937064279	20 ampoule(s) polypropylène de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706433	3400937064330	50 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706456	3400937064569	100 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706462	3400937064620	10 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706479	3400937064798	20 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706485	3400937064859	50 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
63981189	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES PROAMP, solvant pour préparation parentérale	AGUETTANT	3706491	3400937064910	100 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3377030	3400933770303	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3377047	3400933770471	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 3 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3377277	3400933772772	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3377283	3400933772833	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3377308	3400933773083	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3378443	3400933784430	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3378466	3400933784669	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 3 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3378472	3400933784720	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3378489	3400933784898	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3378495	3400933784959	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691329	3400936913295	10 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691335	3400936913356	50 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691341	3400936913417	10 ampoule(s) bouteille en verre de 3 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691358	3400936913585	50 ampoule(s) bouteille en verre de 3 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691364	3400936913646	10 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691370	3400936913707	50 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691387	3400936913875	10 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691393	3400936913936	50 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691401	3400936914018	10 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	3691418	3400936914186	50 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5585152	3400955851523	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 2 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5585169	3400955851691	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 3 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5585175	3400955851752	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 5 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5585181	3400955851813	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 10 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5585198	3400955851981	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5669707	3400956697076	100 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5669713	3400956697137	100 ampoule(s) bouteille en verre de 3 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5669736	3400956697366	100 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
66691860	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES RENAUDIN, solution pour préparation injectable en ampoule	RENAUDIN	5669742	3400956697427	100 ampoule(s) bouteille en verre de 10 ml
64506327	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES VIAFLO, solvant pour préparation parentérale	BAXTER	3585461	3400935854612	50 poche(s) polyoléfine polyamide de 50 ml
64506327	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES VIAFLO, solvant pour préparation parentérale	BAXTER	3585478	3400935854780	50 poche(s) polyoléfine polyamide de 100 ml
64506327	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES VIAFLO, solvant pour préparation parentérale	BAXTER	3585484	3400935854841	35 poche(s) polyoléfine polyamide de 150 ml
64506327	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES VIAFLO, solvant pour préparation parentérale	BAXTER	3585490	3400935854902	30 poche(s) polyoléfine polyamide de 250 ml
64506327	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES VIAFLO, solvant pour préparation parentérale	BAXTER	3585509	3400935855091	20 poche(s) polyoléfine polyamide de 500 ml
64506327	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES VIAFLO, solvant pour préparation parentérale	BAXTER	3585515	3400935855152	10 poche(s) polyoléfine polyamide de 1000 ml
63836279	EBASTINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3711948	3400937119481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63836279	EBASTINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3711954	3400937119542	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
63836279	EBASTINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3711960	3400937119603	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63836279	EBASTINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé	ALTER	3711977	3400937119771	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63836279	EBASTINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé	ALTER	5678652	3400956786527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64898084	EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3595525	3400935955258	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 28 comprimé(s)
64898084	EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3595531	3400935955319	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 56 comprimé(s)
64898084	EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3595548	3400935955487	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 112 comprimé(s)
64898084	EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5649337	3400956493371	100 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polypropylène de 1 comprimé(s)
61182432	EBIXA 10 mg/g, solution buvable en gouttes	LUNDBECK (DANEMARK)	3595554	3400935955548	1 flacon(s) en verre brun de 20 g avec compte-gouttes
61182432	EBIXA 10 mg/g, solution buvable en gouttes	LUNDBECK (DANEMARK)	3595560	3400935955609	1 flacon(s) en verre brun de 50 g avec compte-gouttes
61182432	EBIXA 10 mg/g, solution buvable en gouttes	LUNDBECK (DANEMARK)	3595577	3400935955777	1 flacon(s) en verre brun de 100 g avec compte-gouttes
62637445	ECAZIDE, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3291280	3400932912803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62637445	ECAZIDE, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3720077	3400937200776	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
62922647	ECHINACEA COMPLEXE N°40, solution buvable	LEHNING	3059761	3400930597613	1 flacon(s) en verre de 20 ml
62922647	ECHINACEA COMPLEXE N°40, solution buvable	LEHNING	3370329	3400933703295	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) de 30 ml
67974039	ECHOVIST 300 mg/ml, granulé et solution pour usage parentéral (IV) en flacon	SCHERING (FRANCE)	3330413	3400933304133	1 flacon(s) en verre de 3 g - 1 flacon(s) en verre avec nécessaire(s) de 8,5 ml
67974039	ECHOVIST 300 mg/ml, granulé et solution pour usage parentéral (IV) en flacon	SCHERING (FRANCE)	5582283	3400955822837	10 flacon(s) en verre de 3 g - 10 flacon(s) en verre avec nécessaire(s) de 8,5 ml
63831061	ECLARAN 10, gel pour application locale	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3262522	3400932625222	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) BTH : butyl hydroxytoluène de 45 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62435504	ECLARAN 5, gel pour application locale	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3267850	3400932678501	tube(s) de 30 g en polyéthylène basse densité (PEBD) dioxyde de titane BTH : butyl hydroxytoluène
62435504	ECLARAN 5, gel pour application locale	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3267867	3400932678679	tube(s) de 45 g en polyéthylène basse densité (PEBD) dioxyde de titane BTH : butyl hydroxytoluène
66046945	ECOBEC 100 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3476499	3400934764998	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal de 200 dose(s)
69072240	ECOBEC 200 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3476507	3400934765070	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal de 200 dose(s)
66594817	ECOBEC 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3476513	3400934765131	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 200 dose(s) avec valve doseuse avec embout buccal
65192687	ECOBEC 50 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3476482	3400934764820	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal de 200 dose(s)
60232996	ECOFLORE, granulés enrobés en sachet	PLANTES ET MEDECINES	3362620	3400933626204	14 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
66614426	ECONAZOLE ADS PHARMA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	ADS PHARMA	3672680	3400936726802	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
65261489	ECONAZOLE ARROW L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	3675750	3400936757509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
66751033	ECONAZOLE EG 1 %, crème	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3513409	3400935134097	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66625604	ECONAZOLE EG 1 %, émulsion pour application cutanée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3513415	3400935134158	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
69913825	ECONAZOLE EG 1 %, poudre pour application cutanée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3513378	3400935133786	1 flacon(s) polyéthylène de 20 g
66854713	ECONAZOLE EG 1 %, solution pour application cutanée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3513421	3400935134219	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 30 g
69369042	ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3672668	3400936726680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
69457211	ECONAZOLE G GAM 1 POUR CENT, crème	G GAM	3437536	3400934375361	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66798645	ECONAZOLE G GAM 1 POUR CENT, émulsion pour application cutanée	G GAM	3437565	3400934375651	1 flacon(s) polyéthylène avec embout de 30 g
64772993	ECONAZOLE G GAM 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	G GAM	3437559	3400934375590	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
62865908	ECONAZOLE G GAM 1 POUR CENT, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	G GAM	3437542	3400934375422	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 30 g
62098492	ECONAZOLE IVAX 1 %, crème	IVAX PHARMACEUTICALS	3621228	3400936212282	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64190434	ECONAZOLE IVAX 1 %, émulsion pour application cutanée	IVAX PHARMACEUTICALS	3621352	3400936213524	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
68250551	ECONAZOLE IVAX 1 %, poudre pour application cutanée	IVAX PHARMACEUTICALS	3621323	3400936213234	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
66395110	ECONAZOLE IVAX 1 %, solution pour application cutanée	IVAX PHARMACEUTICALS	3621346	3400936213463	1 flacon(s) aluminium verni de 30 g
62208969	ECONAZOLE JANSSEN 1 POUR CENT, crème	JANSSEN CILAG	3342505	3400933425050	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66136912	ECONAZOLE JANSSEN 1 POUR CENT, lait	JANSSEN CILAG	3342511	3400933425111	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) polyéthylène de 30 g
66951831	ECONAZOLE JANSSEN 1 POUR CENT, lotion en flacon avec bouchon-doseur	JANSSEN CILAG	3342540	3400933425401	1 flacon(s) polyéthylène de 73,5 g avec gobelet(s) doseur(s)
68956300	ECONAZOLE KELLER PHARMA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	KELLER PHARMA	3672674	3400936726741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
69511634	ECONAZOLE MERCK 1 %, poudre pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	3530721	3400935307217	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 20 g
61820358	ECONAZOLE MERCK 1%, crème	MERCK GENERIQUES	3773228	3400937732284	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
61181985	ECONAZOLE MERCK 1%, émulsion pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	3773234	3400937732345	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
69474118	ECONAZOLE MERCK 1%, solution pour application cutanée	MERCK GENERIQUES	3773240	3400937732406	1 flacon(s) aluminium verni de 30 g
61308938	ECONAZOLE MERCK L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3672645	3400936726451	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
61816662	ECONAZOLE NITRATE JANSSEN 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur	JANSSEN CILAG	3396843	3400933968434	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium de 30 g avec pompe(s) doseuse(s)
64443948	ECONAZOLE QUALIMED L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3672651	3400936726512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69043160	ECONAZOLE RANBAXY L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3769221	3400937692212	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
64412162	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, crème	RATIOPHARM	3386359	3400933863593	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
65284281	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée	RATIOPHARM	3386342	3400933863425	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
60521470	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	RATIOPHARM	3386365	3400933863654	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 20 g
60521470	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	RATIOPHARM	3524413	3400935244130	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 30 g
68346119	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, solution pour application cutanée	RATIOPHARM	3386371	3400933863715	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 30 g
62203630	ECONAZOLE RATIOPHARM L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	RATIOPHARM	3693417	3400936934177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
62203630	ECONAZOLE RATIOPHARM L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	RATIOPHARM	3693423	3400936934238	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 2 ovule(s)
69344548	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, crème	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400800	3400934008009	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
65410940	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400817	3400934008177	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
66710638	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400786	3400934007866	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 20 g
66710638	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3524347	3400935243478	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 30 g
63583790	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, solution pour application cutanée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3400792	3400934007927	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 30 g avec valve avec tube plongeur avec diffuseur
63560628	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, crème	SANDOZ	3656824	3400936568242	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64872666	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée	SANDOZ	3659604	3400936596047	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
66240875	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	SANDOZ	3656818	3400936568181	1 flacon(s) polyéthylène poudreur(se)(s) de 20 g
66240875	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	SANDOZ	3688244	3400936882447	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 30 g
69722161	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, solution pour application cutanée	SANDOZ	3680857	3400936808577	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 30 g
64767722	ECONAZOLE SANDOZ L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	SANDOZ	3672697	3400936726970	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
64767722	ECONAZOLE SANDOZ L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	SANDOZ	3672705	3400936727052	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 2 ovule(s)
66946001	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, crème	TEVA CLASSICS	3614122	3400936141223	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67718520	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée	TEVA CLASSICS	3614091	3400936140912	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g
60943411	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	TEVA CLASSICS	3400734	3400934007347	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 20 g
60943411	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée	TEVA CLASSICS	3614085	3400936140851	1 flacon(s) poudreur(se)(s) polyéthylène de 30 g
61218024	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, solution pour application cutanée	TEVA CLASSICS	3614116	3400936141162	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 30 g
65910326	ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3671120	3400936711204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
64126264	ECONAZOLE WINTHROP LP 150 mg, ovule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3775210	3400937752107	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 1 ovule(s)
64540219	ECOVITAMINE B12 0,05 %, collyre en solution en flacon	THEA	3562425	3400935624253	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
64540219	ECOVITAMINE B12 0,05 %, collyre en solution en flacon	THEA	3562431	3400935624314	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
60587335	EDETATE DE CHROME [51 Cr] CIS BIO INTERNATIONAL, solution pour injection. [Référence : CR-51-MM-1]	CIS BIO INTERNATIONAL	5609898	3400956098989	1 flacon(s) multidose(s) en verre de 37 MBq

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
67403631	Edétate de chrome [51Cr] Amersham, solution pour injection. [Référence : C.J.13P]	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5599800	3400955998006	1 flacon(s) multidose(s) en verre de 37 MBq
65945010	EDEX 10 microgrammes/1 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral (voie intracaveuse)	SCHWARZ PHARMA	3397475	3400933974756	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
67015187	EDEX 10 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment.	SCHWARZ PHARMA	3431551	3400934315510	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s) avec stylo
67015187	EDEX 10 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment.	SCHWARZ PHARMA	3431568	3400934315688	2 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s) avec stylo
67015187	EDEX 10 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment.	SCHWARZ PHARMA	3431574	3400934315749	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s)
67015187	EDEX 10 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment.	SCHWARZ PHARMA	3431580	3400934315800	2 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s)
67015187	EDEX 10 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment.	SCHWARZ PHARMA	3431597	3400934315978	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s)
61956511	EDEX 20 microgrammes/1 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral (voie intracaveuse)	SCHWARZ PHARMA	3386595	3400933865955	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 1 ml
66297965	EDEX 20 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment	SCHWARZ PHARMA	3431605	3400934316050	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s) avec stylo
66297965	EDEX 20 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment	SCHWARZ PHARMA	3431611	3400934316111	2 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s) avec stylo
66297965	EDEX 20 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment	SCHWARZ PHARMA	3431628	3400934316289	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s)
66297965	EDEX 20 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment	SCHWARZ PHARMA	3431858	3400934318580	2 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s)
66297965	EDEX 20 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaveuse) en cartouche bicompartiment	SCHWARZ PHARMA	3431864	3400934318641	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre et de 1 ml avec aiguille(s)
60387060	EDICLONE, comprimé enrobé	THERABEL LUCIEN PHARMA	3260173	3400932601738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60387060	EDICLONE, comprimé enrobé	THERABEL LUCIEN PHARMA	5547619	3400955476191	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 900 comprimé(s)
60387060	EDICLONE, comprimé enrobé	THERABEL LUCIEN PHARMA	5557144	3400955571445	40 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
68256878	EDIREL 300 mg, gélule	MAZAL PHARMACEUTIQUE	3364843	3400933648435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
69069956	EDIREL 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	MAZAL PHARMACEUTIQUE	3371530	3400933715304	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5,9 g
64887807	EDISTON 200 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3590410	3400935904102	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
68550890	EDUCTYL ADULTES, suppositoire effervescent	TECHNI-PHARMA	3034844	3400930348444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polyacétate de vinyle de 12 suppositoire(s)
68828471	EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent	TECHNI-PHARMA	3034867	3400930348673	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polyacétate de vinyle de 12 suppositoire(s)
68460368	EFDEGE, solution injectable	IASON	5644564	3400956445646	1 flacon(s) en verre de 1 GBq/ml
68188295	EFEZIAL 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé	MERCK GENERIQUES	3759642	3400937596428	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
68188295	EFEZIAL 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé	MERCK GENERIQUES	3759659	3400937596596	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
67136573	EFEZIAL 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé	MERCK GENERIQUES	3759688	3400937596886	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
67136573	EFEZIAL 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé	MERCK GENERIQUES	3759694	3400937596947	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
66334221	EFFACNE 2,5 POUR CENT, gel pour application locale	ROCHE POSAY	3338283	3400933382834	1 tube(s) polyéthylène de 30 g
60132049	EFFACNE, gel pour application locale	ROCHE POSAY	3267873	3400932678730	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 g
60132049	EFFACNE, gel pour application locale	ROCHE POSAY	3267896	3400932678969	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
62178757	EFFEDERM, solution pour application cutanée	CS	3227069	3400932270699	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml avec valve doseuse
67058605	EFFERALGAN 1 g, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3529178	3400935291783	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
67058605	EFFERALGAN 1 g, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3529209	3400935292094	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 8 comprimé(s)
67058605	EFFERALGAN 1 g, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	5622663	3400956226634	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
64796108	EFFERALGAN 150 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3290257	3400932902576	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 606 mg

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64796108	EFFERALGAN 150 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3390562	3400933905620	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 606 mg
64675665	EFFERALGAN 150 mg, suppositoire	BRISTOL MYERS SQUIBB	3390579	3400933905798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
66093336	EFFERALGAN 250 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3400390	3400934003905	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
66093336	EFFERALGAN 250 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3400409	3400934004094	24 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
61128406	EFFERALGAN 300 mg, suppositoire	BRISTOL MYERS SQUIBB	3390585	3400933905859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
67326925	EFFERALGAN 500 mg, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3256740	3400932567409	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67326925	EFFERALGAN 500 mg, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3256757	3400932567577	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
67326925	EFFERALGAN 500 mg, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	5604702	3400956047024	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68605422	EFFERALGAN 500 mg, comprimé effervescent sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3256993	3400932569939	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 10 comprimé(s)
68605422	EFFERALGAN 500 mg, comprimé effervescent sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3257001	3400932570010	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
68605422	EFFERALGAN 500 mg, comprimé effervescent sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3280299	3400932802999	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68605422	EFFERALGAN 500 mg, comprimé effervescent sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3280307	3400932803071	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
67617578	EFFERALGAN 80 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3290234	3400932902347	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 0,52 g
67617578	EFFERALGAN 80 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3390533	3400933905330	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 0,52 g
60298455	EFFERALGAN 80 mg, suppositoire	BRISTOL MYERS SQUIBB	3390556	3400933905569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
61109911	EFFERALGAN CODEINE, comprimé effervescent sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3331677	3400933316778	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61109911	EFFERALGAN CODEINE, comprimé effervescent sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5561252	3400955612520	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 40 comprimé(s)
61109911	EFFERALGAN CODEINE, comprimé effervescent sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5561269	3400955612698	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
63390065	EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3 POUR CENT, solution buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3519702	3400935197023	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 90 ml avec dispositif(s) doseur(s) polystyrène avec fermeture de sécurité enfant polyéthylène basse densité (PEBD)
63390065	EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3 POUR CENT, solution buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3778438	3400937784382	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 150 ml avec dispositif(s) doseur(s) polystyrène avec fermeture de sécurité enfant polyéthylène basse densité (PEBD)
63667968	EFFERALGAN VITAMINE C, comprimé effervescent sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3675187	3400936751873	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3482123	3400934821233	tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3482146	3400934821462	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3482152	3400934821523	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3482169	3400934821691	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 8 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3482175	3400934821752	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 10 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3482181	3400934821813	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 16 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	5611234	3400956112340	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	5611240	3400956112401	tube(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	5611257	3400956112579	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
69172447	EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	5611263	3400956112630	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 500 comprimé(s)
62947643	EFFERALGANVITAMINE C 500 mg/200 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3637318	3400936373181	1 tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
62947643	EFFERALGANVITAMINE C 500 mg/200 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3637324	3400936373242	2 tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
67020138	EFFERDERM 0,05 POUR CENT, crème	CS	3176277	3400931762775	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64917168	EFFERDOL 50 mg, comprimé effervescent	INNOTECH INTERNATIONAL	3567173	3400935671738	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
64917168	EFFERDOL 50 mg, comprimé effervescent	INNOTECH INTERNATIONAL	3567196	3400935671967	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64917168	EFFERDOL 50 mg, comprimé effervescent	INNOTECH INTERNATIONAL	3567204	3400935672049	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64917168	EFFERDOL 50 mg, comprimé effervescent	INNOTECH INTERNATIONAL	3617126	3400936171268	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
64917168	EFFERDOL 50 mg, comprimé effervescent	INNOTECH INTERNATIONAL	5634577	3400956345779	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63879469	EFFERVITAL, comprimé effervescent	ORGANON	3228695	3400932286959	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63879469	EFFERVITAL, comprimé effervescent	ORGANON	3228703	3400932287031	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63879469	EFFERVITAL, comprimé effervescent	ORGANON	3228726	3400932287260	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63879469	EFFERVITAL, comprimé effervescent	ORGANON	3228732	3400932287321	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69157662	EFFEXOR 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3373598	3400933735982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69157662	EFFEXOR 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3373606	3400933736064	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65274166	EFFEXOR 50 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3373635	3400933736354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65274166	EFFEXOR 50 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3373641	3400933736415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66430942	EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465627	3400934656279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
66430942	EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465633	3400934656330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
66430942	EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465656	3400934656569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
61403425	EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465550	3400934655500	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
61403425	EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465567	3400934655678	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61403425	EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465573	3400934655739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
61403425	EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3762704	3400937627047	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
65891566	EFFICORT HYDROPHILE 0,127 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3306917	3400933069179	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
65891566	EFFICORT HYDROPHILE 0,127 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3312220	3400933122201	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
65891566	EFFICORT HYDROPHILE 0,127 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3423729	3400934237294	1 tube(s) polypropylène de 15 g
65891566	EFFICORT HYDROPHILE 0,127 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3423735	3400934237355	1 tube(s) polypropylène de 30 g
60252422	EFFICORT LIPOPHILE 0,127 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3306900	3400933069001	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60252422	EFFICORT LIPOPHILE 0,127 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3312214	3400933122140	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
65161898	EFFIDOSE ARTICHAUT, suspension buvable de plante fraîche en récipients unidose	CHEFARO ARDEVAL	3333417	3400933334178	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
65161898	EFFIDOSE ARTICHAUT, suspension buvable de plante fraîche en récipients unidose	CHEFARO ARDEVAL	3376295	3400933762957	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
68716981	EFFIDOSE AUBEPINE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3324022	3400933240226	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
68716981	EFFIDOSE AUBEPINE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3376243	3400933762438	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
68050789	EFFIDOSE BARDANE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3339153	3400933391539	7 récipient(s) unidose(s) de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68050789	EFFIDOSE BARDANE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3376332	3400933763329	14 récipient(s) unidose(s) de 10 ml
66326484	EFFIDOSE CASSIS, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3328155	3400933281557	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
66326484	EFFIDOSE CASSIS, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3376266	3400933762667	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
68697755	EFFIDOSE FUCUS, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3329077	3400933290771	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
68697755	EFFIDOSE FUCUS, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3345461	3400933454616	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
63327467	EFFIDOSE MARRON D'INDE, suspension buvable de plante fraîche en récipients unidose	CHEFARO ARDEVAL	3327380	3400933273804	7 récipient(s) unidose(s) de 10 ml
63327467	EFFIDOSE MARRON D'INDE, suspension buvable de plante fraîche en récipients unidose	CHEFARO ARDEVAL	3354885	3400933548858	14 récipient(s) unidose(s) de 10 ml
65648639	EFFIDOSE MELILOT, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3325286	3400933252861	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
65648639	EFFIDOSE MELILOT, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3345455	3400933454555	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
68452617	EFFIDOSE MELISSE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3327405	3400933274054	7 récipient(s) unidose(s) résine(s) de 10 ml
68452617	EFFIDOSE MELISSE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3376349	3400933763497	14 récipient(s) unidose(s) résine(s) de 10 ml
68709595	EFFIDOSE ORTIE, suspension buvable de plante fraîche	CHEFARO ARDEVAL	3362548	3400933625481	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
68709595	EFFIDOSE ORTIE, suspension buvable de plante fraîche	CHEFARO ARDEVAL	3376303	3400933763039	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
61193051	EFFIDOSE PASSIFLORE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3328089	3400933280895	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
61193051	EFFIDOSE PASSIFLORE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3376272	3400933762728	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
61771701	EFFIDOSE PISSENLIT, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3328095	3400933280956	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
61771701	EFFIDOSE PISSENLIT, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3344941	3400933449414	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
63960138	EFFIDOSE PRELE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3327411	3400933274115	7 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
63960138	EFFIDOSE PRELE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3346058	3400933460587	14 récipient(s) unidose(s) en résine polymérique de 10 ml
65795379	EFFIDOSE REINE DES PRES, suspension buvable de plante fraîche récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3376326	3400933763268	14 récipient(s) unidose(s) résine(s) de 10 ml
65795379	EFFIDOSE REINE DES PRES, suspension buvable de plante fraîche récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3383214	3400933832148	7 récipient(s) unidose(s) résine(s) de 10 ml
64720174	EFFIDOSE VALERIANE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3328907	3400933289072	7 récipient(s) unidose(s) résine(s) de 10 ml
64720174	EFFIDOSE VALERIANE, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3376289	3400933762896	14 récipient(s) unidose(s) résine(s) de 10 ml
69140061	EFFIPREV, comprimé	EFFIK	3384018	3400933840181	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
69140061	EFFIPREV, comprimé	EFFIK	3384024	3400933840242	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
61052734	EFFITARYL 200 mg, gélule	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3556695	3400935566959	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
68584280	EFFIZINC 15 mg, gélule	EXPANSCIENCE	3678926	3400936789265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
68584280	EFFIZINC 15 mg, gélule	EXPANSCIENCE	3678932	3400936789326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 gélule(s)
68584280	EFFIZINC 15 mg, gélule	EXPANSCIENCE	3678949	3400936789494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68584280	EFFIZINC 15 mg, gélule	EXPANSCIENCE	3678955	3400936789555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68584280	EFFIZINC 15 mg, gélule	EXPANSCIENCE	3678961	3400936789616	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 gélule(s)
68584280	EFFIZINC 15 mg, gélule	EXPANSCIENCE	3678978	3400936789784	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64490264	EFFORTIL 5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3035016	3400930350164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64490264	EFFORTIL 5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5532463	3400955324638	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 500 comprimé(s)
64490264	EFFORTIL 5 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5595506	3400955955061	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
66358546	EFFORTIL, solution buvable en gouttes	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3035022	3400930350225	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes
66358546	EFFORTIL, solution buvable en gouttes	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3311108	3400933111083	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec compte-gouttes
66358546	EFFORTIL, solution buvable en gouttes	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5529975	3400955299752	1 flacon(s) en verre brun de 145 ml avec compte-gouttes
64486668	EFICAL 1000 mg, comprimé à sucer	DAKOTA PHARM	3394123	3400933941239	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
64099835	EFICAL 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	DAKOTA PHARM	3344013	3400933440138	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 7 g
68453509	EFICAL 500 mg, comprimé à sucer	DAKOTA PHARM	3387732	3400933877323	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
67906180	EFICAL 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet	DAKOTA PHARM	3344007	3400933440077	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 3,5 g
66734048	EFICAL VITAMINE D3, comprimé à sucer	DAKOTA PHARM	3411554	3400934115547	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
65134342	EFIMAG 2,25 g, comprimé effervescent	ROSA PHYTOPHARMA	3351332	3400933513320	3 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
60262929	EFIMAG, poudre pour solution buvable en sachet-dose	DAIICHI SANKYO FRANCE	3285523	3400932855230	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 6,45 g
60262929	EFIMAG, poudre pour solution buvable en sachet-dose	DAIICHI SANKYO FRANCE	3285546	3400932855469	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 6,45 g
61420467	EFRYL ETAT GRIPPAL, granulé pour solution buvable en sachet	SANDOZ	3416600	3400934166006	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4750 mg
61420467	EFRYL ETAT GRIPPAL, granulé pour solution buvable en sachet	SANDOZ	3416617	3400934166174	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4750 mg
61420467	EFRYL ETAT GRIPPAL, granulé pour solution buvable en sachet	SANDOZ	3416623	3400934166235	16 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4750 mg
64378977	EFRYL RHUME, granulés pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3667555	3400936675551	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3730 mg
64378977	EFRYL RHUME, granulés pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3667561	3400936675612	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3730 mg
64378977	EFRYL RHUME, granulés pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3667578	3400936675780	16 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3730 mg
64378977	EFRYL RHUME, granulés pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3667584	3400936675841	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3730 mg
60627235	EFUDIX 5 POUR CENT, crème	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3218426	3400932184262	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
60627235	EFUDIX 5 POUR CENT, crème	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3218432	3400932184323	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
60627235	EFUDIX 5 POUR CENT, crème	VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE	3768724	3400937687249	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
67258794	EGATEN 250 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3585774	3400935857743	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
67258794	EGATEN 250 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	5642631	3400956426317	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66826009	EGERY, microgranules gastro-résistants en gélule	BIORGA	3357814	3400933578145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66826009	EGERY, microgranules gastro-résistants en gélule	BIORGA	3357820	3400933578206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
64486860	ELANVITE C 1000 mg, comprimé effervescent	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3333021	3400933330217	1 flacon(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64486860	ELANVITE C 1000 mg, comprimé effervescent	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3333038	3400933330385	2 flacon(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64486860	ELANVITE C 1000 mg, comprimé effervescent	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3333044	3400933330446	4 flacon(s) polypropylène de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69448543	ELANVITE C 500 mg, comprimé effervescent	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3338395	3400933383954	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69448543	ELANVITE C 500 mg, comprimé effervescent	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3338403	3400933384036	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69448543	ELANVITE C 500 mg, comprimé effervescent	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3338426	3400933384265	4 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63288174	ELAPRASE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES (SUEDE)	5705633	3400957056339	1 flacon(s) en verre de 3 ml
63288174	ELAPRASE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES (SUEDE)	5705656	3400957056568	4 flacon(s) en verre de 3 ml
63288174	ELAPRASE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES (SUEDE)	5705662	3400957056629	10 flacon(s) en verre de 3 ml
63355580	ELASE, pommade	PFIZER	3035105	3400930351055	1 tube(s) aluminium de 10 g
63355580	ELASE, pommade	PFIZER	3236252	3400932362523	1 tube(s) aluminium de 20 g
63355580	ELASE, pommade	PFIZER	5525799	3400955257998	4 tube(s) aluminium de 60 g
65848159	ELASTOTHERM 0,075 %, crème	BEIERSDORF (ALLEMAGNE)	3721993	3400937219938	1 tube(s) aluminium de 20 g
65848159	ELASTOTHERM 0,075 %, crème	BEIERSDORF (ALLEMAGNE)	3722001	3400937220019	1 tube(s) aluminium de 50 g
65848159	ELASTOTHERM 0,075 %, crème	BEIERSDORF (ALLEMAGNE)	3722018	3400937220187	1 tube(s) aluminium de 100 g
63534327	ELASTOTHERM 4,8 mg, emplâtre médicamenteux	BEIERSDORF (ALLEMAGNE)	3652832	3400936528321	sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 emplâtre(s)
63534327	ELASTOTHERM 4,8 mg, emplâtre médicamenteux	BEIERSDORF (ALLEMAGNE)	3652849	3400936528499	sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 2 emplâtre(s)
68925632	ELAVIL 25 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3035163	3400930351635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69203693	ELDISINE 1 mg, poudre pour solution injectable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3253931	3400932539314	1 flacon(s) en verre
68901446	ELDISINE 10 mg, poudre pour préparation injectable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3227129	3400932271290	1 flacon(s)
60487783	ELDISINE 4 mg, poudre pour solution injectable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3227112	3400932271122	1 flacon(s) en verre
61886269	ELDISINE 5 mg, poudre pour solution injectable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5655007	3400956550074	1 flacon(s) en verre
64283066	ELECTAN 2 mg, comprimé	SERVIER	3310451	3400933104511	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64283066	ELECTAN 2 mg, comprimé	SERVIER	3310468	3400933104689	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
64283066	ELECTAN 2 mg, comprimé	SERVIER	3310474	3400933104740	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64283066	ELECTAN 2 mg, comprimé	SERVIER	3310480	3400933104801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64283066	ELECTAN 2 mg, comprimé	SERVIER	3310497	3400933104979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64283066	ELECTAN 2 mg, comprimé	SERVIER	3310505	3400933105051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
64283066	ELECTAN 2 mg, comprimé	SERVIER	3310511	3400933105112	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
69931595	ELECTAN 4 mg, comprimé sécable	SERVIER	3310379	3400933103798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69931595	ELECTAN 4 mg, comprimé sécable	SERVIER	3310385	3400933103859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
69931595	ELECTAN 4 mg, comprimé sécable	SERVIER	3310391	3400933103910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69931595	ELECTAN 4 mg, comprimé sécable	SERVIER	3310416	3400933104160	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69931595	ELECTAN 4 mg, comprimé sécable	SERVIER	3310422	3400933104221	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69931595	ELECTAN 4 mg, comprimé sécable	SERVIER	3310439	3400933104399	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
69931595	ELECTAN 4 mg, comprimé sécable	SERVIER	3310445	3400933104450	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
63987249	ELECTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629193	3400936291935	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63987249	ELECTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629201	3400936292017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
63987249	ELECTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629218	3400936292185	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63987249	ELECTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629224	3400936292246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63987249	ELECTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629230	3400936292307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
63987249	ELECTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629247	3400936292475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63987249	ELECTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629253	3400936292536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63987249	ELECTAN 8 mg, comprimé	SERVIER	3629276	3400936292765	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
68990854	ELENOL, crème	GERDA	3035246	3400930352465	1 tube(s) de 90 g
60198622	ELEPREP, poudre pour solution buvable en sachet-dose	NORGINE PHARMA	3486575	3400934865756	16 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 27,6216 g
68599161	ELEVIT VITAMINE B9, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE	3571855	3400935718556	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68599161	ELEVIT VITAMINE B9, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE	3571861	3400935718617	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62862171	ELGYDIUM, pâte dentifrice	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3213512	3400932135127	1 tube(s) de 8 g
62862171	ELGYDIUM, pâte dentifrice	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3213529	3400932135295	1 tube(s) de 50 g
62862171	ELGYDIUM, pâte dentifrice	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3213535	3400932135356	1 tube(s) de 100 g
62862171	ELGYDIUM, pâte dentifrice	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3223172	3400932231720	1 tube(s) de 150 g
62862171	ELGYDIUM, pâte dentifrice	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3464527	3400934645273	1 tube(s) aluminium de 4 g
68995805	ELIDEL 1 %, crème	NOVARTIS PHARMA	3615788	3400936157880	1 tube(s) aluminium de 15 g
68995805	ELIDEL 1 %, crème	NOVARTIS PHARMA	3615794	3400936157941	1 tube(s) aluminium de 30 g
68995805	ELIDEL 1 %, crème	NOVARTIS PHARMA	3615802	3400936158023	1 tube(s) aluminium de 60 g
68995805	ELIDEL 1 %, crème	NOVARTIS PHARMA	3615819	3400936158191	1 tube(s) aluminium de 100 g
60639255	ELIGARD 22,5 mg, poudre et solvant pour solution injectable	ASTELLAS PHARMA	3669092	3400936690929	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène - 1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène
60639255	ELIGARD 22,5 mg, poudre et solvant pour solution injectable	ASTELLAS PHARMA	5665661	3400956656615	2 seringue(s) préremplie(s) polypropylène - 2 seringue(s) préremplie(s) polypropylène
62403976	ELIGARD 7,5 mg, poudre et solvant pour solution injectable	ASTELLAS PHARMA	3669086	3400936690868	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène - 1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène
62403976	ELIGARD 7,5 mg, poudre et solvant pour solution injectable	ASTELLAS PHARMA	5665655	3400956656554	3 seringue(s) préremplie(s) polypropylène - 3 seringue(s) préremplie(s) polypropylène
65844513	ELINDRA 20 mg, gélule	LILLY FRANCE	3563844	3400935638441	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
65844513	ELINDRA 20 mg, gélule	LILLY FRANCE	3563850	3400935638502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
65844513	ELINDRA 20 mg, gélule	LILLY FRANCE	3563867	3400935638670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
65844513	ELINDRA 20 mg, gélule	LILLY FRANCE	5634548	3400956345489	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 70 gélule(s)
64103340	ELISOR 10 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3322112	3400933221126	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64103340	ELISOR 10 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3713982	3400937139823	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65262477	ELISOR 20 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3322129	3400933221294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65262477	ELISOR 20 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3713999	3400937139991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65262477	ELISOR 20 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5608166	3400956081660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68013125	ELISOR 40 mg, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3511416	3400935114167	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68013125	ELISOR 40 mg, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3714007	3400937140072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
68013125	ELISOR 40 mg, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	5616415	3400956164158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66642856	ELIXIR BONJEAN, solution buvable	JFS PHARMA	3013693	3400930136935	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60355568	ELIXIR DE BOULEAU WELEDA, sirop	WELEDA	3120348	3400931203483	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
60355568	ELIXIR DE BOULEAU WELEDA, sirop	WELEDA	3120354	3400931203544	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 500 ml
62267818	ELIXIR DE TERPINE A 1 POUR CENT SAUBA, solution buvable en flacon	ZAMBON FRANCE	3104042	3400931040422	1 flacon(s) en verre de 150 ml
62267818	ELIXIR DE TERPINE A 1 POUR CENT SAUBA, solution buvable en flacon	ZAMBON FRANCE	3276642	3400932766420	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62367551	ELIXIR GREZ, solution buvable	MONIN CHANTEAUD	3400711	3400934007118	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
60709700	ELIXIR PAREGORIQUE GIFRER A 50 POUR CENT, solution buvable, flacon	GIFRER BARBEZAT	3116039	3400931160397	1 flacon(s) en verre de 45 ml
68188128	ELIXIR PAREGORIQUE LIPHA 50 POUR CENT, solution buvable, flacon	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3129036	3400931290360	1 flacon(s) en verre de 45 ml
61449337	ELIXIR SPARK, solution buvable	DIPROCOM	3098548	3400930985489	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml
63102189	ELOCOME 0,1 POUR CENT, lotion	SCHERING PLOUGH	3395447	3400933954475	1 flacon(s) polyéthylène de 10 g avec compte-gouttes
63102189	ELOCOME 0,1 POUR CENT, lotion	SCHERING PLOUGH	3395453	3400933954536	1 flacon(s) polyéthylène de 15 g avec compte-gouttes
63102189	ELOCOME 0,1 POUR CENT, lotion	SCHERING PLOUGH	3395476	3400933954765	1 flacon(s) polyéthylène de 30 g avec compte-gouttes
63102189	ELOCOME 0,1 POUR CENT, lotion	SCHERING PLOUGH	3395482	3400933954826	1 flacon(s) polyéthylène de 100 g avec compte-gouttes
61763583	ELOCOME 0,1 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3395542	3400933955427	1 tube(s) aluminium de 10 g
61763583	ELOCOME 0,1 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3395559	3400933955595	1 tube(s) aluminium de 15 g
61763583	ELOCOME 0,1 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3395565	3400933955656	1 tube(s) aluminium de 30 g
61763583	ELOCOME 0,1 POUR CENT, pommade	SCHERING PLOUGH	3395571	3400933955717	1 tube(s) aluminium de 100 g
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557708	3400935577085	1 poche(s) PVC de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557714	3400935577146	1 poche(s) polypropylène de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557720	3400935577207	15 poche(s) polypropylène de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557737	3400935577375	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557743	3400935577436	20 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557766	3400935577665	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557772	3400935577726	15 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557789	3400935577894	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557795	3400935577955	40 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557803	3400935578037	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557826	3400935578266	20 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557832	3400935578327	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 250 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557849	3400935578495	20 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 250 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557855	3400935578556	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557861	3400935578617	15 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène suremballée/surpochée de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557878	3400935578785	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène de 250 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557884	3400935578846	40 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène de 250 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557890	3400935578907	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène de 500 ml
61947067	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3557909	3400935579096	20 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène de 500 ml
66170932	ELOHES 6 POUR CENT, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5569650	3400955696506	10 flacon(s) en verre de 500 ml
66170932	ELOHES 6 POUR CENT, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5573373	3400955733737	1 flacon(s) en verre de 500 ml
64331251	ELOSALIC, pommade	SCHERING PLOUGH	3566423	3400935664235	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
64331251	ELOSALIC, pommade	SCHERING PLOUGH	3566446	3400935664464	1 tube(s) aluminium verni de 45 g
64331251	ELOSALIC, pommade	SCHERING PLOUGH	3691826	3400936918269	tube(s) aluminium verni de 25 g
64331251	ELOSALIC, pommade	SCHERING PLOUGH	3691832	3400936918320	tube(s) aluminium verni de 50 g
69800311	ELOVENT TWISTHALER 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	SCHERING PLOUGH	3592478	3400935924780	1 inhalateur(s) multidose(s) de 30 dose(s)
69800311	ELOVENT TWISTHALER 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	SCHERING PLOUGH	3592484	3400935924841	1 inhalateur(s) multidose(s) de 60 dose(s)
61345826	ELOVENT TWISTHALER 400 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	SCHERING PLOUGH	3592490	3400935924902	1 inhalateur(s) multidose(s) de 30 dose(s)
61345826	ELOVENT TWISTHALER 400 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	SCHERING PLOUGH	3592509	3400935925091	1 inhalateur(s) multidose(s) de 60 dose(s)
68086867	ELOXATINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5596486	3400955964865	1 flacon(s) en verre de 50 mg
68086867	ELOXATINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5596492	3400955964926	1 flacon(s) en verre de 100 mg
68086867	ELOXATINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5631917	3400956319176	1 flacon(s) en verre de 20 mg
61941057	ELOXATINE 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659838	3400956598380	1 flacon(s) en verre de 10 ml
61941057	ELOXATINE 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659844	3400956598441	1 flacon(s) en verre de 20 ml
61941057	ELOXATINE 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5695604	3400956956043	1 flacon(s) en verre de 40 ml
64562169	ELSEP 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	5643441	3400956434411	1 flacon(s) en verre de 5 ml
64562169	ELSEP 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	5643458	3400956434589	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64562169	ELSEP 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	5643464	3400956434640	1 flacon(s) en verre de 12,5 ml
63130270	ELUDRIL, collutoire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3115749	3400931157496	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 55 ml avec embout buccal polyéthylène
63130270	ELUDRIL, collutoire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3570264	3400935702647	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 55 ml avec embout buccal polyéthylène
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3035329	3400930353295	1 flacon(s) en verre de 90 ml avec gobelet doseur polypropylène
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3226354	3400932263547	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3482376	3400934823763	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 90 ml avec gobelet doseur polypropylène
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3482382	3400934823824	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3512143	3400935121431	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 500 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3575008	3400935750082	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 15 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3575014	3400935750143	6 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 15 ml
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3575020	3400935750204	12 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 15 ml
66226772	ELUDRIL, solution pour bain de bouche	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5519132	3400955191322	1 flacon(s) en verre de 500 ml avec gobelet doseur polypropylène
66024532	ELUMATIC III, Générateur de Molybdène [99 Mo]/Technétium [99m Tc] pour l'élution par une solution injectable de chlorure de sodium 9 mg/ml et de nitrate de sodium à 0,05 mg/ml	CIS BIO INTERNATIONAL	5525948	3400955259480	générateur(s) de 2 - 20 GBq - pochette(s) PVC de 200 ml - flacon(s) en verre de 15 ml
66715891	ELUMOTA 0,5 g, poudre et solution pour préparation injectable I.V.	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5548754	3400955487548	1 flacon(s) en verre de 0,521 g - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
66192341	ELUMOTA 1 g, poudre et solution pour préparation injectable I.V.	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5548760	3400955487609	1 flacon(s) en verre de 1 g de poudre - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml de solvant
66192341	ELUMOTA 1 g, poudre et solution pour préparation injectable I.V.	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5553293	3400955532934	30 flacon(s) en verre de 1 g de poudre
67884232	ELUMOTA 3 g, poudre et solution pour préparation injectable I.V.	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5548777	3400955487777	1 flacon(s) en verre de 3 g de poudre - 1 ampoule(s) en verre de 30 ml de solvant
67884232	ELUMOTA 3 g, poudre et solution pour préparation injectable I.V.	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5553301	3400955533016	30 flacon(s) en verre de 3 g
64919888	ELUSANES AFFINEX, solution buvable	PLANTES ET MEDECINES	3443979	3400934439797	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml
66677120	ELUSANES AIL, gélule gastro-résistante	PLANTES ET MEDECINES	3381505	3400933815059	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
66677120	ELUSANES AIL, gélule gastro-résistante	PLANTES ET MEDECINES	3381511	3400933815110	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
65841225	ELUSANES ALGUES BRUNES ALOES, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3609486	3400936094864	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 20 gélule(s)
66325934	ELUSANES ARTICHAUT, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3291015	3400932910151	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66593722	ELUSANES AUBEPINE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3291050	3400932910502	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66593722	ELUSANES AUBEPINE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422606	3400934226069	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
62462280	ELUSANES BARDANE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3362560	3400933625603	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 30 gélule(s)
60985556	ELUSANES BOLDO, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296834	3400932968343	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
63392721	ELUSANES BUSSESOLE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3358423	3400933584238	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
63392721	ELUSANES BUSSESOLE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3457941	3400934579417	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
64802461	ELUSANES CASSIS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296863	3400932968633	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422612	3400934226120	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422629	3400934226298	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422635	3400934226359	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 gélule(s)
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422641	3400934226410	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422658	3400934226588	1 flacon(s) polyéthylène de 20 gélule(s) avec bouchon en polypropylène
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422664	3400934226649	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s) avec bouchon en polypropylène
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422670	3400934226700	1 flacon(s) polyéthylène de 50 gélule(s) avec bouchon en polypropylène
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422687	3400934226878	1 flacon(s) polyéthylène de 60 gélule(s) avec bouchon en polypropylène
61516063	ELUSANES CHARBON VEGETAL, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422693	3400934226939	1 flacon(s) polyéthylène de 200 gélule(s) avec bouchon en polypropylène
61163909	ELUSANES ESCHSCHOLTZIA, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3404927	3400934049279	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
62769557	ELUSANES FENUGREC, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3381646	3400933816469	1 flacon(s) polypropylène de 50 gélule(s)
62769557	ELUSANES FENUGREC, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3600290	3400936002906	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
64372091	ELUSANES FRAGON, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3527280	3400935272805	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
64372091	ELUSANES FRAGON, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3527297	3400935272973	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
64372091	ELUSANES FRAGON, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3527305	3400935273055	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
66649263	ELUSANES FRENE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3291038	3400932910380	1 flacon(s) polypropylène polyéthylène de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66649263	ELUSANES FRENE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422581	3400934225819	1 flacon(s) polypropylène polyéthylène de 60 gélule(s)
64574837	ELUSANES FUCUS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3339101	3400933391010	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) polypropylène de 20 gélule(s)
64574837	ELUSANES FUCUS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3424663	3400934246630	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) polypropylène de 30 gélule(s)
69393627	ELUSANES FUMETERRE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296840	3400932968404	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
69144202	ELUSANES GATTILIER, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3652789	3400936527898	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
69144202	ELUSANES GATTILIER, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3652795	3400936527959	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
69144202	ELUSANES GATTILIER, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3652803	3400936528031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69144202	ELUSANES GATTILIER, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3652826	3400936528260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
65465043	ELUSANES GINSENG, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3587448	3400935874481	flacon(s) polyéthylène polypropylène de 20 gélule(s)
65465043	ELUSANES GINSENG, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3604224	3400936042247	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 40 gélule(s)
63906261	ELUSANES GRANDE CAMOMILLE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3376214	3400933762148	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66912807	ELUSANES HAMAMELIS, gel	PLANTES ET MEDECINES	3404962	3400934049620	1 tube(s) polyéthylène de 50 g
66912807	ELUSANES HAMAMELIS, gel	PLANTES ET MEDECINES	3421268	3400934212680	1 tube(s) polyéthylène de 100 g
63896917	ELUSANES HAMAMELIS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3362666	3400933626662	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
69328736	ELUSANES HARPAGESIC, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3604247	3400936042476	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
69328736	ELUSANES HARPAGESIC, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3604253	3400936042537	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
60798268	ELUSANES KOLA, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3421110	3400934211102	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
60798268	ELUSANES KOLA, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3421127	3400934211270	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
60798268	ELUSANES KOLA, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3421133	3400934211331	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
60542938	ELUSANES LITHIABYL, solution buvable	PLANTES ET MEDECINES	3544901	3400935449016	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure polypropylène de 5 ml
60542938	ELUSANES LITHIABYL, solution buvable	PLANTES ET MEDECINES	3544918	3400935449184	8 flacon(s) polytéréphtalate (PET) jaune(brun) de 100 ml avec cuillère-mesure polypropylène de 5 ml
63565924	ELUSANES MAIS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296797	3400932967971	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
65360359	ELUSANES MARRONNIER D'INDE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3376361	3400933763619	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
65360359	ELUSANES MARRONNIER D'INDE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422552	3400934225529	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
60509094	ELUSANES MARRUBE BLANC, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296142	3400932961429	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
61628849	ELUSANES MATE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296136	3400932961368	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66315057	ELUSANES MELILOT, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296886	3400932968862	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
65750195	ELUSANES MILLEPERTUIS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3627892	3400936278929	1 flacon(s) polypropylène basse densité de 30 gélule(s)
65750195	ELUSANES MILLEPERTUIS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3627900	3400936279001	1 flacon(s) polypropylène basse densité de 45 gélule(s)
66626108	ELUSANES NATUDOR, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3458797	3400934587979	1 flacon(s) polyéthylène de 20 gélule(s)
66626108	ELUSANES NATUDOR, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3458805	3400934588051	1 flacon(s) polyéthylène de 60 gélule(s)
66626108	ELUSANES NATUDOR, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3459489	3400934594892	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
66626108	ELUSANES NATUDOR, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3508710	3400935087102	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
66626108	ELUSANES NATUDOR, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3508727	3400935087270	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66626108	ELUSANES NATUDOR, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3508733	3400935087331	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
60807404	ELUSANES ORTHOSIPHON, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3342244	3400933422448	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
60807404	ELUSANES ORTHOSIPHON, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422575	3400934225758	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
63557393	ELUSANES ORTIE RACINE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3486316	3400934863165	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63557393	ELUSANES ORTIE RACINE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3486322	3400934863226	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 60 gélule(s)
63557393	ELUSANES ORTIE RACINE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3527268	3400935272683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
63557393	ELUSANES ORTIE RACINE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3527274	3400935272744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
69055928	ELUSANES ORTIE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3381497	3400933814977	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66484192	ELUSANES PASSIFLORE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3291044	3400932910441	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66484192	ELUSANES PASSIFLORE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422569	3400934225697	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
63662444	ELUSANES PENSEE SAUVAGE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3359859	3400933598594	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66096631	ELUSANES PHYTOFIBRE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3587431	3400935874313	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 20 gélule(s)
61337911	ELUSANES PHYTOFIBRE, poudre pour suspension buvable en sachet	PLANTES ET MEDECINES	3390094	3400933900946	14 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
61861433	ELUSANES PILOSELLE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296828	3400932968282	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
61861433	ELUSANES PILOSELLE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3424657	3400934246579	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
66316522	ELUSANES PRELE DES CHAMPS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296716	3400932967162	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66316522	ELUSANES PRELE DES CHAMPS, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3424640	3400934246401	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
69747314	ELUSANES QUINQUINA, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3358469	3400933584696	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
62588208	ELUSANES REINE DES PRES, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3291021	3400932910212	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
62588208	ELUSANES REINE DES PRES, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3424634	3400934246340	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
68309989	ELUSANES SAULE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3409942	3400934099427	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
68309989	ELUSANES SAULE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3409959	3400934099595	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
67951962	ELUSANES STARPHYT, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3442750	3400934427503	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 50 gélule(s)
67951962	ELUSANES STARPHYT, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3600309	3400936003095	1 flacon(s) polyéthylène polypropylène de 30 gélule(s)
60491931	ELUSANES THE VERT, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296811	3400932968114	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
60491931	ELUSANES THE VERT, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3424597	3400934245978	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
63262126	ELUSANES VALERIANE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3362577	3400933625771	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
63262126	ELUSANES VALERIANE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3422598	3400934225987	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
68070304	ELUSANES VIGNE ROUGE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3296857	3400932968572	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
68070304	ELUSANES VIGNE ROUGE, gélule	PLANTES ET MEDECINES	3424628	3400934246289	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
66502110	ELVORINE 100 mg, lyophilisat pour usage parentéral	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489875	3400934898754	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
62645381	ELVORINE 100 mg/10 ml, solution injectable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489906	3400934899065	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354508	3400933545086	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 8 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354514	3400933545147	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 12 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354520	3400933545208	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 16 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354537	3400933545376	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 24 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354543	3400933545437	1 flacon(s) polyéthylène de 8 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354566	3400933545666	1 flacon(s) polyéthylène de 12 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354572	3400933545727	1 flacon(s) polyéthylène de 16 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354589	3400933545895	1 flacon(s) polyéthylène de 24 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3364145	3400933641450	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 20 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3364151	3400933641511	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475459	3400934754593	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475465	3400934754654	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475471	3400934754715	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
62340579	ELVORINE 12,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475488	3400934754883	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
60552761	ELVORINE 175 mg, lyophilisat pour usage parentéral	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489852	3400934898525	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
60552761	ELVORINE 175 mg, lyophilisat pour usage parentéral	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489869	3400934898693	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
63784708	ELVORINE 175 mg/17,5 ml, solution injectable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489912	3400934899126	1 flacon(s) en verre brun de 17,5 ml
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354230	3400933542306	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 8 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354247	3400933542474	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 12 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354253	3400933542535	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 16 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354276	3400933542764	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 24 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354282	3400933542825	1 flacon(s) polyéthylène de 8 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354299	3400933542993	1 flacon(s) polyéthylène de 12 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354307	3400933543075	1 flacon(s) polyéthylène de 16 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354313	3400933543136	1 flacon(s) polyéthylène de 24 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3364122	3400933641221	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 20 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3364139	3400933641399	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3474939	3400934749391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3474945	3400934749452	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3474951	3400934749513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
66915689	ELVORINE 2,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3474968	3400934749681	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
67530760	ELVORINE 25 mg, lyophilisat pour usage parenteral	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489800	3400934898006	1 flacon(s) en verre
67530760	ELVORINE 25 mg, lyophilisat pour usage parenteral	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489817	3400934898174	10 flacon(s) en verre
65261375	ELVORINE 25 mg/2,5 ml, solution injectable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489881	3400934898815	1 flacon(s) en verre brun de 2,5 ml
67162290	ELVORINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354336	3400933543365	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 8 comprimé(s)
67162290	ELVORINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354342	3400933543426	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 12 comprimé(s)
67162290	ELVORINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354359	3400933543594	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 16 comprimé(s)
67162290	ELVORINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354365	3400933543655	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 24 comprimé(s)
67162290	ELVORINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354371	3400933543716	1 flacon(s) polyéthylène de 8 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67162290	ELVORINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354388	3400933543884	1 flacon(s) polyéthylène de 12 comprimé(s)
67162290	ELVORINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354394	3400933543945	1 flacon(s) polyéthylène de 16 comprimé(s)
67162290	ELVORINE 5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354402	3400933544027	1 flacon(s) polyéthylène de 24 comprimé(s)
62890014	ELVORINE 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489823	3400934898235	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
62890014	ELVORINE 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489846	3400934898464	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
68240500	ELVORINE 50 mg/5 ml, solution injectable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3489898	3400934898983	1 flacon(s) en verre brun de 5 ml
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354419	3400933544195	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 8 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354425	3400933544256	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 12 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354431	3400933544317	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 16 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354448	3400933544485	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 24 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354454	3400933544546	1 flacon(s) polyéthylène de 8 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354460	3400933544607	1 flacon(s) polyéthylène de 12 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354477	3400933544775	1 flacon(s) polyéthylène de 16 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3354483	3400933544836	1 flacon(s) polyéthylène de 24 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3361425	3400933614256	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 20 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3361431	3400933614317	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3474974	3400934749742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475413	3400934754135	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475436	3400934754364	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
67687224	ELVORINE 7,5 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3475442	3400934754425	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
64698660	ELYZOL 25 POUR CENT, suspension pour usage dentaire en cartouche	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3404086	3400934040863	2 cartouche(s) en verre brun de 1 g avec aiguille(s)
64698660	ELYZOL 25 POUR CENT, suspension pour usage dentaire en cartouche	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3423267	3400934232671	2 cartouche(s) en verre brun de 0,3 g avec aiguille(s)
63135456	EMADINE 0,05 %, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	3501352	3400935013521	1 flacon(s) en plastique de 5 ml
63135456	EMADINE 0,05 %, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	3501369	3400935013699	1 flacon(s) en plastique de 10 ml
62869867	EMADINE 0,05 %, collyre en solution en récipient unidose	ALCON LABORATORIES	3600924	3400936009240	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,35 ml
62869867	EMADINE 0,05 %, collyre en solution en récipient unidose	ALCON LABORATORIES	3600930	3400936009301	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,35 ml
60574505	EMEND 125 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3635093	3400936350939	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s)
60574505	EMEND 125 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5649314	3400956493142	5 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s)
66824150	EMEND 125 mg, gélule et EMEND 80 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3635118	3400936351189	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 2 gélule(s) blanches et 1 gélule(s) blanche et rose
65665713	EMEND 40 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3763402	3400937634021	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s)
65665713	EMEND 40 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5697572	3400956975723	5 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s)
66256064	EMEND 80 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3635064	3400936350649	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s)
66256064	EMEND 80 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3635070	3400936350700	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 2 gélule(s)
66256064	EMEND 80 mg, gélule	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5649308	3400956493081	5 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s)
68359262	EMGE LUMIERE 60 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3035588	3400930355886	film(s) thermosoudé(s) PVDC aluminium papier de 40 comprimé(s)
63396602	EMLA 5 POUR CENT, crème	ASTRAZENECA	3329232	3400933292324	1 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 2 pansements adhésifs
63396602	EMLA 5 POUR CENT, crème	ASTRAZENECA	5569354	3400955693543	5 tube(s) aluminium verni de 5 g
63396602	EMLA 5 POUR CENT, crème	ASTRAZENECA	5569360	3400955693604	5 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 10 pansements adhésifs
63396602	EMLA 5 POUR CENT, crème	ASTRAZENECA	5569377	3400955693772	25 tube(s) aluminium verni de 5 g
63396602	EMLA 5 POUR CENT, crème	ASTRAZENECA	5569383	3400955693833	25 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 50 pansements adhésifs
63396602	EMLA 5 POUR CENT, crème	ASTRAZENECA	5591454	3400955914549	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67458460	EMLAPATCH 5 POUR CENT, pansement adhésif cutané	ASTRAZENECA	3391107	3400933911072	1 boîte(s) de 2 pansement(s)
67458460	EMLAPATCH 5 POUR CENT, pansement adhésif cutané	ASTRAZENECA	3400071	3400934000713	1 boîte(s) de 1 pansement(s)
67458460	EMLAPATCH 5 POUR CENT, pansement adhésif cutané	ASTRAZENECA	5588759	3400955887591	1 boîte(s) de 20 pansement(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700241	3400937002417	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700258	3400937002585	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700264	3400937002646	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700270	3400937002707	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700287	3400937002875	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700293	3400937002936	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700301	3400937003018	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700318	3400937003186	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673790	3400956737901	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673809	3400956738090	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673815	3400956738151	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66674455	EMMAGEL 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673821	3400956738212	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700324	3400937003247	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700330	3400937003308	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700347	3400937003476	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700353	3400937003537	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700376	3400937003766	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700382	3400937003827	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700399	3400937003995	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700407	3400937004077	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673838	3400956738380	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673844	3400956738441	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673850	3400956738502	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66186210	EMMAGEL 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673867	3400956738670	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700413	3400937004138	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700436	3400937004367	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700442	3400937004428	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700459	3400937004596	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700465	3400937004657	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700471	3400937004718	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700488	3400937004886	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700494	3400937004947	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673873	3400956738731	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673896	3400956738960	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673904	3400956739042	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
63096494	EMMAGEL 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673910	3400956739103	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699710	3400936997103	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699727	3400936997271	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699733	3400936997332	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699756	3400936997561	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699762	3400936997622	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699779	3400936997790	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699785	3400936997851	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699791	3400936997912	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673614	3400956736140	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673620	3400956736201	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673637	3400956736379	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
68330168	EMMARAM 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673643	3400956736430	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699816	3400936998162	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699822	3400936998223	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699839	3400936998391	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699845	3400936998452	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699851	3400936998513	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699868	3400936998681	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699874	3400936998742	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699880	3400936998803	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673666	3400956736669	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673672	3400956736720	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673689	3400956736898	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
68484771	EMMARAM 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673695	3400956736959	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699897	3400936998971	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699905	3400936999053	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699911	3400936999114	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699928	3400936999282	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699934	3400936999343	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699940	3400936999404	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699957	3400936999572	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699963	3400936999633	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673703	3400956737031	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673726	3400956737260	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673732	3400956737321	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
63335154	EMMARAM 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673749	3400956737499	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
61864244	EMSELEX 15 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	3657769	3400936577695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 7 comprimé(s)
61864244	EMSELEX 15 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	3657775	3400936577756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 14 comprimé(s)
61864244	EMSELEX 15 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	3657781	3400936577817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
61864244	EMSELEX 15 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	5661953	3400956619535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 49 comprimé(s)
61864244	EMSELEX 15 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	5661976	3400956619764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
61864244	EMSELEX 15 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	5661982	3400956619825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 98 comprimé(s)
68741778	EMSELEX 7,5 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	3657700	3400936577008	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 7 comprimé(s)
68741778	EMSELEX 7,5 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	3657717	3400936577176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 14 comprimé(s)
68741778	EMSELEX 7,5 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	3657723	3400936577237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
68741778	EMSELEX 7,5 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	3657746	3400936577466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 49 comprimé(s)
68741778	EMSELEX 7,5 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	3657752	3400936577527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
68741778	EMSELEX 7,5 mg, comprimé à libération prolongée	NOVARTIS EUROPHARM	5661947	3400956619474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 98 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66717579	EMTRIVA 10 mg/ml, solution buvable	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL (ANGLETERRE)	3634484	3400936344846	1 flacon(s) jaune(brun) polyéthylène téréphtalate de 170 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant
61294762	EMTRIVA 200 mg, gélule	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL (ANGLETERRE)	3622564	3400936225640	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélules avec fermeture de sécurité enfant
61294762	EMTRIVA 200 mg, gélule	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL (ANGLETERRE)	3634478	3400936344785	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène polyéthylène PVC aluminium de 30 gélule(s)
64341968	ENALAPRIL ALMUS 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783505	3400937835053	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64341968	ENALAPRIL ALMUS 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783511	3400937835114	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
64341968	ENALAPRIL ALMUS 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783528	3400937835282	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
61736974	ENALAPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3609003	3400936090033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61736974	ENALAPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3609026	3400936090262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61736974	ENALAPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3739504	3400937395045	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61736974	ENALAPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5644104	3400956441044	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63085836	ENALAPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3608989	3400936089891	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63085836	ENALAPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3608995	3400936089952	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63085836	ENALAPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3739467	3400937394673	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 90 comprimé(s)
63085836	ENALAPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5644096	3400956440962	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 50 comprimé(s)
61551993	ENALAPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé	BIOGARAN	3549991	3400935499912	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61551993	ENALAPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé	BIOGARAN	3550008	3400935500083	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60120634	ENALAPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé	BIOGARAN	3550037	3400935500373	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60120634	ENALAPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé	BIOGARAN	3550043	3400935500434	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62788988	ENALAPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3549962	3400935499622	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62788988	ENALAPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3549979	3400935499790	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62259814	ENALAPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3550014	3400935500144	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62259814	ENALAPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3550020	3400935500205	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
63697235	ENALAPRIL DCI PHARMA 20 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3694256	3400936942561	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63697235	ENALAPRIL DCI PHARMA 20 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3694262	3400936942622	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63697235	ENALAPRIL DCI PHARMA 20 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3758068	3400937580687	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
63697235	ENALAPRIL DCI PHARMA 20 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	5670691	3400956706914	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)
63697235	ENALAPRIL DCI PHARMA 20 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	5670716	3400956707164	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63697235	ENALAPRIL DCI PHARMA 20 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	5695722	3400956957224	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s) unitaires
63697235	ENALAPRIL DCI PHARMA 20 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	5695739	3400956957392	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
61958448	ENALAPRIL DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3694227	3400936942271	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61958448	ENALAPRIL DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3694233	3400936942332	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61958448	ENALAPRIL DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	3758051	3400937580519	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61958448	ENALAPRIL DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	5670679	3400956706792	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 98 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61958448	ENALAPRIL DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	5670685	3400956706853	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61958448	ENALAPRIL DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	5695691	3400956956913	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s) unitaires
61958448	ENALAPRIL DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable	DCI PHARMA	5695716	3400956957163	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
64879575	ENALAPRIL EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3570933	3400935709332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64879575	ENALAPRIL EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739266	3400937392662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
64879575	ENALAPRIL EG 20 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739349	3400937393492	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60159128	ENALAPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3570956	3400935709561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60159128	ENALAPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739243	3400937392433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
60159128	ENALAPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739332	3400937393324	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66834290	ENALAPRIL G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3566676	3400935666765	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66834290	ENALAPRIL G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3731448	3400937314480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66834290	ENALAPRIL G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3731454	3400937314541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
66834290	ENALAPRIL G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3731460	3400937314602	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66834290	ENALAPRIL G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	3731477	3400937314770	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 180 comprimé(s)
66834290	ENALAPRIL G GAM 20 mg, comprimé sécable	G GAM	5634732	3400956347322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62246560	ENALAPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3566653	3400935666536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62246560	ENALAPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3731402	3400937314022	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62246560	ENALAPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3731419	3400937314190	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
62246560	ENALAPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3731425	3400937314251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62246560	ENALAPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3731431	3400937314312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 180 comprimé(s)
62246560	ENALAPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	5634726	3400956347261	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64516780	ENALAPRIL IVAX 20 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3626415	3400936264151	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64516780	ENALAPRIL IVAX 20 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736339	3400937363396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64516780	ENALAPRIL IVAX 20 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736345	3400937363457	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64516780	ENALAPRIL IVAX 20 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5650085	3400956500857	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65424420	ENALAPRIL IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3626409	3400936264090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65424420	ENALAPRIL IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736463	3400937364638	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65424420	ENALAPRIL IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736486	3400937364867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65424420	ENALAPRIL IVAX 5 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5650079	3400956500796	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3550468	3400935504685	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3550474	3400935504746	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3550511	3400935505118	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5629783	3400956297832	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5629808	3400956298082	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5629814	3400956298143	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5629820	3400956298204	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5629837	3400956298372	1 flacon(s) polypropylène de 84 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5629843	3400956298433	1 flacon(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5629866	3400956298662	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61370676	ENALAPRIL MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5629872	3400956298723	1 flacon(s) polypropylène de 150 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3540317	3400935403179	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3540323	3400935403230	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3540346	3400935403469	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3540352	3400935403520	1 flacon(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3540369	3400935403698	1 flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3540375	3400935403759	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5625271	3400956252718	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5625288	3400956252886	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5625294	3400956252947	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5625302	3400956253029	1 flacon(s) polypropylène de 84 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5625319	3400956253197	1 flacon(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5625325	3400956253258	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61572845	ENALAPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5625331	3400956253319	1 flacon(s) polypropylène de 150 comprimé(s)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3550480	3400935504807	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3550497	3400935504975	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3550505	3400935505057	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3724253	3400937242530	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3724276	3400937242769	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5629889	3400956298891	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5629895	3400956298952	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s) avec bouchon desséchant (PEBD)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5629903	3400956299034	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s) avec bouchon desséchant (PEBD)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5629926	3400956299263	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s) avec bouchon desséchant (PEBD)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5629932	3400956299324	1 flacon(s) polypropylène de 84 comprimé(s) avec bouchon desséchant (PEBD)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5629949	3400956299492	1 flacon(s) polypropylène de 90 comprimé(s) avec bouchon desséchant (PEBD)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5629955	3400956299553	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s) avec bouchon desséchant (PEBD)
65306863	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5629961	3400956299614	1 flacon(s) polypropylène de 150 comprimé(s) avec bouchon desséchant (PEBD)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3540381	3400935403810	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3540398	3400935403988	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3540406	3400935404060	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3540412	3400935404121	1 flacon(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3540429	3400935404299	1 flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3540435	3400935404350	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3729977	3400937299770	plaque(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3729983	3400937299831	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5625348	3400956253487	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5625354	3400956253548	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5625360	3400956253609	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5625377	3400956253777	1 flacon(s) polypropylène de 84 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5625615	3400956256150	1 flacon(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5625621	3400956256211	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63429842	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5625638	3400956256389	1 flacon(s) polypropylène de 150 comprimé(s)
66706091	ENALAPRIL NOR 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783534	3400937835343	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66706091	ENALAPRIL NOR 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783540	3400937835404	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66706091	ENALAPRIL NOR 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783557	3400937835572	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592550	3400935925503	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592567	3400935925671	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592573	3400935925732	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592596	3400935925961	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592627	3400935926272	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592633	3400935926333	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592656	3400935926562	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	5636903	3400956369034	1 flacon(s) polypropylène de 84 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	5636926	3400956369263	1 flacon(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
64155419	ENALAPRIL PHARMASCOPE 20 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	5636932	3400956369324	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592604	3400935926043	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592610	3400935926104	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592662	3400935926623	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592679	3400935926791	1 flacon(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592685	3400935926852	1 flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592691	3400935926913	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592716	3400935927163	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592722	3400935927224	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592739	3400935927392	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592745	3400935927453	1 flacon(s) polypropylène de 84 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592751	3400935927514	1 flacon(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592768	3400935927682	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64707020	ENALAPRIL PHARMASCOPE 5 mg, comprimé sécable	PHARMASCOPE	3592774	3400935927743	1 flacon(s) polypropylène de 150 comprimé(s)
61085150	ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3571105	3400935711052	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61085150	ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3571111	3400935711113	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61085150	ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3571128	3400935711281	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61085150	ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3729138	3400937291385	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
61085150	ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3729144	3400937291446	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
61085150	ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5634873	3400956348732	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
61085150	ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5634896	3400956348961	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
68608137	ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3571045	3400935710451	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68608137	ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3571051	3400935710512	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68608137	ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3571068	3400935710680	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68608137	ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3730153	3400937301534	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
68608137	ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3730176	3400937301763	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68608137	ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5634844	3400956348442	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
65471270	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601993	3400936019935	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
65471270	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602001	3400936020016	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
65471270	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602018	3400936020184	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 comprimé(s)
65471270	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602024	3400936020245	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 56 comprimé(s)
65471270	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602030	3400936020306	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 60 comprimé(s)
65471270	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602047	3400936020474	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 100 comprimé(s)
65471270	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3723696	3400937236966	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 84 comprimé(s)
65471270	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3723704	3400937237048	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 90 comprimé(s)
67205012	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601935	3400936019355	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
67205012	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601941	3400936019416	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
67205012	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601958	3400936019584	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 comprimé(s)
67205012	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601964	3400936019645	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 56 comprimé(s)
67205012	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601970	3400936019706	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 60 comprimé(s)
67205012	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601987	3400936019874	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 100 comprimé(s)
67205012	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3723710	3400937237109	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 84 comprimé(s)
67205012	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3723727	3400937237277	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 90 comprimé(s)
62643213	ENALAPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3571163	3400935711632	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62643213	ENALAPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3571186	3400935711861	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62643213	ENALAPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3571192	3400935711922	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62643213	ENALAPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635105	3400956351053	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
69871212	ENALAPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3571134	3400935711342	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69871212	ENALAPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3571140	3400935711403	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69871212	ENALAPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3571157	3400935711571	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69871212	ENALAPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5635097	3400956350971	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
62324703	ENALAPRIL REF 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783474	3400937834742	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62324703	ENALAPRIL REF 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783480	3400937834803	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62324703	ENALAPRIL REF 20 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3783497	3400937834971	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64235897	ENALAPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3617592	3400936175921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64235897	ENALAPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3736262	3400937362627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64235897	ENALAPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5647901	3400956479016	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68841020	ENALAPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3617586	3400936175860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68841020	ENALAPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3736233	3400937362337	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68841020	ENALAPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3736256	3400937362566	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 180 comprimé(s)
68841020	ENALAPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5647893	3400956478934	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69337240	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3564074	3400935640741	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69337240	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3564080	3400935640802	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
69337240	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3679564	3400936795648	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69337240	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729799	3400937297998	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
69337240	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729807	3400937298070	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
69337240	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729813	3400937298131	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 168 comprimé(s)
69337240	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729836	3400937298360	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 180 comprimé(s)
61480845	ENALAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3564045	3400935640451	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61480845	ENALAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3564051	3400935640512	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
61480845	ENALAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3680716	3400936807167	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61480845	ENALAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729776	3400937297769	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
61480845	ENALAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729782	3400937297820	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62549066	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568586	3400935685865	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62549066	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568600	3400935686008	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62549066	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568617	3400935686176	1 flacon(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
62549066	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568623	3400935686237	1 flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62549066	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568646	3400935686466	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62549066	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3614412	3400936144125	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62549066	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3731141	3400937311410	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
62549066	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3731158	3400937311588	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
63619539	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568511	3400935685117	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63619539	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568534	3400935685346	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63619539	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568540	3400935685407	1 flacon(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63619539	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568557	3400935685575	1 flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63619539	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3568563	3400935685636	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63619539	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3614406	3400936144064	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63619539	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3728802	3400937288026	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
63619539	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3728819	3400937288194	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67944163	ENALAPRIL TORLAN 20 mg, comprimé sécable	TORLAN	3617735	3400936177352	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67944163	ENALAPRIL TORLAN 20 mg, comprimé sécable	TORLAN	5647930	3400956479306	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61783792	ENALAPRIL TORLAN 5 mg, comprimé sécable	TORLAN	3617729	3400936177291	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61783792	ENALAPRIL TORLAN 5 mg, comprimé sécable	TORLAN	5647924	3400956479245	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60111813	ENALAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3550072	3400935500724	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60111813	ENALAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3674532	3400936745322	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60111813	ENALAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3720551	3400937205511	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60111813	ENALAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3742185	3400937421850	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60748062	ENALAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3550126	3400935501264	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60748062	ENALAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3674526	3400936745261	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60748062	ENALAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3720545	3400937205450	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60748062	ENALAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3742179	3400937421799	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
61779228	ENALAPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3570985	3400935709851	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61779228	ENALAPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3570991	3400935709912	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61779228	ENALAPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3722478	3400937224789	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
61779228	ENALAPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	5634821	3400956348213	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62752294	ENALAPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3570962	3400935709622	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62752294	ENALAPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3570979	3400935709790	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62752294	ENALAPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3712468	3400937124683	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62318928	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3664841	3400936648418	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
62318928	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3664858	3400936648586	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
62318928	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3739473	3400937394734	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
62318928	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3739496	3400937394963	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
62318928	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5659293	3400956592937	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68162083	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3664887	3400936648876	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68162083	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3664893	3400936648937	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68162083	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3765536	3400937655361	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
68162083	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3765542	3400937655422	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
68162083	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5659318	3400956593187	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
64698571	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3703995	3400937039956	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
64698571	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768256	3400937682565	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
64698571	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768262	3400937682626	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
62708522	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE G GAM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3766820	3400937668200	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62708522	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE G GAM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3766837	3400937668378	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62708522	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE G GAM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3766843	3400937668439	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62708522	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE G GAM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3766866	3400937668668	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64436163	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3664901	3400936649019	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
64436163	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3664918	3400936649187	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
64436163	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3730006	3400937300063	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
64436163	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3730012	3400937300124	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
64436163	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5659324	3400956593248	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
61875447	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3664864	3400936648647	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61875447	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3664870	3400936648708	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
61875447	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3730182	3400937301824	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
61875447	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3730199	3400937301992	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
61875447	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5659301	3400956593019	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
60482462	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3672906	3400936729063	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
60482462	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3722490	3400937224901	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
60482462	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3722509	3400937225090	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 84 comprimé(s)
60482462	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3722515	3400937225151	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 90 comprimé(s)
67764254	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3636299	3400936362994	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
67764254	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3636307	3400936363076	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
67764254	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3736227	3400937362276	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
67764254	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3771755	3400937717557	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
67764254	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5652411	3400956524112	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68152954	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3673165	3400936731653	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68152954	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3673171	3400936731714	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68152954	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729546	3400937295468	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68152954	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3729552	3400937295529	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
68152954	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5662668	3400956626687	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3703883	3400937038836	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3703908	3400937039086	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3703914	3400937039147	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3703972	3400937039727	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5675369	3400956753697	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 49 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5675375	3400956753758	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5675381	3400956753819	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 56 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5675398	3400956753987	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 60 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5675406	3400956754069	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 98 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5675412	3400956754120	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5675429	3400956754298	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 300 comprimé(s)
68125213	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5675518	3400956755189	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	3703920	3400937039208	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	3703937	3400937039376	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	3703943	3400937039437	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	3703966	3400937039666	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	5675435	3400956754359	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 49 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	5675441	3400956754410	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	5675458	3400956754588	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 56 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	5675464	3400956754649	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 60 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	5675470	3400956754700	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 98 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	5675487	3400956754878	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	5675493	3400956754939	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 300 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60536209	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA BV	5675501	3400956755011	plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
63117376	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VENIPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	VENIPHARM	3740648	3400937406482	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63117376	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VENIPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	VENIPHARM	3740654	3400937406543	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63117376	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VENIPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	VENIPHARM	5683877	3400956838776	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68355755	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3703989	3400937039895	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68355755	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3720479	3400937204798	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68355755	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3742156	3400937421560	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
68355755	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3742162	3400937421621	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
60303977	ENALSAN 10 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3550089	3400935500892	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60303977	ENALSAN 10 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3550095	3400935500953	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68698469	ENALSAN 2,5 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3550132	3400935501325	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68698469	ENALSAN 2,5 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3550149	3400935501493	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
63558417	ENANTONE L.P. 11,25 mg, microsphères et solution pour usage parentéral (SC ou IM) à libération prolongée	TAKEDA	3412542	3400934125423	1 flacon(s) en verre de 130 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
63558417	ENANTONE L.P. 11,25 mg, microsphères et solution pour usage parentéral (SC ou IM) à libération prolongée	TAKEDA	3757531	3400937575317	1 flacon(s) en verre de 130 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec dispositif(s) d'administration
69230270	ENANTONE L.P. 3,75 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (S.C. ou I.M.) à libération prolongée	TAKEDA	3312912	3400933129125	1 flacon(s) en verre de 44,15 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69230270	ENANTONE L.P. 3,75 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (S.C. ou I.M.) à libération prolongée	TAKEDA	3757525	3400937575256	1 flacon(s) en verre de 44,15 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec dispositif(s) d'administration
64099212	ENANTYUM 12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI ESPAGNE	3461724	3400934617249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64099212	ENANTYUM 12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI ESPAGNE	3461730	3400934617300	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
66008962	ENANTYUM 25 mg, comprimé pelliculé	MENARINI ESPAGNE	3461747	3400934617478	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60192879	ENANTYUM 50 mg/2 ml, solution injectable ou solution à diluer pour perfusion	MENARINI ESPAGNE	3618870	3400936188709	6 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
60192879	ENANTYUM 50 mg/2 ml, solution injectable ou solution à diluer pour perfusion	MENARINI ESPAGNE	5643375	3400956433759	100 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
64959320	ENBREL 25 mg, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	3530968	3400935309686	4 flacon(s) en verre - 4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s) acier avec 8 tampon(s) alcoolisé(s)
64959320	ENBREL 25 mg, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	3606499	3400936064997	4 flacon(s) en verre - 4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec 4 aiguille(s) avec 4 adaptateur(s) pour flacon avec 8 tampon(s) alcoolisé(s)
64333925	ENBREL 25 mg, poudre pour solution injectable	WYETH EUROPA	3585171	3400935851710	4 flacon(s) en verre avec 8 tampon(s) alcoolisé(s)
68667580	ENBREL 25 mg, solution injectable en seringue pré-remplie	WYETH EUROPA	3771910	3400937719100	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s)
68667580	ENBREL 25 mg, solution injectable en seringue pré-remplie	WYETH EUROPA	3771927	3400937719278	8 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s)
68667580	ENBREL 25 mg, solution injectable en seringue pré-remplie	WYETH EUROPA	5701322	3400957013226	24 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s)
67422076	ENBREL 25 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable pour usage pédiatrique	WYETH EUROPA	3768411	3400937684118	4 flacon(s) en verre - 4 seringue(s) préremplie(s) en verre, avec 8 seringue(s), avec 20 aiguille(s) en acier, avec 24 tampon(s) alcoolisé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
68585546	ENBREL 50 mg, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	3658616	3400936586161	2 flacon(s) en verre - 2 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 2 aiguille(s) avec 2 adaptateur(s) pour flacon avec 4 tampon(s) alcoolisé(s)
68585546	ENBREL 50 mg, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	3658622	3400936586222	4 flacon(s) en verre - 4 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 4 aiguille(s) avec 4 adaptateur(s) pour flacon avec 8 tampon(s) alcoolisé(s)
68585546	ENBREL 50 mg, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	3658639	3400936586390	12 flacon(s) en verre - 12 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 12 aiguille(s) avec 12 adaptateur(s) pour flacon avec 24 tampon(s) alcoolisé(s)
60379619	ENBREL 50 mg, poudre pour solution injectable	WYETH EUROPA	3658579	3400936585799	2 flacon(s) en verre avec 4 tampon(s) alcoolisé(s)
60379619	ENBREL 50 mg, poudre pour solution injectable	WYETH EUROPA	3658585	3400936585850	4 flacon(s) en verre avec 8 tampon(s) alcoolisé(s)
60379619	ENBREL 50 mg, poudre pour solution injectable	WYETH EUROPA	3658591	3400936585911	12 flacon(s) en verre avec 24 tampon(s) alcoolisé(s)
68672848	ENBREL 50 mg, solution injectable en seringue pré-remplie	WYETH EUROPA	3771933	3400937719339	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s)
68672848	ENBREL 50 mg, solution injectable en seringue pré-remplie	WYETH EUROPA	3771956	3400937719568	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1ml avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s)
68672848	ENBREL 50 mg, solution injectable en seringue pré-remplie	WYETH EUROPA	5701339	3400957013394	12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s) avec tampon(s) alcoolisé(s)
69431992	ENCEPUR 1,5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé, adsorbé)	CHIRON BEHRING (ALLEMAGNE)	3677453	3400936774537	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69431992	ENCEPUR 1,5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé, adsorbé)	CHIRON BEHRING (ALLEMAGNE)	3677571	3400936775718	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69431992	ENCEPUR 1,5 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé, adsorbé)	CHIRON BEHRING (ALLEMAGNE)	3677588	3400936775886	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
66870226	ENDHOMETROL, OVULE	BOIRON	3035654	3400930356548	film(s) thermosoudé(s) PVC de 6 ovule(s)
68281041	ENDIUM 300 mg, comprimé	DEXO	3335830	3400933358303	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
68281041	ENDIUM 300 mg, comprimé	DEXO	3335847	3400933358471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68281041	ENDIUM 300 mg, comprimé	DEXO	3335853	3400933358532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68281041	ENDIUM 300 mg, comprimé	DEXO	3478021	3400934780219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60249180	ENDIUM 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	DEXO	3332004	3400933320041	15 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
60249180	ENDIUM 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	DEXO	3332010	3400933320102	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
60249180	ENDIUM 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	DEXO	3332027	3400933320270	60 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
60249180	ENDIUM 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet	DEXO	3332033	3400933320331	100 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3,013 g
63280081	ENDIUM 600 mg, comprimé pelliculé	DEXO	3562721	3400935627216	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63100779	ENDOBULINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5621184	3400956211845	1 flacon(s) en verre de 0,5 g - 1 flacon(s) en verre avec aiguille(s) de 10 ml
63100779	ENDOBULINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5621190	3400956211906	1 flacon(s) en verre de 1 g - 1 flacon(s) en verre avec aiguille(s) de 20 ml
63100779	ENDOBULINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5621209	3400956212095	1 flacon(s) en verre de 2,5 g - 1 flacon(s) en verre avec aiguille(s) de 50 ml
63100779	ENDOBULINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5621215	3400956212156	1 flacon(s) en verre de 5 g - 1 flacon(s) en verre avec aiguille(s) de 100 ml
63100779	ENDOBULINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5621221	3400956212217	1 flacon(s) en verre de 10 g - 1 flacon(s) en verre avec aiguille(s) de 200 ml
68884623	ENDOCALM, gélule gastro-résistante	PLANTES ET MEDECINES	3359724	3400933597245	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 10 gélule(s)
68884623	ENDOCALM, gélule gastro-résistante	PLANTES ET MEDECINES	3359730	3400933597306	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 10 gélule(s)
65432470	ENDOLIPIDE 20 POUR CENT, émulsion injectable pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3286534	3400932865345	1 flacon(s) en verre de 100 ml
65432470	ENDOLIPIDE 20 POUR CENT, émulsion injectable pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3286540	3400932865406	1 flacon(s) en verre de 250 ml
65432470	ENDOLIPIDE 20 POUR CENT, émulsion injectable pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3286557	3400932865574	1 flacon(s) en verre de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64630759	ENDOPANCRINE 100 UI/ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	ORGANON	3286669	3400932866694	1 flacon(s) en verre de 20 mg - 1 flacon(s) en verre de 5 ml
64466893	ENDOREM 11,2 mg Fe/mL, suspension à diluer pour perfusion	GUERBET	3379678	3400933796785	1 ampoule(s) de 8 ml en verre avec matériel de perfusion PVC avec seringue(s) polypropylène avec aiguille(s) acier
67546241	ENDOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3312881	3400933128814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67546241	ENDOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3380121	3400933801212	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
67546241	ENDOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3586940	3400935869401	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67546241	ENDOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3586957	3400935869579	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
67546241	ENDOTELON 150 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3636709	3400936367098	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
64870804	ENDOTELON 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SANOFI AVENTIS OTC	3211878	3400932118786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63432870	ENDOTINE, solution pour usage dentaire	SEPTODONT	3254592	3400932545926	1 flacon(s) de 45 ml
63432870	ENDOTINE, solution pour usage dentaire	SEPTODONT	5003138	3400950031388	1 flacon(s) de 13 ml
60627954	ENDOXAN 100 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3035909	3400930359099	10 flacon(s) en verre
60627954	ENDOXAN 100 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	5522915	3400955229155	50 flacon(s) en verre
60380518	ENDOXAN 1000 mg, lyophilisat pour solution injectable	BAXTER	5588400	3400955884002	1 flacon(s) en verre
60380518	ENDOXAN 1000 mg, lyophilisat pour solution injectable	BAXTER	5589256	3400955892564	5 flacon(s) en verre
69586327	ENDOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	5583704	3400955837046	1 flacon(s) en verre de 1519 mg
69586327	ENDOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	5583710	3400955837107	5 flacon(s) en verre de 1519 mg
69586327	ENDOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	5583727	3400955837275	10 flacon(s) en verre de 1519 mg
69586327	ENDOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	5583733	3400955837336	20 flacon(s) en verre de 1519 mg
65794779	ENDOXAN 200 mg, lyophilisat pour solution injectable	BAXTER	3501205	3400935012050	1 flacon(s) en verre de 364 mg
65794779	ENDOXAN 200 mg, lyophilisat pour solution injectable	BAXTER	3501211	3400935012111	10 flacon(s) en verre de 364 mg
62193944	ENDOXAN 200 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3453506	3400934535062	10 flacon(s) en verre
62193944	ENDOXAN 200 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3453512	3400934535123	50 flacon(s) en verre
66641925	ENDOXAN 2000 mg, lyophilisat pour solution injectable	BAXTER	5588417	3400955884170	1 flacon(s) en verre de 3640 mg
66641925	ENDOXAN 2000 mg, lyophilisat pour solution injectable	BAXTER	5589279	3400955892793	5 flacon(s) en verre de 3640 mg
62554177	ENDOXAN 50 mg, comprimé enrobé	BAXTER	3035890	3400930358900	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
60981052	ENDOXAN 500 mg, lyophilisat pour solution injectable	BAXTER	3501180	3400935011800	1 flacon(s) en verre de 910 mg
60981052	ENDOXAN 500 mg, lyophilisat pour solution injectable	BAXTER	3501197	3400935011978	5 flacon(s) en verre de 910 mg
64635418	ENDOXAN 500 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3158204	3400931582045	1 flacon(s) en verre de 534,5 mg - 1 poche(s) (VIAFLO) polypropylène polyamide polyéthylène de 25 ml
64635418	ENDOXAN 500 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3211938	3400932119387	5 flacon(s) en verre de 534,5 mg - 5 poche(s) (VIAFLO) polypropylène polyamide polyéthylène de 25 ml
64635418	ENDOXAN 500 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3211944	3400932119448	10 flacon(s) en verre de 534,5 mg - 10 poche(s) (VIAFLO) polypropylène polyamide polyéthylène de 25 ml
64635418	ENDOXAN 500 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3211950	3400932119509	1 flacon(s) en verre de 534,5 mg
64635418	ENDOXAN 500 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3211967	3400932119677	5 flacon(s) en verre de 534,5 mg
64635418	ENDOXAN 500 mg, poudre pour solution injectable	BAXTER	3211973	3400932119738	10 flacon(s) en verre de 534,5 mg
62709695	ENERGITUM 2,5 g/10 ml, solution buvable	ZAMBON FRANCE	3244085	3400932440856	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
62709695	ENERGITUM 2,5 g/10 ml, solution buvable	ZAMBON FRANCE	3248605	3400932486052	18 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
62709695	ENERGITUM 2,5 g/10 ml, solution buvable	ZAMBON FRANCE	3376622	3400933766221	12 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
65782652	ENGERIX B 10 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B recombinant, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3516709	3400935167095	1 seringue(s) backstop préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65782652	ENGERIX B 10 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B recombinant, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	5620664	3400956206643	25 seringue(s) backstop préremplie(s) en verre de 0,5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69819678	ENGERIX B 10 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite B recombinant, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3546343	3400935463432	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
69819678	ENGERIX B 10 microgrammes/0,5 ml, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite B recombinant, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	5621008	3400956210084	25 flacon(s) en verre de 0,5 ml
62279329	ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B recombinant, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3516690	3400935166906	1 seringue(s) backstop en verre préremplie(s) de 1 ml
62279329	ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite B recombinant, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	5620658	3400956206582	25 seringue(s) backstop en verre préremplie(s) de 1 ml
63624632	ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite B recombinant, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	3546366	3400935463661	1 flacon(s) en verre de 1 ml
63624632	ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite B recombinant, adsorbé	GLAXOSMITHKLINE	5621014	3400956210145	25 flacon(s) en verre de 1 ml
60225628	ENLARSERT 25 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3732525	3400937325257	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
60225628	ENLARSERT 25 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3732531	3400937325318	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
60225628	ENLARSERT 25 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3732548	3400937325486	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
61323160	ENLARSERT 50 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3698219	3400936982192	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
61323160	ENLARSERT 50 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3698225	3400936982253	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
61323160	ENLARSERT 50 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3698231	3400936982314	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
62506321	ENO SEL DE FRUIT, poudre effervescente en flacon	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3036010	3400930360101	1 flacon(s) en verre de 228 g
62506321	ENO SEL DE FRUIT, poudre effervescente en flacon	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3036027	3400930360279	1 flacon(s) en verre de 114 g
61141581	ENO SEL DE FRUIT, poudre effervescente en sachet	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3036033	3400930360330	12 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5 g
61141581	ENO SEL DE FRUIT, poudre effervescente en sachet	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3036056	3400930360569	24 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 5 g
62644607	ENOXACINE PHARMEXOR 200 mg, comprimé enrobé	PHARMEXOR	3366345	3400933663452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 1 comprimé(s)
62644607	ENOXACINE PHARMEXOR 200 mg, comprimé enrobé	PHARMEXOR	3366351	3400933663513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
62644607	ENOXACINE PHARMEXOR 200 mg, comprimé enrobé	PHARMEXOR	3366368	3400933663681	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
62644607	ENOXACINE PHARMEXOR 200 mg, comprimé enrobé	PHARMEXOR	3366374	3400933663742	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
62154101	ENOXOR 200 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3308922	3400933089221	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62154101	ENOXOR 200 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3308939	3400933089399	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62154101	ENOXOR 200 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3359658	3400933596583	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
62154101	ENOXOR 200 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3359664	3400933596644	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
68138584	ENTECET, comprimé enrobé	SORIN MAXIM	3307070	3400933070700	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
68138584	ENTECET, comprimé enrobé	SORIN MAXIM	3307087	3400933070878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
68138584	ENTECET, comprimé enrobé	SORIN MAXIM	3314791	3400933147914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68138584	ENTECET, comprimé enrobé	SORIN MAXIM	3314816	3400933148164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 80 comprimé(s)
68138584	ENTECET, comprimé enrobé	SORIN MAXIM	3321466	3400933214661	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64075528	ENTEROCALM, comprimé	SOLVAY PHARMA	3242011	3400932420117	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63838134	ENTEROKINASUM COMPOSE, suppositoire	BOIRON	3146282	3400931462828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 12 suppositoire(s)
67122659	ENTEROPATHYL 500 mg, comprimé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3171802	3400931718024	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
67270985	ENTOCORT 0,02 mg/ml, comprimé dispersible et solution pour suspension rectale	ASTRAZENECA	3371837	3400933718374	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 1 comprimé(s) - 1 flacon(s) polyéthylène de 115 ml avec canule

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67270985	ENTOCORT 0,02 mg/ml, comprimé dispersible et solution pour suspension rectale	ASTRAZENECA	3417195	3400934171956	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 7 comprimé(s) - 7 flacon(s) polyéthylène de 115 ml avec canule
61065315	ENTOCORT 3 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3414280	3400934142802	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
61065315	ENTOCORT 3 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3414297	3400934142970	1 flacon(s) polyéthylène de 60 gélule(s)
61065315	ENTOCORT 3 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3414771	3400934147715	1 flacon(s) polyéthylène de 45 gélule(s)
61065315	ENTOCORT 3 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3414788	3400934147883	1 flacon(s) polyéthylène de 90 gélule(s)
61065315	ENTOCORT 3 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3414794	3400934147944	1 flacon(s) polyéthylène de 100 gélule(s)
65162562	ENZYMICINE, bâton pour usage dentaire	ATO ZIZINE	3495640	3400934956409	1 flacon(s) en verre brun de 50 bâton(s)
65162562	ENZYMICINE, bâton pour usage dentaire	ATO ZIZINE	3495657	3400934956577	1 flacon(s) en verre brun de 200 bâton(s)
62664143	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT GILBERT, solution pour application locale	GILBERT	3316028	3400933160289	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
62664143	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT GILBERT, solution pour application locale	GILBERT	3343611	3400933436117	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
62664143	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT GILBERT, solution pour application locale	GILBERT	3343628	3400933436285	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
62664143	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT GILBERT, solution pour application locale	GILBERT	3376585	3400933765859	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
62664143	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT GILBERT, solution pour application locale	GILBERT	3384828	3400933848286	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 50 ml
62664143	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT GILBERT, solution pour application locale	GILBERT	3403342	3400934033421	1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
62664143	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT GILBERT, solution pour application locale	GILBERT	5567763	3400955677635	120 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
62664143	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT GILBERT, solution pour application locale	GILBERT	5583584	3400955835844	120 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
60655996	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3211832	3400932118328	1 flacon(s) de 45 ml
60655996	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3211849	3400932118496	1 flacon(s) de 150 ml
60655996	EOSINE AQUEUSE A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3255580	3400932555802	1 flacon(s) de 100 ml
67370722	EOSINE AQUEUSE BIOSEDRA 2 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	3283665	3400932836659	10 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67370722	EOSINE AQUEUSE BIOSEDRA 2 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	3283895	3400932838950	10 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
67370722	EOSINE AQUEUSE BIOSEDRA 2 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5547163	3400955471639	50 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67370722	EOSINE AQUEUSE BIOSEDRA 2 POUR CENT, solution pour application locale en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5547186	3400955471868	50 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
63301910	EOSINE AQUEUSE COOPER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée	COOPER	3437186	3400934371868	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 45 ml
63301910	EOSINE AQUEUSE COOPER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée	COOPER	3437192	3400934371929	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 100 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3266394	3400932663941	16 flacon(s) polyéthylène de 2 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3266402	3400932664023	16 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3266419	3400932664191	16 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3313716	3400933137168	10 flacon(s) polyéthylène de 2 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3313722	3400933137229	20 flacon(s) polyéthylène de 2 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3318205	3400933182052	8 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3325375	3400933253752	1 flacon(s) polyéthylène de 45 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3328681	3400933286811	1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3360118	3400933601188	30 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3597398	3400935973986	10 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3597406	3400935974068	20 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	5583265	3400955832652	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 45 ml
67107415	EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	5583271	3400955832713	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 100 ml
63714617	EOSINE AQUEUSE STERILE A 2 POUR CENT FANDRE, solution pour application locale en récipient unidose	BATTEUR INVESTISSEMENTS	5585028	3400955850281	120 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
65950502	EOSINE AQUEUSE STERILE TEVA 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	TEVA CLASSICS	3556442	3400935564429	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
65950502	EOSINE AQUEUSE STERILE TEVA 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose	TEVA CLASSICS	3556459	3400935564597	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447718	3400934477188	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447724	3400934477249	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447730	3400934477300	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447747	3400934477478	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447753	3400934477539	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447776	3400934477768	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447782	3400934477829	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447799	3400934477997	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447807	3400934478079	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447813	3400934478130	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447836	3400934478369	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447842	3400934478420	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447859	3400934478598	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447865	3400934478659	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447871	3400934478710	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447888	3400934478888	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447894	3400934478949	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
67261790	EOSINE AQUEUSE UNITHER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	UNITHER	3447902	3400934479021	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
66472432	EOSINE COOPER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	COOPER	3396820	3400933968205	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66472432	EOSINE COOPER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	COOPER	3396837	3400933968373	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml
66472432	EOSINE COOPER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	COOPER	5595676	3400955956761	48 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
66472432	EOSINE COOPER 2 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose	COOPER	5595682	3400955956822	96 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
64036265	EPAXAL, émulsion injectable en seringue préremplie. Vaccin inactivé de l'hépatite A	ISTITUTO SIEROTERAPICO BERN	3606482	3400936064829	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
64036265	EPAXAL, émulsion injectable en seringue préremplie. Vaccin inactivé de l'hépatite A	ISTITUTO SIEROTERAPICO BERN	3612175	3400936121751	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
60537040	EPHEDRAFEINE, comprimé	MEDIFLOR	3036599	3400930365991	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
60149276	EPHEDRINE AGUETTANT 0,3 %, solution injectable en seringue préremplie	AGUETTANT	5643553	3400956435531	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
60149276	EPHEDRINE AGUETTANT 0,3 %, solution injectable en seringue préremplie	AGUETTANT	5643576	3400956435760	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
60149276	EPHEDRINE AGUETTANT 0,3 %, solution injectable en seringue préremplie	AGUETTANT	5649596	3400956495962	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml
67705850	EPHEDRINE AGUETTANT 3 %, solution injectable	AGUETTANT	5626833	3400956268337	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 1 ml
67705850	EPHEDRINE AGUETTANT 3 %, solution injectable	AGUETTANT	5626856	3400956268566	100 ampoule(s) deux pointes en verre de 1 ml
67705850	EPHEDRINE AGUETTANT 3 %, solution injectable	AGUETTANT	5627117	3400956271177	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 1 ml
67705850	EPHEDRINE AGUETTANT 3 %, solution injectable	AGUETTANT	5639020	3400956390205	10 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
67705850	EPHEDRINE AGUETTANT 3 %, solution injectable	AGUETTANT	5639037	3400956390373	50 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
67705850	EPHEDRINE AGUETTANT 3 %, solution injectable	AGUETTANT	5639095	3400956390953	100 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
67732872	EPHEDRINE RENAUDIN 30 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	5632779	3400956327799	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
67732872	EPHEDRINE RENAUDIN 30 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	5632785	3400956327850	20 ampoule(s) en verre de 1 ml
67732872	EPHEDRINE RENAUDIN 30 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	5632791	3400956327911	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
67732872	EPHEDRINE RENAUDIN 30 mg/ml, solution injectable	RENAUDIN	5632816	3400956328161	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
66535509	EPHEDROIDES 30 mg, comprimé sécable	MEDIFLOR	3036613	3400930366134	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61148145	EPHEDROMEL, sirop	MEDIFLOR	3237731	3400932377312	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68680695	EPHEIODINE, solution buvable	MEDIFLOR	3237748	3400932377480	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 100 ml avec cuillère-mesure polystyrène
66135995	EPHELIA 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447173	3400934471735	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66135995	EPHELIA 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447196	3400934471964	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66135995	EPHELIA 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447204	3400934472046	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66135995	EPHELIA 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447210	3400934472107	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66135995	EPHELIA 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447227	3400934472275	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66135995	EPHELIA 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447233	3400934472336	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66135995	EPHELIA 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447256	3400934472565	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66135995	EPHELIA 100 microgrammes/24 heures (20 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447262	3400934472626	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
60511024	EPHELIA 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446825	3400934468254	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
60511024	EPHELIA 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446831	3400934468315	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60511024	EPHELIA 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446848	3400934468483	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
60511024	EPHELIA 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446854	3400934468544	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
60511024	EPHELIA 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446860	3400934468605	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
60511024	EPHELIA 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446877	3400934468773	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
60511024	EPHELIA 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446883	3400934468834	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
60511024	EPHELIA 25 microgrammes/24 heures (5 mg/11 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446908	3400934469084	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67899106	EPHELIA 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446914	3400934469145	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67899106	EPHELIA 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446920	3400934469206	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67899106	EPHELIA 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446937	3400934469374	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67899106	EPHELIA 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446943	3400934469435	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67899106	EPHELIA 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446966	3400934469664	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67899106	EPHELIA 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446972	3400934469725	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67899106	EPHELIA 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446989	3400934469893	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67899106	EPHELIA 37,5 microgrammes/24 heures (7,5 mg/16,5 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3446995	3400934469954	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65044496	EPHELIA 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447003	3400934470035	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65044496	EPHELIA 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447026	3400934470264	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65044496	EPHELIA 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447032	3400934470325	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65044496	EPHELIA 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447049	3400934470493	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65044496	EPHELIA 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447055	3400934470554	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65044496	EPHELIA 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447061	3400934470615	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65044496	EPHELIA 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447078	3400934470783	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
65044496	EPHELIA 50 microgrammes/24 heures (10 mg/22 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447084	3400934470844	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66113721	EPHELIA 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447090	3400934470905	1 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66113721	EPHELIA 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447109	3400934471094	2 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66113721	EPHELIA 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447115	3400934471155	4 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66113721	EPHELIA 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447121	3400934471216	6 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66113721	EPHELIA 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447138	3400934471384	8 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66113721	EPHELIA 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447144	3400934471445	9 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66113721	EPHELIA 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447150	3400934471506	18 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
66113721	EPHELIA 75 microgrammes/24 heures (15 mg/33 cm ²), dispositif transdermique	FOURNIER	3447167	3400934471674	24 sachet(s) papier aluminium de 1 dispositif(s)
67009622	EPHENAZYL 0,05 POUR CENT, solution nasale pour pulvérisation, en flacon	AEROCID	3410744	3400934107443	1 flacon(s) en verre brun de 25 ml - avec pompe doseuse - polypropylène - polyéthylène - résine(s)
64881067	EPHYDION, comprimé enrobé	CILFA DEVELOPPEMENT	3281896	3400932818969	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
69117155	EPHYDION, sirop	CILFA DEVELOPPEMENT	3183449	3400931834496	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68717930	EPHYDION, solution buvable	CILFA DEVELOPPEMENT	3036702	3400930367025	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec mesurette graduée polyéthylène polystyrène
67469574	EPHYDROL, crème	CS	3415279	3400934152795	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60357284	EPHYDROL, solution pour application locale	CS	3413518	3400934135187	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec pinceau applicateur
60357284	EPHYDROL, solution pour application locale	CS	3579785	3400935797858	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun de 60 ml avec tube plongeur polyéthylène
63170795	EPHYDROL, solution pour application locale en flacon pressurisé	CS	3413524	3400934135248	1 flacon(s) pressurisé(s) en aluminium verni de 120 ml avec valve polypropylène
68058412	EPHYNAL 100 mg, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3036754	3400930367544	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
68058412	EPHYNAL 100 mg, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3036760	3400930367605	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61601909	EPHYNAL 300 mg, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3383817	3400933838171	tube(s) aluminium de 10 comprimé(s)
61601909	EPHYNAL 300 mg, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3383823	3400933838232	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61601909	EPHYNAL 300 mg, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3383846	3400933838461	tube(s) aluminium de 20 comprimé(s)
61601909	EPHYNAL 300 mg, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3383852	3400933838522	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
60251516	EPINITRIL 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	BOUCHARA RECORDATI	3589890	3400935898906	15 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
60251516	EPINITRIL 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	BOUCHARA RECORDATI	3589909	3400935899095	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
67439104	EPINITRIL 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	BOUCHARA RECORDATI	3589915	3400935899156	15 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
67439104	EPINITRIL 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	BOUCHARA RECORDATI	3589921	3400935899217	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
60022275	EPINITRIL 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	BOUCHARA RECORDATI	3589878	3400935898784	15 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
60022275	EPINITRIL 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	BOUCHARA RECORDATI	3589884	3400935898845	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
68173966	EPIPHANE 7 g, poudre orale en sachet	BIORGA	3343025	3400933430252	10 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 7,14 g
69786865	EPIRUBICINE DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5685451	3400956854516	1 flacon(s) en verre de 5 ml
69786865	EPIRUBICINE DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5685468	3400956854684	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69786865	EPIRUBICINE DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5685474	3400956854745	1 flacon(s) en verre de 25 ml
69786865	EPIRUBICINE DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5685480	3400956854806	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69786865	EPIRUBICINE DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	5685497	3400956854974	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60342909	EPIRUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5699476	3400956994762	1 flacon(s) en verre de 5 ml
60342909	EPIRUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5699482	3400956994823	1 flacon(s) en verre de 25 ml
60342909	EPIRUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5699499	3400956994991	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60342909	EPIRUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5699507	3400956995073	1 flacon(s) en verre de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68361352	EPIRUBICINE INTSEL CHIMOS 2 mg/ml, solution pour perfusion	MARSING & CO	5682381	3400956823819	1 flacon(s) en verre de 5 ml
68361352	EPIRUBICINE INTSEL CHIMOS 2 mg/ml, solution pour perfusion	MARSING & CO	5682398	3400956823987	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68361352	EPIRUBICINE INTSEL CHIMOS 2 mg/ml, solution pour perfusion	MARSING & CO	5682406	3400956824069	1 flacon(s) en verre de 25 ml
68361352	EPIRUBICINE INTSEL CHIMOS 2 mg/ml, solution pour perfusion	MARSING & CO	5682412	3400956824120	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68361352	EPIRUBICINE INTSEL CHIMOS 2 mg/ml, solution pour perfusion	MARSING & CO	5682429	3400956824298	1 flacon(s) en verre de 100 ml
61824919	EPIRUBICINE MAYNE 2 mg/ml, solution pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5676311	3400956763115	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61824919	EPIRUBICINE MAYNE 2 mg/ml, solution pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5676328	3400956763283	1 flacon(s) en verre de 25 ml
61824919	EPIRUBICINE MAYNE 2 mg/ml, solution pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5676334	3400956763344	1 flacon(s) en verre de 50 ml
61824919	EPIRUBICINE MAYNE 2 mg/ml, solution pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5676340	3400956763405	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68319257	EPIRUBICINE MEDIPHA SANTE 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5682323	3400956823239	1 flacon(s) en verre de 5 ml
68319257	EPIRUBICINE MEDIPHA SANTE 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5682346	3400956823468	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68319257	EPIRUBICINE MEDIPHA SANTE 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5682352	3400956823529	1 flacon(s) en verre de 25 ml
68319257	EPIRUBICINE MEDIPHA SANTE 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5682369	3400956823697	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68319257	EPIRUBICINE MEDIPHA SANTE 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5682375	3400956823758	1 flacon(s) en verre de 100 ml
67154482	EPIRUBICINE NIALEX 2 mg/ml, solution pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5685505	3400956855056	1 flacon(s) en verre de 5 ml
67154482	EPIRUBICINE NIALEX 2 mg/ml, solution pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5685511	3400956855117	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67154482	EPIRUBICINE NIALEX 2 mg/ml, solution pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5685528	3400956855285	1 flacon(s) en verre de 25 ml
67154482	EPIRUBICINE NIALEX 2 mg/ml, solution pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5685534	3400956855346	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67154482	EPIRUBICINE NIALEX 2 mg/ml, solution pour perfusion	MEDIPHA SANTE SN	5685540	3400956855407	1 flacon(s) en verre de 100 ml
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559601	3400935596017	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (1 barrette de 10)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559618	3400935596185	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (2 barrettes de 5)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559624	3400935596246	12 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (1 barrette de 12)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559630	3400935596307	12 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (2 barrettes de 6)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559647	3400935596475	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (2 barrettes de 10)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559653	3400935596536	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (4 barrettes de 5)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559676	3400935596765	24 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (2 barrettes de 12)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559682	3400935596826	24 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (4 barrettes de 6)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559699	3400935596994	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (3 barrettes de 10)
61143415	EPITHEA 0,05 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3559707	3400935597076	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml (6 barrettes de 5)
61913385	EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3426455	3400934264559	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
61913385	EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3426461	3400934264610	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61913385	EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3426478	3400934264788	1 flacon(s) polyéthylène de 56 comprimé(s)
61913385	EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3426484	3400934264849	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
61913385	EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3459911	3400934599118	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVDC PVC aluminium de 28 comprimé(s)
61913385	EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3563442	3400935634429	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61913385	EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3563459	3400935634597	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
69104026	EPITOMAX 15 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3481098	3400934810985	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
69104026	EPITOMAX 15 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3483051	3400934830518	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65109823	EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3411488	3400934114885	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
65109823	EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3411494	3400934114946	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
65109823	EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3412269	3400934122699	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
65109823	EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3412275	3400934122750	1 flacon(s) polyéthylène de 56 comprimé(s)
65109823	EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3459928	3400934599286	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVDC PVC aluminium de 28 comprimé(s)
65109823	EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3563465	3400935634658	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65109823	EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3563471	3400935634719	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
68987922	EPITOMAX 25 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3481106	3400934811067	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
68987922	EPITOMAX 25 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3483068	3400934830686	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69946106	EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3411465	3400934114656	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
69946106	EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3411471	3400934114717	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
69946106	EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3412246	3400934122460	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
69946106	EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3412252	3400934122521	1 flacon(s) polyéthylène de 56 comprimé(s)
69946106	EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3459940	3400934599408	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVDC PVC aluminium de 28 comprimé(s)
69946106	EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3563413	3400935634139	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69946106	EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3563436	3400935634368	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
69710351	EPITOMAX 50 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3481112	3400934811128	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
69710351	EPITOMAX 50 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3483074	3400934830747	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
62490721	EPITOPIC 0,02 POUR CENT, crème pour application locale	GERDA	3227075	3400932270750	1 tube(s) de 20 g
62490721	EPITOPIC 0,02 POUR CENT, crème pour application locale	GERDA	3227081	3400932270811	1 tube(s) de 30 g
62490721	EPITOPIC 0,02 POUR CENT, crème pour application locale	GERDA	3227098	3400932270989	1 tube(s) de 40 g
63588061	EPITOPIC 0,05 POUR CENT, crème	GERDA	3210293	3400932102938	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
60602972	EPITOPIC 0,05 POUR CENT, gel pour application locale	GERDA	3210287	3400932102877	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
68036070	EPIVIR 10 mg/ml, solution buvable	GLAXO GROUP	3414512	3400934145124	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 240 ml avec fermeture de sécurité enfant avec pipette graduée polypropylène
62715513	EPIVIR 150 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3414529	3400934145292	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
64777862	EPIVIR 300 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3584881	3400935848819	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
69733282	EPOSIN 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV)	PHARMACHEMIE BV	5603016	3400956030163	10 flacon(s) en verre de 5 ml
69733282	EPOSIN 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV)	PHARMACHEMIE BV	5620227	3400956202270	10 flacon(s) en verre de 25 ml
69733282	EPOSIN 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV)	PHARMACHEMIE BV	5631716	3400956317165	1 flacon(s) en verre de 5 ml
69733282	EPOSIN 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV)	PHARMACHEMIE BV	5631722	3400956317226	1 flacon(s) en verre de 25 ml
63557436	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	3493204	3400934932045	6 flacon(s) en verre de 1 ml
69791271	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3493121	3400934931215	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s)
69791271	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3549703	3400935497031	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69791271	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3549726	3400935497260	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,6 ml avec aiguille(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69791271	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3549732	3400935497321	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,7 ml avec aiguille(s)
69791271	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3549749	3400935497499	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec aiguille(s)
69791271	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3549755	3400935497550	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,9 ml avec aiguille(s)
69791271	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3646688	3400936466883	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,3 ml avec aiguille(s)
69791271	EPREX 10000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3646694	3400936466944	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec aiguille(s)
61103157	EPREX 2000 UI/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	3493173	3400934931734	6 flacon(s) en verre de 1 ml
61103157	EPREX 2000 UI/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	3646702	3400936467026	6 flacon(s) en verre de 0,5 ml
68264469	EPREX 2000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3493078	3400934930782	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml avec aiguille(s)
68264469	EPREX 2000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3646665	3400936466654	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
67228541	EPREX 40 000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3699199	3400936991996	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
67228541	EPREX 40 000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3699207	3400936992078	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
67228541	EPREX 40 000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3699213	3400936992139	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
67228541	EPREX 40 000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3699236	3400936992368	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s)
67228541	EPREX 40 000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3699242	3400936992429	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s)
67228541	EPREX 40 000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3699259	3400936992597	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s)
63776501	EPREX 4000 UI/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	3493196	3400934931963	6 flacon(s) en verre de 1 ml
61480293	EPREX 4000 UI/ml, solution injectable en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3646671	3400936466715	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69881427	EPREX 40000 UI/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	3493569	3400934935695	1 flacon(s) en verre de 1 ml
69881427	EPREX 40000 UI/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	3493575	3400934935756	4 flacon(s) en verre de 1 ml
69881427	EPREX 40000 UI/ml, solution injectable	JANSSEN CILAG	3493581	3400934935817	6 flacon(s) en verre de 1 ml
64038526	EPTAVIT 1000 mg/880 U.I., comprimé effervescent	LEURQUIN MEDIOLANUM	3615653	3400936156531	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64038526	EPTAVIT 1000 mg/880 U.I., comprimé effervescent	LEURQUIN MEDIOLANUM	3730288	3400937302883	tube(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
65229993	EPURAM, comprimé pelliculé	ALMIRALL	3036889	3400930368893	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
69639025	EQUANIL 250 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3458202	3400934582028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69639025	EQUANIL 250 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5590064	3400955900641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69639025	EQUANIL 250 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5633000	3400956330003	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60505701	EQUANIL 400 mg, comprimé enrobé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3458219	3400934582196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60505701	EQUANIL 400 mg, comprimé enrobé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5608172	3400956081721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60505701	EQUANIL 400 mg, comprimé enrobé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5645262	3400956452620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66955089	EQUANIL 400 mg/5 ml, solution injectable (IM)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3036895	3400930368954	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
66955089	EQUANIL 400 mg/5 ml, solution injectable (IM)	SANOFI AVENTIS FRANCE	5536461	3400955364610	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
64604643	EQUILIUUM, comprimé sécable	SOFIBEL	3255999	3400932559992	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64395670	ERACINE, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3243789	3400932437894	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 gélule(s)
64395670	ERACINE, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5528444	3400955284444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
67027428	ERBITUX 2 mg/ml, solution pour perfusion	MERCK KGAA	5658069	3400956580699	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66057226	ERCEFURYL 100 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3037073	3400930370735	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66057226	ERCEFURYL 100 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3214836	3400932148363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66057226	ERCEFURYL 100 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	5510208	3400955102083	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61145672	ERCEFURYL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3213251	3400932132515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61145672	ERCEFURYL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3244091	3400932440917	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61145672	ERCEFURYL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3323175	3400933231750	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
61145672	ERCEFURYL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3479693	3400934796937	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
61321095	ERCEFURYL 4 POUR CENT, suspension buvable	SANOFI AVENTIS OTC	3144900	3400931449003	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml
61321095	ERCEFURYL 4 POUR CENT, suspension buvable	SANOFI AVENTIS OTC	3144917	3400931449171	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
61321095	ERCEFURYL 4 POUR CENT, suspension buvable	SANOFI AVENTIS OTC	3159304	3400931593041	1 flacon(s) en verre brun de 45 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml
61321095	ERCEFURYL 4 POUR CENT, suspension buvable	SANOFI AVENTIS OTC	3178253	3400931782537	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml
68053582	ERCERYL 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3538272	3400935382726	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
62144356	ERCESTOP 2 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3456137	3400934561375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
62144356	ERCESTOP 2 mg, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3496622	3400934966224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
67458859	ERCEVIT 250 mg, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3210399	3400932103997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64730396	ERGAMISOLE 50 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	3216551	3400932165513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
64730396	ERGAMISOLE 50 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	3219986	3400932199860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66198401	ERGIX 20 mg TOUX SECHE, gélule	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3479581	3400934795817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
69240535	ERGIX 200 mg DOULEUR ET FIEVRE, comprimé pelliculé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3479569	3400934795695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69240535	ERGIX 200 mg DOULEUR ET FIEVRE, comprimé pelliculé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3479575	3400934795756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62042675	ERGIX 5 % ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3610549	3400936105492	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62042675	ERGIX 5 % ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3610555	3400936105553	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62042675	ERGIX 5 % ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3610561	3400936105614	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62042675	ERGIX 5 % ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3610578	3400936105782	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62042675	ERGIX 5 % ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3610584	3400936105843	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 300 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63328416	ERGIX ADULTES TOUX SECHE, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3285256	3400932852567	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
64302513	ERGIX ENFANTS TOUX SECHE, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3562247	3400935622471	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
69015104	ERGIX EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3480472	3400934804724	1 flacon(s) en verre de 125 ml
69015104	ERGIX EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3480489	3400934804892	1 flacon(s) en verre de 150 ml
69015104	ERGIX EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3480495	3400934804953	1 flacon(s) en verre de 200 ml
69015104	ERGIX EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3480503	3400934805035	1 flacon(s) en verre de 250 ml
69029456	ERGIX MAL DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3538119	3400935381194	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) de 55 ml
69029456	ERGIX MAL DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3538125	3400935381255	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) de 30 ml
64080571	ERGIX RHUME, comprimé pelliculé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3538102	3400935381026	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
65692870	ERGODOSE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, capsule molle	SHIRE FRANCE	3267519	3400932675197	tube(s) polypropylène de 30 capsule(s)
65692870	ERGODOSE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, capsule molle	SHIRE FRANCE	3271685	3400932716852	1 flacon(s) en verre brun de 30 capsule(s)
65692870	ERGODOSE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, capsule molle	SHIRE FRANCE	3271691	3400932716913	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
68923421	ERIDAN, gélule	AMIDO	3398701	3400933987015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène de 24 gélule(s)
68923421	ERIDAN, gélule	AMIDO	3398718	3400933987183	1 pilulier(s) polypropylène de 24 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61572941	ERY 500 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3223887	3400932238873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62936337	ERY ENFANTS 250 mg, granulés en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3242554	3400932425549	24 sachet(s)
65371633	ERY NOURRISSONS 125 mg, granulés en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3242560	3400932425600	24 sachet(s)
67821659	ERYACNE 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	GALDERMA INTERNATIONAL	3360791	3400933607913	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes
67821659	ERYACNE 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	GALDERMA INTERNATIONAL	3360816	3400933608163	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec compte-gouttes
64478415	ERYASE, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3313610	3400933136109	tube(s) aluminium de 15 comprimé(s)
64478415	ERYASE, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3313627	3400933136277	tube(s) aluminium de 20 comprimé(s)
64478415	ERYASE, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3313633	3400933136338	tube(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64478415	ERYASE, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3313656	3400933136567	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
64478415	ERYASE, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3313662	3400933136628	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
64478415	ERYASE, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3313679	3400933136796	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61096983	ERYFLUID, lotion	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3267100	3400932671007	1 flacon(s) en verre de 100 ml
61096983	ERYFLUID, lotion	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3270585	3400932705856	1 flacon(s) en verre de 60 ml
61096983	ERYFLUID, lotion	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3284021	3400932840212	1 flacon(s) en verre de 30 ml
61381765	ERYLIK, gel pour application cutanée	BIORGA	3424344	3400934243448	1 tube(s) aluminium de 30 g
65577971	ERYSIMUM PIERRE FABRE 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3756106	3400937561068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
64627962	ERYTEAL, pommade	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3253813	3400932538133	1 tube(s) aluminium de 55 g
64627962	ERYTEAL, pommade	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3294261	3400932942619	1 tube(s) aluminium de 82,5 g
64627962	ERYTEAL, pommade	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3307207	3400933072070	1 tube(s) aluminium de 22 g
63485296	ERYTHROCINE 0,5 g, lyophilisat pour usage parentéral (IV)	ABBOTT FRANCE	5575188	3400955751885	1 flacon(s) en verre de 0,5 g
64620665	ERYTHROCINE 1 g I.V., lyophilisat pour préparation injectable	ABBOTT FRANCE	5528059	3400955280590	1 flacon(s) en verre
68802989	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3202164	3400932021642	8 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 9,5 g
68802989	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3249585	3400932495856	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 9,5 g
68802989	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3249591	3400932495917	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 9,5 g
68802989	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3249616	3400932496167	16 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 9,5 g
68802989	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3339360	3400933393601	8 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène PVDC de 9,5 g
68802989	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3339377	3400933393779	10 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène PVDC de 9,5 g
68802989	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3339383	3400933393830	12 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène PVDC de 9,5 g
68802989	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3339408	3400933394080	16 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène PVDC de 9,5 g
63463759	ERYTHROCINE 250 mg/5 ml, granulés pour sirop	ABBOTT FRANCE	3249912	3400932499120	1 flacon(s) de 47,50 g avec cuillère-mesure

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63463759	ERYTHROCINE 250 mg/5 ml, granulés pour sirop	ABBOTT FRANCE	3256332	3400932563326	1 flacon(s) de 28,5 g avec cuillère-mesure
66448374	ERYTHROCINE 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3249929	3400932499298	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65122863	ERYTHROCINE 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3202158	3400932021581	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,75 g
65122863	ERYTHROCINE 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3249622	3400932496228	16 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,75 g
65122863	ERYTHROCINE 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3249639	3400932496396	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 4,75 g
65122863	ERYTHROCINE 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3339331	3400933393311	12 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène PVDC de 4,75 g
65122863	ERYTHROCINE 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3339348	3400933393489	16 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène PVDC de 4,75 g
65122863	ERYTHROCINE 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ABBOTT FRANCE	3339354	3400933393540	20 sachet(s)-dose(s) papier kraft polyéthylène PVDC de 4,75 g
60777733	ERYTHROCINE 500 mg/5 ml, granulés pour sirop	ABBOTT FRANCE	3249987	3400932499878	1 flacon(s) de 51,9 g
60777733	ERYTHROCINE 500 mg/5 ml, granulés pour sirop	ABBOTT FRANCE	3256326	3400932563265	1 flacon(s) de 35,4 g
65256289	ERYTHROGEL 4 POUR CENT, gel pour application locale	BIORGA	3267092	3400932670925	1 tube(s) de 30 g
65256289	ERYTHROGEL 4 POUR CENT, gel pour application locale	BIORGA	3348376	3400933483760	1 tube(s) aluminium de 85 g
60835670	ERYTHROGRAM 1 g, poudre orale en sachet	PHARMA 2000	3237033	3400932370337	8 sachet(s)
60835670	ERYTHROGRAM 1 g, poudre orale en sachet	PHARMA 2000	3237056	3400932370566	16 sachet(s)
64088988	ERYTHROGRAM 500 mg, poudre orale en sachet	PHARMA 2000	3237027	3400932370276	12 sachet(s)
60915700	ERYTHROMYCINE BAILLEUL 4 %, gel	BAILLEUL	3619823	3400936198234	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polypropylène de 30 ml
62856453	ERYTHROMYCINE BAILLEUL 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	BAILLEUL	3311410	3400933114107	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate blanc de 100 ml
62856453	ERYTHROMYCINE BAILLEUL 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	BAILLEUL	3318027	3400933180270	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate blanc de 30 ml
62856453	ERYTHROMYCINE BAILLEUL 4 POUR CENT, solution pour application cutanée	BAILLEUL	3318033	3400933180331	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate blanc de 60 ml
65286236	ERYTHROMYCINE BIORGA 4 POUR CENT, gel	BIORGA	3332613	3400933326135	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67298785	ERYTHROMYCINE DAKOTA PHARM 1 g, lyophilisat pour usage parentéral (IV) en flacon	DAKOTA PHARM	5572505	3400955725053	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
67298785	ERYTHROMYCINE DAKOTA PHARM 1 g, lyophilisat pour usage parentéral (IV) en flacon	DAKOTA PHARM	5572511	3400955725114	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
67298785	ERYTHROMYCINE DAKOTA PHARM 1 g, lyophilisat pour usage parentéral (IV) en flacon	DAKOTA PHARM	5572528	3400955725282	25 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
61709938	ERYTHROMYCINE MERCK 1 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5583006	3400955830061	10 flacon(s) en verre de 1 g
61709938	ERYTHROMYCINE MERCK 1 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5583012	3400955830122	20 flacon(s) en verre de 1 g
61709938	ERYTHROMYCINE MERCK 1 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5630728	3400956307289	1 flacon(s) en verre de 1 g
67504833	ERYTHROMYCINE QUALIMED 500 mg, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	5582969	3400955829690	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
67504833	ERYTHROMYCINE QUALIMED 500 mg, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	5582975	3400955829751	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
67504833	ERYTHROMYCINE QUALIMED 500 mg, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	5582981	3400955829812	20 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
68395073	ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé	ABBOTT FRANCE	3361945	3400933619459	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68395073	ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé	ABBOTT FRANCE	3361951	3400933619510	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66659617	ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule	ABBOTT FRANCE	3348034	3400933480349	20 ampoule(s) en verre brun de 4 ml
60060450	ESBERIVEN, crème	ABBOTT FRANCE	3206529	3400932065295	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60060450	ESBERIVEN, crème	ABBOTT FRANCE	3335250	3400933352509	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
61642083	ESCINOCEL, gel pour application locale	BOUCHARA RECORDATI	3131027	3400931310273	1 tube(s) aluminium verni de 45 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61642083	ESCINOCEL, gel pour application locale	BOUCHARA RECORDATI	3131300	3400931313007	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
62170073	ESECARMINE 11 POUR CENT, granulé	BAYER SANTE FAMILIALE	3037340	3400930373408	1 sac(s) papier kraft de 225 g
66153192	ESIDREX 25 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3037357	3400930373576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66153192	ESIDREX 25 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3719654	3400937196543	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66153192	ESIDREX 25 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3719660	3400937196604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68879708	ESKAZOLE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3686653	3400936866539	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
68879708	ESKAZOLE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3686676	3400936866768	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68879708	ESKAZOLE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3686682	3400936866829	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
68879708	ESKAZOLE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3686699	3400936866997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68879708	ESKAZOLE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3686707	3400936867079	flacon(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
68879708	ESKAZOLE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3686713	3400936867130	flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
68879708	ESKAZOLE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3686736	3400936867369	flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
68879708	ESKAZOLE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3686742	3400936867420	flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
65192993	ESKAZOLE 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5605340	3400956053407	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65192993	ESKAZOLE 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5605357	3400956053575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65192993	ESKAZOLE 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5605363	3400956053636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
65192993	ESKAZOLE 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5605386	3400956053865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65192993	ESKAZOLE 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5605392	3400956053926	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
65192993	ESKAZOLE 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5605400	3400956054008	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
65192993	ESKAZOLE 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5605417	3400956054176	1 flacon(s) polyéthylène de 56 comprimé(s)
65192993	ESKAZOLE 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5605423	3400956054237	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
61503443	ESMERON 100 mg/10 ml, solution injectable (I.V.) en flacon	ORGANON	5597793	3400955977933	10 flacon(s) en verre de 10 ml
60087718	ESMERON 25 mg/2,5 ml, solution injectable	ORGANON	5649975	3400956499755	10 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68986795	ESMERON 50 mg/5 ml, solution injectable (I.V.) en flacon	ORGANON	5597787	3400955977872	12 flacon(s) en verre de 5 ml
61500746	ESPERAL 500 mg, comprimé	SANOVI AVENTIS FRANCE	3037469	3400930374696	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65860243	ESSENCE ALGERIENNE, solution pour inhalation par fumigation	TOULADE	3037481	3400930374818	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66002856	ESTALIS 50 microgrammes/140 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3675997	3400936759978	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
66002856	ESTALIS 50 microgrammes/140 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	5663716	3400956637164	24 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
67903056	ESTALIS 50 microgrammes/250 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3528664	3400935286642	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
67903056	ESTALIS 50 microgrammes/250 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3528670	3400935286703	24 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
61477678	ESTERASINE 50 U/ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5621416	3400956214167	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec aiguille(s) avec matériel de perfusion avec seringue(s)
61477678	ESTERASINE 50 U/ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5621422	3400956214228	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 20 ml avec aiguille(s) avec matériel de perfusion avec seringue(s)
64018267	ESTIMA 100 mg, capsule molle orale ou vaginale	EFFIK	3521828	3400935218285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
64018267	ESTIMA 100 mg, capsule molle orale ou vaginale	EFFIK	3741501	3400937415019	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 capsule(s)
61497143	ESTIMA 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	EFFIK	3567138	3400935671387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 15 capsule(s)
61497143	ESTIMA 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	EFFIK	3741487	3400937414876	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 45 capsule(s)
60675618	ESTRACYT 140 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3229795	3400932297955	1 flacon(s) en verre brun de 100 gélule(s)
60675618	ESTRACYT 140 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3238274	3400932382743	1 flacon(s) en verre brun de 40 gélule(s)
63913366	ESTRADERM TTS 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297319	3400932973194	6 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63913366	ESTRADERM TTS 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297325	3400932973255	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
63913366	ESTRADERM TTS 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297331	3400932973316	24 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
68364028	ESTRADERM TTS 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297259	3400932972593	6 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
68364028	ESTRADERM TTS 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297265	3400932972654	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
68364028	ESTRADERM TTS 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297271	3400932972715	24 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
62628542	ESTRADERM TTS 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297288	3400932972883	6 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
62628542	ESTRADERM TTS 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297294	3400932972944	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
62628542	ESTRADERM TTS 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3297302	3400932973026	24 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
62628542	ESTRADERM TTS 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3374847	3400933748470	7 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
62364911	ESTRADIOL G GAM 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	G GAM	3540145	3400935401458	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
61072434	ESTRADIOL G GAM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3771689	3400937716895	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61072434	ESTRADIOL G GAM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3771695	3400937716956	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
61072434	ESTRADIOL G GAM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5701279	3400957012793	3 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61072434	ESTRADIOL G GAM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5701285	3400957012854	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 60 comprimé(s)
61072434	ESTRADIOL G GAM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5701291	3400957012915	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 90 comprimé(s)
61072434	ESTRADIOL G GAM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5701316	3400957013165	1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 100 comprimé(s)
65268373	ESTRADIOL G GAM 37,5 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	G GAM	3585107	3400935851079	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (papier/PE/aluminium/PE)
65917954	ESTRADIOL G GAM 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	G GAM	3540151	3400935401519	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
67583656	ESTRADIOL G GAM 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	G GAM	3585136	3400935851369	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
63792128	ESTRADIOL JANSSEN 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3355525	3400933555252	1 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier kraft de 1 dispositif(s)
63792128	ESTRADIOL JANSSEN 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3355531	3400933555313	4 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier kraft de 1 dispositif(s)
63792128	ESTRADIOL JANSSEN 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3355548	3400933555481	6 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier kraft de 1 dispositif(s)
63792128	ESTRADIOL JANSSEN 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3355554	3400933555542	8 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier kraft de 1 dispositif(s)
65538737	ESTRADIOL MERCK 0,1 %, gel	MERCK SANTE	3730822	3400937308229	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 g avec pompe(s) doseuse(s)
60018024	ESTRADIOL NORETHISTERONE NOVARTIS 50 microgrammes/140 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3676005	3400936760059	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
60018024	ESTRADIOL NORETHISTERONE NOVARTIS 50 microgrammes/140 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	5663722	3400956637225	24 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
69401045	ESTRADIOL NORETHISTERONE NOVARTIS 50 microgrammes/250 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3528687	3400935286871	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
69401045	ESTRADIOL NORETHISTERONE NOVARTIS 50 microgrammes/250 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3528693	3400935286932	24 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
67761272	ESTRADIOL NOVARTIS 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591875	3400935918758	boîte de 2 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
67761272	ESTRADIOL NOVARTIS 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591881	3400935918819	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67761272	ESTRADIOL NOVARTIS 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591898	3400935918987	boîte de 24 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
68092674	ESTRADIOL NOVARTIS 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3655776	3400936557765	2 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
68092674	ESTRADIOL NOVARTIS 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3655782	3400936557826	8 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
68092674	ESTRADIOL NOVARTIS 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3655799	3400936557994	24 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
60836726	ESTRADIOL NOVARTIS 37,5 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591763	3400935917638	boîte de 2 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
60836726	ESTRADIOL NOVARTIS 37,5 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591786	3400935917867	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
60836726	ESTRADIOL NOVARTIS 37,5 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591792	3400935917928	boîte de 24 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
65655021	ESTRADIOL NOVARTIS 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591800	3400935918000	boîte de 2 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
65655021	ESTRADIOL NOVARTIS 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591817	3400935918178	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
65655021	ESTRADIOL NOVARTIS 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591823	3400935918239	boîte de 24 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
67574511	ESTRADIOL NOVARTIS 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591846	3400935918468	boîte de 2 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
67574511	ESTRADIOL NOVARTIS 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591852	3400935918529	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
67574511	ESTRADIOL NOVARTIS 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3591869	3400935918697	boîte de 24 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
60042630	ESTRADIOL PIERRE FABRE SANTE 40 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3566498	3400935664983	4 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
62813288	ESTRADIOL PIERRE FABRE SANTE 60 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3566481	3400935664815	4 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
64711645	ESTRADIOL PIERRE FABRE SANTE 80 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3595459	3400935954596	4 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
63048115	ESTRADIOL RPG 1 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3511563	3400935115638	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
63048115	ESTRADIOL RPG 1 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3511586	3400935115867	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
63048115	ESTRADIOL RPG 1 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3511592	3400935115928	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63469395	ESTRADIOL RPG 2 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3373428	3400933734282	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
64763364	ESTRADIOL TTS SANDOZ 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SANDOZ	3781593	3400937815932	2 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
64763364	ESTRADIOL TTS SANDOZ 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SANDOZ	3781601	3400937816014	4 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
64763364	ESTRADIOL TTS SANDOZ 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SANDOZ	3781618	3400937816182	6 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
64763364	ESTRADIOL TTS SANDOZ 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SANDOZ	3781624	3400937816243	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
64763364	ESTRADIOL TTS SANDOZ 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SANDOZ	3781630	3400937816304	24 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
62541532	ESTRADIOL VALERATE IPRAD 1 mg, comprimé pelliculé	IPRAD	3614990	3400936149908	1 plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62541532	ESTRADIOL VALERATE IPRAD 1 mg, comprimé pelliculé	IPRAD	3615009	3400936150096	3 plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62541532	ESTRADIOL VALERATE IPRAD 1 mg, comprimé pelliculé	IPRAD	3615015	3400936150157	6 plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69055814	ESTRADIOL VALERATE IPRAD 2 mg, comprimé pelliculé	IPRAD	3614961	3400936149618	1 plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69055814	ESTRADIOL VALERATE IPRAD 2 mg, comprimé pelliculé	IPRAD	3614978	3400936149786	3 plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69055814	ESTRADIOL VALERATE IPRAD 2 mg, comprimé pelliculé	IPRAD	3614984	3400936149847	6 plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60624118	ESTRAHEXAL 37,5 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	HEXAL (ALLEMAGNE)	3585099	3400935850997	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (papier/PE/aluminium/PE)
67554537	ESTRAHEXAL 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	HEXAL (ALLEMAGNE)	3585113	3400935851130	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (papier/PE/aluminium/PE)
65452665	ESTRAMAT 100 microgrammes/24h (3 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432792	3400934327926	6 sachet(s) papier copolymère polyacrylonitrile aluminium de 1 dispositif(s)
65452665	ESTRAMAT 100 microgrammes/24h (3 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432800	3400934328008	7 sachet(s) papier copolymère polyacrylonitrile aluminium de 1 dispositif(s)
65452665	ESTRAMAT 100 microgrammes/24h (3 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432817	3400934328176	8 sachet(s) papier copolymère polyacrylonitrile aluminium de 1 dispositif(s)
65452665	ESTRAMAT 100 microgrammes/24h (3 mg/44 cm ²), dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432823	3400934328237	24 sachet(s) papier copolymère polyacrylonitrile aluminium de 1 dispositif(s)
68764104	ESTRAMAT 25 microgrammes/24 h, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432846	3400934328466	6 sachet(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 25 microgrammes
68764104	ESTRAMAT 25 microgrammes/24 h, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432852	3400934328527	7 sachet(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 25 microgrammes
68764104	ESTRAMAT 25 microgrammes/24 h, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432869	3400934328695	8 sachet(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 25 microgrammes
68764104	ESTRAMAT 25 microgrammes/24 h, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432875	3400934328756	24 sachet(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 25 microgrammes
63085149	ESTRAMAT 50 microgrammes/24 h, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432881	3400934328817	6 sachet(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 1 dispositif(s)
63085149	ESTRAMAT 50 microgrammes/24 h, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432898	3400934328985	7 sachet(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 1 dispositif(s)
63085149	ESTRAMAT 50 microgrammes/24 h, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432906	3400934329067	8 sachet(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 1 dispositif(s)
63085149	ESTRAMAT 50 microgrammes/24 h, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3432912	3400934329128	24 sachet(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 1 dispositif(s)
62912756	ESTRAMAT 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3500789	3400935007896	8 sachet(s)-dose(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 1 dispositif(s)
62912756	ESTRAMAT 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3500795	3400935007957	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium copolymère polyacrylonitrile de 1 dispositif(s)
68281778	ESTRAPATCH 40 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3566512	3400935665126	4 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
68520840	ESTRAPATCH 60 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3566506	3400935665065	4 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
67541828	ESTRAPATCH 80 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3595465	3400935954657	4 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s)
63216075	ESTREVA 0,1 %, gel	THERAMEX	3391308	3400933913083	1 tube(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 g avec pompe doseuse
63500079	ESTREVA, comprimé sécable	THERAMEX	3396323	3400933963231	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 28 comprimé(s)
66189217	ESTROFEM 1 mg, comprimé pelliculé	NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE	3396317	3400933963170	1 boite(s) polystyrène polypropylène avec distributeur de 28 comprimé(s)
64183183	ESTROFEM 2 mg, comprimé pelliculé	NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE	3254876	3400932548767	plaquette(s) thermoformée(s) de 28 comprimé(s)
65766203	ESTULIC, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3233058	3400932330584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65766203	ESTULIC, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3233064	3400932330645	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
66738281	ETHER COOPER, solution pour application cutanée	COOPER	3549100	3400935491008	1 flacon(s) aluminium cylindrique de 125 ml
62537352	ETHER GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3121247	3400931212478	1 flacon(s) en verre bleu de 125 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62537352	ETHER GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3415285	3400934152856	1 flacon(s) en verre bleu de 250 ml
62537352	ETHER GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3415291	3400934152917	1 flacon(s) en verre bleu de 500 ml
62537352	ETHER GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3517175	3400935171757	1 flacon(s) fer blanc de 200 ml
62537352	ETHER GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3517181	3400935171818	1 flacon(s) fer blanc de 400 ml
62537352	ETHER GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3517198	3400935171986	1 flacon(s) fer blanc de 800 ml
62537352	ETHER GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3575037	3400935750372	1 flacon(s) fer blanc de 110 ml
62537352	ETHER GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	5597221	3400955972211	1 flacon(s) en verre bleu de 1000 ml
62251707	ETHINYLESTRADIOL - DROSPIRENONE SCHERING 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3764442	3400937644426	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimés
62251707	ETHINYLESTRADIOL - DROSPIRENONE SCHERING 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3764459	34009376444594	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimés
62755828	ETHINYLESTRADIOL DROSPIRENONE SCHERING 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3560573	3400935605733	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimés jaunes et 7 comprimés blancs
62755828	ETHINYLESTRADIOL DROSPIRENONE SCHERING 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3560596	3400935605962	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimés jaunes et 7 comprimés blancs
62755828	ETHINYLESTRADIOL DROSPIRENONE SCHERING 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	5632704	3400956327041	13 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimés jaunes et 7 comprimés blancs
61997052	ETHINYOESTRADIOL EFFIK 50 microgrammes, comprimé sécable	EFFIK	3517531	3400935175311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
62371126	ETHYOL 50 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MEDIMMUNE ONCOLOGY	5584508	3400955845089	3 flacon(s) en verre de 500 mg
62371126	ETHYOL 50 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	MEDIMMUNE ONCOLOGY	5623970	3400956239702	5 flacon(s) en verre de 375 mg
60501119	ETIDRONATE DE SODIUM G GAM 200 mg, comprimé	G GAM	3641633	3400936416338	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
69571318	ETIDRONATE DE SODIUM G GAM 400 mg, comprimé	G GAM	3641656	3400936416567	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 14 comprimé(s)
63539096	ETIDRONATE DISODIQUE PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS 200 mg, comprimé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3337160	3400933371609	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
65507033	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3602053	3400936020535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65507033	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3602076	3400936020764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65507033	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3602082	3400936020825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65507033	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3602099	3400936020993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65507033	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3602107	3400936021075	flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
65507033	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3602113	3400936021136	flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
65507033	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3602136	3400936021365	flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
65507033	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3602366	3400936023666	flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
64131642	ETIDRONATE MERCK 400 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3583025	3400935830258	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
64131642	ETIDRONATE MERCK 400 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3583031	3400935830319	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64131642	ETIDRONATE MERCK 400 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3583048	3400935830487	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
64131642	ETIDRONATE MERCK 400 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3583054	3400935830548	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
60864540	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé	SANDOZ	3652476	3400936524767	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60864540	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé	SANDOZ	3652482	3400936524828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60864540	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé	SANDOZ	3652499	3400936524996	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
60864540	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé	SANDOZ	3652507	3400936525078	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60864540	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé	SANDOZ	3652513	3400936525139	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
60864540	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé	SANDOZ	3652536	3400936525368	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60864540	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé	SANDOZ	3652542	3400936525429	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
60864540	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé	SANDOZ	3652559	3400936525597	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62135777	ETIDRONATE SANDOZ 400 mg, comprimé	SANDOZ	3652565	3400936525658	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
62135777	ETIDRONATE SANDOZ 400 mg, comprimé	SANDOZ	3652571	3400936525719	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62135777	ETIDRONATE SANDOZ 400 mg, comprimé	SANDOZ	3652588	3400936525887	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
62135777	ETIDRONATE SANDOZ 400 mg, comprimé	SANDOZ	3652594	3400936525948	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
62459156	ETILEFRINE S.E.R.B. 10 mg/1 ml, solution injectable I.V. en ampoule	SERB	3594075	3400935940759	6 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
60073451	ETIOVEN 30 mg, comprimé	AVENTIS	3420174	3400934201745	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62082659	ETOMIDATE LIPURO 20 mg/10 ml, émulsion injectable	B BRAUN MELSUNGEN	5614379	3400956143795	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
62082659	ETOMIDATE LIPURO 20 mg/10 ml, émulsion injectable	B BRAUN MELSUNGEN	5614385	3400956143856	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
65619363	ETOPOPHOS 100 mg, lyophilisat pour usage parentéral	BRISTOL MYERS SQUIBB	5596500	3400955965008	1 flacon(s) en verre
65619363	ETOPOPHOS 100 mg, lyophilisat pour usage parentéral	BRISTOL MYERS SQUIBB	5596517	3400955965176	5 flacon(s) en verre
65619363	ETOPOPHOS 100 mg, lyophilisat pour usage parentéral	BRISTOL MYERS SQUIBB	5596523	3400955965237	10 flacon(s) en verre
65619363	ETOPOPHOS 100 mg, lyophilisat pour usage parentéral	BRISTOL MYERS SQUIBB	5596546	3400955965466	20 flacon(s) en verre
65619363	ETOPOPHOS 100 mg, lyophilisat pour usage parentéral	BRISTOL MYERS SQUIBB	5596552	3400955965527	25 flacon(s) en verre
62773712	ETOPOSIDE COOPER 2 POUR CENT (100 mg/5 ml), solution à diluer pour perfusion	COOPER	5615166	3400956151660	5 flacon(s) en verre de 5 ml
62773712	ETOPOSIDE COOPER 2 POUR CENT (100 mg/5 ml), solution à diluer pour perfusion	COOPER	5615172	3400956151721	10 flacon(s) en verre de 5 ml
62773712	ETOPOSIDE COOPER 2 POUR CENT (100 mg/5 ml), solution à diluer pour perfusion	COOPER	5615189	3400956151899	20 flacon(s) en verre de 5 ml
62773712	ETOPOSIDE COOPER 2 POUR CENT (100 mg/5 ml), solution à diluer pour perfusion	COOPER	5615195	3400956151950	50 flacon(s) en verre de 5 ml
69161785	ETOPOSIDE DAKOTA PHARM 100 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	DAKOTA PHARM	5587240	3400955872405	10 flacon(s) en verre de 5 ml
69599043	ETOPOSIDE MERCK 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5602560	3400956025602	5 flacon(s) en verre de 5 ml
69599043	ETOPOSIDE MERCK 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5602577	3400956025770	10 flacon(s) en verre de 5 ml
69599043	ETOPOSIDE MERCK 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5624515	3400956245154	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69599043	ETOPOSIDE MERCK 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5624521	3400956245215	5 flacon(s) en verre de 10 ml
69599043	ETOPOSIDE MERCK 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5624538	3400956245383	10 flacon(s) en verre de 10 ml
60882684	ETOPOSIDE PIERRE FABRE MEDICAMENT 100 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5578821	3400955788218	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
69909428	ETOPOSIDE PIERRE FABRE MEDICAMENT 100 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5578838	3400955788386	5 flacon(s) en verre de 5 ml - avec aiguille(s)
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695142	3400956951420	1 flacon(s) en verre de 5 ml
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695159	3400956951598	5 flacon(s) en verre de 5 ml
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695165	3400956951659	10 flacon(s) en verre de 5 ml
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5697201	3400956972012	1 flacon(s) en verre de 25 ml
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5697218	3400956972180	5 flacon(s) en verre de 25 ml
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5697224	3400956972241	1 flacon(s) en verre de 50 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5697230	3400956972302	5 flacon(s) en verre de 50 ml
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5697247	3400956972470	10 flacon(s) en verre de 50 ml
62471265	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5697253	3400956972531	10 flacon(s) en verre de 25 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701144	3400957011444	1 flacon(s) en verre de 5 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701150	3400957011505	5 flacon(s) en verre de 5 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701167	3400957011673	10 flacon(s) en verre de 5 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701173	3400957011734	1 flacon(s) en verre de 25 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701196	3400957011963	5 flacon(s) en verre de 25 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701204	3400957012045	10 flacon(s) en verre de 25 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701210	3400957012106	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701227	3400957012274	5 flacon(s) en verre de 50 ml
60589279	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701233	3400957012335	10 flacon(s) en verre de 50 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667594	3400956675944	1 flacon(s) en verre de 5 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667602	3400956676026	5 flacon(s) en verre de 5 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667619	3400956676194	10 flacon(s) en verre de 5 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667625	3400956676255	1 flacon(s) en verre de 25 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667631	3400956676316	5 flacon(s) en verre de 25 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667648	3400956676484	10 flacon(s) en verre de 25 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667654	3400956676545	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667660	3400956676606	5 flacon(s) en verre de 50 ml
68691909	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	SANDOZ	5667677	3400956676774	10 flacon(s) en verre de 50 ml
69467312	ETOPOSIDE SERB 100 mg/5 ml, solution pour perfusion	SERB	5596233	3400955962335	5 flacon(s) en verre de 5 ml
69467312	ETOPOSIDE SERB 100 mg/5 ml, solution pour perfusion	SERB	5596256	3400955962564	10 flacon(s) en verre de 5 ml
69467312	ETOPOSIDE SERB 100 mg/5 ml, solution pour perfusion	SERB	5596262	3400955962625	20 flacon(s) en verre de 5 ml
69467312	ETOPOSIDE SERB 100 mg/5 ml, solution pour perfusion	SERB	5596279	3400955962793	50 flacon(s) en verre de 5 ml
61683518	ETOPOSIDE TEVA 100 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5596629	3400955966296	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61683518	ETOPOSIDE TEVA 100 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5603536	3400956035366	5 flacon(s) en verre de 5 ml
61683518	ETOPOSIDE TEVA 100 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5603542	3400956035427	10 flacon(s) en verre de 5 ml
61425560	ETOPOSIDE TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5618294	3400956182947	1 flacon(s) en verre de 25 ml
61425560	ETOPOSIDE TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5618302	3400956183029	5 flacon(s) en verre de 25 ml
61425560	ETOPOSIDE TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5618319	3400956183197	10 flacon(s) en verre de 25 ml
61425560	ETOPOSIDE TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5618325	3400956183258	1 flacon(s) en verre de 50 ml
61425560	ETOPOSIDE TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5618331	3400956183319	5 flacon(s) en verre de 50 ml
61425560	ETOPOSIDE TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5618348	3400956183487	10 flacon(s) en verre de 50 ml
60155667	ETOPOSIDE TEVA 200 mg/10 ml, solution injectable pour perfusion	TEVA PHARMA BV	5596635	3400955966357	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67344574	EUBINE 20 mg, suppositoire	CHIESI	3037854	3400930378540	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 7 suppositoire(s)
69139810	EUCALCIC 1,2 g/15 ml, suspension buvable en sachet-dose	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3342095	3400933420956	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 15 ml
64540347	EUCALCIC 20 POUR CENT, suspension buvable	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3348206	3400933482060	1 flacon(s) en verre de 500 ml
68476066	EUCALMIL, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3381528	3400933815288	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
68476066	EUCALMIL, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3381534	3400933815349	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
68476066	EUCALMIL, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3381540	3400933815400	tube(s) polypropylène de 120 comprimé(s)
68476066	EUCALMIL, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3381557	3400933815578	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68476066	EUCALMIL, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3381563	3400933815639	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
68476066	EUCALMIL, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3381586	3400933815868	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
68397708	EUCALYBROL BISMUTH ADULTES, suppositoire	PHOCEAL	3037966	3400930379660	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61313294	EUCALYBROL BISMUTH ENFANTS, suppositoire	PHOCEAL	3037972	3400930379721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
63613034	EUCALYBROL, sirop	PHOCEAL	3037995	3400930379950	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml
63613034	EUCALYBROL, sirop	PHOCEAL	3403508	3400934035081	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml
69588100	EUCALYPTINE ADULTES, suppositoire	MCNEIL	3425243	3400934252433	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
63069369	EUCALYPTINE ENFANTS, suppositoire	MCNEIL	3425237	3400934252372	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
60251893	EUCALYPTINE LE BRUN ADULTES, suppositoire	MCNEIL	3254540	3400932545407	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyuréthane polyéthylène de 5 suppositoire(s)
61450229	EUCALYPTINE LE BRUN ENFANTS, suppositoire	MCNEIL	3254534	3400932545346	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyuréthane polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60264150	EUCALYPTINE LE BRUN NOURRISSONS, suppositoire	MCNEIL	3038173	3400930381731	2 film(s) thermosoudé(s) PVC polyuréthane polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 suppositoire(s)
68056176	EUCALYPTINE LE BRUN, capsule	MCNEIL	3393218	3400933932183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 capsule(s)
67734528	EUCALYPTINE LE BRUN, sirop	MCNEIL	3038144	3400930381441	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec cuillère-mesure polypropylène
64447715	EUCALYPTINE PARACETAMOL ADULTES, suppositoire	MCNEIL	3038078	3400930380789	film(s) thermosoudé(s) PVC polyuréthane polyéthylène de 10 suppositoire(s)
61638487	EUCALYPTINE PARACETAMOL ENFANTS, suppositoire	MCNEIL	3038084	3400930380840	film(s) thermosoudé(s) PVC polyuréthane polyéthylène de 10 suppositoire(s)
67174816	EUCALYPTINE PHOLCODINE ADULTES, suppositoire	MCNEIL	3038121	3400930381212	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyuréthane polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60530971	EUCALYPTINE PHOLCODINE ENFANTS, suppositoire	MCNEIL	3038138	3400930381380	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyuréthane polyéthylène de 5 suppositoire(s)
63129909	EUCALYPTOSPIRINE ADULTES, suppositoire	BOUCHARA RECORDATI	3038210	3400930382103	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60352561	EUCALYPTOSPIRINE ENFANTS, suppositoire (Paracétamol 200 mg)	BOUCHARA RECORDATI	3038233	3400930382332	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
64780577	EUCALYPTOSPIRINE NOURRISSONS, suppositoire	BOUCHARA RECORDATI	3038227	3400930382271	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
67602341	EUCALYPTUS NATURA MEDICA, solution buvable en ampoule de 5 ml	PLANTES ET MEDECINES	3312042	3400933120429	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
60744402	EUCARDIC 25 mg, comprimé sécable	ROCHE	3342391	3400933423919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69681775	EUCARYL, solution pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5002469	3400950024694	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 13 ml
69681775	EUCARYL, solution pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5002475	3400950024755	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 45 ml
63556124	EUCOL 1,5 g, comprimé sécable effervescent	TRADIPHAR	3038322	3400930383223	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63556124	EUCOL 1,5 g, comprimé sécable effervescent	TRADIPHAR	3353087	3400933530877	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63556124	EUCOL 1,5 g, comprimé sécable effervescent	TRADIPHAR	5532859	3400955328599	25 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68483915	EUCOL-1000 10 g, lyophilisat pour perfusion en flacon	TRADIPHAR	3190573	3400931905738	1 flacon(s) en verre de 10 g
62939988	EUCRINONE 4 POUR CENT, gel vaginal en récipient unidose	SERONO FRANCE	3392986	3400933929862	6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,6 g avec applicateur polyéthylène
62939988	EUCRINONE 4 POUR CENT, gel vaginal en récipient unidose	SERONO FRANCE	3419461	3400934194610	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,6 g avec applicateur polyéthylène
65576570	EUCRINONE 8 POUR CENT, gel vaginal en récipient unidose	SERONO FRANCE	3392957	3400933929572	6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1,45 g avec applicateur polyéthylène
65576570	EUCRINONE 8 POUR CENT, gel vaginal en récipient unidose	SERONO FRANCE	3392963	3400933929633	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1,45 g avec applicateur polyéthylène
63747250	EUCTAN 0,5 mg/ml, solution buvable, gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3193459	3400931934592	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec mesurette(s) graduée(s) polystyrène polyéthylène
63747250	EUCTAN 0,5 mg/ml, solution buvable, gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3217898	3400932178988	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec mesurette(s) graduée(s) polystyrène polyéthylène
67974110	EUDION 500 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3432958	3400934329586	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
63675445	EUDYNE, solution buvable (gouttes)	DELPECH	3038368	3400930383681	1 flacon(s) de 15 ml
69080753	EUGLUCAN 5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3038374	3400930383742	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
69080753	EUGLUCAN 5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3038380	3400930383803	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64713856	EULEXINE 250 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3285150	3400932851508	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64713856	EULEXINE 250 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3285167	3400932851676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64713856	EULEXINE 250 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3285173	3400932851737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64713856	EULEXINE 250 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3494557	3400934945571	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3496303	3400934963032	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3496326	3400934963261	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3499968	3400934999680	1 flacon(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3499974	3400934999741	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3558530	3400935585301	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3597346	3400935973467	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3656681	3400936566811	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5619448	3400956194483	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 140 comprimé(s)
67232155	EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5624633	3400956246335	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60071952	EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3383929	3400933839291	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
60071952	EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3383935	3400933839352	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
60071952	EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3445576	3400934455766	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimé(s)
60071952	EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3445582	3400934455827	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60071952	EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3558398	3400935583987	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60071952	EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3558406	3400935584069	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60071952	EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5589598	3400955895985	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
60071952	EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5590348	3400955903482	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60550568	EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV)	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3460653	3400934606533	1 flacon(s) en verre de 42,3 mg
60550568	EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV)	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3460676	3400934606762	5 flacon(s) en verre de 42,3 mg
60550568	EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV)	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3460682	3400934606823	10 flacon(s) en verre de 42,3 mg
60550568	EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV)	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3460699	3400934606991	20 flacon(s) en verre de 42,3 mg
61292380	EUPHON MENTHOL, pastille	MAYOLY-SPINDLER	3527133	3400935271334	1 boîte(s) polystyrène de 70 pastille(s)
69441488	EUPHON SANS SUCRE, pastille édulcorée à la saccharine	MAYOLY-SPINDLER	3232691	3400932326914	1 boîte(s) polystyrène de 70 pastille(s)
65930492	EUPHON, gélule	MAYOLY-SPINDLER	3418154	3400934181542	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
65160248	EUPHON, pastille	MAYOLY-SPINDLER	3038500	3400930385005	1 boîte(s) polystyrène de 70 pastille(s)
65160248	EUPHON, pastille	MAYOLY-SPINDLER	3153879	3400931538790	1 boîte(s) polystyrène de 100 pastille(s)
63283736	EUPHON, sirop	MAYOLY-SPINDLER	3038517	3400930385173	1 flacon(s) PVC de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
63283736	EUPHON, sirop	MAYOLY-SPINDLER	3748331	3400937483315	1 flacon(s) PVC de 300 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
62402568	EUPHORBIUM COMPLEXE N°88, solution buvable	LEHNING	3060209	3400930602096	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66741822	EUPHRASIA COMPLEXE N°115, solution buvable	LEHNING	3059502	3400930595022	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67517948	EUPHYLLINE L A 200 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3280141	3400932801411	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 gélule(s)
67517948	EUPHYLLINE L A 200 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3337510	3400933375102	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 60 gélule(s)
67517948	EUPHYLLINE L A 200 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5551621	3400955516217	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 300 gélule(s)
67517948	EUPHYLLINE L A 200 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5604524	3400956045242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 100 gélule(s)
69755161	EUPHYLLINE L A 400 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3282186	3400932821860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 gélule(s)
69755161	EUPHYLLINE L A 400 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3384946	3400933849467	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 60 gélule(s)
69755161	EUPHYLLINE L A 400 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5551638	3400955516385	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 300 gélule(s)
69755161	EUPHYLLINE L A 400 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5604518	3400956045181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 100 gélule(s)
69680328	EUPHYLLINE L.A. 100 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3250163	3400932501632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 gélule(s)
69680328	EUPHYLLINE L.A. 100 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3337527	3400933375270	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 gélule(s)
69680328	EUPHYLLINE L.A. 100 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5530613	3400955306139	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 300 gélule(s)
69680328	EUPHYLLINE L.A. 100 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5604493	3400956044931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66615396	EUPHYLLINE L.A. 300 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3250186	3400932501861	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 gélule(s)
66615396	EUPHYLLINE L.A. 300 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3337533	3400933375331	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 gélule(s)
66615396	EUPHYLLINE L.A. 300 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5530636	3400955306368	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 300 gélule(s)
66615396	EUPHYLLINE L.A. 300 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5604501	3400956045013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)
62456053	EUPHYLLINE L.A. 50 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3250157	3400932501571	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 gélule(s)
62456053	EUPHYLLINE L.A. 50 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3463321	3400934633218	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 gélule(s)
62456053	EUPHYLLINE L.A. 50 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5530607	3400955306078	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 300 gélule(s)
62456053	EUPHYLLINE L.A. 50 mg, gélule à libération prolongée	ALTANA PHARMA (FRANCE)	5603602	3400956036028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)
68171068	EUPHYTOSE, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3038552	3400930385524	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
68171068	EUPHYTOSE, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3289716	3400932897162	tube(s) polypropylène de 120 comprimé(s)
68171068	EUPHYTOSE, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3462008	3400934620089	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68171068	EUPHYTOSE, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3462014	3400934620140	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
68171068	EUPHYTOSE, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3462020	3400934620201	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68171068	EUPHYTOSE, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3462037	3400934620379	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
68171068	EUPHYTOSE, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3462043	3400934620430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68171068	EUPHYTOSE, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3462066	3400934620669	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
67801400	EUPHYTOSE, solution buvable	BAYER SANTE FAMILIALE	3038569	3400930385692	1 flacon(s) en verre brun de 82 ml
68409014	EUPNERON 0,3 POUR CENT, sirop	CREAPHARM GANNAT	3154376	3400931543763	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64008230	EUPRESSYL 25 mg, solution injectable (I.V.)	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3305450	3400933054502	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
68140336	EUPRESSYL 30 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3304752	3400933047528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68140336	EUPRESSYL 30 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3304769	3400933047696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68140336	EUPRESSYL 30 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3609316	3400936093164	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
68140336	EUPRESSYL 30 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3720640	3400937206402	1 flacon(s) polyéthylène de 180 gélule(s)
60897031	EUPRESSYL 50 mg, solution injectable (I.V.)	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3304798	3400933047986	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
66933317	EUPRESSYL 60 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3304775	3400933047757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66933317	EUPRESSYL 60 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3304781	3400933047818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
66933317	EUPRESSYL 60 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3609322	3400936093225	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66933317	EUPRESSYL 60 mg, gélule	ALTANA PHARMA (FRANCE)	3720657	3400937206570	1 flacon(s) polyéthylène de 180 gélule(s)
65623130	EURAX 10 POUR CENT, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3038629	3400930386293	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
65623130	EURAX 10 POUR CENT, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3290642	3400932906420	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
64580765	EURAXSEPTI 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3364636	3400933646363	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
64580765	EURAXSEPTI 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3364642	3400933646424	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 5 ml
64580765	EURAXSEPTI 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3364659	3400933646592	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
64580765	EURAXSEPTI 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3364671	3400933646714	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
64580765	EURAXSEPTI 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3364688	3400933646882	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 20 ml
64580765	EURAXSEPTI 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3749661	3400937496612	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
63667085	EURAXVIR 1 %, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3465521	3400934655210	1 tube(s) aluminium de 2 g
63667085	EURAXVIR 1 %, crème	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3465544	3400934655449	1 flacon(s) polypropylène de 2 g avec pompe doseuse polyéthylène acier

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68587305	EURELIX 3 mg, comprimé	AVENTIS	3322224	3400933222246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68587305	EURELIX 3 mg, comprimé	AVENTIS	5566798	3400955667988	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61015942	EURELIX 6 mg, comprimé	AVENTIS	3322230	3400933222307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61015942	EURELIX 6 mg, comprimé	AVENTIS	5566806	3400955668060	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62715965	EURELIX 6 mg, gélule gastro-résistante	AVENTIS	3322247	3400933222475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
62715965	EURELIX 6 mg, gélule gastro-résistante	AVENTIS	3731023	3400937310239	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62715965	EURELIX 6 mg, gélule gastro-résistante	AVENTIS	5566812	3400955668121	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
69971839	EURELIX 6 mg/2 ml, solution injectable pour voie IV	AVENTIS	3322253	3400933222536	5 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
69971839	EURELIX 6 mg/2 ml, solution injectable pour voie IV	AVENTIS	3352805	3400933528058	1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
69971839	EURELIX 6 mg/2 ml, solution injectable pour voie IV	AVENTIS	5566829	3400955668299	25 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
65132633	EUROBIOL 12500 U/dose, granulés	MAYOLY-SPINDLER	3677447	3400936774476	1 flacon(s) en verre brun de 20 g avec cuillère-mesure polystyrène
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3311628	3400933116286	1 flacon(s) polypropylène de 40 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3311634	3400933116347	1 flacon(s) polypropylène de 60 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3311640	3400933116408	1 flacon(s) polypropylène de 80 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3311657	3400933116576	1 flacon(s) polypropylène de 100 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3311663	3400933116637	1 flacon(s) polypropylène de 120 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3414653	3400934146534	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 40 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3414676	3400934146763	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 60 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3414682	3400934146824	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 80 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3425007	3400934250071	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 90 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	3435017	3400934350177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 30 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	5591388	3400955913887	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 80 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	5591394	3400955913948	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 100 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	5598893	3400955988939	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 100 gélule(s)
67071047	EUROBIOL 25 000 U, microgranules gastro-résistants en gélule	MAYOLY-SPINDLER	5598901	3400955989011	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 120 gélule(s)
62268756	EUROBIOL 4,5 g, poudre orale en flacon	MAYOLY-SPINDLER	3038641	3400930386415	10 flacon(s) en verre jaune(brun) de 5 g
62268756	EUROBIOL 4,5 g, poudre orale en flacon	MAYOLY-SPINDLER	3038658	3400930386583	2 flacon(s) en verre jaune(brun) de 5 g
62268756	EUROBIOL 4,5 g, poudre orale en flacon	MAYOLY-SPINDLER	5533994	3400955339946	50 flacon(s) en verre jaune(brun) de 5 g
62932506	EUROBIOL 900 mg, poudre orale en sachet-dose	MAYOLY-SPINDLER	3038635	3400930386354	15 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 2 g
62932506	EUROBIOL 900 mg, poudre orale en sachet-dose	MAYOLY-SPINDLER	5534002	3400955340027	150 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2 g
64687678	EURONAC 5 POUR CENT, collyre	EUROPHTA	3364777	3400933647773	1 flacon(s) en verre de 5 ml avec compte-gouttes
69888521	EUSAPRIM ADULTES, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3183432	3400931834328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63191597	EUSAPRIM ENFANTS, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3115904	3400931159049	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63191597	EUSAPRIM ENFANTS, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	5527580	3400955275800	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 comprimé(s)
68896376	EUSAPRIM FORT I.M., solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	3223048	3400932230488	1 ampoule(s) en verre de 3 ml
68896376	EUSAPRIM FORT I.M., solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	3223054	3400932230549	10 ampoule(s) en verre de 3 ml
68896376	EUSAPRIM FORT I.M., solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	3223060	3400932230600	20 ampoule(s) en verre de 3 ml
68896376	EUSAPRIM FORT I.M., solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	3223077	3400932230778	50 ampoule(s) en verre de 3 ml
67041545	EUSAPRIM FORT, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3219710	3400932197101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67041545	EUSAPRIM FORT, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	5527597	3400955275978	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60357302	EUSAPRIM NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3130625	3400931306252	1 flacon(s) de 100 ml
60357302	EUSAPRIM NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3206601	3400932066018	1 flacon(s) de 60 ml
60357302	EUSAPRIM NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3206618	3400932066186	1 flacon(s) de 90 ml
60357302	EUSAPRIM NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3206624	3400932066247	1 flacon(s) de 125 ml
61516647	EUSAPRIM PERFUSION I.V., solution pour perfusion	GLAXOSMITHKLINE	3170441	3400931704416	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
61516647	EUSAPRIM PERFUSION I.V., solution pour perfusion	GLAXOSMITHKLINE	3170458	3400931704584	30 ampoule(s) en verre de 5 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61516647	EUSAPRIM PERFUSION I.V., solution pour perfusion	GLAXOSMITHKLINE	3170464	3400931704645	60 ampoule(s) en verre de 5 ml
69081937	EUTHYRAL, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3748360	3400937483605	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
69081937	EUTHYRAL, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3748377	3400937483773	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
69081937	EUTHYRAL, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3748383	3400937483834	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
67003391	EUVANOL INHALATION, solution pour inhalation par vapeur	MEDIFLOR	3604276	3400936042766	1 flacon(s) en verre de 90 ml
67983159	EUVANOL SPRAY, solution pour pulvérisation nasale en flacon pressurisé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3181350	3400931813507	1 flacon(s) en verre de 15 ml avec valve(s) doseuse(s) avec tube(s) plongeur(s) polypropylène
64825346	EVAFILM 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ZAMBON FRANCE	3543511	3400935435118	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
65276587	EVAFILM 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	ZAMBON FRANCE	3543528	3400935435286	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
65115573	EVAPAUSE 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	ZAMBON FRANCE	3559245	3400935592453	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 capsule(s)
65115573	EVAPAUSE 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	ZAMBON FRANCE	3559251	3400935592514	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 capsule(s)
65115573	EVAPAUSE 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	ZAMBON FRANCE	3559268	3400935592682	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 capsule(s)
65115573	EVAPAUSE 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	ZAMBON FRANCE	3559274	3400935592743	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 capsule(s)
65115573	EVAPAUSE 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	ZAMBON FRANCE	3559280	3400935592804	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 capsule(s)
65115573	EVAPAUSE 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale	ZAMBON FRANCE	3559297	3400935592972	8 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 capsule(s)
62753154	EVEPAR 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé	MERCK GENERIQUES	3436761	3400934367618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
62753154	EVEPAR 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé	MERCK GENERIQUES	3436778	3400934367786	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
67365141	EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3482703	3400934827037	plaquette(s) thermoformée(s) PVC ou (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 14 comprimé(s)
67365141	EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3482726	3400934827266	plaquette(s) thermoformée(s) PVC ou (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 28 comprimé(s)
67365141	EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3482732	3400934827327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC ou (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 84 comprimé(s)
67365141	EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3482749	3400934827495	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
65375763	EVOLIS 24 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3556502	3400935565020	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
65375763	EVOLIS 24 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3556519	3400935565198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
65375763	EVOLIS 24 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	5632532	3400956325320	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
65375763	EVOLIS 24 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	5632549	3400956325498	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 120 comprimé(s)
69000611	EVOLIS 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3488953	3400934889530	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
69000611	EVOLIS 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3488976	3400934889769	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69000611	EVOLIS 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3488982	3400934889820	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69000611	EVOLIS 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3557134	3400935571342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65270506	EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BIOENVISION (ROYAUME-UNI)	5698761	3400956987610	3 flacon(s) en verre de 20 ml
65270506	EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BIOENVISION (ROYAUME-UNI)	5698778	3400956987788	4 flacon(s) en verre de 20 ml
65270506	EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BIOENVISION (ROYAUME-UNI)	5698784	3400956987849	10 flacon(s) en verre de 20 ml
65270506	EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BIOENVISION (ROYAUME-UNI)	5698790	3400956987900	20 flacon(s) en verre de 20 ml
61918044	EVONYL SENE 8 mg, comprimé	THERAPLIX	3259974	3400932599745	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69729088	EVRA, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV	3605146	3400936051461	3 sachet(s) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium papier de 1 dispositif(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69729088	EVRA, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV	3605152	3400936051522	9 sachet(s) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium papier de 1 dispositif(s)
69729088	EVRA, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV	3605169	3400936051690	18 sachet(s) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium papier de 1 dispositif(s)
66576865	EXACOR 130 mg, comprimé pelliculé sécable	EREMPHARMA	3345018	3400933450182	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66576865	EXACOR 130 mg, comprimé pelliculé sécable	EREMPHARMA	3345024	3400933450243	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66576865	EXACOR 130 mg, comprimé pelliculé sécable	EREMPHARMA	3345030	3400933450304	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66576865	EXACOR 130 mg, comprimé pelliculé sécable	EREMPHARMA	3345047	3400933450472	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66576865	EXACOR 130 mg, comprimé pelliculé sécable	EREMPHARMA	3345053	3400933450533	9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
66576865	EXACOR 130 mg, comprimé pelliculé sécable	EREMPHARMA	3345076	3400933450762	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
62330898	EXACYL 0,5 g/5 ml I.V., solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3115761	3400931157618	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
60862443	EXACYL 1 g/10 ml, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3115755	3400931157557	5 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
60862443	EXACYL 1 g/10 ml, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3339325	3400933393250	10 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
61224073	EXACYL 500 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3285552	3400932855520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65543467	EX'AIL VITAMINE P, comprimé pelliculé	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3038836	3400930388365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65543467	EX'AIL VITAMINE P, comprimé pelliculé	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3307130	3400933071301	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65543467	EX'AIL VITAMINE P, comprimé pelliculé	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3307147	3400933071479	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
65543467	EX'AIL VITAMINE P, comprimé pelliculé	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3307153	3400933071530	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65543467	EX'AIL VITAMINE P, comprimé pelliculé	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3307176	3400933071769	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69850613	EXELON 1,5 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3474684	3400934746840	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
69850613	EXELON 1,5 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3474690	3400934746901	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
69850613	EXELON 1,5 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3474709	3400934747090	8 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
67070657	EXELON 2 mg/ml, solution buvable	NOVARTIS EUROPHARM	3517287	3400935172877	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue doseuse
67070657	EXELON 2 mg/ml, solution buvable	NOVARTIS EUROPHARM	3634892	3400936348929	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) doseuse(s)
61689033	EXELON 3 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3474715	3400934747151	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
61689033	EXELON 3 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3474721	3400934747212	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
61689033	EXELON 3 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3474738	3400934747380	8 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
64708108	EXELON 4,5 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3474744	3400934747441	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
64708108	EXELON 4,5 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3475850	3400934758508	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
64708108	EXELON 4,5 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3475867	3400934758676	8 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
67402045	EXELON 6 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3475873	3400934758737	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
67402045	EXELON 6 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3475896	3400934758966	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
67402045	EXELON 6 mg, gélule	NOVARTIS EUROPHARM	3475904	3400934759048	8 plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 14 gélule(s)
60058008	EXFORGE 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781819	3400937818193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s)
60058008	EXFORGE 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781825	3400937818254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 56 comprimé(s)
60058008	EXFORGE 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781831	3400937818315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 90 comprimé(s)
66996659	EXFORGE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781788	3400937817882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s)
66996659	EXFORGE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781794	3400937817943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 56 comprimé(s)
66996659	EXFORGE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781802	3400937818025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 90 comprimé(s)
61695837	EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781759	3400937817592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61695837	EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781765	3400937817653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 56 comprimé(s)
61695837	EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3781771	3400937817714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 90 comprimé(s)
67524202	EXIDOL 500 mg/50 mg, comprimé	SMB	3430072	3400934300721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
67094416	EXIDOL 500 mg/50 mg, comprimé effervescent	SMB	3430089	3400934300899	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
67094416	EXIDOL 500 mg/50 mg, comprimé effervescent	SMB	3516796	3400935167965	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 16 comprimé(s)
67037109	EXJADE 125 mg, comprimé dispersible	NOVARTIS EUROPHARM	3769511	3400937695114	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67037109	EXJADE 125 mg, comprimé dispersible	NOVARTIS EUROPHARM	3769528	3400937695282	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
66987140	EXJADE 250 mg, comprimé dispersible	NOVARTIS EUROPHARM	3769534	3400937695343	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66987140	EXJADE 250 mg, comprimé dispersible	NOVARTIS EUROPHARM	3769540	3400937695404	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67564848	EXJADE 500 mg, comprimé dispersible	NOVARTIS EUROPHARM	3769557	3400937695572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67564848	EXJADE 500 mg, comprimé dispersible	NOVARTIS EUROPHARM	3769563	3400937695633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65355159	EXLUTON, comprimé	ORGANON	3333794	3400933337940	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65355159	EXLUTON, comprimé	ORGANON	3348347	3400933483470	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61784766	EXOCINE 0,3 POUR CENT, collyre	ALLERGAN FRANCE	3317080	3400933170806	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
63636741	EXOCINE 1,2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3356186	3400933561864	5 récipient(s) unidose(s) de 0,4 ml
63636741	EXOCINE 1,2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3356192	3400933561925	20 récipient(s) unidose(s) de 0,4 ml
65158717	EXOFENE, poudre pour application locale	SANOFI AVENTIS FRANCE	3038948	3400930389485	1 boîte(s) polyéthylène de 160 g
65158717	EXOFENE, poudre pour application locale	SANOFI AVENTIS FRANCE	3135918	3400931359180	1 boîte(s) polyéthylène de 80 g
68978649	EXOLISE, gélule	ARKOPHARMA	3486339	3400934863394	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
68978649	EXOLISE, gélule	ARKOPHARMA	3486345	3400934863455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 gélule(s)
63287841	EXOMUC 100 mg/5 ml, granulé pour solution buvable en flacon	BOUCHARA RECORDATI	3283760	3400932837601	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 60 g avec cuillère-mesure
63287841	EXOMUC 100 mg/5 ml, granulé pour solution buvable en flacon	BOUCHARA RECORDATI	3287338	3400932873388	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 48 g avec cuillère-mesure
61686749	EXOMUC 200 mg, comprimé effervescent	BOUCHARA RECORDATI	3438659	3400934386596	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 16 comprimé(s)
61686749	EXOMUC 200 mg, comprimé effervescent	BOUCHARA RECORDATI	3438665	3400934386657	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 18 comprimé(s)
61686749	EXOMUC 200 mg, comprimé effervescent	BOUCHARA RECORDATI	3441762	3400934417627	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 20 comprimé(s)
61686749	EXOMUC 200 mg, comprimé effervescent	BOUCHARA RECORDATI	3441779	3400934417795	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 24 comprimé(s)
61686749	EXOMUC 200 mg, comprimé effervescent	BOUCHARA RECORDATI	3441785	3400934417856	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 30 comprimé(s)
64896877	EXOMUC 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3271780	3400932717804	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
64896877	EXOMUC 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3394502	3400933945022	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
64896877	EXOMUC 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3638507	3400936385078	18 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
64896877	EXOMUC 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3638513	3400936385139	24 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
64693948	EXOMUC NOURRISSON 100 mg, granulé pour solution buvable en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3380440	3400933804404	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g
64693948	EXOMUC NOURRISSON 100 mg, granulé pour solution buvable en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3380457	3400933804572	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g
64693948	EXOMUC NOURRISSON 100 mg, granulé pour solution buvable en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3380463	3400933804633	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
64693948	EXOMUC NOURRISSON 100 mg, granulé pour solution buvable en sachet	BOUCHARA RECORDATI	3380486	3400933804862	40 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g
63402717	EXOSEPTOPLIX, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	TONIPHARM	3292859	3400932928590	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 50 ml
63402717	EXOSEPTOPLIX, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	TONIPHARM	3292865	3400932928651	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 60 ml
63402717	EXOSEPTOPLIX, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	TONIPHARM	3458225	3400934582257	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 15 ml
63402717	EXOSEPTOPLIX, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	TONIPHARM	3458231	3400934582318	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 40 ml
66087785	EXOTOUX, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	BOUCHARA RECORDATI	3659277	3400936592773	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63355160	EXPANDOL 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	CHERFAOUI ABDELHAMID	3522176	3400935221766	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2430 mg
62981414	EXPANDOX 500 mg, comprimé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3559914	3400935599148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
64715857	EXPANDOX 500 mg, comprimé effervescent sécable	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3532890	3400935328908	2 tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s)
64261461	EXPANFEN 200 mg, comprimé enrobé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3532683	3400935326836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64261461	EXPANFEN 200 mg, comprimé enrobé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3532708	3400935327086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64615821	EXTENCILLINE 1,2 M U.I., poudre et solvant pour suspension injectable (IM)	AVENTIS	3039089	3400930390894	1 flacon(s) - 1 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 4 ml
64291789	EXTENCILLINE 1,2 M U.I., poudre pour suspension injectable (IM)	AVENTIS	5504171	3400955041719	50 flacon(s) de 1200000 UI
64699367	EXTENCILLINE 2,4 M U.I., poudre et solvant pour suspension injectable (IM)	AVENTIS	3039095	3400930390955	1 flacon(s) - 1 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 ml
65407079	EXTENCILLINE 2,4 M U.I., poudre pour suspension injectable (IM)	AVENTIS	5645279	3400956452798	50 flacon(s)
67923589	EXTENCILLINE 600 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	AVENTIS	3039103	3400930391037	1 flacon(s) - 1 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2 ml
64596680	EXTENCILLINE 600 000 UI, poudre pour préparation injectable IM	AVENTIS	5504194	3400955041948	50 flacon(s) en verre de 600000 UI
60887044	EXTOVYL, gélule	VICTALEX MARKETING & DEVELOPPEMENT	3225082	3400932250820	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60887044	EXTOVYL, gélule	VICTALEX MARKETING & DEVELOPPEMENT	3225099	3400932250998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60887044	EXTOVYL, gélule	VICTALEX MARKETING & DEVELOPPEMENT	3225107	3400932251070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
65420443	EXTRAIT AQUEUX D'ARTICHAUT (FEUILLES), solution buvable en ampoule	SUPERDIET	3303422	3400933034221	20 ampoule(s) en verre de 15 ml
65595510	EXTRAIT AQUEUX D'AUBIER DE TILLEUL SUPERDIET, solution buvable en ampoule	SUPERDIET	3318381	3400933183813	20 ampoule(s) en verre de 15 ml
61456972	EXTRAIT AQUEUX DE BOULEAU SUPERDIET, solution buvable en ampoule	SUPERDIET	3318412	3400933184124	20 ampoule(s) en verre de 15 ml
64400772	EXTRAIT AQUEUX DE CASSIS SUPERDIET, solution buvable en ampoule	SUPERDIET	3316488	3400933164881	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 15 ml
65191546	EXTRAIT AQUEUX DE FUMETERRE SUPERDIET, solution buvable en ampoule	SUPERDIET	3316583	3400933165833	20 ampoule(s) en verre de 15 ml
62172715	EXTRAIT AQUEUX DE PASSIFLORE SUPERDIET, solution buvable en ampoule	SUPERDIET	3316608	3400933166083	20 ampoule(s) en verre de 15 ml
62676366	EXTRAIT AQUEUX DE PISSENLIT SUPERDIET, solution buvable en ampoule	SUPERDIET	3318286	3400933182861	20 ampoule(s) de 15 ml
64605631	EXTRAIT AQUEUX DE PRELE SUPERDIET, solution buvable en ampoule	SUPERDIET	3318292	3400933182922	20 ampoule(s) en verre de 15 ml
63114145	EXTRAIT BUVABLE DE PILOSELLE PIERRE FABRE SANTE, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3339207	3400933392079	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
66242602	EXTRANASE 900 nK, comprimé enrobé gastro-résistant	ROTTAPHARM	3039149	3400930391495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
66242602	EXTRANASE 900 nK, comprimé enrobé gastro-résistant	ROTTAPHARM	3039155	3400930391556	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3611000	3400936110007	6 poche(s) simple PVC de 1,5 l avec connexion à vis Luer
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3611017	3400936110175	5 poche(s) PVC double de 2 l avec perforateur
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3611023	3400936110236	4 poche(s) PVC double de 2,5 l avec perforateur
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677105	3400936771055	6 poche(s) PVC simple de 1,5 l avec perforateur
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677111	3400936771116	6 poche(s) PVC double de 1,5 l avec perforateur
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677128	3400936771284	6 poche(s) PVC double de 1,5 l avec connexion à vis Luer
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677134	3400936771345	6 poche(s) PVC double de 1,5 l avec connexion à vis Linéo
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677140	3400936771406	5 poche(s) PVC simple de 2 l avec perforateur
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677157	3400936771574	5 poche(s) PVC simple de 2 l avec connexion à vis Luer
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677163	3400936771635	5 poche(s) PVC double de 2 l avec connexion à vis Luer
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677186	3400936771864	5 poche(s) PVC double de 2 l avec connexion à vis Linéo
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677192	3400936771925	4 poche(s) PVC simple de 2,5 l avec perforateur
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677200	3400936772007	4 poche(s) PVC simple de 2,5 l avec connexion à vis Luer
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677217	3400936772175	4 poche(s) PVC double de 2,5 l avec connexion à vis Luer
66121209	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	BAXTER	3677223	3400936772236	4 poche(s) PVC double de 2,5 l avec connexion à vis Linéo
68322919	EXUBERA 1 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732583	3400937325837	30 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 1 sachet
68322919	EXUBERA 1 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732608	3400937326087	60 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 2 sachets
68322919	EXUBERA 1 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732614	3400937326148	90 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 3 sachets
68322919	EXUBERA 1 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732620	3400937326209	180 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 6 sachets
68322919	EXUBERA 1 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732637	3400937326377	270 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 9 sachets
68322919	EXUBERA 1 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732643	3400937326438	90 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 3 sachets avec 1 inhalateur(s) avec 1 chambre(s) d'inhalation avec 6 dispositif(s) de libération d'insuline
60749050	EXUBERA 3 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732666	3400937326667	30 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 1 sachet
60749050	EXUBERA 3 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732672	3400937326728	60 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 2 sachets
60749050	EXUBERA 3 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732689	3400937326896	90 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 3 sachets
60749050	EXUBERA 3 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732695	3400937326957	180 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 6 sachets
60749050	EXUBERA 3 mg, poudre pour inhalation en récipient unidose	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3732703	3400937327039	270 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 dose(s) suremballée(s)/surpochée(s) en 9 sachets
66192722	EZETIMIBE MSD 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3622742	3400936227422	plaquette(s) thermoformée(s) pelables unidose(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 28 comprimé(s)
66192722	EZETIMIBE MSD 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3622759	3400936227590	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 28 comprimé(s)
66192722	EZETIMIBE MSD 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3735995	3400937359955	plaquette(s) thermoformée(s) pelables unidoses polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 30 comprimé(s)
66192722	EZETIMIBE MSD 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3736026	3400937360265	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 30 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
66192722	EZETIMIBE MSD 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5643501	3400956435012	plaquette(s) thermoformée(s) pelables unidose(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 50 comprimé(s)
66192722	EZETIMIBE MSD 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5643518	3400956435180	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 50 comprimé(s)
66192722	EZETIMIBE MSD 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5681105	3400956811052	plaquette(s) thermoformée(s) unidose(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 50 comprimé(s)
60981789	EZETROL 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3622699	3400936226999	plaquette(s) thermoformée(s) pelables unidoses polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium papier polyester de 28 comprimé(s)
60981789	EZETROL 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3622707	3400936227071	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 28 comprimé(s)
60981789	EZETROL 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3736049	3400937360494	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60981789	EZETROL 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3736055	3400937360555	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60981789	EZETROL 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5643487	3400956434879	plaquette(s) thermoformée(s) pelables unidoses polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium papier polyester de 50 comprimé(s)
60981789	EZETROL 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5643493	3400956434930	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 50 comprimé(s)
60981789	EZETROL 10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5681097	3400956810970	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 50 comprimé(s)