

## AVERTISSEMENT: CETTE LISTE EST DIFFUSEE A TITRE D'INFORMATION

Dans l'éventualité où des utilisateurs ont été destinataires de ces dispositifs, livrés par une ou plusieurs des 25 sociétés concernées, ils ont reçu un courrier spécifique de rappel des produits qui leur ont été livrés.

02/04/04

<b>4 MED</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Laryngoscope Type Macintosh-Taille 3	LAR003S	32
Laryngoscope Type Macintosh-Taille 3	LAR003S	034540
Laryngoscope Type Macintosh-Taille 4	LAR004S	33
Laryngoscope Type Macintosh-Taille 4	LAR004S	034541

<b>AXONE</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Kit Mésothérapie	DHN 4-04	24220 / 121.02.2003-43
	DHN 4-04	24220 / 109.03.2003-43
	DHN 4-04	34482 / 224.05.2003-43
	DHN 4-04	34482 / 309.06.2003-43
	DHN 4-04	34482 / 306.07.2003-43
Kit Mésothérapie	DHN 13-03	24113 / 229.01.2003-43
	DHN 13-03	24113 / 310.05.2003-43
	DHN 13-03	34483 / 224.05.2003-43
	DHN 13-03	34483 / 306.08.2003-43
Dispositif de prélèvement sanguin	DPS 25-09	23922 / 121.02.2003-43
	DPS 25-09	34280 / 224.05.2003-43
	DPS 25-11	34281 / 309.06.2003-43
Aérateur transtympanique	Shépard AF 1.1 bleu	34472 / 224.05.2003-43
	Shépard AF 1.1 bleu	34537 / 309.06.2003-43
	Shépard SF 1.1 blanc	34538 / 309.06.2003-43
	Shépard SF 1.1 blanc	34463 / 224.05.2003-43
	Shépard SF 1.1 bleu	34462 / 224.05.2003-43
	Shépard AF 1.1 blanc	34556 / 306.08.2003-43
	Bobines de Reuter	34505 / 224.05.2003-43
	Shépard AF 1.1 bleu	34543 / 309.06.2003-43
Cathéter	M 15	24818 / 224.05.2003-43

Cathéter	M 200	23918 / 121.02.2003-43
Cathéter	M 200	24219 / 310.05.2003-43
Cathéter	M 200	24219 / 224.05.2003-43
Bandelettes	Fluo	13124 / 219.07.2003-43
Bandelettes	Schirmer	24114 / 306.08.2003-43
Système de prélèvement sanguin	SPS 0.6	24221 / 109.03.2003-43
	SPS 0.6	24221 / 310.05.2003-43
	SPS 0.6	34433 / 310.05.2003-43
	SPS 0.6	34433 / 306.08.2003-43
	SPS 0.6	34619 / 306.08.2003-43
Système de prélèvement sanguin	SPS 0.8	24036 / 109.03.2003-43
	SPS 0.8	24222 / 310.05.2003-43
	SPS 0.8	34434 / 224.05.2003-43
	SPS 0.8	34434 / 306.08.2003-43
Tubes d'aspiration	2 M + Valve	34305 / 121.02.2003-43
	2 M + Valve	34492 / 224.05.2003-43
	2 M + Valve	34542 / 309.06.2003-43
Système de prélèvement sanguin	SPS 0.7	34252 / 229.01.2003-43
	SPS 0.7	34504 / 224.05.2003-43
	SPS 0.7	34596 / 306.07.2003-43
Drains	Albertini	01.07.03 / 219.07.2003-43
	Albertini	16.06.03 / 306.07.2003-43

<b>BNB MEDICAL</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Housse caméra endoscopique	HCETS-1525	034344
Housse caméra endoscopique	HCETS-1525	034520

<b>CYBERDYN</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
housses de protection		4XP / 224.05.203-43

<b>DB2C</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
TETE DE CISEAUX INTERCHANGEABLE USAGE UNIQUE	COE07320	23113
		23114
		23087
		23120
		23121

		23122
		23123
		23124
		23128
		23129
PINCE A BIOPSIE CARDIAQUE A USAGE UNIQUE	CAR23051	23116
		23103
		23104
PINCE A BIOPSIE CARDIAQUE A USAGE	CAR18110	23112
		23119
PINCE A BIOPSIE CARDIAQUE A USAGE UNIQUE	CAR23050	23106
PINCE A BIOPSIE CARDIAQUE A USAGE UNIQUE	CAR23110	23105
PINCE A BIOPSIE A USAGE UNIQUE CARDIAQUE	CAR23050	23001
		23006
		23013
PINCE A BIOPSIE CARDIAQUE A USAGE	CAR18050	23005
		23012
PINCE A BIOPSIE CARDIAQUE A USAGE	CAR09011	22575
		22576
TETE DE CISEAUX INTERCHANGEABLE USAGE UNIQUE	COE07320	23063
		23064
		23065
		23066
		23086
		23080
		23079

<b>FRANTEX</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
blouses	BR04PE + 2 EM	224.05.2003-43

<b>GCP-MEDICAL</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Micro Couteau 3.2 Droit	CT 624	03.049

<b>INTEGRAL PROCESS</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Les clients ont été informés de la nécessité de restériliser ces produits avant une première utilisation		

Câble adaptateur pour MultiCath 4 et MAPCath		0321128897
Câble adaptateur pour MultiCath 4 et MAPCath		031328301

<b>Laboratoires HARTMANN</b>		
<b>Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Référence indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation</b>
Champ de table 150x 200	2500065	30706702
Champ de table 150x 200	2500065	31720702
Champ d'ext 225x320	2520097	30415703
Champ d'ext 225x320	2520097	30706703
Champ troué adhésif 170 x 250	2531011	31513702
Trousse d'extrémité 1	2571522	31210703
Trousse d'extrémité 3	2571531	31145703
Trousse de hanche	2571639	31048703
Trousse coelochirurgie voie mixte	2572086	31560703
Trousse d'ophtalmologie	2575555	31647703
Trousse de base	2575905	32133702
Trousse de base	2575905	32134702
Trousse universelle	2575914	30927703
Trousse universelle	2575914	31036703
Trousse universelle	2575914	31040703
Trousse universelle	2575914	31041703
Trousse universelle	2575914	31154703
Trousse universelle	2575914	31155703
Trousse universelle	2575914	31156703
Trousse universelle	2575914	31217703
Trousse universelle	2575914	31218703
Trousse universelle	2575914	31219703
Trousse universelle	2575914	31319703
Trousse universelle	2575914	31564703
Trousse universelle	2575914	31566703
Trousse universelle	2575914	31567703
Trousse universelle	2575914	31568703
Trousse universelle	2575914	31659703
Trousse universelle	2575914	31661703
Trousse universelle	2575914	31662703
Trousse universelle	2575914	31663703
Trousse universelle 2 champs	2576172	31026703
Trousse universelle 2 champs	2576172	34172703
Trousse univervelle 1	2576243	34124703
Trousse universelle grand champs	2576305	30310703
Trousse universelle grand champs	2576305	30311703

Trousse universelle grand champs	2576305	31215703
Trousse universelle grand champs	2576305	31309703
Trousse universelle grand champs	2576305	31310703
Trousse universelle grand champs	2576305	31557703
Trousse universelle 3	2578491	30913703
Set de pansement N°235	4700380	32102764
Set de soins pour antiseptie génitale	4700577	31403714
Set de sondage urinaire N°1	4700589	32003714
Set de sondage urinaire N°1	4700589	32003724
Set de sondage urinaire N°1	4700589	32703774
Set de pansement N°24	4700662	32002764
Set de pansement N°3	4700962	31302714
Set de pansement N°3	4700962	31602724
Pince kocher en satellite	4701014	32102734
Set de pansement N°2	4701069	31003724
Set de pansement N°2	4701069	31103714
Set de pansement N°2	4701069	32502794
Set de pansement N°2	4701069	32602714
Set de rachi anesthésie N°1	4701071	31002734
Set de rachi anesthésie N°1	4701072	32603734
Trousse de soins pour réfection de pansement	4701088	31203734
Trousse de soins pour réfection de pansement	4701088	31502744
Set de soins N° 15	4701092	30310828
Trousse de soins pour ablation de fils	4701186	32003754
Trousse de soins pour ablation de fils	4701195	32604826
Set de maternité	4701321	32613827
Set de pansement N°7	4701568	32302734
Cupule 150 mL en satellite	4701576	31102744
Cupule 150 mL en satellite	4701576	32302754
Cupule 150 mL en satellite	4701576	32602774
Cupule 60 ml	4701585	30306827
Set de pansement N°131	4701596	31302734
Set de pansement N°103	4701612	32103724
Set de soin pour antiseptie cutanée	4701621	31503744
Set de soin pour antiseptie cutanée	4701621	32203724
Set de suture N°12	4701764	32602826
Set de toilette vulvaire	4701792	32405828
Set de pansement N°167	4701871	32703744
Set de pansement N°94	4701979	32203764
Blister vide	4701996	32603826
Set de pansement N°138	4702413	32107828
Set de remplissage	4702683	32004828
Set de pansement sec	4702712	32702828
Set de pansement n°18	4702731	31403724

Pince anatomique à mors fins en satellite	4703251	32503764
Sonde cannelée en satellite	4703581	32404828
Set d'ablation de fils n°36	4703661	31303724
Set de pose sur voie centrale	4703761	32106828
Trousse de soins pour suture B	4703861	32205826
Trousse de soins hémodialyse fistule	4703912	33107827
Trousse de soins pour badigeon pre op	4704032	30305826
Trousse de soins pour badigeon	4704042	32107827
Trousse de soins pour badigeon	4704042	32304827
Trousse de soins pour anesthésie peridurale	4704053	32108827
Trousse de soins pour anesthésie peridurale	4704053	32701827
Set de remplissage / reconstitution	4704082	32406826
Set de pose voie périphérique	4704092	30311828
Set de pose voie périphérique	4704092	30312828
Set de pansement N°408	4704273	31303734
Set de sondage urinaire N°60	4704283	32607826
Set de pansement N°418	4704303	32002744
Set de pansement N°418	4704303	32102714
Set de pansement N°418	4704402	30204828
Set de pansement N°409	4704422	33402724
Set de pansement N° 153	4704542	32601828
Set d'anesthésie n° 10	4704555	32703827
Set de pansement N°440	4704643	31103724
Set Hemodialyse N°69	4704783	32608826
Set de pansement N°480	4705222	32701828
Set de pansement n°464	4705262	31103734
Set de pansement n°464	4705262	32202744
Set hemodialyse N°103:branchement	4705382	32103714
Set d'hémodialyse N°103 débr.	4705392	31102734
Set d'hémodialyse N°103 débr.	4705392	33302714
Set d'hémodialyse N°108	4705411	30401828
Set d'hémodialyse N°108	4705411	33201828
Set de toilette bébé N°4	4705731	32203744
Set de pansement N°506	4705762	33203828
Set de pansement N°506	4705762	33502714
Curette n°1	4706081	32602724
Set de catheter N°2	4706171	30309828
Set de pansement N°553	4706271	33402714
Set de pansement N°553	4706271	33503724
Blouse d'isolation bleue stérile	6047061	32401826

<b>LCH MEDICAL PRODUCTS</b>		
<b>Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Référence indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation</b>
BASSIN RENIFORME	BRS/UU	34585
CISEAUX DROITS BOUTS ROUNDS	SCI-02	34588
Set de pose stérilet	01.133	34600
Perforateur amniotique	GYS-0150/01.400	34442
SET DE PANSEMENT	SA-808	34594
SET DE PANSEMENT	SA-812NT	34575
SET DE PANSEMENT	SA-820NT	34584
SET DE SUTURE	SA-926	34524

<b>LIDER</b>		
<b>Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Référence indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation</b>
HOUSSES CAMERA TELESCOPIQUE	HCETS 1525	03-112-01
COUVRE AMPLI 900 X 900	CABS/1 900	03-050-01
HOUSSES CAMERA TELESCOPIQUE	HCETS 1525	03-044-02
HOUSSES CAMERA TELESCOPIQUE	HCETS 1525	03-014-01
HOUSSES CAMERA TELESCOPIQUE	HCETS 1525	03-132-01
HOUSSES CAMERA TELESCOPIQUE	HCETS/1 1525	03-139-02
HOUSSES CAMERA TELESCOPIQUE	HCETS/1 1525	03-135-01

<b>MDJ</b>		
<b>Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Référence indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation</b>
Cartouche MDJ Cart	+00262 XAB	34468
Cartouche MDJ Cart	+00260 BB	34475
Cartouche MDJ Cart	+00261 SBI SL	34508
Cartouche MDJ Cart	+00261 SBI	34507
Cartouche MDJ Cart	+00260 BB	34334
Cartouche MDJ Cart	+00260 BB	34613
Cartouche MDJ Cart	+00260 BB	34525
Cartouche MDJ Cart	+00261 SBI SL	34558

<b>MEDEX Biomédical</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
PROLONGATEUR haute pression	PRO130/HP/S	34323 / 2003 C 03

<b>MEI - Medical equipment international</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
6 électrodes 4/10 MICROFICHE LG 25 CM	713806	129.03.2003-43
10 électrodes HEMECON MICROFICHE 5/10 LG 5 CM	713410	306.07.2003-43
11 ELECTRODES AIGUILLE 5/10 LG 5 CM	713210	306.07.2003-43
2 ELECTRODES AIGUILLE MICROCONNECTEUR 4/10	715902	306.08.2003-43

<b>MELC</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Implant Artificiel de Réfection de paroi	Réf : IARP 15X17	Lot 030801 / 306.08.2003-43
Implant Artificiel de Réfection de paroi	Réf : IARP 21X25	Lot 030802 / 306.08.2003-43

<b>MI - MEDICAL INNOVATION</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
MESO KIT P410 Kit à usage unique pour Mésothérapie	MP410	34626
SMP Stabilisateur de peau pour PISTOR 4	SMP	34238
SMP Stabilisateur de peau pour PISTOR 4	SMP	34453
SMP Stabilisateur de peau pour PISTOR 4	SMP	34625

<b>MICROVAL</b>
-----------------

Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
KIT COLLE GRF		109.03.03
KIT COLLE GRF		306-07

### NEUROSERVICES

Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Aiguille potentiel moteur	NSPM215-120D	230124
Aiguille potentiel moteur	NSPM225-120D	230130

### NEWCLIP

Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Plaque Ostéotomie Tibiale d'addition en Inox Droite	ASD	03-010/1
Plaque Ostéotomie Tibiale d'addition en Inox Droite	ASD	03-012/1
Plaque Ostéotomie Tibiale d'addition en Inox Droite	ASD	03-014
Plaque Ostéotomie Tibiale d'addition en Inox Gauche	ASG	03-015
Plaque Ostéotomie Tibiale d'addition en Inox Droite	ASD	03-018
Plaque Ostéotomie Tibiale d'addition en Inox Gauche	ASG	03-019
Plaque Ostéotomie Tibiale de soustraction en Inox Droite	BSD	03-020
Plaque Ostéotomie Tibiale de soustraction en Inox Gauche	BSG	03-021
Plaque Ostéotomie Tibiale d'addition en Inox Droite	ASD	03-022
Plaque Ostéotomie Tibiale d'addition en Inox Gauche	ASG	03-023

### NEWDEAL

Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
ACHILLON, Minimally invasive Achilles tendon suture system	119 700	C / S037

### PRODIS-AXONE

Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
Pack chirurgical Phaco	PP-344-01-02	34427
Pack chirurgical Laser	PP-344-01-01	34426
Pack chirurgical Phaco	PP-015-01-03	34591
Pack chirurgical Phaco	PP-921-01-03	34322
Pack chirurgical Phaco	PP-015-01-03	34296
Pack chirurgical Phaco	PP-106-01-03	34295
Pack chirurgical Laser	PP-530-01-01	34628

<b>SATELEC</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
STOPPER D'IRRIGATION	X58790	034455
TUBULURE POUR POMPE PERISTALTIQUE PERISTALTIC PUMP SET PERISTALTICPUMPE SCHLAUCH SET	Réf. (x1) : E59785 Réf. (x10): F59752 Réf. X59755	034293
TUBULURE POUR POMPE PERISTALTIQUE PERISTALTIC PUMP SET PERISTALTICPUMPE SCHLAUCH SET	E34526	034283

<b>SME</b>		
Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage	Référence indiquée sur l'étiquetage	Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2848	001344016-001 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2848	001344016-002 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2848	001344016-003 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2848	001344016-006 / E03027

INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2848	001344016-008 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2848	001344016-011 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2848	001344016-012 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2848	001344016-013 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2848	001344016-015 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2848	001344016-016 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2848	001344016-018 / E03027
INSERT PE D48 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ST- GENIX TETE D28	0251056	001344016-019 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-001 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-002 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-005 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2854	001344019-010 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-011 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-013 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-014 / E03027

INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ST- GENIX TETE D28	0251049	001344019-016 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-017 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-018 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-019 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2854	001344019-022 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-023 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2854	001344019-025 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-026 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-027 / E03027
INSERT PE D54 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2854	001344019-028 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2856	001344020-001 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2856	001344020-003 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2856	001344020-006 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2856	001344020-008 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2856	001344020-009 / E03027

INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ST- GENIX TETE D28	0251050	001344020-010 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2856	001344020-012 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2856	001344020-014 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2856	001344020-015 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2856	001344020-016 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2856	001344020-019 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2856	001344020-020 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2856	001344020-021 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2856	001344020-023 / E03027
INSERT PE D56 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2856	001344020-024 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-001 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2858	001344021-002 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-008 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-011 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-013 / E03028

INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-014 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2858	001344021-017 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-018 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-019 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-020 / E03028
INSERT PE D58 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2858	001344021-021 / E03028
INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2860	001344022-001 / E03028
INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2860	001344022-002 / E03028
INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2860	001344022-003 / E03028
INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2860	001344022-004 / E03028
INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2860	001344022-007 / E03028
INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2860	001344022-008 / E03028
INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2860	001344022-009 / E03028
INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2860	001344022-013 / E03028

INSERT PE D60 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2860	001344022-016 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-001 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-002 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-003 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-004 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-005 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-006 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ST- GENIX TETE D28	0251054	001344024-006 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-007 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-008 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2864	001344024-009 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2864	001344024-010 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-011 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2864	001344024-012 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2864	001344024-013 / E03028
INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2864	001344024-014 / E03028

INSERT PE D64 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2864	001344024-015 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2866	001344025-001 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2866	001344025-002 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2866	001344025-003 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2866	001344025-004 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ADES TETE D28	05PE2866	001344025-005 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE ST- GENIX TETE D28	0251055	001344025-006 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2866	001344025-007 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2866	001344025-008 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2866	001344025-010 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2866	001344025-012 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2866	001344025-013 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2866	001344025-014 / E03028
INSERT PE D66 DE COTYLE DOUBLE MOBILITE GYRACUP TETE D28	05PE2866	001344025-015 / E03028
ROTULE TRICCC TAILLE 3	10T3CCA	000580041--001 / E03056
ROTULE TRICCC TAILLE 3	10T3CCA	000580041--002 / E03056
ROTULE TRICCC TAILLE 3	10T3CCA	000580041--003 / E03056
ROTULE TRICCC TAILLE 3	10T3CCA	000580041-004 / E03056
ROTULE TRICCC TAILLE 3	10T3CCA	000580041--005 / E03056



INSERT TRICCC TAILLE 1 EPAISSEUR 17	20T117A	9801203115-006 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 1 EPAISSEUR 17	20T117A	9801203115-007 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 1 EPAISSEUR 17	20T117A	9801203115-010 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 2 EPAISSEUR 17	20T217A	9801203120-004 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 14	20T414A	9801201931-001 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 14	20T414A	9801203129-004 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 14	20T414A	9801203129-009 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 14	20T414A	9801203129-010 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 14	20T414A	9801203129-012 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 14	20T414A	9801203129-013 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 14	20T414A	9801203129-014 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 17	20T417A	9801203130-001 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 17	20T417A	9801203130-002 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 17	20T417A	9801203130-004 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 17	20T417A	9801203130-006 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 17	20T417A	9801203130-008 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 4 EPAISSEUR 17	20T417A	9801203130-009 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 10	20T510A	9801201933-001 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 10	20T510A	9801201933-003 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 12	20T512A	9801201934-001 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 08	20T508A	9801203131-001 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 08	20T508A	9801203131-002
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 08	20T508A	9801203131-006 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 08	20T508A	9801203131-009 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 08	20T508A	9801203131-010 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 10	20T510A	9801203132-002 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 10	20T510A	9801203132-003 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 10	20T510A	9801203132-004 / E03057

INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 10	20T510A	9801203132-008 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 12	20T512A	9801203133-001 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 12	20T512A	9801203133-002 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 14	20T514A	9801203134-001 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 14	20T514A	9801203134-003 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 14	20T514A	9801203134-006 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 14	20T514A	9801203134-007 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 14	20T514A	9801203134-009 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 17	20T517A	9801203135-006 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 17	20T517A	9801203135-007 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 17	20T517A	9801203135-009 / E03057
INSERT TRICCC TAILLE 5 EPAISSEUR 17	20T517A	9801203135-010 / E03057
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 08	SME3477	9802203410/003 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 08	SME3477	9802203410/004 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 10	SME3478	9802203411/001 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 10	SME3478	9802203411-002 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 10	SME3478	9802203411-003 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 10	SME3478	9802203411-004 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 12	SME3479	9802203412/001 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 12	SME3479	9802203412/002 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 12	SME3479	9802203412/003 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 14	SME3480	9802203413/001 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 14	SME3480	9802203413/002 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 0 EPAISSEUR 14	SME3480	9802203413/003 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 1 EPAISSEUR 10	SME3482	9802203415/001 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 1 EPAISSEUR 10	SME3482	9802203415/002 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 1 EPAISSEUR 10	SME3482	9802203415/004 / E03058

INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 1 EPAISSEUR 14	SME3484	9802203417/001 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 1 EPAISSEUR 14	SME3484	9802203417/003 / E03058
INSERT TRICCC ENFANT TAILLE 1 EPAISSEUR 12	SME3483	980223416/002 / E03058
INSERT IDA PCL TAILLE 4 EPAISSEUR 18	9610418PCL	001143035-001 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 4 EPAISSEUR 18	9610418PCL	001143035-002 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 5 EPAISSEUR 12	9610512PCL	001143038-001 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 5 EPAISSEUR 12	9610512PCL	001143038-002 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 5 EPAISSEUR 12	9610512PCL	001143038-003 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 5 EPAISSEUR 15	9610515PCL	001143039-001 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 5 EPAISSEUR 15	9610515PCL	001143039-002 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 5 EPAISSEUR 18	9610518PCL	001143040-004 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 5 EPAISSEUR 18	9610518PCL	001143040-008 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 5 EPAISSEUR 18	9610518PCL	001143040-011 / E03059
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 15	9610215PCL	002659009-001 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 15	9610215PCL	002659009-002 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 15	9610215PCL	002659009-003 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 15	9610215PCL	002659009-004 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 15	9610215PCL	002659009-005 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 15	9610215PCL	002659009-006 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 15	9610215PCL	002659009-007 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 15	9610215PCL	002659009-008 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-001 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-002 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-006 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-008 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-009 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-010 / E03071

INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-011 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-012 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-012 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-014 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-015 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 2 EPAISSEUR 18	9610218PCL	002659010-016 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 3 EPAISSEUR 15	9610315PCL	002659014-001 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 3 EPAISSEUR 15	9610315PCL	002659014-003 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 3 EPAISSEUR 15	9610315PCL	002659014-004 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 3 EPAISSEUR 15	9610315PCL	002659014-005 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 3 EPAISSEUR 15	9610315PCL	002659014-006 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 3 EPAISSEUR 15	9610315PCL	002659014-007 / E03071
INSERT IDA PCL TAILLE 3 EPAISSEUR 15	9610315PCL	002659014-009 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-001 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-002 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-003 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-004 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-006 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-007 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-008 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-009 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-010 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-011 / E03071
INSERT IDA TAILLE 3 EPAISSEUR 10	9610310	001934011-012 / E03071
PLAQUE DE REFECTION DE PAROI 150 X 170 - 50 G/M2	REF. W11517	2843001 / E03084
PLAQUE DE REFECTION DE PAROI 150 X 170 - 80 G/M2	REF. W81517	002843003 / E03084

PLAQUE DE REFECTION DE PAROI 300 X 300 - 50 G/M2	REF. W13030	002843002 / E03084
PLAQUE DE REFECTION DE PAROI 300 X 300 - 80 G/M2	REF. W83030	002843004 / E03084

<b>SYLAMED</b>		
<b>Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Référence indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation</b>
Compresse de gaze hydrophile stériles 20 X 20 cm	122	0302S
Compresse de gaze hydrophile stériles 40 x 40 cm	144	0302S
Compresse de gaze hydrophile stériles 20 X 20 cm	522	0302S
Compresse de gaze hydrophile stériles 40 x 40 cm	544	0302S
Compresse de gaze hydrophile stériles 20 X 20 cm	1022	0302S
Compresse de gaze hydrophile stériles 30 x 30 cm	1033	0302S
Compresse de gaze hydrophile stériles 40 x 40 cm	1044	0302S
Compresse de gaze hydrophile stériles 20 X 20 cm	1022A	0302S

<b>TRANSYSTEME</b>		
<b>Dénomination exacte du produit indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Référence indiquée sur l'étiquetage</b>	<b>Numéro de lot de fabrication indiquée sur l'étiquetage et/ou numéro de lot de stérilisation</b>
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 17,5	10.P.T3.H17,5	5811
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 17,5	10.P.T4.H17,5	4781
Insert Polyéthylène ROCC Taille 2 Hauteur 17,5	10.P.T2.H17,5	6084
Insert Polyéthylène ROCC Taille 2 Hauteur 15	10.P.T2.H15	6083
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 17,5	10.P.T3.H17,5	6089

Insert Polyéthylène ROCC Taille 1 Hauteur 15	10.P.T1.H15	6077
Insert Polyéthylène ROCC Taille1 Hauteur 10	10.P.T1.H10	5792
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 10	10.P.T4.H10	6096
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 20	10.P.T3.H20	6090
Insert Polyéthylène ROCC Taille 1 Hauteur 17,5	10.P.T1.H17,5	6078
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 15	10.P.T4.H15	6098
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 12,5	10.P.T4.H12,5	6097
Insert Polyéthylène ROCC Taille 2 Hauteur 20	10.P.T2.H20	4766
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 20	10.P.T4.H20	6100
Embase tibiale Taille 1 Hauteur 5 AES	05.E.T1H05	6312
Embase tibiale Taille 3 Hauteur 5 AES	05.E.T3H05	6314
Composant mobile Taille 1 Hauteur 5 AES	05.P.T1H05	6304
Insert Polyéthylène ROCC Taille 1 Hauteur 12,5	10.P.T1.H12,5	5793
Condyle Fémoral Gauche Taille 2 ROCC	10.CG.T2H	5784
Implant patellaire PE + Métal Taille 1 Hap ROCC	10.R.T1H	6547
Implant patellaire PE + Métal Taille 2 Hap ROCC	10.R.T2H	6515
Substitut osseux / Cylindre Microporeux ø L 25	91D12	6607
Composant mobile Taille 1 Hauteur 07 AES	05.P.T1H07	6305
Composant mobile Taille 3 Hauteur 05 AES	05.P.T3H05	6308
Agrafe à mémoire de forme OSYM GSU 25-20	GSU 25-20	5882
Système OSYM pour ostéotomie tibiale longueur 60mm	37B	6643
Composant mobile Taille 3 Hauteur 07 AES	05.P.T3H07	6309
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 20	10.P.T3.H20	4771
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 17,5	10.P.T4.H17,5	6099
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 10	10.P.T4.H10	5813
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 20	10.P.T3.H20	5807
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 20	10.P.T3.H20	6095

Substitut osseux / Blocs DLD Microporeux 20X15X12 angle =12°	91 E 122	5940
Substitut osseux / Blocs DLD Microporeux 20X15X13 angle =13°	91 E 132	5940
Substitut osseux / Blocs DLD Microporeux 20X15X14 angle =14°	91 E 142	5940
Agrafe à mémoire de forme Bicorticale Hotsym SUC 12L16	SUC12L16	7387
Agrafe à mémoire de forme Bicorticale Hotsym SUC 12L17	SUC12L17	6780
Agrafe à mémoire de forme Bicorticale Hotsym SUC 12L18	SUC12L18	7388
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 10	10.P.T3.H10	7655
Implant patellaire PE + Métal Taille 3 Hap ROCC	10.R.T3H	8384
Implant patellaire PE + Métal Taille 3 Hap ROCC	10.R.T3H	8385
Embase tibiale Taille 1 Hauteur 10 AES	05.E.T1H10	6980
Embase tibiale Taille 3 Hauteur 10 AES	05.E.T3H10	6984
Embase tibiale Taille 2 Hauteur 05 AES	05.E.T2H05	6981
Composant mobile Taille 2 Hauteur 07 AES	05.P.T2H07	6972
Composant mobile Taille 3 Hauteur 05 AES	05.P.T3H05	6975
Composant mobile Taille 3 Hauteur 07 AES	05.P.T3H07	6976
Composant Astragalien Taille 2 AES	05.A.T2	6963
Embase tibiale Taille 2 Hauteur 10 AES	05.E.T2H10	6982
Embase tibiale ROCC Taille 5 Hap	10.ET.T5H	2641
Embase tibiale ROCC Taille 3 Hap	10.ET.T3H	5789
Condyle Fémoral Gauche ROCC Taille 1 Hap	10.CG.T1H	6302
Embase tibiale ROCC Taille 2 Hap	10.ET.T2H	6160
Embase tibiale ROCC Taille 5 Hap	10.ET.T5H	6163
Embase tibiale ROCC Taille 3 Hap	10.ET.T3H	6161
Embase tibiale ROCC Taille 4 Hap	10.ET.T4H	6162
Insert Polyéthylène ROCC Taille 2 Hauteur 12,5	10.P.T2.H12,5	7638

Agrafe à mémoire de forme bicorticale Hotsym SUC 12L17	SUC12L17	6780
Agrafe à mémoire de forme Hotsym SUC12-10	SUC 12-10	7815
Agrafe à mémoire de forme Hotsym SUC10-10	SUC10-10	7814
Agrafe à mémoire de forme bicorticale Hotsym SUC12L15	SUC12L15	7809
Substitut osseux coin 10°	91 E 22	02/31
Substitut osseux carré 12x30x30	91H12	8437
Ancre réinsertion ø 3,2 Ligament Dec 8 (øFil 0,8mm)	81E	8388
Composant mobile Taille 2 Hauteur 09 AES	05.P.T2H09	6973
Composant mobile Taille 2 Hauteur 11 AES	05.P.T2H11	6974
Composant mobile Taille 1 Hauteur 09 AES	05.P.T1H09	6969
Composant mobile Taille 1 Hauteur 11 AES	05.P.T1H11	6970
Implant Astragalien AES de reprise Taille 3	05.AR.T3	7019
Implant Astragalien AES de reprise Taille 2	05.AR.T2	7018
Implant Astragalien AES de reprise Taille 1	05.AR.T1	7017
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 20	10.P.T3.H20	4771
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 10	10.P.T4.H10	6656
Embase tibiale ROCC Taille 3 Hap	10.ET.T3 H	5789
Implant Astragalien AES Taille 2	05.A.T2	6961
Composant Mobile Taille 2 Hauteur 05 AES	05.P.T2H05	6913
Insert Polyéthylène ROCC Taille 2 Hauteur 10	10.P.T2.H10	7637
Insert Polyéthylène ROCC Taille 3 Hauteur 12,5	10.P.T3.H12,5	6858
Insert Polyéthylène ROCC Taille 4 Hauteur 15	10.P.T4.H15	6657
Condyle Fémoral Droit ROCC Taille 3 Hap	10.CD.T3 H	6802
Condyle Fémoral Droit ROCC Taille 1 Ciment	10.CD.T1 C	8375
Condyle Fémoral Gauche ROCC Taille 2 Hap	10.CG.T2 H	6073
Embase tibiale Taille 1 Hauteur 05 AES	05.E.T1H05	6979
Condyle Fémoral Droit ROCC Taille 3 Hap	10.CD.T3 H	6651

Embase tibiale Taille 3 Hauteur 05 AES	05.E.T3H05	6983
Embase tibiale Taille 2 Hauteur 10 AES	05.E.T2H10	6982
Embase tibiale Taille 2 Hauteur 05 AES	05.E.T2H05	6981
Condyle Fémoral Gauche ROCC Taille 4 Hap	10.CG.T4 H	7668