

Autorisations de mise sur le marché Décisions accordées en Octobre 2015

Spécialité dénommée : ACECLOFENAC BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 413 087 1

BIOGARAN

acéclofénac 100 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 294 7 3 : 20 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 294 8 0 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 294 9 7 : 40 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 295 0 3 : 60 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 550 105 5 5 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 550 105 6 2 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 550 105 7 9 : 180 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **28 octobre 2015**

Spécialité dénommée : AKIS 25 mg/ml, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 219 736 2

Laboratoires GENEVRIER SA

diclofénac sodique 25 mg

pour une ampoule de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 350 4 7 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 1
34009 300 350 5 4 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 3
34009 300 350 6 1 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5

Décision du **26 octobre 2015**

Spécialité dénommée : AKIS 25 mg/ml, solution injectable en seringue pré-remplie
Code Identifiant de Spécialité : 6 829 613 2

Laboratoires GENEVRIER SA

diclofénac sodique 25 mg

pour une seringue préremplie de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 351 4 6 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 1

34009 300 351 5 3 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 3

34009 300 351 6 0 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 5

Décision du **26 octobre 2015**

Spécialité dénommée : AKIS 50 mg/ml, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 949 292 4

Laboratoires GENEVRIER SA

diclofénac sodique 50 mg

pour une ampoule de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 350 8 5 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5

34009 300 350 9 2 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 3

34009 300 351 0 8 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 1

Décision du **26 octobre 2015**

Spécialité dénommée : AKIS 50 mg/ml, solution injectable en seringue pré-remplie
Code Identifiant de Spécialité : 6 348 034 9

Laboratoires GENEVRIER SA

diclofénac sodique 50 mg

pour une seringue préremplie de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 351 7 7 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 5

34009 300 351 8 4 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 3

34009 300 351 9 1 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 1

Décision du **26 octobre 2015**

Spécialité dénommée : AKIS 75 mg/ml, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 514 485 6

Laboratoires GENEVRIER SA

diclofénac sodique 75 mg

pour une ampoule de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 351 1 5 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 1

34009 300 351 2 2 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 3

34009 550 124 5 0 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5

Décision du **26 octobre 2015**

Spécialité dénommée : AKIS 75 mg/ml, solution injectable en seringue pré-remplie
Code Identifiant de Spécialité : 6 882 521 9

Laboratoires GENEVRIER SA

diclofénac sodique 75 mg

pour une seringue préremplie de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 352 0 7 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 1

34009 300 352 1 4 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 3

34009 550 124 6 7 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 5

Décision du **26 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ALMOTRIPTAN ZENTIVA 12,5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 595 973 6

SANOFI AVENTIS FRANCE

almotriptan 12,50 mg
sous forme de malate d'almotriptan

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 286 2 9 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 300 286 3 6 : 3 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 300 286 4 3 : 6 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 300 286 5 0 : 9 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 300 286 6 7 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ALMOGRAN 12,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **02 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ALVERINE/SIMETICONE A.C.P 60 mg/300 mg, capsule molle
Code Identifiant de Spécialité : 6 459 241 5

APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES

citrate d'alvérine..... 60 mg
siméticone..... 300 mg

pour une capsule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 166 3 3 : 20 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 166 4 0 : 30 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 166 5 7 : 60 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **METEOSPASYL, capsule molle**

Décision du **22 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ALVERINE/SIMETICONE EURATLANTIC COSMEPHARM 60 mg/300 mg, capsule molle
Code Identifiant de Spécialité : 6 658 015 5

EURATLANTIC COSMEPHARM LIMITED

citrate d'alvérine..... 60 mg
siméticone..... 300 mg

pour une capsule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 165 9 6 : 20 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 166 0 2 : 30 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 166 2 6 : 60 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **METEOSPASYL, capsule molle**

Décision du **22 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ALVERINE/SIMETICONE MAYOLY 60 mg/300 mg, capsule molle
Code Identifiant de Spécialité : 6 025 202 7

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

citrate d'alvérine..... 60 mg
siméticone..... 300 mg

pour une capsule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 285 4 4 : 20 capsules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 300 285 5 1 : 30 capsules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 300 285 6 8 : 40 capsules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 300 368 4 6 : 20 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 368 5 3 : 30 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)
34009 300 368 6 0 : 40 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **METEOSPASMYL, capsule molle**

Décision du **16 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ALVERINE/SIMETICONE MAYOLY SPINDLER 60 mg/300 mg, capsule molle
Code Identifiant de Spécialité : 6 018 223 7

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

citrate d'alvéridine..... 60 mg
siméticone..... 300 mg

pour une capsule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 369 7 6 : 20 capsules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 369 8 3 : 30 capsules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 369 9 0 : 40 capsules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 370 0 3 : 20 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)
34009 300 370 1 0 : 30 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)
34009 300 370 2 7 : 40 capsules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **METEOSPASMYL, capsule molle**

Décision du **16 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ARIPIRAZOLE FOCUS 10 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 846 010 1

FOCUS CARE PHARMACEUTICALS BV

aripirazole 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 341 1 8 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 341 2 5 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 341 3 2 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 341 4 9 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 341 5 6 : 56 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 341 6 3 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 341 7 0 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 341 9 4 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 0 7 : 98 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 2 1 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ABILIFY 10 mg, comprimé**

Décision du **28 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ARIPIPRAZOLE FOCUS 15 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 847 829 1

FOCUS CARE PHARMACEUTICALS BV

aripiprazole 15 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 342 0 0 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 342 1 7 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 342 2 4 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 342 3 1 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 342 5 5 : 56 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 342 6 2 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 3 8 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 4 5 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 5 2 : 98 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 6 9 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ABILIFY 15 mg, comprimé**

Décision du **28 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ARIPIPRAZOLE FOCUS 30 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 125 131 6

FOCUS CARE PHARMACEUTICALS BV

aripiprazole 30 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 342 7 9 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 342 8 6 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 342 9 3 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 7 6 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 8 3 : 56 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 122 9 0 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 123 0 6 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 123 1 3 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 123 2 0 : 98 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 123 3 7 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ABILIFY 30 mg, comprimé**

Décision du **28 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ARIPIRAZOLE FOCUS 5 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 457 910 8

FOCUS CARE PHARMACEUTICALS BV

aripiprazole 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 340 3 3 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 340 4 0 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 340 5 7 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 340 6 4 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 340 7 1 : 56 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 340 8 8 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 340 9 5 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 341 0 1 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 121 8 4 : 98 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 121 9 1 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ABILIFY 5 mg, comprimé**

Décision du **28 octobre 2015**

Spécialité dénommée : BRYORLE 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 443 352 3

LABORATORIOS LEON FARMA SA

lévonorgestrel 100
microgrammes
éthinyloestradiol..... 20
microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 277 142 8 3 : 21 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 1
34009 277 143 4 4 : 21 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 3
34009 586 182 4 6 : 21 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 6

Cette spécialité est un générique de **LAURETTE, comprimé enrobé**

Décision du **12 octobre 2015**

Spécialité dénommée : CAPECITABINE FAIR-MED 150 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 339 342 8

FAIR MED HEALTHCARE GMBH

capécitabine 150 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 177 9 1 : 60 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XELODA 150 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **02 octobre 2015**

Spécialité dénommée : CAPECITABINE FAIR-MED 500 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 513 520 2

FAIR MED HEALTHCARE GMBH

capécitabine 500 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 178 0 7 : 120 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XELODA 500 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **02 octobre 2015**

Spécialité dénommée : CLARITHROMYCINE HEC 250 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 405 563 2

HEC PHARM GMBH

clarithromycine 250 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 279 364 8 7 : 6 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 365 4 8 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 366 0 9 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 177 5 3 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 177 6 0 : 15 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 164 7 3 : 16 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 367 7 7 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 368 3 8 : 24 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 octobre 2015**

Spécialité dénommée : CLARITHROMYCINE HEC 500 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 348 641 6

HEC PHARM GMBH

clarithromycine 500 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 279 370 8 8 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 371 4 9 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 164 8 0 : 16 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 372 0 0 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 177 7 7 : 42 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 373 7 8 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 octobre 2015**

Spécialité dénommée : DEXPANTHENOL EG LABO CONSEIL 5 %, pommade Code Identifiant de Spécialité : 6 166 251 3

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

dexpanthénol 5 g

pour 100 g de pommade

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 367 9 2 : 30 g en tube (aluminium) ; boîte de 1
34009 300 368 0 8 : 100 g en tube (aluminium) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **BEPANTHEN 5 %, pommade**

Décision du **09 octobre 2015**

Spécialité dénommée : DEXPANTHENOL SUBSTIPHARM 5 %, pommade Code Identifiant de Spécialité : 6 327 211 3

SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT

dexpanthénol 5 g

pour 100 g de pommade

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 368 1 5 : 30 g en tube (aluminium) ; boîte de 1
34009 300 368 2 2 : 100 g en tube (aluminium) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **BEPANTHEN 5 %, pommade**

Décision du **09 octobre 2015**

Spécialité dénommée : EBASTINE ARCHIE SAMUEL 10 mg, comprimé orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 135 444 4

ARCHIE SAMUEL SRO

ébastine 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 279 904 2 7 : 10 comprimés en plaquette pelable (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 279 905 9 5 : 20 comprimés en plaquette pelable (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 279 906 5 6 : 30 comprimés en plaquette pelable (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 279 907 1 7 : 40 comprimés en plaquette pelable (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 587 139 5 8 : 50 comprimés en plaquette pelable (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 587 140 3 0 : 90 comprimés en plaquette pelable (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 587 142 6 9 : 98 comprimés en plaquette pelable (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 587 143 2 0 : 100 comprimés en plaquette pelable (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral**

Décision du **16 octobre 2015**

Spécialité dénommée : FLUDESXYGLUCOSE (18F) SYNEKTIK 1,0 GBq/mL, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 787 037 1

IASON GMBH

fludésoxyglucose [18F] 1,0 GBq
à la date et à l'heure de calibration

pour 1 ml de solution injectable

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 121 6 0 : 11 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
34009 550 121 7 7 : 25 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Décision du **19 octobre 2015**

Spécialité dénommée : FROVATRIPTAN MYLAN 2,5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 690 177 1

MYLAN SAS

frovatriptan 2,5 mg
sous forme de succinate de frovatriptan monohydraté 3,91 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 269 432 0 2 : 2 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 269 433 7 0 : 6 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 269 434 3 1 : 12 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ISIMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **23 octobre 2015**

Spécialité dénommée : HEXASPRAV FRUITS EXOTIQUES, collutoire en flacon pressurisé
Code Identifiant de Spécialité : 6 137 144 7

BOUCHARA-RECORDATI

biclotymol..... 2,5 g

pour 100 g

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 362 4 2 : 30 g en flacon pressurisé (en verre) ; boîte de 1

34009 300 362 6 6 : 15 g en flacon pressurisé (en verre) ; boîte de 1

Décision du **01 octobre 2015**

Spécialité dénommée : LEPTOPROL 5 mg, implant en seringue pré-remplie
Code Identifiant de Spécialité : 6 859 422 1

SANDOZ

leuproréline..... 5 mg
sous forme d'acétate de leuproréline

pour un implant

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 200 0 5 : 1 implant en seringue préremplie (polycarbonate) ; boîte de 1

Décision du **06 octobre 2015**

Spécialité dénommée : LEVOCETIRIZINE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 660 350 8

CRISTERS

dichlorhydrate de lévocétirizine 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 356 3 4 : 1 comprimé en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 356 4 1 : 2 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 356 6 5 : 4 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 356 7 2 : 5 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 356 8 9 : 7 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 356 9 6 : 10 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 357 0 2 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 357 2 6 : 15 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 357 3 3 : 20 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 357 4 0 : 21 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 357 5 7 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 357 6 4 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 126 1 0 : 40 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 126 2 7 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 126 3 4 : 56 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 126 4 1 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 126 5 8 : 70 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 126 6 5 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 126 8 9 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 129 9 3 : 112 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 126 9 6 : 120 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 octobre 2015**

Spécialité dénommée : NORADRENALINE (TARTRATE) AGUETTANT 0,5 mg/mL (SANS SULFITES), solution pour perfusion Code Identifiant de Spécialité : 6 696 402 4

Laboratoire AGUETTANT

noradrénaline..... 12,5 mg
sous forme de tartrate de noradrénaline 25 mg

pour un flacon de 50 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 131 1 2 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
34009 550 131 2 9 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 131 3 6 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 25

Décision du **06 octobre 2015**

Spécialité dénommée : OMEPRAZOLE ACCORD 20 mg, gélule gastro-résistante Code Identifiant de Spécialité : 6 508 019 3

ACCORD HEALTHCARE France SAS

oméprazole..... 20 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 080 2 7 : 28 gélules en plaquette (aluminium/polyamide/PVC)
34009 300 080 3 4 : 30 gélules en plaquette (aluminium/polyamide/PVC)
34009 550 031 5 1 : 60 gélules en plaquette (aluminium/polyamide/PVC)
34009 550 031 7 5 : 500 gélules en plaquette (aluminium/polyamide/PVC)

Cette spécialité est un générique de **MOPRAL 20 mg, gélule gastro-résistante**

Décision du **09 octobre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE EG 100 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 495 772 5

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

prégabaline 100 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 289 8 8 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 289 9 5 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 100 mg, gélule**

Décision du **27 octobre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE EG 150 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 438 614 8

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

prégabaline 150 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 104 9 4 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 290 0 8 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 290 1 5 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 150 mg, gélule**

Décision du **27 octobre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE EG 200 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 375 214 4

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

prégabaline 200 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 290 2 2 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 290 3 9 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 200 mg, gélule**

Décision du **27 octobre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE EG 25 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 466 588 8

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

prégabaline 25 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 288 8 9 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 288 9 6 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 289 0 2 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 289 1 9 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 25 mg, gélule**

Décision du **27 octobre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE EG 300 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 261 351 9

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

prégabaline 300 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 105 0 0 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 290 6 0 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 290 7 7 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 300 mg, gélule**

Décision du **27 octobre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE EG 50 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 137 583 7

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

prégabaline 50 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 289 2 6 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 289 3 3 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 289 4 0 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 50 mg, gélule**

Décision du **27 octobre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE EG 75 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 651 109 1

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

prégabaline..... 75 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 104 8 7 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 289 5 7 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 289 7 1 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 75 mg, gélule**

Décision du **27 octobre 2015**

Spécialité dénommée : PROPOFOL HOSPIRA 10 mg/mL, émulsion injectable/pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 041 064 8

HOSPIRA France

propofol..... 10 mg

pour 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 587 263 8 5 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 587 264 4 6 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

34009 587 265 0 7 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10

34009 587 266 7 5 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 20

34009 587 267 3 6 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 587 269 6 5 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

34009 587 270 4 7 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10

34009 587 271 0 8 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 20

34009 587 272 7 6 : 100 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 587 273 3 7 : 100 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

34009 587 275 6 6 : 100 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10

34009 587 276 2 7 : 100 ml en flacon (en verre) ; boîte de 20

Cette spécialité est un générique de **DIPRIVAN 200 mg/20 ml, émulsion injectable (IV) en ampoule**

Décision du **09 octobre 2015**

Spécialité dénommée : VACCIN POLIOMYELITIQUE ORAL MONOVALENT TYPE 2, suspension buvable en récipient multidose
Code Identifiant de Spécialité : 6 871 421 5

SANOFI PASTEUR

Virus de la poliomyélite type 2*, souche p 712, Ch, 2ab (vivant, atténué)au moins 5,0 log⁺ DICC₅₀[†]

pour une dose de 0,1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

Décision du **06 octobre 2015**

Spécialité dénommée : VACCIN POLIOMYELITIQUE ORAL MONOVALENT TYPE 3, suspension buvable en récipient multidose
Code Identifiant de Spécialité : 6 594 874 3

SANOFI PASTEUR

Virus de la poliomyélite type 3*, souche Léon-12a1b (vivant, atténué)au moins 5,8 log⁺ DICC₅₀[†]

pour une dose de 0,1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

Décision du **06 octobre 2015**

Spécialité dénommée : ZIMINO 2,5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 004 521 7

ORION CORPORATION

lévosimendan 2,5 mg

pour 1 ml de solution à diluer pour perfusion

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 210 4 0 : 5 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
34009 300 210 5 7 : 10 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
34009 550 078 0 7 : 5 ml en flacon (en verre) ; boîte de 4
34009 550 078 1 4 : 5 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 078 3 8 : 10 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 078 4 5 : 10 ml en flacon (en verre) ; boîte de 4

Décision du **20 octobre 2015**