

LISTE DES PRODUITS DE LA GAMME AMECATH® CONCERNES PAR LE RAPPEL

| SONDE URETERALE | | | |
|--|---|------------|--------------|
| DENOMINATION FRANCAISE | DENOMINATION ANGLAISE | REFERENCE | LOT |
| Sonde urétérale 5fr -jaune-bout fermé | URETERIC CATHETER 5 FR- YELLOW CLOSED TIP | UC 570 Y | 5025 et 4019 |
| Sonde urétérale 5fr -jaune-bout ouvert | URETERIC CATHETER 5 FR- YELLOW OPEN TIP | UC 570 O Y | 4019 et 5025 |
| Sonde urétérale 6fr -jaune-bout fermé | URETERIC CATHETER 6 FR- YELLOW CLOSED TIP | UC 670 Y | 5025 et 4019 |
| Sonde urétérale 6fr -jaune-bout ouvert | URETERIC CATHETER 6 FR- YELLOW OPEN TIP | UC 670 O Y | 5025 et 4019 |
| Sonde urétérale 7fr -jaune-bout fermé | URETERIC CATHETER 7 FR- YELLOW CLOSED TIP | UC 770 Y | 5025 et 4019 |
| Sonde urétérale 7fr -jaune-bout ouvert | URETERIC CATHETER 7 FR- YELLOW OPEN TIP | UC 770 O Y | 5025 et 4019 |

| CATHETER DE DRAINAGE SUS PUBIEN | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|------|
| DENOMINATION FRANCAISE | DENOMINATION ANGLAISE | REFERENCE | LOT |
| Cathéter sus pubien 08 F | SUPRAPUBIC CYSTOSTOMY SET 08 F | SUP 08 | 4012 |
| Cathéter sus pubien 10 F | SUPRAPUBIC CYSTOSTOMY SET 10 F | SUP 10 | 4012 |
| Cathéter sus pubien 12 F Kit | SUPRAPUBIC CYSTOSTOMY SET 12 F Kit | SUP 12 | 4012 |
| Cathéter sus pubien 14 F Kit | SUPRAPUBIC CYSTOSTOMY SET 14 Fkit | SUP 14 | 4012 |

| ENDOPROTHESE EN DOUBLE "J" LONG TERME | | | |
|---|--|-------------|--------------|
| DENOMINATION FRANCAISE | DENOMINATION ANGLAISE | REFERENCE | LOT |
| Catheter double loop long terme 6fr/26 cm | DOUBLE LOOP STENT " long term" 6fr / 26 cm | DLU 0626 P | 4011 |
| Catheter double loop long terme 6fr/28 cm | DOUBLE LOOP STENT " long term" 6fr / 28 cm | DLU 0628 P | 4011 |
| Catheter double loop long terme 7fr/26 cm | DOUBLE LOOP STENT " long term" 7 fr / 26 cm | DLU 0726 P | 5019 et 4011 |
| Catheter double loop long terme 7fr/28 cm | DOUBLE LOOP STENT " long term" 7fr / 28 cm | DLU 0728 P | 4011 |
| Catheter double loop long terme 6fr/26 cm Kit | DOUBLE LOOP STENT " long term" 6fr / 26 cm kit | DLU 0626 PK | 4011 |
| Catheter double loop long terme 6fr/28 cm Kit | DOUBLE LOOP STENT " long term" 6fr / 28 cm kit | DLU 0628 PK | 4011 |
| Catheter double loop long terme 7fr/26 cm Kit | DOUBLE LOOP STENT " long term" 7fr / 26 cm kit | DLU 0726 PK | 5019 et 4011 |
| Catheter double loop long terme 7fr/28 cm Kit | DOUBLE LOOP STENT " long term" 7fr / 28 cm kit | DLU 0728 PK | 5019 et 4011 |

| ENDOPROTHESE EN DOUBLE "J" COURT TERME | | | |
|--|-----------------------------|-----------|--------------|
| DENOMINATION FRANCAISE | DENOMINATION ANGLAISE | REFERENCE | LOT |
| Catheter double loop 05F 26 cm kit court terme | DOUBLE LOOP STENT 05F 26 cm | DLU 0526 | 4011 |
| Catheter double loop 05F 28 cm kit court terme | DOUBLE LOOP STENT 05F 28 cm | DLU 0528 | 4011 |
| Catheter double loop 06F 26 cm kit court terme | DOUBLE LOOP STENT 06F 26 cm | DLU 0626 | 4011 |
| Catheter double loop 06F 28 cm kit court terme | DOUBLE LOOP STENT 06F 28 cm | DLU 0628 | 4011 |
| Catheter double loop 07F 26 cm kit court terme | DOUBLE LOOP STENT 07F 26 cm | DLU 0726 | 4011 |
| Catheter double loop 07F 28 cm kit court terme | DOUBLE LOOP STENT 07F 28 cm | DLU 0728 | 4011 et 5019 |
| Catheter double loop 08F 26 cm kit court terme | DOUBLE LOOP STENT 08F 26 cm | DLU 0826 | 4011 |
| Catheter double loop 08F 28 cm kit court terme | DOUBLE LOOP STENT 08F 28 cm | DLU 0828 | 4011 |

| PANIER EXTRACTEUR DE CALCULS RENAUX | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|------|
| DENOMINATION FRANCAISE | DENOMINATION ANGLAISE | REFERENCE | LOT |
| Panier extracteur 4 fils 4.8fr 90cms | URETERAL STONE BASKET 4 WIRES 4.8fr 90cms | DB4 4.8 9090 | 4019 |
| Panier extracteur 4 fils 3.6fr 90cms | URETERAL STONE BASKET 4 WIRES 3,6fr 90cms | DB4 3.6 6590 | 4019 |
| Panier extracteur 5 fils 4.8fr 90cms | URETERAL STONE BASKET 5 WIRES 4.8fr 90cms | DB5 4.8 9090 | 4019 |
| Panier extracteur 6 fils 4.8fr 90cms | URETERAL STONE BASKET 6 WIRES 4.8fr 90cms | DB6 4.8 9090 | 4019 |