

Autorisations de mise sur le marché Décisions accordées en Mars 2018

Spécialité dénommée ACIDE MYCOPHENOLIQUE SANDOZ 180 mg, comprimé gastro-résistant
Code Identifiant de Spécialité : 6 382 894 8

SANDOZ

acide mycophénolique 180 mg
sous forme de mycophénolate sodique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 422 9 5 : 20 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 423 0 1 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 423 1 8 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 423 2 5 : 120 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 423 3 2 : 250 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **MYFORTIC 180 mg, comprimé gastro-résistant**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée ACIDE MYCOPHENOLIQUE SANDOZ 360 mg, comprimé gastro-résistant
Code Identifiant de Spécialité : 6 833 714 1

SANDOZ

acide mycophénolique 360 mg
sous forme de mycophénolate sodique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 423 4 9 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 423 5 6 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 423 6 3 : 120 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 423 7 0 : 250 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **MYFORTIC 360 mg, comprimé gastro-résistant**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée ADRENALINE BRADEX 1 mg/mL, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 202 209 2

BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A.

adrénaline 1 mg
sous forme de tartrate d'adrénaline

pour une ampoule de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 429 7 4 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 10
- 34009 301 429 8 1 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 25
- 34009 550 446 7 3 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 50

Décision du **15 mars 2018**

Spécialité dénommée APREPITANT MEDIPHA SANTE 125 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 334 085 6

MEDIPHA SANTE

aprépitant 125 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 396 4 6 : 1 gélule en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)
- 34009 301 396 5 3 : 2 gélules en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)
- 34009 301 396 6 0 : 1 gélule en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC) ; boîte de 3
- 34009 550 525 6 2 : 1 gélule en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC) ; boîte de 5

Cette spécialité est un générique d'**EMEND 125 mg, gélule**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée APREPITANT MEDIPHA SANTE 125 mg, gélule et APREPITANT MEDIPHA SANTE 80 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 944 057 1

MEDIPHA SANTE

Aprépitant 125 mg

Pour une gélule

Aprépitant 80 mg

Pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 416 0 1 : plaquette (Aluminium-OPA/Alu/PVC) contenant une gélule de 125 mg et plaquette (Aluminium-OPA/Alu/PVC) contenant deux gélules de 80 mg.

Cette spécialité est un générique d'**EMEND 125 mg, gélule et EMEND 80 mg, gélule**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée APREPITANT MEDIPHA SANTE 80 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 684 298 1

MEDIPHA SANTE

aprépitant..... 80 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 396 1 5 : 1 gélule en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)
- 34009 301 396 2 2 : 2 gélules en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)
- 34009 301 396 3 9 : 1 gélule en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC) ; boîte de 3
- 34009 550 525 4 8 : 1 gélule en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC) ; boîte de 5

Cette spécialité est un générique d'**EMEND 80 mg, gélule**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée BERINERT 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 970 803 7

CSL BEHRING GmbH

inhibiteur de la C1 estérase, humaine2000 UI

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 550 537 1 2 : 2000 UI de poudre en flacon (verre de type II) muni d'un bouchon (bromobutyle) + 4 ml de solvant en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle) + un set d'administration. Boîte de 1.
- 34009 550 537 2 9 : 2000 UI de poudre en flacon (verre de type II) muni d'un bouchon (bromobutyle) + 4 ml de solvant en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle) + un set d'administration. Boîte de 5.
- 34009 550 537 3 6 : 2000 UI de poudre en flacon (verre de type II) muni d'un bouchon (bromobutyle) + 4 ml de solvant en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle) + un set d'administration. Boîte de 20.

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée BERINERT 3000 UI, poudre et solvant pour solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 148 733 4

CSL BEHRING GmbH

inhibiteur de la C1 estérase, humaine 3000 UI
pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 537 4 3 : 3000 UI de poudre en flacon (verre de type II) muni d'un bouchon (bromobutyle) + 6 ml de solvant en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle) + un set d'administration. Boite de 1.
34009 550 537 5 0 : 3000 UI de poudre en flacon (verre de type II) muni d'un bouchon (bromobutyle) + 6 ml de solvant en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle) + un set d'administration. Boite de 5.
34009 550 537 6 7 : 3000 UI de poudre en flacon (verre de type II) muni d'un bouchon (bromobutyle) + 6 ml de solvant en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle) + un set d'administration. Boite de 20.

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée BETAHISTINE GNR 24 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 033 794 0

SANDOZ

dichlorhydrate de bétahistine 24 mg
pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 413 1 1 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 413 3 5 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 413 4 2 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 413 5 9 : 40 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 413 6 6 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 413 7 3 : 60 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 531 5 6 : 80 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 531 6 3 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 531 7 0 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 531 8 7 : 120 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 532 0 0 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 532 1 7 : 120 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **BETASERC 24 mg, comprimé**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée BETAHISTINE GNR 8 mg, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 436 263 1

SANDOZ

dichlorhydrate de bétahistine..... 8 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 408 3 3 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 408 4 0 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 408 5 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 408 6 4 : 40 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 408 7 1 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 408 8 8 : 60 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 409 0 1 : 80 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 409 1 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 409 2 5 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 409 3 2 : 120 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 409 4 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 301 409 6 3 : 120 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **SERC 8 mg, comprimé**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée BILASKA 10 mg, comprimé orodispersible

Code Identifiant de Spécialité : 6 856 191 9

Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA

bilastine..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 404 4 4 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 404 5 1 : 20 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 404 6 8 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 404 7 5 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Décision du **16 mars 2018**

Spécialité dénommée BILASKA 2,5 mg/ml, solution buvable

Code Identifiant de Spécialité : 6 405 987 6

Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA

bilastine..... 2,5 mg

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 033 4 0 : 120 ml en bouteille (en verre/brun) avec système de sécurité) ; boîte de 1

Décision du **20 mars 2018**

Spécialité dénommée BRIMONIDINE/TIMOLOL MYLAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 549 238 9

MYLAN SAS

brimonidine	1,3 mg
sous forme de tartrate de brimonidine.....	2 mg
timolol.....	5 mg
sous forme de maléate de timolol.....	6,8 mg

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 409 7 0 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
- 34009 301 409 8 7 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3
- 34009 550 531 4 9 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 6

Cette spécialité est un générique de **COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée BRIMONIDINE/TIMOLOL SANDOZ 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 934 873 5

SANDOZ

brimonidine	1,3 mg
sous forme de tartrate de brimonidine.....	2 mg
timolol base.....	5 mg
sous forme de maléate de timolol.....	6,8 mg

pour 1 mL de collyre

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 165 5 5 : 5 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
- 34009 301 165 6 2 : 5 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3
- 34009 550 427 2 3 : 5 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 6

Cette spécialité est un générique de **COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée CABILOU 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 808 833 4

DEXTREG

caspofungine	50 mg
sous forme d'acétate de caspofungine	

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 877 4 9 : 50 mg en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée CABILOU 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 460 686 1

DEXTREG

caspofungine 70 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 877 7 0 : 70 mg en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée CASPOFUNGINE B. BRAUN 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 421 031 0

B BRAUN MELSUNGEN AG

caspofungine 50 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 844 0 3 : 50 mg en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **19 mars 2018**

Spécialité dénommée CASPOFUNGINE B. BRAUN 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 567 754 8

B BRAUN MELSUNGEN AG

caspofungine 70 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 844 1 0 : 70 mg en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **20 mars 2018**

Spécialité dénommée CASPOFUNGINE DEXTREG 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 535 897 0

DEXTREG

caspofungine 50 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 877 3 2 : 50 mg en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée CASPOFUNGINE DEXTREG 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 496 076 0

DEXTREG

caspofungine 70 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 877 6 3 : 70 mg en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée CASPOFUNGINE GNR 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 305 475 5

DIAMED BERATUNGSGESELLSCHAFT FUR PHARMAZEUTISCHE UNTERNEHMEN MBH

caspofungine 50 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour 1 flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 143 0 8 : 10 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée CASPOFUNGINE GNR 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 174 167 2

DIAMED BERATUNGSGESELLSCHAFT FUR PHARMAZEUTISCHE UNTERNEHMEN MBH

caspofungine 70 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 143 1 5 : 10 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée CASPOFUNGINE REGIOMEDICA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 456 650 2

REGIOMEDICA GmbH

caspofungine 50 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour 1 flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 135 8 5 : 15 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **23 mars 2018**

Spécialité dénommée CASPOFUNGINE REGIOMEDICA 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 640 078 5

REGIOMEDICA GmbH

caspofungine base..... 70 mg
sous forme d'acétate de caspofungine

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 135 9 2 : 15 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

Décision du **23 mars 2018**

Spécialité dénommée CEFIXIME CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 880 914 7

CRISTERS

céfixime anhydre.....200 mg
sous forme de céfixime trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 388 6 1 : 2 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 388 7 8 : 8 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 388 9 2 : 10 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 389 0 8 : 12 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 389 1 5 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 389 2 2 : 16 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 389 3 9 : 20 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 389 5 3 : 40 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 389 6 0 : 50 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 301 389 7 7 : 20 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 522 7 2 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 550 522 8 9 : 500 comprimés en plaquette (PVC/polyamide/aluminium)
- 34009 550 522 9 6 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée CEFTRIAZONE GERDA 2 g, poudre pour solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 882 958 0

LABORATOIRES GERDA

ceftriazone2 g
sous forme de ceftriazone sodique

pour un flacon de poudre

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 422 0 2 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 301 422 2 6 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 5
- 34009 301 422 3 3 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 10
- 34009 301 422 4 0 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 25
- 34009 550 535 6 9 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 50

Cette spécialité est un générique de **ROCEPHINE 2 g, poudre pour solution pour perfusion**

Décision du **21 mars 2018**

Spécialité dénommée CHLORHYDRATE D'ARTICAINE SEPTODONT 40 mg/mL ADRENALINE 1/100 000, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 907 027 1

Laboratoires SEPTODONT SA

chlorhydrate d'articaïne40 mg
adrénaline 10 microgrammes
sous forme de tartrate d'adrénaline

pour une cartouche de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 426 4 8 : 1,7 ml en cartouche (en verre) ; boîte de 50
34009 550 426 5 5 : 1,7 ml en cartouche (en verre) ; boîte de 50
34009 550 426 6 2 : 1,7 ml en cartouche (en verre) ; boîte de 200
34009 550 426 7 9 : 1,7 ml en cartouche (en verre) ; boîte de 400

Décision du **22 mars 2018**

Spécialité dénommée CHLORHYDRATE D'ARTICAINE SEPTODONT 40 mg/mL ADRENALINE 1/200 000, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 356 204 5

Laboratoires SEPTODONT SA

chlorhydrate d'articaïne 40 mg
adrénaline5 microgrammes
sous forme de tartrate d'adrénaline

pour une cartouche de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 426 8 6 : 1,7 ml en cartouche (en verre) ; boîte de 50
34009 550 426 9 3 : 1,7 ml en cartouche (en verre) ; boîte de 50
34009 550 427 0 9 : 1,7 ml en cartouche (en verre) ; boîte de 200
34009 550 427 1 6 : 1,7 ml en cartouche (en verre) ; boîte de 400

Décision du **22 mars 2018**

Spécialité dénommée CLARITHROMYCINE ACCORD 250 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 835 636 2

ACCORD HEALTHCARE France SAS

clarithromycine.....250 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 427 8 3 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 427 9 0 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 428 0 6 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 428 1 3 : 16 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 428 2 0 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 428 3 7 : 21 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 428 4 4 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 537 8 1 : 250 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 537 9 8 : 500 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée CLARITHROMYCINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 291 318 5

ACCORD HEALTHCARE France SAS

clarithromycine.....500 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 428 6 8 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 428 7 5 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 428 8 2 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 428 9 9 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 429 0 5 : 16 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 429 1 2 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 429 2 9 : 21 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 429 3 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 429 4 3 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 538 0 4 : 250 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 538 1 1 : 500 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée CLOFARABINE TILLOMED 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 843 947 7

TILLOMED LABORATORIES LIMITED

clofarabine 1 mg

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 536 1 3 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 550 536 2 0 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 4

Cette spécialité est un générique d'**EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée CLOZAPINE EG 100 mg, comprimé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 815 959 6

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

clozapine..... 100 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 340 2 3 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 340 3 0 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 340 4 7 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 340 6 1 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 499 0 6 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 499 1 3 : 60 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 499 2 0 : 84 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 499 3 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 499 4 4 : 500 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEPONEX 100 mg, comprimé sécable**

Décision du **20 mars 2018**

Spécialité dénommée CLOZAPINE EG 25 mg, comprimé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 937 625 0

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

clozapine.....25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 339 8 9 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 339 9 6 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 340 0 9 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 340 1 6 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 498 7 6 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 498 8 3 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 498 9 0 : 500 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEPONEX 25 mg, comprimé sécable**

Décision du **20 mars 2018**

Spécialité dénommée DACARBAZINE LIPOMED 1000 mg, poudre pour solution pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 005 437 6

LIPOMED GmbH

dacarbazine1000 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 182 1 4 : poudre en flacon (en verre/brun) ; boîte de 1

Décision du **20 mars 2018**

Spécialité dénommée DACARBAZINE LIPOMED 500 mg, poudre pour solution pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 736 669 5

LIPOMED GmbH

dacarbazine500 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 182 2 1 : poudre en flacon (en verre/brun) ; boîte de 1

Décision du **20 mars 2018**

Spécialité dénommée DESOGESTREL SANDOZ 75 microgrammes, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 110 670 5

SANDOZ

désogestrel75 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 555 9 5 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 1
- 34009 300 556 0 1 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 3
- 34009 550 539 9 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 6
- 34009 550 540 0 9 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 13

Cette spécialité est un générique de **CERAZETTE 0,075 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 mars 2018**

Spécialité dénommée DEXTROMETHORPHANE BIOGARAN 1,5 mg/mL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique
Code Identifiant de Spécialité : 6 579 970 5

BIOGARAN

bromhydrate de dextrométhorphane 1,5 mg

pour 1 ml de solution buvable

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 383 4 2 : 125 ml en flacon (en verre/brun)
- 34009 301 383 5 9 : 150 ml en flacon (en verre/brun)
- 34009 301 383 7 3 : 200 ml en flacon (en verre/brun)
- 34009 301 383 8 0 : 250 ml en flacon (en verre/brun)

Cette spécialité est un générique de **TUSSIDANE 1,5 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée DORZOLAMIDE/TIMOLOL SANTEN 20 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 741 648 6

Laboratoires SANTEN OY

dorzolamide	20 mg
sous forme de chlorhydrate de dorzolamide	
timolol.....	5 mg
sous forme de maléate de timolol	

pour 1 mL

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 850 2 8 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
- 34009 300 850 3 5 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3
- 34009 550 298 1 6 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 6
- 34009 301 343 5 1 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 2
- 34009 301 343 6 8 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 4

Décision du **01 mars 2018**

Spécialité dénommée ENALAPRIL/LERCANIDIPINE CRISTERS 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 762 096 2

CRISTERS

lercanidipine.....	9,44 mg
sous forme de chlorhydrate de lercanidipine.....	10 mg
énalapril	15,29 mg
sous forme de maléate d'énalapril.....	20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 282 1 3 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 282 2 0 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZANEXTRA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 mars 2018**

Spécialité dénommée ENALAPRIL/LERCANIDIPINE SANDOZ 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 441 841 8

SANDOZ

lercanidipine.....	9,44 mg
sous forme de chlorhydrate de lercanidipine.....	10 mg
énalapril	15,29 mg
sous forme de maléate d'énalapril.....	20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 388 4 7 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 388 5 4 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZANEXTRA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 mars 2018**

Spécialité dénommée ENTWEL 0,5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 081 484 7

WELDING GMBH & CO. KG

entécavir	0,5 mg
sous forme d'entécavir monohydraté	

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 441 5 2 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 550 540 2 3 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **BARACLUDE 0,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **28 mars 2018**

Spécialité dénommée ENTWEL 1 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 687 415 3

WELDING GMBH & CO. KG

entécavir	1 mg
sous forme d'entécavir monohydraté	

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 441 7 6 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 550 540 3 0 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **BARACLUDE 1 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **28 mars 2018**

Spécialité dénommée ERLOTINIB SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 100 500 1

SANDOZ

erlotinib 100 mg
sous forme de chlorhydrate d'erlotinib

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 422 6 4 : 30 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)

Cette spécialité est un générique de **TARCEVA 100 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée ERLOTINIB SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 445 292 2

SANDOZ

erlotinib 150 mg
sous forme de chlorhydrate d'erlotinib

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 422 7 1 : 30 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)

Cette spécialité est un générique de **TARCEVA 150 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée ERLOTINIB SANDOZ 25 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 699 374 1

SANDOZ

erlotinib 25 mg
sous forme de chlorhydrate d'erlotinib

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 422 5 7 : 30 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)

Cette spécialité est un générique de **TARCEVA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée ETOPOSIDE MEDAC 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 725 661 9

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

étoposide 20 mg
pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 550 530 5 7 : 5 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 550 530 6 4 : 25 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 550 530 7 1 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée ETORING 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal
Code Identifiant de Spécialité : 6 935 648 6

LABORATOIRES MAJORELLE

étonogestrel 11 mg
éthinyloestradiol 3,474 mg
pour un anneau vaginal

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 421 6 5 : 1 anneau(x) en sachet (polytéréphtalate (PET)/aluminium/polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
- 34009 301 421 7 2 : 1 anneau(x) en sachet (polytéréphtalate (PET)/aluminium/polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3
- 34009 301 421 8 9 : 1 anneau(x) en sachet (polytéréphtalate (PET)/aluminium/polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 6

Cette spécialité est un générique de **NUVARING 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal**

Décision du **30 mars 2018**

Spécialité dénommée EZETIMIBE TEVA SANTE 10 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 785 666 7

TEVA SANTE

ézétimibe 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 406 9 7 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 407 0 3 : 30 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/papier/aluminium)

34009 301 442 6 8 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 442 7 5 : 90 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/papier/aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**EZETROL 10 mg, comprimé**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée IBUPROFENE FARMALIDER 200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 506 907 2

FARMALIDER, S.A.

ibuprofène 200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 431 1 7 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Décision du **16 mars 2018**

Spécialité dénommée IMIPENEM/CILASTATINE ELC 250 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 330 224 3

ELC GROUP SRO

imipénem anhydre 250 mg

sous forme d'imipénem monohydraté

cilastatine anhydre 250 mg

sous forme de cilastatine sodique

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 440 0 8 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 550 539 3 4 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10

34009 550 539 4 1 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 25

Cette spécialité est un générique de **TIENAM 250 mg/250 mg, poudre pour perfusion**

Décision du **26 mars 2018**

Spécialité dénommée **IMIPENEM/CILASTATINE ELC 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion**

Code Identifiant de Spécialité : 6 416 918 7

ELC GROUP SRO

imipénem anhydre 500 mg
sous forme d'imipénem monohydraté
cilastatine anhydre 500 mg
sous forme de cilastatine sodique

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 497 2 0 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
34009 550 560 1 0 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 560 2 7 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 25

Cette spécialité est un générique de **TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion**

Décision du **26 mars 2018**

Spécialité dénommée **INORIAL 10 mg, comprimé orodispersible**

Code Identifiant de Spécialité : 6 445 418 6

Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA

bilastine 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 415 6 4 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 415 7 1 : 20 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 415 8 8 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 415 9 5 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Décision du **16 mars 2018**

Spécialité dénommée **INORIAL 2,5 mg/ml, solution buvable**

Code Identifiant de Spécialité : 6 728 059 1

Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA

bilastine 2,5 mg

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 416 2 5 : 120 ml en bouteille (en verre/brun) avec fermeture de sécurité) ; boîte de 1

Décision du **16 mars 2018**

Spécialité dénommée IRINOTECAN HIKMA 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 912 357 8

HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA

irinotécan 17,33 mg
sous forme de chlorhydrate d'irinotécan trihydraté..... 20 mg

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 550 535 1 4 : 2 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 550 535 2 1 : 5 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 550 535 3 8 : 15 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 550 535 5 2 : 25 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV)**

Décision du **09 mars 2018**

Spécialité dénommée IVABRADINE ALTER 5 mg, comprimé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 089 462 6

LABORATOIRES ALTER

ivabradine 5 mg
sous forme de chlorhydrate d'ivabradine..... 5,390 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 407 5 8 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 407 6 5 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 407 7 2 : 56 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 407 8 9 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 550 530 8 8 : 98 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 550 530 9 5 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 550 531 0 1 : 112 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée IVABRADINE ALTER 7,5 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 548 653 2

LABORATOIRES ALTER

ivabradine 7,5 mg
sous forme d'ivabradine (chlorhydrate d')..... 8,085 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 407 9 6 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 408 0 2 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 408 1 9 : 56 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 408 2 6 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 531 1 8 : 98 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 531 2 5 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 531 3 2 : 112 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée LEDUM COMPLEXE N°81, solution buvable en gouttes
Code Identifiant de Spécialité : 6 701 369 5

Laboratoires LEHNING

ledum palustre pour préparations homéopathiques 6 ml (3 DH)
colchicum autumnale pour préparations homéopathiques..... 6 ml (4 DH)
china rubra pour préparations homéopathiques..... 6 ml (4 DH)
ulmus campestris pour préparations homéopathiques..... 6 ml (3 DH)
benzoicum acidum pour préparations homéopathiques..... 6 ml (2 DH)

pour 30 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 337 057 1 8 : 30 ml en flacon compte-gouttes (en verre/jaune(brun)) ; boîte de 1

Décision du **01 mars 2018**

Spécialité dénommée LEVOFLOXACINE INFOMED 5 mg/mL, solution pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 511 037 3

INFOMED FLUIDS SRL

lévofloxacine 5 mg
sous forme de lévofloxacine hémihydratée

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 541 0 8 : 50 ml en poche (polyoléfine/suremballée(s)/surpochée(s)/aluminium) ; boîte de 10
34009 550 541 1 5 : 50 ml en poche (polyoléfine/suremballée(s)/surpochée(s)/aluminium) ; boîte de 50
34009 550 541 2 2 : 100 ml en poche (polyoléfine/suremballée(s)/surpochée(s)/aluminium) ; boîte de 10
34009 550 541 3 9 : 100 ml en poche (polyoléfine/suremballée(s)/surpochée(s)/aluminium) ; boîte de 30

Cette spécialité est un générique de **TAVANIC 5 mg/ml, solution pour perfusion**

Décision du **30 mars 2018**

Spécialité dénommée LINEZOLIDE ARROW 2 mg/mL, solution pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 831 691 6

ARROW GENERIQUES

linézolide 2 mg

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 415 3 5 : 300 ml en poche (polypropylène) ; boîte de 1
34009 550 415 4 2 : 300 ml en poche (polypropylène) ; boîte de 5
34009 550 415 5 9 : 300 ml en poche (polypropylène) ; boîte de 10
34009 550 415 6 6 : 300 ml en poche (polypropylène) ; boîte de 25

Cette spécialité est un générique de **ZYVOXID 2 mg/ml, solution pour perfusion**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée LOLISTREL CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé
Code Identifiant de Spécialité : 6 409 978 5

MYLAN SAS

lévonorgestrel 100 microgrammes
éthinyloestradiol 20 microgrammes

pour un comprimé enrobé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 405 6 7 : Comprimés enrobés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium). Boîte de 1 plaquette de 28 comprimés

34009 301 405 7 4 : Comprimés enrobés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium). Boîte de 3 plaquettes de 28 comprimés

Cette spécialité est un générique de **FEMOSIA, comprimé enrobé**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée MEROPENEM BRADEX 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 511 739 6

BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A.

méropénem anhydre 1000,00 mg
sous forme de méropénem trihydraté

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 426 3 9 : 30 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10

34009 550 536 9 9 : 30 ml en flacon (en verre) ; boîte de 50

Cette spécialité est un générique de **MERONEM 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

Décision du **16 mars 2018**

Spécialité dénommée MEROPENEM BRADEX 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 087 747 7

BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A.

méropénem anhydre..... 500,00 mg
sous forme de méropénem trihydraté

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 426 4 6 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10

34009 550 537 0 5 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 50

Cette spécialité est un générique de **MERONEM 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

Décision du **16 mars 2018**

Spécialité dénommée NALOXONE ADAPT PHARMA 1,8 mg, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose

Code Identifiant de Spécialité : 6 966 465 1

ADAPT PHARMA OPERATIONS LIMITED

naloxone 1,8 mg
sous forme de chlorhydrate de naloxone dihydraté

pour une unidose de 0,1 mL

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 369 1 1 : 0,1 ml en flacon (pulvérisateur(s)/unidose(s)/en verre) ; boîte de 2

Décision du **27 mars 2018**

Spécialité dénommée NALOXONE ADAPT PHARMA 3,6 mg, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose

Code Identifiant de Spécialité : 6 044 053 8

ADAPT PHARMA OPERATIONS LIMITED

naloxone 3,6 mg
sous forme de chlorhydrate de naloxone dihydraté

pour une unidose de 0,1 mL

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 369 2 8 : 0,1 ml en flacon (pulvérisateur(s)/unidose(s)/en verre) ; boîte de 2

Décision du **27 mars 2018**

Spécialité dénommée ORATIKA 10 mg, comprimé orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 142 503 7

SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT

tartrate de zolpidem 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 414 8 9 : 7 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 415 0 2 : 14 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 415 1 9 : 20 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 415 2 6 : 21 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 415 3 3 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 415 4 0 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 532 4 8 : 50 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 532 6 2 : 60 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 532 7 9 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 532 8 6 : 150 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée ORATIKA 5 mg, comprimé orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 576 451 9

SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT

tartrate de zolpidem 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 414 5 8 : 14 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 414 6 5 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 414 7 2 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 532 2 4 : 56 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 532 3 1 : 60 comprimés en plaquette (aluminium)

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique

Code Identifiant de Spécialité : 6 551 242 9

Coopération Pharmaceutique Française

boldine 0,5 mg
dihydrogénophosphate de sodium anhydre 132 mg
sulfate de sodium anhydre 54 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 430 9 4 : 12 comprimés en tube (polypropylène) ; boîte de 2

Décision du **30 mars 2018**

Spécialité dénommée PAROXETINE BLUEPHARMA 20 mg, comprimé pelliculé sécable

Code Identifiant de Spécialité : 6 094 303 0

BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

paroxétine 20 mg
sous forme de chlorhydrate de paroxétine anhydre

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 440 2 2 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 440 3 9 : 14 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 440 4 6 : 20 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 440 5 3 : 28 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 440 6 0 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 440 7 7 : 56 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 440 8 4 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 539 6 5 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 539 7 2 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 539 8 9 : 500 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **27 mars 2018**

Spécialité dénommée PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4 mg/10 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 084 486 5

HCS bvba

périndopril	3,34 mg
sous forme de périndopril tert-butylamine	4 mg
amlodipine	10 mg
sous forme de bésilate d'amlodipine	

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 427 0 7 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boite de 30

34009 301 427 1 4 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boite de 90

Cette spécialité est un générique de **COVERAM 5 mg/10 mg, comprimé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4 mg/5 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 835 148 6

HCS bvba

périndopril	3,34 mg
sous forme de périndopril tert-butylamine	4 mg
amlodipine	5 mg
sous forme de bésilate d'amlodipine	

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 426 6 0 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boite de 30

34009 301 426 8 4 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boite de 90

Cette spécialité est un générique de **COVERAM 5 mg/5 mg, comprimé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8 mg/10 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 174 300 4

HCS bvba

périndopril	6,68 mg
sous forme de périndopril tert-butylamine	8 mg
amlodipine	10 mg
sous forme de bésilate d'amlodipine	

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 427 5 2 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boite de 30

34009 301 427 6 9 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boite de 90

Cette spécialité est un générique de **COVERAM 10 mg/10 mg, comprimé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8 mg/5 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 710 236 8

HCS bvba

périndopril	6,68 mg
sous forme de périndopril tert-butylamine	8 mg
amlodipine	5 mg
sous forme de bésilate d'amlodipine	

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 427 2 1 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boite de 30

34009 301 427 4 5 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boite de 90

Cette spécialité est un générique de **COVERAM 10 mg/5 mg, comprimé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée PRAMIPEXOLE TEVA LP 0,26 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 778 529 8

TEVA SANTE

pramipexole 0,26 mg
sous forme de dichlorhydrate de pramipexole monohydraté 0,375 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 406 3 5 : 10 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)
34009 301 406 4 2 : 30 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)

Cette spécialité est un générique de **SIFROL 0,26 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée PRAMIPEXOLE TEVA LP 0,52 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 983 275 0

TEVA SANTE

pramipexole 0,52 mg
sous forme de dichlorhydrate de pramipexole monohydraté 0,75 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 406 1 1 : 10 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)
34009 301 406 2 8 : 30 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)

Cette spécialité est un générique de **SIFROL 0,52 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée PRAMIPEXOLE TEVA LP 1,05 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 891 968 6

TEVA SANTE

pramipexole 1,05 mg
sous forme de dichlorhydrate de pramipexole monohydraté 1,5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 405 9 8 : 10 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)
34009 301 406 0 4 : 30 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)

Cette spécialité est un générique de **SIFROL 1,05 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée PRAMIPEXOLE TEVA LP 2,1 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 545 284 3

TEVA SANTE

pramipexole 2,1 mg
sous forme de dichlorhydrate de pramipexole monohydraté 3 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 405 8 1 : 30 comprimés en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC)

Cette spécialité est un générique de **SIFROL 2,1 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée PRASUGREL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 536 146 8

TEVA BV

prasugrel 10 mg
sous forme de bromhydrate de prasugrel

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 418 1 6 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 418 2 3 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 30

34009 301 418 3 0 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/polyéthylène)

34009 301 418 5 4 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 30

34009 550 533 2 3 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 550 533 3 0 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 90

34009 550 533 4 7 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/polyéthylène)

34009 550 533 5 4 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 90

Cette spécialité est un générique d'**EFIENT 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **07 mars 2018**

Spécialité dénommée PRAVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 10 mg, comprimé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 866 972 0

EVOLUPHARM

pravastatine sodique..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 389 8 4 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 389 9 1 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 390 1 1 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 390 3 5 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 390 4 2 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 390 5 9 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 390 6 6 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 301 390 7 3 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 523 1 9 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**ELISOR 10 mg, comprimé sécable**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée PRAVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 20 mg, comprimé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 931 840 0

EVOLUPHARM

pravastatine sodique..... 20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 390 8 0 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 390 9 7 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 391 0 3 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 391 1 0 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 391 2 7 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 391 3 4 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 391 4 1 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 301 391 5 8 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 523 2 6 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**ELISOR 20 mg, comprimé sécable**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée PRAVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 40 mg, comprimé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 061 917 4

EVOLUPHARM

pravastatine sodique..... 40 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 391 6 5 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 391 7 2 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 391 8 9 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 392 0 2 : 84 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 392 1 9 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 550 523 3 3 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
- 34009 301 392 2 6 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 523 4 0 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 523 5 7 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**ELISOR 40 mg, comprimé**

Décision du **13 mars 2018**

Spécialité dénommée RENNIE SANS SUCRE, poudre orale en sachet édulcorée au xylitol et à la saccharine sodique

Code Identifiant de Spécialité : 6 512 387 6

BAYER HEALTHCARE SAS

carbonate de calcium..... 680 mg

oxyde de magnésium lourd 80 mg

pour un sachet

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 357 0 9 : poudre en sachet (polyéthylène/aluminium) ; boîte de 10
- 34009 301 357 1 6 : poudre en sachet (polyéthylène/aluminium) ; boîte de 20

Décision du **21 mars 2018**

Spécialité dénommée RISEDRONATE CIPLA 35 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 528 865 7

CIPLA EUROPE NV

risédronate monosodique anhydre 35 mg

sous forme de risédronate monosodique hémipentahydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 026 8 1 : 4 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 300 026 9 8 : 12 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ACTONEL 35 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **09 mars 2018**

Spécialité dénommée RISEDRONATE PHARMANEL 75 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 012 390 8

PHARMANEL COMMERCIAL PHARMACEUTICAL SA

acide risédronique 69,6 mg
sous forme de risédronate monosodique hémipentahydraté 86,1 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 436 5 0 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC)
34009 301 436 6 7 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC)
34009 301 436 7 4 : 6 comprimés en plaquette (PVC/PVDC)
34009 301 436 8 1 : 2 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 301 436 9 8 : 4 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 301 437 0 4 : 6 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 550 538 4 2 : 8 comprimés en plaquette (PVC/PVDC)
34009 550 538 5 9 : 8 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ACTONEL 75 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 mars 2018**

Spécialité dénommée ROCURONIUM HIKMA 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 372 755 0

HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA

bromure de rocuronium 10 mg

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 538 6 6 : 5 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10

Cette spécialité est un générique d'**ESMERON 10 mg/ml, solution injectable**

Décision du **21 mars 2018**

Spécialité dénommée ROSUVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 436 134 4

LABORATOIRES ALTER

rosuvastatine 20 mg
sous forme de rosuvastatine calcique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 438 3 4 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 438 4 1 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 438 6 5 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 301 438 7 2 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **23 mars 2018**

Spécialité dénommée SITAGLIPTINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 015 778 9

BIOGARAN

sitagliptine 100 mg
sous forme de tartrate de sitagliptine monohydraté 139,04 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 405 5 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 530 3 3 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 530 4 0 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **JANUVIA 100 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée SITAGLIPTINE BIOGARAN 25 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 144 586 9

BIOGARAN

sitagliptine 25 mg
sous forme de tartrate de sitagliptine monohydraté 34,76 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 405 3 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 529 8 2 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 529 9 9 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **JANUVIA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée SITAGLIPTINE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 479 256 5

BIOGARAN

sitagliptine 50 mg
sous forme de tartrate de sitagliptine monohydraté 69,52 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 405 4 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 530 0 2 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 530 1 9 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **JANUVIA 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL GOIBELA 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 548 210 3

LABORATORIOS CINFA SA

tadalafil..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 405 1 2 : 4 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL GOIBELA 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 892 168 7

LABORATORIOS CINFA SA

tadalafil..... 20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 404 2 0 : 4 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 301 404 8 2 : 8 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 301 404 9 9 : 12 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL GOIBELA 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 861 621 2

LABORATORIOS CINFA SA

tadalafil..... 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 405 2 9 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL QUIVER 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 843 068 8

ARROW GENERIQUES

tadalafil..... 20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 418 7 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 418 8 5 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ADCIRCA 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **08 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL SUN 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 670 400 5

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV

tadalafil..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 445 4 1 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 445 5 8 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 445 6 5 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 541 5 3 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 541 6 0 : 84 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **30 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL SUN 2,5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 952 377 5

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV

tadalafil.....2,5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 444 8 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 2,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **30 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL SUN 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 784 046 7

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV

tadalafil.....20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 445 7 2 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 445 8 9 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 445 9 6 : 8 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 446 0 2 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 446 1 9 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 541 7 7 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 541 8 4 : 84 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 550 541 9 1 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **30 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL SUN 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 994 823 5

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV

tadalafil.....5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 444 9 7 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 445 0 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 445 2 7 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 445 3 4 : 84 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **30 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL TEVA PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 531 990 7

TEVA SANTE

tadalafil..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 136 6 0 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 301 136 7 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)
; boîte de 4

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL TEVA PHARMA 2,5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 375 229 7

TEVA SANTE

tadalafil..... 2,50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 136 1 5 : 28 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 301 136 2 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)
; boîte de 28

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 2,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL TEVA PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 639 428 2

TEVA SANTE

tadalafil.....20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 136 8 4 : 2 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 301 137 0 7 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 301 137 1 4 : 8 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 301 137 2 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)
; boîte de 4

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 mars 2018**

Spécialité dénommée TADALAFIL TEVA PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 445 310 2

TEVA SANTE

tadalafil.....5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 136 3 9 : 14 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 301 136 4 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 301 136 5 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)
; boîte de 28

Cette spécialité est un générique de **CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 mars 2018**

Spécialité dénommée TAKROZEM 0,1 %, pommade

Code Identifiant de Spécialité : 6 608 017 1

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

tacrolimus 1 mg
sous forme de tacrolimus monohydraté

pour 1 g de pommade

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 438 0 3 : 10 g en tube (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
34009 301 438 1 0 : 30 g en tube (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
34009 301 438 2 7 : 60 g en tube (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **PROTOPIC 0,1 %, pommade**

Décision du **22 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 100 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 226 842 5

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre 100 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique 111,3 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 195 4 2 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 6 8 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 7 5 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 8 2 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 9 9 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 1 2 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 2 9 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 112 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 186 489 9

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre..... 112 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique..... 124,6 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 195 2 8 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 3 6 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 4 3 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 5 0 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 6 7 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 7 4 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 8 1 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 125 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 194 684 8

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre..... 125 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique..... 139,1 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 195 3 5 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 513 9 8 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 0 4 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 1 1 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 2 8 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 3 5 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 4 2 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 137 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 985 031 4

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre.....137 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique.....152,4 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 196 1 0 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 5 9 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 6 6 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 8 0 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 514 9 7 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 0 3 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 1 0 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 150 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 244 943 6

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre.....150 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique.....166,9 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 195 5 9 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 2 7 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 4 1 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 5 8 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 6 5 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 7 2 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 8 9 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 175 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 501 544 1

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre.....175 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique.....194,7 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 195 9 7 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 515 9 6 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 0 2 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 1 9 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 2 6 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 3 3 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 4 0 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 200 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 993 343 6

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre.....200 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique.....222,5 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 196 2 7 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 5 7 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 6 4 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 7 1 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 8 8 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 516 9 5 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 517 0 1 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 25 microgrammes, comprimé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 408 507 7

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre..... 25 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique..... 27,8 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 195 8 0 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 509 9 5 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 0 8 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 2 2 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 3 9 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 4 6 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 5 3 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 50 microgrammes, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 777 720 9

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre..... 50 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique..... 55,6 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 196 0 3 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 6 0 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 7 7 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 8 4 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 510 9 1 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 0 7 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 1 4 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 75 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 300 642 2

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre..... 75 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique..... 83,4 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 195 7 3 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 2 1 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 3 8 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 4 5 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 5 2 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 6 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 7 6 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **02 mars 2018**

Spécialité dénommée THEVIER 88 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 281 196 7

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

lévothyroxine sodique anhydre..... 88 microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique..... 97,9 microgrammes

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 195 6 6 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 511 9 0 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 0 6 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 1 3 : 84 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 2 0 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 3 7 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 512 5 1 : 112 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Décision du **05 mars 2018**

Spécialité dénommée TRAVOPROST BIOGARAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 336 740 1

BIOGARAN

travoprost..... 40 microgrammes

pour 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 397 3 8 : 2,5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 1

34009 550 526 1 6 : 2,5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique de **TRAVATAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée TRAVOPROST MEDIPHA 40 microgrammes/mL, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 025 631 0

MEDIPHA SANTE

travoprost..... 40 microgrammes

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 361 7 1 : 2,5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 1

34009 550 506 3 6 : 2,5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique de **TRAVATAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution**

Décision du **21 mars 2018**

Spécialité dénommée VALERIANE LABIMA, comprimé enrobé
Code Identifiant de Spécialité : 6 431 039 2

LABIMA

extrait sec de racine de valériane 450 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 295 7 9 : 10 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 295 8 6 : 20 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 295 9 3 : 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 296 0 9 : 40 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium)

34009 301 296 1 6 : 50 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium)

Décision du **08 mars 2018**

Spécialité dénommée VALSIMIA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 285 240 5

ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC (SA)

amlodipine 10 mg
sous forme de bésilate d'amlodipine
valsartan 160 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 420 6 6 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 420 7 3 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 420 8 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 421 0 3 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 421 1 0 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 421 2 7 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 421 3 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 56
34009 550 534 5 3 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 534 6 0 : 280 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 534 7 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 98
34009 550 534 9 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 280

Cette spécialité est un générique d'**EXFORGE 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **09 mars 2018**

Spécialité dénommée VALSIMIA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 203 480 3

ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC (SA)

amlodipine 5 mg
sous forme de bésylate d'amlodipine
valsartan 160 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 419 9 1 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 420 0 4 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 420 1 1 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 420 2 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 420 3 5 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 420 4 2 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 420 5 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 56
34009 550 534 1 5 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 534 2 2 : 280 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 534 3 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 98
34009 550 534 4 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 280

Cette spécialité est un générique d'**EXFORGE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **09 mars 2018**

Spécialité dénommée VALSIMIA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 647 912 4

ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC (SA)

amlodipine 5 mg
sous forme de bésylate d'amlodipine
valsartan 80 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 419 2 2 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 419 3 9 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 419 4 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 419 5 3 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 419 6 0 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 419 7 7 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 419 8 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 56
34009 550 533 7 8 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 533 8 5 : 280 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 533 9 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 98
34009 550 534 0 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 280

Cette spécialité est un générique d'**EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **09 mars 2018**

Spécialité dénommée VARDENAFIL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 385 717 7

Krka, dd, Novo mesto

vardénafil 10 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 411 0 6 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 411 1 3 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 411 2 0 : 8 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 411 3 7 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 411 4 4 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 411 5 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 2
34009 301 411 6 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 4
34009 301 411 7 5 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 8
34009 301 411 8 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 12
34009 301 411 9 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 20

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée VARDENAFIL KRKA 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 976 192 6

Krka, dd, Novo mesto

vardénafil 20 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 412 0 5 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 412 1 2 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 412 2 9 : 8 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 412 3 6 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 412 4 3 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 412 5 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 2
34009 301 412 7 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 4
34009 301 412 8 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 8
34009 301 412 9 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 12
34009 301 413 0 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 20

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée VARDENAFIL KRKA 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 303 763 1

Krka, dd, Novo mesto

vardénafil 5 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 409 9 4 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 410 0 7 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 410 1 4 : 8 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 410 2 1 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 410 4 5 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 410 5 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 2
34009 301 410 6 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 4
34009 301 410 7 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 8
34009 301 410 8 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 12
34009 301 410 9 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 20

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 mars 2018**

Spécialité dénommée VARDENAFIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 793 369 7

SANDOZ

vardénafil 10 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 088 9 5 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 089 1 8 : 8 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée VARDENAFIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 449 132 7

SANDOZ

vardénafil 20 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 089 8 7 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 089 9 4 : 8 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 090 0 7 : 12 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 090 1 4 : 20 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée VARDENAFIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 707 562 2

SANDOZ

vardénafil 5 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 088 0 2 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 mars 2018**

Spécialité dénommée ZONISAMIDE PHARMAKI GENERICS 100 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 313 868 7

PHARMAKI GENERICS LTD

zonisamide..... 100 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 432 2 3 : 14 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 432 3 0 : 28 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 432 4 7 : 56 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 432 5 4 : 84 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZONEGRAN 100 mg, gélule**

Décision du **29 mars 2018**

Spécialité dénommée ZONISAMIDE PHARMAKI GENERICS 25 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 167 913 5

PHARMAKI GENERICS LTD

zonisamide..... 25 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 431 4 8 : 14 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 431 5 5 : 28 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 431 6 2 : 56 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 431 7 9 : 84 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZONEGRAN 25 mg, gélule**

Décision du **29 mars 2018**

Spécialité dénommée ZONISAMIDE PHARMAKI GENERICS 50 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 850 104 6

PHARMAKI GENERICS LTD

zonisamide..... 50 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 431 8 6 : 14 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 431 9 3 : 28 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 432 0 9 : 56 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 432 1 6 : 84 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZONEGRAN 50 mg, gélule**

Décision du **29 mars 2018**

Spécialité dénommée ZONISAMIDE SANDOZ 100 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 274 155 4

SANDOZ

zonisamide..... 100 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 585 7 2 : 28 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 300 585 8 9 : 56 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 212 6 1 : 98 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 212 7 8 : 196 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZONEGRAN 100 mg, gélule**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée ZONISAMIDE SANDOZ 25 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 312 752 7

SANDOZ

zonisamide..... 25 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 584 9 7 : 14 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 300 585 0 3 : 28 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 300 585 5 8 : 56 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZONEGRAN 25 mg, gélule**

Décision du **12 mars 2018**

Spécialité dénommée ZONISAMIDE SANDOZ 50 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 446 765 7

SANDOZ

zonisamide..... 50 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 585 1 0 : 14 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 300 585 2 7 : 28 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 300 585 3 4 : 56 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZONEGRAN 50 mg, gélule**

Décision du **12 mars 2018**