

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
68052014	QUADRAMET, solution injectable	CIS BIO INTERNATIONAL	5609869	3400956098699	1 flacon(s) en verre de 1,3 GBq/ml
60382608	QUADRASA 2 g, poudre pour solution rectale	NORGINE PHARMA	3425409	3400934254093	7 flacon(s) polyéthylène de 4,2 g avec canule
60382608	QUADRASA 2 g, poudre pour solution rectale	NORGINE PHARMA	5601508	3400956015085	1 flacon(s) polyéthylène de 4,2 g avec canule
64588580	QUASYM L.P. 10 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	3776178	3400937761789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 10 gélule(s)
64588580	QUASYM L.P. 10 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	3776184	3400937761840	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
64588580	QUASYM L.P. 10 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	5702681	3400957026813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 gélule(s)
64588580	QUASYM L.P. 10 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	5702698	3400957026981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
68496649	QUASYM L.P. 20 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	3776190	3400937761901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 10 gélule(s)
68496649	QUASYM L.P. 20 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	3776209	3400937762090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
68496649	QUASYM L.P. 20 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	3783132	3400937831321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 gélule(s)
68496649	QUASYM L.P. 20 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	5702712	3400957027124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
63814140	QUASYM L.P. 30 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	3776215	3400937762151	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 10 gélule(s)
63814140	QUASYM L.P. 30 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	3776221	3400937762212	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
63814140	QUASYM L.P. 30 mg, gélule à libération modifiée	UCB PHARMA	3783149	3400937831499	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 gélule(s)
65691327	QUESTRAN 4 G, poudre orale en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3150272	3400931502722	50 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4,68 g
65691327	QUESTRAN 4 G, poudre orale en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3220788	3400932207886	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4,68 g
69995142	QUIETILINE, comprimé quadrisécable	SCIENCEX	3477234	3400934772344	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62564029	QUIETIVAL, suspension buvable de plante fraîche en récipient unidose	CHEFARO ARDEVAL	3329108	3400933291082	7 récipient(s) unidose(s) de 10 ml
60905955	QUIETUDE, sirop	BOIRON	3527251	3400935272515	1 flacon(s) en verre avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène de 200 ml
65509148	QUINAPRIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3763359	3400937633598	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
65509148	QUINAPRIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3767133	3400937671330	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
65509148	QUINAPRIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3767156	3400937671569	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 comprimé(s)
65509148	QUINAPRIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3767162	3400937671620	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 84 comprimé(s)
65509148	QUINAPRIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3767179	3400937671798	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 90 comprimé(s)
65509148	QUINAPRIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	5698749	3400956987498	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 100 comprimé(s)
63803457	QUINAPRIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3763342	3400937633420	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
63803457	QUINAPRIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3767096	3400937670968	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
63803457	QUINAPRIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3767104	3400937671040	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 comprimé(s)
63803457	QUINAPRIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3767110	3400937671101	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 84 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63803457	QUINAPRIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	3767127	3400937671279	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 90 comprimé(s)
63803457	QUINAPRIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable	GAYRARD PASCALE	5698732	3400956987320	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 100 comprimé(s)
61168571	QUINAPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3780033	3400937800334	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
62402116	QUINAPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3779975	3400937799751	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
67421017	QUINAPRIL MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3647222	3400936472228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67421017	QUINAPRIL MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3647239	3400936472396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67421017	QUINAPRIL MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3738367	3400937383677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67421017	QUINAPRIL MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3738373	3400937383738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67421017	QUINAPRIL MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3749537	3400937495370	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63997485	QUINAPRIL MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3624681	3400936246812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63997485	QUINAPRIL MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5649633	3400956496334	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65345414	QUINAPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3743339	3400937433396	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65345414	QUINAPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3743345	3400937433457	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65345414	QUINAPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3743351	3400937433518	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65345414	QUINAPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3744681	3400937446815	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
65345414	QUINAPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3744698	3400937446983	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65345414	QUINAPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5685445	3400956854455	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61353673	QUINAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3671054	3400936710542	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61353673	QUINAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3671060	3400936710603	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
61353673	QUINAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3731767	3400937317672	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
61353673	QUINAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5666442	3400956664429	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
60895201	QUINAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3744706	3400937447065	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60895201	QUINAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3744712	3400937447126	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60895201	QUINAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3744729	3400937447294	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60895201	QUINAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3744735	3400937447355	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
60895201	QUINAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3744741	3400937447416	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60895201	QUINAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5685675	3400956856756	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69242340	QUINAPRIL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3639151	3400936391512	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69242340	QUINAPRIL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5651989	3400956519897	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
60568559	QUINAPRIL TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3639168	3400936391680	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
60568559	QUINAPRIL TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5651995	3400956519958	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
62780450	QUINAPRIL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3639145	3400936391451	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
62780450	QUINAPRIL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	5651972	3400956519729	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
69447459	QUINAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3779892	3400937798921	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
69447459	QUINAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3781699	3400937816991	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
69447459	QUINAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3781707	3400937817073	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 84 comprimé(s)
69447459	QUINAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3781713	3400937817134	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 90 comprimé(s)
64180493	QUINAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3779900	3400937799003	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 28 comprimé(s)
64180493	QUINAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3781653	3400937816533	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 30 comprimé(s)
64180493	QUINAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3781676	3400937816762	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 84 comprimé(s)
64180493	QUINAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3781682	3400937816823	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 90 comprimé(s)
67900551	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3768730	3400937687300	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67900551	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5699571	3400956995714	piulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67872828	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	WYVERN MEDICAL	3768747	3400937687478	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67872828	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	WYVERN MEDICAL	3768753	3400937687539	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67872828	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	WYVERN MEDICAL	3768776	3400937687768	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67872828	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	WYVERN MEDICAL	3768782	3400937687829	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
64289681	QUINIMAX 125 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3436488	3400934364884	tube(s) polypropylène de 18 comprimé(s)
64289681	QUINIMAX 125 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3436494	3400934364945	sachet(s) polyéthylène de 18 comprimé(s)
64289681	QUINIMAX 125 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3436502	3400934365027	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 18 comprimé(s)
64289681	QUINIMAX 125 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3436519	3400934365195	tube(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
64289681	QUINIMAX 125 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3436525	3400934365256	sachet(s) polyéthylène de 500 comprimé(s)
64289681	QUINIMAX 125 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3436531	3400934365317	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 500 comprimé(s)
65840002	QUINIMAX 125 mg/1 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3427213	3400934272134	3 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
65840002	QUINIMAX 125 mg/1 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3427236	3400934272363	25 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
64168498	QUINIMAX 250 mg/2 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3427242	3400934272424	3 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 2 ml
64168498	QUINIMAX 250 mg/2 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3427259	3400934272592	25 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69713550	QUINIMAX 500 mg, comprimé sécable pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3413501	3400934135019	tube(s) polypropylène de 9 comprimé(s)
69713550	QUINIMAX 500 mg, comprimé sécable pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5597161	3400955971610	tube(s) polypropylène de 300 comprimé(s)
66182379	QUINIMAX 500 mg/4 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3427265	3400934272653	3 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 4 ml
66182379	QUINIMAX 500 mg/4 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3427271	3400934272714	25 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 4 ml
62054695	QUININE CHLORHYDRATE LAFRAN 224,75 mg, comprimé	LAFRAN	3088751	3400930887516	tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 comprimé(s)
62054695	QUININE CHLORHYDRATE LAFRAN 224,75 mg, comprimé	LAFRAN	3544640	3400935446404	tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 9 comprimé(s)
62054695	QUININE CHLORHYDRATE LAFRAN 224,75 mg, comprimé	LAFRAN	5597190	3400955971900	1 boîte(s) polypropylène de 1000 comprimé(s)
69391302	QUININE CHLORHYDRATE LAFRAN 449,50 mg, comprimé	LAFRAN	3088774	3400930887745	tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 comprimé(s)
69391302	QUININE CHLORHYDRATE LAFRAN 449,50 mg, comprimé	LAFRAN	3544657	3400935446572	tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 9 comprimé(s)
69391302	QUININE CHLORHYDRATE LAFRAN 449,50 mg, comprimé	LAFRAN	5597209	3400955972099	1 boîte(s) polypropylène de 1000 comprimé(s)
61345705	QUININE RENAUDIN 245 mg/ml, solution injectable pour perfusion IV	RENAUDIN	3540085	3400935400857	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
61345705	QUININE RENAUDIN 245 mg/ml, solution injectable pour perfusion IV	RENAUDIN	3540091	3400935400918	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
61345705	QUININE RENAUDIN 245 mg/ml, solution injectable pour perfusion IV	RENAUDIN	3540116	3400935401168	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
61345705	QUININE RENAUDIN 245 mg/ml, solution injectable pour perfusion IV	RENAUDIN	3540122	3400935401229	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
61345705	QUININE RENAUDIN 245 mg/ml, solution injectable pour perfusion IV	RENAUDIN	3540139	3400935401397	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
63654935	QUININE SULFATE LAFRAN 217,2 mg, comprimé	LAFRAN	3088780	3400930887806	tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 comprimé(s)
63654935	QUININE SULFATE LAFRAN 217,2 mg, comprimé	LAFRAN	5597184	3400955971849	1 boîte(s) polypropylène de 1000 comprimé(s)
62729527	QUININE SULFATE LAFRAN 434,4 mg, comprimé	LAFRAN	3088805	3400930888056	tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 comprimé(s)
62729527	QUININE SULFATE LAFRAN 434,4 mg, comprimé	LAFRAN	5597178	3400955971788	1 boîte(s) polypropylène de 1000 comprimé(s)
60688245	QUININE VITAMINE C GRAND, comprimé enrobé	GOMENOL	3088745	3400930887455	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 comprimé(s)
65487723	QUINISEDINE, comprimé enrobé	PHYSEA	3088828	3400930888285	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62532661	QUINOCARBINE, comprimé enrobé	SANDOZ	3202201	3400932022014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
62532661	QUINOCARBINE, comprimé enrobé	SANDOZ	3285664	3400932856640	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62532661	QUINOCARBINE, comprimé enrobé	SANDOZ	3285670	3400932856701	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67199157	QUINOFORME 0,5 g/2 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3088900	3400930889008	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
68367572	QUINOFORME 219 mg/1 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3088892	3400930888926	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
60495221	QUINTALENE ADULTES, sirop	COOPER	3080465	3400930804650	1 flacon(s) brun en verre de 250 ml
68687889	QUINTALENE ENFANTS, sirop	COOPER	3464651	3400934646515	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
69126930	QUINTASA 1 g, suppositoire	PHARMACEUTIQUE NORDIQUE	3371642	3400933716424	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 5 suppositoire(s)
63205374	QUINTASA 1 g/100 ml, suspension rectale	PHARMACEUTIQUE NORDIQUE	3365044	3400933650445	5 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
69546980	QUINTASA 500 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NORDIQUE	3365021	3400933650216	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
69546980	QUINTASA 500 mg, comprimé	PHARMACEUTIQUE NORDIQUE	3365038	3400933650384	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67661101	QUINTONINE, sirop	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3089035	3400930890356	1 flacon(s) en verre de 90 ml
67661101	QUINTONINE, sirop	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3213860	3400932138609	1 flacon(s) en verre de 540 ml
67661101	QUINTONINE, sirop	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3226868	3400932268689	2 flacon(s) en verre de 90 ml
62658215	QUINTOPAN, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3442810	3400934428104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
61013140	QUINTOPAN, solution buvable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3427526	3400934275265	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet doseur
61013140	QUINTOPAN, solution buvable	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3427532	3400934275326	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 200 ml avec gobelet doseur

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60607300	QUITADRILL 5 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3447658	3400934476587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
63046819	QUITAXON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	NEPALM	3332926	3400933329266	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
65241718	QUITAXON 10 mg/ml, solution buvable en gouttes	NEPALM	3125972	3400931259725	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes
65241718	QUITAXON 10 mg/ml, solution buvable en gouttes	NEPALM	3190165	3400931901655	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec compte-gouttes
61106064	QUITAXON 25 mg/2 ml, solution injectable	NEPALM	3126026	3400931260264	10 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63940790	QUITAXON 50 mg, comprimé pelliculé sécable	NEPALM	3332932	3400933329327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63940790	QUITAXON 50 mg, comprimé pelliculé sécable	NEPALM	3332949	3400933329495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 comprimé(s)
65990233	QUIXIL, solutions pour colle intralésionnelle	OMRIX BIOPHARMACEUTICALS	5650926	3400956509263	1 flacon(s) en verre de 1 ml - 1 flacon(s) en verre de 1 ml avec dispositif(s) d'administration
65990233	QUIXIL, solutions pour colle intralésionnelle	OMRIX BIOPHARMACEUTICALS	5650932	3400956509324	1 flacon(s) en verre de 2 ml - 1 flacon(s) en verre de 2 ml avec dispositif(s) d'administration
65990233	QUIXIL, solutions pour colle intralésionnelle	OMRIX BIOPHARMACEUTICALS	5650949	3400956509492	1 flacon(s) en verre de 5 ml - 1 flacon(s) en verre de 5 ml avec dispositif(s) d'administration
63238253	QUOMEM L.P.150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SAINT GERMAIN	3572961	3400935729613	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 30 comprimé(s)
63238253	QUOMEM L.P.150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SAINT GERMAIN	3572978	3400935729781	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 40 comprimé(s)
63238253	QUOMEM L.P.150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SAINT GERMAIN	3572984	3400935729842	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 50 comprimé(s)
63238253	QUOMEM L.P.150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SAINT GERMAIN	3572990	3400935729903	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 60 comprimé(s)
63238253	QUOMEM L.P.150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SAINT GERMAIN	3573009	3400935730091	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 100 comprimé(s)
68081208	QUOTANE 0,5 POUR CENT, crème	ZAMBON FRANCE	3089124	3400930891247	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64534006	QUOTIVIT O E, comprimé pelliculé	MAYOLY-SPINDLER	3089176	3400930891766	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64534006	QUOTIVIT O E, comprimé pelliculé	MAYOLY-SPINDLER	3281123	3400932811236	1 flacon(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
67089369	QVAR AUTOHALER 100 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3516052	3400935160522	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec embout buccal avec valve doseuse de 100 dose(s)
67089369	QVAR AUTOHALER 100 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3516069	3400935160690	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec embout buccal avec valve doseuse de 200 dose(s)
62486826	QVAR AUTOHALER 50 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3516098	3400935160980	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 100 dose(s) avec valve doseuse avec embout buccal
62486826	QVAR AUTOHALER 50 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3516106	3400935161062	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 200 dose(s) avec valve doseuse avec embout buccal
61903220	QVARPRESS 50 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3516075	3400935160751	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal de 100 doses
61903220	QVARPRESS 50 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3516081	3400935160812	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal de 200 doses
67723510	R.O.R. VAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux atténué.	SANOFI PASTEUR MSD	3367362	3400933673628	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
67723510	R.O.R. VAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux atténué.	SANOFI PASTEUR MSD	3596536	3400935965363	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65513082	R.O.R., poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole	SANOFI PASTEUR	3277765	3400932777655	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65513082	R.O.R., poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole	SANOFI PASTEUR	3277771	3400932777716	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65513082	R.O.R., poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole	SANOFI PASTEUR	3277788	3400932777884	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s) - 10 flacon(s) en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65513082	R.O.R., poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole	SANOPI PASTEUR	3708484	3400937084840	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
60163226	RABIPUR, poudre et solvant pour solution injectable. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS (ALLEMAGNE)	3627679	3400936276796	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec seringue(s) polypropylène
60163226	RABIPUR, poudre et solvant pour solution injectable. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS (ALLEMAGNE)	3646659	3400936466593	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
67940065	RADIOSELECTAN URINAIRE 30 POUR CENT (146 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3089466	3400930894668	1 flacon(s) en verre de 250 ml avec matériel de perfusion
67940065	RADIOSELECTAN URINAIRE 30 POUR CENT (146 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592117	3400955921172	10 flacon(s) en verre de 250 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3089437	3400930894378	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3178655	3400931786559	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3178661	3400931786610	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec microperfuseur
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3178678	3400931786788	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) microperfuseur avec aiguille(s)
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3178690	3400931786900	1 flacon(s) en verre de 200 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3237317	3400932373178	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec seringue(s) microperfuseur
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5512785	3400955127857	10 flacon(s) en verre de 100 ml avec microperfuseur
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5512791	3400955127918	10 flacon(s) en verre de 100 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5512816	3400955128168	10 flacon(s) en verre de 50 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5512822	3400955128229	1 flacon(s) en verre de 200 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5570618	3400955706182	10 flacon(s) en verre de 20 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592011	3400955920113	10 flacon(s) en verre de 200 ml
68552457	RADIOSELECTAN URINAIRE ET VASCULAIRE 76 POUR CENT (370 mg d'iode/ml), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592241	3400955922414	10 flacon(s) en verre de 60 ml
62052833	RAFTON 3 mg, gélule gastro-résistante	FALK PHARMA	3569255	3400935692559	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
62052833	RAFTON 3 mg, gélule gastro-résistante	FALK PHARMA	3569261	3400935692610	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 gélule(s)
62052833	RAFTON 3 mg, gélule gastro-résistante	FALK PHARMA	3569278	3400935692788	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
62052833	RAFTON 3 mg, gélule gastro-résistante	FALK PHARMA	3569284	3400935692849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
62052833	RAFTON 3 mg, gélule gastro-résistante	FALK PHARMA	3569290	3400935692900	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699986	3400936999862	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3699992	3400936999923	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700005	3400937000055	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700011	3400937000116	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700028	3400937000284	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700034	3400937000345	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700040	3400937000406	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3700057	3400937000574	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673755	3400956737550	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673761	3400956737611	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673778	3400956737789	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66526353	RAMAVIS 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673784	3400956737840	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700063	3400937000635	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700086	3400937000864	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700092	3400937000925	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700100	3400937001007	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700117	3400937001175	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700123	3400937001236	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700146	3400937001465	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700152	3400937001526	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673927	3400956739271	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673933	3400956739332	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673956	3400956739561	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66550393	RAMAVIS 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673962	3400956739622	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700169	3400937001694	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700175	3400937001755	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700181	3400937001816	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700198	3400937001984	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700206	3400937002066	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700212	3400937002127	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700229	3400937002295	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3700235	3400937002356	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673979	3400956739790	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673985	3400956739851	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673991	3400956739912	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
67206858	RAMAVIS 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5674016	3400956740161	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733252	3400937332521	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733269	3400937332699	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733275	3400937332750	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733281	3400937332811	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733298	3400937332989	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733306	3400937333061	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733312	3400937333122	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733329	3400937333290	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733335	3400937333351	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733341	3400937333412	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682808	3400956828081	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682814	3400956828142	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682820	3400956828203	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63624696	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682837	3400956828371	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733513	3400937335133	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733536	3400937335362	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733542	3400937335423	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733559	3400937335591	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733565	3400937335652	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733571	3400937335713	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733588	3400937335881	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733594	3400937335942	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733602	3400937336024	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733619	3400937336192	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682949	3400956829491	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682955	3400956829552	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682961	3400956829613	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60049895	RAMEMMA 10 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682978	3400956829781	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733358	3400937333580	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733364	3400937333641	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733370	3400937333702	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733387	3400937333870	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733393	3400937333931	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733625	3400937336253	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733631	3400937336314	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733648	3400937336482	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733654	3400937336543	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733660	3400937336604	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682843	3400956828432	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682866	3400956828661	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682872	3400956828722	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
68604085	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682889	3400956828890	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733401	3400937334013	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733418	3400937334181	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733424	3400937334242	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733430	3400937334303	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733447	3400937334471	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733453	3400937334532	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733476	3400937334761	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733482	3400937334822	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733499	3400937334990	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	3733507	3400937335072	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682895	3400956828951	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682903	3400956829033	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682926	3400956829262	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60759607	RAMEMMA 5 mg, comprimé	PHARMEMMA	5682932	3400956829323	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62133146	RAMET DALIBOUR, solution pour application locale	TRADIPHAR	3365736	3400933657369	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 ml
62133146	RAMET DALIBOUR, solution pour application locale	TRADIPHAR	3365742	3400933657420	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml
63360937	RAMIKIT, comprimé sécable	AVENTIS	3650626	3400936506268	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimés jaunes 14 comprimés roses et 2 comprimés blancs
63360937	RAMIKIT, comprimé sécable	AVENTIS	3650632	3400936506329	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimés jaunes 14 comprimés roses et 7 comprimés blancs
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727317	3400937273176	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727323	3400937273237	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727346	3400937273466	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727352	3400937273527	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727369	3400937273695	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727375	3400937273756	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727381	3400937273817	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727398	3400937273985	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727406	3400937274067	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	3727412	3400937274128	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	5682122	3400956821228	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	5682139	3400956821396	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	5682145	3400956821457	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
68645477	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé	ALTER	5682151	3400956821518	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727642	3400937276429	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727659	3400937276597	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727665	3400937276658	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727671	3400937276719	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727688	3400937276887	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727694	3400937276948	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727702	3400937277020	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727719	3400937277198	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727725	3400937277259	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	3727731	3400937277310	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	5682240	3400956822409	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	5682257	3400956822577	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	5682263	3400956822638	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
65851454	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable	ALTER	5682286	3400956822867	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727429	3400937274296	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727435	3400937274357	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727441	3400937274418	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727458	3400937274586	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727464	3400937274647	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727470	3400937274708	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727487	3400937274876	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727493	3400937274937	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727501	3400937275019	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727518	3400937275187	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	5682168	3400956821686	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	5682174	3400956821747	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	5682180	3400956821808	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66487797	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable	ALTER	5682197	3400956821976	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727524	3400937275248	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727530	3400937275309	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727547	3400937275477	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727553	3400937275538	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727576	3400937275767	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727582	3400937275828	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727599	3400937275996	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727607	3400937276078	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727613	3400937276139	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	3727636	3400937276368	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	5682205	3400956822058	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	5682211	3400956822119	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	5682228	3400956822287	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
62706489	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable	ALTER	5682234	3400956822348	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726424	3400937264242	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726430	3400937264303	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726447	3400937264471	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726453	3400937264532	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726476	3400937264761	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726482	3400937264822	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726499	3400937264990	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726507	3400937265072	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726513	3400937265133	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3726536	3400937265362	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3735423	3400937354233	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3735446	3400937354462	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5681766	3400956817665	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5681772	3400956817726	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5681789	3400956817894	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66160482	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5681795	3400956817955	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693558	3400936935587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693564	3400936935648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 15 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693570	3400936935709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693587	3400936935877	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693593	3400936935938	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693601	3400936936010	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693618	3400936936188	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693624	3400936936249	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693630	3400936936300	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693647	3400936936478	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693653	3400936936539	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693676	3400936936768	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670544	3400956705443	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670550	3400956705504	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
66838381	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670567	3400956705672	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726766	3400937267663	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726772	3400937267724	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726789	3400937267892	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726795	3400937267953	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726803	3400937268035	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726826	3400937268264	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726832	3400937268325	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726849	3400937268493	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726855	3400937268554	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726861	3400937268615	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3735498	3400937354981	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3735506	3400937355063	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681890	3400956818907	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681909	3400956819096	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681915	3400956819157	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66938912	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681921	3400956819218	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781021	3400937810210	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781038	3400937810388	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781044	3400937810449	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781050	3400937810500	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781067	3400937810678	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781073	3400937810739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781096	3400937810968	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 15 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781104	3400937811040	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781110	3400937811101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781127	3400937811279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781133	3400937811330	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781156	3400937811569	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781162	3400937811620	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781179	3400937811798	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
60828487	RAMIPRIL ARROW 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3781185	3400937811859	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726542	3400937265423	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726559	3400937265591	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726565	3400937265652	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726571	3400937265713	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726588	3400937265881	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726594	3400937265942	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726602	3400937266024	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726619	3400937266192	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726625	3400937266253	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726631	3400937266314	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3735452	3400937354523	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3735469	3400937354691	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681803	3400956818037	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681826	3400956818266	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681832	3400956818327	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
64652442	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681849	3400956818495	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693682	3400936936829	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693699	3400936936997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 15 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693707	3400936937079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693713	3400936937130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693736	3400936937369	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693742	3400936937420	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693759	3400936937598	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693765	3400936937659	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693771	3400936937710	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693788	3400936937888	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693794	3400936937949	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693802	3400936938021	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670573	3400956705733	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670596	3400956705962	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
61171877	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670604	3400956706044	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726648	3400937266482	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726654	3400937266543	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726660	3400937266604	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726677	3400937266772	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726683	3400937266833	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726708	3400937267083	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726714	3400937267144	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726720	3400937267205	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726737	3400937267373	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3726743	3400937267434	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3735475	3400937354752	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3735481	3400937354813	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681855	3400956818556	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681861	3400956818617	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681878	3400956818785	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
64186012	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5681884	3400956818846	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693819	3400936938199	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693825	3400936938250	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 15 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693831	3400936938311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693848	3400936938489	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693854	3400936938540	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693860	3400936938601	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693877	3400936938779	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693883	3400936938830	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693908	3400936939080	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693914	3400936939141	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693920	3400936939202	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3693937	3400936939370	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670610	3400956706105	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670627	3400956706273	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
69988411	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5670633	3400956706334	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716302	3400937163026	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716319	3400937163194	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716325	3400937163255	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716331	3400937163316	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716348	3400937163484	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716354	3400937163545	piulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716360	3400937163606	piulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716377	3400937163774	piulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716383	3400937163835	piulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3716408	3400937164085	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	3739964	3400937399647	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	5679120	3400956791200	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	5679137	3400956791378	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	5679143	3400956791439	piulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
65671495	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé	BIOGARAN	5679166	3400956791668	piulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	3683896	3400936838963	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 7 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	3683904	3400936839045	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 21 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	3683910	3400936839106	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	3683927	3400936839274	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	3683933	3400936839335	piulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	3683956	3400936839564	piulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	3683962	3400936839625	piulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	3684855	3400936848559	piulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	5667134	3400956671342	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	5667140	3400956671403	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	5667157	3400956671571	piulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62591880	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule	BIOGARAN	5667163	3400956671632	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725442	3400937254427	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725459	3400937254595	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725465	3400937254656	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725471	3400937254717	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725488	3400937254885	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725494	3400937254946	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725502	3400937255028	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725519	3400937255196	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725525	3400937255257	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725531	3400937255318	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3780777	3400937807777	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679261	3400956792610	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679278	3400956792788	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679284	3400956792849	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
62561175	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5681275	3400956812752	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716414	3400937164146	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716420	3400937164207	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716437	3400937164375	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716443	3400937164436	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716466	3400937164665	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716472	3400937164726	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716489	3400937164894	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716495	3400937164955	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716503	3400937165037	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3716526	3400937165266	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3739958	3400937399586	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679172	3400956791729	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679189	3400956791897	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64227441	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679195	3400956791958	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684861	3400936848610	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 7 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684878	3400936848788	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 21 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684884	3400936848849	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684890	3400936848900	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684909	3400936849099	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684915	3400936849150	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684921	3400936849211	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684938	3400936849389	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684944	3400936849440	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	3684950	3400936849501	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	5667186	3400956671861	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
67630426	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule	BIOGARAN	5667192	3400956671922	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725324	3400937253246	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725330	3400937253307	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725347	3400937253475	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725353	3400937253536	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725376	3400937253765	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725382	3400937253826	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725399	3400937253994	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725407	3400937254076	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725413	3400937254137	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3725436	3400937254366	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3739970	3400937399708	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679226	3400956792269	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679232	3400956792320	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61599041	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5679249	3400956792498	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3684967	3400936849679	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 7 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3684973	3400936849730	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 21 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3684996	3400936849969	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3685004	3400936850040	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3685010	3400936850101	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3685027	3400936850279	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3685033	3400936850330	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3685056	3400936850569	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3685062	3400936850620	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	3685079	3400936850798	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	5667200	3400956672004	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
67341585	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule	BIOGARAN	5667217	3400956672172	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3725991	3400937259910	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726016	3400937260169	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726022	3400937260220	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726039	3400937260398	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726045	3400937260459	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726051	3400937260510	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726068	3400937260688	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726074	3400937260749	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726080	3400937260800	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3726097	3400937260978	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3781647	3400937816472	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5681447	3400956814473	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5681453	3400956814534	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5681476	3400956814763	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67284426	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5681482	3400956814824	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697645	3400936976450	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697651	3400936976511	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697668	3400936976689	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697674	3400936976740	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697680	3400936976801	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697697	3400936976979	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697705	3400936977051	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697711	3400936977112	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672419	3400956724192	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672425	3400956724253	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672431	3400956724314	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
63390072	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672448	3400956724482	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726329	3400937263290	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726335	3400937263351	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726341	3400937263412	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726358	3400937263580	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726364	3400937263641	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726370	3400937263702	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726387	3400937263870	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726393	3400937263931	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726401	3400937264013	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726418	3400937264181	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3740134	3400937401340	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681588	3400956815883	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681594	3400956815944	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65322636	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681602	3400956816026	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726105	3400937261050	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726111	3400937261111	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726128	3400937261289	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726134	3400937261340	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726140	3400937261401	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726157	3400937261579	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726163	3400937261630	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726186	3400937261869	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726192	3400937261920	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726200	3400937262002	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3740111	3400937401111	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681499	3400956814992	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681507	3400956815074	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60834757	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681513	3400956815135	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697728	3400936977280	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697734	3400936977341	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697740	3400936977402	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697757	3400936977570	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697763	3400936977631	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697786	3400936977860	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697792	3400936977921	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697800	3400936978003	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3714817	3400937148177	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672454	3400956724543	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672460	3400956724604	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672477	3400956724772	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
68738554	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672483	3400956724833	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726217	3400937262170	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726223	3400937262231	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726246	3400937262460	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726252	3400937262521	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726269	3400937262699	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726275	3400937262750	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726281	3400937262811	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726298	3400937262989	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726306	3400937263061	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3726312	3400937263122	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3740128	3400937401289	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681542	3400956815425	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681559	3400956815593	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68953261	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable	BOUCHARA RECORDATI	5681565	3400956815654	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697817	3400936978171	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697823	3400936978232	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697846	3400936978461	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697852	3400936978522	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697869	3400936978690	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697875	3400936978751	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697881	3400936978812	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3697898	3400936978980	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3714800	3400937148009	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672508	3400956725083	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672514	3400956725144	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672520	3400956725205	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
61384131	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5672537	3400956725373	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760622	3400937606226	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760639	3400937606394	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760645	3400937606455	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760651	3400937606516	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760668	3400937606684	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760674	3400937606745	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760680	3400937606806	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760697	3400937606974	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760705	3400937607056	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
69241523	RAMIPRIL CLIPA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760711	3400937607117	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	3703624	3400937036245	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	3703630	3400937036306	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	3703647	3400937036474	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	3703653	3400937036535	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	3703676	3400937036764	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	3703682	3400937036825	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	3703699	3400937036993	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	3703707	3400937037075	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	5673399	3400956733996	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	5673407	3400956734078	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	5673413	3400956734139	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66467990	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule	DCI PHARMA	5673436	3400956734368	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703713	3400937037136	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703736	3400937037365	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703742	3400937037426	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703759	3400937037594	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703765	3400937037655	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703771	3400937037716	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703788	3400937037884	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703794	3400937037945	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	5673442	3400956734429	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	5673459	3400956734597	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	5673465	3400956734658	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
61154148	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule	DCI PHARMA	5673471	3400956734719	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703802	3400937038027	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703819	3400937038195	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703825	3400937038256	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703831	3400937038317	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703848	3400937038485	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703854	3400937038546	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703860	3400937038607	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	3703877	3400937038775	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	5673488	3400956734887	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	5673494	3400956734948	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	5673502	3400956735020	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
65789885	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule	DCI PHARMA	5673519	3400956735198	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726878	3400937268783	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726884	3400937268844	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726890	3400937268905	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726909	3400937269094	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726915	3400937269155	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726921	3400937269216	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726938	3400937269384	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726944	3400937269445	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726950	3400937269506	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726967	3400937269674	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768322	3400937683227	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5681938	3400956819386	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5681944	3400956819447	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5681950	3400956819508	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60542920	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5681967	3400956819676	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60076732	RAMIPRIL EG 1,25 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3688994	3400936889941	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727205	3400937272056	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727211	3400937272117	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727228	3400937272285	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727234	3400937272346	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727240	3400937272407	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727257	3400937272575	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727263	3400937272636	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727286	3400937272865	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727292	3400937272926	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727300	3400937273008	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768405	3400937684057	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682079	3400956820795	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682085	3400956820856	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682091	3400956820917	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
69827059	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682116	3400956821167	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726973	3400937269735	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3726996	3400937269964	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727004	3400937270045	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727010	3400937270106	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727027	3400937270274	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727033	3400937270335	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727056	3400937270564	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727062	3400937270625	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727079	3400937270793	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727085	3400937270854	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768339	3400937683395	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5681973	3400956819737	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5681996	3400956819966	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682004	3400956820047	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
65542746	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682010	3400956820108	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61730626	RAMIPRIL EG 2,5 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3689002	3400936890022	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727091	3400937270915	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727116	3400937271165	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727122	3400937271226	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727139	3400937271394	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727145	3400937271455	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727151	3400937271516	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727168	3400937271684	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727174	3400937271745	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727180	3400937271806	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3727197	3400937271974	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3768345	3400937683456	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682027	3400956820276	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682033	3400956820337	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682056	3400956820566	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
62403684	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5682062	3400956820627	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62999565	RAMIPRIL EG 5 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3689019	3400936890190	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3711150	3400937111508	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3711167	3400937111676	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3711173	3400937111737	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3711196	3400937111966	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3711204	3400937112048	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3711210	3400937112109	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3711227	3400937112277	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3711233	3400937112338	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3736167	3400937361675	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	3736173	3400937361736	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 compresse(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	5677782	3400956777822	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66657865	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé	G GAM	5677799	3400956777990	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3711428	3400937114288	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3711434	3400937114349	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3711440	3400937114400	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3711457	3400937114578	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3711463	3400937114639	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3711486	3400937114868	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3711492	3400937114929	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3711500	3400937115001	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3736121	3400937361217	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	3736138	3400937361385	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	5677859	3400956778591	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60534044	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable	G GAM	5677865	3400956778652	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711256	3400937112567	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711262	3400937112628	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711279	3400937112796	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711285	3400937112857	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711291	3400937112918	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711316	3400937113168	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711322	3400937113229	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711339	3400937113397	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3736144	3400937361446	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	3736150	3400937361507	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	5677807	3400956778072	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
63256582	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable	G GAM	5677813	3400956778133	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711345	3400937113458	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711351	3400937113519	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711368	3400937113687	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711374	3400937113748	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711380	3400937113809	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711397	3400937113977	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711405	3400937114059	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3711411	3400937114110	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3736109	3400937361095	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3736115	3400937361156	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	5677836	3400956778362	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68409199	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	5677842	3400956778423	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760467	3400937604673	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760473	3400937604734	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760496	3400937604963	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760504	3400937605045	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760510	3400937605106	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760527	3400937605274	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760533	3400937605335	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760556	3400937605564	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760562	3400937605625	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66161470	RAMIPRIL GAIA PHARMA 7,5 mg, comprimé sécable	CLIPA	3760579	3400937605793	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733677	3400937336772	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733683	3400937336833	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733708	3400937337083	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733714	3400937337144	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733720	3400937337205	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733737	3400937337373	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733743	3400937337434	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733766	3400937337663	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733772	3400937337724	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	3733789	3400937337892	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	5682984	3400956829842	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	5682990	3400956829903	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	5683009	3400956830091	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67705334	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé	MEDIS (ISLANDE)	5683015	3400956830152	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734010	3400937340106	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734027	3400937340274	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734033	3400937340335	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734056	3400937340564	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734062	3400937340625	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734079	3400937340793	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734085	3400937340854	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734091	3400937340915	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734116	3400937341165	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734122	3400937341226	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683110	3400956831104	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683127	3400956831272	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683133	3400956831333	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60372197	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683156	3400956831562	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733795	3400937337953	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733803	3400937338035	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733826	3400937338264	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733832	3400937338325	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733849	3400937338493	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733855	3400937338554	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733861	3400937338615	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733878	3400937338783	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733884	3400937338844	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733890	3400937338905	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683021	3400956830213	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683038	3400956830381	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683044	3400956830442	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67791290	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683050	3400956830503	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733909	3400937339094	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733915	3400937339155	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733921	3400937339216	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733938	3400937339384	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733944	3400937339445	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733950	3400937339506	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733967	3400937339674	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733973	3400937339735	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3733996	3400937339964	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3734004	3400937340045	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683067	3400956830671	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683073	3400956830732	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683096	3400956830961	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66968706	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	5683104	3400956831043	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3700502	3400937005029	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3700519	3400937005197	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3700525	3400937005258	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3700531	3400937005319	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3700548	3400937005487	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3700554	3400937005548	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3700560	3400937005609	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3700577	3400937005777	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3730058	3400937300582	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5672980	3400956729807	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65727136	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5672997	3400956729975	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683519	3400936835191	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683525	3400936835252	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683531	3400936835313	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683548	3400936835481	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683554	3400936835542	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683560	3400936835603	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683577	3400936835771	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683583	3400936835832	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5666933	3400956669332	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5666956	3400956669561	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5666962	3400956669622	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
62536108	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5666979	3400956669790	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700778	3400937007788	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700784	3400937007849	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700790	3400937007900	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700809	3400937008099	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700815	3400937008150	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700821	3400937008211	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700838	3400937008389	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700844	3400937008440	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3730064	3400937300643	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5672922	3400956729227	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60185201	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5672939	3400956729395	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700583	3400937005838	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700608	3400937006088	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700614	3400937006149	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700620	3400937006200	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700637	3400937006378	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700643	3400937006439	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700666	3400937006668	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700672	3400937006729	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3730070	3400937300704	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5672968	3400956729685	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66285105	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5672974	3400956729746	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683608	3400936836082	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683614	3400936836143	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683620	3400936836204	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683637	3400936836372	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683643	3400936836433	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683666	3400936836662	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683672	3400936836723	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683689	3400936836891	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5666985	3400956669851	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5666991	3400956669912	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5667016	3400956670161	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
65953555	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5667022	3400956670222	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700689	3400937006897	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700695	3400937006958	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700703	3400937007030	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700726	3400937007269	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700732	3400937007320	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700749	3400937007498	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700755	3400937007559	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3700761	3400937007610	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3730087	3400937300872	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5672945	3400956729456	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65583611	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5672951	3400956729517	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683695	3400936836952	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683703	3400936837034	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683726	3400936837263	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683732	3400936837324	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683749	3400936837492	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683755	3400936837553	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683761	3400936837614	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683778	3400936837782	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683784	3400936837843	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3683790	3400936837904	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5667039	3400956670390	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
65866890	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5667045	3400956670451	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
65458433	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764086	3400937640862	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
65458433	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764092	3400937640923	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
65458433	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764100	3400937641005	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
65458433	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764117	3400937641173	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
65458433	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5697974	3400956979745	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
65458433	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 1,25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5697980	3400956979806	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
63274242	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764146	3400937641463	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
63274242	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764152	3400937641524	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
63274242	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764169	3400937641692	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
63274242	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764175	3400937641753	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
63274242	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5697997	3400956979974	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
63274242	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 2,5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5698005	3400956980055	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66845746	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764206	3400937642064	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
66845746	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764212	3400937642125	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
66845746	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764229	3400937642293	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66845746	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3764235	3400937642354	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66845746	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5698011	3400956980116	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66845746	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 5 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5698028	3400956980284	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3682721	3400936827219	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3682738	3400936827387	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3682744	3400936827448	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3682750	3400936827509	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3682767	3400936827677	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3682773	3400936827738	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3682796	3400936827967	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	3682804	3400936828049	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673264	3400956732647	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673270	3400956732708	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673287	3400956732876	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
63012891	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule	PHARMEMMA	5673293	3400956732937	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3682810	3400936828100	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3682827	3400936828278	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3682833	3400936828339	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3682856	3400936828568	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3682862	3400936828629	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699590	3400936995901	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699609	3400936996090	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699615	3400936996151	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673301	3400956733019	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673318	3400956733187	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673324	3400956733248	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
69606687	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673330	3400956733309	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699621	3400936996212	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699638	3400936996380	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699644	3400936996441	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699650	3400936996502	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699667	3400936996670	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699673	3400936996731	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699696	3400936996960	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	3699704	3400936997042	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673560	3400956735600	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673577	3400956735778	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673583	3400956735839	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
60625266	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule	PHARMEMMA	5673608	3400956736089	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
64359261	RAMIPRIL QUALIHEALTH 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764241	3400937642415	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
64359261	RAMIPRIL QUALIHEALTH 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764258	3400937642583	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
64359261	RAMIPRIL QUALIHEALTH 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764264	3400937642644	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
64359261	RAMIPRIL QUALIHEALTH 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764270	3400937642705	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64359261	RAMIPRIL QUALIHEALTH 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5698034	3400956980345	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
64359261	RAMIPRIL QUALIHEALTH 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5698040	3400956980406	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
62689901	RAMIPRIL QUALIHEALTH 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764293	3400937642934	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
62689901	RAMIPRIL QUALIHEALTH 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764301	3400937643016	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
62689901	RAMIPRIL QUALIHEALTH 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764318	3400937643184	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
62689901	RAMIPRIL QUALIHEALTH 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764324	3400937643245	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
62689901	RAMIPRIL QUALIHEALTH 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5698057	3400956980574	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
62689901	RAMIPRIL QUALIHEALTH 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5698063	3400956980635	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
66551723	RAMIPRIL QUALIHEALTH 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764330	3400937643306	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s)
66551723	RAMIPRIL QUALIHEALTH 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764347	3400937643474	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s)
66551723	RAMIPRIL QUALIHEALTH 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764353	3400937643535	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66551723	RAMIPRIL QUALIHEALTH 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3764376	3400937643764	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66551723	RAMIPRIL QUALIHEALTH 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5698086	3400956980864	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66551723	RAMIPRIL QUALIHEALTH 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5698092	3400956980925	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725548	3400937255486	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725554	3400937255547	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725560	3400937255608	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725577	3400937255776	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725583	3400937255837	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725608	3400937256087	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725614	3400937256148	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725620	3400937256209	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725637	3400937256377	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3725643	3400937256438	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3741808	3400937418089	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	5681281	3400956812813	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	5681298	3400956812981	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	5681306	3400956813063	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60225642	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	5681312	3400956813124	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700850	3400937008501	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700867	3400937008679	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700873	3400937008730	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700896	3400937008969	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700904	3400937009041	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700910	3400937009102	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700927	3400937009270	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700933	3400937009331	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3730213	3400937302135	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673005	3400956730056	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673011	3400956730117	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673028	3400956730285	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
64317166	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673034	3400956730346	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725873	3400937258739	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725896	3400937258968	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725904	3400937259040	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725910	3400937259101	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725927	3400937259279	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725933	3400937259330	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725956	3400937259569	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725962	3400937259620	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725979	3400937259798	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725985	3400937259859	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3741837	3400937418379	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681401	3400956814015	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681418	3400956814183	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60065216	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681424	3400956814244	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725666	3400937256667	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725672	3400937256728	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725689	3400937256896	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725695	3400937256957	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725703	3400937257039	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725726	3400937257268	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725732	3400937257329	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725749	3400937257497	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725755	3400937257558	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725761	3400937257619	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3741814	3400937418140	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681329	3400956813292	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681335	3400956813353	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67457604	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681341	3400956813414	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700956	3400937009560	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700962	3400937009621	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700979	3400937009799	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700985	3400937009850	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3700991	3400937009911	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701016	3400937010160	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701022	3400937010221	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701039	3400937010399	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3730207	3400937302074	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673040	3400956730407	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673057	3400956730575	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673063	3400956730636	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66364773	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673086	3400956730865	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725778	3400937257787	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725784	3400937257848	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725790	3400937257909	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725809	3400937258098	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725815	3400937258159	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725821	3400937258210	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725838	3400937258388	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725844	3400937258449	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725850	3400937258500	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3725867	3400937258678	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3741820	3400937418201	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681364	3400956813643	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681370	3400956813704	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65099813	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	5681387	3400956813872	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701045	3400937010450	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701051	3400937010511	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701068	3400937010689	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701074	3400937010740	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701080	3400937010801	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701097	3400937010979	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701105	3400937011051	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3701111	3400937011112	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	3730236	3400937302364	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673092	3400956730926	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673100	3400956731008	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673117	3400956731176	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
61603696	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule	QUALIMED (LYON)	5673123	3400956731237	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702464	3400937024648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702470	3400937024709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 15 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702487	3400937024877	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702493	3400937024938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702501	3400937025010	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702518	3400937025188	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702524	3400937025249	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702530	3400937025300	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702547	3400937025478	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702553	3400937025539	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702576	3400937025768	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702582	3400937025829	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674105	3400956741052	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674111	3400956741113	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
65109595	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674128	3400956741281	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760763	3400937607636	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760786	3400937607865	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760792	3400937607926	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760800	3400937608008	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760817	3400937608176	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760823	3400937608237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760846	3400937608466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 15 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760852	3400937608527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760869	3400937608695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760875	3400937608756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760881	3400937608817	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760898	3400937608985	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760906	3400937609067	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760912	3400937609128	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60225813	RAMIPRIL QUIVER 10 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3760929	3400937609296	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702599	3400937025997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702607	3400937026079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 15 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702613	3400937026130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702636	3400937026369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702642	3400937026420	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702659	3400937026598	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702665	3400937026659	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702671	3400937026710	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702688	3400937026888	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702694	3400937026949	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702702	3400937027021	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702719	3400937027199	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674134	3400956741342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674140	3400956741403	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
69910341	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674157	3400956741571	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702725	3400937027250	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702731	3400937027311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 15 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702748	3400937027489	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702754	3400937027540	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702760	3400937027601	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702777	3400937027779	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702783	3400937027830	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702808	3400937028080	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702814	3400937028141	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702820	3400937028202	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702837	3400937028370	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3702843	3400937028431	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674163	3400956741632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674186	3400956741861	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 gélule(s)
60652352	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	5674192	3400956741922	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707289	3400937072892	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707295	3400937072953	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707303	3400937073035	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707326	3400937073264	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707332	3400937073325	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707349	3400937073493	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707355	3400937073554	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707361	3400937073615	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730963	3400937309639	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730986	3400937309868	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677061	3400956770618	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
64213242	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677078	3400956770786	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707556	3400937075565	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707562	3400937075626	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707579	3400937075794	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707585	3400937075855	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707591	3400937075916	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707616	3400937076166	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707622	3400937076227	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707639	3400937076395	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730905	3400937309059	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730911	3400937309110	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677121	3400956771219	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65708246	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677138	3400956771387	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707378	3400937073783	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707384	3400937073844	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707390	3400937073905	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707409	3400937074094	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707415	3400937074155	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707421	3400937074216	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707438	3400937074384	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707444	3400937074445	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730928	3400937309288	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730934	3400937309349	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677084	3400956770847	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
62610074	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677090	3400956770908	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707450	3400937074506	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707467	3400937074674	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707473	3400937074735	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707496	3400937074964	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707504	3400937075046	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707510	3400937075107	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707527	3400937075275	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3707533	3400937075336	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730940	3400937309400	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730957	3400937309578	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677109	3400956771097	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66567204	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677115	3400956771158	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735771	3400937357715	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735788	3400937357883	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735794	3400937357944	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735802	3400937358026	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735819	3400937358194	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735825	3400937358255	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735831	3400937358316	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735848	3400937358484	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683759	3400956837595	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60427163	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683765	3400956837656	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3683809	3400936838093	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3683815	3400936838154	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3683821	3400936838215	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3683838	3400936838383	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3683844	3400936838444	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3683850	3400936838505	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3683867	3400936838673	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3683873	3400936838734	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3722679	3400937226790	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667051	3400956670512	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667068	3400956670680	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667074	3400956670741	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
66455155	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667080	3400956670802	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740424	3400937404242	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740430	3400937404303	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740447	3400937404471	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740453	3400937404532	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740476	3400937404761	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740482	3400937404822	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740499	3400937404990	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740507	3400937405072	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683819	3400956838196	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
63586270	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683825	3400956838257	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735854	3400937358545	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3735860	3400937358606	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740281	3400937402811	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740298	3400937402989	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740306	3400937403061	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740312	3400937403122	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740329	3400937403290	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740335	3400937403351	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683771	3400956837717	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69868248	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683788	3400956837885	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685197	3400936851979	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685205	3400936852051	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685211	3400936852112	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685228	3400936852280	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685234	3400936852341	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685240	3400936852402	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685257	3400936852570	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685263	3400936852631	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3714059	3400937140591	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667252	3400956672523	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667269	3400956672691	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667275	3400956672752	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
69204418	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667281	3400956672813	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740341	3400937403412	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740358	3400937403580	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740364	3400937403641	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740370	3400937403702	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740387	3400937403870	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740393	3400937403931	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740401	3400937404013	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740418	3400937404181	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683794	3400956837946	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69888044	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5683802	3400956838028	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685085	3400936850859	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685091	3400936850910	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685116	3400936851160	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685122	3400936851221	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685139	3400936851399	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685145	3400936851450	pilulier(s) polypropylène de 7 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685151	3400936851511	pilulier(s) polypropylène de 21 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685168	3400936851689	pilulier(s) polypropylène de 28 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685174	3400936851740	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3685180	3400936851801	pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3722662	3400937226622	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667223	3400956672233	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
69657482	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5667246	3400956672462	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3683175	3400936831759	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3683181	3400936831810	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3683198	3400936831988	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3683206	3400936832060	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3683212	3400936832121	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3683229	3400936832299	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3683235	3400936832350	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3683241	3400936832411	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	3731069	3400937310697	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	5666844	3400956668441	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69327214	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé	SANDOZ	5666850	3400956668502	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683436	3400936834361	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683442	3400936834422	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683459	3400936834590	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683465	3400936834651	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683471	3400936834712	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683488	3400936834880	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683494	3400936834941	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683502	3400936835023	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3731098	3400937310987	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5666910	3400956669103	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60180720	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5666927	3400956669271	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683258	3400936832589	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683264	3400936832640	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683270	3400936832701	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683287	3400936832879	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683293	3400936832930	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683301	3400936833012	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683318	3400936833180	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683324	3400936833241	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3731075	3400937310758	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5666867	3400956668670	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
63506242	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5666873	3400956668731	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683330	3400936833302	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683347	3400936833470	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683353	3400936833531	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683376	3400936833760	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683382	3400936833821	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683399	3400936833999	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683407	3400936834071	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3683413	3400936834132	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3731081	3400937310819	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5666896	3400956668960	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
63647467	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5666904	3400956669042	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3686759	3400936867598	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3686765	3400936867659	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3686771	3400936867710	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3686788	3400936867888	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3686794	3400936867949	flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3686802	3400936868021	flacon(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3686819	3400936868199	flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3686825	3400936868250	flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5668091	3400956680917	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69507671	RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5668116	3400956681167	flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716153	3400937161534	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716176	3400937161763	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716182	3400937161824	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716199	3400937161992	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716207	3400937162074	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716213	3400937162135	pilulier(s) de 7 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716236	3400937162364	pilulier(s) de 14 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716242	3400937162425	pilulier(s) de 21 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716259	3400937162593	pilulier(s) de 28 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716265	3400937162654	pilulier(s) de 30 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679077	3400956790777	pilulier(s) de 50 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679083	3400956790838	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679108	3400956791088	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
62464192	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679114	3400956791149	pilulier(s) de 100 comprimé(s)
61593405	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3652016	3400936520165	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
61593405	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3652022	3400936520226	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
61593405	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, gélule	TEVA CLASSICS	5659040	3400956590407	50 plaquette(s) thermoformée(s) EVA : éthylène vinyl acétate copolymère de 1 gélule(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715834	3400937158343	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715840	3400937158404	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715857	3400937158572	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715863	3400937158633	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715886	3400937158862	pilulier(s) de 7 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715892	3400937158923	pilulier(s) de 14 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715900	3400937159005	pilulier(s) de 21 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715917	3400937159173	pilulier(s) de 28 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716035	3400937160353	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716041	3400937160414	pilulier(s) de 30 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5678994	3400956789948	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679002	3400956790029	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679019	3400956790197	pilulier(s) de 50 comprimé(s)
62025170	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679025	3400956790258	pilulier(s) de 100 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716058	3400937160582	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716064	3400937160643	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716070	3400937160704	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716087	3400937160872	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716093	3400937160933	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716101	3400937161015	pilulier(s) de 7 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716118	3400937161183	pilulier(s) de 14 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716124	3400937161244	pilulier(s) de 21 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716130	3400937161305	pilulier(s) de 28 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716147	3400937161473	pilulier(s) de 30 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679031	3400956790319	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679048	3400956790487	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679054	3400956790548	pilulier(s) de 50 comprimé(s)
66422899	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5679060	3400956790609	pilulier(s) de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64757023	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3652039	3400936520394	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
64757023	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3652045	3400936520455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
64757023	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, gélule	TEVA CLASSICS	5659057	3400956590575	50 plaquette(s) thermoformée(s) EVA : éthylène vinyl acétate copolymère de 1 gélule(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715923	3400937159234	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715946	3400937159463	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715952	3400937159524	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715969	3400937159692	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715975	3400937159753	pilulier(s) de 7 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715981	3400937159814	pilulier(s) de 14 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3715998	3400937159982	pilulier(s) de 21 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716006	3400937160063	pilulier(s) de 28 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716012	3400937160124	pilulier(s) de 30 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3716029	3400937160292	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5678942	3400956789429	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5678959	3400956789597	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5678965	3400956789658	pilulier(s) de 50 comprimé(s)
62052776	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5678971	3400956789719	pilulier(s) de 100 comprimé(s)
61849438	RAMIPRIL TEVA 5 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3652051	3400936520516	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
61849438	RAMIPRIL TEVA 5 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3652068	3400936520684	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
61849438	RAMIPRIL TEVA 5 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3652074	3400936520745	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s)
61849438	RAMIPRIL TEVA 5 mg, gélule	TEVA CLASSICS	5659063	3400956590636	50 plaquette(s) thermoformée(s) EVA : éthylène vinyl acétate copolymère de 1 gélule(s)
69098705	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3670362	3400936703629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
69098705	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3670379	3400936703797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
69098705	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3670385	3400936703858	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69098705	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3670391	3400936703919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69098705	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3712356	3400937123563	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69098705	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	5666293	3400956662937	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64893315	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3664947	3400936649477	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
64893315	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3664953	3400936649538	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
64893315	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659347	3400956593477	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
64893315	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659353	3400956593538	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
64893315	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659376	3400956593767	pilulier(s) polypropylène de 90 gélule(s)
64893315	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659382	3400956593828	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
67418398	RAMIPRIL WINTHROP 10 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3632924	3400936329249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
67418398	RAMIPRIL WINTHROP 10 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3632930	3400936329300	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
67418398	RAMIPRIL WINTHROP 10 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3632947	3400936329478	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67418398	RAMIPRIL WINTHROP 10 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3632953	3400936329539	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67418398	RAMIPRIL WINTHROP 10 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3712385	3400937123853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67418398	RAMIPRIL WINTHROP 10 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5652204	3400956522040	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62387714	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3670416	3400936704169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62387714	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3670422	3400936704220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
62387714	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3670439	3400936704398	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62387714	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3670445	3400936704459	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62387714	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3712362	3400937123624	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62387714	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5666301	3400956663019	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61547411	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3664976	3400936649767	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
61547411	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3664982	3400936649828	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
61547411	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659399	3400956593996	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
61547411	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659407	3400956594078	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
61547411	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659413	3400956594139	pilulier(s) polypropylène de 90 gélule(s)
61547411	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659436	3400956594368	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
63191355	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3670451	3400936704510	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63191355	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3670468	3400936704688	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
63191355	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3670474	3400936704749	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63191355	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3670480	3400936704800	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63191355	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3712379	3400937123792	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63191355	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5666318	3400956663187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64757144	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3664999	3400936649996	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 gélule(s)
64757144	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3665007	3400936650077	pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
64757144	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659442	3400956594429	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 gélule(s)
64757144	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659459	3400956594597	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 gélule(s)
64757144	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659465	3400956594658	pilulier(s) polypropylène de 90 gélule(s)
64757144	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	5659471	3400956594719	pilulier(s) polypropylène de 100 gélule(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734139	3400937341394	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734145	3400937341455	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734151	3400937341516	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734168	3400937341684	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734174	3400937341745	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734180	3400937341806	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734197	3400937341974	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734205	3400937342056	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734211	3400937342117	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734228	3400937342285	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3757560	3400937575607	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3757577	3400937575775	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683162	3400956831623	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683179	3400956831791	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683185	3400956831852	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61572788	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683191	3400956831913	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734406	3400937344067	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734412	3400937344128	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734429	3400937344296	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734435	3400937344357	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734441	3400937344418	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734501	3400937345019	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734518	3400937345187	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734524	3400937345248	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734530	3400937345309	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734547	3400937345477	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3757637	3400937576376	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3757643	3400937576437	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683297	3400956832972	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683305	3400956833054	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683311	3400956833115	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
68079036	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683328	3400956833283	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734234	3400937342346	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734240	3400937342407	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734257	3400937342575	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734263	3400937342636	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734286	3400937342865	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734292	3400937342926	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734300	3400937343008	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734317	3400937343176	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734323	3400937343237	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734346	3400937343466	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3757583	3400937575836	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3757608	3400937576086	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683216	3400956832163	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683222	3400956832224	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683239	3400956832392	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
62216439	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683245	3400956832453	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734352	3400937343527	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734369	3400937343695	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734375	3400937343756	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 21 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734381	3400937343817	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734398	3400937343985	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734458	3400937344586	pilulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734464	3400937344647	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734470	3400937344708	pilulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734487	3400937344876	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3734493	3400937344937	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3757614	3400937576147	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3757620	3400937576208	pilulier(s) polypropylène de 90 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683251	3400956832514	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683268	3400956832682	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683274	3400956832743	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
65425547	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5683280	3400956832804	pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63771461	RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3322862	3400933228620	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 15 comprimé(s)
63771461	RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3322879	3400933228798	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 30 comprimé(s)
63771461	RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3334428	3400933344283	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
63771461	RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3408291	3400934082917	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 20 comprimé(s)
63771461	RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3408316	3400934083167	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 42 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63771461	RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3436927	3400934369278	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 28 comprimé(s)
63771461	RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3436933	3400934369339	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 28 comprimé(s)
66024386	RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3263728	3400932637287	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
66024386	RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3271679	3400932716791	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
66024386	RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3408256	3400934082566	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 20 comprimé(s)
66024386	RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3408262	3400934082627	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 42 comprimé(s)
66024386	RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	5542332	3400955423324	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 300 comprimé(s)
66024386	RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	5547157	3400955471578	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 280 comprimé(s)
62946235	RANIPLEX 150 ml/10 ml, solution buvable en flacon	FOURNIER	3311700	3400933117009	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec mesurette(s) graduée(s) polypropylène
69194575	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3345389	3400933453893	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69194575	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3345610	3400933456108	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 15 comprimé(s)
69194575	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3409646	3400934096464	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 20 comprimé(s)
69194575	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3409652	3400934096525	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 42 comprimé(s)
69194575	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3436956	3400934369568	tube(s) dioxyde de titane polypropylène de 14 comprimé(s)
69194575	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3436962	3400934369629	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 14 comprimé(s)
69194575	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3544433	3400935444332	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 28 comprimé(s)
69194575	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3544456	3400935444561	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 28 comprimé(s)
63758510	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3287769	3400932877690	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 7 comprimé(s)
63758510	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3287775	3400932877751	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 14 comprimé(s)
63758510	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3305289	3400933052898	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 15 comprimé(s)
63758510	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3408279	3400934082795	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 20 comprimé(s)
63758510	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3408285	3400934082856	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 42 comprimé(s)
63758510	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3445671	3400934456718	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
63758510	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3445688	3400934456886	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 21 comprimé(s)
63758510	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3544410	3400935444103	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
62838569	RANIPLEX 75 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3434377	3400934343773	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 7 comprimé(s)
62838569	RANIPLEX 75 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3434383	3400934343834	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 14 comprimé(s)
62838569	RANIPLEX 75 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3434408	3400934344084	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
62838569	RANIPLEX 75 mg, comprimé effervescent	FOURNIER	3434414	3400934344145	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 42 comprimé(s)
68830337	RANIPLEX 75 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3434331	3400934343315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium aluminium polyamide de 7 comprimé(s)
68830337	RANIPLEX 75 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3434348	3400934343483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium aluminium polyamide de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68830337	RANIPLEX 75 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3434354	3400934343544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
68830337	RANIPLEX 75 mg, comprimé pelliculé	FOURNIER	3434360	3400934343605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium aluminium polyamide de 42 comprimé(s)
66054415	RANIPLEX INJECTABLE 50 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	FOURNIER	3272940	3400932729401	5 ampoule(s) de 2 ml
66054415	RANIPLEX INJECTABLE 50 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	FOURNIER	5548487	3400955484875	5 ampoule(s) de 2 ml
66054415	RANIPLEX INJECTABLE 50 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	FOURNIER	5548493	3400955484936	50 ampoule(s) de 2 ml
60131506	RANITIDINE APOTEX FRANCE 150 mg, comprimé enrobé	APOTEX FRANCE	3485400	3400934854002	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60131506	RANITIDINE APOTEX FRANCE 150 mg, comprimé enrobé	APOTEX FRANCE	3485417	3400934854170	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60131506	RANITIDINE APOTEX FRANCE 150 mg, comprimé enrobé	APOTEX FRANCE	3588838	3400935888389	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68126105	RANITIDINE APOTEX FRANCE 300 mg, comprimé enrobé	APOTEX FRANCE	3485446	3400934854460	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
68126105	RANITIDINE APOTEX FRANCE 300 mg, comprimé enrobé	APOTEX FRANCE	3485452	3400934854521	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68126105	RANITIDINE APOTEX FRANCE 300 mg, comprimé enrobé	APOTEX FRANCE	3588844	3400935888440	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
67516508	RANITIDINE ARROW 150 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3623457	3400936234574	pilulier(s) aluminium de 15 comprimé(s)
67516508	RANITIDINE ARROW 150 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3623463	3400936234635	pilulier(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67516508	RANITIDINE ARROW 150 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3623486	3400936234864	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
67516508	RANITIDINE ARROW 150 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3623492	3400936234925	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693251	3400936932517	pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693268	3400936932685	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693274	3400936932746	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693280	3400936932807	pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693297	3400936932975	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693305	3400936933057	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693311	3400936933118	pilulier(s) aluminium de 10 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693328	3400936933286	pilulier(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693334	3400936933347	pilulier(s) aluminium de 15 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693340	3400936933408	pilulier(s) aluminium de 20 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693357	3400936933576	pilulier(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60476630	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3693363	3400936933637	pilulier(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61838819	RANITIDINE ARROW 75 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3641308	3400936413085	1 tube(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61838819	RANITIDINE ARROW 75 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3641314	3400936413146	2 tube(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61838819	RANITIDINE ARROW 75 mg, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3644063	3400936440630	3 tube(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60002504	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3320834	3400933208349	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
60002504	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3320863	3400933208639	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60002504	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3334405	3400933344054	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
60002504	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3406903	3400934069031	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
60002504	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3406926	3400934069260	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 42 comprimé(s)
60002504	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3424870	3400934248702	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 28 comprimé(s)
60002504	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3424887	3400934248870	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 28 comprimé(s)
64593428	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3496993	3400934969935	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69737836	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3345627	3400933456276	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69737836	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3345633	3400933456337	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 15 comprimé(s)
69737836	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3406837	3400934068379	tube(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
69737836	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3406843	3400934068430	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 21 comprimé(s)
69737836	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3424901	3400934249013	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 14 comprimé(s)
69737836	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3424918	3400934249181	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 14 comprimé(s)
69737836	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3448528	3400934485282	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 28 comprimé(s)
69737836	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent	SAINT GERMAIN	3448534	3400934485343	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69382100	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3497001	3400934970016	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
69382100	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3498584	3400934985843	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
62747799	RANITIDINE CLL PHARMA 75 mg, comprimé effervescent	CLL PHARMA	3540895	3400935408952	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
62747799	RANITIDINE CLL PHARMA 75 mg, comprimé effervescent	CLL PHARMA	3540903	3400935409034	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62747799	RANITIDINE CLL PHARMA 75 mg, comprimé effervescent	CLL PHARMA	3609061	3400936090613	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63133843	RANITIDINE COLOMER 150 mg, comprimé pelliculé	MANUELLE COLOMER	3496987	3400934969874	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
61725508	RANITIDINE COLOMER 300 mg, comprimé pelliculé	MANUELLE COLOMER	3496970	3400934969706	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
65205526	RANITIDINE DCI PHARMA 150 mg, comprimé effervescent	DCI PHARMA	3623612	3400936236127	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65205526	RANITIDINE DCI PHARMA 150 mg, comprimé effervescent	DCI PHARMA	3623629	3400936236295	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69755478	RANITIDINE DCI PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	DCI PHARMA	3623753	3400936237537	pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69755478	RANITIDINE DCI PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	DCI PHARMA	3623776	3400936237766	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
69755478	RANITIDINE DCI PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	DCI PHARMA	3623782	3400936237827	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69755478	RANITIDINE DCI PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	DCI PHARMA	3623799	3400936237995	pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69755478	RANITIDINE DCI PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	DCI PHARMA	3623807	3400936238077	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
69755478	RANITIDINE DCI PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	DCI PHARMA	3623813	3400936238138	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65812914	RANITIDINE EG 150 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439274	3400934392740	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
65812914	RANITIDINE EG 150 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439280	3400934392801	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
65812914	RANITIDINE EG 150 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439297	3400934392979	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
65812914	RANITIDINE EG 150 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439305	3400934393051	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
65812914	RANITIDINE EG 150 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439311	3400934393112	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 60 comprimé(s)
65812914	RANITIDINE EG 150 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439328	3400934393280	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
66333404	RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439334	3400934393341	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
66333404	RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439340	3400934393402	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
66333404	RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439357	3400934393570	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
66333404	RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439363	3400934393631	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66333404	RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439386	3400934393860	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 60 comprimé(s)
66333404	RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3439392	3400934393921	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
66333404	RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3520007	3400935200075	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
60167986	RANITIDINE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3489243	3400934892431	plaquette(s) thermoformée(s) de 30 comprimé(s)
60167986	RANITIDINE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3489349	3400934893490	plaquette(s) thermoformée(s) de 28 comprimé(s)
60167986	RANITIDINE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5612736	3400956127368	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 comprimé(s)
66563152	RANITIDINE G GAM 300 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3489266	3400934892660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
66563152	RANITIDINE G GAM 300 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3489332	3400934893322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
66563152	RANITIDINE G GAM 300 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5612707	3400956127078	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
66563152	RANITIDINE G GAM 300 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5612713	3400956127139	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63608368	RANITIDINE GeNeReS 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3518424	3400935184245	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67497157	RANITIDINE GeNeReS 300 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3518430	3400935184306	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66014680	RANITIDINE HERMES 150 mg, comprimé effervescent	HERMES ARZNEIMITTEL	3537887	3400935378873	pilulier(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66014680	RANITIDINE HERMES 150 mg, comprimé effervescent	HERMES ARZNEIMITTEL	3621903	3400936219038	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63746821	RANITIDINE HERMES 300 mg, comprimé effervescent	HERMES ARZNEIMITTEL	3689077	3400936890770	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63746821	RANITIDINE HERMES 300 mg, comprimé effervescent	HERMES ARZNEIMITTEL	3689083	3400936890831	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63746821	RANITIDINE HERMES 300 mg, comprimé effervescent	HERMES ARZNEIMITTEL	3693475	3400936934757	pilulier(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63746821	RANITIDINE HERMES 300 mg, comprimé effervescent	HERMES ARZNEIMITTEL	3693481	3400936934818	pilulier(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64029908	RANITIDINE IVAX 150 mg, comprimé effervescent	IVAX PHARMACEUTICALS	3621381	3400936213814	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64029908	RANITIDINE IVAX 150 mg, comprimé effervescent	IVAX PHARMACEUTICALS	3621398	3400936213982	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67265027	RANITIDINE IVAX 150 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3604170	3400936041707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64404240	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé effervescent	IVAX PHARMACEUTICALS	3621470	3400936214705	pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64404240	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé effervescent	IVAX PHARMACEUTICALS	3621487	3400936214873	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
64404240	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé effervescent	IVAX PHARMACEUTICALS	3621493	3400936214934	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
64404240	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé effervescent	IVAX PHARMACEUTICALS	3621501	3400936215016	pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
64404240	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé effervescent	IVAX PHARMACEUTICALS	3621518	3400936215184	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64404240	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé effervescent	IVAX PHARMACEUTICALS	3621524	3400936215245	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69259375	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3485104	3400934851049	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
69259375	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3604187	3400936041875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
61765417	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3603006	3400936030060	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
61765417	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3603012	3400936030121	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61765417	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3609032	3400936090323	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68762480	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447374	3400934473746	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 20 comprimé(s)
68762480	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447380	3400934473807	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
68762480	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447397	3400934473975	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
68762480	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447405	3400934474057	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 42 comprimé(s)
68762480	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	5606718	3400956067183	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 280 comprimé(s)
68762480	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	5606724	3400956067244	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 300 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69619243	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3603029	3400936030299	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
69619243	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3603035	3400936030350	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
69619243	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3609049	3400936090491	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68821320	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447411	3400934474118	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 7 comprimé(s)
68821320	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447428	3400934474286	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
68821320	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447434	3400934474347	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 14 comprimé(s)
68821320	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447440	3400934474408	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 15 comprimé(s)
68821320	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3447457	3400934474576	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 21 comprimé(s)
63169145	RANITIDINE MERCK 75 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3540926	3400935409263	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63169145	RANITIDINE MERCK 75 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3540932	3400935409324	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63169145	RANITIDINE MERCK 75 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3609055	3400936090552	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69196409	RANITIDINE MERCK GENERIQUES 75 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3641343	3400936413436	1 tube(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69196409	RANITIDINE MERCK GENERIQUES 75 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3641366	3400936413665	2 tube(s) aluminium de 14 comprimé(s)
64940633	RANITIDINE NORDIC PHARMA 150 mg, comprimé effervescent	NORDIC PHARMA	3621406	3400936214064	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64940633	RANITIDINE NORDIC PHARMA 150 mg, comprimé effervescent	NORDIC PHARMA	3621412	3400936214125	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65102309	RANITIDINE NORDIC PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	NORDIC PHARMA	3621234	3400936212343	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65102309	RANITIDINE NORDIC PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	NORDIC PHARMA	3621429	3400936214293	pilulier(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65102309	RANITIDINE NORDIC PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	NORDIC PHARMA	3621435	3400936214354	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65102309	RANITIDINE NORDIC PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	NORDIC PHARMA	3621441	3400936214415	pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
65102309	RANITIDINE NORDIC PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	NORDIC PHARMA	3621458	3400936214583	pilulier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65102309	RANITIDINE NORDIC PHARMA 300 mg, comprimé effervescent	NORDIC PHARMA	3621464	3400936214644	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63834602	RANITIDINE QUALIMED 150 mg, comprimé effervescent	QUALIMED (LYON)	3537901	3400935379016	pilulier(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63834602	RANITIDINE QUALIMED 150 mg, comprimé effervescent	QUALIMED (LYON)	3621895	3400936218956	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65878177	RANITIDINE QUALIMED 300 mg, comprimé effervescent	QUALIMED (LYON)	3689054	3400936890541	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65878177	RANITIDINE QUALIMED 300 mg, comprimé effervescent	QUALIMED (LYON)	3689060	3400936890602	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65878177	RANITIDINE QUALIMED 300 mg, comprimé effervescent	QUALIMED (LYON)	3693498	3400936934986	pilulier(s) aluminium de 14 comprimé(s)
65878177	RANITIDINE QUALIMED 300 mg, comprimé effervescent	QUALIMED (LYON)	3693506	3400936935068	pilulier(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69128963	RANITIDINE QUALIMED 75 mg, comprimé effervescent	QUALIMED (LYON)	3641320	3400936413207	1 tube(s) aluminium de 14 comprimé(s)
69128963	RANITIDINE QUALIMED 75 mg, comprimé effervescent	QUALIMED (LYON)	3641337	3400936413375	2 tube(s) aluminium de 14 comprimé(s)
62698875	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3502245	3400935022455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 30 comprimé(s)
61799113	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3527423	3400935274236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 14 comprimé(s)
61799113	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3527446	3400935274465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 28 comprimé(s)
61799113	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3527452	3400935274526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 56 comprimé(s)
61799113	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3527469	3400935274694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 60 comprimé(s)
61799113	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3527475	3400935274755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 90 comprimé(s)
61799113	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3527481	3400935274816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61799113	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3780984	3400937809849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 30 comprimé(s)
66427729	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3502156	3400935021564	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 15 comprimé(s)
62001721	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3506651	3400935066510	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 15 comprimé(s)
66427729	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3527506	3400935275066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 28 comprimé(s)
66427729	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3527512	3400935275127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 30 comprimé(s)
66427729	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3527529	3400935275295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 56 comprimé(s)
66427729	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3527535	3400935275356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 60 comprimé(s)
66427729	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3527541	3400935275417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 90 comprimé(s)
66427729	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3528003	3400935280039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 100 comprimé(s)
62001721	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	RANBAXY	3544350	3400935443502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 14 comprimé(s)
66427729	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3781009	3400937810098	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 14 comprimé(s)
69926826	RANITIDINE RATIO 150 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3580423	3400935804235	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 14 comprimé(s)
69926826	RANITIDINE RATIO 150 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3580446	3400935804464	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 28 comprimé(s)
69926826	RANITIDINE RATIO 150 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3580452	3400935804525	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 30 comprimé(s)
69926826	RANITIDINE RATIO 150 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3580469	3400935804693	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 56 comprimé(s)
69926826	RANITIDINE RATIO 150 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3580475	3400935804754	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 60 comprimé(s)
69926826	RANITIDINE RATIO 150 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3580481	3400935804815	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 90 comprimé(s)
67322325	RANITIDINE RATIO 300 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3616888	3400936168886	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 14 comprimé(s)
67322325	RANITIDINE RATIO 300 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3616894	3400936168947	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 28 comprimé(s)
67322325	RANITIDINE RATIO 300 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3616902	3400936169029	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 30 comprimé(s)
67322325	RANITIDINE RATIO 300 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3616919	3400936169197	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 56 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67322325	RANITIDINE RATIO 300 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3616925	3400936169258	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 60 comprimé(s)
67322325	RANITIDINE RATIO 300 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5643085	3400956430857	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyamide de 90 comprimé(s)
67897596	RANITIDINE RATIOPHARM 150 mg, comprimé effervescent	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602917	3400936029170	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
67897596	RANITIDINE RATIOPHARM 150 mg, comprimé effervescent	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602923	3400936029231	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67897596	RANITIDINE RATIOPHARM 150 mg, comprimé effervescent	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3609078	3400936090781	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60813713	RANITIDINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé effervescent	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602946	3400936029460	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60813713	RANITIDINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé effervescent	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3602952	3400936029521	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60813713	RANITIDINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé effervescent	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3609084	3400936090842	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68911942	RANITIDINE REDDY 150 mg, comprimé pelliculé	REDDY CHEMINOR	3496071	3400934960710	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
60037494	RANITIDINE REDDY 300 mg, comprimé pelliculé	REDDY CHEMINOR	3496964	3400934969645	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
68176364	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3320828	3400933208288	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 15 comprimé(s)
68176364	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3320886	3400933208868	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 30 comprimé(s)
68176364	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3334411	3400933344115	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
68176364	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3406932	3400934069321	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
68176364	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3406949	3400934069499	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 42 comprimé(s)
68176364	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3424829	3400934248290	tube(s) polyéthylène dioxyde de titane de 28 comprimé(s)
68176364	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3424835	3400934248351	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 28 comprimé(s)
62062635	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447279	3400934472794	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 20 comprimé(s)
62062635	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447285	3400934472855	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
62062635	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447291	3400934472916	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
62062635	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447316	3400934473166	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 42 comprimé(s)
62062635	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5606693	3400956066933	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 280 comprimé(s)
62062635	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5606701	3400956067015	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 300 comprimé(s)
67074762	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3345656	3400933456566	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
67074762	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3345662	3400933456627	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 15 comprimé(s)
67074762	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3406814	3400934068140	tube(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
67074762	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3406820	3400934068201	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 21 comprimé(s)
67074762	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3424841	3400934248412	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 14 comprimé(s)
67074762	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3424858	3400934248580	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 14 comprimé(s)
67074762	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3448540	3400934485404	tube(s) polypropylène dioxyde de titane de 28 comprimé(s)
67074762	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent	PAUCOURT	3448557	3400934485572	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66142331	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447322	3400934473227	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 7 comprimé(s)
66142331	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447339	3400934473395	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
66142331	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447345	3400934473456	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 14 comprimé(s)
66142331	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447351	3400934473517	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 15 comprimé(s)
66142331	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3447368	3400934473685	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 21 comprimé(s)
60110490	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3602969	3400936029699	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60110490	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3602975	3400936029750	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60110490	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3609090	3400936090903	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63715459	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679653	3400936796539	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63715459	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679676	3400936796768	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
63715459	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679682	3400936796829	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63715459	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679699	3400936796997	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
63715459	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679707	3400936797079	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 56 comprimé(s)
63715459	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679713	3400936797130	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
65108237	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3602981	3400936029811	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65108237	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3602998	3400936029989	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65108237	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3609109	3400936091092	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63434654	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3680774	3400936807747	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63434654	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3680780	3400936807808	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
63434654	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3680797	3400936807976	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63434654	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3680805	3400936808058	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68277018	RANITIDINE SANDOZ 75 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3540949	3400935409492	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
68277018	RANITIDINE SANDOZ 75 mg, comprimé effervescent	SANDOZ	3540955	3400935409553	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
69595244	RANITIDINE TEVA 150 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	3602892	3400936028920	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63193751	RANITIDINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3492021	3400934920219	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63193751	RANITIDINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3611595	3400936115958	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60009616	RANITIDINE TEVA 300 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	3602900	3400936029002	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
64695995	RANITIDINE TEVA 300 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3475028	3400934750281	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 comprimé(s)
64695995	RANITIDINE TEVA 300 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3611603	3400936116030	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63245447	RANITIDINE TEVA 75 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	3602863	3400936028630	tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63245447	RANITIDINE TEVA 75 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	3602886	3400936028869	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
62001358	RANITIDINE WINTHROP 150 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	3474885	3400934748851	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 28 comprimé(s)
62001358	RANITIDINE WINTHROP 150 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	3674816	3400936748163	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 30 comprimé(s)
62001358	RANITIDINE WINTHROP 150 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	5606517	3400956065172	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62001358	RANITIDINE WINTHROP 150 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	5606523	3400956065233	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 100 comprimé(s)
66682295	RANITIDINE WINTHROP 300 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	3570784	3400935707840	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 15 comprimé(s)
66682295	RANITIDINE WINTHROP 300 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	3674822	3400936748224	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 14 comprimé(s)
66682295	RANITIDINE WINTHROP 300 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	5606546	3400956065462	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 50 comprimé(s)
66682295	RANITIDINE WINTHROP 300 mg, comprimé enrobé	WINTHROP MEDICAMENTS	5606552	3400956065523	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 100 comprimé(s)
63366210	RANITIDINE ZYDUS 150 mg, comprimé effervescent	ZYDUS FRANCE	3610012	3400936100121	1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69098356	RANITIDINE ZYDUS 300 mg, comprimé effervescent	ZYDUS FRANCE	3610029	3400936100299	1 pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
61086964	RANUNCULUS LEHNING COMPLEXE N 79, solution buvable	LEHNING	3060126	3400930601266	1 flacon(s) de 20 ml
64597615	RAPAMUNE 1 mg, comprimé enrobé	WYETH EUROPA	3595301	3400935953018	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 30 comprimé(s)
64597615	RAPAMUNE 1 mg, comprimé enrobé	WYETH EUROPA	3595318	3400935953186	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 100 comprimé(s)
61752409	RAPAMUNE 1 mg/ml, solution buvable	WYETH EUROPA	3568847	3400935688477	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 60 ml avec seringue(s) pour administration orale en plastique brun
65164182	RAPAMUNE 2 mg, comprimé enrobé	WYETH EUROPA	3615682	3400936156821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
65164182	RAPAMUNE 2 mg, comprimé enrobé	WYETH EUROPA	5641040	3400956410408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
67857420	RAPHANUS S POTIER, solution buvable en ampoule	DB PHARMA	3089615	3400930896150	12 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
68622560	RAPIFEN 1 mg (0,5 mg/ml), solution injectable	JANSSEN CILAG	5546057	3400955460572	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
67321045	RAPIFEN 2,5 mg (0,5 mg/ml), solution injectable	JANSSEN CILAG	5546092	3400955460923	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
63670722	RAPIFEN 5 mg (0,5 mg/ml), solution injectable	JANSSEN CILAG	5546063	3400955460633	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
63670722	RAPIFEN 5 mg (0,5 mg/ml), solution injectable	JANSSEN CILAG	5546086	3400955460862	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
63335058	RAPILYSIN 10 U, poudre et solvant pour solution injectable	ROCHE REGISTRATION	5600466	3400956004669	2 flacon(s) - 2 seringue(s) préremplie(s) de 10 ml avec 2 dispositif(s) de transfert, avec 2 aiguille(s)
67812140	RAPTIVA 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3651778	3400936517783	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s)
67812140	RAPTIVA 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO EUROPE	3651784	3400936517844	4 flacon(s) en verre - 4 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s)
65292036	RATANHIA BOIRON, pommade	BOIRON	3146885	3400931468851	1 tube(s) de 20 g
60567005	RATIOCID 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3567061	3400935670618	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 6 comprimé(s)
60567005	RATIOCID 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3567078	3400935670786	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 8 comprimé(s)
60567005	RATIOCID 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3567084	3400935670847	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 10 comprimé(s)
60567005	RATIOCID 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3567090	3400935670908	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 12 comprimé(s)
63165346	RAUBASINE DIHYDROERGOCRISTINE PIERRE FABRE 9,60 mg/1,20 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3300754	3400933007546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63165346	RAUBASINE DIHYDROERGOCRISTINE PIERRE FABRE 9,60 mg/1,20 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3477903	3400934779039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
63165346	RAUBASINE DIHYDROERGOCRISTINE PIERRE FABRE 9,60 mg/1,20 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3477926	3400934779268	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 112 comprimé(s)
63419848	REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3574859	3400935748591	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62666240	REBETOL 200 mg, gélule	SCHERING PLOUGH EUROPE	3519719	3400935197191	7 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 12 gélule(s)
62666240	REBETOL 200 mg, gélule	SCHERING PLOUGH EUROPE	3519725	3400935197252	14 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 10 gélule(s)
62666240	REBETOL 200 mg, gélule	SCHERING PLOUGH EUROPE	3519731	3400935197313	14 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 12 gélule(s)
62666240	REBETOL 200 mg, gélule	SCHERING PLOUGH EUROPE	3732778	3400937327787	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 112 gélule(s)
65659614	REBETOL 40 mg/ml, solution buvable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3658668	3400936586680	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 100 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène polystyrène
62090595	REBIF 22 microgrammes, solution injectable	SERONO EUROPE	3474158	3400934741586	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
62090595	REBIF 22 microgrammes, solution injectable	SERONO EUROPE	3474164	3400934741647	3 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
62090595	REBIF 22 microgrammes, solution injectable	SERONO EUROPE	3474170	3400934741708	12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
62332372	REBIF 44 microgrammes, solution injectable	SERONO EUROPE	3508070	3400935080707	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
62332372	REBIF 44 microgrammes, solution injectable	SERONO EUROPE	3508087	3400935080875	3 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
62332372	REBIF 44 microgrammes, solution injectable	SERONO EUROPE	3508093	3400935080936	12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
66975533	REBIF 8,8 microgrammes, solution injectable / REBIF 22 microgrammes, solution injectable	SERONO EUROPE	3759027	3400937590273	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml avec aiguille(s) acier - 6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
64717833	RECOMBIMATE 1000 U.I./10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5645061	3400956450619	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec seringue(s) avec matériel(s) de perfusion
61694475	RECOMBIMATE 250 U.I./10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5634206	3400956342068	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec seringue(s) avec matériel(s) de perfusion
68755977	RECOMBIMATE 500 U.I./10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	BAXTER	5645055	3400956450558	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec seringue(s) avec matériel(s) de perfusion
63791599	RECTOBYL, suppositoire	BOIRON	3089756	3400930897560	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 10 suppositoire(s)
63632928	RECTOGEL, gel rectal, récipient unidose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3140434	3400931404347	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 7 g - avec canule - polyéthylène
63632928	RECTOGEL, gel rectal, récipient unidose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3422440	3400934224409	6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 7 g - avec canule - polyéthylène
63632928	RECTOGEL, gel rectal, récipient unidose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5601419	3400956014194	200 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 7 g - avec canule - polyéthylène
63632928	RECTOGEL, gel rectal, récipient unidose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5601425	3400956014255	250 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 7 g - avec canule - polyéthylène
65328888	RECTOGESIC 0,4 %, pommade rectale	PROSTRAKAN (ROYAUME UNI)	3765370	3400937653701	1 tube(s) aluminium de 30 g
66095718	RECTOLAX, crème rectale en récipient unidose	MCNEIL	3343930	3400933439309	6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène
66095718	RECTOLAX, crème rectale en récipient unidose	MCNEIL	5574852	3400955748526	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène
63300235	RECTOMARTIN ADULTES, suppositoire	MCNEIL	3458248	3400934582486	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60295046	RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire	MEDA PHARMA (FRANCE)	3352082	3400933520823	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 10 suppositoire(s)
61853753	RECTOPHEDROL NOURRISSONS, suppositoire	MCNEIL	3119434	3400931194347	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
67585504	RECTOQUOTANE, crème rectale	ZAMBON FRANCE	3089992	3400930899922	1 tube(s) avec canule polyéthylène aluminium verni de 20 g
67585504	RECTOQUOTANE, crème rectale	ZAMBON FRANCE	5516211	3400955162117	100 tube(s) avec canule polyéthylène aluminium verni de 20 g
69012033	RECTOQUOTANE, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3090009	3400930900093	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
64970612	REDOXON 1 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à l'aspartam et au sorbitol	BAYER SANTE FAMILIALE	3410520	3400934105203	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64970612	REDOXON 1 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à l'aspartam et au sorbitol	BAYER SANTE FAMILIALE	3410537	3400934105371	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67527515	REDOXON 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3635489	34009336354890	1 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
67527515	REDOXON 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3635495	34009336354951	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66651816	REDULIGNE, suspension buvable de plantes fraîches	CHEFARO ARDEVAL	3328103	3400933281038	3 flacon(s) en verre de 60 ml
61279931	REFACTO 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	5620641	3400956206414	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) de 4 ml avec nécessaire(s)
66547625	REFACTO 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	5645090	3400956450909	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) de 4 ml avec nécessaire(s)
68827444	REFACTO 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	5620629	3400956206292	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) de 4 ml avec nécessaire(s)
64877439	REFACTO 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable	WYETH EUROPA	5620635	3400956206353	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) de 4 ml avec nécessaire(s)
61323961	REFLEX-SPRAY 10 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pressurisé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3321905	3400933219055	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 40 ml avec valve et avec tube plongeur polyéthylène basse densité (PEBD)
63537049	REFLUDAN 50 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion	PHARMION	5605274	3400956052745	1 flacon(s) en verre de 50 mg
63537049	REFLUDAN 50 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion	PHARMION	5605280	3400956052806	10 flacon(s) en verre de 50 mg
61389541	REFRESH, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3379589	3400933795894	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
61389541	REFRESH, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3379595	3400933795955	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
61389541	REFRESH, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3379603	3400933796037	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
61389541	REFRESH, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3379626	3400933796266	90 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
69238406	REGAINE 2 POUR CENT, gel en flacon avec pompe doseuse	PFIZER HOLDING FRANCE	3334440	3400933344405	1 flacon(s) polyéthylène de 80 g avec pompe doseuse polypropylène
69238406	REGAINE 2 POUR CENT, gel en flacon avec pompe doseuse	PFIZER HOLDING FRANCE	3553805	3400935538055	2 flacon(s) polyéthylène de 80 g avec pompe(s) doseuse(s) polypropylène
69238406	REGAINE 2 POUR CENT, gel en flacon avec pompe doseuse	PFIZER HOLDING FRANCE	3553811	3400935538116	3 flacon(s) polyéthylène de 80 g avec pompe doseuse polypropylène
67661578	REGAINE 2 POUR CENT, solution pour application cutanée	PFIZER HOLDING FRANCE	3292894	3400932928941	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml avec applicateur
67661578	REGAINE 2 POUR CENT, solution pour application cutanée	PFIZER HOLDING FRANCE	3309867	3400933098674	1 flacon(s) polyéthylène de 120 ml avec applicateur
67661578	REGAINE 2 POUR CENT, solution pour application cutanée	PFIZER HOLDING FRANCE	3314265	3400933142650	2 flacon(s) polyéthylène de 60 ml avec applicateur
67661578	REGAINE 2 POUR CENT, solution pour application cutanée	PFIZER HOLDING FRANCE	3458194	3400934581946	3 flacon(s) polyéthylène de 60 ml avec applicateur
66301762	REGAINE 5 POUR CENT, solution pour application cutanée	PFIZER HOLDING FRANCE	3398902	3400933989026	1 flacon(s) de 60 ml avec pulvérisateur(s) polyéthylène avec embout applicateur polypropylène avec tampon applicateur
66301762	REGAINE 5 POUR CENT, solution pour application cutanée	PFIZER HOLDING FRANCE	3398919	3400933989194	3 flacon(s) de 60 ml avec pulvérisateur(s) polyéthylène avec embout applicateur polypropylène avec tampon applicateur
65525387	REGON, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3354193	3400933541934	30 sachet(s) polyvinylidène polyéthylène papier de 3,25 g
65525387	REGON, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3354201	3400933542016	60 sachet(s) polyvinylidène polyéthylène papier de 3,25 g
68002118	REGANEX 0,01 %, gel	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV	3517206	3400935172068	1 tube(s) polyéthylène de 15 g
69980724	REINE DES PRES BOIRON, gélule	BOIRON	3417284	3400934172847	1 pilulier(s) PVC brun de 50 gélule(s)
69218147	REINE DES PRES ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625870	3400936258709	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 30 gélule(s)
69218147	REINE DES PRES ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625887	3400936258877	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 45 gélule(s)
69218147	REINE DES PRES ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625893	3400936258938	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 50 gélule(s)
69218147	REINE DES PRES ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625901	3400936259010	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 60 gélule(s)
69218147	REINE DES PRES ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625918	3400936259188	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 90 gélule(s)
69123222	REINE DES PRES INFUSETTE LES BONS PRODUCTEURS, plante sèche pour tisane en sachet-dose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3325352	3400933253523	24 sachet(s)-dose(s) cellophane
64093736	REINE DES PRES NATURA MEDICA, solution buvable	PLANTES ET MEDECINES	3316666	3400933166663	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
61422564	RELAN 0,1 POUR CENT (0,3 mg/0,3 ml), collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3409250	3400934092503	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml
61422564	RELAN 0,1 POUR CENT (0,3 mg/0,3 ml), collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3409267	3400934092671	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml
61422564	RELAN 0,1 POUR CENT (0,3 mg/0,3 ml), collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3409273	3400934092732	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml
63837915	RELAN 0,1 POUR CENT, collyre	NOVARTIS PHARMA	3409244	3400934092442	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67395832	RELAXINE, comprimé enrobé	PFIZER	3359842	3400933598426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
67395832	RELAXINE, comprimé enrobé	PFIZER	3415718	3400934157189	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
67232721	RELAXODDI, capsule	LEURQUIN MEDIOLANUM	3090297	3400930902974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 capsule(s)
62815549	RELENZA 5 mg/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3519748	3400935197481	5 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide (DISKHALER) de 4 dose(s)
62815549	RELENZA 5 mg/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3519754	3400935197542	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide (DISKHALER) de 4 dose(s)
66184469	RELERT 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578739	3400935787392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 2 comprimé(s)
66184469	RELERT 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578745	3400935787453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 3 comprimé(s)
66184469	RELERT 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578751	3400935787514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 6 comprimé(s)
66184469	RELERT 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578768	3400935787682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 10 comprimé(s)
66184469	RELERT 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578774	3400935787743	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 18 comprimé(s)
66184469	RELERT 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578780	3400935787804	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 30 comprimé(s)
62819679	RELERT 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578797	3400935787972	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 2 comprimé(s)
62819679	RELERT 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578805	3400935788054	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 3 comprimé(s)
62819679	RELERT 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578811	3400935788115	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 6 comprimé(s)
62819679	RELERT 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578828	3400935788283	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 10 comprimé(s)
62819679	RELERT 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578834	3400935788344	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 18 comprimé(s)
62819679	RELERT 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578840	3400935788405	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 30 comprimé(s)
64350636	RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578596	3400935785961	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 2 comprimé(s)
64350636	RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578604	3400935786043	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 3 comprimé(s)
64350636	RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578610	3400935786104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 6 comprimé(s)
64350636	RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578627	3400935786272	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 10 comprimé(s)
64350636	RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578633	3400935786333	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 18 comprimé(s)
64350636	RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578656	3400935786562	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 30 comprimé(s)
63476564	RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578662	3400935786623	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 2 comprimé(s)
63476564	RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578679	3400935786791	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 3 comprimé(s)
63476564	RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578685	3400935786852	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 6 comprimé(s)
63476564	RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578691	3400935786913	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 10 comprimé(s)
63476564	RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578716	3400935787163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 18 comprimé(s)
63476564	RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3578722	3400935787224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 30 comprimé(s)
62583556	RELVENE 1000 mg, comprimé effervescent	EXPANSCIENCE	3576290	3400935762900	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
68984456	RELVENE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	EXPANSCIENCE	3090357	3400930903575	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
69606769	RELVENE 500 mg, comprimé effervescent	EXPANSCIENCE	3576284	3400935762849	3 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69606769	RELVENE 500 mg, comprimé effervescent	EXPANSCIENCE	3584697	3400935846976	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68806845	RELVENE GEL 2 POUR CENT, crème	EXPANSCIENCE	3090305	3400930903056	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60170263	REMEX 5 %, crème	GENEVRIER	3633697	3400936336971	1 flacon(s) avec pompe(s) doseuse(s) polypropylène de 2 g
64542736	REMICADE 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	CENTOCOR (PAYS BAS)	5620701	3400956207015	1 flacon(s) en verre
64542736	REMICADE 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	CENTOCOR (PAYS BAS)	5621238	3400956212385	2 flacon(s) en verre
64542736	REMICADE 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	CENTOCOR (PAYS BAS)	5621244	3400956212446	3 flacon(s) en verre
64994620	REMINYL 12 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3553691	3400935536914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
64994620	REMINYL 12 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	5628447	3400956284474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 112 comprimé(s)
64994620	REMINYL 12 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	5628453	3400956284535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 168 comprimé(s)
61513124	REMINYL 4 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3553662	3400935536624	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
61513124	REMINYL 4 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3570175	3400935701756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
61601453	REMINYL 4 mg/ml, solution buvable	JANSSEN CILAG	3553722	3400935537225	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 100 ml avec un racleur en polyéthylène basse densité (PEBD) avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène haute densité (PEHD) polyéthylène basse densité (PEBD) polystyrène avec fermeture de sécurité enfant
63426077	REMINYL 8 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3553679	3400935536792	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
63426077	REMINYL 8 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3553685	3400935536853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
63426077	REMINYL 8 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	5631573	3400956315734	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 112 comprimé(s)
66660758	REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3675951	3400936759510	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66660758	REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	5661864	3400956618644	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 gélule(s)
66660758	REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	5661870	3400956618705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
66660758	REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	5661887	3400956618873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 gélule(s)
65928057	REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3675968	3400936759688	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
65928057	REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	5663679	3400956636792	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
65928057	REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	5663685	3400956636853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 gélule(s)
65928057	REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	5663691	3400956636914	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 gélule(s)
66998037	REMINYL L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3675922	3400936759220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 gélule(s)
66998037	REMINYL L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	3675939	3400936759398	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66998037	REMINYL L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	JANSSEN CILAG	5661858	3400956618583	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 gélule(s)
68635974	REMODULIN 1 mg/ml, solution pour perfusion	UNITED THERAPEUTICS EUROPE	3681615	3400936816152	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65213010	REMODULIN 10 mg/ml, solution pour perfusion	UNITED THERAPEUTICS EUROPE	3681644	3400936816442	1 flacon(s) en verre de 20 ml
60937287	REMODULIN 2,5 mg/ml, solution pour perfusion	UNITED THERAPEUTICS EUROPE	3681621	3400936816213	1 flacon(s) en verre de 20 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66923928	REMODULIN 5 mg/ml, solution pour perfusion	UNITED THERAPEUTICS EUROPE	3681638	3400936816381	1 flacon(s) en verre de 20 ml
60039666	REMOPLXEXE LEHNING 500 microgrammes, gélule	LEHNING	3398658	3400933986582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63582756	RENAGEL 400 mg, comprimé pelliculé	GENZYME EUROPE	3572642	3400935726421	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 360 comprimé(s)
63582756	RENAGEL 400 mg, comprimé pelliculé	GENZYME EUROPE	5631337	3400956313372	2 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 360 comprimé(s)
63582756	RENAGEL 400 mg, comprimé pelliculé	GENZYME EUROPE	5631343	3400956313433	3 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 360 comprimé(s)
65297193	RENAGEL 403 mg, gélule	GENZYME EUROPE	3540004	3400935400048	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 60 gélule(s)
65297193	RENAGEL 403 mg, gélule	GENZYME EUROPE	3540010	3400935400109	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 200 gélule(s)
65297193	RENAGEL 403 mg, gélule	GENZYME EUROPE	3540027	3400935400277	4 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 200 gélule(s)
65297193	RENAGEL 403 mg, gélule	GENZYME EUROPE	3540033	3400935400338	6 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 200 gélule(s)
68950692	RENAGEL 800 mg, comprimé pelliculé	GENZYME EUROPE	3572659	3400935726599	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 180 comprimé(s)
68950692	RENAGEL 800 mg, comprimé pelliculé	GENZYME EUROPE	5631366	3400956313662	2 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 180 comprimé(s)
68950692	RENAGEL 800 mg, comprimé pelliculé	GENZYME EUROPE	5631372	3400956313723	3 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 180 comprimé(s)
68675424	RENAPUR LP 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3279971	3400932799718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
68128273	RENITEC 20 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3270906	3400932709069	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
68128273	RENITEC 20 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3724112	3400937241120	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 90 comprimé(s)
68128273	RENITEC 20 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5568188	3400955681885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 50 comprimé(s)
64371242	RENITEC 5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3270898	3400932708987	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
64371242	RENITEC 5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3433484	3400934334849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 14 comprimé(s)
64371242	RENITEC 5 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5568171	3400955681717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 50 comprimé(s)
63674254	RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3325961	3400933259617	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 4 comprimé(s)
63674254	RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3325978	3400933259785	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 6 comprimé(s)
63674254	RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3325984	3400933259846	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 12 comprimé(s)
63674254	RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3325990	3400933259907	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
63674254	RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3326009	3400933260095	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 18 comprimé(s)
63674254	RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3326015	3400933260156	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 20 comprimé(s)
63674254	RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3326021	3400933260217	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 24 comprimé(s)
62981492	RENNIE EFFERVESCENT, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3156694	3400931566946	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
62981492	RENNIE EFFERVESCENT, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3216249	3400932162499	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62981492	RENNIE EFFERVESCENT, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3216255	3400932162550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
62981492	RENNIE EFFERVESCENT, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3216261	3400932162611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 comprimé(s)
69736182	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en flacon	BAYER SANTE FAMILIALE	3360325	3400933603250	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
69736182	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en flacon	BAYER SANTE FAMILIALE	3365831	3400933658311	1 flacon(s) polyéthylène de 180 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69736182	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en flacon	BAYER SANTE FAMILIALE	3365854	3400933658540	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
60387943	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en récipient unidose	BAYER SANTE FAMILIALE	3291742	3400932917426	1 récipient(s) unidose(s) PVC PVDC polyéthylène
60387943	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en récipient unidose	BAYER SANTE FAMILIALE	3326819	3400933268190	10 récipient(s) unidose(s) PVC PVDC polyéthylène
60387943	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en récipient unidose	BAYER SANTE FAMILIALE	3344786	3400933447861	20 récipient(s) unidose(s) PVC PVDC polyéthylène
63615544	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en sachet-dose	BAYER SANTE FAMILIALE	3172569	3400931725695	10 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène
63615544	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en sachet-dose	BAYER SANTE FAMILIALE	3172575	3400931725756	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène
63615544	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en sachet-dose	BAYER SANTE FAMILIALE	3172581	3400931725817	24 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène
63615544	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en sachet-dose	BAYER SANTE FAMILIALE	3172598	3400931725985	30 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène
63615544	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en sachet-dose	BAYER SANTE FAMILIALE	3172606	3400931726067	36 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène
63615544	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en sachet-dose	BAYER SANTE FAMILIALE	3172612	3400931726128	40 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène
63615544	RENNIE LIQUIDE, suspension buvable en sachet-dose	BAYER SANTE FAMILIALE	3172629	3400931726296	50 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694776	3400936947764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694782	3400936947825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694799	3400936947993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694807	3400936948075	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694813	3400936948136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 48 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694836	3400936948365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694842	3400936948426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694859	3400936948594	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 72 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694865	3400936948655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 96 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694871	3400936948716	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694888	3400936948884	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694894	3400936948945	1 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694902	3400936949027	2 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694919	3400936949195	3 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694925	3400936949256	4 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694931	3400936949317	5 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694948	3400936949485	6 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694954	3400936949546	7 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
69628395	RENNIE ORANGE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3694960	3400936949607	8 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
68188808	RENNIE REFLUXINE, comprimé à croquer	ROCHE NICHOLAS	3537321	3400935373212	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68188808	RENNIE REFLUXINE, comprimé à croquer	ROCHE NICHOLAS	3537338	3400935373380	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68188808	RENNIE REFLUXINE, comprimé à croquer	ROCHE NICHOLAS	3537344	3400935373441	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
68188808	RENNIE REFLUXINE, comprimé à croquer	ROCHE NICHOLAS	3537350	3400935373502	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
68188808	RENNIE REFLUXINE, comprimé à croquer	ROCHE NICHOLAS	3537367	3400935373670	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
68704160	RENNIE REFLUXINE, suspension buvable	ROCHE NICHOLAS	3511273	3400935112736	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml
68704160	RENNIE REFLUXINE, suspension buvable	ROCHE NICHOLAS	3511296	3400935112965	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
68704160	RENNIE REFLUXINE, suspension buvable	ROCHE NICHOLAS	3511304	3400935113047	1 flacon(s) polyéthylène de 180 ml
68704160	RENNIE REFLUXINE, suspension buvable	ROCHE NICHOLAS	3511310	3400935113108	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3302871	3400933028718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3302888	3400933028886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3302894	3400933028947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 48 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3302902	3400933029029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3302919	3400933029197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 96 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3570844	3400935708441	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 72 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3619941	3400936199415	enveloppe avec feuille(s) papier aluminium de 12 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3619958	3400936199583	2 enveloppe avec feuille(s) papier aluminium de 12 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3619964	3400936199644	3 enveloppe avec feuille(s) papier aluminium de 12 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3619970	3400936199705	4 enveloppe avec feuille(s) papier aluminium de 12 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3619987	3400936199873	5 enveloppe avec feuille(s) papier aluminium de 12 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3619993	3400936199934	6 enveloppe avec feuille(s) papier aluminium de 12 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3620016	3400936200166	7 enveloppe avec feuille(s) papier aluminium de 12 comprimé(s)
67897322	RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3620022	3400936200227	8 enveloppe avec feuille(s) papier aluminium de 12 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3090452	3400930904527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3232320	3400932323203	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 96 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3247770	3400932477708	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 48 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3335037	3400933350376	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3335043	3400933350437	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 36 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3335066	3400933350666	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3636891	3400936368910	enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3636916	3400936369160	2 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3636922	3400936369221	3 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3636939	3400936369399	4 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3636945	3400936369450	5 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3636951	3400936369511	6 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3636968	3400936369689	7 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
65323026	RENNIE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3636974	3400936369740	8 enveloppe papier aluminium de 12 comprimé(s)
67394627	RENNIE, comprimé à croquer ou à sucer arôme anis	BAYER SANTE FAMILIALE	3473845	3400934738456	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
67394627	RENNIE, comprimé à croquer ou à sucer arôme anis	BAYER SANTE FAMILIALE	3473851	3400934738517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 36 comprimé(s)
67394627	RENNIE, comprimé à croquer ou à sucer arôme anis	BAYER SANTE FAMILIALE	3473868	3400934738685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 48 comprimé(s)
67394627	RENNIE, comprimé à croquer ou à sucer arôme anis	BAYER SANTE FAMILIALE	3473874	3400934738746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62717286	RENOCIS, poudre pour solution injectable. Trousse pour la préparation de la solution injectable de succimère-technétium [99m Tc]	CIS BIO INTERNATIONAL	5623556	3400956235568	5 flacon(s) en verre de 52,06 mg
67586086	RENUTRYL 500, émulsion buvable en boîte	NESTLE CLINICAL NUTRITION FRANCE	3090481	3400930904817	1 boîte(s) fer de 375 ml
64735468	REOPRO 2 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion	CENTOCOR (PAYS BAS)	5588110	3400955881100	1 flacon(s) en verre de 5 ml
65477526	REPARIL, comprimé enrobé	MADAUS	3036501	3400930365014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65477526	REPARIL, comprimé enrobé	MADAUS	3036518	3400930365182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
69452698	REPARIL, gel pour application locale	MADAUS	3036524	3400930365243	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
69452698	REPARIL, gel pour application locale	MADAUS	3277883	3400932778836	1 tube(s) aluminium verni de 80 g
69452698	REPARIL, gel pour application locale	MADAUS	5516240	3400955162407	100 tube(s) aluminium verni de 40 g
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596393	3400935963932	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston chlorobromobutyle avec aiguille(s) attachée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596401	3400935964014	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston chlorobromobutyle avec aiguille(s) attachée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596418	3400935964182	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston chlorobromobutyle avec aiguille(s) attachée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596424	3400935964243	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston chlorobromobutyle
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596430	3400935964304	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston chlorobromobutyle

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596447	3400935964472	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston chlorobromobutyle
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596453	3400935964533	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston butyl isoprène siliconé avec aiguille(s) attachée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596476	3400935964762	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston butyl isoprène siliconé avec aiguille(s) attachée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3596482	3400935964823	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml munie d'un bouchon-piston butyl isoprène siliconé avec aiguille(s) attachée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687374	3400936873742	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) séparée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687380	3400936873803	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) séparée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687397	3400936873971	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec deux aiguille(s) séparée
67619892	REPEVAX, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé, adjuvé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687405	3400936874053	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec deux aiguille(s) séparée
60397909	REPLAGAL 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TKT EUROPE	5634005	3400956340057	1 flacon(s) en verre de 3,5 ml
60397909	REPLAGAL 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TKT EUROPE	5658046	3400956580460	4 flacon(s) en verre de 3,5 ml
60397909	REPLAGAL 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TKT EUROPE	5658052	3400956580521	10 flacon(s) en verre de 3,5 ml
60397909	REPLAGAL 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TKT EUROPE	5658276	3400956582761	1 flacon(s) en verre de 1 ml
60397909	REPLAGAL 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TKT EUROPE	5658282	3400956582822	4 flacon(s) en verre de 1 ml
60397909	REPLAGAL 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	TKT EUROPE	5658299	3400956582990	10 flacon(s) en verre de 1 ml
64994855	REPTILASE, solution injectable	PHARMA DEVELOPPEMENT	3090512	3400930905128	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
61497951	REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413837	3400934138379	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 21 comprimé(s)
61497951	REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413843	3400934138430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 210 comprimé(s)
61497951	REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413866	3400934138669	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 126 comprimé(s)
61497951	REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413872	3400934138720	1 flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
66695638	REQUIP 0,50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413889	3400934138898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 21 comprimé(s)
66695638	REQUIP 0,50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413895	3400934138959	1 flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
66649523	REQUIP 1 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413903	3400934139031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 21 comprimé(s)
66649523	REQUIP 1 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413926	3400934139260	1 flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
66649523	REQUIP 1 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3433573	3400934335730	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 84 comprimé(s)
68209070	REQUIP 2 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413932	3400934139321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 21 comprimé(s)
68209070	REQUIP 2 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413949	3400934139499	1 flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
68209070	REQUIP 2 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3433596	3400934335969	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 84 comprimé(s)
67548121	REQUIP 5 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413955	3400934139550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67548121	REQUIP 5 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3413961	3400934139611	1 flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
67548121	REQUIP 5 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3433604	3400934336041	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium-ACLAR de 84 comprimé(s)
69368969	RESCUEFLOW, solution pour perfusion	BIOPHAUSIA	3517910	3400935179104	6 poche(s) PVC de 250 ml
69368969	RESCUEFLOW, solution pour perfusion	BIOPHAUSIA	3517927	3400935179272	12 poche(s) PVC de 250 ml
65222066	RESCULA 1,5 mg/ml, collyre en solution	NOVARTIS PHARMA	3599115	3400935991157	1 flacon(s) polypropylène de 5 ml
65222066	RESCULA 1,5 mg/ml, collyre en solution	NOVARTIS PHARMA	3599121	3400935991218	3 flacon(s) polypropylène de 5 ml
68069483	RESPILENE ADULTES 0,12 POUR CENT, sirop	SANOFI AVENTIS FRANCE	3394620	3400933946203	1 flacon(s) de 125 ml en verre brun avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68069483	RESPILENE ADULTES 0,12 POUR CENT, sirop	SANOFI AVENTIS FRANCE	3394637	3400933946371	1 flacon(s) de 150 ml en verre brun avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68069483	RESPILENE ADULTES 0,12 POUR CENT, sirop	SANOFI AVENTIS FRANCE	3394643	3400933946432	1 flacon(s) de 200 ml en verre brun avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
65466661	RESPILENE ENFANTS 3 mg/5 ml, sirop	SANOFI AVENTIS FRANCE	3394666	3400933946661	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène de 125 ml
65466661	RESPILENE ENFANTS 3 mg/5 ml, sirop	SANOFI AVENTIS FRANCE	3395996	3400933959968	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène de 150 ml
65466661	RESPILENE ENFANTS 3 mg/5 ml, sirop	SANOFI AVENTIS FRANCE	3396004	3400933960049	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène de 200 ml
61383855	RESTRICAL ESTRAGON, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3131441	3400931314417	1 flacon(s) PVC de 500 ml
61383855	RESTRICAL ESTRAGON, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3213133	3400932131334	1 flacon(s) PVC de 150 ml
61383855	RESTRICAL ESTRAGON, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3213156	3400932131563	1 flacon(s) PVC de 1000 ml
61383855	RESTRICAL ESTRAGON, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	5536076	3400955360766	1 flacon(s) PVC de 5 l
66095942	RESTRICAL NOISETTE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3173273	3400931732730	1 flacon(s) PVC de 150 ml
66095942	RESTRICAL NOISETTE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3173296	3400931732969	1 flacon(s) PVC de 1000 ml
66095942	RESTRICAL NOISETTE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3175929	3400931759294	1 flacon(s) PVC de 500 ml
66095942	RESTRICAL NOISETTE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	5536082	3400955360827	1 flacon(s) PVC de 5 l
62373038	RETACNYL 0,025 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3334434	3400933344344	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
68553865	RETACNYL 0,05 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3318493	3400933184933	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
68553865	RETACNYL 0,05 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3318501	3400933185015	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63491139	RETIN A 0,05 POUR CENT, crème	JANSSEN CILAG	3299608	3400932996087	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
63491139	RETIN A 0,05 POUR CENT, crème	JANSSEN CILAG	3302078	3400933020781	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
63491139	RETIN A 0,05 POUR CENT, crème	JANSSEN CILAG	3307124	3400933071240	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
68939023	RETINOVA 0,05 POUR CENT, crème	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE	3395766	3400933957667	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
61878614	RETRONE, comprimé	ROCHE	3206682	3400932066827	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69290545	RETROVIR 100 mg, gélule	GLAXOSMITHKLINE	3388051	3400933880514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
69290545	RETROVIR 100 mg, gélule	GLAXOSMITHKLINE	5558238	3400955582380	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
69290545	RETROVIR 100 mg, gélule	GLAXOSMITHKLINE	5558250	3400955582502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60524598	RETROVIR 100 mg/10 ml, solution buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3388424	3400933884246	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec seringue pour administration orale polypropylène

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
60524598	RETROVIR 100 mg/10 ml, solution buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3634159	3400936341593	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale polypropylène de 200 ml
60132743	RETROVIR 200 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion	GLAXOSMITHKLINE	5580114	3400955801146	5 flacon(s) en verre brun de 20 ml
63894243	RETROVIR 250 mg, gélule	GLAXOSMITHKLINE	3388045	3400933880453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s)
62320263	RETROVIR 300 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3393626	3400933936266	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
62320263	RETROVIR 300 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3407601	3400934076015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64083553	REVASC 15 mg/0,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	CANYON PHARMACEUTICALS	3657077	3400936570771	2 flacon(s) en verre - 2 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
64083553	REVASC 15 mg/0,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	CANYON PHARMACEUTICALS	3657083	3400936570832	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
68155950	REVATIO 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3702406	3400937024068	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3525996	3400935259967	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec protège-aiguille
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3526004	3400935260048	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec protège-aiguille
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3530856	3400935308566	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec protège-aiguille
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687581	3400936875814	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml sans aiguille
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687598	3400936875982	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687606	3400936876064	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687612	3400936876125	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687629	3400936876293	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
60917345	REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687635	3400936876354	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
64701035	RE VIA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3417485	3400934174858	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
64701035	RE VIA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3417491	3400934174919	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
64701035	RE VIA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3417516	3400934175169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 28 comprimé(s)
61584317	REVITALOSE, granulés pour solution buvable en sachet-dose	UCB HEALTHCARE	3575296	3400935752963	7 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2 g - 7 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g
61584317	REVITALOSE, granulés pour solution buvable en sachet-dose	UCB HEALTHCARE	3575304	3400935753045	14 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2 g - 14 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g
61584317	REVITALOSE, granulés pour solution buvable en sachet-dose	UCB HEALTHCARE	3575310	3400935753106	28 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2 g - 28 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1 g
63363997	REVITALOSE, solution buvable	UCB HEALTHCARE	3351935	3400933519353	12 ampoule(s) en verre brun de 5 ml - 12 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
63363997	REVITALOSE, solution buvable	UCB HEALTHCARE	3357300	3400933573003	14 ampoule(s) en verre brun de 5 ml - 14 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
63363997	REVITALOSE, solution buvable	UCB HEALTHCARE	3357317	3400933573171	10 ampoule(s) en verre brun de 5 ml - 10 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
63363997	REVITALOSE, solution buvable	UCB HEALTHCARE	3425013	3400934250132	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml - 20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
63363997	REVITALOSE, solution buvable	UCB HEALTHCARE	3425036	3400934250361	15 ampoule(s) en verre brun de 5 ml - 15 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
62807794	REVULSOLINE, pommade	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3090707	3400930907078	1 tube(s) aluminium verni de 36 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60714170	REXORT 250 mg/2 ml, solution injectable	TAKEDA	3201325	3400932013258	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
60714170	REXORT 250 mg/2 ml, solution injectable	TAKEDA	3239210	3400932392100	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
60714170	REXORT 250 mg/2 ml, solution injectable	TAKEDA	3239227	3400932392278	3 ampoule(s) en verre de 2 ml
67919466	REXORT 500 mg/4 ml, solution injectable	TAKEDA	3201319	3400932013197	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
64653284	REXORUBIA LEHNING, granules	LEHNING	3090742	3400930907429	1 boite(s) de 500 g
64653284	REXORUBIA LEHNING, granules	LEHNING	3276694	3400932766949	1 boite(s) de 350 g
61207693	REYATAZ 100 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3640409	3400936404090	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
61207693	REYATAZ 100 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3640415	3400936404151	10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 gélule(s)
69443966	REYATAZ 150 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3640421	3400936404212	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
69443966	REYATAZ 150 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3640438	3400936404380	10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 gélule(s)
68301348	REYATAZ 200 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3640444	3400936404441	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
68301348	REYATAZ 200 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3640450	3400936404502	10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 gélule(s)
69458167	REYATAZ 50 mg/1,5 g, poudre orale	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3640467	3400936404670	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 180 g avec cuillère-mesure
62576572	REZALL, gélule	PHYTOPREVENT	3453920	3400934539206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
62576572	REZALL, gélule	PHYTOPREVENT	3453937	3400934539374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
65339742	RHEOBRAL, gélule	NIVERPHARM	3178715	3400931787150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
65339742	RHEOBRAL, gélule	NIVERPHARM	3178721	3400931787211	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65339742	RHEOBRAL, gélule	NIVERPHARM	3178738	3400931787389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
64620512	RHEOFLUX 0,5 g/ml, solution buvable à diluer	NIVERPHARM	3324766	3400933247669	1 flacon(s) en verre brun de 40 ml avec seringue(s) doseuse(s) polyéthylène polystyrène
62296848	RHEOFLUX 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet	NIVERPHARM	3362784	3400933627843	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 7,25 g
64272162	RHEOFLUX 3500 mg/7 ml, solution buvable en ampoule	NIVERPHARM	3362778	3400933627782	10 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 7 ml
63962534	RHEOFLUX, poudre pour solution buvable	NIVERPHARM	3302575	3400933025755	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 3,182 g
60235348	RHEUMADORON, solution buvable	WELEDA	3119931	3400931199311	1 flacon(s) de 30 ml
64008650	RHEUMON 5 POUR CENT, gel	TROPON	3368002	3400933680022	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
64008650	RHEUMON 5 POUR CENT, gel	TROPON	3368019	3400933680190	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
65303123	RHINAAXIA, solution pour pulvérisation nasale	THEA	3275861	3400932758616	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 13 ml avec pompe(s) doseuse(s)
65303123	RHINAAXIA, solution pour pulvérisation nasale	THEA	3616285	3400936162853	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 26 ml avec pompe(s) doseuse(s)
65034057	RHINACTYL, poudre pour solution buvable	SANOFI AVENTIS OTC	3432154	3400934321542	8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 12,18 g
69445376	RHINADVIL, comprimé enrobé	WYETH SANTE FAMILIALE	3340848	3400933408480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66185610	RHINAL 0,025 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	AMIDO	3295734	3400932957347	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 ml avec embout avec tube plongeur

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
60572027	RHINALAIR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3293296	3400932932962	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
60572027	RHINALAIR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3293304	3400932933044	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
63444050	RHINALLERGY, comprimé à sucer	BOIRON	3564720	3400935647207	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69778142	RHINALYOC 100 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3317915	3400933179151	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 lyophilisat(s)
69778142	RHINALYOC 100 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3333713	3400933337131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 lyophilisat(s)
69778142	RHINALYOC 100 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3333736	3400933337360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 lyophilisat(s)
69778142	RHINALYOC 100 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3364369	3400933643690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 lyophilisat(s)
63241947	RHINALYOC 375 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3314609	3400933146092	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 lyophilisat(s)
69002498	RHINALYOC 750 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3315431	3400933154318	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 lyophilisat(s)
69002498	RHINALYOC 750 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3333742	3400933337421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 lyophilisat(s)
69002498	RHINALYOC 750 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3339242	3400933392420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 lyophilisat(s)
63565237	RHINAMIDE, solution pour pulvérisation nasale	BAILLY CREAT	3402070	3400934020704	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml avec tube plongeur polyéthylène haute densité (PEHD)
65233671	RHINASPIR, solution pour pulvérisation nasale	AMIDO	3294367	3400932943678	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 ml avec embout avec tube plongeur
61499429	RHINATHIOL 0,6% EXPECTORANT AMBROXOL, solution buvable	SANOFI AVENTIS OTC	3648196	3400936481961	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
61499429	RHINATHIOL 0,6% EXPECTORANT AMBROXOL, solution buvable	SANOFI AVENTIS OTC	3648204	3400936482043	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68424233	RHINATHIOL 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine et au maltitol liquide	SANOFI AVENTIS OTC	3430965	3400934309656	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63198531	RHINATHIOL 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3090937	3400930909379	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63198531	RHINATHIOL 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3637057	3400936370579	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec cuillère-mesure polypropylène
64324278	RHINATHIOL 375 mg EXPECTORANT, gélule	SANOFI AVENTIS OTC	3240236	3400932402366	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
64181200	RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique	SANOFI AVENTIS OTC	3413978	3400934139789	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec gobelet doseur polypropylène
64181200	RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique	SANOFI AVENTIS OTC	3413984	3400934139840	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
65249476	RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES EXPECTORANT, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3090920	3400930909201	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec gobelet doseur polypropylène
65249476	RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES EXPECTORANT, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3236878	3400932368785	1 flacon(s) en verre de 300 ml avec gobelet doseur polypropylène
65249476	RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES EXPECTORANT, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3378118	3400933781187	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
65911218	RHINATHIOL ADULTES TOUX SECHE 0,12 % PHOLCODINE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3567109	3400935671097	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet doseur polypropylène
65911218	RHINATHIOL ADULTES TOUX SECHE 0,12 % PHOLCODINE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3567115	3400935671158	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
65911218	RHINATHIOL ADULTES TOUX SECHE 0,12 % PHOLCODINE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3567121	3400935671219	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
61025662	RHINATHIOL ENFANTS TOUX SECHE 0,06 % PHOLCODINE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3588666	3400935886668	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec seringue pour administration orale de 5 ml
61025662	RHINATHIOL ENFANTS TOUX SECHE 0,06 % PHOLCODINE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3588672	3400935886729	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec seringue pour administration orale de 5 ml
61025662	RHINATHIOL ENFANTS TOUX SECHE 0,06 % PHOLCODINE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3588689	3400935886897	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec seringue pour administration orale de 5 ml
63487710	RHINATHIOL MAUX DE GORGE, solution pour pulvérisation buccale	SANOFI AVENTIS OTC	3665467	3400936654679	1 flacon(s) en verre plastifié de 30 g avec pompe(s) doseuse(s) polypropylène avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène avec embout(s)
69317889	RHINATHIOL PROMETHAZINE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3090908	3400930909089	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
69317889	RHINATHIOL PROMETHAZINE, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3636885	3400936368859	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63604149	RHINATHIOL RHUME, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS OTC	3608216	3400936082168	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
63604149	RHINATHIOL RHUME, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS OTC	3608222	3400936082229	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63604149	RHINATHIOL RHUME, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS OTC	3608239	3400936082397	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
67576462	RHINATUX, gélule	AMIDO	3445837	3400934458378	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
63722208	RHINE INFANTILE 0,012 POUR CENT, solution pour instillation nasale	COOPER	3250766	3400932507665	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec compte-gouttes polypropylène PVC
69290698	RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale	COOPER	3413168	3400934131684	1 flacon(s) polyéthylène de 13 ml avec tube plongeur polyéthylène
65175855	RHINIBAR, solution nasale en gouttes	PHOCEAL	3216746	3400932167463	1 flacon(s) en verre de 10 ml
66780259	RHINIREX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale en flacon	WINTHROP MEDICAMENTS	3417835	3400934178351	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun de 100 doses avec pompe doseuse avec embout nasal
66780259	RHINIREX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale en flacon	WINTHROP MEDICAMENTS	3417841	3400934178412	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre brun de 200 doses avec pompe doseuse avec embout nasal
69925788	RHINISIL, comprimé	MAYOLY-SPINDLER	3338828	3400933388287	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
69925788	RHINISIL, comprimé	MAYOLY-SPINDLER	3338923	3400933389239	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69925788	RHINISIL, comprimé	MAYOLY-SPINDLER	3338946	3400933389468	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
69864367	RHINO SULFURYL, solution nasale pour pulvérisation	LEGRAS	3091084	3400930910849	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 24 ml
69072176	RHINO-BEBE, poudre et solvant pour solution nasale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3091061	3400930910610	1 flacon(s) en verre de 10 ml - 1 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
63834260	RHINOCEANE, solution pour pulvérisation nasale	MCNEIL	3453535	3400934535352	1 flacon(s) aluminium verni pressurisé(e)(s) de 60 ml avec embout nasal pulvérisateur(s) résine(s) avec valve et tube plongeur polyéthylène
62773858	RHINOCORT 32 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale	ASTRAZENECA	3515791	3400935157911	1 flacon(s) en verre brun de 120 doses avec valve doseuse avec embout nasal polypropylène
62773858	RHINOCORT 32 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale	ASTRAZENECA	3515816	3400935158161	1 flacon(s) en verre brun de 240 doses avec valve doseuse avec embout nasal polypropylène
61741918	RHINOCORT 64 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale	ASTRAZENECA	3515822	3400935158222	1 flacon(s) en verre brun de 120 dose(s) avec valve doseuse avec embout nasal polypropylène
61741918	RHINOCORT 64 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale	ASTRAZENECA	3515839	3400935158390	1 flacon(s) en verre brun de 240 dose(s) avec valve doseuse avec embout nasal polypropylène
69552047	RHINOFEFEB, comprimé	MCNEIL	3284096	3400932840960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 20 comprimé(s)
69552047	RHINOFEFEB, comprimé	MCNEIL	3427615	3400934276156	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 12 comprimé(s)
61617685	RHINOFEFEBRAL VERVEINE MIEL CITRON, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MCNEIL	3565292	3400935652928	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 2 g
60997900	RHINOFEFEBRAL, gélule	MCNEIL	3197500	3400931975007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
60997900	RHINOFEFEBRAL, gélule	MCNEIL	3761053	3400937610537	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
62249357	RHINOFLUIMUCIL, solution pour pulvérisation nasale	ZAMBON FRANCE	3263711	3400932637119	1 flacon(s) en verre de 10 ml - avec compte-gouttes
62249357	RHINOFLUIMUCIL, solution pour pulvérisation nasale	ZAMBON FRANCE	3352685	3400933526856	1 flacon(s) en verre de 12 ml - avec compte-gouttes
66928341	RHINORUM, solution buvable et nasale en ampoule	AUTOMEDIC	3372908	3400933729080	24 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
66928341	RHINORUM, solution buvable et nasale en ampoule	AUTOMEDIC	3372914	3400933729141	30 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
66928341	RHINORUM, solution buvable et nasale en ampoule	AUTOMEDIC	3635420	3400936354203	18 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
66928341	RHINORUM, solution buvable et nasale en ampoule	AUTOMEDIC	3635437	3400936354371	20 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
66938150	RHINOTROPHYL, solution pour pulvérisation nasale	JOLLY JATEL	3091026	3400930910269	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml avec embout nasal avec tube plongeur
64108234	RHINUREFLEX, comprimé pelliculé	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3388565	3400933885656	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62468162	RHOPHYLAC 200 microgrammes/2 ml, solution injectable en seringue préremplie	LFB-BIOMEDICAMENTS	3639702	3400936397026	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
68484547	RHOPHYLAC 300 microgrammes/2 ml, solution injectable en seringue préremplie	LFB-BIOMEDICAMENTS	3639719	3400936397194	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68705440	RHUBARBE LAFRAN 250 mg, comprimé	LAFRAN	3091279	3400930912799	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66365672	RHUMAGRIP, comprimé	COOPER	3443790	3400934437908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
65465513	RHUMIL, comprimé	BOIRON	3609693	3400936096936	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 40 comprimé(s)
60116618	RHUS OPODELDOCH BOIRON, liniment	BOIRON	3146916	3400931469162	1 flacon(s) de 125 ml
64132737	RHUS TOXICODENDRON BOIRON, pommade	BOIRON	3146974	3400931469742	1 tube(s) de 20 g
61359427	RHUS TOXICODENDRON COMPLEXE N°80, solution buvable	LEHNING	3060132	3400930601327	1 flacon(s) en verre de 20 ml
61359427	RHUS TOXICODENDRON COMPLEXE N°80, solution buvable	LEHNING	3370565	3400933705657	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) de 30 ml
68010314	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146951	3400931469513	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
68010314	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3146968	3400931469681	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
61829688	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3146945	3400931469452	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
62460190	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146922	3400931469223	1 flacon(s) de 15 ml
62460190	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146939	3400931469391	1 flacon(s) de 30 ml
69989050	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), comprimé	DOLISOS	3092089	3400930920893	tube(s) de 120 comprimé(s)
62058779	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3157995	3400931579953	1 flacon(s) de 15 ml
62058779	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3158003	3400931580034	1 flacon(s) de 30 ml
68980632	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3148387	3400931483878	tube(s) en verre de 50 comprimé(s)
68937093	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE DOLISOS, granules	BOIRON	3148370	3400931483700	1 tube(s) en verre de 80 UP
63257734	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3148358	3400931483588	1 flacon(s) de 15 ml
63257734	RHUS TOXICODENDRON COMPOSE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3148364	3400931483649	1 flacon(s) de 30 ml
60740051	RIABAL ENFANTS, solution buvable	CHIESI	3226549	3400932265497	1 flacon(s) en verre de 30 ml
60740051	RIABAL ENFANTS, solution buvable	CHIESI	3226555	3400932265558	1 flacon(s) en verre de 50 ml
65574434	RIAMET 20 mg/120 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	5630409	3400956304097	50 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
65574434	RIAMET 20 mg/120 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	5630438	3400956304387	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
60795400	RIBAMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop	TOP PHARM	3638602	3400936386020	flacon(s) en verre brun de 125 ml
60795400	RIBAMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop	TOP PHARM	3638619	3400936386198	flacon(s) en verre brun de 250 ml
68758126	RIBAMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé	TOP PHARM	3638594	3400936385948	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
62927765	RIBATRAN, comprimé enrobé	FERLUX	3091374	3400930913741	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVDC PVC de 20 comprimé(s)
66235508	RIBIOCIL 2 POUR CENT, gel en flacon avec pompe doseuse	CARDEL	3349772	3400933497729	1 flacon(s) polyéthylène de 80 g avec pompe doseuse polypropylène
66277642	RIBIOCIL 5 POUR CENT, solution pour application cutanée	CARDEL	3398842	3400933988425	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 60 ml - polyéthylène - avec embout applicateur - polypropylène - avec tampon applicateur
66277642	RIBIOCIL 5 POUR CENT, solution pour application cutanée	CARDEL	3398859	3400933988593	3 flacon(s) pulvérisateur(s) de 60 ml - polyéthylène - avec embout applicateur - polypropylène - avec tampon applicateur
68537843	RICINUS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147011	3400931470113	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
68537843	RICINUS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147028	3400931470281	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
63215386	RICINUS COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3147005	3400931470052	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
66903929	RICINUS COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146980	3400931469803	1 flacon(s) de 15 ml
66903929	RICINUS COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3146997	3400931469971	1 flacon(s) de 30 ml
62572912	RICINUS COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3092095	3400930920954	tube(s) de 120 comprimé(s)
66214528	RICINUS COMPOSE DOLISOS, solution buvable, gouttes	BOIRON	3157972	3400931579724	1 flacon(s) de 15 ml
66214528	RICINUS COMPOSE DOLISOS, solution buvable, gouttes	BOIRON	3157989	3400931579892	1 flacon(s) de 30 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68600368	RICRIDENE 150 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3239090	3400932390908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
68600368	RICRIDENE 150 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3239115	3400932391158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 gélule(s)
67417289	RICRIDENE ENFANTS 0,8 POUR CENT, suspension buvable, flacon	MERCK LIPHA SANTE	3202023	3400932020232	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure polystyrène
60118156	RIDAURAN 3 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3271082	3400932710829	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60118156	RIDAURAN 3 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3271099	3400932710997	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
60118156	RIDAURAN 3 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3271107	3400932711079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60118156	RIDAURAN 3 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3271113	3400932711130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
68588752	RIFADINE 150 mg, gélule	MARION MERRELL	3157446	3400931574460	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
68588752	RIFADINE 150 mg, gélule	MARION MERRELL	3162967	3400931629672	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 gélule(s)
64085981	RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable	MARION MERRELL	3118676	3400931186762	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml
67876901	RIFADINE 300 mg, gélule	MARION MERRELL	3091500	3400930915004	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67876901	RIFADINE 300 mg, gélule	MARION MERRELL	3091517	3400930915172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 gélule(s)
67876901	RIFADINE 300 mg, gélule	MARION MERRELL	5536656	3400955366560	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63096551	RIFADINE IV 600 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	MARION MERRELL	3692369	3400936923690	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
68760013	RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI/100 g, pommade ophtalmique	THEA	3091546	3400930915462	1 tube(s) aluminium verni de 5 g avec canule polyéthylène haute densité (PEHD)
63828371	RIFAMYCINE CHIBRET 1000 000 UI POUR CENT, collyre en solution	THEA	3091523	3400930915233	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 10 ml avec compte-gouttes PVC
64208131	RIFATER, comprimé enrobé	MARION MERRELL	3299353	3400932993536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
63898512	RIFINAH 300 mg/150 mg, comprimé enrobé	MARION MERRELL	3295409	3400932954094	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63898512	RIFINAH 300 mg/150 mg, comprimé enrobé	MARION MERRELL	3337450	3400933374501	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64542704	RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3750061	3400937500616	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64542704	RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3750078	3400937500784	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64542704	RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3750084	3400937500845	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
64542704	RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3750090	3400937500906	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64542704	RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5690038	3400956900381	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68343016	RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimé	BIOGARAN	3294700	3400932947003	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68343016	RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimé	BIOGARAN	3294717	3400932947171	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
68343016	RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimé	BIOGARAN	3294723	3400932947232	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68343016	RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimé	BIOGARAN	3294746	3400932947461	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68343016	RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimé	BIOGARAN	3780808	3400937808088	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60774228	RILMENIDINE EG 1 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3750026	3400937500265	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60774228	RILMENIDINE EG 1 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3750032	3400937500326	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
60774228	RILMENIDINE EG 1 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3750049	3400937500494	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60774228	RILMENIDINE EG 1 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3750055	3400937500555	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
60774228	RILMENIDINE EG 1 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5690021	3400956900213	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
67617681	RILMENIDINE MERCK 1 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3608937	3400936089372	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67617681	RILMENIDINE MERCK 1 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3730041	3400937300414	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
67170821	RILMENIDINE QUALIMED 1 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3608966	3400936089662	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
67170821	RILMENIDINE QUALIMED 1 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3730242	3400937302425	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62883607	RILMENIDINE RANBAXY 1 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3749974	3400937499743	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
62883607	RILMENIDINE RANBAXY 1 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3749980	3400937499804	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
62883607	RILMENIDINE RANBAXY 1 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3749997	3400937499972	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
62883607	RILMENIDINE RANBAXY 1 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3750003	3400937500036	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62883607	RILMENIDINE RANBAXY 1 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5690015	3400956900152	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
68195699	RILMENIDINE RATIOPHARM 1 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3608972	3400936089723	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
68195699	RILMENIDINE RATIOPHARM 1 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3712534	3400937125345	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64650740	RILMENIDINE WINTHROP 1 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3749939	3400937499392	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64650740	RILMENIDINE WINTHROP 1 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3749945	3400937499453	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
64650740	RILMENIDINE WINTHROP 1 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3749951	3400937499514	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
64650740	RILMENIDINE WINTHROP 1 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3749968	3400937499682	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
64650740	RILMENIDINE WINTHROP 1 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	5690009	3400956900091	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
69070613	RILMENIDINE ZYDUS 1 mg, comprimé	IDL INTERNATIONAL DRUG LICENSING	3755839	3400937558396	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69070613	RILMENIDINE ZYDUS 1 mg, comprimé	IDL INTERNATIONAL DRUG LICENSING	3755851	3400937558518	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69070613	RILMENIDINE ZYDUS 1 mg, comprimé	IDL INTERNATIONAL DRUG LICENSING	3755868	3400937558686	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
69070613	RILMENIDINE ZYDUS 1 mg, comprimé	IDL INTERNATIONAL DRUG LICENSING	3755874	3400937558747	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
69070613	RILMENIDINE ZYDUS 1 mg, comprimé	IDL INTERNATIONAL DRUG LICENSING	5695461	3400956954612	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66292199	RILUTEK 50 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS PHARMA	3416468	3400934164682	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
62584964	RIMACTAN 2 POUR CENT, sirop	SANDOZ	3118682	3400931186823	1 flacon(s) en verre de 120 ml avec cuillère-mesure
66404004	RIMACTAN 300 mg, gélule	SANDOZ	3091629	3400930916292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 30 gélule(s)
66404004	RIMACTAN 300 mg, gélule	SANDOZ	3091635	3400930916353	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 gélule(s)
66404004	RIMACTAN 300 mg, gélule	SANDOZ	3185566	3400931855668	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 gélule(s)
67773171	RIMACTAN IV 300 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	SANDOZ	5528846	3400955288466	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63307870	RIMACTAZID 150 mg/75 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747366	3400937473668	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63307870	RIMACTAZID 150 mg/75 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747372	3400937473729	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63307870	RIMACTAZID 150 mg/75 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747389	3400937473897	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
63307870	RIMACTAZID 150 mg/75 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747395	3400937473958	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 240 comprimé(s)
63307870	RIMACTAZID 150 mg/75 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5686108	3400956861088	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1000 comprimé(s)
63307870	RIMACTAZID 150 mg/75 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5686114	3400956861149	pilulier(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
67079211	RIMCURE, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747314	3400937473149	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67079211	RIMCURE, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747320	3400937473200	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
67079211	RIMCURE, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747337	3400937473378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
67079211	RIMCURE, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747343	3400937473439	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 240 comprimé(s)
67079211	RIMCURE, comprimé pelliculé	SANDOZ	5676848	3400956768486	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1000 comprimé(s)
67079211	RIMCURE, comprimé pelliculé	SANDOZ	5676854	3400956768547	pilulier(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
69615405	RIMETAZE 20 mg, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3509230	3400935092304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69615405	RIMETAZE 20 mg, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3510428	3400935104281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66028153	RIMETAZE 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3510368	3400935103680	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec seringue pour administration orale en polyéthylène
66377169	RIMIFON 150 mg, comprimé	PHARMION DEVELOPPEMENT	3477978	3400934779787	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67848834	RIMIFON 50 mg, comprimé	PHARMION DEVELOPPEMENT	3477961	3400934779619	tube(s) polypropylène de 200 comprimé(s)
69444452	RIMIFON 500 mg/5 ml, solution injectable	PHARMION DEVELOPPEMENT	3477984	3400934779848	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747403	3400937474030	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747426	3400937474269	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747432	3400937474320	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747449	3400937474498	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 240 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747455	3400937474559	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747461	3400937474610	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747478	3400937474788	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 120 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	3747484	3400937474849	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 240 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	5686120	3400956861200	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1000 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	5686137	3400956861378	pilulier(s) polypropylène de 500 comprimé(s)
69394889	RIMSTAR, comprimé pelliculé	SANDOZ	5686143	3400956861439	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1000 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67552269	RINAZINE 0,05 POUR CENT, solution nasale pour pulvérisation	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3368901	3400933689018	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre jaune(brun) de 15 ml avec tube plongeur polyéthylène avec applicateur polypropylène polyoxyméthylène
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602123	3400956021239	12 flacon(s) en verre de 250 ml
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602146	3400956021468	12 flacon(s) en verre de 500 ml
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602152	3400956021529	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602169	3400956021697	20 poche(s) PVC de 250 ml avec embout trocardable DAT
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602175	3400956021758	20 poche(s) PVC de 250 ml avec embout LA
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602181	3400956021819	20 poche(s) PVC de 250 ml avec embout LS
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602198	3400956021987	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout trocardable DAT
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602206	3400956022069	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout LA
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602212	3400956022120	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout LS
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602229	3400956022298	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout trocardable DAT
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602235	3400956022359	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout LA
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5602241	3400956022410	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout LS
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5658796	3400956587964	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout(s) T-OFF
61074410	RINGER AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5658804	3400956588046	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout(s) T-OFF
65940586	RINGER B. BRAUN MELSUNGEN, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3638128	3400936381285	1 poche(s) polyéthylène basse densité (PEBD) (ECOFLAC) de 250 ml
65940586	RINGER B. BRAUN MELSUNGEN, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3638134	3400936381346	1 poche(s) polyéthylène basse densité (PEBD) (ECOFLAC) de 500 ml
65940586	RINGER B. BRAUN MELSUNGEN, solution pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3638140	3400936381407	1 poche(s) polyéthylène basse densité (PEBD) (ECOFLAC) de 1000 ml
68512128	RINGER BIOSEDRA, solution injectable en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3263071	3400932630714	1 poche(s) PVC de 125 ml
68512128	RINGER BIOSEDRA, solution injectable en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3263088	3400932630882	1 poche(s) PVC de 250 ml
68512128	RINGER BIOSEDRA, solution injectable en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3263094	3400932630943	1 poche(s) PVC de 500 ml
68512128	RINGER BIOSEDRA, solution injectable en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3263102	3400932631025	1 poche(s) PVC de 1000 ml
68512128	RINGER BIOSEDRA, solution injectable en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3263119	3400932631193	1 poche(s) PVC de 2000 ml
68512128	RINGER BIOSEDRA, solution injectable en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	3263125	3400932631254	1 poche(s) PVC de 4500 ml
63032680	RINGER BIOSEDRA, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3194708	3400931947080	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63032680	RINGER BIOSEDRA, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3311367	3400933113674	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63032680	RINGER BIOSEDRA, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3311373	3400933113735	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66690979	RINGER BRUNEAU, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5526379	3400955263791	12 flacon(s) en verre de 250 ml
66690979	RINGER BRUNEAU, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5526385	3400955263852	12 flacon(s) en verre de 500 ml
66690979	RINGER BRUNEAU, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5526391	3400955263913	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
66043504	RINGER COOPER, solution injectable pour perfusion en flacon	COOPER	5581668	3400955816683	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66043504	RINGER COOPER, solution injectable pour perfusion en flacon	COOPER	5612618	3400956126187	12 flacon(s) en verre de 500 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478908	3400934789083	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 50 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478914	3400934789144	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 100 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478920	3400934789205	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478937	3400934789373	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478943	3400934789434	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 1000 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478966	3400934789663	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478972	3400934789724	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3478989	3400934789892	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 1000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551137	3400935511379	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 50 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551143	3400935511430	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 100 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551166	3400935511669	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551172	3400935511720	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551189	3400935511898	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 1000 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551195	3400935511959	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551203	3400935512031	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551226	3400935512260	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 1000 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3597694	3400935976949	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3597702	3400935977021	1 flacon(s) en verre de 500 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3597719	3400935977199	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3597725	3400935977250	1 poche(s) PVC (PERFUFLEX) de 250 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3597731	3400935977311	1 poche(s) PVC (PERFUFLEX) de 500 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3597748	3400935977489	1 poche(s) PVC (PERFUFLEX) de 1000 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3673426	3400936734265	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3673432	3400936734326	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3673449	3400936734494	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3673455	3400936734555	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
67390664	RINGER FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3673461	3400936734616	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3203092	3400932030927	1 flacon(s) en verre de 500 ml
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3204588	3400932045884	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3204594	3400932045945	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3423221	3400934232213	1 poche(s) PVC de 250 ml avec embout trocardable DAT
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3423238	3400934232381	1 poche(s) PVC de 500 ml avec embout trocardable DAT
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3423244	3400934232442	1 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout trocardable DAT
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3423250	3400934232503	4 poche(s) PVC de 3000 ml avec embout trocardable DAT
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427710	3400934277108	20 poche(s) PVC de 250 ml avec embout trocardable DAT
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427727	3400934277276	30 poche(s) PVC de 250 ml avec embout trocardable DAT
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427733	3400934277337	1 poche(s) PVC de 250 ml avec embout LA
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427756	3400934277566	20 poche(s) PVC de 250 ml avec embout LA
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427762	3400934277627	30 poche(s) PVC de 250 ml avec embout LA
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427779	3400934277795	1 poche(s) PVC de 250 ml avec embout LS
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427785	3400934277856	20 poche(s) PVC de 250 ml avec embout LS
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427791	3400934277917	30 poche(s) PVC de 250 ml avec embout LS
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427816	3400934278167	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout trocardable DAT

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427822	3400934278228	1 poche(s) PVC de 500 ml avec embout LA
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427839	3400934278396	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout LA
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427845	3400934278457	1 poche(s) PVC de 500 ml avec embout LS
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427851	3400934278518	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout LS
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427868	3400934278686	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout trocardable DAT
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427874	3400934278747	1 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout LA
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3427880	3400934278808	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout LA
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3428997	3400934289972	1 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout LS
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3429005	3400934290053	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout LS
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3429011	3400934290114	4 poche(s) PVC de 3000 ml avec embout LA
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3429028	3400934290282	4 poche(s) PVC de 3000 ml avec embout LS
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676560	3400936765603	20 poche(s) PVC de 500 ml avec embout(s) T-OFF
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676577	3400936765771	1 poche(s) PVC de 500 ml avec embout(s) T-OFF
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676583	3400936765832	1 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout(s) T-OFF
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676608	3400936766082	10 poche(s) PVC de 1000 ml avec embout(s) T-OFF
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	3676614	3400936766143	4 poche(s) PVC de 3000 ml avec embout(s) T-OFF
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5607712	3400956077120	12 flacon(s) en verre de 250 ml
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5607729	3400956077298	12 flacon(s) en verre de 500 ml
60314062	RINGER LACTATE AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5607735	3400956077359	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
68134415	RINGER LACTATE B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3457964	3400934579646	1 flacon(s) en verre de 250 ml
68134415	RINGER LACTATE B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3457970	3400934579707	1 flacon(s) en verre de 500 ml
68134415	RINGER LACTATE B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3457987	3400934579875	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
68134415	RINGER LACTATE B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5607646	3400956076468	12 flacon(s) en verre de 250 ml
68134415	RINGER LACTATE B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5607652	3400956076529	12 flacon(s) en verre de 500 ml
68134415	RINGER LACTATE B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5607669	3400956076697	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
68134415	RINGER LACTATE B BRAUN, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	5607899	3400956078998	12 flacon(s) en verre de 125 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607435	3400936074354	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 500 ml rempli à 250 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607441	3400936074415	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 500 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607458	3400936074583	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 1000 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607464	3400936074644	1 poche(s) (ECOBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607470	3400936074705	1 poche(s) (ECOBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607487	3400936074873	1 poche(s) (ECOBAG) polypropylène polyéthylène polyester suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607493	3400936074934	1 poche(s) (ECOBAG) polypropylène polyéthylène polyester de 250 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607501	3400936075016	1 poche(s) (ECOBAG) polypropylène polyéthylène polyester de 500 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3607518	3400936075184	1 poche(s) (ECOBAG) polypropylène polyéthylène polyester de 1000 ml
68072077	RINGER LACTATE B. BRAUN, solution pour perfusion en poche	B BRAUN MELSUNGEN	3619740	3400936197404	1 poche(s) (ECOFLAC) polyéthylène de 250 ml
63571165	RINGER LACTATE BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3554242	3400935542427	30 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 250 ml
63571165	RINGER LACTATE BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3554259	3400935542595	20 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 500 ml
63571165	RINGER LACTATE BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3554265	3400935542656	10 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 1000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63571165	RINGER LACTATE BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3554271	3400935542717	50 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 100 ml
63571165	RINGER LACTATE BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3554288	3400935542885	36 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 250 ml
63571165	RINGER LACTATE BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3554294	3400935542946	20 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 500 ml
63571165	RINGER LACTATE BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3554302	3400935543028	12 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée/surpochée de 1000 ml
62749729	RINGER LACTATE BIOLUZ, solution injectable pour perfusion en poche	BIOLUZ	3657137	3400936571372	1 poche(s) PVC de 250 ml
62749729	RINGER LACTATE BIOLUZ, solution injectable pour perfusion en poche	BIOLUZ	3657143	3400936571433	1 poche(s) PVC de 500 ml
62749729	RINGER LACTATE BIOLUZ, solution injectable pour perfusion en poche	BIOLUZ	3657166	3400936571662	1 poche(s) PVC de 1000 ml
62749729	RINGER LACTATE BIOLUZ, solution injectable pour perfusion en poche	BIOLUZ	3657172	3400936571723	1 poche(s) PVC de 3000 ml
66148284	RINGER LACTATE BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon polypropylène	FRESENIUS KABI FRANCE	5585407	3400955854074	12 flacon(s) polypropylène de 250 ml
66148284	RINGER LACTATE BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon polypropylène	FRESENIUS KABI FRANCE	5585413	3400955854135	12 flacon(s) polypropylène de 500 ml
66148284	RINGER LACTATE BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon polypropylène	FRESENIUS KABI FRANCE	5585436	3400955854364	10 flacon(s) polypropylène de 1000 ml
64869385	RINGER LACTATE ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusior	BAXTER	3615618	3400936156180	30 poche(s) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
64869385	RINGER LACTATE ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusior	BAXTER	3615624	3400936156241	20 poche(s) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
64869385	RINGER LACTATE ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusior	BAXTER	3615630	3400936156302	10 poche(s) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3263148	3400932631483	poche(s) PVC de 250 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3263154	3400932631544	poche(s) PVC de 500 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3263160	3400932631605	poche(s) PVC de 1000 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551232	3400935512321	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 50 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551249	3400935512499	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 100 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551255	3400935512550	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551261	3400935512611	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551278	3400935512789	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 1000 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551284	3400935512840	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551290	3400935512901	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3551309	3400935513090	1 poche(s) polyester polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 1000 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3664568	3400936645684	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3664574	3400936645745	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3664580	3400936645806	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3664597	3400936645974	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3673403	3400936734036	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5527350	3400955273509	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5527367	3400955273677	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5527373	3400955273738	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5605110	3400956051106	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5605127	3400956051274	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5605133	3400956051335	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 1000 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5605156	3400956051564	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5605162	3400956051625	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml
66564731	RINGER LACTATE FRESENIUS, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5605179	3400956051793	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 1000 ml
62835391	RINGER LACTATE GLUCOSE 10 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable pour perfusion en poche	BIOLUZ	3657203	3400936572034	1 poche(s) PVC de 500 ml
62835391	RINGER LACTATE GLUCOSE 10 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable pour perfusion en poche	BIOLUZ	3657226	3400936572263	1 poche(s) PVC de 1000 ml
61751499	RINGER LACTATE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable pour perfusion en poche	BIOLUZ	3657189	3400936571891	1 poche(s) PVC de 500 ml
61751499	RINGER LACTATE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable pour perfusion en poche	BIOLUZ	3657195	3400936571952	1 poche(s) PVC de 1000 ml
61277752	RINGER LACTATE GLUCOSE A 5 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion (poche)	AGUETTANT	5548346	3400955483465	1 poche(s) PVC plastifié de 250 ml
61277752	RINGER LACTATE GLUCOSE A 5 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion (poche)	AGUETTANT	5548352	3400955483526	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
61277752	RINGER LACTATE GLUCOSE A 5 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion (poche)	AGUETTANT	5548369	3400955483694	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
69447135	RINGER LACTATE GLUCOSE A 5 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion en flacon	AGUETTANT	5546525	3400955465256	1 flacon(s) de 100 ml
69447135	RINGER LACTATE GLUCOSE A 5 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion en flacon	AGUETTANT	5548300	3400955483007	1 flacon(s) de 250 ml
69447135	RINGER LACTATE GLUCOSE A 5 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion en flacon	AGUETTANT	5548317	3400955483175	1 flacon(s) de 500 ml
69447135	RINGER LACTATE GLUCOSE A 5 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion en flacon	AGUETTANT	5548323	3400955483236	1 flacon(s) de 1000 ml
60470798	RINGER LACTATE LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3205866	3400932058662	1 flacon(s) en verre de 500 ml
60470798	RINGER LACTATE LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3216226	3400932162260	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60470798	RINGER LACTATE LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3216232	3400932162321	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
60470798	RINGER LACTATE LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535556	3400955355564	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
60470798	RINGER LACTATE LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535562	3400955355625	12 flacon(s) en verre de 500 ml
60470798	RINGER LACTATE LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535579	3400955355793	12 flacon(s) en verre de 250 ml
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3522638	3400935226389	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 250 ml
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3522644	3400935226440	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 500 ml
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3522650	3400935226501	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 1000 ml
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3522667	3400935226679	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 250 ml avec matériel de perfusion
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3522673	3400935226730	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 500 ml avec matériel de perfusion

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3522696	3400935226969	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC de 1000 ml avec matériel de perfusion
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3604371	3400936043718	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 250 ml
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3604388	3400936043886	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 500 ml
61941609	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3604394	3400936043947	1 poche(s) (MACOFLEX) polyoléfine de 1000 ml
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698254	3400936982543	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698260	3400936982604	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698277	3400936982772	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698283	3400936982833	1 poche(s) (MACOFLEX) N polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698308	3400936983083	1 poche(s) (MACOFLEX) N polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698314	3400936983144	1 poche(s) (MACOFLEX) N polyoléfine suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698320	3400936983205	1 poche(s) (MACOPERF) PVC de 250 ml avec matériel(s) de perfusion suremballée(s)/surpochée(s)
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698337	3400936983373	1 poche(s) (MACOPERF) PVC de 500 ml avec matériel(s) de perfusion suremballée(s)/surpochée(s)
63540910	RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3698343	3400936983434	1 poche(s) (MACOPERF) PVC de 1000 ml avec matériel(s) de perfusion suremballée(s)/surpochée(s)
62848150	RINGER LACTATE PERFUFLEX, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5594211	3400955942115	1 poche(s) PVC (VIAFLEX) de 250 ml
62848150	RINGER LACTATE PERFUFLEX, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5594228	3400955942283	1 poche(s) PVC (VIAFLEX) de 500 ml
62848150	RINGER LACTATE PERFUFLEX, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5594234	3400955942344	1 poche(s) PVC (VIAFLEX) de 1000 ml
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591467	3400935914675	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591473	3400935914736	20 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591496	3400935914965	30 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591504	3400935915047	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591510	3400935915108	12 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591527	3400935915276	20 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591533	3400935915337	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591556	3400935915566	6 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591562	3400935915627	10 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591579	3400935915795	3 poche(s) PVC surembalée(s) de 3000 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591585	3400935915856	4 poche(s) PVC surembalée(s) de 3000 ml avec embout trocardable DAT
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591591	3400935915917	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout LA

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591616	3400935916167	20 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout LA
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591622	3400935916228	30 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout LA
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591639	3400935916396	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout LA
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591645	3400935916457	20 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout LA
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591651	3400935916518	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout LA
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591668	3400935916686	10 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout LA
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591674	3400935916747	4 poche(s) PVC surembalée(s) de 3000 ml avec embout LA
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591680	3400935916808	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout LS
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591697	3400935916976	20 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout LS
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591705	3400935917058	30 poche(s) PVC surembalée(s) de 250 ml avec embout LS
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591711	3400935917119	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout LS
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591728	3400935917287	20 poche(s) PVC surembalée(s) de 500 ml avec embout LS
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591734	3400935917348	1 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout LS
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591740	3400935917409	10 poche(s) PVC surembalée(s) de 1000 ml avec embout LS
63386501	RINGER LACTATE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, solution pour perfusion	PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES- PCA	3591757	3400935917577	4 poche(s) PVC surembalée(s) de 3000 ml avec embout LS
62904987	RINGER LACTATE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3615587	3400936155879	30 poche(s) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
62904987	RINGER LACTATE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3615593	3400936155930	20 poche(s) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
62904987	RINGER LACTATE VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3615601	3400936156012	10 poche(s) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
61713858	RINGER LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3246724	3400932467242	1 flacon(s) en verre de 125 ml
61713858	RINGER LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3246730	3400932467303	1 flacon(s) en verre de 250 ml
61713858	RINGER LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	3246747	3400932467471	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61713858	RINGER LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535183	3400955351832	12 flacon(s) en verre de 250 ml
61713858	RINGER LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535208	3400955352082	12 flacon(s) en verre de 500 ml
61713858	RINGER LAVOISIER, solution pour perfusion	CHAIX ET DU MARAIS	5535214	3400955352143	24 flacon(s) en verre de 125 ml
63108605	RINGER MACO PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3620163	3400936201637	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
63108605	RINGER MACO PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3620186	3400936201866	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
63108605	RINGER MACO PHARMA, solution pour perfusion	MACO PHARMA	3620192	3400936201927	1 poche(s) (MACOFLEX) PVC souple plastifié avec du DEHP suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
68362785	RINGER VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3618887	3400936188877	20 poche(s) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68362785	RINGER VIAFLO, solution pour perfusion	BAXTER	3618893	3400936188938	10 poche(s) polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
66248181	RINOCLENIL 100 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale	LEMOINE	3707102	3400937071024	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polytéréphtalate (PET) de 120 doses avec pompe(s) doseuse(s) avec embout(s) nasal(aux)
66248181	RINOCLENIL 100 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale	LEMOINE	3707119	3400937071192	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polytéréphtalate (PET) de 200 doses avec pompe(s) doseuse(s) avec embout(s) nasal(aux)
66573424	RINUREL, comprimé sécable	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3584272	3400935842725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68908451	RINUTAN, comprimé sécable	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3584289	3400935842893	tube(s) polypropylène de 6 comprimé(s)
63800087	RINUTAN, suspension buvable	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3169685	3400931696858	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
63971654	RIOPAN 8 POUR CENT, suspension buvable en flacon	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3478676	3400934786761	1 flacon(s) polypropylène de 250 ml
60574590	RIOPAN 800 mg, comprimé à croquer	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3474365	3400934743658	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60574590	RIOPAN 800 mg, comprimé à croquer	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3474371	3400934743719	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60574590	RIOPAN 800 mg, comprimé à croquer	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3474388	3400934743887	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60574590	RIOPAN 800 mg, comprimé à croquer	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3474394	3400934743948	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60574590	RIOPAN 800 mg, comprimé à croquer	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3474402	3400934744020	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60194549	RIOPAN 800 mg/10 ml, suspension buvable en sachet-dose	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3478624	3400934786242	10 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 10 ml
60194549	RIOPAN 800 mg/10 ml, suspension buvable en sachet-dose	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3478630	3400934786303	20 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 10 ml
60194549	RIOPAN 800 mg/10 ml, suspension buvable en sachet-dose	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3478647	3400934786471	30 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 10 ml
60194549	RIOPAN 800 mg/10 ml, suspension buvable en sachet-dose	ALTANA PHARMA (ALLEMAGNE)	3478653	3400934786532	40 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 10 ml
69548814	RISORDAN 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3240437	3400932404377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69548814	RISORDAN 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3240466	3400932404667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
69548814	RISORDAN 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	5557380	3400955573807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 600 comprimé(s)
64822161	RISORDAN 10 mg/10 ml, solution injectable (IV, intracoronaire) en ampoule	AVENTIS	5528467	3400955284673	25 ampoule(s) en verre de 10 ml
64822161	RISORDAN 10 mg/10 ml, solution injectable (IV, intracoronaire) en ampoule	AVENTIS	5528473	3400955284734	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
64822161	RISORDAN 10 mg/10 ml, solution injectable (IV, intracoronaire) en ampoule	AVENTIS	5557925	3400955579250	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
66327091	RISORDAN 20 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3240443	3400932404438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
66327091	RISORDAN 20 mg, comprimé sécable	AVENTIS	5557397	3400955573975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 600 comprimé(s)
62673943	RISORDAN 5 mg, comprimé	AVENTIS	3091693	3400930916933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62673943	RISORDAN 5 mg, comprimé	AVENTIS	5553979	3400955539797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
63193865	RISORDAN 50 mg/50 ml, solution injectable pour perfusion en flacon	AVENTIS	5575969	3400955759690	1 flacon(s) en verre de 50 ml
64417145	RISORDAN L.P. 60 mg, comprimé sécable à libération prolongée	AVENTIS	3317097	3400933170974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64417145	RISORDAN L.P. 60 mg, comprimé sécable à libération prolongée	AVENTIS	3317105	3400933171056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65911168	RISORDAN LP 20 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3244671	3400932446711	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65911168	RISORDAN LP 20 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3244688	3400932446889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61364374	RISORDAN LP 40 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3285492	3400932854929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61364374	RISORDAN LP 40 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	5552684	3400955526841	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 300 comprimé(s)
62614642	RISORDAN LP 80 mg, comprimé sécable à libération prolongée	AVENTIS	3317111	3400933171117	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62614642	RISORDAN LP 80 mg, comprimé sécable à libération prolongée	AVENTIS	3317677	3400933176778	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69196149	RISPERDAL 0,50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3489935	3400934899355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
69196149	RISPERDAL 0,50 mg, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3489941	3400934899416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène aluminium de 60 comprimé(s)
63605525	RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3389470	3400933894702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63605525	RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3389487	3400933894870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63605525	RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3432639	3400934326394	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69505147	RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable	JANSSEN CILAG	3439802	3400934398025	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène
69505147	RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable	JANSSEN CILAG	3439819	3400934398193	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène
69505147	RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable	JANSSEN CILAG	3439825	3400934398254	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène
69505147	RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable	JANSSEN CILAG	3439831	3400934398315	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène
69505147	RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable	JANSSEN CILAG	3439848	3400934398483	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène
60260497	RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3389493	3400933894931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60260497	RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3389501	3400933895013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
60260497	RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3432645	3400934326455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65447077	RISPERDAL 3 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3389518	3400933895181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65447077	RISPERDAL 3 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3389524	3400933895242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69556750	RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3389530	3400933895303	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
69556750	RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3389547	3400933895471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69556750	RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé sécable	JANSSEN CILAG	3442738	3400934427381	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68878549	RISPERDALCONSTA L.P. 25 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3624913	3400936249134	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
68901873	RISPERDALCONSTA L.P. 37,5 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3624936	3400936249363	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
65893318	RISPERDALCONSTA L.P. 50 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie	JANSSEN CILAG	3624942	3400936249424	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
67478160	RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637382	3400936373822	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
67478160	RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637399	3400936373990	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
67478160	RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637407	3400936374072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67478160	RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637413	3400936374133	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 56 comprimé(s)
62565070	RISPERDALORO 1 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637436	3400936374362	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
62565070	RISPERDALORO 1 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637442	3400936374423	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
62565070	RISPERDALORO 1 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637459	3400936374591	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 28 comprimé(s)
62565070	RISPERDALORO 1 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637465	3400936374652	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 56 comprimé(s)
62077847	RISPERDALORO 2 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637471	3400936374713	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
62077847	RISPERDALORO 2 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637488	3400936374881	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
62077847	RISPERDALORO 2 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637494	3400936374942	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 28 comprimé(s)
62077847	RISPERDALORO 2 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3637502	3400936375024	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 56 comprimé(s)
64087053	RISPERDALORO 3 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3681532	3400936815322	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
64087053	RISPERDALORO 3 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3681549	3400936815490	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
64087053	RISPERDALORO 3 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3681555	3400936815551	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
64087053	RISPERDALORO 3 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3681561	3400936815612	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 56 comprimé(s)
64087053	RISPERDALORO 3 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	5665537	3400956655373	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
64087053	RISPERDALORO 3 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	5665543	3400956655434	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
60916229	RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3681578	3400936815780	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
60916229	RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3681584	3400936815841	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
60916229	RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3681590	3400936815902	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60916229	RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	3681609	3400936816091	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 56 comprimé(s)
60916229	RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	5665566	3400956655663	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC polyéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
60916229	RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible	JANSSEN CILAG	5665572	3400956655724	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
68945282	RISPERIDONE DELBERT 0,5 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768109	3400937681094	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68945282	RISPERIDONE DELBERT 0,5 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768115	3400937681155	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
68945282	RISPERIDONE DELBERT 0,5 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768121	3400937681216	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
68945282	RISPERIDONE DELBERT 0,5 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768138	3400937681384	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
66254825	RISPERIDONE DELBERT 1 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768144	3400937681445	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
66254825	RISPERIDONE DELBERT 1 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768150	3400937681506	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
66254825	RISPERIDONE DELBERT 1 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768167	3400937681674	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
66254825	RISPERIDONE DELBERT 1 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768173	3400937681735	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
63214640	RISPERIDONE DELBERT 2 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768196	3400937681964	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63214640	RISPERIDONE DELBERT 2 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768204	3400937682046	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63214640	RISPERIDONE DELBERT 2 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768210	3400937682107	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 84 comprimé(s)
63214640	RISPERIDONE DELBERT 2 mg, comprimé orodispersible	DELBERT	3768227	3400937682275	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774699	3400937746991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 6 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774707	3400937747073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 20 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774713	3400937747134	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774736	3400937747363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774742	3400937747424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 50 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774759	3400937747592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774765	3400937747653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774771	3400937747714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774788	3400937747882	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774794	3400937747943	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774802	3400937748025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 10 comprimé(s)
69311014	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5702379	3400957023799	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774995	3400937749954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 6 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775003	3400937750035	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 10 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775026	3400937750264	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 20 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775032	3400937750325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775049	3400937750493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775055	3400937750554	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 50 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775061	3400937750615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775078	3400937750783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775084	3400937750844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775090	3400937750905	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775109	3400937751094	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
68992346	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5702385	3400957023850	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775115	3400937751155	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 6 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775121	3400937751216	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 10 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775138	3400937751384	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 20 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775144	3400937751445	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775150	3400937751506	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775167	3400937751674	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 50 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775173	3400937751735	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775196	3400937751964	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3775204	3400937752046	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5702391	3400957023911	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5702416	3400957024161	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
61252279	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5702422	3400957024222	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
63673273	RISPERIDONE RATIOPHARM 1 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3665639	3400936656390	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63673273	RISPERIDONE RATIOPHARM 1 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3665645	3400936656451	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63673273	RISPERIDONE RATIOPHARM 1 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3665651	3400936656512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
62429088	RISPERIDONE RATIOPHARM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3665668	3400936656680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62429088	RISPERIDONE RATIOPHARM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3665674	3400936656741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62429088	RISPERIDONE RATIOPHARM 2 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3665680	3400936656802	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63238495	RISPERIDONE RATIOPHARM 4 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3665697	3400936656970	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63238495	RISPERIDONE RATIOPHARM 4 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3666366	3400936663664	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63238495	RISPERIDONE RATIOPHARM 4 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3666372	3400936663725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
60059081	RITALINE 10 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3392940	3400933929404	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60059081	RITALINE 10 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3394241	3400933942410	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60059081	RITALINE 10 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3394264	3400933942649	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64348400	RITALINE L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3623138	3400936231382	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64348400	RITALINE L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3653493	3400936534933	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 gélule(s)
64348400	RITALINE L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	5649691	3400956496914	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 100 gélule(s)
68808796	RITALINE L.P. 30 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3623150	3400936231504	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 30 gélule(s)
68808796	RITALINE L.P. 30 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3653501	3400936535015	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 gélule(s)
68808796	RITALINE L.P. 30 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	5649716	3400956497164	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 100 gélule(s)
69348361	RITALINE L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3623173	3400936231733	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 30 gélule(s)
69348361	RITALINE L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3653518	3400936535183	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 gélule(s)
69348361	RITALINE L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	5649722	3400956497225	1 flacon(s) polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant de 100 gélule(s)
62056867	RIVOTRIL 0,5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3153738	3400931537380	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62056867	RIVOTRIL 0,5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3153744	3400931537441	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62056867	RIVOTRIL 0,5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3153750	3400931537502	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
63523836	RIVOTRIL 1 mg/1 ml, solutions à diluer injectables en ampoules	ROCHE	3442827	3400934428272	6 ampoule(s) en verre de 1 ml - 6 ampoule(s) en verre de 1 ml
63523836	RIVOTRIL 1 mg/1 ml, solutions à diluer injectables en ampoules	ROCHE	3442833	3400934428333	3 ampoule(s) en verre de 1 ml - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
63523836	RIVOTRIL 1 mg/1 ml, solutions à diluer injectables en ampoules	ROCHE	5604694	3400956046942	30 ampoule(s) en verre de 1 ml - 30 ampoule(s) en verre de 1 ml
68429141	RIVOTRIL 2 mg, comprimé quadrisécable	ROCHE	3153968	3400931539681	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
61496251	RIVOTRIL 2,5 mg/ml, solution buvable en goutte	ROCHE	3170501	3400931705017	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes
61496251	RIVOTRIL 2,5 mg/ml, solution buvable en goutte	ROCHE	3170518	3400931705185	1 flacon(s) en verre de 15 ml avec compte-gouttes
61496251	RIVOTRIL 2,5 mg/ml, solution buvable en goutte	ROCHE	3170524	3400931705246	1 flacon(s) en verre de 20 ml avec compte-gouttes
66296030	ROACCUTANE 0,05 POUR CENT, gel pour application locale	ROCHE	3347170	3400933471705	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
68029478	ROACCUTANE 10 mg, capsule molle	ROCHE	3271231	3400932712311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 30 capsule(s)
68029478	ROACCUTANE 10 mg, capsule molle	ROCHE	3688089	3400936880894	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 20 capsule(s)
68029478	ROACCUTANE 10 mg, capsule molle	ROCHE	3688095	3400936880955	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 50 capsule(s)
68029478	ROACCUTANE 10 mg, capsule molle	ROCHE	3688103	3400936881037	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 100 capsule(s)
62035912	ROACCUTANE 20 mg, capsule molle	ROCHE	3271254	3400932712540	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 30 capsule(s)
62035912	ROACCUTANE 20 mg, capsule molle	ROCHE	3688126	3400936881266	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 20 capsule(s)
62035912	ROACCUTANE 20 mg, capsule molle	ROCHE	3688132	3400936881327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 50 capsule(s)
62035912	ROACCUTANE 20 mg, capsule molle	ROCHE	3688149	3400936881495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 100 capsule(s)
61674031	ROACCUTANE 5 mg, capsule molle	ROCHE	3271219	3400932712199	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 capsule(s)
61674031	ROACCUTANE 5 mg, capsule molle	ROCHE	3688043	3400936880436	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 20 capsule(s)
61674031	ROACCUTANE 5 mg, capsule molle	ROCHE	3688066	3400936880665	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 capsule(s)
61674031	ROACCUTANE 5 mg, capsule molle	ROCHE	3688072	3400936880726	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 capsule(s)
61847953	ROCALTROL 0,25 microgrammes, capsule molle	ROCHE	3253279	3400932532797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)
61847953	ROCALTROL 0,25 microgrammes, capsule molle	ROCHE	3264432	3400932644322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62223451	ROCALTROL 0,50 microgrammes, capsule molle	ROCHE	3242850	3400932428502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)
66749541	ROCEPHINE 1 g, poudre pour solution injectable	ROCHE	5550745	3400955507451	30 flacon(s) de 1 g
68732658	ROCEPHINE 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	ROCHE	3267488	3400932674886	1 flacon(s) en verre de 1 g - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
68732658	ROCEPHINE 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	ROCHE	5546264	3400955462644	10 flacon(s) en verre de 1 g - 10 ampoule(s) en verre de 10 ml
68732658	ROCEPHINE 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	ROCHE	5548381	3400955483816	30 flacon(s) en verre de 1 g - 30 ampoule(s) en verre de 10 ml
61476925	ROCEPHINE 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM,SC)	ROCHE	3267525	3400932675258	1 flacon(s) en verre de 1 g - 1 ampoule(s) en verre de 3,5 ml
68775289	ROCEPHINE 2 g, poudre pour solution pour perfusion	ROCHE	3267548	3400932675487	1 flacon(s) en verre de 2 g
68775289	ROCEPHINE 2 g, poudre pour solution pour perfusion	ROCHE	5546287	3400955462873	10 flacon(s) en verre de 2 g
62758404	ROCEPHINE 2 g/40 ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	ROCHE	3303801	3400933038014	1 flacon(s) en verre de 2 g - 1 flacon(s) en verre de 40 ml avec canule
66617447	ROCEPHINE 250 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	ROCHE	3269576	3400932695768	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
66617447	ROCEPHINE 250 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	ROCHE	5546235	3400955462354	10 flacon(s) - 10 ampoule(s) en verre de 5 ml
67126561	ROCEPHINE 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM, SC)	ROCHE	3267502	3400932675029	1 flacon(s) en verre de 500 mg - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
67162059	ROCEPHINE 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	ROCHE	3267465	3400932674657	1 flacon(s) en verre de 500 mg - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
67162059	ROCEPHINE 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable	ROCHE	5546241	3400955462415	10 flacon(s) en verre de 500 mg - 10 ampoule(s) en verre de 5 ml
65836776	ROCGEL 1,2 g, suspension buvable en sachet-dose	CHIESI	3216723	3400932167234	24 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 11,6 g
65836776	ROCGEL 1,2 g, suspension buvable en sachet-dose	CHIESI	3269777	3400932697779	12 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 10 ml
69767256	ROCKLES, solution pour usage dentaire	SEPTODONT	3308649	3400933086497	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 45 ml
69767256	ROCKLES, solution pour usage dentaire	SEPTODONT	5000921	3400950009219	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 13 ml avec bouchon applicateur aminoplaste polyéthylène basse densité (PEBD)
61368020	ROCMALINE, solution buvable, ampoules	JPC PHARMA	3092356	3400930923566	20 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
61368020	ROCMALINE, solution buvable, ampoules	JPC PHARMA	3269866	3400932698660	10 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
66179664	RODOGYL, comprimé pelliculé	AVENTIS	3074772	3400930747728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63391498	ROFERON-A 18 M UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE	3607702	3400936077027	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
63391498	ROFERON-A 18 M UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE	3607719	3400936077195	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
63391498	ROFERON-A 18 M UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE	3607725	3400936077256	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
63391498	ROFERON-A 18 M UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE	3607731	3400936077317	12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
63391498	ROFERON-A 18 M UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie	ROCHE	3607748	3400936077485	30 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) acier
67168610	ROFERON-A 18 MU.I./0,6 ml, solution injectable en cartouche	ROCHE	3530997	3400935309976	1 cartouche(s) en verre de 0,6 ml
67168610	ROFERON-A 18 MU.I./0,6 ml, solution injectable en cartouche	ROCHE	3531005	3400935310057	2 cartouche(s) en verre de 0,6 ml
67168610	ROFERON-A 18 MU.I./0,6 ml, solution injectable en cartouche	ROCHE	3531011	3400935310118	3 cartouche(s) en verre de 0,6 ml
67168610	ROFERON-A 18 MU.I./0,6 ml, solution injectable en cartouche	ROCHE	3531028	3400935310286	5 cartouche(s) en verre de 0,6 ml
67168610	ROFERON-A 18 MU.I./0,6 ml, solution injectable en cartouche	ROCHE	3531034	3400935310347	6 cartouche(s) en verre de 0,6 ml
62264811	ROFERON-A 3 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525737	3400935257376	1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
62264811	ROFERON-A 3 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525743	3400935257437	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
62264811	ROFERON-A 3 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525766	3400935257666	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
62264811	ROFERON-A 3 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525772	3400935257727	12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
62264811	ROFERON-A 3 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525789	3400935257895	30 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
68475270	ROFERON-A 4,5 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525571	3400935255716	1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68475270	ROFERON-A 4,5 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525588	3400935255884	5 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68475270	ROFERON-A 4,5 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525594	3400935255945	6 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68475270	ROFERON-A 4,5 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525602	3400935256027	12 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68475270	ROFERON-A 4,5 MU.I./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525619	3400935256195	30 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68956599	ROFERON-A 6 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525625	3400935256256	1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68956599	ROFERON-A 6 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525631	3400935256317	5 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68956599	ROFERON-A 6 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525648	3400935256485	6 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68956599	ROFERON-A 6 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525654	3400935256546	12 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68956599	ROFERON-A 6 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525660	3400935256607	30 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
68067895	ROFERON-A 9 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525677	3400935256775	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
68067895	ROFERON-A 9 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525683	3400935256836	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
68067895	ROFERON-A 9 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525708	3400935257086	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
68067895	ROFERON-A 9 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525714	3400935257147	12 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
68067895	ROFERON-A 9 MU.1./0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ROCHE	3525720	3400935257208	30 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69832120	ROFLUAL 100 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3299821	3400932998210	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 10 comprimé(s)
69832120	ROFLUAL 100 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3299838	3400932998388	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 20 comprimé(s)
69832120	ROFLUAL 100 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3299844	3400932998449	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 60 comprimé(s)
60489542	ROFLUAL 50 mg/5 ml, solution buvable	ROCHE	3299815	3400932998159	1 flacon(s) en verre avec cuillère-mesure polystyrène de 100 ml
60329185	ROHYPNOL 1 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3484607	3400934846076	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 7 comprimé(s)
60329185	ROHYPNOL 1 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	5550739	3400955507390	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65259374	ROLACTONE MICROFINE 50 mg, comprimé enrobé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3253138	3400932531387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60018782	ROMARENE, granulé	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3092451	3400930924518	1 sachet(s) PVDC polyéthylène papier de 100 g
60018782	ROMARENE, granulé	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3092468	3400930924686	1 sachet(s) PVDC polyéthylène papier de 250 g
68625357	ROMARIN NATURA MEDICA, solution buvable en ampoule	PLANTES ET MEDECINES	3316465	3400933164652	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
67728322	ROMARINEX, solution buvable	DISSOLVUROL	3092474	3400930924747	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml
69098370	ROMILAR ENFANTS 5 mg/5 ml, sirop	BAYER SANTE FAMILIALE	3358920	3400933589202	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure
69098370	ROMILAR ENFANTS 5 mg/5 ml, sirop	BAYER SANTE FAMILIALE	3358937	3400933589370	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) brun de 100 ml avec cuillère-mesure
65411490	ROMILAR, sirop	BAYER SANTE FAMILIALE	3267979	3400932679799	1 flacon(s) en verre de 100 ml
65411490	ROMILAR, sirop	BAYER SANTE FAMILIALE	3356660	3400933566609	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène de 100 ml
68817304	ROPINIROLE PAUCOURT 0,25 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3631103	3400936311039	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
68817304	ROPINIROLE PAUCOURT 0,25 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3631126	3400936311268	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 126 comprimé(s)
68817304	ROPINIROLE PAUCOURT 0,25 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3631132	3400936311329	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 210 comprimé(s)
68817304	ROPINIROLE PAUCOURT 0,25 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3631149	3400936311497	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
64369978	ROPINIROLE PAUCOURT 0,50 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3631155	3400936311558	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
64369978	ROPINIROLE PAUCOURT 0,50 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3631161	3400936311619	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
66372738	ROPINIROLE PAUCOURT 1 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633378	3400936333789	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
66372738	ROPINIROLE PAUCOURT 1 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633384	3400936333840	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 84 comprimé(s)
66372738	ROPINIROLE PAUCOURT 1 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633390	3400936333901	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
67227464	ROPINIROLE PAUCOURT 2 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633409	3400936334090	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67227464	ROPINIROLE PAUCOURT 2 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633415	3400936334151	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 84 comprimé(s)
67227464	ROPINIROLE PAUCOURT 2 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633421	3400936334212	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
61540317	ROPINIROLE PAUCOURT 5 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633438	3400936334380	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
61540317	ROPINIROLE PAUCOURT 5 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633444	3400936334441	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 84 comprimé(s)
61540317	ROPINIROLE PAUCOURT 5 mg, comprimé pelliculé	PAUCOURT	3633450	3400936334502	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
63975528	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 0,25 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633467	3400936334670	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
63975528	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 0,25 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633473	3400936334731	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 126 comprimé(s)
63975528	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 0,25 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633496	3400936334960	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 210 comprimé(s)
63975528	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 0,25 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633504	3400936335042	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
66750013	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 0,50 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633510	3400936335103	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
66750013	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 0,50 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633527	3400936335271	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
65906160	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 1 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633533	3400936335332	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
65906160	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 1 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633556	3400936335561	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 84 comprimé(s)
65906160	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 1 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633562	3400936335622	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
61458400	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 2 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633579	3400936335790	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
61458400	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 2 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633585	3400936335851	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 84 comprimé(s)
61458400	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 2 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633591	3400936335912	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
63030996	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 5 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633616	3400936336162	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 21 comprimé(s)
63030996	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 5 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633622	3400936336223	plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC aluminium de 84 comprimé(s)
63030996	ROPINIROLE SAINT-GERMAIN 5 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3633639	3400936336391	flacon(s) polyéthylène de 84 comprimé(s)
63775328	ROSAMPLINE 1 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	TORLAN	3429548	3400934295485	1 flacon(s) en verre de 1 g
63775328	ROSAMPLINE 1 g, poudre pour solution injectable (IM-IV)	TORLAN	5602838	3400956028382	100 flacon(s) en verre de 1 g
62973563	ROSAMPLINE 500 mg, gélule	TORLAN	3341486	3400933414863	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 gélule(s)
61219382	ROSICED 0,75 POUR CENT, gel pour application locale	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3375864	3400933758646	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
61219382	ROSICED 0,75 POUR CENT, gel pour application locale	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3375870	3400933758707	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
61219382	ROSICED 0,75 POUR CENT, gel pour application locale	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3425160	3400934251603	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67212989	ROSMARINUS COMPLEXE N°21, solution buvable	LEHNING	3059643	3400930596432	1 flacon(s) en verre de 20 ml
64984697	ROTARIX, poudre et solvant pour suspension buvable. Vaccin à rotavirus (vivant)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3723259	3400937232593	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec adaptateur(s) pour flacon
66396810	ROTATEQ, solution buvable. Vaccin Rotavirus (vivant, oral)	SANOFI PASTEUR MSD	3762236	3400937622363	1 tube(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) de 2 ml
66396810	ROTATEQ, solution buvable. Vaccin Rotavirus (vivant, oral)	SANOFI PASTEUR MSD	5697098	3400956970988	10 tube(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) de 2 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
65318260	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en flacon multidose, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285954	3400932859542	1 flacon(s) en verre de 10 dose(s)
65318260	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en flacon multidose, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285960	3400932859603	1 flacon(s) en verre de 50 dose(s)
65318260	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en flacon multidose, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285977	3400932859771	1 flacon(s) en verre de 100 dose(s)
60043248	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3092675	3400930926758	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60043248	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285894	3400932858941	1 ampoule(s) en verre de 1 dose(s) - 1 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
60043248	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285902	3400932859023	10 ampoule(s) en verre de 1 dose(s) - 10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
60043248	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285919	3400932859191	1 ampoule(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60043248	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285925	3400932859252	10 ampoule(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60043248	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285931	3400932859313	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
60043248	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	3285948	3400932859481	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
60043248	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	SANOFI PASTEUR	5537242	3400955372424	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62962307	ROVALCYTE 450 mg, comprimé pelliculé	ROCHE	3601361	3400936013612	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
65033329	ROVAMYCINE 0,75 MILLION UI, comprimé pelliculé	AVENTIS	3092907	3400930929070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65033329	ROVAMYCINE 0,75 MILLION UI, comprimé pelliculé	AVENTIS	3092913	3400930929131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65033329	ROVAMYCINE 0,75 MILLION UI, comprimé pelliculé	AVENTIS	5500546	3400955005469	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65033329	ROVAMYCINE 0,75 MILLION UI, comprimé pelliculé	AVENTIS	5500552	3400955005520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
64212005	ROVAMYCINE 1 500 000 UI, comprimé pelliculé	AVENTIS	3124168	3400931241683	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
64212005	ROVAMYCINE 1 500 000 UI, comprimé pelliculé	AVENTIS	5530903	3400955309031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
65952065	ROVAMYCINE 1,5 MILLIONS D'UNITES INTERNATIONALES, lyophilisat pour usage parentéral	AVENTIS	5556914	3400955569145	50 flacon(s) en verre de 1500000 UI
65952065	ROVAMYCINE 1,5 MILLIONS D'UNITES INTERNATIONALES, lyophilisat pour usage parentéral	AVENTIS	5559545	3400955595458	1 flacon(s) en verre de 1500000 UI
67535280	ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé	AVENTIS	3324708	3400933247089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67535280	ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé	AVENTIS	3435939	3400934359392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
67535280	ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé	AVENTIS	3435945	3400934359453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
67535280	ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé	AVENTIS	3435951	3400934359514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
67535280	ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé	AVENTIS	3435968	3400934359682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
67535280	ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé	AVENTIS	3435974	3400934359743	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
67535280	ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé	AVENTIS	5583207	3400955832072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
69533381	ROVAMYCINE GRANDS ENFANTS 1,5 M.U.I., granulés pour suspension buvable en sachet-dose	AVENTIS	3359457	3400933594572	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 12 g
64136372	ROVAMYCINE NOURRISSONS 0,375 M.U.I., granulés pour suspension buvable en sachet-dose	AVENTIS	3359463	3400933594633	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
63233772	ROVAMYCINE NOURRISSONS 375 000 U.I./5 ml, sirop	AVENTIS	3254600	3400932546008	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec cuillère-mesure de 5 ml
69002854	ROVAMYCINE NOURRISSONS ET ENFANTS 0,750 M.U.I., granulés pour suspension buvable en sachet-dose	AVENTIS	3359440	3400933594404	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 6 g
69083308	ROVIGON, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3093019	3400930930199	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63599339	ROWASA 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	3338248	3400933382483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63599339	ROWASA 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	3338254	3400933382544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63599339	ROWASA 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	3338260	3400933382605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
63599339	ROWASA 250 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	3338277	3400933382773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 180 comprimé(s)
68407287	ROWASA 500 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	3338202	3400933382025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68407287	ROWASA 500 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	3338219	3400933382193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 45 comprimé(s)
68407287	ROWASA 500 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	3338225	3400933382254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68407287	ROWASA 500 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	3338231	3400933382315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68407287	ROWASA 500 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	SOLVAY PHARMA	5604547	3400956045471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64352822	ROWASA 500 mg, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3350350	3400933503505	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
64352822	ROWASA 500 mg, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3350367	3400933503673	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 15 suppositoire(s)
64352822	ROWASA 500 mg, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3350373	3400933503734	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 30 suppositoire(s)
66055428	ROXITHROMYCINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3613111	3400936131118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66055428	ROXITHROMYCINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3613128	3400936131286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
66055428	ROXITHROMYCINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5642186	3400956421862	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65250560	ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3612614	3400936126145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65250560	ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3612620	3400936126206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65250560	ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5646698	3400956466986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65314408	ROXITHROMYCINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3613074	3400936130746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65314408	ROXITHROMYCINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3613080	3400936130807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65314408	ROXITHROMYCINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	5640767	3400956407675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61042206	ROXITHROMYCINE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3612560	3400936125605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61042206	ROXITHROMYCINE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3612577	3400936125773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
61042206	ROXITHROMYCINE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	5646675	3400956466757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69551454	ROXITHROMYCINE EG 100 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3617043	3400936170438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69551454	ROXITHROMYCINE EG 100 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3617066	3400936170667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
69551454	ROXITHROMYCINE EG 100 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5641413	3400956414130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65165035	ROXITHROMYCINE EG 150 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3617072	3400936170728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65165035	ROXITHROMYCINE EG 150 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3617089	3400936170896	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65165035	ROXITHROMYCINE EG 150 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5641436	3400956414369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64446983	ROXITHROMYCINE G GAM 100 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3613097	3400936130975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64446983	ROXITHROMYCINE G GAM 100 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3613105	3400936131057	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
64446983	ROXITHROMYCINE G GAM 100 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5640773	3400956407736	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64026666	ROXITHROMYCINE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3609144	3400936091443	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64026666	ROXITHROMYCINE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3609150	3400936091504	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
64026666	ROXITHROMYCINE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5653592	3400956535927	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63684234	ROXITHROMYCINE IVAX 100 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3619131	3400936191310	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63684234	ROXITHROMYCINE IVAX 100 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3619148	3400936191488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
63684234	ROXITHROMYCINE IVAX 100 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	5641778	3400956417780	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65120296	ROXITHROMYCINE IVAX 150 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3619154	3400936191549	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65120296	ROXITHROMYCINE IVAX 150 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3619160	3400936191600	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65120296	ROXITHROMYCINE IVAX 150 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	5648237	3400956482375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64296793	ROXITHROMYCINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3617020	3400936170209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64296793	ROXITHROMYCINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3617037	3400936170377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
64296793	ROXITHROMYCINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5641407	3400956414079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612850	3400936128507	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612867	3400936128675	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612873	3400936128736	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612896	3400936128965	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612904	3400936129047	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612910	3400936129108	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612927	3400936129276	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612933	3400936129337	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612956	3400936129566	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 5 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612962	3400936129627	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612979	3400936129795	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 8 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612985	3400936129856	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3612991	3400936129917	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 12 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3613016	3400936130166	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3613022	3400936130227	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 16 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3613039	3400936130395	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5640690	3400956406906	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69834801	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5640709	3400956407095	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62058028	ROXITHROMYCINE MG PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé	MG PHARMA	3617913	3400936179134	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62058028	ROXITHROMYCINE MG PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé	MG PHARMA	3617936	3400936179363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
62058028	ROXITHROMYCINE MG PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé	MG PHARMA	5648042	3400956480425	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616500	3400936165007	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616517	3400936165175	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616523	3400936165236	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616546	3400936165465	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616552	3400936165526	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616569	3400936165694	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616575	3400936165755	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616581	3400936165816	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616598	3400936165984	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 5 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616606	3400936166066	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616612	3400936166127	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 8 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616629	3400936166295	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616635	3400936166356	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 12 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616641	3400936166417	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616658	3400936166585	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 16 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3616664	3400936166646	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	5647203	3400956472031	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65841054	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	5647226	3400956472260	1 pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
67110062	ROXITHROMYCINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3781297	3400937812979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67110062	ROXITHROMYCINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3781305	3400937813051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
67110062	ROXITHROMYCINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5646681	3400956466818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66328880	ROXITHROMYCINE RATIOPHARM 150 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621760	3400936217607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66328880	ROXITHROMYCINE RATIOPHARM 150 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621777	3400936217775	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
62691514	ROXITHROMYCINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3661794	3400936617940	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62691514	ROXITHROMYCINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3661802	3400936618022	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
62691514	ROXITHROMYCINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5641442	3400956414420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62100121	ROXITHROMYCINE SET 150 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3647564	3400936475649	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62100121	ROXITHROMYCINE SET 150 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3647570	3400936475700	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
62100121	ROXITHROMYCINE SET 150 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	5656188	3400956561889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63659793	ROXITHROMYCINE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3613157	3400936131576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63659793	ROXITHROMYCINE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3613163	3400936131637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
63659793	ROXITHROMYCINE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5642200	3400956422005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60526880	ROXITHROMYCINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3612637	3400936126374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60526880	ROXITHROMYCINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3612643	3400936126435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
60526880	ROXITHROMYCINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5646706	3400956467068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65642166	ROXITHROMYCINE TORLAN 150 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3617942	3400936179424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65642166	ROXITHROMYCINE TORLAN 150 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3617959	3400936179592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65642166	ROXITHROMYCINE TORLAN 150 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5648065	3400956480654	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64251638	ROXITHROMYCINE WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3613134	3400936131347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64251638	ROXITHROMYCINE WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3613140	3400936131408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
64251638	ROXITHROMYCINE WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	5642192	3400956421923	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68402767	ROXITHROMYCINE WINTHROP 150 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3616693	3400936166936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
68402767	ROXITHROMYCINE WINTHROP 150 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3781311	3400937813112	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68402767	ROXITHROMYCINE WINTHROP 150 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3781328	3400937813280	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
63086945	ROXITHROMYCINE ZYDUS 150 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3621783	3400936217836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63086945	ROXITHROMYCINE ZYDUS 150 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3621808	3400936218086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
62806411	ROZACREME 0,75 %, crème	BIORGA	3534593	3400935345936	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63815096	ROZAGEL, gel pour application locale	BIORGA	3347218	3400933472184	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67119549	ROZEX 0,75 %, émulsion pour application cutanée	GALDERMA INTERNATIONAL	3526501	3400935265012	1 tube(s) polyéthylène de 30 g
67119549	ROZEX 0,75 %, émulsion pour application cutanée	GALDERMA INTERNATIONAL	3526518	3400935265180	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml
60647323	ROZEX 0,75 %, gel	GALDERMA INTERNATIONAL	3336692	3400933366926	1 tube(s) aluminium verni de 30 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60647323	ROZEX 0,75 %, gel	GALDERMA INTERNATIONAL	3494528	3400934945281	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
60647323	ROZEX 0,75 %, gel	GALDERMA INTERNATIONAL	3501116	3400935011169	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
67763113	ROZEX 0,75 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3482459	3400934824593	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
67763113	ROZEX 0,75 POUR CENT, crème	GALDERMA INTERNATIONAL	3486635	3400934866357	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
68759712	RUBIA COMPLEXE N°6, solution buvable	LEHNING	3059672	3400930596722	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67244816	RUBIEDOL 50 mg, comprimé effervescent	RUBIEPHARM VERTRIEBS	3548750	3400935487506	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
67244816	RUBIEDOL 50 mg, comprimé effervescent	RUBIEPHARM VERTRIEBS	3548767	3400935487674	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
67244816	RUBIEDOL 50 mg, comprimé effervescent	RUBIEPHARM VERTRIEBS	3548773	3400935487735	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63270308	RUBOZINC 15 mg, gélule	LABCATAL	3306857	3400933068578	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
63270308	RUBOZINC 15 mg, gélule	LABCATAL	3705445	3400937054454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
66653055	RUDI ROUVAX, poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole et la rubéole	SANOFI PASTEUR	3249869	3400932498697	1 ampoule(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml
66653055	RUDI ROUVAX, poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole et la rubéole	SANOFI PASTEUR	3249875	3400932498758	1 flacon(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml
66653055	RUDI ROUVAX, poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole et la rubéole	SANOFI PASTEUR	3249881	3400932498819	10 ampoule(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml
66653055	RUDI ROUVAX, poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole et la rubéole	SANOFI PASTEUR	3249898	3400932498987	10 flacon(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml
62443629	RUDISTROL, pommade	BOIRON	3093278	3400930932780	1 tube(s) de 40 g
64774663	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	SANOFI PASTEUR	3093284	3400930932841	1 ampoule(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64774663	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	SANOFI PASTEUR	3183283	3400931832836	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64774663	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	SANOFI PASTEUR	3708478	3400937084789	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
64774663	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	SANOFI PASTEUR	5515022	3400955150220	10 ampoule(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64774663	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	SANOFI PASTEUR	5515039	3400955150398	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64774663	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	SANOFI PASTEUR	5516932	3400955169321	1 flacon(s) en verre de 50 dose(s)
63584814	RUFOL 100 mg, comprimé	FOURNIER	3093315	3400930933152	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60424555	RULID 100 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3307354	3400933073541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60424555	RULID 100 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3437335	3400934373350	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
65393957	RULID 150 mg, comprimé enrobé	AVENTIS	3290381	3400932903818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65393957	RULID 150 mg, comprimé enrobé	AVENTIS	3376125	3400933761257	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
65393957	RULID 150 mg, comprimé enrobé	AVENTIS	3376131	3400933761318	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
63564295	RULID 50 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3307348	3400933073480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63564295	RULID 50 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3455770	3400934557705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
68658161	RULID 50 mg, comprimé sécable pour suspension buvable	AVENTIS	3395364	3400933953645	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s) avec cuillère
68658161	RULID 50 mg, comprimé sécable pour suspension buvable	AVENTIS	3437329	3400934373299	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 16 comprimé(s) avec cuillère
66890570	RULID 50 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	AVENTIS	3297354	3400932973545	10 sachet(s) aluminium papier polyéthylène de 3 g
66890570	RULID 50 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	AVENTIS	3455787	3400934557873	16 sachet(s) aluminium papier polyéthylène de 3 g
66523485	RUMAFIT, solution buvable, sachets	ARKOPHARMA	3345484	3400933454845	7 sachet(s) polyester polyoléfine de 15 ml
65455120	RUMICINE, comprimé enrobé	SCHERING PLOUGH	3258992	3400932589920	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
60851863	RUPTALGOR, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3241425	3400932414253	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 40 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60851863	RUPTALGOR, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3241431	3400932414314	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 50 ml
60851863	RUPTALGOR, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3241448	3400932414482	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 80 ml
60851863	RUPTALGOR, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3241454	3400932414543	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 100 ml
64262168	RUPTON CHRONULES, microgranule à libération prolongée en gélule	DEXO	3179815	3400931798156	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
69636876	RUPTON, solution buvable	DEXO	3477435	3400934774355	1 flacon(s) en verre de 125 ml
68584768	RUSCOL, gélule	PHARMATOP	3318406	3400933184063	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
69459568	RUTOVINCINE, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3164162	3400931641629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69459568	RUTOVINCINE, comprimé enrobé	ZYDUS FRANCE	3209114	3400932091140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63063487	RYTHMODAN 100 mg, gélule	AVENTIS	3093545	3400930935453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s)
63063487	RYTHMODAN 100 mg, gélule	AVENTIS	3246641	3400932466412	1 flacon(s) en verre de 40 gélule(s)
69235837	RYTHMODAN 250 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé enrobé	AVENTIS	3246026	3400932460267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69235837	RYTHMODAN 250 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé enrobé	AVENTIS	3246032	3400932460328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
61481192	RYTHMODAN 50 mg INJECTABLE, solution injectable	AVENTIS	3204855	3400932048557	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
61481192	RYTHMODAN 50 mg INJECTABLE, solution injectable	AVENTIS	5520425	3400955204251	30 ampoule(s) en verre de 5 ml
61481192	RYTHMODAN 50 mg INJECTABLE, solution injectable	AVENTIS	5547855	3400955478553	25 ampoule(s) en verre de 5 ml
66843923	RYTHMOL 300 mg, comprimé pelliculé sécable	ABBOTT FRANCE	3265710	3400932657100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66843923	RYTHMOL 300 mg, comprimé pelliculé sécable	ABBOTT FRANCE	3265727	3400932657278	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68244114	SABAL SERRULATA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147063	3400931470632	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
68244114	SABAL SERRULATA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147086	3400931470861	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
66742123	SABAL SERRULATA COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3147057	3400931470571	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
66483756	SABAL SERRULATA COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3147034	3400931470342	1 flacon(s) de 15 ml
66483756	SABAL SERRULATA COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3147040	3400931470403	1 flacon(s) de 30 ml
63576454	SABAL SERRULATA COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3092103	3400930921036	1 (Conditionnement à préciser) de 120 comprimé(s)
63576454	SABAL SERRULATA COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3258242	3400932582426	plaquette(s) thermoformée(s) de 50 comprimé(s)
61855163	SABAL SERRULATA COMPOSE DOLISOS, solution en gouttes	BOIRON	3158121	3400931581215	1 flacon(s) de 15 ml
61855163	SABAL SERRULATA COMPOSE DOLISOS, solution en gouttes	BOIRON	3158138	3400931581383	1 flacon(s) de 30 ml
61139833	SABRIL 500 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3378041	3400933780418	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67326875	SABRIL 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	MARION MERRELL	3378064	3400933780647	60 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 0,5 g
63187200	SACNEL, crème	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3415210	3400934152108	1 tube(s) aluminium verni de 38 g
60846581	SACNEL, suspension pour application locale	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3415262	3400934152627	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 ml
68212789	SACOLENE 2 g, granulés pour suspension buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3144981	3400931449812	12 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 6 g
63862313	SACOLENE PEDIATRIQUE 500 mg, granulés pour suspension buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3144975	3400931449751	12 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 3 g
64265940	SAFORELLE 0,1 POUR CENT, solution pour application cutanée	IPRAD	3695190	3400936951907	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63648462	SAGAMUCOL ADULTES, sirop	SCHWARZ PHARMA	3557269	3400935572691	1 flacon(s) brun en verre de 125 ml
63648462	SAGAMUCOL ADULTES, sirop	SCHWARZ PHARMA	3557275	3400935572752	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
65723337	SAGAMUCOL ENFANTS, sirop	SCHWARZ PHARMA	3557281	3400935572813	1 flacon(s) en verre de 125 ml
65723337	SAGAMUCOL ENFANTS, sirop	SCHWARZ PHARMA	3557298	3400935572981	1 flacon(s) en verre de 150 ml
61744533	SAGATOUX 3 mg/5 ml ENFANTS, sirop	SCHWARZ PHARMA	3400846	3400934008467	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml - avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml -
61744533	SAGATOUX 3 mg/5 ml ENFANTS, sirop	SCHWARZ PHARMA	3400852	3400934008528	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml - avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml -

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61744533	SAGATOUX 3 mg/5 ml ENFANTS, sirop	SCHWARZ PHARMA	3400869	3400934008696	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml - avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml-
66579174	SAIZEN 1,33 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO FRANCE	3419308	3400934193088	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
66579174	SAIZEN 1,33 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SERONO FRANCE	3464160	3400934641602	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml
60011072	SAIZEN 3,33 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable en multidose	SERONO FRANCE	3419314	3400934193149	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 5 ml
60011072	SAIZEN 3,33 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable en multidose	SERONO FRANCE	3419320	3400934193200	5 flacon(s) en verre - 5 flacon(s) en verre de 5 ml
69115745	SAIZEN 8 mg/2,7 ml, poudre et solvant pour solution injectable en multidose	SERONO FRANCE	3489711	3400934897115	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 5 ml
69115745	SAIZEN 8 mg/2,7 ml, poudre et solvant pour solution injectable en multidose	SERONO FRANCE	3489728	3400934897283	5 flacon(s) en verre - 5 flacon(s) en verre de 5 ml
60446594	SAIZEN CLICKEASY 8 mg/1,37 ml, poudre et solvant pour solution injectable en multidose	SERONO FRANCE	3567612	3400935676122	1 flacon(s) en verre - 1 cartouche(s) en verre de 1,37 ml
60446594	SAIZEN CLICKEASY 8 mg/1,37 ml, poudre et solvant pour solution injectable en multidose	SERONO FRANCE	3567629	3400935676290	5 flacon(s) en verre - 5 cartouche(s) en verre de 1,37 ml
67995282	SALAGEN 5 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3399161	3400933991616	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
67995282	SALAGEN 5 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3399178	3400933991784	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
67124724	SALAZOPYRINE 500 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	PFIZER HOLDING FRANCE	3093812	3400930938126	1 flacon(s) polyéthylène de 25 comprimé(s)
67124724	SALAZOPYRINE 500 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	PFIZER HOLDING FRANCE	3226880	3400932268801	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
69641955	SALAZOPYRINE, suspension pour lavement	PFIZER HOLDING FRANCE	3253836	3400932538362	7 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 100 ml avec canule(s)
64205726	SALBUMOL 0,5 mg/1 ml, solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	3299324	3400932993246	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
64205726	SALBUMOL 0,5 mg/1 ml, solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	3299330	3400932993307	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
64205726	SALBUMOL 0,5 mg/1 ml, solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	3299347	3400932993475	12 ampoule(s) en verre de 1 ml
64205726	SALBUMOL 0,5 mg/1 ml, solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	5560028	3400955600282	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
67314200	SALBUMOL 1 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE	3152302	3400931523024	film(s) thermosoudé(s) PVC de 18 suppositoires(s)
67314200	SALBUMOL 1 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE	3152319	3400931523192	film(s) thermosoudé(s) PVC de 24 suppositoires(s)
67314200	SALBUMOL 1 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE	3302003	3400933020033	film(s) thermosoudé(s) PVC de 12 suppositoires(s)
64265004	SALBUMOL 2 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3299465	3400932994656	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 40 comprimé(s)
63744069	SALBUMOL 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	3152354	3400931523543	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
63744069	SALBUMOL 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	3152377	3400931523772	12 ampoule(s) en verre de 5 ml
63744069	SALBUMOL 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	3206972	3400932069729	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
63744069	SALBUMOL 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	3302026	3400933020262	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
63744069	SALBUMOL 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	5531506	3400955315063	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
60764376	SALBUPULVINAL 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	LEMOINE	3532016	3400935320162	1 inhalateur(s) multidose(s) de 100 dose(s) avec embout buccal
68563941	SALBUTAMOL ARROW 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657918	3400936579187	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
68563941	SALBUTAMOL ARROW 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657924	3400936579248	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
68563941	SALBUTAMOL ARROW 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657930	3400936579309	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
68563941	SALBUTAMOL ARROW 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657947	3400936579477	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
68563941	SALBUTAMOL ARROW 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657953	3400936579538	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
68563941	SALBUTAMOL ARROW 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	5655852	3400956558520	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
65981280	SALBUTAMOL ARROW 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657976	3400936579767	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
65981280	SALBUTAMOL ARROW 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657982	3400936579828	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
65981280	SALBUTAMOL ARROW 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657999	3400936579996	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
65981280	SALBUTAMOL ARROW 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3658007	3400936580077	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
65981280	SALBUTAMOL ARROW 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3658013	3400936580138	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
65981280	SALBUTAMOL ARROW 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	5655906	3400956559060	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
61892813	SALBUTAMOL INNOVATA BIOMED CLICKHALER 90 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	INNOVATA BIOMED	3465395	3400934653957	1 flacon(s) copolymère d'acrylonitrile butadiène styrène de 200 dose(s)
68174071	SALBUTAMOL MERCK 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3656652	3400936566521	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
68174071	SALBUTAMOL MERCK 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3656669	3400936566699	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
68174071	SALBUTAMOL MERCK 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3656675	3400936566750	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
68174071	SALBUTAMOL MERCK 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3658438	3400936584389	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
68886446	SALBUTAMOL MERCK 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3656600	3400936566002	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
68886446	SALBUTAMOL MERCK 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3656617	3400936566170	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
68886446	SALBUTAMOL MERCK 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3656623	3400936566231	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
68886446	SALBUTAMOL MERCK 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	MERCK GENERIQUES	3656646	3400936566460	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
66231292	SALBUTAMOL MERCK 5 mg/5 ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5638339	3400956383399	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
66231292	SALBUTAMOL MERCK 5 mg/5 ml, solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5638345	3400956383450	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
63266758	SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, solution injectable	RENAUDIN	5702623	3400957026233	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
63266758	SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, solution injectable	RENAUDIN	5702646	3400957026462	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
63266758	SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, solution injectable	RENAUDIN	5703893	3400957038939	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
63266758	SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, solution injectable	RENAUDIN	5703901	3400957039011	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
63266758	SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, solution injectable	RENAUDIN	5703918	3400957039189	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
64182238	SALIBRA ADULTES, solution buvable en ampoule	BROTHIER	3409451	3400934094514	14 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
64182238	SALIBRA ADULTES, solution buvable en ampoule	BROTHIER	3409468	3400934094682	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
64182238	SALIBRA ADULTES, solution buvable en ampoule	BROTHIER	3409474	3400934094743	30 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
62256106	SALIBRA CHOLINE, solution buvable	BROTHIER	3448847	3400934488474	14 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
62256106	SALIBRA CHOLINE, solution buvable	BROTHIER	3448853	3400934488535	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
62256106	SALIBRA CHOLINE, solution buvable	BROTHIER	3448876	3400934488764	30 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
67910848	SALIBRA ENFANTS, solution buvable en ampoule	BROTHIER	3409480	3400934094804	14 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
67910848	SALIBRA ENFANTS, solution buvable en ampoule	BROTHIER	3409497	3400934094972	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
67910848	SALIBRA ENFANTS, solution buvable en ampoule	BROTHIER	3409505	3400934095054	30 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
60329609	SALICAIRINE, solution buvable, flacon compte-gouttes	LEGRAS	3093924	3400930939246	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec compte-gouttes polyéthylène
60329609	SALICAIRINE, solution buvable, flacon compte-gouttes	LEGRAS	3393158	3400933931582	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65329374	SALIPRAN 2 g, poudre orale en sachet-dose	UCB PHARMA	3200231	3400932002313	3 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,5 g
65329374	SALIPRAN 2 g, poudre orale en sachet-dose	UCB PHARMA	3268565	3400932685653	8 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,5 g
61376519	SANDIMMUN 100 mg, capsule	NOVARTIS PHARMA	3463019	3400934630194	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium verni de 50 capsule(s)
61376519	SANDIMMUN 100 mg, capsule	NOVARTIS PHARMA	5585666	3400955856665	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium verni de 30 capsule(s)
64938212	SANDIMMUN 25 mg, capsule	NOVARTIS PHARMA	3463025	3400934630255	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium verni de 50 capsule(s)
64938212	SANDIMMUN 25 mg, capsule	NOVARTIS PHARMA	5585637	3400955856375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium verni de 30 capsule(s)
65217418	SANDIMMUN 50 mg, capsule	NOVARTIS PHARMA	3463031	3400934630316	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium verni de 50 capsule(s)
65217418	SANDIMMUN 50 mg, capsule	NOVARTIS PHARMA	5585643	3400955856436	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium verni de 30 capsule(s)
62935801	SANDIMMUN 50 mg/ml, solution injectable pour perfusion I.V.	NOVARTIS PHARMA	5545796	3400955457961	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
62935801	SANDIMMUN 50 mg/ml, solution injectable pour perfusion I.V.	NOVARTIS PHARMA	5545804	3400955458043	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
66612514	SANDIMMUN, solution buvable	NOVARTIS PHARMA	3463002	3400934630026	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66612514	SANDIMMUN, solution buvable	NOVARTIS PHARMA	5545810	3400955458104	1 flacon(s) en verre de 10 ml
66612514	SANDIMMUN, solution buvable	NOVARTIS PHARMA	5545827	3400955458272	1 flacon(s) en verre de 15 ml
66612514	SANDIMMUN, solution buvable	NOVARTIS PHARMA	5586453	3400955864530	1 flacon(s) en verre de 20 ml
69666734	SANDOGLOBULINE 1 g, poudre pour solution pour perfusion	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5586714	3400955867142	1 flacon(s) en verre avec matériel de perfusion microperfuseur
64990892	SANDOGLOBULINE 12 g, poudre pour solution pour perfusion	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5657822	3400956578221	1 flacon(s) en verre de 12 g avec matériel(s) de perfusion avec dispositif(s) de transfert
63553719	SANDOGLOBULINE 120 mg/ml, solution pour perfusion	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5657839	3400956578399	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63553719	SANDOGLOBULINE 120 mg/ml, solution pour perfusion	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5657845	3400956578450	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66392235	SANDOGLOBULINE 3 g, poudre pour solution pour perfusion	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5657791	3400956577910	1 flacon(s) en verre de 3 g avec matériel(s) de perfusion avec dispositif(s) de transfert
64219163	SANDOGLOBULINE 6 g, poudre pour solution pour perfusion	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5657816	3400956578160	1 flacon(s) en verre de 6 g avec matériel(s) de perfusion avec dispositif(s) de transfert
66004031	SANDOSTATINE 100 microgrammes/1 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	3424427	3400934244278	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
68949551	SANDOSTATINE 50 microgrammes/1 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	3424410	3400934244100	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
61707595	SANDOSTATINE 500 microgrammes/1 ml, solution injectable en ampoule (S.C.)	NOVARTIS PHARMA	3424433	3400934244339	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
64494476	SANDOSTATINE L.P. 10 mg, poudre et solvant en seringue préremplie pour suspension injectable (IM) à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3651063	3400936510630	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2,5 ml avec aiguille(s)
65613798	SANDOSTATINE L.P. 10 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (IM) à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3424396	3400934243967	1 flacon(s) en verre de 5 ml - 2 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s)
69869122	SANDOSTATINE L.P. 20 mg, poudre et solvant en seringue préremplie pour suspension injectable (IM) à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3651086	3400936510869	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2,5 ml avec aiguille(s)
68509573	SANDOSTATINE L.P. 20 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (IM) à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3424373	3400934243738	1 flacon(s) en verre de 5 ml - 2 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s)
61881699	SANDOSTATINE L.P. 30 mg, poudre et solvant en seringue préremplie pour suspension injectable (IM) à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3651092	3400936510920	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2,5 ml avec aiguille(s)
69227203	SANDOSTATINE L.P. 30 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (IM) à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3424404	3400934244049	1 flacon(s) en verre de 5 ml - 2 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s)
61675902	SANITOS 11 g/100 g, solution pour application locale	DELPECH	3094214	3400930942147	1 flacon(s) en verre de 4,5 g
65458611	SANMIGRAN 0,50 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3137538	3400931375388	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65458611	SANMIGRAN 0,50 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3137544	3400931375449	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62016488	SANOGL AU FLUOR AROME BANANE, gel dentaire	EXPANSCIENCE	3437602	3400934376023	1 tube(s) aluminium verni de 50 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63181667	SANOGYL AU FLUOR AROME CERISE, gel dentaire	EXPANSCIENCE	3437625	3400934376252	1 tube(s) aluminium verni de 50 ml
62789442	SANOGYL AU FLUOR AROME CITRON, gel dentaire	EXPANSCIENCE	3437588	3400934375880	1 tube(s) aluminium verni de 50 ml
67868484	SANOGYL AU FLUOR AROME FRAISE, gel dentaire	EXPANSCIENCE	3437619	3400934376191	1 tube(s) aluminium verni de 50 ml
61740015	SANOGYL AU FLUOR AROME MENTHE, gel dentaire	EXPANSCIENCE	3437594	3400934375941	1 tube(s) aluminium verni de 50 ml
60260650	SANOGYL BIFLUOR, pâte dentifrice	ROGE CAVAILLES	3646145	3400936461451	1 tube(s) aluminium verni de 55 g
60260650	SANOGYL BIFLUOR, pâte dentifrice	ROGE CAVAILLES	3646151	3400936461512	1 tube(s) aluminium verni de 115 g
65183147	SANOGYL BLANC FLUOR, pâte dentifrice	ROGE CAVAILLES	3643916	3400936439160	1 tube(s) aluminium verni de 70 g
65183147	SANOGYL BLANC FLUOR, pâte dentifrice	ROGE CAVAILLES	3643922	3400936439221	1 tube(s) aluminium verni de 105 g
65183147	SANOGYL BLANC FLUOR, pâte dentifrice	ROGE CAVAILLES	3646139	3400936461390	1 tube(s) aluminium verni de 140 g
63857896	SANRUBINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	3490341	3400934903410	1 flacon(s) en verre de 60 mg
63857896	SANRUBINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	3490358	3400934903588	5 flacon(s) en verre de 60 mg
63857896	SANRUBINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	3490364	3400934903649	10 flacon(s) en verre de 60 mg
62874992	SANRUBINE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	3490312	3400934903120	1 flacon(s) en verre de 300 mg
62874992	SANRUBINE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	3490329	3400934903298	5 flacon(s) en verre de 300 mg
62874992	SANRUBINE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion	DAKOTA PHARM	3490335	3400934903359	10 flacon(s) en verre de 300 mg
63893967	SANTAHERBA, solution buvable, gouttes	LEHNING	3094289	3400930942895	1 flacon(s) de 30 ml
66627288	SANTANE 01 MINCEUR, plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3600284	3400936002845	24 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
65107078	SANTANE A4, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3188174	3400931881742	20 sachet(s)-dose(s) papier cellophane de 1,5 g
66862304	SANTANE A4, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3188180	3400931881803	1 flacon(s) en verre de 90 g
66862304	SANTANE A4, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3217390	3400932173907	1 flacon(s) en verre de 50 g
61989753	SANTANE C 6, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3188234	3400931882343	20 sachet(s)-dose(s) papier cellophane de 2 g
60480536	SANTANE D5, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3564743	3400935647436	24 sachet(s)-dose(s) papier cellophane de 1,5 g
68075600	SANTANE D5, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3188263	3400931882633	1 flacon(s) en verre de 90 g
68075600	SANTANE D5, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3217438	3400932174386	1 flacon(s) en verre de 50 g
68316962	SANTANE F10, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3188116	3400931881162	20 sachet(s)-dose(s) papier cellophane de 1,5 g
68939952	SANTANE F10, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3188122	3400931881223	1 flacon(s) en verre de 90 g
68939952	SANTANE F10, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3217378	3400932173785	1 flacon(s) en verre de 50 g
68205809	SANTANE H7, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3188139	3400931881391	20 sachet(s)-dose(s) papier cellophane de 1,50 g
67435725	SANTANE H7, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3188145	3400931881452	1 flacon(s) en verre de 90 g
67435725	SANTANE H7, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3217384	3400932173846	1 flacon(s) en verre de 50 g
68330410	SANTANE N9, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3627975	3400936279759	24 sachet(s)-dose(s) papier cellophane de 1,5 g
65472835	SANTANE N9, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3188205	3400931882053	1 flacon(s) en verre de 90 g
65472835	SANTANE N9, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3217444	3400932174447	1 flacon(s) en verre de 50 g
60803021	SANTANE O1, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3188091	3400931880912	1 flacon(s) en verre de 90 g
60803021	SANTANE O1, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3217409	3400932174096	1 flacon(s) en verre de 50 g
67787541	SANTANE R8, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3188211	3400931882114	20 sachet(s)-dose(s) papier cellophane de 1,5 g
68640359	SANTANE R8, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3188228	3400931882282	1 flacon(s) en verre de 90 g
68640359	SANTANE R8, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3217421	3400932174218	1 flacon(s) en verre de 50 g
64372013	SANTANE V3, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3188151	3400931881513	20 sachet(s)-dose(s) papier cellophane de 1,5 g
68109084	SANTANE V3, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3188168	3400931881681	1 flacon(s) en verre de 90 g
68109084	SANTANE V3, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3217361	3400932173617	1 flacon(s) en verre de 50 g
61945568	SAPONARIA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147123	3400931471233	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
61945568	SAPONARIA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147146	3400931471462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 comprimé(s)
69175735	SAPONARIA COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3147117	3400931471172	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
63098673	SAPONARIA COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3147092	3400931470922	1 flacon(s) de 15 ml
63098673	SAPONARIA COMPOSE BOIRON, solution buvable, gouttes	BOIRON	3147100	3400931471004	1 flacon(s) de 30 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66954749	SAPONARIA COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), comprimé	DOLISOS	3092126	3400930921265	tube(s) de 120 comprimé(s)
68310831	SAPONARIA COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3158026	3400931580263	1 flacon(s) de 15 ml
68310831	SAPONARIA COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable, gouttes	DOLISOS	3158032	3400931580324	1 flacon(s) 0 ml
68666329	SAPONARIA COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3148341	3400931483410	tube(s) en verre de 50 comprimé(s)
64930265	SAPONARIA COMPOSE DOLISOS, granules	BOIRON	3148335	3400931483359	1 tube(s) en verre 0 UP
62376529	SAPONARIA COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3148312	3400931483120	1 flacon(s) de 15 ml
62376529	SAPONARIA COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3148329	3400931483298	1 flacon(s) de 30 ml
68973367	SARGEMAG, granulés effervescents en sachet-dose	MEDA PHARMA (FRANCE)	3433521	3400934335211	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,05 g
68973367	SARGEMAG, granulés effervescents en sachet-dose	MEDA PHARMA (FRANCE)	3690790	3400936907904	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,05 g
69839823	SARGENOR 0,5 g/5 ml ENFANTS, solution buvable en ampoule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3478593	3400934785931	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
69839823	SARGENOR 0,5 g/5 ml ENFANTS, solution buvable en ampoule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3478601	3400934786013	40 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
66463337	SARGENOR 1 g, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (FRANCE)	3448712	3400934487125	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66463337	SARGENOR 1 g, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (FRANCE)	3448729	3400934487293	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
62583015	SARGENOR 1 g, granulés effervescents en sachet-dose	MEDA PHARMA (FRANCE)	3413547	3400934135477	20 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 2,15 g
62583015	SARGENOR 1 g, granulés effervescents en sachet-dose	MEDA PHARMA (FRANCE)	3413553	3400934135538	40 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 2,15 g
62583015	SARGENOR 1 g, granulés effervescents en sachet-dose	MEDA PHARMA (FRANCE)	3413576	3400934135767	60 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 2,15 g
64556465	SARGENOR 1 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3289283	3400932892839	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
64556465	SARGENOR 1 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3329812	3400933298128	40 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
64556465	SARGENOR 1 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3415486	3400934154867	10 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
62443305	SARGENOR A LA VITAMINE C, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545579	3400935455796	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62443305	SARGENOR A LA VITAMINE C, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545585	3400935455857	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
62443305	SARGENOR A LA VITAMINE C, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545591	3400935455918	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
62999615	SARGENOR A LA VITAMINE C, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545533	3400935455338	tube(s) aluminium verni de 10 comprimé(s)
62999615	SARGENOR A LA VITAMINE C, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545556	3400935455567	tube(s) aluminium verni de 20 comprimé(s)
62999615	SARGENOR A LA VITAMINE C, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545562	3400935455628	tube(s) aluminium verni de 40 comprimé(s)
67609631	SARGENOR A LA VITAMINE C, solution buvable en ampoule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545616	3400935456168	10 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
67609631	SARGENOR A LA VITAMINE C, solution buvable en ampoule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545622	3400935456229	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
67609631	SARGENOR A LA VITAMINE C, solution buvable en ampoule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3545639	3400935456397	40 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
69688894	SARGENOR SANS SUCRE 1 g, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium	MEDA PHARMA (FRANCE)	3441207	3400934412073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
69688894	SARGENOR SANS SUCRE 1 g, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium	MEDA PHARMA (FRANCE)	3441213	3400934412134	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 comprimé(s)
69688894	SARGENOR SANS SUCRE 1 g, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium	MEDA PHARMA (FRANCE)	3441236	3400934412363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
62215020	SARGENOR SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique	MEDA PHARMA (FRANCE)	3375344	3400933753443	2 tube(s) aluminium verni de 30 comprimé(s)
62215020	SARGENOR SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique	MEDA PHARMA (FRANCE)	3417189	3400934171895	2 tube(s) aluminium verni de 10 comprimé(s)
62215020	SARGENOR SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique	MEDA PHARMA (FRANCE)	3425154	3400934251542	2 tube(s) aluminium verni de 20 comprimé(s)
66896712	SARGEPIRINE 250 mg, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3290180	3400932901807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
64148289	SARGEPIRINE 500 mg, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3208304	3400932083046	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 18 comprimé(s)
64148289	SARGEPIRINE 500 mg, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3213630	3400932136308	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
64148289	SARGEPIRINE 500 mg, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	5524601	3400955246015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 420 comprimé(s)
65608694	SARIDON 500 mg, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3330471	3400933304713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
66074510	SAROTEX 25 mg, gélule	LUNDBECK SAS	3280744	3400932807444	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
61664336	SAROTEX 50 mg, gélule	LUNDBECK SAS	3280750	3400932807505	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64479079	SARVIT A LA GLUCURONAMIDE, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (FRANCE)	3656161	3400936561618	2 pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
64479079	SARVIT A LA GLUCURONAMIDE, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (FRANCE)	3672711	3400936727113	1 pilulier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
62333008	SARVIT A LA LYSINE, solution buvable en ampoule de 10 ml	MEDA PHARMA (FRANCE)	3453943	3400934539435	20 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
62333008	SARVIT A LA LYSINE, solution buvable en ampoule de 10 ml	MEDA PHARMA (FRANCE)	3774311	3400937743112	12 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
61432633	SARVIT A LA LYSINE, solution buvable en ampoules de 5 ml	MEDA PHARMA (FRANCE)	3453966	3400934539664	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
61999733	SATIVOL, granules	BOIRON	3094585	3400930945858	1 boîte(s) polystyrène de 125 g
66205529	SAUBACHROME 2 POUR CENT, solution pour application locale	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3131783	3400931317838	1 flacon(s) en verre de 45 ml avec applicateur polypropylène basse densité
60699117	SAUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626272	3400936262720	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 30 gélule(s)
60699117	SAUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626289	3400936262898	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 45 gélule(s)
60699117	SAUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626295	3400936262959	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 50 gélule(s)
60699117	SAUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3626303	3400936263031	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 60 gélule(s)
60699117	SAUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3652714	3400936527140	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 90 gélule(s)
61006320	SAVARINE, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3412789	3400934127892	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
61006320	SAVARINE, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3412795	3400934127953	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62361751	SAVENE 20 mg/ml, poudre pour solution à diluer et diluant pour solution pour perfusion	TOPOTARGET (DANEMARK)	3771761	3400937717618	10 flacon(s) en verre jaune(brun) - 3 poche(s) en plastique polyoléfine polyamide suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
63387119	SAVENNA, lotion	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3255404	3400932554041	1 flacon(s) en verre de 150 ml
63387119	SAVENNA, lotion	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3277759	3400932777594	1 flacon(s) en verre de 200 ml
68847176	SAVENNA, shampooing	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3255396	3400932553969	1 flacon(s) en verre de 150 ml
68847176	SAVENNA, shampooing	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3277742	3400932777426	1 flacon(s) en verre de 200 ml
64690069	SCABECID 1 POUR CENT, crème fluide	STIEFEL	3287143	3400932871438	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
62762025	SCABIOSA COMPLEXE N. 87, liquide	LEHNING	3060190	3400930601907	1 flacon(s) de 20 ml
62866935	SCANDICAINE 2 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	3336516	3400933365165	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
62866935	SCANDICAINE 2 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5000967	3400950009677	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
66128246	SCANDICAINE 2 % SPECIALE, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5593625	3400955936251	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
66701169	SCANDICAINE 3 POUR CENT, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5593648	3400955936480	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
67246824	SCARLENE 0,12 POUR CENT, collyre en récipient unidose	CHAUVIN	3341291	3400933412913	6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
67246824	SCARLENE 0,12 POUR CENT, collyre en récipient unidose	CHAUVIN	3341316	3400933413163	12 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
67246824	SCARLENE 0,12 POUR CENT, collyre en récipient unidose	CHAUVIN	3357027	3400933570279	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
67246824	SCARLENE 0,12 POUR CENT, collyre en récipient unidose	CHAUVIN	3357033	3400933570330	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64603694	SCHOUM, comprimé à croquer	OMEGA PHARMA FRANCE	3179927	3400931799276	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
64902547	SCHOUM, solution buvable	OMEGA PHARMA FRANCE	3094740	3400930947401	1 flacon(s) en verre de 540 ml
68648128	SCLEREMO IV, solution injectable	THERICA	3094846	3400930948460	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
68648128	SCLEREMO IV, solution injectable	THERICA	3639926	3400936399266	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
68648128	SCLEREMO IV, solution injectable	THERICA	3639932	3400936399327	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
68648128	SCLEREMO IV, solution injectable	THERICA	3639949	3400936399495	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
63542587	SCLERO DRAINOL, solution buvable, gouttes	BOIRON	3191822	3400931918226	1 flacon(s) de 30 ml
66471946	SCLEROCALCINE, comprimé	LEHNING	3202052	3400932020522	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69588545	SCOBUREN 20 mg/ml, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3515911	3400935159113	5 ampoule(s) en verre de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69588545	SCOBUREN 20 mg/ml, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3515928	3400935159281	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
69588545	SCOBUREN 20 mg/ml, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3515934	3400935159342	20 ampoule(s) en verre de 1 ml
69588545	SCOBUREN 20 mg/ml, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3515940	3400935159403	30 ampoule(s) en verre de 1 ml
69588545	SCOBUREN 20 mg/ml, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3515957	3400935159571	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
69588545	SCOBUREN 20 mg/ml, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3515963	3400935159632	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
63958849	SCOPODERM TTS 1 mg/72 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3282996	3400932829965	2 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
63958849	SCOPODERM TTS 1 mg/72 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3283004	3400932830046	6 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
63958849	SCOPODERM TTS 1 mg/72 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3284943	3400932849437	5 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
64665646	SCOPOLAMINE COOPER 0,5 mg/2 ml, solution injectable	COOPER	3476329	3400934763298	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
64665646	SCOPOLAMINE COOPER 0,5 mg/2 ml, solution injectable	COOPER	3476335	3400934763359	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
64665646	SCOPOLAMINE COOPER 0,5 mg/2 ml, solution injectable	COOPER	3476341	3400934763410	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
68666051	SCROFULARIA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147181	3400931471813	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
68666051	SCROFULARIA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147198	3400931471981	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
65419462	SCROFULARIA COMPOSE BOIRON, granulé	BOIRON	3147175	3400931471752	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
66112060	SCROFULARIA COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3147152	3400931471523	1 flacon(s) de 15 ml
66112060	SCROFULARIA COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3147169	3400931471691	1 flacon(s) de 30 ml
60665620	SCROFULARIA COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3092132	3400930921326	tube(s) de 120 comprimé(s)
62966533	SCROFULARIA COMPOSE DOLISOS, solution buvable, gouttes	BOIRON	3158109	3400931581093	1 flacon(s) de 30 ml
62966533	SCROFULARIA COMPOSE DOLISOS, solution buvable, gouttes	BOIRON	3158115	3400931581154	1 flacon(s) de 15 ml
64391992	SEBIPROX 1,5 %, shampooing	STIEFEL	3523299	3400935232991	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml
64391992	SEBIPROX 1,5 %, shampooing	STIEFEL	3523307	3400935233073	1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
64391992	SEBIPROX 1,5 %, shampooing	STIEFEL	3523313	3400935233134	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
64391992	SEBIPROX 1,5 %, shampooing	STIEFEL	3523336	3400935233363	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
64391992	SEBIPROX 1,5 %, shampooing	STIEFEL	3523342	3400935233424	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
64391992	SEBIPROX 1,5 %, shampooing	STIEFEL	3523359	3400935233592	1 flacon(s) polyéthylène de 350 ml
64391992	SEBIPROX 1,5 %, shampooing	STIEFEL	3523365	3400935233653	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
65465869	SEBRANE MAUX DE GORGE, collutoire, bromure de céthexonium	MENARINI FRANCE	3178922	3400931789222	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 30 ml
64275831	SEBRANE RHUME, gélule à libération prolongée	MENARINI FRANCE	3485162	3400934851629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
66827399	SEBRANE TOUX SECHE 20 mg, capsule molle	MENARINI FRANCE	3407593	3400934075933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 capsule(s)
62870531	SECALIP 100 mg, gélule	FOURNIER	3237642	3400932376421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 48 gélule(s)
62870531	SECALIP 100 mg, gélule	FOURNIER	3252222	3400932522224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
62870531	SECALIP 100 mg, gélule	FOURNIER	3252239	3400932522392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
68603574	SECALIP 200 mg, gélule	FOURNIER	3417054	3400934170546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63880877	SECALIP 300 mg, gélule	FOURNIER	3300300	3400933003005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
63880877	SECALIP 300 mg, gélule	FOURNIER	3300317	3400933003173	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62103509	SECALIP 67 mg, gélule	FOURNIER	3417048	3400934170485	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
69719329	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 2 g, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3337059	3400933370596	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4,224 g
69719329	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 2 g, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3337065	3400933370657	3 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4,224 g
66145295	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 250 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3336918	3400933369187	3 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 528 mg
66145295	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 250 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3336924	3400933369248	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 528 mg
66145295	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 250 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3336930	3400933369309	15 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 528 mg
66145295	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 250 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3392667	3400933926670	2 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 528 mg
66362861	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 500 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3336982	3400933369828	3 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1056 mg

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66362861	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 500 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3336999	3400933369996	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1056 mg
66362861	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 500 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3337007	3400933370077	15 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1056 mg
66362861	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 500 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3392673	3400933926731	1 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1056 mg
66362861	SECNIDAZOLE ETHYPHARM 500 mg, microgranule en sachet	ETHYPHARM	3638565	3400936385658	4 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1056 mg
63820798	SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose	IPRAD	3337071	3400933370718	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4,224 g
63820798	SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose	IPRAD	3337088	3400933370886	3 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4,224 g
66931921	SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3193471	3400931934714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66931921	SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3404703	3400934047039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66931921	SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3720858	3400937208581	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66931921	SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5589919	3400955899198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67593981	SECTRAL 25 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3248864	3400932488643	2 ampoule(s) en verre de 5 ml
67593981	SECTRAL 25 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3248870	3400932488704	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
67593981	SECTRAL 25 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3248887	3400932488872	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
61969626	SECTRAL 40 mg/ml, solution buvable en flacon	AVENTIS	3304605	3400933046057	1 flacon(s) en verre de 125 ml - avec seringue doseuse - polyéthylène - polystyrène
64000931	SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3220771	3400932207718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64000931	SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3722254	3400937222549	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67579483	SECTRAL LP 500 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	AVENTIS	3317312	3400933173128	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61731137	SEDACOLLYRE, collyre	COOPER	3169283	3400931692836	1 flacon(s) en verre de 10 ml - avec compte-gouttes
60808260	SEDALANDE 20 mg/4 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3095142	3400930951422	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
60050926	SEDALANDE 625 mg/100 ml, solution buvable, gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3095165	3400930951651	1 flacon(s) compte-gouttes brun en verre de 60 ml
68497320	SEDALOZIA, comprimé pelliculé	IPHYM	3390119	3400933901196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
68497320	SEDALOZIA, comprimé pelliculé	IPHYM	3390125	3400933901257	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
60554431	SEDALTANE, poudre en sachet	THERABEL LUCIEN PHARMA	3243737	3400932437375	20 sachet(s)
60554431	SEDALTANE, poudre en sachet	THERABEL LUCIEN PHARMA	3243743	3400932437436	30 sachet(s)
60554431	SEDALTANE, poudre en sachet	THERABEL LUCIEN PHARMA	3243766	3400932437665	60 sachet(s)
60554431	SEDALTANE, poudre en sachet	THERABEL LUCIEN PHARMA	3243772	3400932437726	100 sachet(s)
60152774	SEDAPLAIE, solution pour application locale en flacon pressurisé	ZAMBON FRANCE	3320159	3400933201593	1 flacon(s) pressurisé(e)s aluminium verni de 40 ml
60897519	SEDAPULPE, solution dentaire	BIODICA	3278032	3400932780327	1 flacon(s) en verre brun de 13 ml
60897519	SEDAPULPE, solution dentaire	BIODICA	3278049	3400932780495	1 flacon(s) en verre brun de 45 ml
66046354	SEDARENE ADULTES 600 mg, suppositoire	CILFA DEVELOPPEMENT	3095277	3400930952771	1 boîte(s) de 10 suppositoire(s)
66046354	SEDARENE ADULTES 600 mg, suppositoire	CILFA DEVELOPPEMENT	3211795	3400932117956	2 film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
66046354	SEDARENE ADULTES 600 mg, suppositoire	CILFA DEVELOPPEMENT	5525411	3400955254119	10 film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
62040012	SEDARENE ENFANTS 350 mg, suppositoire	CILFA DEVELOPPEMENT	3211789	3400932117895	2 film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
62040012	SEDARENE ENFANTS 350 mg, suppositoire	CILFA DEVELOPPEMENT	5525428	3400955254287	10 film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
64754842	SEDARENE, gélule	CILFA DEVELOPPEMENT	3274637	3400932746378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
64754842	SEDARENE, gélule	CILFA DEVELOPPEMENT	3351349	3400933513498	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
64754842	SEDARENE, gélule	CILFA DEVELOPPEMENT	3352159	3400933521592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
64754842	SEDARENE, gélule	CILFA DEVELOPPEMENT	3358268	3400933582685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
66179162	SEDARTRYL, pommade	UPSA CONSEIL	3095320	3400930953204	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
66179162	SEDARTRYL, pommade	UPSA CONSEIL	3320484	3400933204846	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
66179162	SEDARTRYL, pommade	UPSA CONSEIL	5535881	3400955358817	10 tube(s) aluminium verni de 60 g
68673035	SEDASPIR, comprimé	BRIDE	3154347	3400931543473	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
68673035	SEDASPIR, comprimé	BRIDE	3483097	3400934830976	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68471254	SEDATEX, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3359693	3400933596934	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68471254	SEDATEX, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3359701	3400933597016	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61951635	SEDATIF P C, granules	BOIRON	3080229	3400930802298	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
61951635	SEDATIF P C, granules	BOIRON	3336189	3400933361891	2 tube(s) de 4 g
68829541	SEDATIF P.C., comprimé	BOIRON	3123387	3400931233879	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
64406138	SEDATIF P.C., suppositoire	BOIRON	3119693	3400931196938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 12 suppositoire(s)
69054954	SEDATIF TIBER, sirop	DIPROCOM	3106420	3400931064206	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
65810475	SEDERMYL 0,75 POUR CENT, crème	COOPER	3189015	3400931890157	1 tube(s) aluminium verni de 35 g
65810475	SEDERMYL 0,75 POUR CENT, crème	COOPER	3273307	3400932733071	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
61614760	SEDOCARENA, comprimé pelliculé	SYNTHELABO GROUPE	3513332	3400935133328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
61309680	SEDOFLOR, solution buvable en gouttes	ARKOPHARMA	3359782	3400933597825	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 50 ml avec compte-gouttes polyéthylène
63989093	SEDONALGINE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3241750	3400932417506	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63989093	SEDONALGINE, comprimé	BAYER SANTE FAMILIALE	3326883	3400933268831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
68713704	SEDOPAL, gélule	LEHNING	3348471	3400933484712	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
60267876	SEDOPTIC 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MENARINI FRANCE	3522265	3400935222657	4x5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD)
60267876	SEDOPTIC 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MENARINI FRANCE	3524471	3400935244710	2x10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD)
60267876	SEDOPTIC 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MENARINI FRANCE	3524488	3400935244888	2x5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD)
66400454	SEDORRHOIDE CRISE HEMORROIDAIRE, crème rectale	COOPER	3762584	3400937625845	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66426495	SEDORRHOIDE CRISE HEMORROIDAIRE, suppositoire	COOPER	3762609	3400937626095	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
60094036	SEDORRHOIDE VEINOTONIQUE, comprimé pelliculé	COOPER	3693943	3400936939431	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
66462947	SEGENOA 5 mg, comprimé sécable	CLL PHARMA	3488203	3400934882036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66462947	SEGENOA 5 mg, comprimé sécable	CLL PHARMA	3488226	3400934882265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64775128	SEGLOR 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	SCHWARZ PHARMA	3203330	3400932033300	1 flacon(s) de 50 ml
64775128	SEGLOR 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	SCHWARZ PHARMA	3207345	3400932073450	1 flacon(s) de 60 ml
64775128	SEGLOR 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	SCHWARZ PHARMA	3207351	3400932073511	1 flacon(s) de 75 ml
64775128	SEGLOR 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	SCHWARZ PHARMA	3207368	3400932073689	1 flacon(s) de 90 ml
64775128	SEGLOR 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	SCHWARZ PHARMA	3207374	3400932073740	1 flacon(s) de 100 ml
68315682	SEGLOR 5 mg, gélule	SCHWARZ PHARMA	3218998	3400932189984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68315682	SEGLOR 5 mg, gélule	SCHWARZ PHARMA	3741493	3400937414937	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
68315682	SEGLOR 5 mg, gélule	SCHWARZ PHARMA	3776899	3400937768993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s)
62133979	SEGLOR LYOC 5 mg, lyophilisat oral	SCHWARZ PHARMA	3340624	3400933406240	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 lyophilisat(s)
69520633	SELEGILINE BIOGARAN 5 mg, comprimé	BIOGARAN	3436324	3400934363245	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
69520633	SELEGILINE BIOGARAN 5 mg, comprimé	BIOGARAN	3436330	3400934363306	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
69520633	SELEGILINE BIOGARAN 5 mg, comprimé	BIOGARAN	3436347	3400934363474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 56 comprimé(s)
69520633	SELEGILINE BIOGARAN 5 mg, comprimé	BIOGARAN	3436353	3400934363535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 60 comprimé(s)
69520633	SELEGILINE BIOGARAN 5 mg, comprimé	BIOGARAN	3436376	3400934363764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 100 comprimé(s)
66788697	SELEGILINE BIOGLAN 10 mg, comprimé	NICHE GENERICS	3436382	3400934363825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
66788697	SELEGILINE BIOGLAN 10 mg, comprimé	NICHE GENERICS	3436399	3400934363993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
66788697	SELEGILINE BIOGLAN 10 mg, comprimé	NICHE GENERICS	3436407	3400934364075	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 56 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66788697	SELEGILINE BIOGLAN 10 mg, comprimé	NICHE GENERICS	3436413	3400934364136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 60 comprimé(s)
66788697	SELEGILINE BIOGLAN 10 mg, comprimé	NICHE GENERICS	3436436	3400934364365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 100 comprimé(s)
68442128	SELEGILINE BIOGLAN 5 mg, comprimé	BIOGLAN	3558145	3400935581457	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
68442128	SELEGILINE BIOGLAN 5 mg, comprimé	BIOGLAN	3558151	3400935581518	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
68442128	SELEGILINE BIOGLAN 5 mg, comprimé	BIOGLAN	3558168	3400935581686	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 56 comprimé(s)
68442128	SELEGILINE BIOGLAN 5 mg, comprimé	BIOGLAN	3558174	3400935581747	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 60 comprimé(s)
68442128	SELEGILINE BIOGLAN 5 mg, comprimé	BIOGLAN	3558180	3400935581808	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 100 comprimé(s)
64564412	SELEGILINE CLL PHARMA 5 mg, comprimé	CLL PHARMA	3486173	3400934861734	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64564412	SELEGILINE CLL PHARMA 5 mg, comprimé	CLL PHARMA	3488172	3400934881725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68879576	SELEGILINE G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3450175	3400934501753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68879576	SELEGILINE G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3450181	3400934501814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
68879576	SELEGILINE G GAM 5 mg, comprimé sécable	G GAM	3450198	3400934501982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
61509065	SELEGILINE LEURQUIN 5 mg, comprimé sécable	LEURQUIN MEDIOLANUM	3450146	3400934501463	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
61509065	SELEGILINE LEURQUIN 5 mg, comprimé sécable	LEURQUIN MEDIOLANUM	3450152	3400934501524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
61509065	SELEGILINE LEURQUIN 5 mg, comprimé sécable	LEURQUIN MEDIOLANUM	3450169	3400934501692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438145	3400934381454	1 flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438151	3400934381515	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438168	3400934381683	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438174	3400934381744	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438180	3400934381805	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438197	3400934381973	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438205	3400934382055	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438211	3400934382116	1 flacon(s) polyéthylène de 56 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438228	3400934382284	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3438234	3400934382345	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3507567	3400935075673	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3507573	3400935075734	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3507596	3400935075963	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3507604	3400935076045	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
63585898	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3507610	3400935076106	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438240	3400934382406	1 flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438257	3400934382574	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438263	3400934382635	1 flacon(s) polypropylène de 56 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438286	3400934382864	1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438292	3400934382925	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438300	3400934383007	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438317	3400934383175	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438323	3400934383236	1 flacon(s) polyéthylène de 56 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438346	3400934383465	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3438352	3400934383526	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3507515	3400935075154	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3507521	3400935075215	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3507538	3400935075383	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3507544	3400935075444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
60990635	SELEGILINE QUALIMED 5 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3507550	3400935075505	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68220088	SELEGILINE RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3525163	3400935251633	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 10 comprimé(s)
69560026	SELEGILINE TEVA 5 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3611431	3400936114319	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
66910699	SELENION 40 microgrammes, capsule	LABCATAL	3371725	3400933717254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium verni de 60 capsule(s)
67806924	SELENIUM INJECTABLE A 10 microgrammes/ml, solution pour perfusion	AGUETTANT	3334150	3400933341503	10 flacon(s) en verre de 10 ml
60969032	SELENIUM MICROSOL, solution buvable en récipient unidose	HERBAXT	3326311	3400933263119	15 flacon(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
60969032	SELENIUM MICROSOL, solution buvable en récipient unidose	HERBAXT	3333989	3400933339890	30 flacon(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
63258786	SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3408960	3400934089602	14 ampoule(s) en verre de 2 ml
63258786	SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3754751	3400937547512	28 ampoule(s) en verre de 2 ml
60670489	SELEXID 200 mg, comprimé pelliculé	LEO FRANCE	3244139	3400932441396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
61009850	SELGINE, pâte dentifrice	TEOFARMA	3139052	3400931390527	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
60039837	SELLIREX 2 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3401030	3400934010309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
68179830	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3224993	3400932249930	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
68179830	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3225001	3400932250011	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
68179830	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3314331	3400933143312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68179830	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3314348	3400933143480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68179830	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3715030	3400937150309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68179830	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3715047	3400937150477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
68179830	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3715053	3400937150538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68179830	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3715076	3400937150767	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 91 comprimé(s)
60911488	SELOKEN 5 mg/5 ml, solution injectable	ASTRAZENECA	3264745	3400932647453	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
68679426	SELOKEN L P 200 mg, comprimé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3287404	3400932874040	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
68679426	SELOKEN L P 200 mg, comprimé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3317654	3400933176549	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68679426	SELOKEN L P 200 mg, comprimé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3722521	3400937225212	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68679426	SELOKEN L P 200 mg, comprimé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3722538	3400937225380	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
68679426	SELOKEN L P 200 mg, comprimé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3722544	3400937225441	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68679426	SELOKEN L P 200 mg, comprimé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3722550	3400937225502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 91 comprimé(s)
68428420	SELOZOK L.P. 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3310882	3400933108823	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
68428420	SELOZOK L.P. 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3310899	3400933108991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68428420	SELOZOK L.P. 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3310907	3400933109073	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
68428420	SELOZOK L.P. 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3310913	3400933109134	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68428420	SELOZOK L.P. 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3589157	3400935891570	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
68428420	SELOZOK L.P. 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3589163	3400935891631	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68428420	SELOZOK L.P. 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3593615	3400935936158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64354570	SELOZOK L.P. 23,75 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ASTRAZENECA	3584668	3400935846686	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
64354570	SELOZOK L.P. 23,75 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ASTRAZENECA	3584674	3400935846747	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64354570	SELOZOK L.P. 23,75 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ASTRAZENECA	3584680	3400935846808	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
64354570	SELOZOK L.P. 23,75 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ASTRAZENECA	3592314	3400935923141	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65340488	SELOZOK L.P. 95 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3310830	3400933108304	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)
65340488	SELOZOK L.P. 95 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3310847	3400933108472	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65340488	SELOZOK L.P. 95 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3310853	3400933108533	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
65340488	SELOZOK L.P. 95 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3310876	3400933108762	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65340488	SELOZOK L.P. 95 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3589140	3400935891402	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
65340488	SELOZOK L.P. 95 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3593621	3400935936219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65340488	SELOZOK L.P. 95 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3593650	3400935936509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60425696	SELS ANDREWS 0,87 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3179531	3400931795315	12 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 5 g
60425696	SELS ANDREWS 0,87 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3179548	3400931795483	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 5 g
60533298	SELS MAGNESIES MAXIM, granulés effervescents en sachet-dose	SORIN MAXIM	3190001	3400931900016	25 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3 g
68747418	SELSUN 2,5 POUR CENT, suspension pour application cutanée	CHATTEM (UK)	3095679	3400930956793	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml
68747418	SELSUN 2,5 POUR CENT, suspension pour application cutanée	CHATTEM (UK)	3290665	3400932906659	1 flacon(s) en verre brun de 240 ml
68747418	SELSUN 2,5 POUR CENT, suspension pour application cutanée	CHATTEM (UK)	3346176	3400933461768	1 flacon(s) polyéthylène de 120 ml
68747418	SELSUN 2,5 POUR CENT, suspension pour application cutanée	CHATTEM (UK)	3346182	3400933461829	1 flacon(s) polyéthylène de 240 ml
66878792	SEMAP 20 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	3176099	3400931760993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
66878792	SEMAP 20 mg, comprimé	JANSSEN CILAG	5560962	3400955609629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60826785	SENOKOT, comprimé pelliculé	MEDA PHARMA (FRANCE)	3171191	3400931711919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60826785	SENOKOT, comprimé pelliculé	MEDA PHARMA (FRANCE)	3351846	3400933518462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65399180	SENOKOT, granulés	MEDA PHARMA (FRANCE)	3095774	3400930957745	1 boîte(s) polypropylène de 120 g
65399180	SENOKOT, granulés	MEDA PHARMA (FRANCE)	3095780	3400930957806	1 boîte(s) polypropylène de 240 g
65399180	SENOKOT, granulés	MEDA PHARMA (FRANCE)	3508845	3400935088451	1 sachet(s) papier polyéthylène de 100 g
60040145	SENOPHILE, pommade	B BRAUN MEDICAL	3095797	3400930957974	1 tube(s) aluminium de 50 g
60040145	SENOPHILE, pommade	B BRAUN MEDICAL	5532687	3400955326878	50 tube(s) aluminium de 50 g
69798052	SENSIVISION AU MELILOTT, collyre	CHAUVIN	3339035	3400933390358	1 flacon(s) polyéthylène compte-gouttes (incorporé) de 5 ml
61007625	SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre	CHAUVIN	3444157	3400934441578	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml avec compte-gouttes polyéthylène
68822881	SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose	CHAUVIN	3458691	3400934586910	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
68822881	SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose	CHAUVIN	3458716	3400934587160	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
68822881	SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose	CHAUVIN	3458722	3400934587221	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68822881	SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose	CHAUVIN	3458739	3400934587399	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
62604438	SEPIA BILIAIRE DOLISOS, comprimé	DOLISOS	3148186	3400931481867	tube(s) en verre de 50 comprimé(s)
63825749	SEPIA BILIAIRE DOLISOS, granules	DOLISOS	3148163	3400931481638	1 tube(s) en verre de 80 UP
60608943	SEPIA BILIAIRE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	DOLISOS	3148157	3400931481577	1 flacon(s) de 15 ml
60608943	SEPIA BILIAIRE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	DOLISOS	3158090	3400931580904	1 flacon(s) de 30 ml
63932377	SEPIA COMPLEXE N°20, comprimé	LEHNING	3059235	3400930592359	1 flacon(s) de 20 comprimé(s)
68022900	SEPIA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147270	3400931472704	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
68022900	SEPIA COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147287	3400931472872	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
66461756	SEPIA COMPOSE BOIRON, granules	BOIRON	3147264	3400931472643	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
68111765	SEPIA COMPOSE BOIRON, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3147241	3400931472414	1 flacon(s) de 15 ml
68111765	SEPIA COMPOSE BOIRON, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3147258	3400931472582	1 flacon(s) de 30 ml
69407201	SEPIA COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3092149	3400930921494	1 (Conditionnement à préciser) de 120 comprimé(s)
67351939	SEPIA COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3158061	3400931580614	1 flacon(s) de 15 ml
67351939	SEPIA COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3158078	3400931580782	1 flacon(s) de 30 ml
61458350	SEPTANEST 4 POUR CENT SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5576176	3400955761761	50 cartouche(s) en verre avec piston(s) de 1,7 ml
60484221	SEPTANEST ADRENALINEE AU 1/100 000, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5576288	3400955762881	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml avec piston(s)
60484221	SEPTANEST ADRENALINEE AU 1/100 000, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5671609	3400956716098	50 cartouche(s) en verre de 1 ml avec piston(s)
69208046	SEPTANEST ADRENALINEE AU 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5576271	3400955762713	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml avec piston(s)
69208046	SEPTANEST ADRENALINEE AU 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5639273	3400956392735	10 cartouche(s) en verre de 1,7 ml avec piston(s)
69208046	SEPTANEST ADRENALINEE AU 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5671615	3400956716159	50 cartouche(s) en verre de 1 ml avec piston(s)
66795478	SEPTEAL, solution pour application locale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3292457	3400932924578	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml
66795478	SEPTEAL, solution pour application locale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3292463	3400932924639	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
66795478	SEPTEAL, solution pour application locale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3292693	3400932926930	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
66795478	SEPTEAL, solution pour application locale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3311321	3400933113216	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
68778844	SEPTIAPAYSYL 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3426320	3400934263200	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 75 ml
60591764	SEPTICHROME, solution pour application locale	PHOCEAL	3256645	3400932566457	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes
64499719	SEPTIDIARYL 200 mg, gélule	MCNEIL	3538711	3400935387110	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
69029075	SEPTILINE 100 mg, granulés effervescents en sachet-dose	HEPATOUM	3095857	3400930958575	24 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 1 g
60723212	SEPTISEPT, compresse imprégnée	CHEFARO ARDEVAL	3181433	3400931814337	70 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 compresse(s)
60723212	SEPTISEPT, compresse imprégnée	CHEFARO ARDEVAL	3496711	3400934967115	15 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 compresse(s)
66351772	SEPTISOL 0,1 POUR CENT, collyre	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3237234	3400932372348	1 flacon(s) avec compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
67127581	SEPTIVON 1,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3641662	3400936416628	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 ml
67127581	SEPTIVON 1,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3641679	3400936416796	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 ml
67127581	SEPTIVON 1,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	5654054	3400956540549	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 2000 ml
68524397	SEPTIVONSPRAY 0,05%, solution pour application cutanée en flacon pressurisé	OMEGA PHARMA FRANCE	3688971	3400936889712	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium verni de 75 ml
67644148	SEPTOMIXINE, pâte pour usage dentaire	SEPTODONT	5001056	3400950010567	1 tube(s) métalloplastique de 7,5 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61083975	SEPTOPAL 4,5 mg, bille pour usage chirurgical	BIOMET MERCK FRANCE	5582797	3400955827979	1 sachet(s) papier aluminium polyester polyéthylène de 10 bille(s)
61083975	SEPTOPAL 4,5 mg, bille pour usage chirurgical	BIOMET MERCK FRANCE	5582805	3400955828051	1 sachet(s) papier aluminium polyester polyéthylène de 30 bille(s)
61083975	SEPTOPAL 4,5 mg, bille pour usage chirurgical	BIOMET MERCK FRANCE	5582811	3400955828112	1 sachet(s) papier aluminium polyester polyéthylène de 60 bille(s)
61205468	SERC 0,8 POUR CENT, solution buvable en flacon	SOLVAY PHARMA	3380799	3400933807993	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec mesurette graduée
61205468	SERC 0,8 POUR CENT, solution buvable en flacon	SOLVAY PHARMA	3380807	3400933808075	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml avec mesurette graduée
66362637	SERC 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3153514	3400931535140	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 100 comprimé(s)
66362637	SERC 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3153543	3400931535430	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 20 comprimé(s)
66362637	SERC 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3153566	3400931535669	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 50 comprimé(s)
66362637	SERC 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3553975	3400935539755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66362637	SERC 8 mg, comprimé	SOLVAY PHARMA	3557140	3400935571403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67775998	SERDOLECT 12 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3608618	3400936086180	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67775998	SERDOLECT 12 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5645859	3400956458592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67775998	SERDOLECT 12 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5645865	3400956458653	1 pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62711319	SERDOLECT 16 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3608624	3400936086241	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62711319	SERDOLECT 16 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5645888	3400956458882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62711319	SERDOLECT 16 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5645894	3400956458943	1 pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62490002	SERDOLECT 20 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3608630	3400936086302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62490002	SERDOLECT 20 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5645919	3400956459193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62490002	SERDOLECT 20 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5645925	3400956459254	1 pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62741134	SERDOLECT 4 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3608593	3400936085930	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62741134	SERDOLECT 4 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5645782	3400956457823	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62741134	SERDOLECT 4 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5645799	3400956457991	1 pilulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60518136	SERECOR 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3240070	3400932400706	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
60518136	SERECOR 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3240087	3400932400874	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
68990466	SERENIVAL, suspension buvable de plante fraiche en récipients unidoses	CHEFARO ARDEVAL	3332174	3400933321741	7 récipient(s) unidose(s) de 10 ml
68990466	SERENIVAL, suspension buvable de plante fraiche en récipients unidoses	CHEFARO ARDEVAL	3346064	3400933460648	14 récipient(s) unidose(s) de 10 ml
66414201	SERENYL, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3297590	3400932975907	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
68808732	SEREPROSTA 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3360704	3400933607043	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68808732	SEREPROSTA 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3360710	3400933607104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
68808732	SEREPROSTA 160 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5580108	3400955801085	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
63708589	SEREPROSTA, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3270935	3400932709359	plaquette(s) thermoformée(s) de 15 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63708589	SEREPROSTA, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3270941	3400932709410	plaquette(s) thermoformée(s) de 30 comprimé(s)
63708589	SEREPROSTA, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3270958	3400932709588	plaquette(s) thermoformée(s) de 60 comprimé(s)
68269975	SERESTA 10 mg, comprimé	BIODIM	3095946	3400930959466	1 flacon(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
68269975	SERESTA 10 mg, comprimé	BIODIM	3095952	3400930959527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
68269975	SERESTA 10 mg, comprimé	BIODIM	3314704	3400933147044	1 flacon(s) en plastique polypropylène de 25 comprimé(s)
68269975	SERESTA 10 mg, comprimé	BIODIM	3584160	3400935841605	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60351986	SERESTA 50 mg, comprimé sécable	BIODIM	3095969	3400930959695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60351986	SERESTA 50 mg, comprimé sécable	BIODIM	5533706	3400955337065	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69505268	SERETIDE 125/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE	3565872	3400935658722	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 120 doses avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
61073237	SERETIDE 250/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE	3565889	3400935658890	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 120 doses avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
64587838	SERETIDE 50/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE	3565866	3400935658661	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 120 doses avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
67546191	SERETIDE DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3545929	3400935459299	film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 28 dose(s)
67546191	SERETIDE DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3545935	3400935459350	film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
67546191	SERETIDE DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3545941	3400935459411	2 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
67546191	SERETIDE DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3545958	3400935459589	3 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
67546191	SERETIDE DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	5628186	3400956281862	10 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
61572165	SERETIDE DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3545964	3400935459640	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 28 dose(s)
61572165	SERETIDE DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3545970	3400935459701	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 60 dose(s)
61572165	SERETIDE DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3545987	3400935459879	2 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
61572165	SERETIDE DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3545993	3400935459930	3 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
61572165	SERETIDE DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	5628192	3400956281923	10 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
60569419	SERETIDE DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547348	3400935473486	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 28 dose(s)
60569419	SERETIDE DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547354	3400935473547	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 60 dose(s)
60569419	SERETIDE DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547360	3400935473608	2 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
60569419	SERETIDE DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547377	3400935473776	3 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
60569419	SERETIDE DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	5628200	3400956282005	10 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
67274478	SEREVENT 25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation buccale en flacon pressurisé avec valve doseuse	GLAXOSMITHKLINE	3345780	3400933457808	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 120 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) polypropylène
66970187	SEREVENT 50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3345716	3400933457167	7 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 4 dose(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66970187	SEREVENT 50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3345722	3400933457228	14 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 4 dose(s)
66970187	SEREVENT 50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3345739	3400933457396	15 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 4 dose(s)
66970187	SEREVENT 50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3345745	3400933457457	7 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 4 dose(s) avec turbo-inhalateur
66970187	SEREVENT 50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3345751	3400933457518	14 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 4 dose(s) avec turbo-inhalateur
66970187	SEREVENT 50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3345768	3400933457686	15 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 4 dose(s) avec turbo-inhalateur
69163238	SEREVENT DISKUS 50 microgrammes par dose, poudre pour inhalation	GLAXOSMITHKLINE	3391923	3400933919238	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 28 dose(s)
69163238	SEREVENT DISKUS 50 microgrammes par dose, poudre pour inhalation	GLAXOSMITHKLINE	3391946	3400933919467	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
65978537	SERIEL 50 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3232225	3400932322251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65978537	SERIEL 50 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3232231	3400932322312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66209709	SERMION 10 mg, gélule	AVENTIS	3356387	3400933563875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66209709	SERMION 10 mg, gélule	AVENTIS	3372570	3400933725709	plaquette(s) thermoformée(s) de 90 gélule(s)
66209709	SERMION 10 mg, gélule	AVENTIS	5579789	3400955797890	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61826304	SERMION 5 mg, gélule	AVENTIS	3148803	3400931488033	tube(s) polypropylène de 30 gélule(s)
61826304	SERMION 5 mg, gélule	AVENTIS	3373894	3400933738945	tube(s) polypropylène de 90 gélule(s)
61826304	SERMION 5 mg, gélule	AVENTIS	3373902	3400933739027	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61826304	SERMION 5 mg, gélule	AVENTIS	3373919	3400933739195	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 gélule(s)
64615885	SERMION 5 mg, poudre pour solution pour perfusion	AVENTIS	3176136	3400931761365	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
64615885	SERMION 5 mg, poudre pour solution pour perfusion	AVENTIS	5528734	3400955287346	50 flacon(s) en verre
63189824	SERMION LYOC 10 mg, lyophilisat oral	AVENTIS	3326216	3400933262167	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 lyophilisat(s)
63189824	SERMION LYOC 10 mg, lyophilisat oral	AVENTIS	3374824	3400933748241	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 lyophilisat(s)
66797454	SERMION LYOC 5 mg, lyophilisat oral	AVENTIS	3170642	3400931706427	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 lyophilisat(s)
66797454	SERMION LYOC 5 mg, lyophilisat oral	AVENTIS	3374830	3400933748302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 lyophilisat(s)
69908251	SERODOSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	THEA	3768658	3400937686587	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
69908251	SERODOSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	THEA	3768664	3400937686648	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
69908251	SERODOSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	THEA	3770098	3400937700986	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
69908251	SERODOSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	THEA	5699559	3400956995592	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
67219535	SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599374	3400935993748	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67219535	SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599380	3400935993809	plaquette(s) thermoformée(s) blanches PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67219535	SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	5637073	3400956370733	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60086922	SEROPLEX 10 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK (DANEMARK)	3651123	3400936511231	1 flacon(s) compte-gouttes en verre brun polyéthylène de 15 ml avec fermeture de sécurité enfant
60086922	SEROPLEX 10 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK (DANEMARK)	3651146	3400936511460	1 flacon(s) compte-gouttes en verre brun polyéthylène de 28 ml avec fermeture de sécurité enfant
60086922	SEROPLEX 10 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK (DANEMARK)	3651152	3400936511521	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec seringue(s) pour administration orale polypropylène avec fermeture de sécurité enfant

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60086922	SEROPLEX 10 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK (DANEMARK)	3651169	3400936511699	1 flacon(s) en verre brun de 28 ml avec seringue(s) pour administration orale polypropylène avec fermeture de sécurité enfant
60474889	SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599397	3400935993977	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60474889	SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599405	3400935994059	plaquette(s) thermoformée(s) blanches PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60474889	SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	5637096	3400956370962	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65503782	SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599411	3400935994110	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65503782	SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599428	3400935994288	plaquette(s) thermoformée(s) blanches PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65503782	SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	5637104	3400956371044	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60958897	SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3599351	3400935993519	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60958897	SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3599368	3400935993687	plaquette(s) thermoformée(s) blanches PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60958897	SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3642897	3400936428973	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60958897	SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5637067	3400956370672	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69388669	SEROPRAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK SAS	3383361	3400933833619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69388669	SEROPRAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK SAS	5705107	3400957051075	7 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69901965	SEROPRAM 20 mg/0,5 ml, solution à diluer pour perfusion	LUNDBECK SAS	5615580	3400956155804	10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
62742229	SEROPRAM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK SAS	3383378	3400933833787	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67553339	SEROPRAM 40 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion	LUNDBECK SAS	5615597	3400956155972	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
68231138	SEROPRAM 40 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK SAS	3465372	3400934653728	1 flacon(s) en verre brun de 12 ml avec seringue pour administration orale polypropylène
69668347	SEROXYDAR, comprimé	AUTOMEDIC	3391484	3400933914844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63115005	SEROXYDAR, comprimé pour suspension buvable	AUTOMEDIC	3368083	3400933680831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
63115005	SEROXYDAR, comprimé pour suspension buvable	AUTOMEDIC	3635466	3400936354661	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 18 comprimé(s)
63115005	SEROXYDAR, comprimé pour suspension buvable	AUTOMEDIC	3635472	3400936354722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 24 comprimé(s)
68933020	SERTRALINE ALTER 50 mg, gélule	ALTER	3701714	3400937017145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68933020	SERTRALINE ALTER 50 mg, gélule	ALTER	3701720	3400937017206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69974276	SERTRALINE ARROW 50 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3697556	3400936975569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
69974276	SERTRALINE ARROW 50 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3697562	3400936975620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69974276	SERTRALINE ARROW 50 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3697579	3400936975798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
69974276	SERTRALINE ARROW 50 mg, gélule	ARROW GENERIQUES	3697585	3400936975859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
64424008	SERTRALINE BERAL 100 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3422368	3400934223686	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 gélule(s)
64424008	SERTRALINE BERAL 100 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3422374	3400934223747	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
64424008	SERTRALINE BERAL 100 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3422380	3400934223808	1 flacon(s) polyéthylène de 28 gélule(s)
64424008	SERTRALINE BERAL 100 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3422836	3400934228360	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
60082774	SERTRALINE BERAL 20 mg/ml, solution buvable	PFIZER HOLDING FRANCE	3601272	3400936012721	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec fermeture de sécurité enfant avec pipette(s) graduée(s) en verre
63288007	SERTRALINE BERAL 25 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3556181	3400935561817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
63288007	SERTRALINE BERAL 25 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3556198	3400935561985	1 flacon(s) polyéthylène de 7 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69185423	SERTRALINE BERAL 50 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3422322	3400934223228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69185423	SERTRALINE BERAL 50 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3422339	3400934223396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69185423	SERTRALINE BERAL 50 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3422345	3400934223457	1 flacon(s) polyéthylène de 28 gélule(s)
69185423	SERTRALINE BERAL 50 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3422351	3400934223518	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
60620835	SERTRALINE BIOGALENIQUE 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3759085	3400937590853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
60620835	SERTRALINE BIOGALENIQUE 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3759091	3400937590914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60620835	SERTRALINE BIOGALENIQUE 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3759116	3400937591164	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 7 gélule(s)
60620835	SERTRALINE BIOGALENIQUE 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3759122	3400937591225	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
68693027	SERTRALINE BIOGALENIQUE 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3759139	3400937591393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68693027	SERTRALINE BIOGALENIQUE 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3759145	3400937591454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68693027	SERTRALINE BIOGALENIQUE 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3759151	3400937591515	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 gélule(s)
68693027	SERTRALINE BIOGALENIQUE 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3759168	3400937591683	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
67019171	SERTRALINE BIOGARAN 25 mg, gélule	BIOGARAN	3745634	3400937456340	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
67019171	SERTRALINE BIOGARAN 25 mg, gélule	BIOGARAN	3745640	3400937456401	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
67019171	SERTRALINE BIOGARAN 25 mg, gélule	BIOGARAN	3745657	3400937456579	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
63063793	SERTRALINE BIOGARAN 50 mg, gélule	BIOGARAN	3694552	3400936945524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
63063793	SERTRALINE BIOGARAN 50 mg, gélule	BIOGARAN	3694569	3400936945692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60606586	SERTRALINE EG 25 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3731974	3400937319744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
60606586	SERTRALINE EG 25 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3731980	3400937319805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60606586	SERTRALINE EG 25 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3731997	3400937319973	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 7 gélule(s)
60606586	SERTRALINE EG 25 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3732005	3400937320054	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
61358656	SERTRALINE EG 50 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3698053	3400936980532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
61358656	SERTRALINE EG 50 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3698076	3400936980761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
61358656	SERTRALINE EG 50 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3698082	3400936980822	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 gélule(s)
61358656	SERTRALINE EG 50 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3698099	3400936980990	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60900424	SERTRALINE EG LABO 25 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3715780	3400937157803	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
60900424	SERTRALINE EG LABO 25 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3715797	3400937157971	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
60900424	SERTRALINE EG LABO 25 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3715805	3400937158053	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
61336510	SERTRALINE EG LABO 50 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3682425	3400936824256	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
61336510	SERTRALINE EG LABO 50 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3682431	3400936824317	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
61336510	SERTRALINE EG LABO 50 mg, gélule	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3682448	3400936824485	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
68586908	SERTRALINE G GAM 50 mg, gélule	SANDOZ	3696545	3400936965454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68586908	SERTRALINE G GAM 50 mg, gélule	SANDOZ	3696551	3400936965515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 gélule(s)
68586908	SERTRALINE G GAM 50 mg, gélule	SANDOZ	3696568	3400936965683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68586908	SERTRALINE G GAM 50 mg, gélule	SANDOZ	3696574	3400936965744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 gélule(s)
68586908	SERTRALINE G GAM 50 mg, gélule	SANDOZ	3696580	3400936965805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
68586908	SERTRALINE G GAM 50 mg, gélule	SANDOZ	3770833	3400937708333	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
67151080	SERTRALINE MEDIS 25 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3732494	3400937324946	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
67151080	SERTRALINE MEDIS 25 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3732502	3400937325028	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
67151080	SERTRALINE MEDIS 25 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3732519	3400937325196	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
67640235	SERTRALINE MEDIS 50 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3698113	3400936981133	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
67640235	SERTRALINE MEDIS 50 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3698136	3400936981362	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
67640235	SERTRALINE MEDIS 50 mg, gélule	MEDIS (ISLANDE)	3698142	3400936981423	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732152	3400937321525	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732169	3400937321693	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732175	3400937321754	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732181	3400937321815	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732198	3400937321983	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732206	3400937322065	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732212	3400937322126	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732229	3400937322294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732235	3400937322355	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732241	3400937322416	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732258	3400937322584	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67568533	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3732264	3400937322645	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66614337	SERTRALINE MERCK 25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3732465	3400937324656	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
66614337	SERTRALINE MERCK 25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3732471	3400937324717	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
66614337	SERTRALINE MERCK 25 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3732488	3400937324885	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694411	3400936944114	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694428	3400936944282	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694434	3400936944343	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694440	3400936944404	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694457	3400936944572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694463	3400936944633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694486	3400936944862	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694492	3400936944923	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694500	3400936945005	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694517	3400936945173	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694523	3400936945234	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66536244	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3694546	3400936945463	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63417060	SERTRALINE MERCK 50 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3699526	3400936995260	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
63417060	SERTRALINE MERCK 50 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3699532	3400936995321	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
63417060	SERTRALINE MERCK 50 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3699549	3400936995499	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
65406543	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 25 mg, gélule	OPIH FRANCE	3759033	3400937590334	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
65406543	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 25 mg, gélule	OPIH FRANCE	3759056	3400937590563	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
65406543	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 25 mg, gélule	OPIH FRANCE	3759062	3400937590624	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 7 gélule(s)
65406543	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 25 mg, gélule	OPIH FRANCE	3759079	3400937590792	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
66718656	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 50 mg, gélule	OPIH FRANCE	3759174	3400937591744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66718656	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 50 mg, gélule	OPIH FRANCE	3759180	3400937591805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66718656	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 50 mg, gélule	OPIH FRANCE	3759197	3400937591973	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 gélule(s)
66718656	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 50 mg, gélule	OPIH FRANCE	3759205	3400937592055	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
66006609	SERTRALINE PHARMA LICENCE 50 mg, gélule	PHARMA LICENCE	3705103	3400937051033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66006609	SERTRALINE PHARMA LICENCE 50 mg, gélule	PHARMA LICENCE	3705126	3400937051262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732270	3400937322706	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732287	3400937322874	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732293	3400937322935	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732301	3400937323017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732318	3400937323185	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732324	3400937323246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732330	3400937323307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732347	3400937323475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732353	3400937323536	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732376	3400937323765	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732382	3400937323826	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65255760	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3732399	3400937323994	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694285	3400936942851	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694291	3400936942912	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694316	3400936943162	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694322	3400936943223	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694339	3400936943391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694345	3400936943452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694351	3400936943513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694368	3400936943681	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694374	3400936943742	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694380	3400936943803	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694397	3400936943971	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69816760	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3694405	3400936944053	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
62973200	SERTRALINE RANBAXY 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3731939	3400937319393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
62973200	SERTRALINE RANBAXY 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3731945	3400937319454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62973200	SERTRALINE RANBAXY 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3731951	3400937319515	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 7 gélule(s)
62973200	SERTRALINE RANBAXY 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3731968	3400937319683	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
61343825	SERTRALINE RANBAXY 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3698018	3400936980181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
61343825	SERTRALINE RANBAXY 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3698024	3400936980242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
61343825	SERTRALINE RANBAXY 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3698030	3400936980303	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 gélule(s)
61343825	SERTRALINE RANBAXY 50 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3698047	3400936980471	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
68467206	SERTRALINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3697906	3400936979062	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
68467206	SERTRALINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3697912	3400936979123	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68467206	SERTRALINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3697929	3400936979291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68467206	SERTRALINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3697935	3400936979352	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68467206	SERTRALINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3697941	3400936979413	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
68467206	SERTRALINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3697958	3400936979581	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
68467206	SERTRALINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3697964	3400936979642	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 120 comprimé(s)
67864653	SERTRALINE REF 25 mg, gélule	BIOGARAN	3769385	3400937693851	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
67864653	SERTRALINE REF 25 mg, gélule	BIOGARAN	3769391	3400937693912	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
67864653	SERTRALINE REF 25 mg, gélule	BIOGARAN	3769416	3400937694162	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68728154	SERTRALINE REF 50 mg, gélule	BIOGARAN	3701660	3400937016605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68728154	SERTRALINE REF 50 mg, gélule	BIOGARAN	3701677	3400937016773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66050267	SERTRALINE RPG 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3732011	3400937320115	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
66050267	SERTRALINE RPG 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3732028	3400937320283	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66050267	SERTRALINE RPG 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3732034	3400937320344	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 7 gélule(s)
66050267	SERTRALINE RPG 25 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3732040	3400937320405	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
67937311	SERTRALINE SANDOZ 25 mg, gélule	SANDOZ	3732057	3400937320573	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
67937311	SERTRALINE SANDOZ 25 mg, gélule	SANDOZ	3732063	3400937320634	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
67937311	SERTRALINE SANDOZ 25 mg, gélule	SANDOZ	3732086	3400937320863	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 7 gélule(s)
67937311	SERTRALINE SANDOZ 25 mg, gélule	SANDOZ	3732092	3400937320924	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
69187164	SERTRALINE SANDOZ 50 mg, gélule	SANDOZ	3697987	3400936979871	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69187164	SERTRALINE SANDOZ 50 mg, gélule	SANDOZ	3697993	3400936979932	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 gélule(s)
69187164	SERTRALINE SANDOZ 50 mg, gélule	SANDOZ	3698001	3400936980013	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69187164	SERTRALINE SANDOZ 50 mg, gélule	SANDOZ	3766748	3400937667487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66848087	SERTRALINE SET 25 mg, gélule	BIOGARAN	3769422	3400937694223	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
66848087	SERTRALINE SET 25 mg, gélule	BIOGARAN	3769439	3400937694391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66848087	SERTRALINE SET 25 mg, gélule	BIOGARAN	3769445	3400937694452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68009365	SERTRALINE SET 50 mg, gélule	BIOGARAN	3701648	3400937016483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68009365	SERTRALINE SET 50 mg, gélule	BIOGARAN	3701654	3400937016544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68462757	SERTRALINE TEVA 25 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3732436	3400937324366	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
68462757	SERTRALINE TEVA 25 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3732442	3400937324427	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
68462757	SERTRALINE TEVA 25 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3732459	3400937324595	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
65490121	SERTRALINE TEVA 50 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3698188	3400936981881	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
65490121	SERTRALINE TEVA 50 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3698194	3400936981942	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
65490121	SERTRALINE TEVA 50 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3698202	3400936982024	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
67392284	SERTRALINE WINTHROP 25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3715751	3400937157513	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
67392284	SERTRALINE WINTHROP 25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3715768	3400937157681	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
67392284	SERTRALINE WINTHROP 25 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3715774	3400937157742	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
63532714	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3715656	3400937156561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63532714	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3715662	3400937156622	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63532714	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3715679	3400937156790	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
63532714	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3715685	3400937156851	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
68353989	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3698159	3400936981591	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 7 gélule(s)
68353989	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3698165	3400936981652	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s)
68353989	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3698171	3400936981713	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
62677849	SERTRALINE ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3681992	3400936819924	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
62677849	SERTRALINE ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3682000	3400936820005	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 gélule(s)
62677849	SERTRALINE ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3682017	3400936820173	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 gélule(s)
62677849	SERTRALINE ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3698248	3400936982482	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66544294	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712103	3400937121033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
66544294	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712126	3400937121262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
66544294	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712132	3400937121323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66544294	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712149	3400937121491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66544294	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712155	3400937121552	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
66544294	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712161	3400937121613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 gélule(s)
66544294	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712178	3400937121781	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
66544294	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712184	3400937121842	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
60996271	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712014	3400937120142	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
60996271	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712020	3400937120203	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
60996271	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712037	3400937120371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
60996271	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712043	3400937120432	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60996271	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712066	3400937120661	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
60996271	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712072	3400937120722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 gélule(s)
60996271	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712089	3400937120890	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
60996271	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3712095	3400937120951	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
62028316	SERUM ANTIDIPHTERIQUE PASTEUR 10.000 UI, préparation injectable	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3079580	3400930795804	1 ampoule(s) de 10 ml
62028316	SERUM ANTIDIPHTERIQUE PASTEUR 10.000 UI, préparation injectable	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	5521494	3400955214946	10 ampoule(s) de 10 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67329056	SEVOFLURANE BAXTER 1 ml/ml, liquide pour inhalation par vapeur	BAXTER	5674772	3400956747726	1 flacon(s) aluminium de 250 ml
67329056	SEVOFLURANE BAXTER 1 ml/ml, liquide pour inhalation par vapeur	BAXTER	5674789	3400956747894	6 flacon(s) aluminium de 250 ml
66282739	SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur	ABBOTT FRANCE	5588765	3400955887652	1 flacon(s) brun en verre de 100 ml
66282739	SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur	ABBOTT FRANCE	5588771	3400955887713	1 flacon(s) brun en verre de 250 ml
66282739	SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur	ABBOTT FRANCE	5609102	3400956091027	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml muni d'un système de fermeture fixe
66282739	SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur	ABBOTT FRANCE	5631610	3400956316106	1 flacon(s) polyéthylène naphtalate brun de 250 ml
66282739	SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur	ABBOTT FRANCE	5631627	3400956316274	1 flacon(s) polyéthylène naphtalate brun de 250 ml muni d'un système de fermeture fixe
60907447	SEVREDOL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MUNDIPHARMA	3347997	3400933479978	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
67233047	SEVREDOL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MUNDIPHARMA	3348005	3400933480059	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
61247136	SIBELIUM 10 mg, comprimé sécable	JANSSEN CILAG	3282944	3400932829446	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67373978	SIBUTRAL 10 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3571878	3400935718785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s) (4x7)
67373978	SIBUTRAL 10 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3571884	3400935718846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 56 gélule(s) (8x7)
67373978	SIBUTRAL 10 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3571890	3400935718907	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 98 gélule(s) (14x7)
67373978	SIBUTRAL 10 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	5630556	3400956305568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s) (1x28)
67373978	SIBUTRAL 10 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	5630562	3400956305629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 280 gélule(s) (10x28)
63898156	SIBUTRAL 15 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3571909	3400935719096	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s) (4x7)
63898156	SIBUTRAL 15 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3571915	3400935719157	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 56 gélule(s) (8x7)
63898156	SIBUTRAL 15 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	3571921	3400935719218	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 98 gélule(s) (14x7)
63898156	SIBUTRAL 15 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	5630579	3400956305797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s) (1x28)
63898156	SIBUTRAL 15 mg, gélule	ABBOTT FRANCE	5630585	3400956305858	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 280 gélule(s) (10x28)
69080746	SICAZINE 1 POUR CENT, crème en pot	SMITH & NEPHEW	5574622	3400955746225	1 pot(s) polypropylène de 500 g
61773467	SICAZINE 1 POUR CENT, crème en tube	SMITH & NEPHEW	3344378	3400933443788	1 tube(s) polyéthylène de 50 g
65343420	SICCAFLUID 0,25 POUR CENT, gel ophtalmique	THEA	3417522	3400934175220	1 flacon(s) de 10 g avec compte-gouttes polyéthylène
62569478	SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophtalmique en récipient unidose	THEA	3608452	3400936084520	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,5 g
62569478	SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophtalmique en récipient unidose	THEA	3608469	3400936084698	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,5 g
62569478	SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophtalmique en récipient unidose	THEA	3608475	3400936084759	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,5 g
62569478	SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophtalmique en récipient unidose	THEA	3608481	3400936084810	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,5 g
68149328	SIFROL 0,088 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634679	3400936346796	3 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
68149328	SIFROL 0,088 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634685	3400936346857	10 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
69016117	SIFROL 0,18 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634691	3400936346918	3 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
69016117	SIFROL 0,18 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634716	3400936347168	10 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
60748386	SIFROL 0,35 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634722	3400936347229	3 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60748386	SIFROL 0,35 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634739	3400936347397	10 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
66881233	SIFROL 0,7 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634745	3400936347458	3 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
66881233	SIFROL 0,7 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634751	3400936347519	10 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
61113009	SIFROL 1,1 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634768	3400936347687	3 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
61113009	SIFROL 1,1 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3634774	3400936347748	10 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
61152478	Silicate d'Yttrium [90 Y] 370 MBq, AMERSHAM, suspension colloïdale pour injection locale. [Référence : YAS 2P (370 MBq)]	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5595417	3400955954170	1 flacon(s) en verre de 370 MBq
63760415	Silicate d'Yttrium [90 Y] 925 MBq, AMERSHAM, suspension colloïdale pour injection locale. [Référence : YAS 2P (925 MBq)]	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5609786	3400956097869	1 flacon(s) en verre de 925 MBq
60703220	SILICEA LEHNING COMPLEXE N.11, comprimé	LEHNING	3059181	3400930591819	1 flacon(s) en verre de 20 g
67295159	SILICONYL, crème	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3096319	3400930963197	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63660735	SILIGAZ, capsule	ARKOMEDIKA	3207434	3400932074341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 32 capsule(s)
69155056	SILIPRELE, capsule	HERBAXT	3310066	3400933100667	1 flacon(s) en verre de 30 capsule(s)
62597239	SILKIS 3 microgrammes/g, pommade	GALDERMA INTERNATIONAL	3511155	3400935111555	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
62597239	SILKIS 3 microgrammes/g, pommade	GALDERMA INTERNATIONAL	3511161	3400935111616	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
62597239	SILKIS 3 microgrammes/g, pommade	GALDERMA INTERNATIONAL	3511178	3400935111784	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
61567442	SILOMAT 0,4 POUR CENT, sirop	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3096437	3400930964378	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet doseur polypropylène
61567442	SILOMAT 0,4 POUR CENT, sirop	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3399770	3400933997700	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec gobelet doseur polypropylène
60393647	SILOMAT 20 mg/2 ml, solution injectable I.M., I.V.	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3096408	3400930964088	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
60739558	SILOMAT 40 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3125133	3400931251330	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
60739558	SILOMAT 40 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5550811	3400955508113	30 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
60739558	SILOMAT 40 mg, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5570624	3400955706243	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63440568	SILOMAT 6 POUR CENT, solution buvable en gouttes	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3096420	3400930964200	flacon(s) en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
65902703	SIMALUMAG, comprimé pour suspension buvable	AUTOMEDIC	3368108	3400933681081	3 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 10 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758648	3400937586481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758654	3400937586542	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758660	3400937586603	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758677	3400937586771	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758683	3400937586832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) sous sachet
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758708	3400937587082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) sous sachet

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758714	3400937587143	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s) sous sachet
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758720	3400937587204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s) sous sachet
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758737	3400937587372	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758743	3400937587433	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758766	3400937587662	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 84 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758772	3400937587723	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 90 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695952	3400956959525	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695969	3400956959693	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695975	3400956959754	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s) sous sachet
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695981	3400956959815	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s) sous sachet
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695998	3400956959983	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 50 comprimé(s)
64678234	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5696006	3400956960064	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647972	3400936479722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647989	3400936479890	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647995	3400936479951	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) sous sachet
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3648003	3400936480032	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) sous sachet
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3648026	3400936480261	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3648032	3400936480322	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656403	3400956564033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656426	3400956564262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656432	3400956564323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s) sous sachet
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656449	3400956564491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s) sous sachet
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656455	3400956564552	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
65790528	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656461	3400956564613	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
69890052	SIMULECT 10 mg, poudre et solvant pour solution injectable ou pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	5645121	3400956451210	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre
68944294	SIMULECT 20 mg, poudre et solvant pour solution injectable ou pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	5618928	3400956189281	1 flacon(s) en verre - ampoule(s) en verre de 5 ml
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680099	3400936800991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680107	3400936801073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680113	3400936801134	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680136	3400936801363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680142	3400936801424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664532	3400956645329	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664549	3400956645497	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664555	3400956645558	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664561	3400956645619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
69640700	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664578	3400956645787	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680159	3400936801592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680165	3400936801653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680171	3400936801714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680188	3400936801882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3680194	3400936801943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664584	3400956645848	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664590	3400956645909	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664609	3400956646098	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664615	3400956646159	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
64098338	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5664621	3400956646210	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3680202	3400936802025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3680219	3400936802193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3680225	3400936802254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3680231	3400936802315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5664638	3400956646388	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5664644	3400956646449	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5664650	3400956646500	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5664667	3400956646678	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5664673	3400956646739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
62740694	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5664696	3400956646968	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3712965	3400937129657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3712971	3400937129718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3712988	3400937129886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3712994	3400937129947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 86 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3713002	3400937130028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3713019	3400937130196	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3713025	3400937130257	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3713031	3400937130318	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3713048	3400937130486	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 86 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3713054	3400937130547	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5678729	3400956787296	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62039768	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5678735	3400956787357	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713060	3400937130608	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713077	3400937130776	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713083	3400937130837	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713108	3400937131087	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 86 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713114	3400937131148	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713120	3400937131209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713137	3400937131377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713143	3400937131438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713166	3400937131667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 86 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3713172	3400937131728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5678741	3400956787418	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60583269	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5678758	3400956787586	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735009	3400937350099	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735015	3400937350150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735021	3400937350211	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735038	3400937350389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735044	3400937350440	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735050	3400937350501	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735067	3400937350679	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735073	3400937350730	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 4 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735096	3400937350969	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735104	3400937351041	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735110	3400937351102	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735127	3400937351270	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735133	3400937351331	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3735156	3400937351560	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5683601	3400956836017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64100892	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5683618	3400956836185	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3678470	3400936784703	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3678487	3400936784871	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3678493	3400936784932	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3678501	3400936785014	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3715461	3400937154611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5664236	3400956642366	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5664242	3400956642427	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5664259	3400956642595	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
62680998	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5664265	3400956642656	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3678518	3400936785182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3678524	3400936785243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3678530	3400936785304	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3678547	3400936785472	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3715455	3400937154550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5664271	3400956642717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5664288	3400956642885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5664294	3400956642946	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
62581911	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5664302	3400956643028	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
66538291	SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3678990	3400936789906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66538291	SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3741398	3400937413985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64371915	SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3673254	3400936732544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64371915	SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3675738	3400936757387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64371915	SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3719884	3400937198844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65440944	SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3673260	3400936732605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65440944	SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3675744	3400936757448	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65440944	SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3719890	3400937198905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767848	3400937678483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767854	3400937678544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767860	3400937678605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767877	3400937678773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767883	3400937678834	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767908	3400937679084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767914	3400937679145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767920	3400937679206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767937	3400937679374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	3767943	3400937679435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	5699424	3400956994243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	5699430	3400956994304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	5699447	3400956994472	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61419066	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé	BIOORGANICS	5699453	3400956994533	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60176113	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3678984	3400936789845	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60176113	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3739941	3400937399418	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60176113	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3765720	3400937657204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60176113	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3765737	3400937657372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66007700	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3673320	3400936733206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66007700	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3678464	3400936784642	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66007700	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3722633	3400937226332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66007700	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3771726	3400937717267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67861116	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3673337	3400936733374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67861116	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3678458	3400936784581	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67861116	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3722975	3400937229753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67861116	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3771732	3400937717328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65475176	SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3766872	3400937668729	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65475176	SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3766889	3400937668897	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65475176	SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3766895	3400937668958	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65475176	SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3766903	3400937669030	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68355730	SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé secable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3678582	3400936785823	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68355730	SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé secable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739148	3400937391481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
68355730	SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé secable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739154	3400937391542	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68355730	SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé secable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5664414	3400956644148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66399710	SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3750730	3400937507301	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66399710	SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3750747	3400937507479	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66399710	SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774191	3400937741910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
66399710	SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3774216	3400937742160	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63725318	SIMVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3705528	3400937055284	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63725318	SIMVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3705534	3400937055345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63725318	SIMVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3706396	3400937063968	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
63725318	SIMVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3739869	3400937398695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63725318	SIMVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5676943	3400956769438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 49 comprimé(s)
63725318	SIMVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5676966	3400956769667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63725318	SIMVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5676972	3400956769728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60822648	SIMVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3705540	3400937055406	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
60822648	SIMVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3705557	3400937055574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60822648	SIMVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3705563	3400937055635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60822648	SIMVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3739875	3400937398756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60822648	SIMVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5676989	3400956769896	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 49 comprimé(s)
60822648	SIMVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5676995	3400956769957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60822648	SIMVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5677003	3400956770038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68250206	SIMVASTATINE G GAM 5 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3706350	3400937063500	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
68250206	SIMVASTATINE G GAM 5 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3706367	3400937063678	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
68250206	SIMVASTATINE G GAM 5 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3706373	3400937063739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68250206	SIMVASTATINE G GAM 5 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3739852	3400937398527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68250206	SIMVASTATINE G GAM 5 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5676914	3400956769148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 49 comprimé(s)
68250206	SIMVASTATINE G GAM 5 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5676920	3400956769209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68250206	SIMVASTATINE G GAM 5 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5676937	3400956769377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767742	3400937677424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767759	3400937677592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767765	3400937677653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767771	3400937677714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767788	3400937677882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767794	3400937677943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767802	3400937678025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767819	3400937678193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767825	3400937678254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	3767831	3400937678315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	5699387	3400956993871	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	5699393	3400956993932	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	5699401	3400956994014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61731500	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé	GENTHON (PAYS BAS)	5699418	3400956994182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639027	3400936390270	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639033	3400936390331	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639056	3400936390560	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639062	3400936390621	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639079	3400936390799	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639085	3400936390850	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639091	3400936390911	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639116	3400936391161	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639122	3400936391222	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3639139	3400936391390	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3717974	3400937179744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5651920	3400956519200	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5651937	3400956519378	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5651943	3400956519439	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60987660	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5651966	3400956519668	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688480	3400936884809	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688497	3400936884977	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688505	3400936885059	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688511	3400936885110	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688528	3400936885288	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668576	3400956685769	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668582	3400956685820	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668599	3400956685998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668607	3400956686070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
67771188	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668613	3400956686131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688534	3400936885349	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688540	3400936885400	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688557	3400936885578	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688563	3400936885639	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688586	3400936885868	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668636	3400956686360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668642	3400956686421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668659	3400956686599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668665	3400956686650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
65864291	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668671	3400956686711	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688592	3400936885929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688600	3400936886001	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688617	3400936886179	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3688623	3400936886230	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668688	3400956686889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668694	3400956686940	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668702	3400956687022	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668719	3400956687190	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668725	3400956687251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
65425593	SIMVASTATINE IBD3 PHARMA CONSULTING 40 mg, comprimé pelliculé	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	5668731	3400956687312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65854265	SIMVASTATINE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3670994	3400936709942	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65854265	SIMVASTATINE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3671002	3400936710023	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65854265	SIMVASTATINE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	5666689	3400956666898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65854265	SIMVASTATINE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	5666695	3400956666959	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64603769	SIMVASTATINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3670959	3400936709591	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64603769	SIMVASTATINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3670965	3400936709652	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64603769	SIMVASTATINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736693	3400937366939	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64603769	SIMVASTATINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736701	3400937367011	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64603769	SIMVASTATINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5666637	3400956666379	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64603769	SIMVASTATINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5666643	3400956666430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62134458	SIMVASTATINE IVAX 40 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3670971	3400936709713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62134458	SIMVASTATINE IVAX 40 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3670988	3400936709881	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62134458	SIMVASTATINE IVAX 40 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3736670	3400937366700	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
62134458	SIMVASTATINE IVAX 40 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3736687	3400937366878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
62134458	SIMVASTATINE IVAX 40 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	5666666	3400956666669	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62134458	SIMVASTATINE IVAX 40 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	5666672	3400956666720	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3678659	3400936786592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3678665	3400936786653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3678671	3400936786714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 28 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3679788	3400936797888	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3679794	3400936797949	piulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3679802	3400936798021	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3719849	3400937198493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3719855	3400937198554	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5664319	3400956643196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5664325	3400956643257	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 50 comprimé(s)
68435621	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5664331	3400956643318	piulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3680024	3400936800243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3680030	3400936800304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3680047	3400936800472	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 28 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3680053	3400936800533	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3680076	3400936800762	piulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3680082	3400936800823	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3719795	3400937197953	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3719803	3400937198035	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5664495	3400956644957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5664503	3400956645039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 50 comprimé(s)
61012191	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5664526	3400956645268	piulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3679819	3400936798199	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3679825	3400936798250	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3679831	3400936798311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 28 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3679848	3400936798489	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3679854	3400936798540	piulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3679860	3400936798601	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3719861	3400937198615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3719878	3400937198783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5664348	3400956643486	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5664354	3400956643547	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 50 comprimé(s)
66942490	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5664360	3400956643608	piulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3628561	3400936285613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3628578	3400936285781	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3628584	3400936285842	plaquette(s) thermoformée(s) PVC acétate de polyvinyle aluminium de 28 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3628590	3400936285903	plaquette(s) thermoformée(s) PVC acétate de polyvinyle aluminium de 30 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3628609	3400936286092	pilulier(s) polypropylène haute densité (HDPP) de 28 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3628615	3400936286153	pilulier(s) polypropylène haute densité (HDPP) de 30 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3719826	3400937198264	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3719832	3400937198325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	5650501	3400956505012	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	5650518	3400956505180	plaquette(s) thermoformée(s) PVC acétate de polyvinyle aluminium de 50 comprimé(s)
61803031	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	5650524	3400956505241	pilulier(s) polypropylène haute densité (HDPP) de 50 comprimé(s)
69660514	SIMVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3688652	3400936886520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69660514	SIMVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3722805	3400937228053	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69660514	SIMVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5668754	3400956687541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68675919	SIMVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3688669	3400936886698	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68675919	SIMVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3730414	3400937304146	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68675919	SIMVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5668760	3400956687602	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65606775	SIMVASTATINE RANBAXY 5 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3688646	3400936886469	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65606775	SIMVASTATINE RANBAXY 5 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5668748	3400956687480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758513	3400937585132	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758536	3400937585361	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758542	3400937585422	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758559	3400937585590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758565	3400937585651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) sous sachet
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758571	3400937585712	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) sous sachet
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758588	3400937585880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s) sous sachet
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758594	3400937585941	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s) sous sachet
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758602	3400937586023	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758619	3400937586191	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758625	3400937586252	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 84 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758631	3400937586313	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 90 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695886	3400956958863	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695892	3400956958924	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695900	3400956959006	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s) sous sachet
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695917	3400956959174	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s) sous sachet
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695923	3400956959235	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 50 comprimé(s)
63300153	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5695946	3400956959464	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3645996	3400936459960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3646004	3400936460041	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3646010	3400936460102	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) sous sachet
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3646027	3400936460270	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) sous sachet
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3646033	3400936460331	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3646056	3400936460560	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3715484	3400937154840	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3715490	3400937154901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5655728	3400956557288	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5655734	3400956557349	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5655740	3400956557400	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s) sous sachet
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5655757	3400956557578	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s) sous sachet
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5655763	3400956557639	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
66227625	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5655786	3400956557868	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647363	3400936473638	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647386	3400936473867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647392	3400936473928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) sous sachet
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647400	3400936474000	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) sous sachet
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647417	3400936474178	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647423	3400936474239	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3715509	3400937155090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3715515	3400937155151	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656076	3400956560769	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656082	3400956560820	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656099	3400956560998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s) sous sachet
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656107	3400956561070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s) sous sachet
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656113	3400956561131	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
67592840	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656136	3400956561360	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3679877	3400936798779	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3679883	3400936798830	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3679908	3400936799080	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 28 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3679914	3400936799141	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3679920	3400936799202	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3679937	3400936799370	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3717916	3400937179164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3717922	3400937179225	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5664377	3400956643776	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5664383	3400956643837	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 50 comprimé(s)
66935873	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5664408	3400956644087	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679966	3400936799660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679972	3400936799721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679989	3400936799899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 28 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679995	3400936799950	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3680001	3400936800014	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3680018	3400936800182	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3717939	3400937179393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3717945	3400937179454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5664466	3400956644667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5664472	3400956644728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyacétate de vinyle aluminium de 50 comprimé(s)
67650603	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5664489	3400956644896	pilulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3750173	3400937501736	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3750196	3400937501965	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3750204	3400937502047	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3750210	3400937502108	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3750227	3400937502277	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3750233	3400956863389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5686338	3400956863389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5686344	3400956863440	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 49 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5686350	3400956863501	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5686367	3400956863679	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5690044	3400956900442	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 49 comprimé(s)
60234584	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5690050	3400956900503	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3776971	3400937769716	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3776988	3400937769884	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3776994	3400937769945	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777002	3400937770026	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777019	3400937770194	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777025	3400937770255	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777031	3400937770316	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777048	3400937770484	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777054	3400937770545	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777060	3400937770606	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777077	3400937770774	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777083	3400937770835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777108	3400937771085	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777114	3400937771146	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777120	3400937771207	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777137	3400937771375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777143	3400937771436	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) en sachet aluminium

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3777166	3400937771665	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702847	3400957028473	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702853	3400957028534	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702876	3400957028763	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702882	3400957028824	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s) en sachet aluminium
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702899	3400957028992	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702907	3400957029074	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702913	3400957029135	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 comprimé(s)
67364616	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702936	3400957029364	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3773151	3400937731515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3773168	3400937731683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3773174	3400937731744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3773180	3400937731805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3773197	3400937731973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3773205	3400937732055	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3773211	3400937732116	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702161	3400957021610	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 comprimé(s)
61167868	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5702178	3400957021788	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3638915	3400936389151	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3638921	3400936389212	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3638938	3400936389380	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3638944	3400936389441	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3638950	3400936389502	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3638967	3400936389670	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3638973	3400936389731	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3638996	3400936389960	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3639004	3400936390041	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	3639010	3400936390102	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5651877	3400956518777	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5651883	3400956518838	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5651908	3400956519088	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69660891	SIMVASTATINE SYNTHON 5 mg, comprimé pelliculé	SYNTHON BV	5651914	3400956519149	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67709496	SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670184	3400936701847	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67709496	SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670190	3400936701908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67709496	SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670209	3400936702097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67709496	SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670215	3400936702158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67709496	SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666212	3400956662128	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67709496	SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666229	3400956662296	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670221	3400936702219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670238	3400936702387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670244	3400936702448	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670250	3400936702509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3729003	3400937290036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3729026	3400937290265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3768859	3400937688598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666235	3400956662357	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61411685	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666241	3400956662418	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670267	3400936702677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670273	3400936702738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670296	3400936702967	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670304	3400936703049	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3729032	3400937290326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3729049	3400937290494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3768865	3400937688659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666258	3400956662586	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60791672	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666264	3400956662647	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62856542	SIMVASTATINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670149	3400936701496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62856542	SIMVASTATINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670155	3400936701557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62856542	SIMVASTATINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670161	3400936701618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62856542	SIMVASTATINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670178	3400936701786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62856542	SIMVASTATINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666198	3400956661985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62856542	SIMVASTATINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666206	3400956662067	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66059394	SIMVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670310	3400936703100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66059394	SIMVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670327	3400936703278	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66059394	SIMVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670333	3400936703339	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66059394	SIMVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670356	3400936703568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66059394	SIMVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666270	3400956662708	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66059394	SIMVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666287	3400956662876	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704807	3400937048071	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704813	3400937048132	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704836	3400937048361	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704842	3400937048422	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704919	3400937049191	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704925	3400937049252	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704931	3400937049313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704948	3400937049481	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704954	3400937049542	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	3704960	3400937049603	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	5675872	3400956758722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65358326	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable	TORLAN	5675889	3400956758890	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3704859	3400937048590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3704865	3400937048651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3704871	3400937048712	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3704888	3400937048880	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3704894	3400937048941	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3704902	3400937049023	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5675961	3400956759613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5675978	3400956759781	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5675984	3400956759842	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5675990	3400956759903	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5676009	3400956760091	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
60428475	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5676015	3400956760152	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
68748502	SIMVASTATINE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3678607	3400936786073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68748502	SIMVASTATINE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3720835	3400937208352	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68748502	SIMVASTATINE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5664443	3400956644438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65080738	SIMVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3678553	3400936785533	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65080738	SIMVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3715426	3400937154260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65080738	SIMVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3715432	3400937154321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65080738	SIMVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3717891	3400937178914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
65080738	SIMVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5664420	3400956644209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66351224	SIMVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3678636	3400936786363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66351224	SIMVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3719909	3400937199094	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66351224	SIMVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3719915	3400937199155	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66351224	SIMVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3719967	3400937199674	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
66351224	SIMVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5664437	3400956644377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66952723	SIMVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3664829	3400936648296	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66952723	SIMVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3664835	3400936648357	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
66952723	SIMVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3717968	3400937179683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61141019	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3740714	3400937407144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61141019	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3740720	3400937407205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61141019	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3740737	3400937407373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61141019	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3740743	3400937407434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61141019	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3740766	3400937407663	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
61141019	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3740772	3400937407724	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
61141019	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3740789	3400937407892	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
61141019	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3740795	3400937407953	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
65273954	SIMVASTATINE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3638660	3400936386600	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65273954	SIMVASTATINE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3638677	3400936386778	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60288728	SINAPISME RIGOLLOT, sinapisme	SERP	3091612	3400930916124	10 sachet(s) aluminium papier kraft polyester de 1 sinapisme(s)
69606865	SINEMET 100 mg/10 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3200805	3400932008056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60092590	SINEMET 250 mg/25 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3172463	3400931724636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66818261	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3355376	3400933553760	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
66818261	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3355382	3400933553821	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
66818261	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3355399	3400933553999	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66818261	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3355407	3400933554071	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
66818261	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3355413	3400933554132	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
66818261	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3355436	3400933554361	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66818261	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3356648	3400933566487	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
66818261	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3356654	3400933566548	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
66749235	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3342586	3400933425869	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
66749235	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3342592	3400933425920	1 flacon(s) polyéthylène de 50 comprimé(s)
66749235	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3342600	3400933426002	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 comprimé(s)
66749235	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3342617	3400933426170	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
66749235	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3342623	3400933426231	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
66749235	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3342646	3400933426460	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 100 comprimé(s)
66749235	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3356921	3400933569211	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
66749235	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3356938	3400933569389	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461405	3400934614057	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 14 comprimé(s) (avec indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461411	3400934614118	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 28 comprimé(s) (avec ou sans indication des jours)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461428	3400934614286	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 56 comprimé(s) (avec indication des jours - avec ou sans prédécoupage)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461434	3400934614347	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 98 comprimé(s) (avec indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461440	3400934614408	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 140 comprimé(s) (avec indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461457	3400934614576	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 10 comprimé(s) (sans indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461463	3400934614637	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 20 comprimé(s) (sans indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461486	3400934614866	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 30 comprimé(s) (sans indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461500	3400934615009	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 100 comprimé(s) (sans indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461517	3400934615177	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 200 comprimé(s) (sans indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3757459	3400937574594	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 84 comprimé(s) (avec indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3757471	3400937574716	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) (sans indication des jours)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5611665	3400956116652	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 50 comprimé(s) (sans indication des jours - avec ou sans prédécoupage)
69863646	SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5613109	3400956131099	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 49 comprimé(s) (avec prédécoupage)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461279	3400934612794	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 14 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461285	3400934612855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461291	3400934612916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 56 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461316	3400934613166	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 98 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461322	3400934613227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 140 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461339	3400934613395	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461345	3400934613456	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 20 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461351	3400934613517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461374	3400934613746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 100 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3461380	3400934613807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 200 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3757465	3400937574655	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 84 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3757488	3400937574884	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 90 comprimé(s)
65324797	SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5619431	3400956194315	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 49 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60812999	SINOVULON 20/150 microgrammes, comprimé enrobé	JENAPHARM	3523448	3400935234483	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
60812999	SINOVULON 20/150 microgrammes, comprimé enrobé	JENAPHARM	3523454	3400935234544	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
64478002	SINOVULON 30/150 microgrammes, comprimé enrobé	JENAPHARM	3495002	3400934950025	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
64478002	SINOVULON 30/150 microgrammes, comprimé enrobé	JENAPHARM	3495019	3400934950193	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
61510352	SINTROM 4 mg, comprimé quadrisécable	NOVARTIS PHARMA	3096578	3400930965788	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
61510352	SINTROM 4 mg, comprimé quadrisécable	NOVARTIS PHARMA	3096584	3400930965849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61510352	SINTROM 4 mg, comprimé quadrisécable	NOVARTIS PHARMA	3355809	3400933558093	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61510352	SINTROM 4 mg, comprimé quadrisécable	NOVARTIS PHARMA	3355815	3400933558154	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61510352	SINTROM 4 mg, comprimé quadrisécable	NOVARTIS PHARMA	3356430	3400933564308	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64384407	SINUSITOL, solution pour inhalation par fumigation	AMIDO	3096590	3400930965900	1 flacon(s) en verre de 15 ml - avec compte-gouttes - polyéthylène
64384407	SINUSITOL, solution pour inhalation par fumigation	AMIDO	3196794	3400931967941	1 flacon(s) en verre de 45 ml - avec compte-gouttes - polyéthylène
64384407	SINUSITOL, solution pour inhalation par fumigation	AMIDO	3295728	3400932957286	1 flacon(s) en verre de 30 ml - avec compte-gouttes - polyéthylène
67042889	SINUSPAX, comprimé	LEHNING	3202075	3400932020751	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62485699	SINUSPRAY, solution nasale pour pulvérisation	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3223918	3400932239184	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 15 ml avec pompe doseuse polypropylène avec tube plongeur polyéthylène avec embout nasal
69611816	SIPRALEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599457	3400935994578	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69611816	SIPRALEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599463	3400935994639	plaquette(s) thermoformée(s) blanches PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69611816	SIPRALEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	5637127	3400956371273	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62252015	SIPRALEX 10 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK (DANEMARK)	3651175	3400936511750	1 flacon(s) compte-gouttes en verre brun polyéthylène de 15 ml avec fermeture de sécurité enfant
62252015	SIPRALEX 10 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK (DANEMARK)	3654038	3400936540385	1 flacon(s) compte-gouttes en verre brun polyéthylène de 28 ml avec fermeture de sécurité enfant
62252015	SIPRALEX 10 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK (DANEMARK)	3654044	3400936540446	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec seringue(s) pour administration orale polypropylène avec fermeture de sécurité enfant
62252015	SIPRALEX 10 mg/ml, solution buvable	LUNDBECK (DANEMARK)	3654050	3400936540507	1 flacon(s) en verre brun de 28 ml avec seringue(s) pour administration orale polypropylène avec fermeture de sécurité enfant
64545942	SIPRALEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599486	3400935994868	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64545942	SIPRALEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599492	3400935994929	plaquette(s) thermoformée(s) blanches PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64545942	SIPRALEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	5637133	3400956371334	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64221367	SIPRALEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599500	3400935995001	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64221367	SIPRALEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	3599517	3400935995179	plaquette(s) thermoformée(s) blanches PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64221367	SIPRALEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable	LUNDBECK (DANEMARK)	5637156	3400956371563	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64526290	SIPRALEX 5 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3599434	3400935994349	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64526290	SIPRALEX 5 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	3599440	3400935994400	plaquette(s) thermoformée(s) blanches PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64526290	SIPRALEX 5 mg, comprimé pelliculé	LUNDBECK (DANEMARK)	5637110	3400956371105	plaquette(s) thermoformée(s) transparentes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61971755	SIROP BAYER AU THIOCOL ET AU PANTHENOL, sirop	BAYER SANTE FAMILIALE	3092304	3400930923047	1 flacon(s) en verre de 180 ml
61971755	SIROP BAYER AU THIOCOL ET AU PANTHENOL, sirop	BAYER SANTE FAMILIALE	3358713	3400933587130	1 flacon(s) en verre de 200 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68778004	SIROP DES VOSGES 5 POUR CENT EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3454701	3400934547010	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
68778004	SIROP DES VOSGES 5 POUR CENT EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3454718	3400934547188	1 flacon(s) PETB : polyéthylène téréphtalate brun de 200 ml
69081990	SIROP DES VOSGES 5 POUR CENT EXPECTORANT, solution buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3450643	3400934506437	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
69081990	SIROP DES VOSGES 5 POUR CENT EXPECTORANT, solution buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3450666	3400934506666	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) jaune(brun) de 200 ml
64497981	SIROP DES VOSGES TOUX SECHE SANS SUCRE, solution buvable édulcoré à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3378012	3400933780128	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
63986624	SIROP DES VOSGES TOUX SECHE, sirop	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3378006	3400933780067	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
64818711	SIROP MANCEAU, sirop	SMITHKLINE BEECHAM PHARMACIE SANTE	3064584	3400930645840	1 flacon(s) en verre de 180 ml
60943219	SIROP PETER'S 0,049 POUR CENT, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3122399	3400931223993	1 flacon(s) en verre brun de 180 ml
60943219	SIROP PETER'S 0,049 POUR CENT, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3496823	3400934968235	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
68615135	SIROP TEYSSEDRE, sirop	THERICA	3593472	3400935934727	100 ml en flacon(s) verre avec seringue(s) pour administration orale polystyrène de 5 ml
63014771	SIRUCAP, capsule	BAYER SANTE FAMILIALE	3283843	3400932838431	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 capsule(s)
61567008	SISEROL 25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PAUCOURT	3345952	3400933459529	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 60 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) polypropylène
61567008	SISEROL 25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	PAUCOURT	3345969	3400933459697	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium de 120 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) polypropylène
63932669	SISEROL DISKUS 50 microgrammes par dose, poudre pour inhalation	PAUCOURT	3391975	3400933919757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 28 dose(s)
63932669	SISEROL DISKUS 50 microgrammes par dose, poudre pour inhalation	PAUCOURT	3391981	3400933919818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
68439865	SKELID 200 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3385532	3400933855321	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61227030	SKENAN L.P. 10 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3332352	3400933323523	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
68573960	SKENAN L.P. 100 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3332381	3400933323813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
60696651	SKENAN L.P. 200 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3405370	3400934053702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
60696651	SKENAN L.P. 200 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3405387	3400934053870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
60696651	SKENAN L.P. 200 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3405393	3400934053931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
69666321	SKENAN L.P. 30 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3332369	3400933323691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
63175461	SKENAN L.P. 60 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3332375	3400933323752	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
69255195	SKIACOL 0,5 POUR CENT, collyre	ALCON	3186152	3400931861522	1 flacon(s) polyéthylène unidose(s) de 0,3 ml
69255195	SKIACOL 0,5 POUR CENT, collyre	ALCON	3216290	3400932162901	1 flacon(s) polyéthylène unidose(s) de 0,5 ml
69255195	SKIACOL 0,5 POUR CENT, collyre	ALCON	5523406	3400955234067	50 flacon(s) polyéthylène unidose(s) de 0,5 ml
62749394	SKINOREN 15 %, gel	SCHERING (FRANCE)	3618835	3400936188358	1 tube(s) aluminium verni de 5 g
62749394	SKINOREN 15 %, gel	SCHERING (FRANCE)	3618841	3400936188419	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
62749394	SKINOREN 15 %, gel	SCHERING (FRANCE)	3618858	3400936188587	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
67665740	SKINOREN 20 POUR CENT, crème pour application locale	SCHERING (FRANCE)	3324482	3400933244828	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69308107	SLIMUM, comprimé sublingual	FERRIER	3587595	3400935875952	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
68424817	SLIPEOL, solution buvable(gouttes)	DELPECH	3096762	3400930967621	1 flacon(s) de 15 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63621718	SMECTA 20 POUR CENT, suspension buvable	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3368516	3400933685164	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 100 ml
63621718	SMECTA 20 POUR CENT, suspension buvable	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3368522	3400933685225	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 125 ml
63621718	SMECTA 20 POUR CENT, suspension buvable	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3368539	3400933685393	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 200 ml
63621718	SMECTA 20 POUR CENT, suspension buvable	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3368545	3400933685454	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 250 ml
65396608	SMECTA 3 g/15 ml, suspension buvable en sachet-dose	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3476795	3400934767951	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 14,4 g
65396608	SMECTA 3 g/15 ml, suspension buvable en sachet-dose	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3476803	3400934768033	60 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 14,4 g
60214165	SMECTA PEDIATRIQUE, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3300412	3400933004125	20 sachet(s) PVDC papier polyéthylène de 2 g
60214165	SMECTA PEDIATRIQUE, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3300429	3400933004293	30 sachet(s) PVDC papier polyéthylène de 2 g
60214165	SMECTA PEDIATRIQUE, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3300435	3400933004354	40 sachet(s) PVDC papier polyéthylène de 2 g
60214165	SMECTA PEDIATRIQUE, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3300441	3400933004415	60 sachet(s) PVDC papier polyéthylène de 2 g
69584073	SMECTA, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3192307	3400931923077	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier kraft de 3,76 g
69584073	SMECTA, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3192313	3400931923138	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier kraft de 3,76 g
69584073	SMECTA, poudre pour suspension buvable en sachet	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3192336	3400931923367	100 sachet(s) aluminium polyéthylène papier kraft de 3,76 g
60650173	SMOFLIPID 200 mg/ml, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3759990	3400937599900	10 flacon(s) en verre de 100 ml
60650173	SMOFLIPID 200 mg/ml, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3760007	3400937600071	10 flacon(s) en verre de 250 ml
60650173	SMOFLIPID 200 mg/ml, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3760013	3400937600132	10 flacon(s) en verre de 500 ml
60650173	SMOFLIPID 200 mg/ml, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3767050	3400937670500	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60650173	SMOFLIPID 200 mg/ml, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3767067	3400937670678	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60650173	SMOFLIPID 200 mg/ml, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3767073	3400937670739	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61038193	SODIUM BICARBONATE 1,4 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	5572250	3400955722502	1 poche(s) polypropylène de 3000 ml
61038193	SODIUM BICARBONATE 1,4 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	5572267	3400955722670	2 poche(s) polypropylène de 3000 ml
61038193	SODIUM BICARBONATE 1,4 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	5577649	3400955776499	1 poche(s) polyéthylène de 500 ml
61038193	SODIUM BICARBONATE 1,4 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en poche	FRESENIUS KABI FRANCE	5577655	3400955776550	1 poche(s) polyéthylène de 1000 ml
67693280	SODIUM BICARBONATE 4,2 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion	AGUETTANT	5555984	3400955559849	12 flacon(s) en verre de 250 ml
67693280	SODIUM BICARBONATE 4,2 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion	AGUETTANT	5555990	3400955559900	12 flacon(s) en verre de 500 ml
68465461	SODIUM BICARBONATE 8,4 POUR CENT DELMAS PERFUSION, solution injectable	AGUETTANT	5549469	3400955494690	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
68465461	SODIUM BICARBONATE 8,4 POUR CENT DELMAS PERFUSION, solution injectable	AGUETTANT	5549475	3400955494751	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
68465461	SODIUM BICARBONATE 8,4 POUR CENT DELMAS PERFUSION, solution injectable	AGUETTANT	5549481	3400955494812	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
68465461	SODIUM BICARBONATE 8,4 POUR CENT DELMAS PERFUSION, solution injectable	AGUETTANT	5568113	3400955681137	100 ampoule(s) en verre de 20 ml
65100048	SODIUM BICARBONATE BIOLUZ 1,4 POUR CENT, solution injectable en ampoule	BIOLUZ	3260457	3400932604579	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
65100048	SODIUM BICARBONATE BIOLUZ 1,4 POUR CENT, solution injectable en ampoule	BIOLUZ	3260463	3400932604630	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
67260069	SODIUM BICARBONATE BIOLUZ 1,4 POUR CENT, solution injectable en flacon	BIOLUZ	3260434	3400932604340	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67260069	SODIUM BICARBONATE BIOLUZ 1,4 POUR CENT, solution injectable en flacon	BIOLUZ	3260440	3400932604401	1 flacon(s) en verre de 500 ml
69013466	SODIUM BICARBONATE BIOLUZ 4,2 POUR CENT, solution injectable en ampoule	BIOLUZ	3260500	3400932605002	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
69013466	SODIUM BICARBONATE BIOLUZ 4,2 POUR CENT, solution injectable en ampoule	BIOLUZ	3260517	3400932605170	1 ampoule(s) en verre de 20 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66078409	SODIUM BICARBONATE BIOLUZ 4,2 POUR CENT, solution injectable en flacon	BIOLUZ	3260486	3400932604869	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66078409	SODIUM BICARBONATE BIOLUZ 4,2 POUR CENT, solution injectable en flacon	BIOLUZ	3260492	3400932604920	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3721007	3400937210072	5 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3721013	3400937210133	10 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	3721036	3400937210362	20 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5586654	3400955866541	10 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5586660	3400955866602	50 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5587524	3400955875246	5 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5587530	3400955875307	20 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5587547	3400955875475	30 ampoule(s) deux pointes en verre de 20 ml
62584850	SODIUM BICARBONATE RENAUDIN 4,2 POUR CENT (0,84 g/20 ml), solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5680838	3400956808380	50 ampoule(s) bouteille en verre de 20 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	3252860	3400932528608	1 flacon(s) en verre de 125 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	3252877	3400932528776	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	3252883	3400932528837	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	3252908	3400932529087	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	5548582	3400955485827	1 flacon(s) de 50 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	5548599	3400955485995	1 flacon(s) partiellement rempli(e)s de 50 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	5548607	3400955486077	1 flacon(s) partiellement rempli(e)s de 100 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	5549021	3400955490210	1 flacon(s) en verre partiellement rempli(e)s de 50 ml
66492837	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable (flacon)	BIOLUZ	5549038	3400955490388	1 flacon(s) en verre partiellement rempli(e)s de 125 ml
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3268737	3400932687374	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3268743	3400932687435	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3330867	3400933308674	1 poche(s) PVC plastifié de 250 ml
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3330873	3400933308735	1 poche(s) PVC plastifié de 100 ml
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3330896	3400933308964	1 poche(s) PVC plastifié de 50 ml
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3330904	3400933309046	1 poche(s) PVC plastifié de 2000 ml
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3677281	3400936772816	1 poche(s) de 50 ml avec matériel(s) de perfusion PVC plastifié
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3677306	3400936773066	1 poche(s) de 100 ml avec matériel(s) de perfusion PVC plastifié

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3677312	3400936773127	1 poche(s) de 250 ml avec matériel(s) de perfusion PVC plastifié
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3677329	3400936773295	1 poche(s) de 500 ml avec matériel(s) de perfusion PVC plastifié
61351957	SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BIOLUZ, solution injectable, poche	BIOLUZ	3677335	3400936773356	1 poche(s) de 1000 ml avec matériel(s) de perfusion PVC plastifié
63210332	SODIUM CHLORURE A 0,9 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable (IM, IV, SC) isotonique en ampoule	AGUETTANT	3340191	3400933401917	100 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
63210332	SODIUM CHLORURE A 0,9 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable (IM, IV, SC) isotonique en ampoule	AGUETTANT	3340216	3400933402167	100 ampoule(s) polyéthylène de 10 ml
63210332	SODIUM CHLORURE A 0,9 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable (IM, IV, SC) isotonique en ampoule	AGUETTANT	3445642	3400934456428	10 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
63210332	SODIUM CHLORURE A 0,9 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable (IM, IV, SC) isotonique en ampoule	AGUETTANT	3462959	3400934629594	10 ampoule(s) polyéthylène de 10 ml
68662786	SOKER, gélule	CASTER	3097106	3400930971062	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
69501476	SOLACY ADULTES, gélule	GRIMBERG	3173959	3400931739593	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 gélule(s)
69501476	SOLACY ADULTES, gélule	GRIMBERG	3557223	3400935572233	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 gélule(s)
60238376	SOLACY PEDIATRIQUE, comprimé pour suspension buvable	GRIMBERG	3310994	3400933109943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60238376	SOLACY PEDIATRIQUE, comprimé pour suspension buvable	GRIMBERG	3337148	3400933371487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60238376	SOLACY PEDIATRIQUE, comprimé pour suspension buvable	GRIMBERG	3337154	3400933371548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69494708	SOLARAZE 3 %, gel	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3490803	3400934908033	1 tube(s) aluminium verni de 25 g
69494708	SOLARAZE 3 %, gel	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3490826	3400934908262	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
67620439	SOLEXA 100 mg, gélule	CARDEL	3543729	3400935437297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67620439	SOLEXA 100 mg, gélule	CARDEL	5628074	3400956280742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61592342	SOLEXA 200 mg, gélule	CARDEL	3543741	3400935437419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61592342	SOLEXA 200 mg, gélule	CARDEL	5628097	3400956280971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
60019927	SOLIAN 100 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487474	3400934874741	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60019927	SOLIAN 100 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3514774	3400935147745	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
60019927	SOLIAN 100 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5613121	3400956131211	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 150 comprimé(s)
62921036	SOLIAN 100 mg/ml, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3528701	3400935287014	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) pour administration orale
64726693	SOLIAN 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3284446	3400932844463	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64726693	SOLIAN 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3343858	3400933438586	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64726693	SOLIAN 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3473621	3400934736216	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
64726693	SOLIAN 200 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5566545	3400955665458	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
63697872	SOLIAN 200 mg/4 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3322081	3400933220815	6 ampoule(s) en verre de 4 ml
65637856	SOLIAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3487480	3400934874802	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65637856	SOLIAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3512077	3400935120779	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 80 comprimé(s)
65637856	SOLIAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5613138	3400956131389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 150 comprimé(s)
60324537	SOLIAN 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3284452	3400932844524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60324537	SOLIAN 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3465892	3400934658921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60324537	SOLIAN 50 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5566551	3400955665519	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
60909252	SOLMIN 300 mg, comprimé à sucer en plaquette thermoformée	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ROYAUME- UNI)	3322649	3400933226497	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
65211205	SOLMIN 300 mg, comprimé à sucer en tube	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ROYAUME- UNI)	3322632	3400933226329	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61959564	SOLMUCOL 100 mg, comprimé à sucer	GENEVRIER	3320805	3400933208059	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61959564	SOLMUCOL 100 mg, comprimé à sucer	GENEVRIER	3324275	3400933242756	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
61959564	SOLMUCOL 100 mg, comprimé à sucer	GENEVRIER	3333914	3400933339142	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68898943	SOLMUCOL 100 mg, granulé pour solution buvable en sachet-dose	GENEVRIER	3315661	3400933156619	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,5 g
68898943	SOLMUCOL 100 mg, granulé pour solution buvable en sachet-dose	GENEVRIER	3321963	3400933219635	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,5 g
61004262	SOLMUCOL 2,5 POUR CENT, poudre et sirop pour solution buvable	GENEVRIER	3432473	3400934324734	flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 240 ml avec cuillère-mesure - bouchon conteneur polyéthylène de 6 g
67041627	SOLMUCOL 200 mg, granules pour solution buvable en sachet-dose	GENEVRIER	3315684	3400933156848	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,5 g
67041627	SOLMUCOL 200 mg, granules pour solution buvable en sachet-dose	GENEVRIER	3771643	3400937716437	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 1,5 g
69220963	SOLMUCOL 400 mg, granulé pour solution buvable en sachet	GENEVRIER	3315678	3400933156787	30 sachet(s) papier - aluminium - polyéthylène de 1,8 g
69220963	SOLMUCOL 400 mg, granulé pour solution buvable en sachet	GENEVRIER	3771703	3400937717038	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1,8 g
63109194	SOLPREDONE 120 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	EYEGATE PHARMA	3295817	3400932958177	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
63109194	SOLPREDONE 120 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	EYEGATE PHARMA	5558304	3400955583042	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 5 ml
65285159	SOLPREDONE 20 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	EYEGATE PHARMA	3295846	3400932958467	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
65285159	SOLPREDONE 20 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	EYEGATE PHARMA	5558327	3400955583271	50 flacon(s) en verre - 50 ampoule(s) en verre de 1 ml
67573861	SOLPREDONE 40 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	EYEGATE PHARMA	3295823	3400932958238	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
67573861	SOLPREDONE 40 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	EYEGATE PHARMA	5558310	3400955583103	50 flacon(s) en verre - 50 ampoule(s) en verre de 2 ml
68992944	SOLPREDONE 500 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	EYEGATE PHARMA	5557090	3400955570905	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 8 ml
66762930	SOLU TUSSYL 7,5 mg, capsule	THERAPLIX	3286468	3400932864683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 capsule(s)
66762930	SOLU TUSSYL 7,5 mg, capsule	THERAPLIX	3286474	3400932864744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 capsule(s)
65958869	SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3117814	3400931178149	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
65958869	SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3153974	3400931539742	1 flacon(s) polyéthylène de 400 ml
65958869	SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3512516	3400935125163	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
65958869	SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	5534232	3400955342328	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
65958869	SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	5534249	3400955342496	1 flacon(s) polyéthylène de 5000 ml
65472867	SOLUCAMPHRE 0,14 g/ml, solution buvable, gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3097299	3400930972991	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml
65472867	SOLUCAMPHRE 0,14 g/ml, solution buvable, gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	5520299	3400955202998	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
65009164	SOLUCAMPHRE 0,28 g/2 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3097276	3400930972762	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
65009164	SOLUCAMPHRE 0,28 g/2 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5554105	3400955541059	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
62228822	SOLUCAMPHRE 0,70 g/5 ml, solution injectable en ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3097282	3400930972823	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
64824269	SOLUCETYL, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3646211	3400936462113	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65102857	SOLUCHROM 1,5 POUR CENT, solution pour application locale	COOPER	3097365	3400930973653	1 flacon(s) en verre de 25 ml avec compte-gouttes

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63222473	SOLUCORT 0,25 POUR CENT, lyophilisat et solution pour collyre	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3097371	3400930973714	1 flacon(s) en verre brun - 1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
66672237	SOLUCORT 0,25 POUR CENT, lyophilisat et solution pour pulvérisation nasale	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3097388	3400930973882	1 flacon(s) en verre jaune(brun) - 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
69637743	SOLUDACTONE 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3097394	3400930973943	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69637743	SOLUDACTONE 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3252245	3400932522453	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 2 ml
67730914	SOLUDACTONE 200 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3252251	3400932522514	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 2 ml
63544734	SOLUDOR, solution buvable(gouttes)	LEHNING	3097448	3400930974483	1 flacon(s) de 30 ml
65270470	SOLUFEN 200 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3317186	3400933171865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
65270470	SOLUFEN 200 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3348695	3400933486952	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68892634	SOLUMAG, solution buvable en sachet-dose	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3244889	3400932448890	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 10 g
69424357	SOLUMEDROL 1 g, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5613291	3400956132911	1 flacon(s) en verre de 1 g - ampoule(s) en verre de 15,6 ml
69424357	SOLUMEDROL 1 g, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5613316	3400956133161	5 flacon(s) en verre de 1 g - 5 ampoule(s) en verre de 15,6 ml
69424357	SOLUMEDROL 1 g, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5613322	3400956133222	10 flacon(s) en verre de 1 g - 10 ampoule(s) en verre de 15,6 ml
69774343	SOLUMEDROL 120 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3155281	3400931552819	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69774343	SOLUMEDROL 120 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3374770	3400933747701	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
69774343	SOLUMEDROL 120 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5501988	3400955019886	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 2 ml
69774343	SOLUMEDROL 120 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5544207	3400955442073	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml
69774343	SOLUMEDROL 120 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5586513	3400955865131	50 flacon(s) en verre
69774343	SOLUMEDROL 120 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5586536	3400955865360	10 flacon(s) en verre
69537376	SOLUMEDROL 20 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3097170	3400930971703	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69537376	SOLUMEDROL 20 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3383384	3400933833848	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
69537376	SOLUMEDROL 20 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5539459	3400955394594	50 flacon(s) en verre - 50 ampoule(s) en verre de 2 ml
69537376	SOLUMEDROL 20 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5586476	3400955864769	50 flacon(s) en verre
69537376	SOLUMEDROL 20 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5586482	3400955864820	10 flacon(s) en verre
69618515	SOLUMEDROL 40 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3097187	3400930971871	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69618515	SOLUMEDROL 40 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	3374764	3400933747640	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
69618515	SOLUMEDROL 40 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5539471	3400955394716	50 flacon(s) en verre - 50 ampoule(s) en verre de 2 ml
69618515	SOLUMEDROL 40 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5586499	3400955864998	50 flacon(s) en verre
69618515	SOLUMEDROL 40 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5586507	3400955865070	10 flacon(s) en verre
66764995	SOLUMEDROL 500 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5553123	3400955531234	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 7,8 ml
66764995	SOLUMEDROL 500 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5616160	3400956161607	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 7,8 ml
60626197	SOLUMEDROL 500 mg, poudre pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5586542	3400955865421	10 flacon(s) en verre de 500 mg
68967656	SOLUPRED 1 mg/ml, solution buvable.	AVENTIS	3185856	3400931858560	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec dispositif(s) doseur(s) polyéthylène polystyrène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68967656	SOLUPRED 1 mg/ml, solution buvable.	AVENTIS	3282039	3400932820399	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml avec dispositif(s) doseur(s) polyéthylène polystyrène
66871876	SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent	AVENTIS	3201466	3400932014668	1 flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
63226984	SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible	AVENTIS	3493687	3400934936876	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62622863	SOLUPRED 5 mg, comprimé effervescent	AVENTIS	3097520	3400930975206	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
62002809	SOLUPRED 5 mg, comprimé orodispersible	AVENTIS	3493670	3400934936708	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61658066	SOLUPSAN 1000 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3247830	3400932478309	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61658066	SOLUPSAN 1000 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3247847	3400932478477	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61658066	SOLUPSAN 1000 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	5543426	3400955434269	25 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63873181	SOLUPSAN 250 mg, poudre effervescente pour solution buvable, en sachet	BRISTOL MYERS SQUIBB	3366523	3400933665234	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1,328 g
60083634	SOLUPSAN 330 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3247882	3400932478828	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
60083634	SOLUPSAN 330 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3247899	3400932478996	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69605037	SOLUPSAN 500 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3247853	3400932478538	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69605037	SOLUPSAN 500 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3247876	3400932478767	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69605037	SOLUPSAN 500 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	5543432	3400955434320	25 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
67251586	SOLUPSAN NOURRISSONS ET ENFANTS, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3247907	3400932479078	1 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
67251586	SOLUPSAN NOURRISSONS ET ENFANTS, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3247913	3400932479139	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
67251586	SOLUPSAN NOURRISSONS ET ENFANTS, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	5543449	3400955434498	25 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69562034	SOLURUTINE PAPAVERINE, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3097690	3400930976906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
61971381	SOLUTE PHYSIOLOGIQUE PHENOLE LAVOISIER, solution injectable en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	3058804	3400930588048	1 flacon(s) en verre de 9 ml
61971381	SOLUTE PHYSIOLOGIQUE PHENOLE LAVOISIER, solution injectable en flacon	CHAIX ET DU MARAIS	5535266	3400955352662	50 flacon(s) en verre de 9 ml
60560352	SOLUTION A 2 POUR CENT D'EOSINE GIFRER DANS L'ALCOOL A 10 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3296768	3400932967681	1 flacon(s) en verre de 45 ml
60560352	SOLUTION A 2 POUR CENT D'EOSINE GIFRER DANS L'ALCOOL A 10 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3296774	3400932967742	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60560352	SOLUTION A 2 POUR CENT D'EOSINE GIFRER DANS L'ALCOOL A 10 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3296780	3400932967803	1 flacon(s) en verre de 150 ml
62856325	SOLUTION ALCOOLIQUE DE MERCURESCEINE GIFRER 1,5 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3120029	3400931200291	1 flacon(s) en verre de 45 ml
68040695	SOLUTION AQUEUSE DE MERCURESCEINE GIFRER 2 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3129042	3400931290421	1 flacon(s) en verre de 45 ml
67949744	SOLUTION D'ACIDE ASCORBIQUE 10 POUR CENT RENAUDIN, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5549943	3400955499435	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
67949744	SOLUTION D'ACIDE ASCORBIQUE 10 POUR CENT RENAUDIN, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5549966	3400955499664	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
67949744	SOLUTION D'ACIDE ASCORBIQUE 10 POUR CENT RENAUDIN, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5549972	3400955499725	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
67949744	SOLUTION D'ACIDE ASCORBIQUE 10 POUR CENT RENAUDIN, solution injectable en ampoule	RENAUDIN	5549989	3400955499893	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
69010908	SOLUTION D'ACIDE LACTIQUE ISOTONIQUE A pH 4,5 B BRAUN, solution pour irrigation en flacon	B BRAUN MEDICAL	5546117	3400955461173	1 flacon(s) en verre de 250 ml
69010908	SOLUTION D'ACIDE LACTIQUE ISOTONIQUE A pH 4,5 B BRAUN, solution pour irrigation en flacon	B BRAUN MEDICAL	5608108	3400956081080	1 flacon(s) en verre de 500 ml
69010908	SOLUTION D'ACIDE LACTIQUE ISOTONIQUE A pH 4,5 B BRAUN, solution pour irrigation en flacon	B BRAUN MEDICAL	5608114	3400956081141	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64650548	SOLUTION D'ACIDE PICRIQUE BOUCHARA RECORDATI 1 POUR CENT, tampon	BOUCHARA RECORDATI	3219070	3400932190706	30 sachet(s) thermoformés aluminium polyéthylène de 1 tampon(s)
65874054	SOLUTION D'IODURE [131 I] DE SODIUM POUR MARQUAGE 370 A 37000 MBq/ml ORIS, solution pour marquage	CIS BIO INTERNATIONAL	5545968	3400955459682	1 flacon(s) en verre de 5550 MBq/10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68762854	SOLUTION FORMULE 1, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE	3157251	3400931572510	1 flacon(s) en verre de 1 l
64669776	SOLUTION GYNECOLOGIQUE PHARMATEX, SOLUTION VAGINALE EN SACHET	INNOTECH INTERNATIONAL	3293008	3400932930081	12 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 g
64669776	SOLUTION GYNECOLOGIQUE PHARMATEX, SOLUTION VAGINALE EN SACHET	INNOTECH INTERNATIONAL	3307064	3400933070649	2 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 2 g
66767009	SOLUTION INJECTABLE DE BICARBONATE DE SODIUM A 4,2 POUR CENT AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5525635	3400955256359	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
66767009	SOLUTION INJECTABLE DE BICARBONATE DE SODIUM A 4,2 POUR CENT AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5525641	3400955256410	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
66767009	SOLUTION INJECTABLE DE BICARBONATE DE SODIUM A 4,2 POUR CENT AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5525658	3400955256588	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
66767009	SOLUTION INJECTABLE DE BICARBONATE DE SODIUM A 4,2 POUR CENT AGUETTANT, solution pour perfusion	AGUETTANT	5567898	3400955678984	100 ampoule(s) en verre de 20 ml
65931562	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3252914	3400932529148	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
65931562	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3252920	3400932529209	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
65931562	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3252937	3400932529377	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
65931562	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3254008	3400932540082	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
65931562	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3254014	3400932540143	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
65931562	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3254020	3400932540204	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
65931562	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3254037	3400932540372	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
65931562	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3254043	3400932540433	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237518	3400932375189	4 poche(s) PVC de 50 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237524	3400932375240	4 poche(s) PVC de 100 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237530	3400932375301	1 poche(s) PVC de 50 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237547	3400932375479	1 poche(s) PVC de 100 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237553	3400932375530	1 poche(s) PVC de 150 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237576	3400932375769	1 poche(s) PVC de 250 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237582	3400932375820	1 poche(s) PVC de 500 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237599	3400932375998	1 poche(s) PVC de 1000 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237607	3400932376070	1 poche(s) PVC de 500 ml avec tubulure(s)
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3237613	3400932376131	1 poche(s) PVC de 1000 ml avec tubulure(s)
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3363909	3400933639099	1 poche(s) PVC de 100 ml
65405320	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution injectable	BAXTER	3363915	3400933639150	1 poche(s) PVC de 100 ml partiellement rempli(e)(s) à 50 ml
62361527	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 pour cent BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558557	3400955585572	1 flacon(s) polypropylène de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62361527	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 pour cent BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558563	3400955585633	1 flacon(s) polypropylène de 1000 ml
62361527	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 pour cent BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5560040	3400955600404	1 flacon(s) polypropylène de 250 ml
62361527	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 0,9 pour cent BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5587151	3400955871514	1 flacon(s) polypropylène de 125 ml partiellement rempli(e)(s)
67256302	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 10 POUR CENT BIOSEDRA, ampoules	FRESENIUS KABI FRANCE	5546962	3400955469629	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
67256302	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 10 POUR CENT BIOSEDRA, ampoules	FRESENIUS KABI FRANCE	5546979	3400955469797	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
67256302	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 10 POUR CENT BIOSEDRA, ampoules	FRESENIUS KABI FRANCE	5546985	3400955469858	50 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml
67256302	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM A 10 POUR CENT BIOSEDRA, ampoules	FRESENIUS KABI FRANCE	5546991	3400955469919	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml
60186214	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM ISOTONIQUE A 0,9 POUR CENT BIOSEDRA, solution pour perfusion en ampoule	FRESENIUS KABI FRANCE	3519079	3400935190796	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
60186214	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM ISOTONIQUE A 0,9 POUR CENT BIOSEDRA, solution pour perfusion en ampoule	FRESENIUS KABI FRANCE	3519085	3400935190857	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
60186214	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM ISOTONIQUE A 0,9 POUR CENT BIOSEDRA, solution pour perfusion en ampoule	FRESENIUS KABI FRANCE	3519091	3400935190918	50 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml
60186214	SOLUTION INJECTABLE DE CHLORURE DE SODIUM ISOTONIQUE A 0,9 POUR CENT BIOSEDRA, solution pour perfusion en ampoule	FRESENIUS KABI FRANCE	3519116	3400935191168	100 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 20 ml
63554949	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 10 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578005	3400955780052	1 poche(s) PVC de 50 ml
63554949	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 10 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578011	3400955780113	1 poche(s) PVC de 100 ml
63554949	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 10 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578028	3400955780281	1 poche(s) PVC de 250 ml
63554949	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 10 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578034	3400955780342	1 poche(s) PVC de 500 ml
63554949	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 10 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578040	3400955780403	1 poche(s) PVC de 1000 ml
62806055	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 15 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578399	3400955783992	1 poche(s) PVC de 50 ml
62806055	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 15 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578407	3400955784074	1 poche(s) PVC de 100 ml
62806055	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 15 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578413	3400955784135	1 poche(s) PVC de 250 ml
62806055	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 15 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578436	3400955784364	1 poche(s) PVC de 500 ml
62806055	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 15 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578442	3400955784425	1 poche(s) PVC de 1000 ml
66732588	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 30 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578057	3400955780571	1 poche(s) PVC de 50 ml
66732588	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 30 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578063	3400955780632	1 poche(s) PVC de 100 ml
66732588	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 30 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578086	3400955780861	1 poche(s) PVC de 250 ml
66732588	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 30 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578092	3400955780922	1 poche(s) PVC de 500 ml
66732588	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 30 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578100	3400955781004	1 poche(s) PVC de 1000 ml
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	3250393	3400932503933	1 flacon(s) en verre de 125 ml
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	3250401	3400932504015	1 flacon(s) en verre de 250 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	3250418	3400932504183	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	3250424	3400932504244	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	5548530	3400955485308	1 flacon(s) de 50 ml
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	5548547	3400955485476	1 flacon(s) partiellement rempli(e)(s) de 50 ml pour 125 ml
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	5548553	3400955485537	1 flacon(s) partiellement rempli(e)(s) de 100 ml pour 125 ml
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	5549009	3400955490098	1 flacon(s) en verre partiellement rempli(e)(s) de 50 ml pour 250 ml
61419600	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT BIOLUZ, solution pour perfusion en flacon	BIOLUZ	5549015	3400955490159	1 flacon(s) en verre partiellement rempli(e)(s) de 125 ml pour 250 ml
65721507	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT ET DE SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3256071	3400932560714	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
65721507	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE 5 POUR CENT ET DE SODIUM CHLORURE 0,9 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3256088	3400932560882	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3507917	3400935079176	50 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3507923	3400935079237	50 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3507946	3400935079466	36 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3507952	3400935079527	20 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3507969	3400935079695	12 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3604715	3400936047150	50 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 50 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3604721	3400936047211	50 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 100 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3604738	3400936047389	30 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3604744	3400936047440	20 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
61984083	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3604750	3400936047501	10 poche(s) (VIAFLO) polyéthylène polyamide polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 ml
66283481	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3250364	3400932503643	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
66283481	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3253612	3400932536122	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
66283481	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3253629	3400932536290	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
66283481	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3259922	3400932599226	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
66283481	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3259939	3400932599394	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
66788081	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558617	3400955586173	1 flacon(s) polypropylène de 250 ml
66788081	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558623	3400955586234	1 flacon(s) polypropylène de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66788081	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558646	3400955586463	1 flacon(s) polypropylène de 1000 ml
66788081	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 10 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5587174	3400955871743	1 flacon(s) polypropylène partiellement rempli(e)s de 125 ml
65498125	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 2,5 POUR CENT BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5563759	3400955637592	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
65498125	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 2,5 POUR CENT BAXTER, solution injectable pour perfusion en poche	BAXTER	5563765	3400955637653	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
60420820	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 2,5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5580172	3400955801726	1 poche(s) PVC de 50 ml
60420820	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 2,5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5580189	3400955801894	1 poche(s) PVC de 100 ml
60420820	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 2,5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5580195	3400955801955	1 poche(s) PVC de 250 ml
60420820	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 2,5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5580203	3400955802037	1 poche(s) PVC de 500 ml
60420820	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 2,5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5580226	3400955802266	1 poche(s) PVC de 1000 ml
64778957	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 30 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3514461	3400935144614	50 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène de 100 ml avec valve
64778957	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 30 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3514478	3400935144782	36 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène de 250 ml avec valve
64778957	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 30 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3514484	3400935144843	20 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène de 500 ml avec valve
64778957	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 30 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3514490	3400935144904	12 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène de 1000 ml avec valve
67125790	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 30 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558586	3400955585862	1 flacon(s) polypropylène de 250 ml
67125790	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 30 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558592	3400955585923	1 flacon(s) polypropylène de 500 ml
67125790	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 30 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5558600	3400955586005	1 flacon(s) polypropylène de 1000 ml
61959468	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5577891	3400955778912	1 poche(s) PVC de 50 ml
61959468	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5577916	3400955779162	1 poche(s) PVC de 100 ml
61959468	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5577922	3400955779223	1 poche(s) PVC de 250 ml
61959468	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5577939	3400955779391	1 poche(s) PVC de 500 ml
61959468	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5577945	3400955779452	1 poche(s) PVC de 1000 ml
69340489	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3250370	3400932503704	100 ampoule(s) de 5 ml
69340489	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3250387	3400932503872	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
69340489	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3253635	3400932536351	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
69340489	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3253641	3400932536412	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
69340489	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3253658	3400932536580	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
69340489	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3253664	3400932536641	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
69340489	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3259945	3400932599455	10 ampoule(s) en verre de 20 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69340489	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 POUR CENT BIOLUZ, ampoule	BIOLUZ	3259951	3400932599516	50 ampoule(s) en verre de 20 ml
67648723	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 pour cent BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion, en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5559077	3400955590774	1 flacon(s) polypropylène de 250 ml
67648723	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 pour cent BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion, en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5559083	3400955590835	1 flacon(s) polypropylène de 500 ml
67648723	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 pour cent BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion, en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5559108	3400955591085	1 flacon(s) polypropylène de 1000 ml
67648723	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 5 pour cent BIOSEDRA, solution injectable pour perfusion, en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	5587168	3400955871682	1 flacon(s) polypropylène de 125 ml partiellement rempli(e)(s)
68307319	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 50 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3514509	3400935145093	36 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène de 250 ml avec valve
68307319	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 50 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3514515	3400935145154	20 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène de 500 ml avec valve
68307319	SOLUTION INJECTABLE DE GLUCOSE A 50 % BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3514521	3400935145215	12 poche(s) (CLEARFLEX) polyéthylène polyamide polypropylène de 1000 ml avec valve
61327842	SOLUTION INJECTABLE DE RINGER BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3252699	3400932526994	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
61327842	SOLUTION INJECTABLE DE RINGER BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3252707	3400932527076	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
62051585	SOLUTION INJECTABLE DE RINGER GLUCOSE 5 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3252759	3400932527595	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
62051585	SOLUTION INJECTABLE DE RINGER GLUCOSE 5 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion	BAXTER	3252765	3400932527656	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
60057707	SOLUTION INJECTABLE DE RINGER LACTATE BAXTER, solution injectable	BAXTER	3252713	3400932527137	1 poche(s) PVC plastifié de 250 ml
60057707	SOLUTION INJECTABLE DE RINGER LACTATE BAXTER, solution injectable	BAXTER	3252736	3400932527366	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
60057707	SOLUTION INJECTABLE DE RINGER LACTATE BAXTER, solution injectable	BAXTER	3252742	3400932527427	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
62365130	Solution injectable de RINGER LACTATE ELBIOL	BAXTER	3227313	3400932273133	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62365130	Solution injectable de RINGER LACTATE ELBIOL	BAXTER	3227336	3400932273362	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
63807288	SOLUTION INJECTABLE de RINGER LACTATE et de GLUCOSE à 5 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3252771	3400932527717	1 poche(s) PVC plastifié de 500 ml
63807288	SOLUTION INJECTABLE de RINGER LACTATE et de GLUCOSE à 5 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche	BAXTER	3252788	3400932527885	1 poche(s) PVC plastifié de 1000 ml
65176868	SOLUTION INJECTABLE DE SODIUM CHLORURE 0,9 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578175	3400955781752	1 poche(s) PVC de 50 ml
65176868	SOLUTION INJECTABLE DE SODIUM CHLORURE 0,9 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578181	3400955781813	1 poche(s) PVC de 100 ml
65176868	SOLUTION INJECTABLE DE SODIUM CHLORURE 0,9 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578198	3400955781981	1 poche(s) PVC de 250 ml
65176868	SOLUTION INJECTABLE DE SODIUM CHLORURE 0,9 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578206	3400955782063	1 poche(s) PVC de 500 ml
65176868	SOLUTION INJECTABLE DE SODIUM CHLORURE 0,9 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578212	3400955782124	1 poche(s) PVC de 1000 ml
65176868	SOLUTION INJECTABLE DE SODIUM CHLORURE 0,9 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578229	3400955782292	1 poche(s) PVC de 2000 ml
65176868	SOLUTION INJECTABLE DE SODIUM CHLORURE 0,9 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578235	3400955782353	1 poche(s) PVC de 3000 ml
65921479	SOLUTION INJECTABLE D'IODURE [123 I] DE SODIUM MALLINCKRODT DIAGNOSTICA, solution injectable radioactive	MALLINCKRODT FRANCE	5565511	3400955655114	1 flacon(s) en verre de 37 MBq
65921479	SOLUTION INJECTABLE D'IODURE [123 I] DE SODIUM MALLINCKRODT DIAGNOSTICA, solution injectable radioactive	MALLINCKRODT FRANCE	5565528	3400955655282	1 flacon(s) en verre de 74 MBq
65921479	SOLUTION INJECTABLE D'IODURE [123 I] DE SODIUM MALLINCKRODT DIAGNOSTICA, solution injectable radioactive	MALLINCKRODT FRANCE	5565534	3400955655343	1 flacon(s) en verre de 185 MBq

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65921479	SOLUTION INJECTABLE D'IODURE [123 I] DE SODIUM MALLINCKRODT DIAGNOSTICA, solution injectable radioactive	MALLINCKRODT FRANCE	5565540	3400955655404	1 flacon(s) en verre de 370 MBq
63262521	SOLUTION INJECTABLE D'OLIGO-ELEMENTS AGUETTANT ENFANTS ET NOURRISSONS, solution injectable pour perfusion en flacon	AGUETTANT	5564693	3400955646938	1 flacon(s) en verre de 10 ml
63262521	SOLUTION INJECTABLE D'OLIGO-ELEMENTS AGUETTANT ENFANTS ET NOURRISSONS, solution injectable pour perfusion en flacon	AGUETTANT	5564701	3400955647010	1 flacon(s) en verre de 40 ml
69716639	SOLUTION INJECTABLE GLUCOSE 20 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578459	3400955784593	1 poche(s) PVC de 50 ml
69716639	SOLUTION INJECTABLE GLUCOSE 20 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578465	3400955784654	1 poche(s) PVC de 100 ml
69716639	SOLUTION INJECTABLE GLUCOSE 20 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578471	3400955784715	1 poche(s) PVC de 250 ml
69716639	SOLUTION INJECTABLE GLUCOSE 20 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578488	3400955784883	1 poche(s) PVC de 500 ml
69716639	SOLUTION INJECTABLE GLUCOSE 20 pour cent BIOLUZ REUNION, solution injectable pour perfusion en poche	PERFUZ OCEAN INDIEN	5578494	3400955784944	1 poche(s) PVC de 1000 ml
60437905	SOLUTION INJECTABLE HYPERTONIQUE DE BICARBONATE DE SODIUM A 7 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	5520773	3400955207733	50 ampoule(s) de 20 ml
60437905	SOLUTION INJECTABLE HYPERTONIQUE DE BICARBONATE DE SODIUM A 7 POUR CENT BIOSEDRA, solution injectable	FRESENIUS KABI FRANCE	5520796	3400955207962	100 ampoule(s) de 20 ml
68485439	SOLUTION IONIQUE CONCENTREE, STANDARD III, solution injectable pour perfusion (FL.70/100ML)	AGUETTANT	5549498	3400955494980	1 flacon(s) en verre de 70 ml
65903029	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°1, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279356	3400932793563	1 flacon(s) en verre de 250 ml
65903029	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°1, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279362	3400932793624	12 flacon(s) en verre de 250 ml
65903029	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°1, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279379	3400932793792	1 flacon(s) en verre de 500 ml
65903029	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°1, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279391	3400932793914	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
65903029	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°1, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3511907	3400935119070	12 flacon(s) en verre de 500 ml
65903029	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°1, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3511913	3400935119131	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
66906665	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°2, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279422	3400932794225	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66906665	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°2, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279439	3400932794393	12 flacon(s) en verre de 250 ml
66906665	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°2, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279445	3400932794454	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66906665	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°2, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279468	3400932794683	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66906665	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°2, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3511936	3400935119360	12 flacon(s) en verre de 500 ml
66906665	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°2, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3511942	3400935119421	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
61410793	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°3, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3278960	3400932789603	1 flacon(s) en verre de 250 ml
61410793	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°3, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3278977	3400932789771	12 flacon(s) en verre de 250 ml
61410793	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°3, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3278983	3400932789832	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61410793	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°3, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3279014	3400932790142	1 flacon(s) en verre de 1000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61410793	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°3, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3511959	3400935119599	12 flacon(s) en verre de 500 ml
61410793	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°3, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3511965	3400935119650	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
69121748	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°4, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3278842	3400932788422	1 flacon(s) en verre de 250 ml
69121748	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°4, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3278859	3400932788590	12 flacon(s) en verre de 250 ml
69121748	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°4, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3278865	3400932788651	1 flacon(s) en verre de 500 ml
69121748	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°4, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3278888	3400932788880	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
69121748	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°4, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3511971	3400935119711	12 flacon(s) en verre de 500 ml
69121748	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°4, solution pour perfusion en flacon	COOPER	3511988	3400935119889	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
60053712	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°5, solution injectable pour perfusion en flacon	COOPER	3278902	3400932789023	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60053712	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°5, solution injectable pour perfusion en flacon	COOPER	3278919	3400932789191	12 flacon(s) en verre de 250 ml
60053712	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°5, solution injectable pour perfusion en flacon	COOPER	3278925	3400932789252	1 flacon(s) en verre de 500 ml
60053712	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°5, solution injectable pour perfusion en flacon	COOPER	3278948	3400932789481	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
60053712	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°5, solution injectable pour perfusion en flacon	COOPER	3511994	3400935119940	12 flacon(s) en verre de 500 ml
60053712	SOLUTION POLYONIQUE GLUCOSEE COOPER N°5, solution injectable pour perfusion en flacon	COOPER	3512002	3400935120021	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473911	3400934739118	6 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 1500 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473928	3400934739286	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 2000 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473934	3400934739347	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 2500 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520585	3400935205858	10 poche(s) PVC de 500 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520591	3400935205919	8 poche(s) PVC de 750 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520616	3400935206169	8 poche(s) PVC de 1000 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520622	3400935206220	6 poche(s) PVC de 1500 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520639	3400935206398	4 poche(s) PVC de 2000 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520645	3400935206459	4 poche(s) PVC de 2500 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520651	3400935206510	2 poche(s) PVC de 5000 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520668	3400935206688	4 poche(s) PVC de 1500 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520674	3400935206749	4 poche(s) PVC de 2000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520680	3400935206800	4 poche(s) PVC de 2500 ml
67821367	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D P C A 3 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520697	3400935206978	2 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 5000 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473880	3400934738807	6 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 1500 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473897	3400934738975	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 2000 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473905	3400934739057	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 2500 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520415	3400935204158	10 poche(s) PVC de 500 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520421	3400935204219	8 poche(s) PVC de 750 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520438	3400935204387	8 poche(s) PVC de 1000 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520444	3400935204448	6 poche(s) PVC de 1500 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520450	3400935204509	4 poche(s) PVC de 2000 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520467	3400935204677	4 poche(s) PVC de 2500 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520473	3400935204738	2 poche(s) PVC de 5000 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520496	3400935204967	4 poche(s) PVC de 1500 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520504	3400935205049	4 poche(s) PVC de 2000 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520510	3400935205100	4 poche(s) PVC de 2500 ml
69734808	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520527	3400935205278	2 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 5000 ml
69797452	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 K FRESENIUS, solution injectable pour dialyse péritonéale en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3514254	3400935142542	1 poche(s) PVC de 500 ml
69797452	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 K FRESENIUS, solution injectable pour dialyse péritonéale en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3514260	3400935142603	1 poche(s) PVC de 750 ml
69797452	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 K FRESENIUS, solution injectable pour dialyse péritonéale en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3514277	3400935142771	1 poche(s) PVC de 1000 ml
69797452	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 K FRESENIUS, solution injectable pour dialyse péritonéale en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3514283	3400935142832	1 poche(s) PVC de 1500 ml
69797452	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 K FRESENIUS, solution injectable pour dialyse péritonéale en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3514308	3400935143082	1 poche(s) PVC de 2000 ml
69797452	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 K FRESENIUS, solution injectable pour dialyse péritonéale en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3514314	3400935143143	1 poche(s) PVC de 2500 ml
69797452	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 2 K FRESENIUS, solution injectable pour dialyse péritonéale en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3514320	3400935143204	1 poche(s) PVC de 5000 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473940	3400934739408	6 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 1500 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473957	3400934739576	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 2000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3473963	3400934739637	4 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 2500 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520705	3400935207050	10 poche(s) PVC de 500 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520711	3400935207111	8 poche(s) PVC de 750 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520728	3400935207289	8 poche(s) PVC de 1000 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520734	3400935207340	6 poche(s) PVC de 1500 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520740	3400935207401	4 poche(s) PVC de 2000 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520757	3400935207579	4 poche(s) PVC de 2500 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520763	3400935207630	2 poche(s) PVC de 5000 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520786	3400935207869	4 poche(s) PVC de 1500 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520792	3400935207920	4 poche(s) PVC de 2000 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520800	3400935208002	4 poche(s) PVC de 2500 ml
64316274	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI D.P.C.A. 4 FRESENIUS, solution pour dialyse péritonéale	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	3520817	3400935208170	2 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 5000 ml
66319080	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI H F 11 FRESENIUS, solution injectable pour hémofiltration en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	5560778	3400955607786	2 poche(s) PVC de 4500 ml
68661613	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI HF 02 FRESENIUS, solution injectable pour hémofiltration en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	5560809	3400955608097	2 poche(s) PVC de 5000 ml
66245947	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI HF 23 FRESENIUS, solution injectable pour hémofiltration en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	5560784	3400955607847	2 poche(s) PVC de 4500 ml
68378088	SOLUTION PRETE A L'EMPLOI HF 25 FRESENIUS, solution injectable pour hémofiltration en poche	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND	5560790	3400955607908	2 poche(s) PVC de 4500 ml
69708941	SOLUTION STAGO DILUEE, solution buvable en flacon	PHARMA DEVELOPPEMENT	3231183	3400932311835	1 flacon(s) en verre de 550 ml
65166265	SOLUTONIM, solution buvable en flacon	SODEPHAR	3397854	3400933978549	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec cuillère-mesure
65166265	SOLUTONIM, solution buvable en flacon	SODEPHAR	3397860	3400933978600	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure
63568393	SOLUTRICINE 0,15 % TOUX SECHE, sirop	THERAPLIX	3602260	3400936022607	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63568393	SOLUTRICINE 0,15 % TOUX SECHE, sirop	THERAPLIX	3602277	3400936022775	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63568393	SOLUTRICINE 0,15 % TOUX SECHE, sirop	THERAPLIX	3602283	3400936022836	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63568393	SOLUTRICINE 0,15 % TOUX SECHE, sirop	THERAPLIX	3602308	3400936023086	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63568393	SOLUTRICINE 0,15 % TOUX SECHE, sirop	THERAPLIX	3602314	3400936023147	1 flacon(s) en verre de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62529081	SOLUTRICINE ADULTE EXPECTORANT 5 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	THERAPLIX	3573191	3400935731913	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62529081	SOLUTRICINE ADULTE EXPECTORANT 5 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	THERAPLIX	3573216	3400935732163	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62529081	SOLUTRICINE ADULTE EXPECTORANT 5 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	THERAPLIX	3573222	3400935732224	1 flacon(s) en verre de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène
62529081	SOLUTRICINE ADULTE EXPECTORANT 5 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	THERAPLIX	3573239	3400935732392	1 flacon(s) en verre de 300 ml avec cuillère-mesure polystyrène
61829236	SOLUTRICINE ADULTE EXPECTORANT 750 mg SANS SUCRE, comprimé à sucer ou à croquer édulcoré au sorbitol, à l'aspartam et à la saccharine sodique	THERAPLIX	3353207	3400933532079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66063478	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE BICLOTYMOL MENTHE 20 mg, pastille	SANOFI AVENTIS OTC	3621174	3400936211742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 pastille(s)
66063478	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE BICLOTYMOL MENTHE 20 mg, pastille	SANOFI AVENTIS OTC	3621180	3400936211803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
66063478	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE BICLOTYMOL MENTHE 20 mg, pastille	SANOFI AVENTIS OTC	3667532	3400936675322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
62438532	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE BICLOTYMOL ORANGE 20 mg, pastille	SANOFI AVENTIS OTC	3621145	3400936211452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 pastille(s)
62438532	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE BICLOTYMOL ORANGE 20 mg, pastille	SANOFI AVENTIS OTC	3621151	3400936211513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
62438532	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE BICLOTYMOL ORANGE 20 mg, pastille	SANOFI AVENTIS OTC	3667526	3400936675261	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
63531587	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAÏNE 0,2 mg, comprimé à sucer	THERAPLIX	3686618	3400936866188	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 24 comprimé(s)
63531587	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAÏNE 0,2 mg, comprimé à sucer	THERAPLIX	3686624	3400936866249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 36 comprimé(s)
63531587	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAÏNE 0,2 mg, comprimé à sucer	THERAPLIX	3686630	3400936866300	plaquette(s) thermoformée(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
63531587	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAÏNE 0,2 mg, comprimé à sucer	THERAPLIX	3686647	3400936866478	plaquette(s) thermoformée(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 36 comprimé(s)
68187407	SOLUTRICINE MAUX DE GORGE, solution pour pulvérisation buccale	THERAPLIX	3433975	3400934339752	1 flacon(s) polyéthylène avec pompe doseuse polypropylène de 30 g
62367626	SOLUTUSSYL 0,135 POUR CENT, sirop	THERAPLIX	3350290	3400933502904	1 flacon(s) en verre de 200 ml
67312509	SOLUVIT, lyophilisat pour usage parentéral	FRESENIUS KABI FRANCE	3565211	3400935652119	1 flacon(s) en verre
67312509	SOLUVIT, lyophilisat pour usage parentéral	FRESENIUS KABI FRANCE	3676695	3400936766952	10 flacon(s) en verre
64929761	SOMATOSTATINE UCB 0,250 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral (I.V.)	UCB PHARMA	5578353	3400955783534	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
69472124	SOMATOSTATINE UCB 3 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral (I.V.)	UCB PHARMA	5578376	3400955783763	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
66600871	SOMATOSTATINE UCB 6 mg, lyophilisat et solution pour solution injectable	UCB PHARMA	5600354	3400956003549	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
63787825	SOMATULINE L.P. 120 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3572895	3400935728951	1 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml
67919092	SOMATULINE L.P. 30 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.) à libération prolongée	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3373523	3400933735234	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 1 seringue(s) et 2 aiguille(s)
67919092	SOMATULINE L.P. 30 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.) à libération prolongée	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3373546	3400933735463	2 flacon(s) en verre - 2 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 2 seringue(s) et 4 aiguille(s)
67919092	SOMATULINE L.P. 30 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.) à libération prolongée	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3373552	3400933735524	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 2 ml avec 6 seringue(s) et 12 aiguille(s)
68758076	SOMATULINE L.P. 60 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3572872	3400935728722	1 seringue(s) préremplie(s) de 0,3 ml
63871159	SOMATULINE L.P. 90 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3572889	3400935728890	1 seringue(s) préremplie(s) de 0,3 ml
67096189	SOMAVERT 10 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3607837	3400936078376	30 flacon(s) en verre - 30 flacon(s) en verre
69108170	SOMAVERT 15 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3607843	3400936078437	30 flacon(s) en verre - 30 flacon(s) en verre
66553998	SOMAVERT 20 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3611810	3400936118102	30 flacon(s) en verre - 30 flacon(s) en verre
66553998	SOMAVERT 20 mg, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3622506	3400936225060	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre
69919810	SOMNIDORON, solution buvable en gouttes	WELEDA	3609701	3400936097018	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
60943272	SONATA 10 mg, gélule	WYETH EUROPA	3516425	3400935164254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 7 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60943272	SONATA 10 mg, gélule	WYETH EUROPA	3516431	3400935164315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 10 gélule(s)
60943272	SONATA 10 mg, gélule	WYETH EUROPA	3516448	3400935164483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 gélule(s)
61269232	SONATA 5 mg, gélule	WYETH EUROPA	3516394	3400935163943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
61269232	SONATA 5 mg, gélule	WYETH EUROPA	3516402	3400935164025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
61269232	SONATA 5 mg, gélule	WYETH EUROPA	3516419	3400935164193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
67884271	SONOVUE 8 microlitres par ml, poudre et solvant pour dispersion injectable	BRACCO INTERNATIONAL	3575623	3400935756237	1 flacon(s) en verre de 25 mg - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 5 ml avec dispositif de transfert Bio-Set
67884271	SONOVUE 8 microlitres par ml, poudre et solvant pour dispersion injectable	BRACCO INTERNATIONAL	3575646	3400935756466	1 flacon(s) en verre de 25 mg - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 5 ml avec dispositif de transfert Mini-Spike
68450790	SOPHIDONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3489065	3400934890659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 gélule(s)
68450790	SOPHIDONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3489071	3400934890710	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s)
68450790	SOPHIDONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	5612038	3400956120383	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 gélule(s)
68450790	SOPHIDONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	5612044	3400956120444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)
68334405	SOPHIDONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3489088	3400934890888	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 gélule(s)
68334405	SOPHIDONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3489094	3400934890949	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s)
68334405	SOPHIDONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	5612050	3400956120505	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 gélule(s)
68334405	SOPHIDONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	5612067	3400956120673	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)
66598776	SOPHIDONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3489013	3400934890130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 gélule(s)
66598776	SOPHIDONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3489036	3400934890369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s)
66598776	SOPHIDONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	5611990	3400956119905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 gélule(s)
66598776	SOPHIDONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	5612009	3400956120093	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)
63771924	SOPHIDONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3489042	3400934890420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 gélule(s)
63771924	SOPHIDONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	3489059	3400934890598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 gélule(s)
63771924	SOPHIDONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	5612015	3400956120154	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 gélule(s)
63771924	SOPHIDONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	BRISTOL MYERS SQUIBB	5612021	3400956120215	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)
66445638	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, collyre	ALCON	3098040	3400930980408	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
60118334	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, solution pour lavage oculaire	ALCON	3199769	3400931997696	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
60118334	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, solution pour lavage oculaire	ALCON	3199775	3400931997757	1 flacon(s) polyéthylène de 200 ml
60118334	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, solution pour lavage oculaire	ALCON	3341492	3400933414924	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
60118334	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, solution pour lavage oculaire	ALCON	3341500	3400933415006	5 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
60118334	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, solution pour lavage oculaire	ALCON	3341517	3400933415174	10 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
60118334	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, solution pour lavage oculaire	ALCON	3341523	3400933415235	15 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
60118334	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, solution pour lavage oculaire	ALCON	3341546	3400933415464	20 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
60118334	SOPHTAL 0,1 POUR CENT, solution pour lavage oculaire	ALCON	3341552	3400933415525	30 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
66626396	SOPHTAL 0,5 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	3354595	3400933545956	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène suremballée/surpochée aluminium de 0,5 ml
66626396	SOPHTAL 0,5 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	3354603	3400933546038	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène suremballée/surpochée aluminium de 0,5 ml
66626396	SOPHTAL 0,5 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	3354626	3400933546267	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène suremballée/surpochée aluminium de 0,5 ml
66626396	SOPHTAL 0,5 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	3364441	3400933644413	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène suremballée/surpochée aluminium de 0,5 ml
66626396	SOPHTAL 0,5 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose	ALCON	3364458	3400933644581	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène suremballée/surpochée aluminium de 0,5 ml
60634354	SOPHTAL 10 mg/10 ml, solution pour lavage oculaire en récipient unidose	ALCON	3384455	3400933844554	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
60634354	SOPHTAL 10 mg/10 ml, solution pour lavage oculaire en récipient unidose	ALCON	3384461	3400933844615	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60634354	SOPHTAL 10 mg/10 ml, solution pour lavage oculaire en récipient unidose	ALCON	3384478	3400933844783	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
60634354	SOPHTAL 10 mg/10 ml, solution pour lavage oculaire en récipient unidose	ALCON	3384484	3400933844844	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
60634354	SOPHTAL 10 mg/10 ml, solution pour lavage oculaire en récipient unidose	ALCON	3384490	3400933844905	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
60634354	SOPHTAL 10 mg/10 ml, solution pour lavage oculaire en récipient unidose	ALCON	3384509	3400933845094	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
60634354	SOPHTAL 10 mg/10 ml, solution pour lavage oculaire en récipient unidose	ALCON	3384515	3400933845155	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 10 ml
66429705	SOPHTALINE, collyre en solution	PAUTRAT PPDH	3224036	3400932240364	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
64560951	SOPROL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3295504	3400932955046	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
64560951	SOPROL 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3378437	3400933784379	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65483618	SORBILENE, solution buvable en ampoule	AMIDO	3098100	3400930981009	20 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
68386551	SORBITOL APPLIPHARM 5 g, poudre orale en sachet	CLEMENT THEKAN	3139106	3400931391067	12 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 5 g
68386551	SORBITOL APPLIPHARM 5 g, poudre orale en sachet	CLEMENT THEKAN	3447664	3400934476648	20 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 5 g
60028869	SORBITOL B.BRAUN 10 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3557335	3400935573353	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60028869	SORBITOL B.BRAUN 10 POUR CENT, solution pour perfusion	B BRAUN MEDICAL	3557341	3400935573414	1 flacon(s) en verre de 500 ml
65841976	SORBITOL BETAINE ACETYLMETHIONINE CILFA DEVELOPPEMENT, solution buvable en flacon	CILFA DEVELOPPEMENT	3389984	3400933899844	1 flacon(s) en verre de 90 ml - avec cuillère-mesure
66036303	SORBITOL BIOSEDRA 5 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3126291	3400931262916	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66036303	SORBITOL BIOSEDRA 5 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3126316	3400931263166	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66036303	SORBITOL BIOSEDRA 5 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5527284	3400955272847	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
67851645	SORBITOL DELALANDE 5 G, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SANOFI AVENTIS OTC	3098169	3400930981696	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5 g
62553367	SORBITOL HYPERTONIQUE BIOSEDRA 10 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3126322	3400931263227	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62553367	SORBITOL HYPERTONIQUE BIOSEDRA 10 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3445866	3400934458668	1 flacon(s) en verre de 250 ml
62553367	SORBITOL HYPERTONIQUE BIOSEDRA 10 POUR CENT, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	5527290	3400955272908	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64714196	SORBITOL RICHARD 5 g, poudre pour solution buvable en sachet	RICHARD	3448439	3400934484391	20 sachet(s) papier kraft polyéthylène de 5 g
64714196	SORBITOL RICHARD 5 g, poudre pour solution buvable en sachet	RICHARD	5584460	3400955844600	100 sachet(s) papier kraft polyéthylène de 5 g
67273141	SOREAL, solution buvable(gouttes)	DELPECH	3098270	3400930982709	1 flacon(s) de 15 ml
60292349	SORIATANE 10 mg, gélule	ROCHE	3312622	3400933126223	1 flacon(s) en verre brun de 30 gélule(s)
60292349	SORIATANE 10 mg, gélule	ROCHE	3312639	3400933126391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60292349	SORIATANE 10 mg, gélule	ROCHE	3312645	3400933126452	1 flacon(s) en verre brun de 100 gélule(s)
60292349	SORIATANE 10 mg, gélule	ROCHE	3312651	3400933126513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
64225999	SORIATANE 25 mg, gélule	ROCHE	3312668	3400933126681	1 flacon(s) en verre brun de 30 gélule(s)
64225999	SORIATANE 25 mg, gélule	ROCHE	3312674	3400933126742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyfluorohalocarbène aluminium de 30 gélule(s)
64225999	SORIATANE 25 mg, gélule	ROCHE	3312680	3400933126803	1 flacon(s) en verre brun de 100 gélule(s)
64225999	SORIATANE 25 mg, gélule	ROCHE	3312697	3400933126971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyfluorohalocarbène aluminium de 100 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
62686314	SOSEGAN 2 mg/ml, solution injectable	KNOLL (ALLEMAGNE)	3523282	3400935232823	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
62686314	SOSEGAN 2 mg/ml, solution injectable	KNOLL (ALLEMAGNE)	5621793	3400956217939	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
64820630	SOTALEX 160 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3222557	3400932225576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64820630	SOTALEX 160 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3222563	3400932225637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64820630	SOTALEX 160 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3222586	3400932225866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66417507	SOTALEX 20 mg/2 ml, solution injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3264751	3400932647514	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
66417507	SOTALEX 20 mg/2 ml, solution injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3265638	3400932656387	2 ampoule(s) en verre de 2 ml avec seringue(s) polypropylène avec aiguille(s)
66417507	SOTALEX 20 mg/2 ml, solution injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3268559	3400932685592	5 ampoule(s) de 2 ml
66417507	SOTALEX 20 mg/2 ml, solution injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5542467	3400955424673	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
62519799	SOTALEX 80 mg, comprimé sécable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3181580	3400931815808	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62779793	SOTALOL ARROW 160 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3601496	3400936014961	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62779793	SOTALOL ARROW 160 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3601504	3400936015043	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62779793	SOTALOL ARROW 160 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3602194	3400936021945	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62779793	SOTALOL ARROW 160 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3602219	3400936022195	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
62779793	SOTALOL ARROW 160 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5639801	3400956398010	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62779793	SOTALOL ARROW 160 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5639818	3400956398188	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
67154354	SOTALOL ARROW 80 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3601510	3400936015104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67154354	SOTALOL ARROW 80 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3601527	3400936015272	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
67154354	SOTALOL ARROW 80 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3602202	3400936022027	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67154354	SOTALOL ARROW 80 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	3602225	3400936022256	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
67154354	SOTALOL ARROW 80 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5639824	3400956398249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67154354	SOTALOL ARROW 80 mg, comprimé sécable	ARROW GENERIQUES	5639830	3400956398300	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
65233835	SOTALOL BIOGARAN 160 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3579437	3400935794376	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65233835	SOTALOL BIOGARAN 160 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3579443	3400935794437	30 comprimés en flacon(s) (polyéthylène) avec bouchon (polypropylène)
65233835	SOTALOL BIOGARAN 160 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5642482	3400956424825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65233835	SOTALOL BIOGARAN 160 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5642499	3400956424993	100 comprimés en flacon(s) (polyéthylène) avec bouchon (polypropylène)
61678318	SOTALOL BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3579414	3400935794147	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61678318	SOTALOL BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3579420	3400935794208	30 comprimés en flacon(s) (polyéthylène) avec bouchon (polypropylène)
61678318	SOTALOL BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5642453	3400956424535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61678318	SOTALOL BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5642476	3400956424764	100 comprimés en flacon(s) (polyéthylène) avec bouchon (polypropylène)
61045405	SOTALOL CERA 160 mg, comprimé sécable	CERA	3577326	3400935773265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
61045405	SOTALOL CERA 160 mg, comprimé sécable	CERA	3577332	3400935773326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
61045405	SOTALOL CERA 160 mg, comprimé sécable	CERA	3577349	3400935773494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
61045405	SOTALOL CERA 160 mg, comprimé sécable	CERA	3577355	3400935773555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
61045405	SOTALOL CERA 160 mg, comprimé sécable	CERA	3578231	3400935782311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
61045405	SOTALOL CERA 160 mg, comprimé sécable	CERA	3582534	3400935825346	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 120 comprimé(s)
61045405	SOTALOL CERA 160 mg, comprimé sécable	CERA	3589795	3400935897954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
67719316	SOTALOL CERA 80 mg, comprimé sécable	CERA	3586288	3400935862884	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 40 comprimé(s)
67719316	SOTALOL CERA 80 mg, comprimé sécable	CERA	3589720	3400935897206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
67719316	SOTALOL CERA 80 mg, comprimé sécable	CERA	3589737	3400935897374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67719316	SOTALOL CERA 80 mg, comprimé sécable	CERA	3589743	3400935897435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
67719316	SOTALOL CERA 80 mg, comprimé sécable	CERA	3589766	3400935897664	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
67719316	SOTALOL CERA 80 mg, comprimé sécable	CERA	3589772	3400935897725	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
67719316	SOTALOL CERA 80 mg, comprimé sécable	CERA	3589789	3400935897893	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
61852676	SOTALOL EG 160 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3549086	3400935490865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61852676	SOTALOL EG 160 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3549092	3400935490926	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
61852676	SOTALOL EG 160 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5629748	3400956297481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61852676	SOTALOL EG 160 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5629754	3400956297542	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
68629188	SOTALOL EG 80 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3549057	3400935490575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68629188	SOTALOL EG 80 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3549063	3400935490636	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
68629188	SOTALOL EG 80 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5629725	3400956297252	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68629188	SOTALOL EG 80 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5629731	3400956297313	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
63931268	SOTALOL G GAM 160 mg, comprimé sécable	G GAM	3549301	3400935493019	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
63931268	SOTALOL G GAM 160 mg, comprimé sécable	G GAM	3549318	3400935493187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63931268	SOTALOL G GAM 160 mg, comprimé sécable	G GAM	5629642	3400956296422	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
63931268	SOTALOL G GAM 160 mg, comprimé sécable	G GAM	5629659	3400956296590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60291941	SOTALOL G GAM 80 mg, comprimé sécable	G GAM	3548997	3400935489975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60291941	SOTALOL G GAM 80 mg, comprimé sécable	G GAM	3549005	3400935490056	1 flacon(s) (polyéthylène) de 30 comprimé(s)
60291941	SOTALOL G GAM 80 mg, comprimé sécable	G GAM	5629665	3400956296651	1 flacon(s) (polyéthylène) de 100 comprimé(s)
60291941	SOTALOL G GAM 80 mg, comprimé sécable	G GAM	5629671	3400956296712	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60653600	SOTALOL HEXAL 160 mg, comprimé sécable	G GAM	3432220	3400934322204	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
61858088	SOTALOL HEXAL 80 mg, comprimé sécable	G GAM	3432214	3400934322143	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
66865784	SOTALOL IVAX 160 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3603710	3400936037106	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66865784	SOTALOL IVAX 160 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3603727	3400936037274	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66865784	SOTALOL IVAX 160 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5640336	3400956403363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66865784	SOTALOL IVAX 160 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5640342	3400956403424	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62089753	SOTALOL IVAX 80 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3603696	3400936036963	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62089753	SOTALOL IVAX 80 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3603704	3400936037045	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62089753	SOTALOL IVAX 80 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5640307	3400956403073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62089753	SOTALOL IVAX 80 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5640313	3400956403134	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
65673980	SOTALOL MERCK 160 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3487008	3400934870088	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65673980	SOTALOL MERCK 160 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3487014	3400934870149	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65673980	SOTALOL MERCK 160 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3738404	3400937384049	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65673980	SOTALOL MERCK 160 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3738410	3400937384100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)
69970484	SOTALOL MERCK 80 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3486977	3400934869778	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69970484	SOTALOL MERCK 80 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3486983	3400934869839	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69970484	SOTALOL MERCK 80 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3738344	3400937383448	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69970484	SOTALOL MERCK 80 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3738350	3400937383509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)
62604203	SOTALOL RATIOPHARM 160 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601616	3400936016163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62604203	SOTALOL RATIOPHARM 160 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601622	3400936016224	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62604203	SOTALOL RATIOPHARM 160 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5639913	3400956399130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62604203	SOTALOL RATIOPHARM 160 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5639936	3400956399369	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60237986	SOTALOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601585	3400936015852	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60237986	SOTALOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3601591	3400936015913	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
60237986	SOTALOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5639899	3400956398997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60237986	SOTALOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5639907	3400956399079	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
60274696	SOTALOL RPG 160 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3579489	3400935794895	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60274696	SOTALOL RPG 160 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3579495	3400935794956	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
60274696	SOTALOL RPG 160 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5637245	3400956372454	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
60274696	SOTALOL RPG 160 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5642536	3400956425365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67145907	SOTALOL RPG 80 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3579466	3400935794666	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67145907	SOTALOL RPG 80 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3579472	3400935794727	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
67145907	SOTALOL RPG 80 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5642507	3400956425075	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67145907	SOTALOL RPG 80 mg, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5642513	3400956425136	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
62193524	SOTALOL SANDOZ 160 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3601579	3400936015791	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62193524	SOTALOL SANDOZ 160 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3680745	3400936807457	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62193524	SOTALOL SANDOZ 160 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5639876	3400956398768	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62193524	SOTALOL SANDOZ 160 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5639882	3400956398829	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
66304687	SOTALOL SANDOZ 80 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3601556	3400936015562	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66304687	SOTALOL SANDOZ 80 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3680751	3400936807518	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66304687	SOTALOL SANDOZ 80 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5639847	3400956398478	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66304687	SOTALOL SANDOZ 80 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5639853	3400956398539	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
63549158	SOTALOL TEVA 160 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3549040	3400935490407	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
63549158	SOTALOL TEVA 160 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3616167	3400936161672	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63549158	SOTALOL TEVA 160 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5629702	3400956297023	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63549158	SOTALOL TEVA 160 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5629719	3400956297191	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
63037738	SOTALOL TEVA 80 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3549028	3400935490285	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
63037738	SOTALOL TEVA 80 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3616150	3400936161504	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63037738	SOTALOL TEVA 80 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5629688	3400956296880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63037738	SOTALOL TEVA 80 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	5629694	3400956296941	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62382756	SOTALOL TEVA PHARMA 160 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589594	3400935895943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
62382756	SOTALOL TEVA PHARMA 160 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589602	3400935896025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
62382756	SOTALOL TEVA PHARMA 160 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589619	3400935896193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
62382756	SOTALOL TEVA PHARMA 160 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589625	3400935896254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
62382756	SOTALOL TEVA PHARMA 160 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589631	3400935896315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
62382756	SOTALOL TEVA PHARMA 160 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589648	3400935896483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
62382756	SOTALOL TEVA PHARMA 160 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	5637251	3400956372515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 120 comprimé(s)
61596141	SOTALOL TEVA PHARMA 80 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589654	3400935896544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
61596141	SOTALOL TEVA PHARMA 80 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589660	3400935896605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
61596141	SOTALOL TEVA PHARMA 80 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589677	3400935896773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
61596141	SOTALOL TEVA PHARMA 80 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589683	3400935896834	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
61596141	SOTALOL TEVA PHARMA 80 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589708	3400935897084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
61596141	SOTALOL TEVA PHARMA 80 mg, comprimé sécable	TEVA PHARMA	3589714	3400935897145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
68076314	SOTALOL WINTHROP 160 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3549293	3400935492937	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s) avec bouchon (PP)
68076314	SOTALOL WINTHROP 160 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3674868	3400936748682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68076314	SOTALOL WINTHROP 160 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5629613	3400956296132	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s) avec bouchon (PP)
68076314	SOTALOL WINTHROP 160 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5629636	3400956296361	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62833611	SOTALOL WINTHROP 80 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3549270	3400935492708	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s) avec bouchon (PP)
62833611	SOTALOL WINTHROP 80 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3674851	3400936748514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62833611	SOTALOL WINTHROP 80 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5629599	3400956295999	1 flacon(s) polyéthylène de 100 comprimé(s) avec bouchon (PP)
62833611	SOTALOL WINTHROP 80 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5629607	3400956296071	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62554138	SOUFRANE 2 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	SANOFI AVENTIS OTC	3098318	3400930983188	1 flacon(s) polyéthylène de 15 ml
62554138	SOUFRANE 2 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	SANOFI AVENTIS OTC	3372239	3400933722395	1 flacon(s) polyéthylène de 20 ml
69413072	SOUFRE MICROSOL 1 mg/1 ml, solution buvable en récipient unidose	HERBAXT	3342310	3400933423100	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
69413072	SOUFRE MICROSOL 1 mg/1 ml, solution buvable en récipient unidose	HERBAXT	3342327	3400933423278	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 1 ml
60767600	SOUFRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3075228	3400930752289	14 ampoule(s) en verre de 2 ml
60767600	SOUFRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3754768	3400937547680	28 ampoule(s) en verre de 2 ml
64170524	SOUFRE OLIGOSOL, solution buvable en flacon	LABCATAL	3418326	3400934183263	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 2 ml
66939971	SPAGULAX AU CITRATE DE POTASSIUM, granulé	ALMIRALL	3098502	3400930985021	1 sachet(s) polyéthylène de 220 g
66939971	SPAGULAX AU CITRATE DE POTASSIUM, granulé	ALMIRALL	3098519	3400930985199	1 sachet(s) polyéthylène de 700 g
66939971	SPAGULAX AU CITRATE DE POTASSIUM, granulé	ALMIRALL	3321727	3400933217273	1 sachet(s) polyéthylène de 100 g
61747515	SPAGULAX AU SORBITOL, granulés	ALMIRALL	3098488	3400930984888	1 sachet(s) polyéthylène de 220 g
68557543	SPAGULAX AU SORBITOL, granulés en sachet dose	ALMIRALL	3321673	3400933216733	22 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g
68557543	SPAGULAX AU SORBITOL, granulés en sachet dose	ALMIRALL	3406458	3400934064586	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g
68557543	SPAGULAX AU SORBITOL, granulés en sachet dose	ALMIRALL	3406464	3400934064647	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g
65320140	SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés	ALMIRALL	3098465	3400930984659	1 sachet(s) polyéthylène de 220 g
65320140	SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés	ALMIRALL	3098471	3400930984710	1 sachet(s) polyéthylène de 700 g
64854611	SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés en sachet dose	ALMIRALL	3321644	3400933216443	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g
64854611	SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés en sachet dose	ALMIRALL	3321650	3400933216504	22 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g
64854611	SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés en sachet dose	ALMIRALL	3321667	3400933216672	70 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g
64854611	SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés en sachet dose	ALMIRALL	3406435	3400934064357	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g
64854611	SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés en sachet dose	ALMIRALL	3406441	3400934064418	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène de 10 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67437758	SPAGULAX SANS SUCRE, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet-dose	ALMIRALL	3600516	3400936005167	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
67437758	SPAGULAX SANS SUCRE, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet-dose	ALMIRALL	3600522	3400936005228	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
62324393	SPAGULAX, poudre effervescente pour suspension buvable en flacon	ALMIRALL	3320917	3400933209179	1 flacon(s) polypropylène de 100 g
61467730	SPAGULAX, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet dose	ALMIRALL	3320900	3400933209001	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5 g
61467730	SPAGULAX, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet dose	ALMIRALL	3406955	3400934069550	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5 g
65333974	SPANOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable	BAILLEUL	3242287	3400932422876	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 5 comprimé(s)
65333974	SPANOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable	BAILLEUL	3559920	3400935599209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
65333974	SPANOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable	BAILLEUL	3559937	3400935599377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65344472	SPANOR 50 mg, comprimé pelliculé	BAILLEUL	3328244	3400933282448	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
67906675	SPARK, comprimé pelliculé	LEHNING	3098554	3400930985540	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69566303	SPARTOCINE, solution buvable	UCB PHARMA	3517519	3400935175199	12 ampoule(s) en verre jaune(brun) - 12 ampoule(s) en verre jaune(brun)
62944693	SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3186293	3400931862932	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 lyophilisat(s)
62944693	SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3186301	3400931863014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 lyophilisat(s)
62944693	SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3634194	3400936341944	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium suremballée(s)/surpochée(s) aluminium de 10 lyophilisat(s)
62944693	SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3634202	3400936342026	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium suremballée(s)/surpochée(s) aluminium de 20 lyophilisat(s)
62944693	SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3705497	3400937054973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 lyophilisat(s)
68081368	SPASFON, comprimé enrobé	CEPHALON FRANCE	3098608	3400930986080	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68081368	SPASFON, comprimé enrobé	CEPHALON FRANCE	3524324	3400935243249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 500 comprimé(s)
62998997	SPASFON, solution injectable en ampoule	CEPHALON FRANCE	3098583	3400930985830	6 ampoule(s) en verre de 4 ml
62998997	SPASFON, solution injectable en ampoule	CEPHALON FRANCE	3160744	3400931607441	12 ampoule(s) en verre de 4 ml
62998997	SPASFON, solution injectable en ampoule	CEPHALON FRANCE	3160750	3400931607502	18 ampoule(s) en verre de 4 ml
62998997	SPASFON, solution injectable en ampoule	CEPHALON FRANCE	3524301	3400935243010	60 ampoule(s) en verre de 4 ml
65923640	SPASFON, suppositoire	CEPHALON FRANCE	3098614	3400930986141	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 10 suppositoire(s)
65923640	SPASFON, suppositoire	CEPHALON FRANCE	3524318	3400935243188	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 100 suppositoire(s)
61035382	SPASMAG INJECTABLE, solution injectable en ampoule	GRIMBERG	3287611	3400932876112	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
66735221	SPASMAG, comprimé pour solution buvable	GRIMBERG	3293971	3400932939718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66735221	SPASMAG, comprimé pour solution buvable	GRIMBERG	3293988	3400932939886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 42 comprimé(s)
66735221	SPASMAG, comprimé pour solution buvable	GRIMBERG	3557246	3400935572462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66735221	SPASMAG, comprimé pour solution buvable	GRIMBERG	3557252	3400935572523	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 84 comprimé(s)
64182868	SPASMAG, gélule	GRIMBERG	3236909	3400932369096	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
64182868	SPASMAG, gélule	GRIMBERG	3554319	3400935543196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 gélule(s)
64182868	SPASMAG, gélule	GRIMBERG	3638571	3400936385719	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 gélule(s)
62987488	SPASMAVERINE 40 mg, comprimé	THERAPLIX	3098672	3400930986721	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60607357	SPASMIDENAL, comprimé enrobé	JOLLY JATEL	3098703	3400930987032	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69614787	SPASMINE ADULTES, suppositoire	JOLLY JATEL	3600545	3400936005457	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
64954451	SPASMINE ENFANTS, suppositoire	JOLLY JATEL	3419030	3400934190308	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
66085371	SPASMINE, comprimé enrobé	JOLLY JATEL	3098749	3400930987490	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
66085371	SPASMINE, comprimé enrobé	JOLLY JATEL	3745781	3400937457811	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
64331575	SPASMINE, sirop	JOLLY JATEL	3098755	3400930987551	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67294573	SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible	COOPER	3751066	3400937510660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
67294573	SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible	COOPER	3751072	3400937510721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
67294573	SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible	COOPER	3751089	3400937510899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67294573	SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible	COOPER	3751095	3400937510950	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
67294573	SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible	COOPER	3751103	3400937511032	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 18 comprimé(s)
67294573	SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible	COOPER	3751126	3400937511261	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67294573	SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible	COOPER	3751132	3400937511322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64228034	SPASMODEX 10 mg, comprimé	CRINEX	3098821	3400930988213	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène papier de 30 comprimé(s)
61362170	SPASMODEX 10 mg/2 ml, solution injectable, ampoule	CRINEX	3098815	3400930988152	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
62570740	SPASMODEX 50 mg, suppositoire	CRINEX	3098838	3400930988381	plaquette(s) thermoformée(s) polyacétate de vinyle de 6 suppositoire(s)
63284005	SPASMOPRIV 100 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3200969	3400932009695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
63284005	SPASMOPRIV 100 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3411703	3400934117039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63284005	SPASMOPRIV 100 mg, gélule	WINTHROP MEDICAMENTS	3570867	3400935708670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61896847	SPASMOPRIV 200 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3507219	3400935072191	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61896847	SPASMOPRIV 200 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3507225	3400935072252	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
61896847	SPASMOPRIV 200 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3507231	3400935072313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68666090	SPASSIREX 80 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3464065	3400934640650	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 10 comprimé(s)
68666090	SPASSIREX 80 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3535279	3400935352798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
68666090	SPASSIREX 80 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3617296	3400936172968	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68666090	SPASSIREX 80 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3621926	3400936219267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68666090	SPASSIREX 80 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	5610068	3400956100682	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 100 comprimé(s)
68666090	SPASSIREX 80 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	5624076	3400956240760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
64732689	SPECIAFOLDINE 0,4 mg, comprimé	THERAPLIX	3615570	3400936155701	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69630186	SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé	THERAPLIX	3040891	3400930408919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
63203373	SPECIAL ONGLES INCARNES, solution pour application locale	SSL HEALTHCARE FRANCE	3268625	3400932686254	1 flacon(s) en verre de 10 ml - avec applicateur
67168514	SPECIFIQUE HOMEOPATHIQUE BORIBEL N°49, comprimé	BOIRON	3013776	3400930137765	tube(s) polypropylène de 70 comprimé(s)
60223381	SPECILLINE G 1 000 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	SEDAPHARM	3099016	3400930990162	1 flacon(s)
60223381	SPECILLINE G 1 000 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	SEDAPHARM	3273158	3400932731589	1 flacon(s) - 1 ampoule(s)
60223381	SPECILLINE G 1 000 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	SEDAPHARM	5504567	3400955045670	1 flacon(s)
60223381	SPECILLINE G 1 000 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	SEDAPHARM	5548978	3400955489788	50 flacon(s) - 50 ampoule(s)
62357920	SPECILLINE G 5 000 000 UI, poudre pour préparation injectable	SEDAPHARM	3099068	3400930990681	1 flacon(s)
62357920	SPECILLINE G 5 000 000 UI, poudre pour préparation injectable	SEDAPHARM	5504544	3400955045441	50 flacon(s)
60476178	SPECILLINE G 500 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	SEDAPHARM	3099051	3400930990513	1 flacon(s)
60476178	SPECILLINE G 500 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	SEDAPHARM	3273164	3400932731640	1 flacon(s) - 1 ampoule(s) de 2 ml
60476178	SPECILLINE G 500 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	SEDAPHARM	5504573	3400955045731	50 flacon(s)
60476178	SPECILLINE G 500 000 UI, poudre et solution pour préparation injectable	SEDAPHARM	5548984	3400955489849	50 flacon(s) - 50 ampoule(s) de 2 ml
60282846	SPEDIFEN 200 mg, comprimé	ZAMBON FRANCE	3608110	3400936081109	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 12 comprimé(s)
60282846	SPEDIFEN 200 mg, comprimé	ZAMBON FRANCE	3608127	3400936081277	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 16 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60282846	SPEDIFEN 200 mg, comprimé	ZAMBON FRANCE	3608133	3400936081338	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 20 comprimé(s)
60282846	SPEDIFEN 200 mg, comprimé	ZAMBON FRANCE	3608156	3400936081567	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 30 comprimé(s)
60729674	SPEDIFEN 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3586087	3400935860873	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
60729674	SPEDIFEN 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3586093	3400935860934	16 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
60729674	SPEDIFEN 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3586101	3400935861016	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
60729674	SPEDIFEN 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3586710	3400935867100	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
60292573	SPEDIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625166	3400936251663	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 6 comprimé(s)
60292573	SPEDIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625172	3400936251724	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
60292573	SPEDIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625189	3400936251892	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 12 comprimé(s)
60292573	SPEDIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625195	3400936251953	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 16 comprimé(s)
60292573	SPEDIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625203	3400936252035	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 20 comprimé(s)
60292573	SPEDIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3629187	3400936291874	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
68697278	SPEVIN, gélule	TRADIPHAR	3099105	3400930991053	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
61957570	SPICLINE 100 mg, gélule	SOCOPHARM	3383734	3400933837341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
63802540	SPICLINE 100 mg/3 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM)	SOCOPHARM	3383800	3400933838003	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 ampoule(s) en verre de 3 ml
65280557	SPICLINE 100 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV)	SOCOPHARM	3383763	3400933837631	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
62108488	SPICLINE 50 mg, gélule	SOCOPHARM	3387413	3400933874131	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
62108488	SPICLINE 50 mg, gélule	SOCOPHARM	3387436	3400933874360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
62108488	SPICLINE 50 mg, gélule	SOCOPHARM	3387442	3400933874421	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
68390553	SPIFEN 200 mg, comprimé	ZAMBON FRANCE	3608162	3400936081628	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 12 comprimé(s)
68390553	SPIFEN 200 mg, comprimé	ZAMBON FRANCE	3608179	3400936081796	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 16 comprimé(s)
68390553	SPIFEN 200 mg, comprimé	ZAMBON FRANCE	3608185	3400936081857	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 20 comprimé(s)
68390553	SPIFEN 200 mg, comprimé	ZAMBON FRANCE	3608191	3400936081918	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène polyamide de 30 comprimé(s)
66281427	SPIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625083	3400936250833	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 6 comprimé(s)
66281427	SPIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625108	3400936251083	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
66281427	SPIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625114	3400936251144	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 12 comprimé(s)
66281427	SPIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625120	3400936251205	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 16 comprimé(s)
66281427	SPIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625137	3400936251373	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 20 comprimé(s)
66281427	SPIFEN 400 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3625143	3400936251434	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
61022698	SPIFEN 400 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3475086	3400934750861	12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
61022698	SPIFEN 400 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3475092	3400934750922	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61022698	SPIFEN 400 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3475100	3400934751004	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
61022698	SPIFEN 400 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3475117	3400934751172	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
61022698	SPIFEN 400 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	ZAMBON FRANCE	3496912	3400934969126	16 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène
64650943	SPIR 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation buccale en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3296053	3400932960538	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) avec valve(s) doseuse(s) de 80 dose(s)
64650943	SPIR 250 microgrammes/dose, suspension pour inhalation buccale en flacon pressurisé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3296076	3400932960767	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) avec valve(s) doseuse(s) de 200 dose(s)
60450831	SPIRAMYCINE AGI PHARMA 3 M.U.I., comprimé pelliculé	AGI PHARMA	3763477	3400937634779	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60450831	SPIRAMYCINE AGI PHARMA 3 M.U.I., comprimé pelliculé	AGI PHARMA	3763483	3400937634830	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
60450831	SPIRAMYCINE AGI PHARMA 3 M.U.I., comprimé pelliculé	AGI PHARMA	5697626	3400956976263	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66951450	SPIRAMYCINE BIOGARAN 3 M.U.I., comprimé pelliculé	BIOGARAN	3763454	3400937634540	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66951450	SPIRAMYCINE BIOGARAN 3 M.U.I., comprimé pelliculé	BIOGARAN	3763460	3400937634601	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
66951450	SPIRAMYCINE BIOGARAN 3 M.U.I., comprimé pelliculé	BIOGARAN	5697603	3400956976034	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62793782	SPIRAMYCINE EG 3 M.U.I., comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3763431	3400937634311	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62793782	SPIRAMYCINE EG 3 M.U.I., comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3763448	3400937634489	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
62793782	SPIRAMYCINE EG 3 M.U.I., comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5697595	3400956975952	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62319930	SPIRAMYCINE METRONIDAZOLE WINTHROP 1,5 MUI/250 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3554727	3400935547279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
62319930	SPIRAMYCINE METRONIDAZOLE WINTHROP 1,5 MUI/250 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3554733	3400935547330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
62319930	SPIRAMYCINE METRONIDAZOLE WINTHROP 1,5 MUI/250 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3554756	3400935547569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 18 comprimé(s)
68743793	SPIRAMYCINE RPG 1 500 000 U.I., comprimé pelliculé	AVENTIS	3407328	3400934073281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
63064297	SPIRAMYCINE RPG 3 MILLIONS U.I., comprimé pelliculé	AVENTIS	3405878	3400934058783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63064297	SPIRAMYCINE RPG 3 MILLIONS U.I., comprimé pelliculé	AVENTIS	3445694	3400934456947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
63064297	SPIRAMYCINE RPG 3 MILLIONS U.I., comprimé pelliculé	AVENTIS	3445702	3400934457029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
63064297	SPIRAMYCINE RPG 3 MILLIONS U.I., comprimé pelliculé	AVENTIS	3447486	3400934474866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
63064297	SPIRAMYCINE RPG 3 MILLIONS U.I., comprimé pelliculé	AVENTIS	3447492	3400934474927	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
63064297	SPIRAMYCINE RPG 3 MILLIONS U.I., comprimé pelliculé	AVENTIS	3447500	3400934475009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
65071511	SPIRAMYCINE RPG GRANDS ENFANTS 1,5 M.U.I., granulés pour suspension buvable en sachet-dose	AVENTIS	3405861	3400934058615	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
68826926	SPIRAMYCINE RPG NOURRISSONS 0,375 M.U.I., granulés pour suspension buvable en sachet-dose	AVENTIS	3405884	3400934058844	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
68434149	SPIRAMYCINE RPG NOURRISSONS ET ENFANTS 0,750 M.U.I., granulés pour suspension buvable en sachet-dose	AVENTIS	3405890	3400934058905	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
64632646	SPIRAMYCINE SUBSTIPHARM 3 M.U.I., comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT	3763419	3400937634199	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64632646	SPIRAMYCINE SUBSTIPHARM 3 M.U.I., comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT	3763425	3400937634250	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
64632646	SPIRAMYCINE SUBSTIPHARM 3 M.U.I., comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT	5697589	3400956975891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62965666	SPIRAMYCINE THERAPLIX 1 500 000 U.I., comprimé pelliculé	THERAPLIX	3409557	3400934095573	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 comprimé(s)
64078944	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE AGI PHARMA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	AGI PHARMA	3710506	3400937105064	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64078944	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE AGI PHARMA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	AGI PHARMA	3710512	3400937105125	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
64078944	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE AGI PHARMA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	AGI PHARMA	5677612	3400956776122	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62061907	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3710765	3400937107655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62061907	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3710771	3400937107716	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
62061907	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3710788	3400937107884	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
62061907	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3710794	3400937107945	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62061907	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3710802	3400937108027	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62061907	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5677687	3400956776870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61502487	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3710819	3400937108195	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61502487	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3710825	3400937108256	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61502487	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5677693	3400956776931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68039643	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3671396	3400936713963	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68039643	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3671404	3400936714045	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
68039643	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3671410	3400936714106	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
68039643	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	5666608	3400956666089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61472713	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3670528	3400936705289	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61472713	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	5666330	34009566663309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62548053	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE CLL PHARMA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé dispersible	CLL PHARMA	3770655	3400937706551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62548053	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE CLL PHARMA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé dispersible	CLL PHARMA	3770661	3400937706612	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
62548053	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE CLL PHARMA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé dispersible	CLL PHARMA	3770678	3400937706780	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
60713798	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE DCI PHARMA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	CLL PHARMA	3770595	3400937705950	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60713798	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE DCI PHARMA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	CLL PHARMA	3770603	3400937706032	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
60713798	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE DCI PHARMA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	CLL PHARMA	3770626	3400937706261	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61014420	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3710593	3400937105934	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61014420	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3710601	3400937106016	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
61014420	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3710618	3400937106184	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
61014420	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3710624	3400937106245	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61014420	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3710630	3400937106306	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61014420	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5677641	3400956776412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67230581	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3710647	3400937106474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67230581	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3710653	3400937106535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67230581	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5677658	3400956776580	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62304896	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3711078	3400937110785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62304896	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3711084	3400937110846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
62304896	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3711090	3400937110907	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
62304896	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3711109	3400937111096	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62304896	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3711115	3400937111157	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62304896	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5677776	3400956777761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62343479	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3670770	3400936707702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62343479	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5666376	3400956663767	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67336061	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MERCK 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3671427	3400936714274	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67336061	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MERCK 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3671433	3400936714335	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
67336061	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MERCK 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3671456	3400936714564	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
67336061	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MERCK 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5666614	3400956666140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68142878	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MG PHARMA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	MG PHARMA	3710972	3400937109727	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68142878	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MG PHARMA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	MG PHARMA	3710989	3400937109895	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68142878	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MG PHARMA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	MG PHARMA	5677730	3400956777303	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67699493	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MILGEN 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	CLL PHARMA	3633094	3400936330948	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61958245	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE PIERRE FABRE MEDICAMENT 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3710995	3400937109956	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61958245	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE PIERRE FABRE MEDICAMENT 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3711003	3400937110037	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61958245	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE PIERRE FABRE MEDICAMENT 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5677747	3400956777471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66724673	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE QUALIMED 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3710541	3400937105415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66724673	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE QUALIMED 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3710558	3400937105583	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
66724673	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE QUALIMED 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3710564	3400937105644	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
66724673	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE QUALIMED 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3710570	3400937105705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
66724673	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE QUALIMED 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3710587	3400937105873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66724673	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE QUALIMED 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	5677635	3400956776351	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64809598	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RANBAXY 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3710854	3400937108546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64809598	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RANBAXY 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3710860	3400937108607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
64809598	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RANBAXY 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3710877	3400937108775	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
64809598	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RANBAXY 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3710883	3400937108836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64809598	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RANBAXY 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3710908	3400937109086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64809598	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RANBAXY 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5677718	3400956777181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67166068	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RATIOPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM	3710914	3400937109147	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67166068	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RATIOPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM	3710920	3400937109208	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
67166068	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RATIOPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM	3710937	3400937109376	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
67166068	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RATIOPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM	3710943	3400937109437	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67166068	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RATIOPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM	3710966	3400937109666	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67166068	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RATIOPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM	5677724	3400956777242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62896444	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3671350	3400936713505	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62896444	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3671367	3400936713673	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
62896444	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3671373	3400936713734	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
62896444	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5666583	3400956665839	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69525751	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3670764	3400936707641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69525751	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5666353	3400956663538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64161144	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SG PHARM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3710831	3400937108317	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64161144	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SG PHARM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3710848	3400937108485	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64161144	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SG PHARM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	5677701	3400956777013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68872941	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	3710452	3400937104524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68872941	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	3710469	3400937104692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
68872941	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	3710475	3400937104753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
68872941	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	3710481	3400937104814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68872941	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	3710498	3400937104982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68872941	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	5677606	3400956776061	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60612767	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	3710529	3400937105293	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60612767	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	3710535	3400937105354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60612767	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SOPHIALE	5677629	3400956776290	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65763036	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3711569	3400937115698	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65763036	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3711575	3400937115759	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65763036	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	5677888	3400956778881	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67949751	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3671462	3400936714625	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67949751	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3671479	3400936714793	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
67949751	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3671485	3400936714854	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
67949751	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666620	3400956666201	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61912415	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3670534	3400936705340	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61912415	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5666347	3400956663477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60585124	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TORLAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3711581	3400937115810	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60585124	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TORLAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3711598	3400937115988	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
60585124	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TORLAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3711606	3400937116060	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
60585124	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TORLAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3711612	3400937116121	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60585124	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TORLAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3711629	3400937116299	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60585124	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TORLAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5677894	3400956778942	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61613128	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ZYDUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3710392	3400937103923	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61613128	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ZYDUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3710400	3400937104005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
61613128	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ZYDUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3710417	3400937104173	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
61613128	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ZYDUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3710423	3400937104234	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61613128	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ZYDUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3710446	3400937104463	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61613128	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ZYDUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	5677598	3400956775989	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60363967	SPIRIVA 18 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3686920	3400936869202	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s) avec dispositif(s) Handihaler
60363967	SPIRIVA 18 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	5668139	3400956681396	9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
64833880	SPIROCTAN 100 mg, gélule	FERLUX	3234626	3400932346264	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
67533094	SPIROCTAN 50 mg, gélule	FERLUX	3522383	3400935223838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67533094	SPIROCTAN 50 mg, gélule	FERLUX	3553892	3400935538925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
67533094	SPIROCTAN 50 mg, gélule	FERLUX	3722314	3400937223140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
67533094	SPIROCTAN 50 mg, gélule	FERLUX	5617685	3400956176854	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
69594530	SPIROCTAN 75 mg, gélule	FERLUX	3522408	3400935224088	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69594530	SPIROCTAN 75 mg, gélule	FERLUX	3553900	3400935539007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
69594530	SPIROCTAN 75 mg, gélule	FERLUX	3723791	3400937237918	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
69594530	SPIROCTAN 75 mg, gélule	FERLUX	5628252	3400956282524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
65662418	SPIROCTAZINE, comprimé enrobé	FERLUX	3260227	3400932602278	flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
65662418	SPIROCTAZINE, comprimé enrobé	FERLUX	3522377	3400935223777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65662418	SPIROCTAZINE, comprimé enrobé	FERLUX	3722320	3400937223201	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65662418	SPIROCTAZINE, comprimé enrobé	FERLUX	5541887	3400955418870	flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
64175998	SPIROLEPT 200 millions U/ml, suspension injectable en seringue pré-remplie vaccin leptospires inactivé	AXCELL BIOTECHNOLOGIES	3514716	3400935147165	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
68155377	SPIRONOLACTONE 100 mg MERCKLE, comprimé	MERCKLE GMBH & CO	3241365	3400932413652	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68155377	SPIRONOLACTONE 100 mg MERCKLE, comprimé	MERCKLE GMBH & CO	3241371	3400932413713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
69594548	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3512723	3400935127235	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69594548	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3597872	3400935978721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69594548	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3739651	3400937396516	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
69594548	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3739668	3400937396684	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66043358	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE BIOGARAN 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3485469	3400934854699	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66043358	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE BIOGARAN 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3496616	3400934966163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66043358	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE BIOGARAN 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5618383	3400956183838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61771338	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE CARDEL 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3279267	3400932792672	1 flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
61771338	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE CARDEL 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3541104	3400935411044	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
61771338	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE CARDEL 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3541110	3400935411105	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
61771338	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE CARDEL 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3541127	3400935411273	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
67504185	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE EG 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3401432	3400934014321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67504185	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE EG 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3514768	3400935147684	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67504185	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE EG 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739272	3400937392723	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63963554	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE IVAX 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3545214	3400935452146	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63963554	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE IVAX 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3627449	3400936274495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63963554	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE IVAX 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736552	3400937365529	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65994267	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE MERCK 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3396412	3400933964122	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65994267	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE MERCK 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3409764	3400934097645	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65994267	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE MERCK 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3738309	3400937383097	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 45 comprimé(s)
65994267	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE MERCK 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3738315	3400937383158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65265313	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE SANDOZ 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3666627	3400936666276	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65265313	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE SANDOZ 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3666633	3400936666337	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65265313	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE SANDOZ 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3723472	3400937234726	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65265313	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE SANDOZ 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5661373	3400956613731	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67907535	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE TEVA 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3401426	3400934014260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67907535	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE TEVA 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3611649	3400936116498	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67907535	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE TEVA 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3729055	3400937290555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62127360	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE WINTHROP 25 mg/15 mg, comprimé enrobé sécable	DAKOTA PHARM	3673774	3400936737747	flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
62127360	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE WINTHROP 25 mg/15 mg, comprimé enrobé sécable	DAKOTA PHARM	3673780	3400936737808	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 comprimé(s)
66032486	SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3605778	3400936057784	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66032486	SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3605784	3400936057845	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66032486	SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3605790	3400936057906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
66032486	SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3739697	3400937396974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
66032486	SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3739705	3400937397056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66032486	SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5644110	3400956441105	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62465928	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3479256	3400934792564	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62465928	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3496591	3400934965913	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62465928	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5614586	3400956145867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64640867	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 75 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3479262	3400934792625	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64640867	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 75 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3484748	3400934847486	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64640867	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 75 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5614592	3400956145928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60625921	SPIRONOLACTONE CARDEL 25 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3485067	3400934850677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60625921	SPIRONOLACTONE CARDEL 25 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3485073	3400934850738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60625921	SPIRONOLACTONE CARDEL 25 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	5611820	3400956118205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66114862	SPIRONOLACTONE CARDEL 75 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3467276	3400934672767	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66114862	SPIRONOLACTONE CARDEL 75 mg, comprimé pelliculé sécable	CARDEL	3467282	3400934672828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64398047	SPIRONOLACTONE EG 50 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3506059	3400935060594	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64398047	SPIRONOLACTONE EG 50 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3527334	3400935273345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64398047	SPIRONOLACTONE EG 50 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739125	3400937391252	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
64347259	SPIRONOLACTONE EG 75 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3526843	3400935268433	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64347259	SPIRONOLACTONE EG 75 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739131	3400937391313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
64347259	SPIRONOLACTONE EG 75 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5621936	3400956219360	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64347259	SPIRONOLACTONE EG 75 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5621942	3400956219421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68103576	SPIRONOLACTONE FUROSEMIDE SEARLE 50 mg/20 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3488798	3400934887987	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60622786	SPIRONOLACTONE G GAM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3481879	3400934818790	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60622786	SPIRONOLACTONE G GAM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3481885	3400934818851	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60622786	SPIRONOLACTONE G GAM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3481891	3400934818912	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60622786	SPIRONOLACTONE G GAM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3481916	3400934819162	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60622786	SPIRONOLACTONE G GAM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3731810	3400937318105	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69399690	SPIRONOLACTONE GeNeReS 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3534512	3400935345127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
67052680	SPIRONOLACTONE GNR 50 mg, capsule molle	SANDOZ	3248976	3400932489763	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 capsule(s)
67052680	SPIRONOLACTONE GNR 50 mg, capsule molle	SANDOZ	3248982	3400932489824	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 capsule(s)
67052680	SPIRONOLACTONE GNR 50 mg, capsule molle	SANDOZ	3248999	3400932489992	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
67052680	SPIRONOLACTONE GNR 50 mg, capsule molle	SANDOZ	3249007	3400932490073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)
67052680	SPIRONOLACTONE GNR 50 mg, capsule molle	SANDOZ	5530174	3400955301745	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 300 capsule(s)
60885659	SPIRONOLACTONE GNR 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3534529	3400935345295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
60885659	SPIRONOLACTONE GNR 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3567517	3400935675170	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
61938189	SPIRONOLACTONE IVAX 50 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3392012	3400933920128	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61938189	SPIRONOLACTONE IVAX 50 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3604052	3400936040526	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61938189	SPIRONOLACTONE IVAX 50 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736457	3400937364577	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67520257	SPIRONOLACTONE IVAX 75 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3392029	3400933920296	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67520257	SPIRONOLACTONE IVAX 75 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3604046	3400936040465	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67520257	SPIRONOLACTONE IVAX 75 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3736440	3400937364409	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60021127	SPIRONOLACTONE MERCK 75 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3430959	3400934309595	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
60021127	SPIRONOLACTONE MERCK 75 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3496817	3400934968174	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60021127	SPIRONOLACTONE MERCK 75 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3738338	3400937383387	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
63478736	SPIRONOLACTONE MICROFINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3262574	3400932625741	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63478736	SPIRONOLACTONE MICROFINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3506065	3400935060655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63478736	SPIRONOLACTONE MICROFINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3722260	3400937222600	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
67828415	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM	3484949	3400934849497	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67828415	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM	3484955	3400934849558	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67828415	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM	3484961	3400934849619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67828415	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM	3484978	3400934849787	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
67828415	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM	3484984	3400934849848	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67828415	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM	3484990	3400934849909	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67828415	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM	3723443	3400937234436	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67828415	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM	3723466	3400937234665	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68016712	SPIRONOLACTONE RPG 50 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3401449	3400934014499	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68016712	SPIRONOLACTONE RPG 50 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3506013	3400935060136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68016712	SPIRONOLACTONE RPG 50 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3737712	3400937377126	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62999896	SPIRONOLACTONE RPG 75 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3401455	3400934014550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62999896	SPIRONOLACTONE RPG 75 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3496958	3400934969584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62999896	SPIRONOLACTONE RPG 75 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3737729	3400937377294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62038157	SPIRONOLACTONE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3680828	3400936808287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
62038157	SPIRONOLACTONE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3680834	3400936808348	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
62038157	SPIRONOLACTONE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3729204	3400937292047	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
62038157	SPIRONOLACTONE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5661350	3400956613502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
65618628	SPIRONOLACTONE SEARLE 25 mg, comprimé pelliculé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3485044	3400934850448	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65618628	SPIRONOLACTONE SEARLE 25 mg, comprimé pelliculé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3485050	3400934850509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65618628	SPIRONOLACTONE SEARLE 25 mg, comprimé pelliculé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5611837	3400956118373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60259623	SPIRONOLACTONE SUBSTIPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SUBSTIPHARM	3605442	3400936054424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60259623	SPIRONOLACTONE SUBSTIPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SUBSTIPHARM	3605459	3400936054592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60259623	SPIRONOLACTONE SUBSTIPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SUBSTIPHARM	3605465	3400936054653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60259623	SPIRONOLACTONE SUBSTIPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable	SUBSTIPHARM	5645049	3400956450497	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68800618	SPIRONOLACTONE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3467299	3400934672996	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68800618	SPIRONOLACTONE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3611626	3400936116269	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68800618	SPIRONOLACTONE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3729061	3400937290616	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60337762	SPIRONOLACTONE TEVA 75 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3467313	3400934673139	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60337762	SPIRONOLACTONE TEVA 75 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3611632	3400936116320	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60337762	SPIRONOLACTONE TEVA 75 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3729078	3400937290784	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69006984	SPIRONOLACTONE WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé sécable	DAKOTA PHARM	3673797	3400936737976	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69006984	SPIRONOLACTONE WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé sécable	DAKOTA PHARM	3673805	3400936738058	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60058378	SPIRONOLACTONE WINTHROP 75 mg, comprimé pelliculé sécable	DAKOTA PHARM	3673811	3400936738119	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60058378	SPIRONOLACTONE WINTHROP 75 mg, comprimé pelliculé sécable	DAKOTA PHARM	3673828	3400936738287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69134051	SPIRONOLACTONE ZYDUS 50 mg, capsule molle	ZYDUS FRANCE	3249013	3400932490134	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 capsule(s)
69134051	SPIRONOLACTONE ZYDUS 50 mg, capsule molle	ZYDUS FRANCE	3249036	3400932490363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 capsule(s)
69134051	SPIRONOLACTONE ZYDUS 50 mg, capsule molle	ZYDUS FRANCE	3249042	3400932490424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
69134051	SPIRONOLACTONE ZYDUS 50 mg, capsule molle	ZYDUS FRANCE	3249059	3400932490592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)
69134051	SPIRONOLACTONE ZYDUS 50 mg, capsule molle	ZYDUS FRANCE	5530180	3400955301806	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 300 capsule(s)
68015254	SPIRONOLACTONE-ALTIZIDE RATIOPHARM 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3548419	3400935484192	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68015254	SPIRONOLACTONE-ALTIZIDE RATIOPHARM 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3548425	3400935484253	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68015254	SPIRONOLACTONE-ALTIZIDE RATIOPHARM 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3548431	3400935484314	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68015254	SPIRONOLACTONE-ALTIZIDE RATIOPHARM 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3548448	3400935484482	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
68015254	SPIRONOLACTONE-ALTIZIDE RATIOPHARM 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3548454	3400935484543	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63398521	SPIRONONE 75 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3260813	3400932608133	1 flacon(s) en verre de 20 comprimé(s)
63398521	SPIRONONE 75 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3452234	3400934522345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63398521	SPIRONONE 75 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3506042	3400935060426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65001114	SPIROPHAR 100 mg, comprimé enrobé	DAKOTA PHARM	3234603	3400932346035	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66542037	SPITADERM, solution pour application locale	PARAGERM	3338082	3400933380823	1 flacon(s) polyéthylène de 400 ml
66542037	SPITADERM, solution pour application locale	PARAGERM	3377461	3400933774615	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml
66542037	SPITADERM, solution pour application locale	PARAGERM	3377478	3400933774783	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
66542037	SPITADERM, solution pour application locale	PARAGERM	3377484	3400933774844	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
66542037	SPITADERM, solution pour application locale	PARAGERM	5571807	3400955718079	1 flacon(s) polyéthylène de 5000 ml
65051900	SPLENOCARBINE 17 POUR CENT, granulé à croquer	LESOURD	3099157	3400930991572	1 sachet(s) aluminium polyéthylène kraft de 100 g
68862801	SPORANOX 10 mg/ml, solution à diluer et solvant pour perfusion	JANSSEN CILAG	5657199	3400956571994	1 ampoule(s) en verre de 25 ml - 1 poche(s) PVC de 50 ml
69998156	SPORANOX 10 mg/ml, solution buvable	JANSSEN CILAG	3450206	3400934502064	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec mesurette graduée polypropylène
62469613	SPORANOX 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346029	3400933460297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 4 gélule(s)
62469613	SPORANOX 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346035	3400933460358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 6 gélule(s)
62469613	SPORANOX 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346041	3400933460419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 10 gélule(s)
62469613	SPORANOX 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346271	3400933462710	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 15 gélule(s)
62469613	SPORANOX 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346288	3400933462888	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 30 gélule(s)
62469613	SPORANOX 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	3346302	3400933463021	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 120 gélule(s)
62469613	SPORANOX 100 mg, gélule	JANSSEN CILAG	5579370	3400955793700	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 60 gélule(s)
69210264	SPORILINE 1 POUR CENT, lotion	SCHERING PLOUGH	3099200	3400930992005	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) polyéthylène haute densité (PEHD) de 25 ml
69210264	SPORILINE 1 POUR CENT, lotion	SCHERING PLOUGH	3099217	3400930992173	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml
60318751	SPORILINE, crème pour application locale	SCHERING PLOUGH	3254994	3400932549948	1 tube(s) aluminium verni de 15 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60318751	SPORILINE, crème pour application locale	SCHERING PLOUGH	3255002	3400932550029	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60318751	SPORILINE, crème pour application locale	SCHERING PLOUGH	3255019	3400932550197	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60318751	SPORILINE, crème pour application locale	SCHERING PLOUGH	3255025	3400932550258	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
63681398	SPORTENINE, comprimé à croquer	BOIRON	3609687	3400936096875	tube(s) polypropylène de 22 comprimé(s)
61268422	SPOTOF 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3389961	3400933899615	5 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
69673796	SPOTOF 250 mg, comprimé pelliculé	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3389949	3400933899493	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60662019	SPOTOF 500 mg, comprimé pelliculé	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3389955	3400933899554	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69050895	SPRALGY 5 %, gel	EXPANSCIENCE	3556287	3400935562876	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
67115814	SPRALGY 5 %, solution pour pulvérisation cutanée	EXPANSCIENCE	3559765	3400935597656	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml avec pompe doseuse
60740973	SPRAY PAX, solution pour pulvérisation cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3239641	3400932396412	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) aluminium verni de 4,4 g dans 24 ml
60740973	SPRAY PAX, solution pour pulvérisation cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3536735	3400935367358	1 flacon(s) pulvérisateur(s) aluminium verni de 8 g
60765503	SPREGAL, lotion en flacon pressurisé	OMEGA PHARMA FRANCE	3269205	3400932692057	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) de 56 g
60765503	SPREGAL, lotion en flacon pressurisé	OMEGA PHARMA FRANCE	3271745	3400932717453	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) de 168 g
60765503	SPREGAL, lotion en flacon pressurisé	OMEGA PHARMA FRANCE	3321851	3400933218515	1 flacon(s) pressurisé(e)(s) de 112 g
63130943	SPREOR 100 microgrammes par dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	IVAX PHARMACEUTICALS	3296751	3400932967513	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 20,4 g avec valve doseuse
61505362	SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776356	3400937763561	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 60 comprimé(s)
61505362	SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776362	3400937763622	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61505362	SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776379	3400937763790	60 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s)
63212461	SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776385	3400937763851	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 60 comprimé(s)
63212461	SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776391	3400937763912	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)
63212461	SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776416	3400937764162	60 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s)
60249903	SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776422	3400937764223	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 60 comprimé(s)
60249903	SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776439	3400937764391	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60249903	SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3776445	3400937764452	60 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s)
64929779	SQUAD 200 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342735	3400933427351	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
64929779	SQUAD 200 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342741	3400933427412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
64929779	SQUAD 200 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342758	3400933427580	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
64929779	SQUAD 200 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342764	3400933427641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 gélule(s)
64929779	SQUAD 200 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342770	3400933427702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
64929779	SQUAD 200 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342787	3400933427870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 gélule(s)
66122193	SRILANE 5 POUR CENT, crème	MERCK LIPHA SANTE	3149406	3400931494065	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66122193	SRILANE 5 POUR CENT, crème	MERCK LIPHA SANTE	3149412	3400931494126	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
66122193	SRILANE 5 POUR CENT, crème	MERCK LIPHA SANTE	3167048	3400931670483	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
66122193	SRILANE 5 POUR CENT, crème	MERCK LIPHA SANTE	3186620	3400931866206	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
68643412	ST 52 120 mg, comprimé enrobé	BAXTER	3093657	3400930936573	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
68643412	ST 52 120 mg, comprimé enrobé	BAXTER	3402101	3400934021015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
68643412	ST 52 120 mg, comprimé enrobé	BAXTER	5522973	3400955229735	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65584453	ST 52 300 mg/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	BAXTER	3093634	3400930936344	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
65584453	ST 52 300 mg/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	BAXTER	3402093	3400934020933	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
65584453	ST 52 300 mg/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	BAXTER	5522967	3400955229674	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
65411280	STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3293379	3400932933792	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65411280	STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3293385	3400932933853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65411280	STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3293391	3400932933914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65411280	STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3293416	3400932934164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
65411280	STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3293422	3400932934225	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65411280	STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3293439	3400932934393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65411280	STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	5583360	3400955833604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758789	3400937587891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758795	3400937587952	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758803	3400937588034	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758826	3400937588263	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758832	3400937588324	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) sous sachet
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758849	3400937588492	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) sous sachet
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758855	3400937588553	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s) sous sachet
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758861	3400937588614	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s) sous sachet
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758878	3400937588782	piilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758884	3400937588843	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758890	3400937588904	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 84 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3758909	3400937589093	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 90 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5696029	3400956960293	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5696035	3400956960354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5696041	3400956960415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s) sous sachet
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5696058	3400956960583	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s) sous sachet
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5696064	3400956960644	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 50 comprimé(s)
67596529	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5696070	3400956960705	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647908	3400936479081	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647914	3400936479142	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647920	3400936479203	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) sous sachet
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647937	3400936479371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) sous sachet
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647943	3400936479432	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3647966	3400936479661	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656337	3400956563371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656343	3400956563432	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656366	3400956563661	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s) sous sachet
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656372	3400956563722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s) sous sachet
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656389	3400956563890	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
65691590	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5656395	3400956563951	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
61232102	STAGID 700 mg, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3192750	3400931927501	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s)
61232102	STAGID 700 mg, comprimé sécable	MERCK LIPHA SANTE	3192767	3400931927679	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 100 comprimé(s)
65927172	STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634550	3400936345508	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
65927172	STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634567	3400936345676	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65927172	STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634573	3400936345737	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
65927172	STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634596	3400936345966	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
65247735	STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634604	3400936346048	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
65247735	STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634610	3400936346109	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65247735	STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634627	3400936346277	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65247735	STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634633	3400936346338	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
62892111	STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634515	3400936345157	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 comprimé(s)
62892111	STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634521	3400936345218	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62892111	STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634538	3400936345386	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62892111	STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé	ORION CORPORATION	3634544	3400936345447	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 comprimé(s)
68844917	STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en multidose, vaccin de la fièvre jaune atténué	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3612212	3400936122123	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s) - 10 flacon(s) en verre de 5 ml
62102962	STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de la fièvre jaune (vivant, atténué)	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3508101	3400935081018	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml
62102962	STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de la fièvre jaune (vivant, atténué)	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3508118	3400935081186	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml
62102962	STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de la fièvre jaune (vivant, atténué)	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3508124	3400935081247	20 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 20 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml
62102962	STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de la fièvre jaune (vivant, atténué)	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3699319	3400936993198	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml muni d'un tip-cap
62102962	STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de la fièvre jaune (vivant, atténué)	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3699325	3400936993259	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml muni d'un tip-cap
62102962	STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de la fièvre jaune (vivant, atténué)	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3699331	3400936993310	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) avec deux aiguille(s) de 0,5 ml muni d'un tip-cap
62102962	STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de la fièvre jaune (vivant, atténué)	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3699348	3400936993488	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) avec deux aiguille(s) de 0,5 ml muni d'un tip-cap
66198846	STAPHYLOMYCINE NOURRISSONS ET ENFANTS, poudre orale	GLAXOSMITHKLINE	3247149	3400932471492	20 sachet(s)
64566395	STAPHYLOMYCINE, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3099507	3400930995075	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
64566395	STAPHYLOMYCINE, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5527108	3400955271086	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 comprimé(s)
63111081	STAPOROS 100 UI/1 ml, solution injectable en ampoule	ZAMBON FRANCE	3433716	3400934337161	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
63111081	STAPOROS 100 UI/1 ml, solution injectable en ampoule	ZAMBON FRANCE	3536801	3400935368010	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
66105361	STAPOROS 100 UI/1 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	ZAMBON FRANCE	3433722	3400934337222	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
60371686	STAPOROS 50 UI/1 ml, solution injectable en seringue préremplie	ZAMBON FRANCE	3429761	3400934297618	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
61300514	STARLIX 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569841	3400935698414	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 12 comprimé(s)
61300514	STARLIX 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569858	3400935698582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 24 comprimé(s)
61300514	STARLIX 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569864	3400935698643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 30 comprimé(s)
61300514	STARLIX 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569870	3400935698704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 60 comprimé(s)
61300514	STARLIX 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569887	3400935698872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 84 comprimé(s)
61300514	STARLIX 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569893	3400935698933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 120 comprimé(s)
61300514	STARLIX 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	5630496	3400956304967	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 360 comprimé(s)
62446251	STARLIX 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569901	3400935699015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 12 comprimé(s)
62446251	STARLIX 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569918	3400935699183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 24 comprimé(s)
62446251	STARLIX 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569924	3400935699244	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62446251	STARLIX 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569930	3400935699305	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 60 comprimé(s)
62446251	STARLIX 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569947	3400935699473	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 84 comprimé(s)
62446251	STARLIX 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569953	3400935699534	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 120 comprimé(s)
62446251	STARLIX 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	5630504	3400956305049	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 360 comprimé(s)
67136235	STARLIX 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569781	3400935697813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 12 comprimé(s)
67136235	STARLIX 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569798	3400935697981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 24 comprimé(s)
67136235	STARLIX 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569806	3400935698063	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 30 comprimé(s)
67136235	STARLIX 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569812	3400935698124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 60 comprimé(s)
67136235	STARLIX 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569829	3400935698292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 84 comprimé(s)
67136235	STARLIX 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569835	3400935698353	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 120 comprimé(s)
67136235	STARLIX 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	5630473	3400956304738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC polyéthylène de 360 comprimé(s)
67841672	STARTON, comprimé pelliculé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3336083	3400933360832	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
68890423	STAVAL 10 mg, comprimé	ALTER	3765588	3400937655880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
68890423	STAVAL 10 mg, comprimé	ALTER	3765594	3400937655941	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63502945	STAVAL 20 mg, comprimé	ALTER	3765602	3400937656023	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63502945	STAVAL 20 mg, comprimé	ALTER	3765619	3400937656191	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62952003	STAVAL 40 mg, comprimé	ALTER	3765625	3400937656252	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62952003	STAVAL 40 mg, comprimé	ALTER	5698175	3400956981755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61346508	STAVET ADULTES, gélule	AUTOMEDIC	3463752	3400934637520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 gélule(s)
61645122	STAVET ENFANTS ET NOURRISSONS, comprimé pour suspension buvable	AUTOMEDIC	3491010	3400934910104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61645122	STAVET ENFANTS ET NOURRISSONS, comprimé pour suspension buvable	AUTOMEDIC	3491903	3400934919039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
61645122	STAVET ENFANTS ET NOURRISSONS, comprimé pour suspension buvable	AUTOMEDIC	3491926	3400934919268	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62660134	STEDIRIL, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3099619	3400930996195	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
62660134	STEDIRIL, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3099625	3400930996256	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
66527462	STELADERM 10 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3366032	3400933660321	1 tube(s) aluminium verni de 58 g
66527462	STELADERM 10 POUR CENT, crème	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3368775	3400933687755	1 tube(s) aluminium verni de 75 g
63121780	STELLAVIT 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3424551	3400934245510	tube(s) aluminium de 10 comprimé(s)
63121780	STELLAVIT 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3424568	3400934245688	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62236858	STELLAVIT 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam	BAYER SANTE FAMILIALE	3575735	3400935757357	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62236858	STELLAVIT 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam	BAYER SANTE FAMILIALE	3575741	3400935757418	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 40 comprimé(s)
62236858	STELLAVIT 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam	BAYER SANTE FAMILIALE	3575758	3400935757586	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
62236858	STELLAVIT 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam	BAYER SANTE FAMILIALE	3575764	3400935757647	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
69670387	STELLAVIT SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3318903	3400933189037	1 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69670387	STELLAVIT SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3437341	3400934373411	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69497177	STERDEX, pommade ophtalmique en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3138414	3400931384144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 récipient(s) unidose(s)
69497177	STERDEX, pommade ophtalmique en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3138420	3400931384205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 18 récipient(s) unidose(s)
69497177	STERDEX, pommade ophtalmique en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3138437	3400931384373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 récipient(s) unidose(s)
69497177	STERDEX, pommade ophtalmique en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3138443	3400931384434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 récipient(s) unidose(s)
69497177	STERDEX, pommade ophtalmique en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3138466	3400931384663	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 récipient(s) unidose(s)
69497177	STERDEX, pommade ophtalmique en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3138472	3400931384724	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 180 récipient(s) unidose(s)
69497177	STERDEX, pommade ophtalmique en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3138489	3400931384892	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 240 récipient(s) unidose(s)
69497177	STERDEX, pommade ophtalmique en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3139253	3400931392538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 récipient(s) unidose(s)
63477164	STERIDOSE, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3742268	3400937422680	8 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63477164	STERIDOSE, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3742274	3400937422741	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63477164	STERIDOSE, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3742280	3400937422802	16 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63477164	STERIDOSE, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3742297	3400937422970	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63477164	STERIDOSE, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3742305	3400937423052	24 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
63477164	STERIDOSE, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3742311	3400937423113	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
60932557	STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3313596	3400933135966	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
60932557	STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3314489	3400933144890	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
60932557	STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3314495	3400933144951	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
60932557	STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3314503	3400933145033	1 flacon(s) polyéthylène de 5000 ml
60932557	STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3316241	3400933162412	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
60932557	STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3384780	3400933847807	1 flacon(s) polyéthylène de 35 ml
60932557	STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3748325	3400937483254	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml
68230659	STERILLIUM, solution pour application locale en flacon	BODE CHEMIE	3280023	3400932800230	1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
68230659	STERILLIUM, solution pour application locale en flacon	BODE CHEMIE	3280046	3400932800469	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
68230659	STERILLIUM, solution pour application locale en flacon	BODE CHEMIE	5549854	3400955498544	10 flacon(s) polyéthylène de 100 ml
68230659	STERILLIUM, solution pour application locale en flacon	BODE CHEMIE	5549860	3400955498605	20 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
68230659	STERILLIUM, solution pour application locale en flacon	BODE CHEMIE	5549877	3400955498773	10 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
68230659	STERILLIUM, solution pour application locale en flacon	BODE CHEMIE	5549883	3400955498834	2 flacon(s) polyéthylène de 5000 ml
63173318	STERIMYCINE, pommade ophtalmique en récipient unidose	EUROPHTA	3162358	3400931623588	12 récipient(s) unidose(s) sous plaquette thermoformée PVC-aluminium
64309461	STERLANE, solution pour application locale en flacon	PHARMA DEVELOPPEMENT	3099789	3400930997895	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
64309461	STERLANE, solution pour application locale en flacon	PHARMA DEVELOPPEMENT	3099795	3400930997956	1 flacon(s) polyéthylène de 350 ml
69443489	STEROXYL 15 "A" 600 000 UI/ 1,5 ml, solution buvable en ampoule	DESMA PHARMA	3099832	3400930998328	1 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1,5 ml
69719090	STEROXYL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule	DESMA PHARMA	3099855	3400930998557	1 ampoule(s) en verre de 1,5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62457493	STEROXYL 2 000 000 UI/100 ml, solution buvable en gouttes	DESMA PHARMA	3099826	3400930998267	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité
65404720	STHASIN LP 80 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3656758	3400936567580	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
67833654	STILAMINE 250 microgrammes, lyophilisat et solution pour usage parentéral (IV)	SERONO FRANCE	5594412	3400955944126	1 ampoule(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
67833654	STILAMINE 250 microgrammes, lyophilisat et solution pour usage parentéral (IV)	SERONO FRANCE	5594429	3400955944294	3 ampoule(s) en verre - 3 ampoule(s) en verre de 1 ml
67833654	STILAMINE 250 microgrammes, lyophilisat et solution pour usage parentéral (IV)	SERONO FRANCE	5594441	3400955944416	10 ampoule(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml
60375649	STILAMINE 3 mg, lyophilisat pour usage parentéral (IV)	SERONO FRANCE	5594435	3400955944355	1 ampoule(s) en verre
66423047	STILLA, collyre	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3099938	3400930999387	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
66423047	STILLA, collyre	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3305409	3400933054090	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
65758758	STILLARGOL 1 POUR CENT, collyre en solution	MAYOLY-SPINDLER	3099967	3400930999677	1 flacon(s) en verre brun de 25 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
65394703	STILLARGOL 1 POUR CENT, solution pour instillation nasale	MAYOLY-SPINDLER	3448793	3400934487934	1 flacon(s) en verre brun de 25 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
64825054	STILLARGOL 2 POUR CENT, solution pour instillation nasale	MAYOLY-SPINDLER	3099944	3400930999448	1 flacon(s) en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 25 ml
61295818	STILLARGOL 5 POUR CENT, collyre en solution	MAYOLY-SPINDLER	3099950	3400930999509	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 25 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3296107	3400932961078	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3296113	3400932961139	1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3390361	3400933903619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3465857	3400934658570	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3465863	3400934658631	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3465886	3400934658860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5558451	3400955584513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5558468	3400955584681	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5577632	3400955776321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63179285	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5631320	3400956313204	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 150 comprimé(s)
64310289	STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule	BIOCODEX	3177555	3400931775553	18 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
67643377	STIMOL, solution buvable en sachet	BIOCODEX	3345194	3400933451943	18 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10 ml
67643377	STIMOL, solution buvable en sachet	BIOCODEX	3345202	3400933452025	36 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10 ml
63031888	STIMU GH 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable (IV)	FERRING	5572190	3400955721901	1 ampoule(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
63031888	STIMU GH 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable (IV)	FERRING	5572209	3400955722090	5 ampoule(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 1 ml
62158320	STIMU-ACTH 100 microgrammes/ml, poudre et solvant pour solution injectable	FERRING	3566311	3400935663115	1 ampoule(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
60890599	STIMU-LH 50 microgrammes/1 ml, solution injectable	FERRING	3153773	3400931537731	2 ampoule(s) en verre de 1 ml
67194434	STIMUPLEX, solution buvable en gouttes	LEHNING	3427319	3400934273193	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
69693514	STIMU-TSH 125 microgrammes/1 ml, solution injectable	FERRING	3186264	3400931862642	2 ampoule(s) en verre de 2 ml
62964639	STIMYCINE 2,09 POUR CENT, solution pour application locale	STIEFEL	3308336	3400933083366	1 flacon(s) en verre brun de 25 ml avec applicateur polyéthylène
62964639	STIMYCINE 2,09 POUR CENT, solution pour application locale	STIEFEL	3334960	3400933349608	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec applicateur polyéthylène
62964639	STIMYCINE 2,09 POUR CENT, solution pour application locale	STIEFEL	3344757	3400933447571	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml
62964639	STIMYCINE 2,09 POUR CENT, solution pour application locale	STIEFEL	3344763	3400933447632	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60462552	STIVANE 300 mg, gélule	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3132618	3400931326182	1 flacon(s) en verre de 24 gélule(s)
60462552	STIVANE 300 mg, gélule	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3207718	3400932077182	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
60462552	STIVANE 300 mg, gélule	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3207724	3400932077243	1 flacon(s) en verre de 40 gélule(s)
60462552	STIVANE 300 mg, gélule	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3207730	3400932077304	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)
60462552	STIVANE 300 mg, gélule	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3207747	3400932077472	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
63429066	STODAL, granules	BOIRON	3100044	3400931000440	1 flacon(s) de 15 g
63429066	STODAL, granules	BOIRON	3281181	3400932811816	1 tube(s) de 4 g
63429066	STODAL, granules	BOIRON	3336195	3400933361952	2 tube(s) de 4 g
62574315	STODAL, sirop	BOIRON	3100067	3400931000679	1 flacon(s) de 200 ml
65179960	STOMACID MAUX D'ESTOMAC, comprimé à sucer ou à croquer	GIFRER BARBEZAT	3656304	3400936563049	pilulier(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
65179960	STOMACID MAUX D'ESTOMAC, comprimé à sucer ou à croquer	GIFRER BARBEZAT	3656310	3400936563100	pilulier(s) polypropylène de 24 comprimé(s)
64531191	STOMACID, suspension buvable en sachet-dose	GIFRER BARBEZAT	3539099	3400935390998	20 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium de 15 ml
64531191	STOMACID, suspension buvable en sachet-dose	GIFRER BARBEZAT	3539107	3400935391070	30 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium de 15 ml
66708701	STOM-ANTIBA, solution pour bain de bouche	PHARMASTRA	3122703	3400931227038	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
60456567	STOMAX, comprimé à croquer	BOUCHARA RECORDATI	3239463	3400932394630	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63841632	STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3407759	3400934077593	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63841632	STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3407765	3400934077654	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 10 comprimé(s)
63841632	STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3413062	3400934130625	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 2 comprimé(s)
63841632	STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3413079	3400934130793	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 4 comprimé(s)
63841632	STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3413085	3400934130854	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 6 comprimé(s)
62250797	STOPHENYL, solution pour bain de bouche	AMIDO	3100110	3400931001102	1 flacon(s) en verre de 150 ml
62250797	STOPHENYL, solution pour bain de bouche	AMIDO	3232716	3400932327164	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65407780	STREFEN 8,75 mg, pastille	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3543600	3400935436009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 16 pastille(s)
68466734	STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3371292	3400933712921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 pastille(s)
68466734	STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3371300	3400933713003	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
68466734	STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3741346	3400937413466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
68466734	STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3741352	3400937413527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 8 pastille(s)
62095172	STREPSILS EXPECTORANT 30 mg/5 ml ADULTES, sirop	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3774481	3400937744812	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
61966199	STREPSILS FRAISE SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3741180	3400937411806	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 pastille(s)
61966199	STREPSILS FRAISE SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3741197	3400937411974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 8 pastille(s)
61966199	STREPSILS FRAISE SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3741205	3400937412056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
61966199	STREPSILS FRAISE SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3741211	3400937412117	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
68139273	STREPSILS LIDOCAINE, pastille	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3529480	3400935294807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 8 pastille(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68139273	STREPSILS LIDOCAINE, pastille	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3529497	3400935294975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 12 pastille(s)
68139273	STREPSILS LIDOCAINE, pastille	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3529505	3400935295057	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 16 pastille(s)
68139273	STREPSILS LIDOCAINE, pastille	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3529511	3400935295118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 24 pastille(s)
62009928	STREPSILS MIEL CITRON, pastille à sucer	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3322661	3400933226619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
62009928	STREPSILS MIEL CITRON, pastille à sucer	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3364501	3400933645014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 pastille(s)
62009928	STREPSILS MIEL CITRON, pastille à sucer	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3364518	3400933645182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
62009928	STREPSILS MIEL CITRON, pastille à sucer	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3637761	3400936377615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 8 pastille(s)
63530827	STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3695451	3400936954519	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 pastille(s)
63530827	STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3695468	3400936954687	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 pastille(s)
63530827	STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3695474	3400936954748	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
67261833	STREPSILS TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES, sirop	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3774469	3400937744690	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 120 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
67261833	STREPSILS TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES, sirop	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3774475	3400937744751	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 125 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
67591507	STREPSILS, pastille à sucer	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3203755	3400932037551	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 6 pastille(s)
67591507	STREPSILS, pastille à sucer	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3203761	3400932037612	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 pastille(s)
67591507	STREPSILS, pastille à sucer	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3203778	3400932037780	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 24 pastille(s)
64653964	STREPSILSPRAY (à la lidocaïne), collutoire	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE	3400088	3400934000881	1 flacon(s) pulvérisateur(s) de 20 ml - en verre - avec pompe doseuse
64592995	STREPTASE 1 500 000 U.I., poudre pour solution injectable	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5564523	3400955645238	1 flacon(s) en verre de 6 ml
67035492	STREPTASE 250 000 U.I., poudre pour solution injectable	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5607327	3400956073276	poudre pour solution injectable- 1 flacon(s) en verre
62621722	STREPTASE 750 000 U.I., poudre pour solution injectable	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5607333	3400956073337	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s)
69239390	STREPTOMYCINE PANPHARMA 1 g, poudre pour préparation injectable	PANPHARMA	3100334	3400931003342	1 flacon(s) en verre de 1 g
69239390	STREPTOMYCINE PANPHARMA 1 g, poudre pour préparation injectable	PANPHARMA	5631202	3400956312023	50 flacon(s) en verre de 1 g
67637506	STREPTOMYCINE SARBACH 1 g/4 ml (720 000 UI/4 ml), solution injectable	SOLVAY PHARMA	3100423	3400931004233	1 ampoule(s) en verre de 4 ml
67637506	STREPTOMYCINE SARBACH 1 g/4 ml (720 000 UI/4 ml), solution injectable	SOLVAY PHARMA	5547803	3400955478034	50 ampoule(s) en verre de 4 ml
65650953	STREPTOMYCINE SPECIA 1 g, poudre pour préparation injectable	SEDAPHARM	3100446	3400931004462	1 flacon(s) de 1 g
65650953	STREPTOMYCINE SPECIA 1 g, poudre pour préparation injectable	SEDAPHARM	5504610	3400955046103	50 flacon(s) de 1 g
63136857	STRESAM, gélule	BIOCODEX	3228531	3400932285310	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 gélule(s)
63136857	STRESAM, gélule	BIOCODEX	3228548	3400932285488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
63136857	STRESAM, gélule	BIOCODEX	3228554	3400932285549	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
63136857	STRESAM, gélule	BIOCODEX	3228560	3400932285600	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
63136857	STRESAM, gélule	BIOCODEX	3228577	3400932285778	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63136857	STRESAM, gélule	BIOCODEX	3228583	3400932285839	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
63136857	STRESAM, gélule	BIOCODEX	3228608	3400932286089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
63136857	STRESAM, gélule	BIOCODEX	3228614	3400932286140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 gélule(s)
69575804	STRIADYNE 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5631113	3400956311132	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
67824502	STRIANT L.P. 30 mg, comprimé gingival muco-adhésif à libération prolongée	ARDANA BIOSCIENCE (GRANDE-BRETAGNE)	3669169	3400936691698	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67824502	STRIANT L.P. 30 mg, comprimé gingival muco-adhésif à libération prolongée	ARDANA BIOSCIENCE (GRANDE-BRETAGNE)	3669175	3400936691759	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
61350360	STROMECTOL 3 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3523885	3400935238856	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 4 comprimé(s)
61350360	STROMECTOL 3 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3523891	3400935238917	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 20 comprimé(s)
61350360	STROMECTOL 3 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3575066	3400935750662	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 1 comprimé(s)
61350360	STROMECTOL 3 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5622574	3400956225743	1 flacon(s) polyéthylène de 500 comprimé(s)
60338348	STROMECTOL 6 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3368255	3400933682552	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 comprimé(s)
60338348	STROMECTOL 6 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3368261	3400933682613	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
60338348	STROMECTOL 6 mg, comprimé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3432527	3400934325274	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 2 comprimé(s)
67442919	STRONTIUM COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147324	3400931473244	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
67442919	STRONTIUM COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147330	3400931473305	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
60850601	STRONTIUM COMPOSE BOIRON, granules	BOIRON	3147318	3400931473183	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
60680953	STRONTIUM COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3147293	3400931472933	1 flacon(s) de 15 ml
60680953	STRONTIUM COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3147301	3400931473015	1 flacon(s) de 30 ml
68159393	STRONTIUM COMPOSE DOLISOS, solution buvable, gouttes	BOIRON	3158049	3400931580492	1 flacon(s) de 15 ml
68159393	STRONTIUM COMPOSE DOLISOS, solution buvable, gouttes	BOIRON	3158055	3400931580553	1 flacon(s) de 30 ml
63366324	STROPHANTUS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147382	3400931473824	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
63366324	STROPHANTUS COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147399	3400931473992	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
60520016	STROPHANTUS COMPOSE BOIRON, granulés	BOIRON	3147376	3400931473763	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
65035796	STROPHANTUS COMPOSE BOIRON, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3147347	3400931473473	1 flacon(s) de 15 ml
65035796	STROPHANTUS COMPOSE BOIRON, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3147353	3400931473534	1 flacon(s) de 30 ml
66580205	STROPHANTUS COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable (gouttes)	DOLISOS	3158144	3400931581444	1 flacon(s) de 15 ml
66580205	STROPHANTUS COMPOSE DOLISOS (EX ROCAL), solution buvable (gouttes)	DOLISOS	3158150	3400931581505	1 flacon(s) de 30 ml
69205833	STROPHANTUS COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3148306	3400931483069	tube(s) en verre de 50 comprimé(s)
63675000	STROPHANTUS COMPOSE DOLISOS, granules	BOIRON	3148298	3400931482987	1 tube(s) en verre de 80 UP
65915323	STROPHANTUS COMPOSE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3148275	3400931482758	1 flacon(s) de 15 ml
65915323	STROPHANTUS COMPOSE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3148281	3400931482819	1 flacon(s) de 30 ml
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3634001	3400936340015	1 poche(s) tri-compartment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1477 ml
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3634018	3400936340183	4 poche(s) tri-compartment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1477 ml
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3634917	3400936349179	1 poche(s) tri-compartment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1970 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3634923	3400936349230	2 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1970 ml
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3696031	3400936960312	1 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 986 ml
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3696048	3400936960480	4 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 986 ml
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777367	3400937773676	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 986 ml à 3 compartiments
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777373	3400937773737	4 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 986 ml à 3 compartiments
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777396	3400937773966	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1477 ml à 3 compartiments
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777404	3400937774048	4 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1477 ml à 3 compartiments
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777410	3400937774109	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1970 ml à 3 compartiments
62585564	STRUCTOKABIVEN 870 Kcal, 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777427	3400937774277	4 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1970 ml à 3 compartiments
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3633941	3400936339415	1 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 986 ml
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3633958	3400936339583	4 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 986 ml
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3633964	3400936339644	1 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1477 ml
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3633970	3400936339705	4 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1477 ml
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3633987	3400936339873	1 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1970 ml
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3633993	3400936339934	2 poche(s) tri-compartiment polyéthylène polypropylène suremballée(s)/surpochée(s) de 1970 ml
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777309	3400937773096	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 986 ml à 3 compartiments
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777315	3400937773157	4 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 986 ml à 3 compartiments
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777321	3400937773218	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1477 ml à 3 compartiments
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777338	3400937773386	4 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1477 ml à 3 compartiments
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777344	3400937773447	1 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1970 ml à 3 compartiments
69624938	STRUCTOKABIVEN E 900 Kcal, E 1300 Kcal, E 1700 Kcal, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3777350	3400937773508	4 poche(s) polypropylène-co-éthylène suremballée/surpochée de 1970 ml à 3 compartiments
63759181	STRUCTOLIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3506556	3400935065568	1 poche(s) en plastique de 500 ml
63759181	STRUCTOLIPIDE 20 POUR CENT, émulsion pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3542693	3400935426932	1 poche(s) en plastique de 250 ml
61577034	STRUCTUM 250 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3138897	3400931388975	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 60 gélule(s)
61577034	STRUCTUM 250 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3455907	3400934559075	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 120 gélule(s)
65084900	STRUCTUM 500 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3546432	3400935464323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC PVC-aluminium de 60 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
65084900	STRUCTUM 500 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3774268	3400937742689	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC PVC-Aluminium de 180 gélule(s)
61826560	STYLOCHROME 2 POUR CENT, solution pour application locale	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3100713	3400931007135	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 45 ml avec compte-gouttes
65148146	SUBCUVIA 160 mg/ml, solution injectable	BAXTER	5661077	3400956610778	1 flacon(s) en verre de 5 ml
65148146	SUBCUVIA 160 mg/ml, solution injectable	BAXTER	5661083	3400956610839	20 flacon(s) en verre de 5 ml
65148146	SUBCUVIA 160 mg/ml, solution injectable	BAXTER	5661108	3400956611089	1 flacon(s) en verre de 10 ml
65148146	SUBCUVIA 160 mg/ml, solution injectable	BAXTER	5661114	3400956611140	20 flacon(s) en verre de 10 ml
63390421	SUBOLIGO COBALT 50 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3373463	3400933734633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66031701	SUBOLIGO CUIVRE 60 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3371814	3400933718145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67107365	SUBOLIGO CUIVRE OR ARGENT, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3411353	3400934113536	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60842259	SUBOLIGO LITHIUM 100 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3392124	3400933921248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64082330	SUBOLIGO MAGNESIUM 500 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3371777	3400933717773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68694983	SUBOLIGO MANGANESE 50 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3373457	3400933734572	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60132615	SUBOLIGO MANGANESE COBALT, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3392176	3400933921767	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
63981417	SUBOLIGO MANGANESE CUIVRE, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3392130	3400933921309	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
61128751	SUBOLIGO MANGANESE-CUIVRE-COBALT, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3376906	3400933769062	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64138081	SUBOLIGO NICKEL COBALT, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3376929	3400933769291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64695116	SUBOLIGO PHOSPHORE 100 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3392153	3400933921538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62720318	SUBOLIGO POTASSIUM 40 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3371783	3400933717834	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67268201	SUBOLIGO SELENIUM 50 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3392845	3400933928452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69160021	SUBOLIGO SOUFRE 100 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3392147	3400933921477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60584702	SUBOLIGO ZINC 100 microgrammes, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3371808	3400933718084	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67821399	SUBOLIGO ZINC-NICKEL-COBALT, comprimé sublingual	ARKOMEDIKA	3376912	3400933769123	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63827255	SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH EUROPE	3776132	3400937761321	plaquette(s) thermoformée(s) nylon aluminium PVC de 7 comprimé(s)
63827255	SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH EUROPE	3776149	3400937761499	plaquette(s) thermoformée(s) nylon aluminium PVC de 28 comprimé(s)
64381336	SUBOXONE 8 mg/2 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH EUROPE	3776155	3400937761550	plaquette(s) thermoformée(s) nylon aluminium PVC de 7 comprimé(s)
64381336	SUBOXONE 8 mg/2 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH EUROPE	3776161	3400937761611	plaquette(s) thermoformée(s) nylon aluminium PVC de 28 comprimé(s)
68274869	SUBROXINE 150 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3614926	3400936149267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68274869	SUBROXINE 150 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3614932	3400936149328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
68274869	SUBROXINE 150 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	5641459	3400956414598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63888009	SUBSTICHOL 160 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3741033	3400937410335	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63888009	SUBSTICHOL 160 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	5684842	3400956848423	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63025935	SUBUTEX 0,4 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3394442	3400933944421	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
63025935	SUBUTEX 0,4 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3456605	3400934566059	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
65150204	SUBUTEX 2 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3395140	3400933951405	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
65150204	SUBUTEX 2 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3456611	3400934566110	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68945058	SUBUTEX 8 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3394399	3400933943998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
68945058	SUBUTEX 8 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3456628	3400934566288	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69235285	SUCCESSIA 1 mg/0,025 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3583999	3400935839992	aque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s) beiges et 12 comprimé(s) bleus

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69235285	SUCCESSIA 1 mg/0,025 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3584007	3400935840073	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimés beiges et 12 comprimés bleus
60606127	SUCCESSIA 2 mg/0,050 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3584013	3400935840134	aque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s) jaunes et 12 comprimé(s) brun-rouges
60606127	SUCCESSIA 2 mg/0,050 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3584036	3400935840363	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimés jaunes et 12 comprimés brun-rouge
64166903	SUCCICAPTAL 200 mg, gélule	SERB	3657108	3400936571082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 gélule(s)
61520834	SUCCINIMIDE PHARBIOL 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	SERP	3425438	3400934254383	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium
61520834	SUCCINIMIDE PHARBIOL 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	SERP	3435098	3400934350986	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium
60370417	SUCRALFATE RPG 1 g, comprimé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407334	3400934073342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61482419	SUCRALFATE RPG 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3297012	3400932970124	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,02 g
61482419	SUCRALFATE RPG 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3297029	3400932970292	100 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,02 g
61482419	SUCRALFATE RPG 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3401165	3400934011658	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 1,02 g
66090443	SUCRALFATE RPG 1 g, suspension buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407340	3400934073403	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5 ml
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323330	3400933233303	15 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323347	3400933233471	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323353	3400933233532	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323376	3400933233761	15 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323382	3400933233822	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323399	3400933233990	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323548	3400933235482	15 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323554	3400933235543	30 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g
62379087	SUCRALFATE RPG 2 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3323560	3400933235604	60 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,04 g
66475738	SUCRALFATE RPG 2 g, suspension buvable en sachet	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3407357	3400934073571	15 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 10 ml
68080444	SUCRALFATE TEVA 1 g, comprimé	TEVA CLASSICS	3559191	3400935591913	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s)
64270179	SUCRALFATE TEVA 1 g, suspension buvable en sachet-dose	TEVA CLASSICS	3559185	3400935591852	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5 ml
62984944	SUDAFED 60 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3333280	3400933332808	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 15 comprimé(s)
60654563	SUDAFED, sirop	GLAXOSMITHKLINE	3333297	3400933332976	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec gobelet doseur
61562566	SUFENTA 10 microgrammes/2 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale)	JANSSEN CILAG	5611464	3400956114641	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
65565218	SUFENTA 250 microgrammes/5 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule	JANSSEN CILAG	5572468	3400955724681	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
68063719	SUFENTA 50 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule	JANSSEN CILAG	5572451	3400955724513	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
69954238	SUFENTA 50 microgrammes/10 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale)	JANSSEN CILAG	5611470	3400956114702	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
61908153	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660511	3400956605118	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
61908153	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660528	3400956605286	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
61908153	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660534	3400956605347	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
61908153	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660540	3400956605408	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
61908153	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660557	3400956605576	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
61908153	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660563	3400956605637	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
61908153	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660586	3400956605866	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
61908153	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660592	3400956605927	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
60789276	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660385	3400956603855	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
60789276	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660391	3400956603916	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
60789276	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660416	3400956604166	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
60789276	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660422	3400956604227	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
60789276	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660439	3400956604395	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
60789276	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660445	3400956604456	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
60789276	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660451	3400956604517	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
60789276	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	AGUETTANT	5660468	3400956604685	100 ampoule(s) en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69141359	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5654290	3400956542901	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
69141359	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5654309	3400956543090	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
69141359	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5654315	3400956543151	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
69141359	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5654367	3400956543670	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
69141359	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5654373	3400956543731	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
69141359	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5654396	3400956543960	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
62187902	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5667950	3400956679508	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
62187902	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5667967	3400956679676	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
62187902	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	DAKOTA PHARM	5667973	3400956679737	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
62763337	SUFENTANIL HAMELN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	HAMELN PHARMACEUTICALS	5660600	3400956606009	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
62763337	SUFENTANIL HAMELN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	HAMELN PHARMACEUTICALS	5660617	3400956606177	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
61793060	SUFENTANIL HAMELN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	HAMELN PHARMA R&D (ALLEMAGNE)	5660623	3400956606238	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
61793060	SUFENTANIL HAMELN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	HAMELN PHARMA R&D (ALLEMAGNE)	5660646	3400956606467	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
61793060	SUFENTANIL HAMELN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	HAMELN PHARMA R&D (ALLEMAGNE)	5660652	3400956606528	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
60460398	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5648993	3400956489930	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
60460398	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5649001	3400956490011	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
60460398	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5649018	3400956490189	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
60460398	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5649024	3400956490240	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
60460398	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5649030	3400956490301	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
60460398	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5649047	3400956490479	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
60460398	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5649053	3400956490530	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
60460398	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5649076	3400956490769	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
62404996	SUFENTANIL MERCK 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5648958	3400956489589	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
62404996	SUFENTANIL MERCK 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5648964	3400956489640	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
62404996	SUFENTANIL MERCK 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5648970	3400956489701	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
62404996	SUFENTANIL MERCK 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	MERCK GENERIQUES	5648987	3400956489879	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
65851721	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5702971	3400957029715	1 ampoule(s) en verre de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65851721	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5702988	3400957029883	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
65851721	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5702994	3400957029944	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
65851721	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703002	3400957030025	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
65851721	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703019	3400957030193	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
65851721	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703025	3400957030254	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
65851721	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703031	3400957030315	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
65851721	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703048	3400957030483	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
65202423	SUFENTANIL PANPHARMA 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703054	3400957030544	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
65202423	SUFENTANIL PANPHARMA 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703060	3400957030605	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
65202423	SUFENTANIL PANPHARMA 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703077	3400957030773	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
65202423	SUFENTANIL PANPHARMA 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	PANPHARMA	5703083	3400957030834	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674660	3400956746606	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674677	3400956746774	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674683	3400956746835	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675240	3400956752409	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675257	3400956752577	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675263	3400956752638	15 ampoule(s) en verre de 2 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675286	3400956752867	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675292	3400956752928	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675300	3400956753000	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675317	3400956753178	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675323	3400956753239	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
69819023	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5675346	3400956753468	15 ampoule(s) en verre de 10 ml
67986059	SUFENTANIL RENAUDIN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674708	3400956747085	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
67986059	SUFENTANIL RENAUDIN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674714	3400956747146	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
67986059	SUFENTANIL RENAUDIN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674720	3400956747207	15 ampoule(s) en verre de 5 ml
67986059	SUFENTANIL RENAUDIN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674737	3400956747375	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
67986059	SUFENTANIL RENAUDIN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674743	3400956747436	50 ampoule(s) en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67986059	SUFENTANIL RENAUDIN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	RENAUDIN	5674766	3400956747665	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
66735125	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703232	3400957032326	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
66735125	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703249	3400957032494	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
66735125	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703255	3400957032555	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
66735125	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703261	3400957032616	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
66735125	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703278	3400957032784	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
66735125	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703284	3400957032845	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
66735125	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703290	3400957032906	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
66735125	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703309	3400957033095	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703315	3400957033156	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703321	3400957033217	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703338	3400957033385	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703344	3400957033446	20 ampoule(s) en verre de 1 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703350	3400957033507	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703367	3400957033675	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703373	3400957033736	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703396	3400957033965	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703404	3400957034047	1 ampoule(s) en verre de 20 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703410	3400957034108	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703427	3400957034276	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
62820464	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrzmmes/ml, solution injectable (IV ou péridurale)	SANDOZ	5703433	3400957034337	20 ampoule(s) en verre de 20 ml
65568919	SULBACTAM BERAL 1 g, poudre pour usage parentéral	PFIZER HOLDING FRANCE	5591218	3400955912187	1 flacon(s) en verre de 1 g
65606120	SULFADIAR 500 mg, comprimé	AEROCID	3395269	3400933952693	2 plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 10 comprimé(s)
67056159	SULFAGARGYL, collutoire	CHEMINEAU	3042565	3400930425657	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) avec tube plongeur polyéthylène de 40 g
67160688	SULFAGUANIDINE LAFRAN 500 mg, comprimé	LAFRAN	3126345	3400931263456	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
62221112	SULFAMETHOXAZOLE TRIMETHOPRIME PANPHARMA ADULTES, comprimé	PANPHARMA	3229967	3400932299676	plaquette(s) thermoformée(s) de 20 comprimé(s)
62221112	SULFAMETHOXAZOLE TRIMETHOPRIME PANPHARMA ADULTES, comprimé	PANPHARMA	5531050	3400955310501	plaquette(s) thermoformée(s) de 200 comprimé(s)
62221112	SULFAMETHOXAZOLE TRIMETHOPRIME PANPHARMA ADULTES, comprimé	PANPHARMA	5559717	3400955597179	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67709717	SULFAMETHOXAZOLE TRIMETHOPRIME PANPHARMA NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	PANPHARMA	3229921	3400932299218	1 flacon(s) de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67709717	SULFAMETHOXAZOLE TRIMETHOPRIME PANPHARMA NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	PANPHARMA	5559723	3400955597230	10 flacon(s) en verre de 100 ml
63778993	SULFARLEM 12,5 mg, comprimé enrobé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3101109	3400931011095	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69980699	SULFARLEM S 25 mg, comprimé enrobé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3117820	3400931178200	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
65330227	SULFATE D'ATROPINE 0,3 POUR CENT, collyre	EUROPHTA	3364530	3400933645304	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
69562949	SULFATE D'ATROPINE BIOSEDRA 0,50 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	FRESENIUS KABI FRANCE	3151260	3400931512608	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
69562949	SULFATE D'ATROPINE BIOSEDRA 0,50 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	FRESENIUS KABI FRANCE	3151277	3400931512776	20 ampoule(s) en verre de 1 ml
69562949	SULFATE D'ATROPINE BIOSEDRA 0,50 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	FRESENIUS KABI FRANCE	3151283	3400931512837	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
69562949	SULFATE D'ATROPINE BIOSEDRA 0,50 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	FRESENIUS KABI FRANCE	3151320	3400931513209	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
62583524	SULFATE D'ATROPINE COOPER 0,25 mg/ml, solution injectable, en ampoule	COOPER	3511735	3400935117359	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
62583524	SULFATE D'ATROPINE COOPER 0,25 mg/ml, solution injectable, en ampoule	COOPER	5612601	3400956126019	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
68578402	SULFATE D'ATROPINE COOPER 0,50 mg/ml, solution injectable en ampoule	COOPER	3511712	3400935117120	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
68578402	SULFATE D'ATROPINE COOPER 0,50 mg/ml, solution injectable en ampoule	COOPER	3511729	3400935117298	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
68116381	SULFATE D'ATROPINE COOPER 1 mg/ml, solution injectable en ampoule	COOPER	3511020	3400935110206	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
68116381	SULFATE D'ATROPINE COOPER 1 mg/ml, solution injectable en ampoule	COOPER	3511037	3400935110374	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
61178042	SULFATE DE DUBOISINE A 1 POUR CENT, collyre en flacon	NOVARTIS PHARMA	3364607	3400933646073	1 flacon(s) de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène
62142024	SULFATE DE MAGNESIUM A 15 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	3390326	3400933903268	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
62142024	SULFATE DE MAGNESIUM A 15 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	5550283	3400955502838	100 ampoule(s) de 5 ml
62142024	SULFATE DE MAGNESIUM A 15 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	5550308	3400955503088	100 ampoule(s) de 10 ml
62142024	SULFATE DE MAGNESIUM A 15 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	5550314	3400955503149	50 ampoule(s) de 20 ml
62142024	SULFATE DE MAGNESIUM A 15 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	5568159	3400955681595	100 ampoule(s) en verre de 20 ml
60943952	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 10 POUR CENT, solution injectable (IV) en ampoule	COOPER	3324921	3400933249212	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
60943952	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 10 POUR CENT, solution injectable (IV) en ampoule	COOPER	3324944	3400933249441	10 ampoule(s) en verre de 20 ml
60943952	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 10 POUR CENT, solution injectable (IV) en ampoule	COOPER	3512120	3400935121202	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
60943952	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 10 POUR CENT, solution injectable (IV) en ampoule	COOPER	5567562	3400955675624	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
60943952	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 10 POUR CENT, solution injectable (IV) en ampoule	COOPER	5567585	3400955675853	100 ampoule(s) en verre de 20 ml
60943952	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 10 POUR CENT, solution injectable (IV) en ampoule	COOPER	5623154	3400956231546	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
60278221	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 15 POUR CENT (1,5 g/10 ml), solution injectable (I.V.) en ampoule	COOPER	3511008	3400935110084	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
60278221	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 15 POUR CENT (1,5 g/10 ml), solution injectable (I.V.) en ampoule	COOPER	5612564	3400956125647	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
62442178	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 15 POUR CENT (3 g/20 ml), solution injectable (I.V.) en ampoule	COOPER	3511014	3400935110145	10 ampoule(s) en verre de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62442178	SULFATE DE MAGNESIUM COOPER 15 POUR CENT (3 g/20 ml), solution injectable (I.V.) en ampoule	COOPER	5612570	3400956125708	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
65582819	SULFATE DE MAGNESIUM PROAMP 0,15 g/ml, solution injectable	AGUETTANT	3717282	3400937172820	10 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
65582819	SULFATE DE MAGNESIUM PROAMP 0,15 g/ml, solution injectable	AGUETTANT	3717299	3400937172998	20 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
65582819	SULFATE DE MAGNESIUM PROAMP 0,15 g/ml, solution injectable	AGUETTANT	3717307	3400937173070	50 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
65582819	SULFATE DE MAGNESIUM PROAMP 0,15 g/ml, solution injectable	AGUETTANT	3717313	3400937173131	100 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
65621001	SULFATE DE MAGNESIUM RENAUDIN 10 %, solution injectable (IV)	RENAUDIN	3619214	3400936192140	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
65621001	SULFATE DE MAGNESIUM RENAUDIN 10 %, solution injectable (IV)	RENAUDIN	3619220	3400936192201	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
65621001	SULFATE DE MAGNESIUM RENAUDIN 10 %, solution injectable (IV)	RENAUDIN	3619237	3400936192379	20 ampoule(s) en verre de 10 ml
65621001	SULFATE DE MAGNESIUM RENAUDIN 10 %, solution injectable (IV)	RENAUDIN	5648243	3400956482436	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
65621001	SULFATE DE MAGNESIUM RENAUDIN 10 %, solution injectable (IV)	RENAUDIN	5648266	3400956482665	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499448	3400934994487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499454	3400934994548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499460	3400934994609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499477	3400934994777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499483	3400934994838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499508	3400934995088	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499514	3400934995149	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499520	3400934995200	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499537	3400934995378	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499543	3400934995439	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	3499566	3400934995668	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
69726537	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 10 mg, gélule	ETHYPHARM	5619632	3400956196326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499572	3400934995729	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499589	3400934995897	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499595	3400934995958	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499603	3400934996030	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499626	3400934996269	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499632	3400934996320	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499649	3400934996498	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499655	3400934996559	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499661	3400934996610	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499678	3400934996788	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	3499684	3400934996849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
67510487	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 20 mg, gélule	ETHYPHARM	5619649	3400956196494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499690	3400934996900	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499709	3400934997099	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499715	3400934997150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499721	3400934997211	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499738	3400934997389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499744	3400934997440	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499750	3400934997501	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499767	3400934997679	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499773	3400934997730	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499796	3400934997969	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	3499804	3400934998041	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61805922	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 30 mg, gélule	ETHYPHARM	5619655	3400956196555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499336	3400934993367	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499342	3400934993428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499359	3400934993596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499365	3400934993657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499371	3400934993718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499388	3400934993886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499394	3400934993947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499402	3400934994029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499419	3400934994197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499425	3400934994258	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	3499431	3400934994319	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
66226466	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM 5 mg, gélule	ETHYPHARM	5619626	3400956196265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
60151373	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM L.P. 10 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3337763	3400933377632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
69322053	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3337800	3400933378004	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
66261734	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM L.P. 30 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3337786	3400933377861	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
63822596	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3337792	3400933377922	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3396688	3400933966881	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3396694	3400933966942	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3405401	3400934054013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3448126	3400934481260	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3448132	3400934481321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3448149	3400934481499	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3448155	3400934481550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3448161	3400934481611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
63659156	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5606753	3400956067534	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
61418249	SULFINPYRAZONE THERAMEX 200 mg, comprimé enrobé	THERAMEX	3261089	3400932610891	plaquette(s) thermoformée(s) de 60 comprimé(s)
61418249	SULFINPYRAZONE THERAMEX 200 mg, comprimé enrobé	THERAMEX	3261095	3400932610952	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 comprimé(s)
61418249	SULFINPYRAZONE THERAMEX 200 mg, comprimé enrobé	THERAMEX	3261103	3400932611034	plaquette(s) thermoformée(s) de 120 comprimé(s)
67088559	SULFOBROMOPHTALEINE SODIQUE S.E.R.B. 3 POUR CENT, solution injectable (IV)	SERB	5547973	3400955479734	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
67088559	SULFOBROMOPHTALEINE SODIQUE S.E.R.B. 3 POUR CENT, solution injectable (IV)	SERB	5607600	3400956076000	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
61448203	SULFORGAN 200 mg, gélule	JOLLY JATEL	3360093	3400933600938	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
66419629	SULFORGAN ADULTES, suppositoire	JOLLY JATEL	3418042	3400934180422	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60733950	SULFORGAN ENFANTS, suppositoire	JOLLY JATEL	3418059	3400934180590	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
63548985	SULFUR COMPLEXE N°12, comprimé	LEHNING	3059229	3400930592298	1 flacon(s) de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64457570	SULFURE DE RHENIUM [186 Re], CIS bio international, suspension colloïdale injectable pour voie intra-articulaire [Référence : RE-186-MM-1]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545974	3400955459743	1 flacon(s) en verre de 0,2 ml à 10 ml
67757060	SULFURYL 200 mg, comprimé à croquer	LEGRAS	3101546	3400931015468	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63148635	SULFURYL INHALANT, comprimé effervescent pour inhalation par fumigation	LEGRAS	3101523	3400931015239	tube(s) polypropylène de 80 comprimé(s)
64510457	SULPIRIDE G GAM 200 mg, comprimé sécable	G GAM	3602165	3400936021655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
64510457	SULPIRIDE G GAM 200 mg, comprimé sécable	G GAM	5661278	3400956612789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 150 comprimé(s)
67666326	SULPIRIDE G GAM 50 mg, gélule	G GAM	3602159	3400936021594	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68440650	SULPIRIDE GNR 200 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3538042	3400935380425	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 12 comprimé(s)
65380835	SULPIRIDE IVAX 200 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3641521	3400936415218	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
65380835	SULPIRIDE IVAX 200 mg, comprimé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3641538	3400936415386	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61376565	SULPIRIDE IVAX 50 mg, gélule	IVAX PHARMACEUTICALS	3639470	3400936394704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
61376565	SULPIRIDE IVAX 50 mg, gélule	IVAX PHARMACEUTICALS	3639487	3400936394872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3562632	3400935626325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 12 comprimé(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3562649	3400935626493	1 flacon(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3562655	3400935626554	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 12 comprimé(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3562661	3400935626615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 150 comprimé(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3562678	3400935626783	1 flacon(s) polypropylène de 150 comprimé(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3562684	3400935626844	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 150 comprimé(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3567032	3400935670328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3567049	3400935670496	1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67215405	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3567055	3400935670557	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
69649845	SULPIRIDE MERCK 50 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3515360	3400935153609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69649845	SULPIRIDE MERCK 50 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5622315	3400956223152	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
62227318	SULPIRIDE SANDOZ 50 mg, gélule	SANDOZ	3661788	3400936617889	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 gélule(s)
66241856	SULPIRIDE TEVA 200 mg, comprimé sécable	TEVA CLASSICS	3614323	3400936143234	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
61055303	SULPIRIDE TEVA 50 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3614317	3400936143173	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
66485344	SULPIRIDE ZYDUS 200 mg, comprimé sécable	ZYDUS FRANCE	3543942	3400935439420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 12 comprimé(s)
69517847	SULPIRIDE ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3543936	3400935439369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 gélule(s)
60765738	SULTOPRIDE IREX 100 mg/ml, solution injectable (I.M.)	WINTHROP MEDICAMENTS	5631797	3400956317974	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
60765738	SULTOPRIDE IREX 100 mg/ml, solution injectable (I.M.)	WINTHROP MEDICAMENTS	5631805	3400956318056	60 ampoule(s) en verre de 2 ml
60354822	SULTOPRIDE IREX 400 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3290398	3400932903986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60354822	SULTOPRIDE IREX 400 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3290406	3400932904068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63323796	SULTOPRIDE PANPHARMA 200 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule	PANPHARMA	3524146	3400935241467	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
63323796	SULTOPRIDE PANPHARMA 200 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule	PANPHARMA	5582596	3400955825968	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
60616954	SULTOPRIDE PANPHARMA 24,4 g/100 ml, solution buvable	PANPHARMA	5577773	3400955777731	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes
63936379	SULTOPRIDE PANPHARMA 400 mg, comprimé quadrisécable	PANPHARMA	3356565	3400933565657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63936379	SULTOPRIDE PANPHARMA 400 mg, comprimé quadrisécable	PANPHARMA	5579803	3400955798033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65431596	SULTOPRIDE PHARMANOVA 200 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule	SILCAR	5582604	3400955826040	6 ampoule(s) en verre de 2 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69354282	SULTOPRIDE PHARMANOVA 24,4 g/100 ml, solution buvable en gouttes	SILCAR	5577767	3400955777670	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes
64043530	SULTOPRIDE PHARMANOVA 400 mg, comprimé quadrisécable	SILCAR	3356542	3400933565428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64043530	SULTOPRIDE PHARMANOVA 400 mg, comprimé quadrisécable	SILCAR	5579826	3400955798262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60960542	SUMATRIPTAN TEVA 6 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie (voie SC)	TEVA CLASSICS	3741062	3400937410625	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60960542	SUMATRIPTAN TEVA 6 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie (voie SC)	TEVA CLASSICS	3741079	3400937410793	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60960542	SUMATRIPTAN TEVA 6 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie (voie SC)	TEVA CLASSICS	3741085	3400937410854	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60960542	SUMATRIPTAN TEVA 6 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie (voie SC)	TEVA CLASSICS	3741091	3400937410915	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776712	3400937767125	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776729	3400937767293	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 3 comprimé(s)
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776735	3400937767354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776741	3400937767415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776764	3400937767644	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776770	3400937767705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 3 comprimé(s)
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776787	3400937767873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776793	3400937767934	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
63532486	SUMATRIPTAN WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776824	3400937768245	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 2 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776592	3400937765923	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776600	3400937766005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 3 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776617	3400937766173	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776623	3400937766234	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776646	3400937766463	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776652	3400937766524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776669	3400937766692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 3 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776675	3400937766753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776681	3400937766814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776698	3400937766982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 18 comprimé(s)
65739206	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3776706	3400937767064	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 2 comprimé(s)
60507848	SUPADOL, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3255189	3400932551897	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
60507848	SUPADOL, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3328847	3400933288471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
60507848	SUPADOL, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3328853	3400933288532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
67492181	SUPPANGYL BISMUTHE ADULTES, suppositoire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3100825	3400931008255	1 boite(s) de 10 suppositoire(s) (ABROGE)
67492181	SUPPANGYL BISMUTHE ADULTES, suppositoire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3246138	3400932461387	1 boite(s) de 8 suppositoire(s) (ABROGE)
67492181	SUPPANGYL BISMUTHE ADULTES, suppositoire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3259997	3400932599974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 8 suppositoire(s)
67531353	SUPPANGYL BISMUTHE ENFANTS, suppositoire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3260003	3400932600038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 8 suppositoire(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68404444	SUPPOMALINE, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3251949	3400932519491	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 6 suppositoire(s)
68404444	SUPPOMALINE, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3251961	3400932519613	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 12 suppositoire(s)
68404444	SUPPOMALINE, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3409221	3400934092213	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 6 suppositoire(s)
68404444	SUPPOMALINE, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3409238	3400934092381	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 12 suppositoire(s)
66111745	SUPPOSIRTAL 140 mg/50 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3101948	3400931019480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 suppositoire(s)
66054041	SUPPOSIRTAL 350 mg/50 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3101931	3400931019312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 suppositoire(s)
60422839	SUPPOSIRTAL ADULTES, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3101925	3400931019251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 8 suppositoire(s)
65609967	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES SOGIPHAR, suppositoire	SOGIPHAR	3387011	3400933870119	1 sachet(s) polyéthylène polyester PVDC de 10 suppositoire(s)
65609967	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES SOGIPHAR, suppositoire	SOGIPHAR	3387028	3400933870287	1 sachet(s) polyéthylène polyester PVDC de 25 suppositoire(s)
65609967	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES SOGIPHAR, suppositoire	SOGIPHAR	3387034	3400933870348	1 sachet(s) polyéthylène polyester PVDC de 50 suppositoire(s)
65609967	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES SOGIPHAR, suppositoire	SOGIPHAR	3387040	3400933870409	1 sachet(s) polyéthylène polyester PVDC de 100 suppositoire(s)
63812100	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347810	3400933478100	1 sachet(s) polyéthylène de 10 suppositoire(s)
63812100	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347827	3400933478278	1 sachet(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
63812100	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347833	3400933478339	1 sachet(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)
63812100	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347856	3400933478568	1 sachet(s) polyéthylène de 100 suppositoire(s)
61100225	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3347750	3400933477509	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
68389750	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ENFANTS, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347767	3400933477677	1 sachet(s) polyéthylène de 10 suppositoire(s)
68389750	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ENFANTS, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347773	3400933477738	1 sachet(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
68389750	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ENFANTS, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347796	3400933477967	1 sachet(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)
68387379	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM NOURRISSONS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3347721	3400933477219	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
60975672	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER ADULTES, suppositoire	COOPER	3319541	3400933195410	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
60975672	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER ADULTES, suppositoire	COOPER	3319558	3400933195588	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
60975672	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER ADULTES, suppositoire	COOPER	3319564	3400933195649	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 30 suppositoire(s)
60975672	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER ADULTES, suppositoire	COOPER	3319570	3400933195700	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 50 suppositoire(s)
66204021	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER ENFANTS, suppositoire	COOPER	3319587	3400933195878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
66204021	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER ENFANTS, suppositoire	COOPER	3319593	3400933195939	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
66204021	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER ENFANTS, suppositoire	COOPER	3319601	3400933196011	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 30 suppositoire(s)
66204021	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER ENFANTS, suppositoire	COOPER	3319618	3400933196189	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 50 suppositoire(s)
60132572	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER NOURRISSONS, suppositoire	COOPER	3319624	3400933196240	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
60132572	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER NOURRISSONS, suppositoire	COOPER	3319630	3400933196301	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
60132572	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER NOURRISSONS, suppositoire	COOPER	3319647	3400933196479	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 30 suppositoire(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60132572	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE COOPER NOURRISSONS, suppositoire	COOPER	3319653	3400933196530	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 50 suppositoire(s)
61192686	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ENFANTS GIFRER, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3236542	3400932365425	film(s) thermosoudé(s) de 10 suppositoire(s)
61192686	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ENFANTS GIFRER, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3236559	3400932365593	film(s) thermosoudé(s) de 30 suppositoire(s)
61192686	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ENFANTS GIFRER, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3236565	3400932365654	film(s) thermosoudé(s) de 60 suppositoire(s)
66177695	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3391567	3400933915674	1 sachet(s) polyester polyéthylène de 25 suppositoire(s)
66177695	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3391573	3400933915735	1 sachet(s) polyester polyéthylène de 50 suppositoire(s)
66177695	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3392696	3400933926960	1 sachet(s) polyester polyéthylène de 100 suppositoire(s)
66177695	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3392704	3400933927042	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
66177695	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3392710	3400933927103	2 plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
66177695	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3392727	3400933927271	6 plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
66177695	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3392733	3400933927332	10 plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
68983870	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER NOURRISSONS, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3391544	3400933915445	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
68983870	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER NOURRISSONS, suppositoire	GIFRER BARBEZAT	3391550	3400933915506	2 plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
64152615	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT ADULTES	GILBERT	3455681	3400934556814	1 sachet(s) polyéthylène de 10 suppositoire(s)
64152615	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT ADULTES	GILBERT	3455698	3400934556982	1 sachet(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
64152615	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT ADULTES	GILBERT	3455706	3400934557064	1 sachet(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)
64152615	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT ADULTES	GILBERT	3455712	3400934557125	1 sachet(s) polyéthylène de 100 suppositoire(s)
69605749	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT ENFANTS, suppositoire	GILBERT	3455652	3400934556524	1 sachet(s) polyéthylène de 10 suppositoire(s)
69605749	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT ENFANTS, suppositoire	GILBERT	3455669	3400934556692	1 sachet(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
69605749	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT ENFANTS, suppositoire	GILBERT	3455675	3400934556753	1 sachet(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)
68947002	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT NOURRISSONS	GILBERT	3211163	3400932111633	1 sachet(s) polyéthylène de 100 suppositoire(s)
68947002	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT NOURRISSONS	GILBERT	3455617	3400934556173	1 sachet(s) polyéthylène de 10 suppositoire(s)
68947002	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT NOURRISSONS	GILBERT	3455623	3400934556234	1 sachet(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
68947002	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GILBERT NOURRISSONS	GILBERT	3455646	3400934556463	1 sachet(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)
69476749	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE JOUVEINAL ENFANTS, suppositoire	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3276346	3400932763467	sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 25 suppositoire(s)
69476749	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE JOUVEINAL ENFANTS, suppositoire	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3276369	3400932763696	sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 50 suppositoire(s)
69476749	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE JOUVEINAL ENFANTS, suppositoire	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3276381	3400932763818	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
69476749	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE JOUVEINAL ENFANTS, suppositoire	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3276406	3400932764068	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 30 suppositoire(s)
62388976	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE PHARMOCCITAN ADULTES, suppositoire	PHARMOCCITAN	3145495	3400931454953	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 suppositoire(s)
62388976	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE PHARMOCCITAN ADULTES, suppositoire	PHARMOCCITAN	3145503	3400931455035	sac(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
62388976	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE PHARMOCCITAN ADULTES, suppositoire	PHARMOCCITAN	3145526	3400931455264	sac(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)
62388976	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE PHARMOCCITAN ADULTES, suppositoire	PHARMOCCITAN	3145532	3400931455325	sac(s) polyéthylène de 100 suppositoire(s)
69020941	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE PRIMASOIN ADULTES, suppositoire	OMEGA PHARMA FRANCE	3277647	3400932776474	1 sachet(s) polyester polyéthylène de 25 suppositoire(s)
69020941	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE PRIMASOIN ADULTES, suppositoire	OMEGA PHARMA FRANCE	3277676	3400932776764	1 sachet(s) polyester polyéthylène de 50 suppositoire(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69020941	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE PRIMASOIN ADULTES, suppositoire	OMEGA PHARMA FRANCE	3277682	3400932776825	1 sachet(s) polyester polyéthylène de 100 suppositoire(s)
69020941	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE PRIMASOIN ADULTES, suppositoire	OMEGA PHARMA FRANCE	3277699	3400932776993	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC de 10 suppositoire(s)
63408990	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SARBACH ENFANTS, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3391521	3400933915216	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
63408990	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SARBACH ENFANTS, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3391538	3400933915384	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC de 25 suppositoire(s)
66230443	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SARBACH ENFANTS, suppositoire en sachet vrac	SOLVAY PHARMA	3391515	3400933915155	1 sachet(s) PVDC polyéthylène PVC de 25 suppositoire(s)
69180814	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SARBACH NOURRISON, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3391490	3400933914905	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
69180814	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SARBACH NOURRISON, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3391509	3400933915094	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
61117566	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3130677	3400931306771	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
61117566	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227715	3400932277155	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 25 suppositoire(s)
61117566	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227744	3400932277445	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 100 suppositoire(s)
61117566	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227750	3400932277506	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 50 suppositoire(s)
61117566	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227796	3400932277964	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 30 suppositoire(s)
61117566	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3320716	3400933207168	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
68486320	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3130683	3400931306832	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
68486320	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227721	3400932277216	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 25 suppositoire(s)
68486320	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227767	3400932277674	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 50 suppositoire(s)
68486320	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227804	3400932278046	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 30 suppositoire(s)
68486320	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3320722	3400933207229	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
68486320	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	5565623	3400955656234	film(s) thermosoudé(s) en plastique de 100 suppositoire(s)
64167866	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA NOURRISSONS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3130708	3400931307082	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
64167866	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA NOURRISSONS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227738	3400932277384	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 25 suppositoire(s)
64167866	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA NOURRISSONS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227773	3400932277735	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 50 suppositoire(s)
64167866	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA NOURRISSONS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3227810	3400932278107	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 30 suppositoire(s)
64167866	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA NOURRISSONS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3320739	3400933207397	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
64167866	SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE SAUBA NOURRISSONS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	5565646	3400955656463	film(s) thermosoudé(s) en plastique de 100 suppositoire(s)
65714612	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE APPLIPHARM ADULTES, suppositoire	OMEGA PHARMA FRANCE	3431769	3400934317699	plaquette(s) thermoformée(s) de 25 suppositoire(s)
65714612	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE APPLIPHARM ADULTES, suppositoire	OMEGA PHARMA FRANCE	3431775	3400934317750	plaquette(s) thermoformée(s) de 50 suppositoire(s)
65734344	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE APPLIPHARM ENFANTS, suppositoire	OMEGA PHARMA FRANCE	3431746	3400934317460	1 boite(s) de 25 suppositoire(s)
65734344	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE APPLIPHARM ENFANTS, suppositoire	OMEGA PHARMA FRANCE	3431752	3400934317521	1 boite(s) de 50 suppositoire(s)
66372542	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3347804	3400933478049	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
66553496	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE CENTRAPHARM NOURRISSONS, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347738	3400933477387	sachet(s) polyéthylène de 10 suppositoire(s)
66553496	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE CENTRAPHARM NOURRISSONS, suppositoire en vrac	ZAMBON FRANCE	3347744	3400933477448	sachet(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62677532	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE EVOLUPHARM ADULTES, suppositoire en récipient multidose	EVOLUPHARM	3701789	3400937017893	récipient(s) multidose(s) (POLYANE) de 25 suppositoire(s)
62677532	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE EVOLUPHARM ADULTES, suppositoire en récipient multidose	EVOLUPHARM	3741412	3400937414128	récipient(s) multidose(s) (POLYANE) de 50 suppositoire(s)
62677532	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE EVOLUPHARM ADULTES, suppositoire en récipient multidose	EVOLUPHARM	3741429	3400937414296	récipient(s) multidose(s) (POLYANE) de 100 suppositoire(s)
69030309	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE JOUVEINAL NOURRISSONS	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3277541	3400932775415	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 25 suppositoire(s)
69030309	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE JOUVEINAL NOURRISSONS	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3277564	3400932775644	1 sac(s) PVDC polyester polyéthylène de 50 suppositoire(s)
69030309	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE JOUVEINAL NOURRISSONS	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3277587	3400932775873	film(s) thermosoudé(s) PVDC polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
69030309	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE JOUVEINAL NOURRISSONS	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3277601	3400932776016	film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC polyéthylène de 30 suppositoire(s)
69030309	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE JOUVEINAL NOURRISSONS	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3277618	3400932776184	plaquette(s) thermoformée(s) de 50 suppositoire(s) (ABROGE)
67785202	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3129645	3400931296454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
67785202	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3236275	3400932362752	1 sac(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
67785202	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3236281	3400932362813	1 sac(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)
67785202	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3236298	3400932362981	1 sac(s) polyéthylène de 100 suppositoire(s)
67785202	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3321615	3400933216153	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
67785202	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3321621	3400933216214	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 50 suppositoire(s)
65366508	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ENFANTS	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3129668	3400931296683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
65366508	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ENFANTS	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3236306	3400932363063	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
65366508	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ENFANTS	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3236312	3400932363124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 50 suppositoire(s)
61993698	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT NOURRISSONS	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3129680	3400931296805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
61993698	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT NOURRISSONS	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3236329	3400932363292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 25 suppositoire(s)
61993698	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT NOURRISSONS	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3321638	3400933216382	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 50 suppositoire(s)
65346110	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE PHARMOCCITAN ENFANTS, suppositoire	PHARMOCCITAN	3145408	3400931454083	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 10 suppositoire(s)
65346110	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE PHARMOCCITAN ENFANTS, suppositoire	PHARMOCCITAN	3145414	3400931454144	sac(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
65346110	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE PHARMOCCITAN ENFANTS, suppositoire	PHARMOCCITAN	3145420	3400931454205	sac(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)
65346110	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE PHARMOCCITAN ENFANTS, suppositoire	PHARMOCCITAN	3145437	3400931454373	sac(s) polyéthylène de 100 suppositoire(s)
60217282	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE SARBACH ADULTES, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3372015	3400933720155	1 sachet(s) polyéthylène de 25 suppositoire(s)
60217282	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE SARBACH ADULTES, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3372021	3400933720216	1 sachet(s) polyéthylène de 50 suppositoire(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60217282	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE SARBACH ADULTES, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3372038	3400933720384	1 sachet(s) polyéthylène de 100 suppositoire(s)
60217282	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE SARBACH ADULTES, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3376473	3400933764739	1 sachet(s) polyéthylène de 10 suppositoire(s)
60217282	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE SARBACH ADULTES, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3385236	3400933852368	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC de 50 suppositoire(s)
60217282	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE SARBACH ADULTES, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3385377	3400933853778	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC de 100 suppositoire(s)
60217282	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE SARBACH ADULTES, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3386075	3400933860752	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)
60217282	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE SARBACH ADULTES, suppositoire	SOLVAY PHARMA	3386081	3400933860813	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC de 25 suppositoire(s)
64643105	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ADULTES, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3621837	3400936218376	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
62224546	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ADULTES, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636046	3400936360464	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 suppositoire(s)
62224546	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ADULTES, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636052	3400936360525	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 25 suppositoire(s)
62224546	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ADULTES, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636069	3400936360693	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 50 suppositoire(s)
62224546	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ADULTES, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636075	3400936360754	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 100 suppositoire(s)
63915011	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ENFANTS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3621843	3400936218437	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
60227700	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ENFANTS, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636081	3400936360815	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 suppositoire(s)
60227700	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ENFANTS, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636098	3400936360983	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 25 suppositoire(s)
60227700	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE ENFANTS, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636106	3400936361065	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 50 suppositoire(s)
60620034	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE NOURRISSONS, suppositoire	ZAMBON FRANCE	3621866	3400936218666	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
64097001	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE NOURRISSONS, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636017	3400936360174	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 suppositoire(s)
64097001	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE ZAMBON FRANCE NOURRISSONS, suppositoire en récipient multidose	ZAMBON FRANCE	3636023	3400936360235	réceptier(s) multidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 25 suppositoire(s)
65374145	SUPRADYNE, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3179873	3400931798736	tube(s) aluminium de 10 comprimé(s)
65374145	SUPRADYNE, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3239871	3400932398713	2 tube(s) aluminium de 10 comprimé(s)
65374145	SUPRADYNE, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3482330	3400934823305	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65374145	SUPRADYNE, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3482347	3400934823473	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61994412	SUPRADYNE, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3777999	3400937779999	1 tube(s) aluminium de 15 comprimé(s)
61994412	SUPRADYNE, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3778007	3400937780070	2 tube(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61994412	SUPRADYNE, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3778013	3400937780131	1 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
61994412	SUPRADYNE, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3778036	3400937780360	2 tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61554726	SUPRADYNE, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE	3495723	3400934957239	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
65943148	SUPRALOX, suspension buvable	THERAPLIX	3301676	3400933016760	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
67483976	SUPRALOX, suspension buvable en sachet	THERAPLIX	3371694	3400933716943	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 10 ml
65421851	SUPRANE, liquide pour inhalation par vapeur	BAXTER	5582455	3400955824558	1 flacon(s) en verre brun de 240 ml
65428130	SUPREFACT 1 mg/ml, solution injectable par voie sous-cutanée	AVENTIS	3285055	3400932850556	2 flacon(s) en verre de 6 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60391703	SUPREFACT 100 microgrammes (1 mg/ml), solution nasale	AVENTIS	3285061	3400932850617	4 flacon(s) en verre de 10 ml avec pompe(s) doseuse(s) polyéthylène polystyrène polypropylène copolymère d'acétal
60391703	SUPREFACT 100 microgrammes (1 mg/ml), solution nasale	AVENTIS	3287924	3400932879243	1 flacon(s) en verre de 10 ml avec pompe(s) doseuse(s) polyéthylène polystyrène polypropylène copolymère d'acétal
64752784	SUP-RHINITE, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3116387	3400931163879	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
64752784	SUP-RHINITE, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3179695	3400931796954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 6 gélule(s)
64752784	SUP-RHINITE, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3179703	3400931797036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 8 gélule(s)
65713955	SUPRISTOL ADULTES, comprimé	ZYDUS FRANCE	3215014	3400932150144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 11 comprimé(s)
65713955	SUPRISTOL ADULTES, comprimé	ZYDUS FRANCE	3215020	3400932150205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
65713955	SUPRISTOL ADULTES, comprimé	ZYDUS FRANCE	3215037	3400932150373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
63628253	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3274034	3400932740345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63628253	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3274040	3400932740406	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63628253	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3274057	3400932740574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
63628253	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5557635	3400955576358	plaquette(s) thermoformée(s) de 300 comprimé(s)
63628253	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5557641	3400955576419	plaquette(s) thermoformée(s) de 400 comprimé(s)
63628253	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5557658	3400955576587	plaquette(s) thermoformée(s) de 500 comprimé(s)
63628253	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5595541	3400955955412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
61990182	SURBRONC 30 mg, granulés pour solution buvable en sachet	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3327724	3400933277246	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
61990182	SURBRONC 30 mg, granulés pour solution buvable en sachet	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3458159	3400934581595	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
67604278	SURBRONC 60 mg, comprimé enrobé sécable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3327730	3400933277307	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60430711	SURBRONC 60 mg, granulés pour solution buvable en sachet	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3327718	3400933277185	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 3 g
62359782	SURBRONC L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3767446	3400937674461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
62359782	SURBRONC L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3767452	3400937674522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
62359782	SURBRONC L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5699068	3400956990689	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 gélule(s)
62359782	SURBRONC L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	5699074	3400956990740	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
64292987	SURBRONC, solution buvable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3274063	3400932740635	1 flacon(s) en verre de 100 ml
64292987	SURBRONC, solution buvable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3274086	3400932740864	1 flacon(s) en verre de 125 ml
64292987	SURBRONC, solution buvable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3274092	3400932740925	1 flacon(s) en verre de 150 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68997756	SURELEN ADULTES, solution buvable	BAYER SANTE FAMILIALE	3102178	3400931021780	10 ampoules A en verre brun de 5 ml - 10 ampoules B en verre brun de 5 ml
68997756	SURELEN ADULTES, solution buvable	BAYER SANTE FAMILIALE	3292546	3400932925469	20 ampoules A en verre brun de 5 ml - 20 ampoules B en verre brun de 5 ml
62695199	SURELEN ENFANTS, solution buvable	BAYER SANTE FAMILIALE	3102184	3400931021841	10 ampoule(s) en verre brun de 3 ml - 10 ampoule(s) en verre brun de 3 ml
62695199	SURELEN ENFANTS, solution buvable	BAYER SANTE FAMILIALE	3340073	3400933400736	20 ampoule(s) en verre brun de 3 ml - 20 ampoule(s) en verre brun de 3 ml
62231829	SUREPTIL, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3102190	3400931021902	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
65967366	SUREPTIL, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3123708	3400931237082	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec mesurette graduée polystyrène polyéthylène
66349180	SURFORTAN, solution buvable en ampoule	IPRAD	3102209	3400931022091	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
66577967	SURGAM 100 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3177928	3400931779285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61184134	SURGAM 200 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3239948	3400932399482	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
61184134	SURGAM 200 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3239954	3400932399543	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61184134	SURGAM 200 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3239960	3400932399604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61184134	SURGAM 200 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3249705	3400932497058	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61403254	SURGASTRIL, tablettes	AMIDO	3102215	3400931022152	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 tablette(s)
61233930	SURGESTONE 0,125 mg, comprimé	AVENTIS	3249154	3400932491544	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61233930	SURGESTONE 0,125 mg, comprimé	AVENTIS	3249160	3400932491605	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61233930	SURGESTONE 0,125 mg, comprimé	AVENTIS	3249177	3400932491773	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65564493	SURGESTONE 0,250 mg, comprimé	AVENTIS	3249183	3400932491834	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65564493	SURGESTONE 0,250 mg, comprimé	AVENTIS	3249208	3400932492084	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65564493	SURGESTONE 0,250 mg, comprimé	AVENTIS	3249214	3400932492145	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64695618	SURGESTONE 0,500 mg, comprimé	AVENTIS	3313314	3400933133146	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64695618	SURGESTONE 0,500 mg, comprimé	AVENTIS	3364286	3400933642860	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
64868034	SURMONTIL 100 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3102267	3400931022671	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64868034	SURMONTIL 100 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5503964	3400955039648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63344192	SURMONTIL 25 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3102296	3400931022961	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63344192	SURMONTIL 25 mg, comprimé sécable	AVENTIS	5509642	3400955096429	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
63905138	SURMONTIL 4 POUR CENT, solution buvable, flacon	AVENTIS	3102250	3400931022503	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml
63388299	SURQUINA 245 mg/ml, solution pour perfusion	INNOTECH INTERNATIONAL	3523827	3400935238276	3 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
63388299	SURQUINA 245 mg/ml, solution pour perfusion	INNOTECH INTERNATIONAL	3523833	3400935238337	3 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63388299	SURQUINA 245 mg/ml, solution pour perfusion	INNOTECH INTERNATIONAL	5622545	3400956225453	50 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
63388299	SURQUINA 245 mg/ml, solution pour perfusion	INNOTECH INTERNATIONAL	5622551	3400956225514	50 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63198848	SURQUINA 250 mg, comprimé pelliculé sécable	INNOTECH INTERNATIONAL	3492877	3400934928772	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
63198848	SURQUINA 250 mg, comprimé pelliculé sécable	INNOTECH INTERNATIONAL	5619359	3400956193592	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
69491338	SURVANTA, suspension pour instillation endotrachéobronchique	ABBOTT FRANCE	5584744	3400955847441	1 flacon(s) en verre de 8 ml
69491338	SURVANTA, suspension pour instillation endotrachéobronchique	ABBOTT FRANCE	5621356	3400956213566	1 flacon(s) en verre de 4 ml
68701940	SURVITINE, capsule molle	TRADIPHAR	3102416	3400931024163	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 30 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68701940	SURVITINE, capsule molle	TRADIPHAR	3427420	3400934274206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 capsule(s)
60396426	SUSTIVA 100 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3517695	3400935176950	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
64702347	SUSTIVA 200 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3517703	3400935177032	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
64702347	SUSTIVA 200 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3517726	3400935177261	42 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 1 gélule(s)
66105710	SUSTIVA 30 mg/ml, solution buvable	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3585188	3400935851888	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 180 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) pour administration orale
60798510	SUSTIVA 50 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3517689	3400935176899	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
63076285	SUSTIVA 600 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3599658	3400935996589	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
63076285	SUSTIVA 600 mg, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3599664	3400935996640	30 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 1 gélule(s)
69225978	SUTENT 12,5 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3762650	3400937626507	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
65283820	SUTENT 25 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3762667	3400937626675	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
63841059	SUTENT 50 mg, gélule	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3762673	3400937626736	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
64764053	SUVALAN 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3497805	3400934978050	1 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
64764053	SUVALAN 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3497811	3400934978111	2 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
64764053	SUVALAN 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3497828	3400934978289	6 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
64764053	SUVALAN 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3560024	3400935600240	12 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
64764053	SUVALAN 10 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3560030	3400935600301	18 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
62682757	SUVALAN 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3497834	3400934978340	1 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
62682757	SUVALAN 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3497840	3400934978401	2 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
62682757	SUVALAN 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3497857	3400934978579	6 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
62682757	SUVALAN 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3560047	3400935600479	12 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
62682757	SUVALAN 20 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	SAINT GERMAIN	3560053	3400935600530	18 ampoule(s) en verre de 0,1 ml avec embout nasal polypropylène
62864973	SUVALAN 50 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3473710	3400934737107	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 2 comprimé(s)
62864973	SUVALAN 50 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3473727	3400934737275	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 3 comprimé(s)
62864973	SUVALAN 50 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3473733	3400934737336	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 4 comprimé(s)
62864973	SUVALAN 50 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3473756	3400934737565	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 6 comprimé(s)
62864973	SUVALAN 50 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3560076	3400935600769	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 12 comprimé(s)
62864973	SUVALAN 50 mg, comprimé pelliculé	SAINT GERMAIN	3560082	3400935600820	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC-aluminium polyamide de 18 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63554283	SUVALAN 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	SAINT GERMAIN	3339443	3400933394431	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
63554283	SUVALAN 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	SAINT GERMAIN	3339466	3400933394660	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
63554283	SUVALAN 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	SAINT GERMAIN	3339472	3400933394721	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
63554283	SUVALAN 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	SAINT GERMAIN	3339489	3400933394899	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur(s) automatique(s)
63554283	SUVALAN 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	SAINT GERMAIN	3339495	3400933394950	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur(s) automatique(s)
63554283	SUVALAN 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie	SAINT GERMAIN	3339503	3400933395032	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec injecteur(s) automatique(s)
60565926	SVELTUP, poudre pour solution buvable en sachet-dose	ARKOPHARMA	3625982	3400936259829	7 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 5 g
60565926	SVELTUP, poudre pour solution buvable en sachet-dose	ARKOPHARMA	3625999	3400936259997	14 sachet(s)-dose(s) polyester aluminium polyéthylène de 5 g
65562624	SYALINE SPRAY, solution pour pulvérisation endo-buccale en flacon pressurisé	STADA ARZNEIMITTEL AG	3282246	3400932822461	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 50 ml avec valve(s) doseuse(s) polyéthylène
65562624	SYALINE SPRAY, solution pour pulvérisation endo-buccale en flacon pressurisé	STADA ARZNEIMITTEL AG	3312131	3400933121310	1 flacon(s) aluminium pressurisé(e)(s) de 100 ml avec valve(s) doseuse(s) polyéthylène
67588571	SYLVIANE, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3537628	3400935376282	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 4 comprimés blancs et de 24 comprimés jaunes
67588571	SYLVIANE, comprimé pelliculé	SCHERING (FRANCE)	3537634	3400935376343	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 4 comprimés blancs et de 24 comprimés jaunes
67916395	SYMBICORT TURBUHALER 100/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3565814	3400935658142	1 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 dose(s) avec embout(s) buccal(aux)
67916395	SYMBICORT TURBUHALER 100/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3565820	3400935658203	1 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 120 dose(s) avec embout(s) buccal(aux)
61237448	SYMBICORT TURBUHALER 200/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3565837	3400935658371	1 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 60 dose(s) avec embout(s) buccal(aux)
61237448	SYMBICORT TURBUHALER 200/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3565843	3400935658432	1 inhalateur(s) multidose(s) matière plastique de 120 dose(s) avec embout(s) buccal(aux)
64275087	SYMBICORT TURBUHALER 400/12 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	ASTRAZENECA	3599730	3400935997302	1 inhalateur(s) multidose(s) en plastique de 60 doses avec embout buccal
66331054	SYMPANEUROL, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS OTC	3102468	3400931024682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimés
66331054	SYMPANEUROL, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS OTC	3222936	3400932229369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimés
60617561	SYMPASANE, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3102480	3400931024804	1 sachet(s) papier de 100 g ou 1 sac(s) thermosoudé polypropylène de 100 g
61279600	SYMPATHYL, comprimé pelliculé	INNOTECH INTERNATIONAL	3486210	3400934862106	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimés
61279600	SYMPATHYL, comprimé pelliculé	INNOTECH INTERNATIONAL	3486227	3400934862274	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimés
61279600	SYMPATHYL, comprimé pelliculé	INNOTECH INTERNATIONAL	3588850	3400935888501	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimés
61279600	SYMPATHYL, comprimé pelliculé	INNOTECH INTERNATIONAL	5599450	3400955994503	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 600 comprimés
68439769	SYMPAVAGOL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3337496	3400933374969	tube(s) polypropylène de 80 comprimés
68439769	SYMPAVAGOL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3337504	3400933375041	tube(s) polypropylène de 100 comprimés
68439769	SYMPAVAGOL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3396010	3400933960100	tube(s) polypropylène de 40 comprimés
63728570	SYMPAVAGOL, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3102528	3400931025283	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 90 ml
63728570	SYMPAVAGOL, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3337467	3400933374679	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63728570	SYMPAVAGOL, solution buvable en flacon	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3337473	3400933374730	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
64606555	SYNACTHENE 0,25 mg/1 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	3182869	3400931828693	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
63699389	SYNACTHENE RETARD 0,5 mg/0,5 ml, suspension injectable I.M.	NOVARTIS PHARMA	3102563	3400931025634	1 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
60034644	SYNACTHENE RETARD 1 mg/1 ml, suspension injectable I.M.	NOVARTIS PHARMA	3102586	3400931025863	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
61817935	SYNAGIS 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3521550	3400935215505	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
63864225	SYNAGIS 50 mg, poudre et solvant pour solution injectable	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3523141	3400935231413	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml
63381568	SYNALAR 0,01 POUR CENT, solution pour application cutanée	JOLLY JATEL	3102669	3400931026693	1 flacon(s) de 30 ml polyéthylène basse densité (PEBD) avec embout
62102026	SYNALAR 0,025 POUR CENT, crème	JOLLY JATEL	3102600	3400931026006	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
62102026	SYNALAR 0,025 POUR CENT, crème	JOLLY JATEL	3323034	3400933230340	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64901121	SYNALAR GRAS 0,025 POUR CENT, pommade	JOLLY JATEL	3102623	3400931026235	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
64901121	SYNALAR GRAS 0,025 POUR CENT, pommade	JOLLY JATEL	3323040	3400933230401	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69741076	SYNALAR NEOMYCINE, crème	JOLLY JATEL	3102646	3400931026464	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
63954950	SYNAREL 0,2 mg/dose, solution pour pulvérisation nasale	PFIZER HOLDING FRANCE	3328563	3400933285630	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 10 ml avec pompe doseuse
63954950	SYNAREL 0,2 mg/dose, solution pour pulvérisation nasale	PFIZER HOLDING FRANCE	3535210	3400935352101	1 flacon(s) en verre de 8 ml avec embout nasal polypropylène
66720340	SYNCORTYL 10 mg/1 ml, solution injectable IM	AVENTIS	3102675	3400931026754	4 ampoule(s) en verre de 1 ml
61021991	SYNEDIL 0,5 g/100 ml, solution buvable	EREMPHARMA	3241810	3400932418107	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
65863104	SYNEDIL 50 mg, gélule	EREMPHARMA	3241767	3400932417674	film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
66607944	SYNEDIL FORT 100 mg, solution injectable (I.M.)	EREMPHARMA	3241773	3400932417735	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
65654161	SYNEDIL FORT 200 mg, comprimé	EREMPHARMA	3241796	3400932417964	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
65654161	SYNEDIL FORT 200 mg, comprimé	EREMPHARMA	3241804	3400932418046	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 48 comprimé(s)
65654161	SYNEDIL FORT 200 mg, comprimé	EREMPHARMA	3254468	3400932544684	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
64203312	SYNERCID, poudre pour solution pour perfusion	MONARCH PHARMACEUTICALS IRELAND	5624225	3400956242252	1 flacon(s) en verre de 500 mg
64203312	SYNERCID, poudre pour solution pour perfusion	MONARCH PHARMACEUTICALS IRELAND	5632880	3400956328802	1 flacon(s) en verre de 600 mg
65175549	SYNERGON, solution injectable en ampoule	MERCK LIPHA SANTE	3102801	3400931028017	3 ampoule(s) en verre de 1 ml
65294998	SYNTHAMIN 14 SANS ELECTROLYTE, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567303	3400955673033	1 poche(s) (VIAFLEX) de 500 ml
65294998	SYNTHAMIN 14 SANS ELECTROLYTE, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567326	3400955673262	1 poche(s) (VIAFLEX) de 1000 ml
68595330	SYNTHAMIN 14, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567289	3400955672890	1 poche(s) (VIAFLEX) de 500 ml
68595330	SYNTHAMIN 14, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567295	3400955672951	1 poche(s) (VIAFLEX) de 1000 ml
61381434	SYNTHAMIN 17 SANS ELECTROLYTE, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567355	3400955673552	1 poche(s) (VIAFLEX) de 500 ml
61381434	SYNTHAMIN 17 SANS ELECTROLYTE, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567361	3400955673613	1 poche(s) (VIAFLEX) de 1000 ml
69643949	SYNTHAMIN 17, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567332	3400955673323	1 poche(s) (VIAFLEX) de 500 ml
69643949	SYNTHAMIN 17, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567349	3400955673491	1 poche(s) (VIAFLEX) de 1000 ml
69339437	SYNTHAMIN 9 SANS ELECTROLYTE, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567266	3400955672661	1 poche(s) (VIAFLEX) de 500 ml
69339437	SYNTHAMIN 9 SANS ELECTROLYTE, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567272	3400955672722	1 poche(s) (VIAFLEX) de 1000 ml
65769975	SYNTHAMIN 9, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567237	3400955672371	1 poche(s) (VIAFLEX) de 500 ml
65769975	SYNTHAMIN 9, solution injectable pour perfusion en poche	CLINTEC PARENTERAL	5567243	3400955672432	1 poche(s) (VIAFLEX) de 1000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60655238	SYNTHODENT 0,12 % , solution pour bain de bouche	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3777982	3400937779821	1 flacon(s) PETP : copolymère de polytéréphta.d'éthylè.glycol et de diéthylè.glycol de 225 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
62223316	SYNTHOL, gel	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3285687	3400932856879	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
67679220	SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3102882	3400931028826	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 225 ml
67679220	SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3102942	3400931029427	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 115 ml
67679220	SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3102959	3400931029595	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 450 ml
67679220	SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3291736	3400932917365	1 flacon(s) pulvérisateur(s) PVC de 125 ml avec tube plongeur polypropylène
67679220	SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3735966	3400937359665	flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 75 ml
67679220	SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3735972	3400937359726	flacon(s) pulvérisateur(s) PVC polypropylène de 75 ml avec tube(s) plongeur(s)
63355694	SYNTOCINON 5 U.I/1 ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3103019	3400931030195	3 ampoule(s) en verre de 1 ml
63355694	SYNTOCINON 5 U.I/1 ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	5514910	3400955149101	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
63355694	SYNTOCINON 5 U.I/1 ml, solution injectable en ampoule	NOVARTIS PHARMA	5621988	3400956219889	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
63861229	SYNTOFENE 5 POUR CENT, gel	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3457958	3400934579585	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
62000135	SYRINX, collutoire en flacon pressurisé	ZAMBON FRANCE	3254853	3400932548538	1 flacon(s) en verre pressurisé(e)(s) de 30 ml avec valve doseuse
67171713	SYSTEM 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3355488	3400933554880	1 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier kraft de 1 dispositif(s)
67171713	SYSTEM 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3355494	3400933554941	4 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier kraft de 1 dispositif(s)
67171713	SYSTEM 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3355502	3400933555023	6 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier kraft de 1 dispositif(s)
67171713	SYSTEM 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	JANSSEN CILAG	3355519	3400933555191	8 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier kraft de 1 dispositif(s)
62233470	SYSTRAL 0,1 POUR CENT, sirop	THERABEL LUCIEN PHARMA	3103077	3400931030775	1 flacon(s) en verre de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
64703285	SYSTRAL 20 mg, comprimé enrobé	THERABEL LUCIEN PHARMA	3103060	3400931030607	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
64703285	SYSTRAL 20 mg, comprimé enrobé	THERABEL LUCIEN PHARMA	5522996	3400955229964	24 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)