

ANNEXE A

Référence: FCA 2005-38 Rappel de Dispositif Médical Urgent - Action Immédiate Nécessaire

PRODUITS AFFECTES Flextome Cutting Balloon™ muni d'un système Monorail™

Description du produit	Code produit	Référence catalogue	Lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/2.00	H749RB4200060	RB420006	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/2.25	H749RB4225060	RB422506	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/2.50	H749RB4250060	RB425006	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/2.75	H749RB4275060	RB427506	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/3.00	H749RB4300060	RB430006	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/3.25	H749RB4325060	RB432506	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/3.50	H749RB4350060	RB435006	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/3.75	H749RB4375060	RB437506	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 06/4.00	H749RB4400060	RB440006	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 10/2.00	H749RB4200100	B420010	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 10/2.25	H749RB4225100	RB422510	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 10/2.50	H749RB4250100	RB425010	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 10/2.75	H749RB4275100	RB427510	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 10/3.00	H749RB4300100	RB430010	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 10/3.25	H749RB4325100	RB432510	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 10/3.50	H749RB4350100	RB435010	Tous les lots

FLEXTOME CB MONORAIL 10/3.75	H749RB4375100	RB437510	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 10/4.00	H749RB4400100	RB440010	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/2.00	H749RB4200150	RB420015	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/2.25	H749RB4225150	RB422515	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/2.50	H749RB4250150	RB425015	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/2.75	H749RB4275150	RB427515	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/3.00	H749RB4300150	RB430015	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/3.25	H749RB4325150	RB432515	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/3.50	H749RB4350150	RB435015	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/3.75	H749RB4375150	RB437515	Tous les lots
FLEXTOME CB MONORAIL 15/4.00	H749RB4400150	RB440015	Tous les lots

PRODUITS AFFECTES

**Dispositif de dilatation microchirurgical Peripheral Cutting Balloon™
muni d'un petit système Monorail™ de Boston Scientific**

Description du produit	Code produit	Référence catalogue	Lots
PERIPHERAL CB small MONORAIL- 2.00/1.5/140	M001BPM2015140F0	BPM2015140F	Tous les lots
PERIPHERAL CB small MONORAIL- 2.25/1.5/140	M001BPM2515140F0	BPM2515140F	Tous les lots
PERIPHERAL CB small MONORAIL- 3.00/1.5/140	M001BPM3015140F0	BPM3015140F	Tous les lots
PERIPHERAL CB small MONORAIL- 3.50/1.5/140	M001BPM3515140F0	BPM3515140F	Tous les lots
PERIPHERAL CB small MONORAIL- 4.00/1.5/140	M001BPM4015140F0	BPM4015140F	Tous les lots