

**Retrait de lots de cathéters veineux centraux
de la société BECTON DICKINSON
(mise à jour : 04/09/2003)**

REF	DESIGNATION	LOTS
EXACTA		
680124	8.5F pour KT jusqu'à 7.5F	209025 - 210018 - 211007 - 212185 - 301061 302009 - 302067
680126	8.0F pour KT Jusqu'à 7.0F	209044 - 211008 - 302010 - 303257- 303700 306203
680128	6.0F pour KT Jusqu'à 5.0F	210019 - 301062
680140	7.0F pour KT Jusqu'à 6.0F	207211 - 302014 - 303681
SECALON SELDY		
681014	16G 200 mm	211006 - 301014 - 301068
HYDROCATH		
681045	Simple lumière 16G 150 mm	209140 - 209143 - 212066
681047	Simple lumière 16G 200 mm	210125 - 212063
681058	avec Flowswitch Simple lumière 14G	208617 - 211028
681060	avec Flowswitch Double lumière 14G	212067 - 210026
681067	avec Flowswitch Triple lumière 14G	210010 - 210132
681068	avec Flowswitch Triple lumière 14G	209046 - 211012
681116	Double lumière 14G	209047 - 210009 - 210130 - 212025 - 212068
681118	Double lumière 14G	210031 - 211019 - 302257
681133	Triple lumière 14G	209036 - 210133
681135	Triple lumière 14G	212026
681288	Quadruple lumière 12G	209048 - 210036 - 211031- 211062 - 301090
CAREFLOW		
681664	1 lumière	301792
681669	1 lumière	301807 - 304126
681672	1 lumière	301778 - 301809 - 304128
681702	2 lumières	301729
681703	2 lumières	301730 - 301731 - 304114- 304212
681706	1 lumière	301779
681707	1 lumière	301788
681709	1 lumière	301780
681713	2 lumières	304135
681714	2 lumières	301758 - 304200
681720	3 lumières	301718 - 304108
681721	3 lumières	301719 - 301720 - 301810
681724	3 lumières	304137
681725	3 lumières	301740 - 303696 - 304149 - 304186
681731	4 lumières	301811 - 301812 - 304118
681735	5 lumières	301722