

## Liste des Tiges Fémorales SEM III Titane concernées par le RAPPEL (Tiges comportant une gravure laser sur le col)

Les tiges fémorales suivantes doivent être retournées à SEM dans les plus brefs délais :

<b>Prothèses fémorales SEM III Titane autobloquantes</b> (Titanium SEM III Self-locking Femoral Stems)			
<b>Version</b>	<b>taille</b>	<b>REF</b>	<b>LOT</b>
<b>col médialisé</b> (Medialized neck)	6	11.00.06	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02344G...
	8	11.00.08	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02004G..., P02137G..., P02728G...
	10	11.00.10	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02005G..., P02006G..., P02138G..., P02139G...
	11	11.00.11	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02007G..., P02140G..., P02345G..., P02346G..., P02729G...
	12	11.00.12	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02008G..., P02009G..., P02347G..., P02348G..., P02730G...
	13	11.00.13	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02010G..., P02349G..., P02731G...
	14	11.00.14	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02011G..., P02012G...
	15	11.00.15	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	16	11.00.16	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02013G..., P02014G..., P02732G...
	18	11.00.18	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02351G..., P02768G...
<b>col latéralisé</b> (High offset neck)	6	11.10.06	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02355G...
	8	11.10.08	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02356G...
	10	11.10.10	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02735G...
	11	11.10.11	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02357G..., P02358G...
	12	11.10.12	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02359G..., P02360G...
	13	11.10.13	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02361G..., P02733G...
	14	11.10.14	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15	11.10.15	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02770G...
	16	11.10.16	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02734G...
	18	11.10.18	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"

<b>Prothèses fémorales SEM III Platine</b> (SEM III Collared Femoral Stems)			
<b>Version</b>	<b>taille</b>	<b>REF</b>	<b>LOT</b>
<b>col médialisé</b> (Medialized neck)	mini ( <i>mini</i> )	11.01.06	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	petit ( <i>small</i> )	11.01.08	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02352G...
	moyen ( <i>medium</i> )	11.01.10	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02353G...
	inter. ( <i>inter</i> )	11.01.12	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02354G...
	grand ( <i>great</i> )	11.01.14	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	maxi ( <i>maxi</i> )	11.01.16	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
<b>col latéralisé</b> (High offset neck)	mini ( <i>mini</i> )	11.11.06	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	petit ( <i>small</i> )	11.11.08	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	moyen ( <i>medium</i> )	11.11.10	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02365G...
	inter. ( <i>inter</i> )	11.11.12	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02366G...
	grand ( <i>great</i> )	11.11.14	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02367G...
	maxi ( <i>maxi</i> )	11.11.16	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"

<b>Prothèses fémorales SEM III HAP autobloquantes</b> (SEM III Self-locking HA-coated Femoral Stems)			
<b>Version</b>	<b>taille</b>	<b>REF</b>	<b>LOT</b>
<b>col médialisé</b> (Medialized neck)	6	11.02.06	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	8	11.02.08	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	10	11.02.10	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	11	11.02.11	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	12	11.02.12	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	13	11.02.13	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	14	11.02.14	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15	11.02.15	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	16	11.02.16	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	18	11.02.18	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
<b>col latéralisé</b> (High offset neck)	6	11.12.06	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02368G...
	8	11.12.08	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	10	11.12.10	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02370G...
	11	11.12.11	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02372G...
	12	11.12.12	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02374G...
	13	11.12.13	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02376G...
	14	11.12.14	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et les lots P02377G..., P02378G..., P02379G...
	15	11.12.15	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02380G...
	16	11.12.16	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02381G...
	18	11.12.18	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9" et le lot P02382G...

<b>Prothèses fémorales SEM III Titane Longues</b> (Titanium SEM III Long Femoral Stems)			
<b>Version</b>	<b>taille</b>	<b>REF</b>	<b>LOT</b>
<b>Autobloquante à col médialisé</b> (Self-locking Stem, Medializead Neck)	13 long 200 mm	11.00.30	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	13 long 250 mm	11.00.35	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 200 mm	11.00.50	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 250 mm	11.00.55	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 200 mm	11.00.70	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 250 mm	11.00.75	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
<b>Autobloquante à col latéralisé</b> (Self-locking Stem, High Offset Neck)	13 long 200 mm	11.10.30	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	13 long 250 mm	11.10.35	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 200 mm	11.10.50	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 250 mm	11.10.55	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 200 mm	11.10.70	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 250 mm	11.10.75	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
<b>Platine à col médialisé</b> (Collared Stem, Medialized Neck)	13 long 200 mm	11.01.30	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	13 long 250 mm	11.01.35	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 200 mm	11.01.50	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 250 mm	11.01.55	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 200 mm	11.01.70	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 250 mm	11.01.75	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
<b>Platine à col latéralisé</b> (Collared Stem, High Offset Neck)	13 long 200 mm	11.11.30	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	13 long 250 mm	11.11.35	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 200 mm	11.11.50	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 250 mm	11.11.55	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 200 mm	11.11.70	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 250 mm	11.11.75	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"

<b>Prothèses fémorales SEM III Titane HAP Longues</b> (Titanium SEM III Long HA-coated Femoral Stems)			
<b>Version</b>	<b>taille</b>	<b>REF</b>	<b>LOT</b>
<b>Autobloquante à col latéralisé</b> (Self-locking Stem, High Offset Neck)	13 long 200 mm	11.12.30	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	13 long 250 mm	11.12.35	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 200 mm	11.12.50	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	15 long 250 mm	11.12.55	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 200 mm	11.12.70	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	17 long 250 mm	11.12.75	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"

<b>Prothèses fémorales SEM III type T</b> (SEM III T Femoral Stems)			
<b>Version</b>	<b>taille</b>	<b>REF</b>	<b>LOT</b>
<b>T Standard</b> (T Standard)	170 mm	10.31.57	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	210 mm	10.31.61	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
	250 mm	10.31.65	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"
<b>T Affinée</b> (T Tapered)	170 mm	10.31.58	Tous les lots commençant par "0", "22" ou "9"