

## Autorisations de mise sur le marché Décisions accordées en Septembre 2015

**Spécialité dénommée ; ARPARIAL 50 mg/5 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 601 175 9**

LES LABORATOIRES SERVIER

tartrate de métoprolol .....	50 mg
ivabradine .....	5 mg
sous forme de chlorhydrate d'ivabradine .....	5,39 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 244 6 1 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 244 7 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 244 8 5 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 084 1 5 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 084 3 9 : 112 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 084 4 6 : 100 comprimés en pilulier (polyéthylène haute densité (PEHD))

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée ; ARPARIAL 50 mg/7,5 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 130 567 1**

LES LABORATOIRES SERVIER

tartrate de métoprolol .....	50 mg
ivabradine .....	7,5 mg
sous forme de chlorhydrate d'ivabradine .....	8,085 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 244 9 2 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 245 0 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 245 1 5 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 084 5 3 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 084 6 0 : 112 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 084 7 7 : 100 comprimés en pilulier (polyéthylène haute densité (PEHD))

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée ; DONEPEZIL PHARMAKI GENERICS 10 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 976 711 0**

PHARMAKI GENERICS LTD

chlorhydrate de donépézil ..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 201 3 5 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 300 201 4 2 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 066 2 6 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 066 3 3 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 300 201 5 9 : 7 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 201 6 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 201 7 3 : 30 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 066 5 7 : 50 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 066 6 4 : 56 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 066 7 1 : 60 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 066 8 8 : 84 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 066 9 5 : 98 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 067 1 8 : 120 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ARICEPT 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2015**

**Spécialité dénommée DONEPEZIL PHARMAKI GENERICS 5 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 965 757 1**

PHARMAKI GENERICS LTD

chlorhydrate de donépézil ..... 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 201 0 4 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 300 201 2 8 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 066 0 2 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 066 1 9 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 300 200 3 6 : 7 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 200 4 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 200 6 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 200 7 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 200 8 1 : 56 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 200 9 8 : 60 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 065 6 5 : 84 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 065 7 2 : 98 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 065 9 6 : 120 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ARICEPT 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2015**

**Spécialité dénommée DOPAVIEW 222 MBq/mL, solution injectable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 309 964 7**

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (AAA)

fluorodopa [<sup>18</sup>F] ..... 222 MBq

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 103 6 4 : 15 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Décision du **16 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : ELETRIPTAN BGR 20 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 071 527 2**

BIOGARAN

élériptan ..... 20 mg

sous forme de bromhydrate d'élériptan ..... 24,24 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 295 2 7 : 2 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)

polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 300 295 3 4 : 3 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)

polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 300 295 4 1 : 6 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)

polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **RELPAX 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **11 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : ELETRIPTAN BGR 40 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 904 687 9**

BIOGARAN

élériptan ..... 40 mg

sous forme de bromhydrate d'élériptan ..... 48,48 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 295 5 8 : 2 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)

polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 300 295 7 2 : 3 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)

polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 300 295 8 9 : 6 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)

polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 300 295 9 6 : 10 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)  
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **11 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : ELETRIPTAN PFIZER 20 mg, comprimé pelliculé</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 650 209 2</b>
---

PFIZER HOLDING FRANCE

élériptan ..... 20 mg  
sous forme de bromhydrate d'élériptan ..... 24,242 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 293 2 9 :	2	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 300 293 4 3 :	3	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 300 293 5 0 :	4	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 300 293 6 7 :	6	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 300 293 7 4 :	10	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 300 293 8 1 :	18	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 300 293 9 8 :	30	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 550 105 3 1 :	100	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					

Cette spécialité est un générique de **RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **11 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : ELETRIPTAN PFIZER 40 mg, comprimé pelliculé</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 637 318 1</b>
---

PFIZER HOLDING FRANCE

élériptan ..... 40 mg  
sous forme de bromhydrate d'élériptan ..... 48,485 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 294 0 4 :	2	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					

34009	300	294	1	1	:	3	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											
34009	300	294	2	8	:	4	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											
34009	300	294	3	5	:	6	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											
34009	300	294	4	2	:	10	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											
34009	300	294	5	9	:	18	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											
34009	300	294	6	6	:	30	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											
34009	550	105	4	8	:	100	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											

Cette spécialité est un générique de **RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **11 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : ELETRIPTAN REF 20 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 889 014 9**

BIOGARAN

élériptan ..... 20 mg  
sous forme de bromhydrate d'élériptan ..... 24,24 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009	300	296	0	2	:	2	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											
34009	300	296	1	9	:	3	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											
34009	300	296	3	3	:	6	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											

Cette spécialité est un générique de **RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : ELETRIPTAN REF 40 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 212 893 2**

BIOGARAN

élériptan ..... 40 mg  
sous forme de bromhydrate d'élériptan ..... 48,48 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009	300	296	4	0	:	2	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR	RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)											

34009 300 296 5 7 : 3 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)  
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 300 296 6 4 : 6 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)  
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 300 296 7 1 : 10 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)  
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : EPLERENONE CRISTERS 25 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 160 760 2**

CRISTERS

éplérénone..... 25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 241 5 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 241 7 1 : 90 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 241 9 5 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 242 0 1 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 242 2 5 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 300 242 3 2 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 300 242 8 7 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 083 0 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 083 1 6 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : EPLERENONE CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 992 354 5**

CRISTERS

éplérénone..... 50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 243 1 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 243 2 4 : 90 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 243 3 1 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 243 4 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 243 5 5 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 300 243 7 9 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 300 243 8 6 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 083 2 3 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 550 083 3 0 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : EPLERENONE ZYDUS 25 mg, comprimé pelliculé</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 978 480 0</b>
--

ZYDUS FRANCE

éplérénone..... 25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 255 1 2 : 30 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 255 2 9 : 50 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 255 3 6 : 90 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 255 5 0 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 255 6 7 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 255 7 4 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 255 8 1 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 300 255 9 8 : 50 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 300 256 1 1 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 300 256 2 8 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 300 256 3 5 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 087 7 4 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 087 8 1 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : EPLERENONE ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 405 661 3</b>
--

ZYDUS FRANCE

éplérénone..... 50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 256 4 2 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 300 256 5 9 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 300 256 6 6 : 30 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 256 7 3 : 50 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 256 8 0 : 90 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 256 9 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 257 0 3 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 257 1 0 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 257 2 7 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 300 257 3 4 : 50 comprimés en plaquette (aluminium)

34009 300 257 4 1 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 550 087 9 8 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 088 0 4 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : EPLERERONE EG 25 mg, comprimé pelliculé</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 888 229 8</b>
---

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

éplérénone..... 25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 059 7 2 : 50 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 059 8 9 : 90 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 056 6 8 : 10 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 056 7 5 : 20 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 056 8 2 : 30 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 021 1 6 : 100 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **18 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : EPLERERONE EG 50 mg, comprimé pelliculé</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 262 511 9</b>
---

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

éplérénone..... 50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 056 9 9 : 10 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 057 0 5 : 20 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 057 1 2 : 30 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 059 9 6 : 50 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 060 0 9 : 90 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 021 4 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **18 septembre 2015**



**Spécialité dénommée : FLUROCHOL 222 MBq/mL, solution injectable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 751 902 7**

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (AAA)

chlorure de fluorochole [18F] ..... 222 MBq

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 550 104 4 9 : 15 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Décision du **16 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : IMPLICOR 50 mg/5 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 341 872 1**

LES LABORATOIRES SERVIER

tartrate de métoprolol ..... 50 mg  
ivabradine ..... 5 mg  
sous forme de chlorhydrate d'ivabradine ..... 5,39 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 300 243 9 3 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 244 0 9 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 244 1 6 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 083 4 7 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 083 5 4 : 112 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 083 7 8 : 100 comprimés en pilulier (polyéthylène haute densité (PEHD))

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : IMPLICOR 50 mg/7,5 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 233 432 7**

LES LABORATOIRES SERVIER

tartrate de métoprolol ..... 50 mg  
ivabradine ..... 7,5 mg  
sous forme de chlorhydrate d'ivabradine ..... 8,085 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :  
34009 300 244 3 0 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 244 4 7 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 300 244 5 4 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 083 8 5 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 083 9 2 : 112 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 550 084 0 8 : 100 comprimés en pilulier (polyéthylène haute densité (PEHD))

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : LINEZOLIDE KABI 2 mg/ml, solution pour perfusion**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 949 827 9**

FRESENIUS KABI FRANCE SA

linézolide..... 2 mg

pour 1 ml de solution pour perfusion

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 036 4 9 : 300 ml en poche (suremballée(s)/surpochée(s)) ; boîte de 10  
34009 550 036 5 6 : 300 ml en poche (suremballée(s)/surpochée(s)) ; boîte de 30  
34009 550 036 6 3 : 300 ml en poche (suremballée(s)/surpochée(s)) ; boîte de 50  
34009 550 090 9 2 : 300 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 10  
34009 550 091 0 8 : 300 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 30  
34009 550 091 1 5 : 300 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 50

Cette spécialité est un générique de **ZYVOXID 2 mg/ml, solution pour perfusion**

Décision du **22 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 10 mg/0,20 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 615 151 9**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 10 mg

pour un stylo prérempli de 0,20 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 202 5 8 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 202 6 5 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 202 7 2 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 068 1 7 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 068 2 4 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 068 3 1 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 068 4 8 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 068 5 5 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 068 6 2 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 068 8 6 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 068 9 3 : 0,2 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 12,5 mg/0,25 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 866 027 6**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 12,5 mg

pour un stylo prérempli de 0,25 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 202 9 6 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 203 0 2 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 203 1 9 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 069 0 9 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 069 1 6 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 069 2 3 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 069 4 7 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 069 5 4 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 069 6 1 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 069 7 8 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 069 8 5 : 0,25 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 15 mg/0,30 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 767 046 3**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 15 mg

pour un stylo prérempli de 0,30 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 203 2 6 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 203 3 3 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 203 5 7 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 069 9 2 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 070 0 5 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 070 2 9 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 070 3 6 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 070 4 3 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 070 5 0 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 070 6 7 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 070 7 4 : 0,3 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 17,5 mg/0,35 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 012 995 7**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 17,5 mg

pour un stylo prérempli de 0,35 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 203 6 4 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 203 7 1 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 203 8 8 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 070 8 1 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 070 9 8 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 071 0 4 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 071 1 1 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 071 2 8 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 071 3 5 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 071 4 2 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 071 5 9 : 0,35 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 20 mg/0,40 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 079 170 8**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 20 mg

pour un stylo prérempli de 0,40 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 203 9 5 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 204 1 8 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 204 2 5 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 071 6 6 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 071 7 3 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 071 9 7 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 072 0 3 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 072 1 0 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 072 2 7 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 072 3 4 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 072 5 8 : 0,4 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 22,5 mg/0,45 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 779 106 6**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 22,5 mg

pour un stylo prérempli de 0,45 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 204 3 2 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 204 4 9 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 204 5 6 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 072 6 5 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 072 7 2 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 072 8 9 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 072 9 6 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 073 1 9 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 073 2 6 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 073 3 3 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 073 4 0 : 0,45 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 25 mg/0,50 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 672 784 0**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 25 mg

pour un stylo prérempli de 0,50 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 204 6 3 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 204 7 0 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 204 8 7 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 073 5 7 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 073 6 4 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 073 7 1 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 073 8 8 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 073 9 5 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 074 0 1 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 074 1 8 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 074 2 5 : 0,5 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 27,5 mg/0,55 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 641 865 5**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 27,5 mg

pour un stylo prérempli de 0,55 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 204 9 4 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 205 0 0 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 205 1 7 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 074 3 2 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 074 4 9 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 074 5 6 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 074 6 3 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 074 8 7 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 074 9 4 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 075 0 0 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 075 1 7 : 0,55 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 30 mg/0,60 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 401 984 6**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 30 mg

pour un stylo prérempli de 0,60 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 205 2 4 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 205 3 1 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 205 4 8 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 075 2 4 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 075 4 8 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 075 5 5 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 075 6 2 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 075 7 9 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 075 8 6 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 075 9 3 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 076 0 9 : 0,6 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : METOJECT 7,5 mg/0,15 ml, solution injectable en stylo prérempli**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 947 219 5**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

méthotrexate..... 7,5 mg

pour un stylo prérempli de 0,15 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 201 9 7 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 1  
34009 300 202 0 3 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 2  
34009 300 202 1 0 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 4  
34009 550 067 3 2 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 5  
34009 550 067 4 9 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 6  
34009 550 067 5 6 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 10  
34009 550 067 6 3 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 11  
34009 550 067 7 0 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 12  
34009 550 067 8 7 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 14  
34009 550 067 9 4 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 15  
34009 550 068 0 0 : 0,15 ml en stylo prérempli ; boîte de 24

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : NICOTINE PIERRE FABRE 14 mg/24 heures, dispositif transdermique**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 163 447 8**

Pierre FABRE MEDICAMENT

nicotine ..... 30 mg

pour un dispositif

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 242 4 9 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 7  
34009 300 242 5 6 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 14  
34009 300 242 6 3 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 28

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : NICOTINE PIERRE FABRE 21 mg/24 heures, dispositif transdermique**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 215 507 1**

Pierre FABRE MEDICAMENT

nicotine ..... 45 mg

pour un dispositif

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 242 7 0 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 28  
34009 300 242 9 4 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 28

et d'acrylonitrile) ; boîte de 14  
34009 300 243 0 0 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 7

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : NICOTINE PIERRE FABRE 7 mg/24 heures, dispositif transdermique**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 641 340 9**

Pierre FABRE MEDICAMENT

nicotine ..... 15 mg

pour un dispositif

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 241 6 4 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 7

34009 300 241 8 8 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 14

34009 300 242 1 8 : 1 dispositif en sachet (papier/polyester/aluminium/copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile) ; boîte de 28

Décision du **18 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : OCTANATE LV 100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 909 899 3**

OCTAPHARMA France

facteur VIII de coagulation humain ..... 100 UI

pour 1 ml de solution reconstituée

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 063 9 8 : 500 UI de poudre en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle ou bromobutyle) et d'un capuchon amovible + 5 ml de solvant en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle ou bromobutyle) et d'un capuchon amovible + 1 seringue jetable, 1 nécessaire de transfert, 1 aiguille pour injection et 2 compresses - Boîte de 1

Décision du **30 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : OCTANATE LV 200 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 730 187 9**

OCTAPHARMA France

facteur VIII de coagulation humain ..... 200 UI

pour 1 ml de solution reconstituée



Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 065 1 0 : 1000 UI de poudre en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle ou bromobutyle) et d'un capuchon amovible + 5 ml de solvant en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle ou bromobutyle) et d'un capuchon amovible + 1 seringue jetable, 1 nécessaire de transfert, 1 aiguille pour injection et 2 compresses - Boîte de 1.

Décision du **30 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : PREGABALINE RANBAXY 100 mg, gélule</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 080 534 6</b>
--

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

prégabaline ..... 100 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 278 6 8 : 14 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 278 7 5 : 21 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 278 8 2 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 278 9 9 : 56 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 279 1 2 : 84 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 099 2 4 : 98 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 099 3 1 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 099 4 8 : 112 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 278 1 3 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 278 2 0 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 278 3 7 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 278 5 1 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 098 9 4 : 98 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 099 0 0 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 099 1 7 : 112 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 277 6 9 : 14 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 277 7 6 : 21 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 277 9 0 : 56 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 278 0 6 : 84 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 098 6 3 : 98 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 098 7 0 : 100 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 098 8 7 : 112 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 099 5 5 : 500 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 100 mg, gélule**

Décision du **07 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE RANBAXY 150 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 680 238 5**

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

prégabaline ..... 150 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 279 9 8 : 14 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 280 0 1 : 21 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 280 1 8 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 280 2 5 : 56 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 100 4 3 : 84 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 100 5 0 : 98 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 100 6 7 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 100 7 4 : 112 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 279 5 0 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 279 6 7 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 279 7 4 : 28 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 279 8 1 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 100 0 5 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 100 1 2 : 98 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 100 2 9 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 100 3 6 : 112 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 279 2 9 : 14 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 279 3 6 : 21 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 279 4 3 : 56 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 099 6 2 : 84 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 099 7 9 : 98 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 099 8 6 : 100 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 099 9 3 : 112 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 101 0 4 : 500 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 150 mg, gélule**

Décision du **07 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE RANBAXY 200 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 927 760 1**

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

prégabaline ..... 200 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 281 2 4 : 14 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 281 3 1 : 21 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 281 4 8 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 281 6 2 : 56 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 281 7 9 : 84 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 101 8 0 : 98 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 101 9 7 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 102 1 0 : 112 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 280 8 7 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 281 0 0 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 281 1 7 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 101 5 9 : 98 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 280 7 0 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 101 6 6 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 101 7 3 : 112 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 280 3 2 : 14 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 280 4 9 : 21 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 280 5 6 : 56 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 280 6 3 : 84 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 101 1 1 : 98 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 101 2 8 : 100 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 101 3 5 : 112 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 102 2 7 : 500 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 200 mg, gélule**

Décision du **07 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : PREGABALINE RANBAXY 25 mg, gélule</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 016 539 4</b>
---

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

prégabaline..... 25 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 273 7 0 : 14 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 273 8 7 : 21 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 273 9 4 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 274 0 0 : 56 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

34009 300 274 1 7 : 84 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 095 6 6 : 98 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 095 7 3 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 095 8 0 : 112 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 273 3 2 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 273 4 9 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 273 5 6 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 273 6 3 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 095 2 8 : 98 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 095 5 9 : 112 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 274 2 4 : 14 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 274 3 1 : 21 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 274 4 8 : 56 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 274 5 5 : 84 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 095 3 5 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 096 1 0 : 98 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 096 2 7 : 100 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 096 3 4 : 112 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 095 9 7 : 500 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 25 mg, gélule**

Décision du **07 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : PREGABALINE RANBAXY 300 mg, gélule</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 556 547 4</b>
--

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

prégabaline..... 300 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 282 6 1 : 14 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 282 7 8 : 21 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 282 8 5 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 282 9 2 : 56 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 103 1 9 : 84 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 103 2 6 : 98 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 103 3 3 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 103 4 0 : 112 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 282 2 3 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 282 3 0 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 282 4 7 : 28 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 282 5 4 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 102 7 2 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 102 8 9 : 98 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 102 9 6 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 103 0 2 : 112 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 281 8 6 : 14 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 281 9 3 : 21 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 282 0 9 : 56 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 102 3 4 : 84 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 102 4 1 : 98 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 102 5 8 : 100 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 102 6 5 : 112 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 103 5 7 : 500 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 300 mg, gélule**

Décision du **07 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : PREGABALINE RANBAXY 50 mg, gélule</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 677 169 4</b>
---

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

prégabaline ..... 50 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 275 6 1 : 14 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 275 7 8 : 21 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 275 8 5 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 275 9 2 : 56 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 276 0 8 : 84 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 097 0 2 : 98 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 097 1 9 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 097 2 6 : 112 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 275 1 6 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 275 2 3 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 275 3 0 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 275 4 7 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 096 7 2 : 98 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 096 8 9 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 096 9 6 : 112 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 274 6 2 : 14 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 274 7 9 : 21 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 274 8 6 : 56 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 275 0 9 : 84 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 096 4 1 : 98 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 096 5 8 : 100 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 096 6 5 : 112 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 097 3 3 : 500 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 50 mg, gélule**

Décision du **07 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée PREGABALINE RANBAXY 75 mg, gélule</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 474 974 9</b>
---

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

prégabaline ..... 75 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 277 1 4 : 14 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 277 2 1 : 21 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 277 3 8 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 277 4 5 : 56 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 277 5 2 : 84 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 098 1 8 : 98 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 098 2 5 : 100 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 550 098 4 9 : 112 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)  
34009 300 276 7 7 : 21 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 276 8 4 : 28 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 276 9 1 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 277 0 7 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 097 8 8 : 98 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 276 6 0 : 14 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 097 9 5 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 098 0 1 : 112 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 276 2 2 : 14 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 276 3 9 : 21 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 276 4 6 : 56 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 300 276 5 3 : 84 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 097 4 0 : 98 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 097 5 7 : 100 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 097 6 4 : 112 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 098 5 6 : 500 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 75 mg, gélule**

Décision du **07 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA 100 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 141 151 8**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 100 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 230 3 7 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 230 4 4 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 230 5 1 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 84

34009 300 230 6 8 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 100 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA 150 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 647 739 7**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 150 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 230 7 5 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 230 8 2 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 230 9 9 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 56

34009 300 231 0 5 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 150 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA 200 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 766 687 4**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 200 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 231 1 2 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 550 082 1 7 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 231 2 9 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 84  
34009 550 082 0 0 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 200 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA 25 mg, gélule</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 437 225 5</b>
--

TEVA SANTE

prégabaline ..... 25 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 228 8 7 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 228 9 4 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 229 0 0 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 56  
34009 300 229 1 7 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 84  
34009 300 229 2 4 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 25 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**

<b>Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA 300 mg, gélule</b> <b>Code Identifiant de Spécialité : 6 440 926 2</b>
---

TEVA SANTE

prégabaline ..... 300 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 231 3 6 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 550 082 3 1 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)  
34009 300 231 4 3 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 56  
34009 550 082 2 4 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 300 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**



**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA 50 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 424 498 5**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 50 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 229 4 8 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 229 5 5 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 229 6 2 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 84

34009 300 229 7 9 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 50 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA 75 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 299 045 2**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 75 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 229 8 6 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 229 9 3 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 230 0 6 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 56

34009 300 230 2 0 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 75 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA SANTE 100 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 839 894 5**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 100 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 227 5 7 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 227 6 4 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 227 7 1 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 84

34009 300 227 8 8 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 100 mg, gélule**

Décision du **08 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA SANTE 150 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 195 442 1**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 150 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 227 9 5 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 228 0 1 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 228 1 8 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 56

34009 300 228 2 5 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 150 mg, gélule**

Décision du **08 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA SANTE 200 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 006 160 2**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 200 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 228 3 2 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 550 081 6 3 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 228 4 9 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 84

34009 550 081 7 0 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 200 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA SANTE 25 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 276 716 8**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 25 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 226 0 3 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 226 1 0 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 226 2 7 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 56

34009 300 226 3 4 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 84

34009 300 226 5 8 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 25 mg, gélule**

Décision du **08 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA SANTE 300 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 965 658 3**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 300 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 228 5 6 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 550 081 8 7 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 228 6 3 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 56

34009 550 081 9 4 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 300 mg, gélule**

Décision du **14 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA SANTE 50 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 907 510 1**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 50 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 226 7 2 : 84 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 226 6 5 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 226 8 9 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 84

34009 300 226 9 6 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 50 mg, gélule**

Décision du **08 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : PREGABALINE TEVA SANTE 75 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 861 577 2**

TEVA SANTE

prégabaline ..... 75 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 227 1 9 : 56 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 227 2 6 : 100 gélules en plaquette (PVC-Aluminium)

34009 300 227 3 3 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 56

34009 300 227 4 0 : 1 gélule en plaquette (PVC-Aluminium) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 75 mg, gélule**

Décision du **08 septembre 2015**

**Spécialité dénommée : SINUSPAX, comprimé à croquer**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 704 288 9**

Laboratoires LEHNING

hydrastis canadensis pour préparations homéopathiques.....	20 mg (3 DH)
hepar sulfuris calcareum pour préparations homéopathiques .....	20 mg (5 DH)
thuya occidentalis pour préparations homéopathiques.....	20 mg (2 DH)
manganum sulfuricum pour préparations homéopathiques.....	20 mg (3 DH)
calcareo carbonica ostrearum pour préparations homéopathiques.....	20 mg (3 DH)
belladonna pour préparations homéopathiques .....	20 mg (3 DH)
silicea pour préparations homéopathiques.....	20 mg (5 DH)
calcareo fluorica pour préparations homéopathiques .....	20 mg (3 DH)
cinnabaris pour préparations homéopathiques .....	20 mg (8 DH)
kalium sulfuricum pour préparations homéopathiques.....	20 mg (4 DH)
kalium bichromicum pour préparations homéopathiques.....	20 mg (5 DH)
sabadilla pour préparations homéopathiques .....	20 mg (3 DH)

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 014 8 6 : 20 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC-Aluminium) ; boîte de 3

Décision du **07 septembre 2015**