

Autorisations de mise sur le marché Décisions accordées en Novembre 2015

Spécialité dénommée : ADENOSINE PANPHARMA 6 mg/2 ml, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 933 705 5

CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED

adénosine 3 mg

pour 1 ml de solution injectable

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 037 5 5 : 2 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5
34009 550 037 6 2 : 2 ml en flacon (en verre) ; boîte de 6
34009 550 037 7 9 : 2 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 037 8 6 : 2 ml en flacon (en verre) ; boîte de 25

Cette spécialité est un générique de **KRENOSIN 6 mg/2 ml, solution injectable**

Décision du **20 novembre 2015**

Spécialité dénommée : ARIPIPRAZOLE ALTER 10 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 967 582 2

LABORATOIRES ALTER

aripiprazole 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 260 9 0 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 261 0 6 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ABILIFY 10 mg, comprimé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : ARIPIRAZOLE ALTER 15 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 843 287 4

LABORATOIRES ALTER

aripirazole 15 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 261 1 3 : 14 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 261 2 0 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ABILIFY 15 mg, comprimé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : ARIPIRAZOLE ALTER 5 mg, comprimés
Code Identifiant de Spécialité : 6 768 732 0

LABORATOIRES ALTER

aripirazole 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 260 7 6 : 28 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**ABILIFY 5 mg, comprimé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : ATOSIBAN PANPHARMA 37,5 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 811 469 7

GENFARMA LABORATORIO SL

atosiban 37,5 mg
sous forme d'acétate d'atosiban

pour 5 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 125 9 7 : 5 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **TRACTOCILE 37,5 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion**

Décision du **09 novembre 2015**

Spécialité dénommée : ATOSIBAN PANPHARMA 6,75 mg/0,9 ml, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 838 989 6

GENFARMA LABORATORIO SL

atosiban 6,75 mg
sous forme d'acétate d'atosiban

pour 0,9 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 550 125 8 0 : 0,9 ml en ampoule (en verre)

Cette spécialité est un générique de **TRACTOCILE 6,75 mg/0,9 ml, solution injectable**

Décision du **09 novembre 2015**

Spécialité dénommée : ATROPINE (SULFATE) PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES 2 mg/mL, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 679 297 3

PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES

sulfate d'atropine 2 mg

pour 1 ml de solution injectable

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 550 137 7 8 : 20 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5

Décision du **03 novembre 2015**

Spécialité dénommée : BRINZOLAMIDE MYLAN 10 mg/ml, collyre en suspension
Code Identifiant de Spécialité : 6 778 062 5

MYLAN SAS

brinzolamide 10 mg

pour 1 ml de suspension

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 328 8 6 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
34009 550 116 2 0 : 5 ml en flacon (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique d'**AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : CADELIUS 600 mg/1000 UI, comprimé orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 968 649 8

ITALFARMACO SA

calcium élément..... 600 mg
sous forme de carbonate de calcium 1500 mg
cholécalférol..... 1000 UI
équivalent à 0,025 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 378 7 4 : 60 comprimés en pilulier (polyéthylène)

34009 300 395 9 5 : 30 comprimés en pilulier (polyéthylène)

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : CLORAZEPATE ZENTIVA 10 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 838 000 0

SANOFI AVENTIS FRANCE

clorazébate dipotassique..... 10 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 386 4 2 : 30 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 550 135 8 7 : 50 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **TRANXENE 10 mg, gélule**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : CLORAZEPATE ZENTIVA 20 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 994 253 1

SANOFI AVENTIS FRANCE

clorazébate dipotassique..... 20 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 386 5 9 : 28 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 550 135 9 4 : 50 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **TRANXENE 20 mg, gélule**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : CLORAZEPATE ZENTIVA 5 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 371 406 5

SANOFI AVENTIS FRANCE

clorazébate dipotassique..... 5 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 386 3 5 : 30 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 550 135 7 0 : 50 gélules en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **TRANXENE 5 mg, gélule**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : COPAXONE 40 mg/ml, solution injectable en seringue préremplie
Code Identifiant de Spécialité : 6 761 148 6

TEVA SANTE

glatiramère base..... 36 mg

sous forme d'acétate de glatiramère 40 mg

pour une seringue préremplie de 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 131 4 3 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 3

34009 550 131 5 0 : 1 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 12

Décision du **09 novembre 2015**

Spécialité dénommée : DEMILOS 600 mg/1000 UI, comprimé orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 527 611 0

ITALFARMACO SA

calcium élément..... 600 mg

sous forme de carbonate de calcium 1500 mg

cholécalférol..... 1000 UI

équivalent à 0,025 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 378 8 1 : 60 comprimés en pilulier (polyéthylène)

34009 300 399 2 2 : 30 comprimés en pilulier (polyéthylène)

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : DEXERYLCARE, crème
Code Identifiant de Spécialité : 6 202 623 3

Pierre FABRE MEDICAMENT

glycérol 15 g
vaseline..... 8 g
paraffine liquide 2 g

pour 100 g

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 374 8 5 : 500 g en flacon pompe (polyéthylène)

Décision du **23 novembre 2015**

Spécialité dénommée : DULOXETINE TEVA SANTE 30 mg, gélule gastro-résistante
Code Identifiant de Spécialité : 6 617 063 3

TEVA SANTE

duloxétine 30 mg
sous forme de chlorhydrate de duloxétine

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 345 2 1 : 28 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)
34009 300 345 5 2 : 30 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)
34009 300 345 4 5 : 28 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVDC/PVC-Aluminium)
34009 300 345 6 9 : 30 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVDC/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CYMBALTA 30 mg, gélule gastro-résistante**

Décision du **17 novembre 2015**

Spécialité dénommée : DULOXETINE TEVA SANTE 60 mg, gélule gastro-résistante
Code Identifiant de Spécialité : 6 803 764 2

TEVA SANTE

duloxétine 60 mg
sous forme de chlorhydrate de duloxétine

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 345 7 6 : 28 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)
34009 300 345 9 0 : 30 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 300 345 8 3 : 28 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVDC/PVC-Aluminium)
34009 300 346 0 6 : 30 gélules en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVDC/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CYMBALTA 60 mg, gélule gastro-résistante**

Décision du **17 novembre 2015**

Spécialité dénommée : EFAVIRENZ DEXTREG 600 mg, comprimé pelliculé Code Identifiant de Spécialité : 6 072 593 2
--

DEXTREG

éfavirenz 600 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 368 9 1 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 369 0 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
34009 300 369 1 4 : 1 comprimé en plaquette (aluminium) ; boîte de 30
34009 300 369 2 1 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 369 3 8 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **SUSTIVA 600 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 novembre 2015**

Spécialité dénommée : EPLERENONE BIOGARAN 25 mg, comprimé pelliculé Code Identifiant de Spécialité : 6 141 558 0

BIOGARAN

éplérénone..... 25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 333 3 3 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 333 4 0 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 333 6 4 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 333 7 1 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 333 8 8 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 333 9 5 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 119 4 1 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 119 5 8 : 200 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 334 0 1 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 334 2 5 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 334 3 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 334 4 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 334 5 6 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 334 6 3 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 119 6 5 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 119 7 2 : 200 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

34009 300 334 7 0 : 10 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 334 8 7 : 20 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 334 9 4 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 335 0 0 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 335 1 7 : 50 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 335 2 4 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 550 119 8 9 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 550 119 9 6 : 200 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 335 3 1 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 335 4 8 : 20 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 335 5 5 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 335 6 2 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 335 7 9 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 335 9 3 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 120 0 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 120 1 6 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 novembre 2015**

Spécialité dénommée : EPLERENONE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé Code Identifiant de Spécialité : 6 229 583 5

BIOGARAN

éplérénone..... 50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 336 0 9 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 336 1 6 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 336 2 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 336 3 0 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 336 5 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 336 6 1 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 120 2 3 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 120 3 0 : 200 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 336 7 8 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 336 8 5 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 336 9 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 337 1 5 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 337 2 2 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 337 3 9 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 120 4 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 550 120 5 4 : 200 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 337 4 6 : 10 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 337 5 3 : 20 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 337 6 0 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 337 7 7 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 337 8 4 : 50 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 337 9 1 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 550 120 6 1 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 550 120 7 8 : 200 comprimés en plaquette (aluminium)
34009 300 338 0 7 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 338 1 4 : 20 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 338 2 1 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 338 3 8 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 338 4 5 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 338 5 2 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 120 8 5 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 121 0 8 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 novembre 2015**

Spécialité dénommée : EPLERENONE TEVA 25 mg, comprimé pelliculé Code Identifiant de Spécialité : 6 802 445 6

TEVA SANTE

éplérénone..... 25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 279 689 4 5 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 690 2 7 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 691 9 5 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 692 5 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 693 1 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 694 8 5 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 695 4 6 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 696 0 7 : 60 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 697 7 5 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 698 3 6 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 587 065 1 6 : 200 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 707 2 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 20
34009 279 710 3 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30
34009 279 713 2 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 50
34009 279 715 5 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 90
34009 279 718 4 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 100
34009 587 066 8 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 200
34009 279 722 1 8 : 30 comprimés en plaquette
34009 279 724 4 7 : 100 comprimés en plaquette

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : EPLERENONE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 029 651 1

TEVA SANTE

éplérénone..... 50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 279 726 7 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 727 3 7 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 729 6 6 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 730 4 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 731 0 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 732 7 7 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 733 3 8 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 735 6 7 : 60 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 736 2 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 587 069 7 4 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 587 070 5 6 : 200 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 279 737 9 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 20
34009 279 738 5 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30
34009 279 739 1 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 50
34009 279 741 6 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 90
34009 587 071 1 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 100
34009 587 072 8 5 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 200
34009 587 068 0 6 : 100 comprimés en plaquette

Cette spécialité est un générique d'**INSPIRA 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : FLUDESIOXYGLUCOSE-(18F) CYCLOPHARMA 150 MBq/mL, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 500 703 5

Laboratoires CYCLOPHARMA SA

fludésioxyglucose [18F]..... 150 MBq
à la date et à l'heure de calibration

pour 1 ml de solution injectable

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 084 8 4 : 150 MBq/ml en flacon (multidose(s)/en verre)

Décision du **19 novembre 2015**

Spécialité dénommée : FLUMAZENIL INTSEL CHIMOS 0,1 mg/mL, solution injectable/pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 591 152 4

CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED

flumazénil..... 0,1 mg

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 389 2 5 : 5 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5
34009 300 389 3 2 : 5 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 10
34009 300 389 4 9 : 5 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 25
34009 300 389 5 6 : 10 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5
34009 300 389 6 3 : 10 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 10
34009 300 389 7 0 : 10 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 25

Cette spécialité est un générique d'**ANEXATE 0,5 mg/5 ml, solution injectable (I.V.)**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : FORMODUAL 200/6 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé
Code Identifiant de Spécialité : 6 834 003 4

CHIESI SA

fumarate de formotérol dihydraté 6
microgrammes
dipropionate de béclo mé tasone 200
microgrammes

pour une dose mesurée

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 400 2 7 : 120 doses en flacon pressurisé (aluminium) ; boîte de 1
34009 550 143 2 4 : 180 doses en flacon pressurisé (aluminium) ; boîte de 1

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : FORMODUAL NEXTHALER 200 microgrammes/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation
Code Identifiant de Spécialité : 6 449 525 4

CHIESI SA

dipropionate de béclo mé tasone anhydre 200
microgrammes
fumarate de formotérol dihydraté 6
microgrammes

pour une dose de 10 mg de poudre pour inhalation

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 399 3 9 : 120 doses en inhalateur multidose (acrylonitrile/butadiène/styrène) ; boîte de 1

34009 550 142 7 0 : 120 doses en inhalateur multidose (acrylonitrile/butadiène/styrène) ; boîte de 2
34009 550 142 8 7 : 120 doses en inhalateur multidose (acrylonitrile/butadiène/styrène) ; boîte de 3

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : FORMOTEROL BIOGARAN 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 799 772 1

BIOGARAN

formotérol (fumarate de) dihydraté 0,012 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 110 9 6 : 30 gélules en plaquette (aluminium)

34009 300 111 0 2 : 60 gélules en plaquette (aluminium)

34009 300 111 1 9 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 111 3 3 : 60 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **FORADIL 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : GINKGO BIOGARAN 40 mg/ml, solution buvable
Code Identifiant de Spécialité : 6 674 831 1

TOP PHARM

ginkgo (extrait sec raffiné et quantifié de) 40 mg

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 368 7 7 : 30 ml en flacon (en verre/brun)

34009 300 368 8 4 : 90 ml en flacon (en verre/brun)

Décision du **05 novembre 2015**

Spécialité dénommée : INNOVAIR 200/6 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé
Code Identifiant de Spécialité : 6 024 187 4

CHIESI SA

fumarate de formotérol dihydraté 6
microgrammes

dipropionate de béclométazone 200
microgrammes

pour une dose délivrée

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 400 3 4 : 120 doses en flacon pressurisé (aluminium) ; boîte de 1

34009 550 143 3 1 : 180 doses en flacon pressurisé (aluminium) ; boîte de 1

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : INNOVAIR NEXTHALER 200 microgrammes/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation
Code Identifiant de Spécialité : 6 290 410 8

CHIESI SA

dipropionate de béclométasone anhydre 200
microgrammes
fumarate de formotérol dihydraté 6
microgrammes

pour une dose de 10 mg de poudre pour inhalation

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 399 4 6 : 120 doses en inhalateur multidose (acrylonitrile/butadiène/styrène) ; boîte de 1

34009 550 142 9 4 : 120 doses en inhalateur multidose (acrylonitrile/butadiène/styrène) ; boîte de 2

34009 550 143 0 0 : 120 doses en inhalateur multidose (acrylonitrile/butadiène/styrène) ; boîte de 3

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 084 319 7

ARROW GENERIQUES

lévodopa 100 mg
carbidopa anhydre 25 mg
entacapone 200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 392 0 5 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 392 2 9 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 392 3 6 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 392 4 3 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 392 5 0 : 130 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 392 6 7 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 603 718 4

ARROW GENERIQUES

lévodopa 125 mg
carbidopa anhydre 31,25 mg
entacapone 200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 392 7 4 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 392 8 1 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 392 9 8 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 393 0 4 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 393 1 1 : 130 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 393 2 8 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 724 840 5

ARROW GENERIQUES

lévodopa 150 mg
carbidopa anhydre 37,50 mg
entacapone 200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 393 3 5 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 393 4 2 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 393 5 9 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 393 6 6 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 393 7 3 : 130 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 393 9 7 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 186 308 5

ARROW GENERIQUES

lévodopa 175 mg

carbidopa anhydre..... 43,75 mg
entacapone..... 200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 394 0 3 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 394 1 0 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 394 2 7 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 394 3 4 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 394 5 8 : 130 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 394 6 5 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé Code Identifiant de Spécialité : 6 442 267 6

ARROW GENERIQUES

lévodopa..... 200 mg
carbidopa anhydre..... 50 mg
entacapone..... 200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 394 7 2 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 394 8 9 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 394 9 6 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 395 1 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 395 2 6 : 130 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 395 3 3 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé Code Identifiant de Spécialité : 6 991 071 5
--

ARROW GENERIQUES

lévodopa..... 50 mg
carbidopa anhydre..... 12,50 mg
entacapone..... 200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 390 6 9 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 390 7 6 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 300 390 8 3 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 391 0 6 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 391 1 3 : 130 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 391 2 0 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 139 634 7

ARROW GENERIQUES

lévodopa	75 mg
carbidopa anhydre	18,75 mg
entacapone	200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 391 3 7 : 10 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 391 4 4 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 391 6 8 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 391 7 5 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 391 8 2 : 130 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 391 9 9 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL QUALIFARMA 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 132 564 9

MEDIPHA SANTE

lévonorgestrel	100
microgrammes	
éthinyloestradiol	20
microgrammes	

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 333 1 9 : 21 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 1
34009 300 333 2 6 : 21 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 3
34009 550 119 3 4 : 21 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 6

Cette spécialité est un générique de **LAURETTE, comprimé enrobé**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : MEMANTINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 885 062 8

LABORATOIRES ALTER

chlorhydrate de mémantine 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 025 6 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 300 025 7 5 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 550 010 5 8 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 550 010 6 5 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 550 010 7 2 : 112 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : MEMANTINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 449 587 7

LABORATOIRES ALTER

chlorhydrate de mémantine 20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 025 8 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/PVC-Aluminium)

34009 550 010 8 9 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**EBIXA 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : MEMANTINE ALTER 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 226 777 5

LABORATOIRES ALTER

Chlorhydrate de mémantine 5,00 mg

Pour un comprimé pelliculé

Chlorhydrate de mémantine 10,00 mg

Pour un comprimé pelliculé sécable

Chlorhydrate de mémantine 15,00 mg

Pour un comprimé pelliculé

Chlorhydrate de mémantine 20,00 mg

Pour un comprimé pelliculé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 026 3 6 : Plaquettes (PVC/PCTFE/PVC/Aluminium). Boîte de 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg + 7 x 20 mg

Cette spécialité est un générique d'**EBIXA 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : MIGLUSTAT BLUEFISH 100 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 439 466 8

Bluefish Pharmaceuticals AB

miglustat 100 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 131 8 1 : 84 gélules en plaquette (PVC/polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **ZAVESCA 100 mg, gélule**

Décision du **16 novembre 2015**

Spécialité dénommée : MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 686 247 1

MYLAN SAS

moxifloxacine 400 mg
sous forme de chlorhydrate de moxifloxacine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 278 544 2 2 : 5 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/aluminium)

34009 278 545 9 0 : 7 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/aluminium)

34009 278 546 5 1 : 10 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/aluminium)

34009 278 547 1 2 : 5 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 278 548 8 0 : 7 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 278 549 4 1 : 10 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 278 550 2 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/aluminium) ; boîte de 5

34009 278 551 9 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/aluminium) ; boîte de 7

34009 300 383 1 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/aluminium) ; boîte de 10

34009 278 552 5 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
; boîte de 5

34009 278 553 1 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
; boîte de 7

34009 300 383 3 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
; boîte de 10

Cette spécialité est un générique de **IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 novembre 2015**

Spécialité dénommée : NEBIVOLOL TORRENT 5 mg, comprimé quadrisécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 092 746 0

TORRENT PHARMA

nébivolol base..... 5 mg
sous forme de chlorhydrate de nébivolol

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 383 6 9 : 7 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 383 7 6 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 383 8 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 383 9 0 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 384 0 6 : 50 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 384 1 3 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 384 2 0 : 90 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 384 3 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 550 135 4 9 : 500 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
34009 300 384 4 4 : 7 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 384 5 1 : 14 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 384 6 8 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 384 7 5 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 384 8 2 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 385 0 5 : 56 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 385 1 2 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 300 385 2 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
34009 550 135 5 6 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable**

Décision du **05 novembre 2015**

Spécialité dénommée : NEFOPAM BIOCODEX 20 mg/2 mL, solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 112 024 9

BIOCODEX

chlorhydrate de néfopam..... 20 mg

pour une ampoule de 2 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 395 4 0 : 2 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5
34009 300 395 5 7 : 2 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 10
34009 300 395 6 4 : 2 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 20
34009 300 395 7 1 : 2 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 50
34009 300 395 8 8 : 2 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 100

Cette spécialité est un générique d'**ACUPAN, solution injectable**

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE ALTER 150 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 431 507 6

LABORATOIRES ALTER

prégabaline 150 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 300 3 5 : 56 gélules en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 150 mg, gélule**

Décision du **23 novembre 2015**

Spécialité dénommée : PREGABALINE ALTER 75 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 484 958 9

LABORATOIRES ALTER

prégabaline 75 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 300 2 8 : 56 gélules en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LYRICA 75 mg, gélule**

Décision du **23 novembre 2015**

Spécialité dénommée : PROPRANOLOL BIOGARAN 40 mg, comprimé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 712 269 8

BIOGARAN

chlorhydrate de propranolol 40 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 300 385 3 6 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 385 4 3 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 385 6 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 385 7 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 385 8 1 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 385 9 8 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 386 0 4 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable**

Décision du **10 novembre 2015**

Spécialité dénommée : QUETIAPINE KRKA LP 150 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 745 994 3

Krka, dd, Novo mesto

quétiapine 150 mg
sous forme de fumarate de quétiapine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 090 8 6 : 10 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 090 9 3 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 091 0 9 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 091 2 3 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 091 5 4 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 038 6 1 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 150 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : QUETIAPINE KRKA LP 200 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 120 553 2

Krka, dd, Novo mesto

quétiapine 200 mg
sous forme de fumarate de quétiapine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 091 6 1 : 10 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 091 7 8 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 091 8 5 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 091 9 2 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 092 0 8 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 038 7 8 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 200 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : QUETIAPINE KRKA LP 300 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 098 557 0

Krka, dd, Novo mesto

quétiapine 300 mg
sous forme de fumarate de quétiapine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 095 3 6 : 10 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 095 4 3 : 30 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 095 5 0 : 50 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 300 095 6 7 : 60 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 039 2 2 : 90 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)
34009 550 039 3 9 : 100 comprimés en plaquette (polyamide/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 300 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : QUETIAPINE SANDOZ LP 150 mg, comprimé à libération prolongée Code Identifiant de Spécialité : 6 529 678 9
--

SANDOZ

quetiapine 150 mg
sous forme de fumarate de quétiapine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 283 3 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 283 4 6 : 60 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 150 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : QUETIAPINE SANDOZ LP 200 mg, comprimé à libération prolongée Code Identifiant de Spécialité : 6 880 067 1
--

SANDOZ

quetiapine 200 mg
sous forme de fumarate de quétiapine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 283 5 3 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 283 6 0 : 60 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 200 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : QUETIAPINE SANDOZ LP 300 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 643 736 7

SANDOZ

quetiapine 300 mg
sous forme de fumarate de quétiapine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 283 7 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

34009 300 283 9 1 : 60 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 300 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : QUETIAPINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 896 739 6

SANDOZ

quetiapine 400 mg
sous forme de fumarate de quétiapine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 284 0 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

34009 300 284 1 4 : 60 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 400 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **24 novembre 2015**

Spécialité dénommée : QUETIAPINE SANDOZ LP 50 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 756 795 8

SANDOZ

quetiapine 50 mg
sous forme de fumarate de quétiapine

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 283 1 5 : 10 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

34009 300 283 2 2 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 50 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **24 novembre 2015**