



Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

TABLE DE CODAGE TECHNIQUES ET LOGICIELS (liste non exhaustive, mai 2016)
MARQUEURS SERIQUES MATERNELS DE LA TRISOMIE 21 (PREMIER TRIMESTRE)

DISTRIBUTEUR	PARAMETRE	NOM DU COFFRET	REFERENCE	CODE
THERMOFISHER / B.R.A.H.M.S. France	hCGβ	KRYPTOR free BhCG	809.075	KN
	PAPP-A	KRYPTOR PAPP-A	866.075	KN
	Logiciel	Fast screen pre I plus	version 2.0	KN
PERKIN ELMER SAS	hCGβ	Auto Delfia/Delfia Xpress freeBhCG	B097-101/ 6002-0010 - 6002 - 001C	KC
	PAPP-A	Auto Delfia/Delfia Xpress PAPP-A	B098-201 / 6003-0020 - 6009-002C	KC
	Logiciel	Life cycle	version 4.0	KC
ROCHE DIAGNOSTICS	hCGβ	Cobas hCGβ	04854071	RD
	PAPP-A	Cobas PAPP-A	04854098	RD
	Logiciel	Ssdw Lab version 5 et 6	5126193001	RF
SIEMENS M. S. D.	hCGβ	Immulite 2000 free Beta HCG	10470754 /10470755	SA
	PAPP-A	Immulite 2000 PAPP-A	10470756 / 10470757	SA
	Logiciel	Prisca	10488264 (Version 4.0)	SA

MARQUEURS SERIQUES MATERNELS DE LA TRISOMIE 21 (DEUXIEME TRIMESTRE)

DISTRIBUTEUR	PARAMETRE	NOM DU COFFRET	REFERENCE	CODE
THERMOFISHER / B.R.A.H.M.S. France	hCG	KRYPTOR hCG+bêta	841.050	KN
	AFP	KRYPTOR AFP	816.075	KN
	hCGβ	KRYPTOR free BhCG	809.075	KN
	Logiciel	Fast screen pre I plus	version 2.0	KN
PERKIN ELMER SAS	hCG	Auto Delfia hCG	A082-101/B082-101	KC
	AFP / hCGβ	Auto Delfia hAFP/free hCGβ dual	B067-101	KD
	hCGβ	Auto Delfia/Delfia Xpress freeBhCG	B097-101/ 6002-0010 - 6002 - 001C	KC
	AFP	Auto Delfia/Delfia Xpress hAFP	B096-101/ 6001-0010 - 6001-001C	KC
	Estriol libre	Auto Delfia uE3	B083-101	KC
	Logiciel	Life cycle	version 4.0	KC
		Life cycle	version 3.2	KD
ROCHE DIAGNOSTICS	hCG	Cobas hCG + β	03271749	RD
	AFP	Cobas AFP	04481798	RD
	Logiciel	Ssdw Lab version 5 et 6	5126193001	RF
SIEMENS M. S. D.	hCG	Immulite 2000 HCG	10404400 / 10488950	SA
	AFP	Immulite 2000 AFP	10404398 / 10488949	SA
	Estriol libre	Immulite 2000 unconjugated estriol	10470753	SA
	hCGβ	Immulite 2000 free Beta HCG	10470754 /10470755	SA
	Logiciel	Prisca	10488264 (Version 4.0)	SA

TABLE DE CODAGE APPAREILS

DISTRIBUTEUR	MODELE	CODE
THERMOFISHER / B.R.A.H.M.S. France	KRYPTOR / KRYPTOR compact/ KRYPTOR compact Plus	UCM
PERKIN ELMER SAS	AutoDELFI	U4D
	DELFI Xpress	U4A
ROCHE DIAGNOSTICS	Modular E (170) /EE	UWH
	Cobas 4000 e411	UWL
	Cobas 6000 e601	UWR
	Cobas 8000 e602	UWT
SIEMENS M. S. D.	Immulite 2000/ 2000 Xpi	U4R