

Nom du Cardiologue : _____

 Nom du Patient: _____

Date de l'échographie-Doppler :

 Centre : _____

ETUDE DE SUIVI PROSPECTIF BENFLUOREX Fiche d'échocardiographie d'inclusion

Valve Aortique :

Epaisseur : Normale ☐ Anormale (> 3mm) ☐

 Calcification : Oui ☐ Non ☐

 Régurgitation : 0 ☐ Triviale ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

 Si régurgitation $\geq$ grade 2 : SOR : cm² PHT : ms

 Vitesse télédiaastolique de l'isthme :cm/s

 Diamètre du jet vena contracta:mm

Sténose : Oui ☐ Non ☐

Valve Mitrale :

Epaisseur : Normale ☐ Anormale (> 3mm) ☐

 Calcification : Oui ☐ Non ☐

 Régurgitation : 0 ☐ Triviale ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

 Si régurgitation $\geq$ grade 2 : SOR :cm² ITV mitrale/ITV aortique :

 Diamètre du jet vena contractamm

Sténose : Oui ☐ Non ☐

Valve Tricuspidale :

Epaisseur : Normale ☐ Anormale (> 3mm) ☐

 Calcification : Oui ☐ Non ☐

 Régurgitation : 0 ☐ Triviale ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

 Si régurgitation $\geq$ grade 2 : SOR :cm²

 Diamètre du jet vena contracta mm

Sténose : Oui ☐ Non ☐

Valve Pulmonaire :

Epaisseur : Normale ☐ Anormale (> 3mm) ☐

 Calcification : Oui ☐ Non ☐

 Régurgitation : 0 ☐ Triviale ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

 Sténose : Oui ☐ Non ☐

Autres données :

Fraction d'éjection VG : > 60% ☐ 45-60% ☐ <45% ☐

 Diamètre télédiaastolique VG :mm Diamètre télésystolique VG :mm

 Pression artérielle pulmonaire :

 - Vitesse maximale de l'insuffisance tricuspide :m/s

 - Temps d'accélération pulmonaire :ms

 - estimation du niveau de PAPs :mmHg

Conclusion :

- ☐ Absence d'atteinte valvulaire (ne pas enregistrer les boucles)
- ☐ Anomalie valvulaire caractéristique d'une autre étiologie (ne pas enregistrer les boucles)
- ☐ Anomalie valvulaire possiblement liée au benfluorex ou doute (enregistrer et conserver les boucles)
- ☐ Suspicion d'une HTAP (vitesse maximale de fuite tricuspide >2.8 m/s) → Merci d'adresser le patient au centre national de référence de l'HTAP ou au centre régional de compétence de l'HTAP et de signaler le cas au Pr Simonneau & Pr Humbert, Centre National de Référence de l'Hypertension Pulmonaire Sévère, Hôpital Antoine Béchère, 157 rue de la Porte de Trivaux, 92140 Clamart). Les centres et les correspondants sont décrits sur le lien <http://www.reseau-htap.fr/reseau-francais-htap/carte-de-france.asp>.
- ☐ Echocardiographie demandée pour ☐ avis complémentaire ou ☐ enregistrement des boucles au Dr Ville :