

	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale – Dosage des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 16T212
	Michèle NOEL (ANSM) / Françoise MULLER (Paris)
Expédition - Clôture	10/10/2016 – 07/11/2016

Résultats échantillon 16TC-1T – marqueurs sériques maternels 1^{er} trimestre - dépistage 1^{er} trimestre

Nature de l'échantillon envoyé : Echantillon lyophilisé constitué d'un pool de sérum de femmes enceintes non surchargé.

Risque calculé médian et interprétation consensus : 1/168 ; « la patiente appartient à un groupe à risque accru de trisomie 21 »

hCG Béta (UI/L - MoM)					
Effectif	Médiane	UI/L	CVnp	Médiane	MoM
81	31,8		8,9 %	0,82	
					CVnp
					6,3%

PAPP-A (mUI/L - MoM)					
Effectif	Médiane	mUI/L	CVnp	Médiane	MoM
82	3 452		22,7 %	1,21	
					CVnp
					5,5%