

AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE

Information patient sur le vaccin méningococcique A + C

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de vous faire vacciner.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Vous devez suivre attentivement les conseils de votre médecin ou de votre infirmier/ère.
Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou à votre infirmier/ère.
Ce vaccin vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C, poudre et solvant pour suspension injectable.

Ce vaccin méningococcique A + C est composé de polysides purifiés de *Neisseria meningitidis* du groupe A et C. Les autres composants sont, pour la poudre le lactose, et pour le solvant, le chlorure de sodium, le phosphate disodique dihydraté, le phosphate monosodique dihydraté et l'eau pour préparations injectables.

1. QU'EST-CE QUE LE VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le vaccin polyosidique méningococcique A + C est un vaccin utilisé pour prévenir les maladies dues à la bactérie appelée *Neisseria meningitidis* (méningocoque) des sérogroupe A et C chez les adultes et les enfants à partir de l'âge de 18 mois.

Ce vaccin agit en aidant votre organisme à créer sa propre protection (anticorps) contre cette bactérie.

Ces bactéries du groupe A et C peuvent provoquer des infections graves et parfois mortelles telles que la méningite ou la septicémie (infection généralisée).

Ce vaccin protège contre les bactéries méningocoques du groupe A et C. Il ne protège pas contre d'autres groupes de méningocoque, ni contre d'autres organismes causant une méningite ou une septicémie (infection généralisée).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C ?

Ne pas utiliser le VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C si vous ou votre enfant :

- êtes allergique à tout composant de ce vaccin
- présentez une maladie fébrile aiguë sévère (fièvre élevée), la vaccination devra alors être différée.

Prendre des précautions particulières avec le VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C si vous ou votre enfant :

- présentez des problèmes de coagulation, quels qu'ils soient,
- suivez un traitement supprimant vos défenses immunitaires ou présentez des défenses immunitaires déficientes : la réponse immunitaire du vaccin peut alors être diminuée.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament ou vaccin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

Non documenté

Utilisation d'autres médicaments/vaccins:

Veuillez informer votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment tout autre médicament (même s'il s'agit d'un médicament qui ne vous a pas été prescrit), ou si vous avez récemment reçu tout autre vaccin.

3. COMMENT S'UTILISE LE VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C ?

Posologie

Chez les adultes et les enfants de plus de 18 mois : une dose unique (0,5 ml) de vaccin reconstitué.

Mode d'administration

Avant l'injection, le vaccin doit être reconstitué avec le solvant, pour dissoudre la poudre. La reconstitution du vaccin est immédiate. Le vaccin après reconstitution est une solution incolore, limpide ou légèrement opaque.

Le vaccin reconstitué doit être administré immédiatement après reconstitution.

L'administration intramusculaire du vaccin se fera généralement dans le muscle de la cuisse chez l'enfant et dans le muscle de l'épaule chez les adultes et les enfants plus âgés.

Votre médecin ou votre infirmier/ère s'assureront que le vaccin n'est pas injecté par voie intraveineuse (l'aiguille ne doit pas pénétrer dans un vaisseau sanguin).

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les vaccins, le VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C est susceptible de provoquer des effets indésirables.

Réactions locales au site d'injection : des douleurs transitoires, en général, modérées, parfois associées à un gonflement ou une rougeur ont été rapportées

Réactions générales : fièvre, maux de tête, réactions de type allergique (urticaire, éruption érythémateuse), douleurs musculaires, douleurs des articulations et troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) ont été très rarement observées.

Dans de rares cas des troubles neurologiques (sensations de picotements et de fourmillements, convulsions et réactions méningées pouvant associer raideur de la nuque, photophobie et céphalées) ont été rapportées.

Exceptionnellement, des réactions allergiques sévères de type choc anaphylactique ont été rapportées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE VACCIN POLYOSIDIQUE MENINGOCOCCIQUE A + C ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver entre +2°C et +8°C (au réfrigérateur)

Ne pas congeler