

15GPV1

Expédition - Clôture

Michèle NOEL (ANSM) / Monique LEBAN (Paris)

14/10/2015 – 9/11/2015

Valeurs cibles toutes techniques


hGH (mUI/L)

Nature des échantillons envoyés lors de l'opération 15GPV1 :

GH208 - GH209 : pool de sérums natifs non surchargé

Echantillon	Nombre de résultats	Médiane (mUI/L)	Interquartile (mUI/L)
GH208	73	2,8	2,5 – 3,4
GH209	73	22,2	20,4 – 25,2

Histogramme des résultats toutes techniques



PTH (ng/L)


Nature des échantillons envoyés lors de l'opération 15GPV1

PTH151 et PTH152 : Matrice sérique surchargée par le Standard International **95/646**.

Echantillon	Nombre de résultats	Moyenne toutes techniques (ng/L)	CV toutes techniques (%)
PTH151	592	158,5*	16,30
PTH152	592	538,9*	22,10

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

Histogramme des résultats toutes techniques




25 OH-Vitamine D (nmol/L)

Nature de l'échantillon envoyé lors de l'opération 15GPV1

VITD151 : Matrice sérique non surchargée - **VITD152** : Matrice sérique surchargée en 25-OH vitamine D2.

Echantillon	Nombre de résultats	Moyenne toutes techniques (nmol/L)	CV toutes techniques (%)
VIT151	674	37,2	24,1
VIT152	670	73,8	33,1

Histogramme des résultats toutes techniques



Valeur moyenne mesurée par LC-MS/MS :

VITD151

- 25OH vitamine D3 : 49,4 nmol/L
- 25OH vitamine D2 : 3,4 nmol/L

VITD152

- 25OH vitamine D3 : 49,7 nmol/L
- 25OH vitamine D2 : 97,5 nmol/L